

BianStone & Graphene Far Infrared Heating Therapy MagicPad

Product Introduction

This MagicPad Pro adopts a new heat injection technology, natural red needle stone combined with graphene heating cloth to generate heat, human body safe USB-C PD 65W low voltage input, waterproof, fireproof and electric shock-proof. Apply cutting-edge technology PEMF and terahertz, double the energy, give you different warm physical therapy care, and bring you instant relief and relaxationin just 15 minutes. It can be used as a seat cushion or foot cushion, and as a hot compress for shoulders, stomach, and waist; it is a good friend whether you are at home or in the office.


Product material and function


Natural Red BianStone: Bianstone surgery, one of the six medical techniques of Chinese medicine, mentioned in many places in the "Huangdi Neijing", it is called a stone that can cure diseases, using Bianstone as a treatment tool Representative: Chinese medicine Bian Que. After testing by modern instruments, it contains more than 40 kinds of trace elements and minerals that are beneficial to the human body, as well as more than 20 kinds of anti-aging elements such as calcium, magnesium, zinc, chromium, strontium, and Graphene: Nobel Prize in Physics, a revolutionary material for biomedicine in the 21st

tury. Graphene far-infrared rays have the functions of improving blood circulation, ing joint pain, boosting spirit, skin care and beauty. PEMF: World Class Energy Technology. The cells of the human body need energy to achieve optimal functional status. Pulsed magnetic fields are a soothing and energetic method that can help the human body replenish energy, activate the vitality of the Terahertz: It can produce a wave heat effect, increase cell vitality, adjust nerves and

the body, promote body metabolism, improve the human body's magnetic field, open up the meridians in the human body, enhance the human body's mental vitality, and promote the function of sweat glands, thereby accelerating the excretion of waste in the body, beneficial to health.


Product Structure






Product connection diagram:

- ① Connect the thermostat six-pin connector (female seat) with the MagicPad Pro six-pin connector (male seat) according to the limit slot and the arrow; (2) Plug the other end of the thermostat USB-C into the power adapter or car charger, and then power on to use;
- 3 Note: The power adapter (included with the product) and the car charger and power bank (please purchase by yourself) must support PD fast charging and the output power of the USB-C single port is ≥65W. If you need to buy, please choose a certified power adapter or car charger, power bank; 4 Please refer to the figure below for vehicle and outdoor use scenarios:





4 Multifunctional belt

Controller use and troubleshooting



Timing increase button Timing decrease button - Power switch button default temperature "30°C" is set to "8" hours when it is used for the first time;

Power Indicator

- (PEMF) Night Mode

- Timing unit (hour)

Heating Status Indicator

2. The " icon is for temperature adjustment. Press " or " or " to adjust for temperature rise and fall. Note: After the temperature is set, the displayed temperature will automatically jump to the actual sensing temperature; 3. " $\overset{f c}{f c}$ " is for timing adjustment, press " $ilde{igwedge}$ " or " $ilde{igwedge}$ " key for timing adjustment, the unit is H/hour. Note: After the timer is counted down, it will automatically stop working and shut down when the set time is reached:

4. The icon flashes during adjustment, and the icon is always on for 6 seconds after setting to indicate completion. Note: After the temperature is set, the " 🔆 " icon flashes to indicate heating, and when the set temperature is reached, the " 🔆 " icon disappears to indicate that the heating is stopped: 5. "PEMF" adjustment, the default Night Mode is turned on, press it once for Day Mode, and press it again for off. Note that "PEMF" is turned on for 30 minutes,

and it will be turned off automatically after 30 minutes; 6. The thermostat has a memory function. After the last function adjustment, the default last adjustment parameters will be used again; 7. Temperature mode set up Automatic heating time

safe mode: A.Warm therapy 1 20–45°C Can be set manually for 1–12 hours B.Warm therapy 2 46–50°C Heating for 4 hours, automatically return to 39°C C.Hot therapy 51–60℃ Heating for 4 hours, automatically return to 39℃

5. Thermostat display troubleshooting		
Display	Cause of issue	Troubleshooting
E1	The thermostat is not connected to the product or the connection is in poorcontact; The temperature sensor probe fails.	Check the connection line, whether the connection is normal, and it needs to be re-energized. If the product is still abnormal, please contact after-sales service.
EH	High temperature error or temperature out of protection	Turn off the power, turn on the product again after cooling to confirm, if it shows that the product is abnormal, please contact after–sales

Troubleshooting Suitable for the crowd 1. Check the power supply, whether it is normal EU Abnormal voltage 2. Recommended output power ≥ 65W certified power

1. People with sub-health, low immunity and easy fatigue 2. People with edema, obesity, insomnia, neurasthenia, and poor physical fitness 3. Symptoms such as rheumatism, rheumatoid patients, numbness of hands and feet 4. Cold hands and feet, female physical discomfort, chills, etc.

5. Lumbar and leg pain, shoulder and neck pain, muscle pain and other pain symptoms

Package Contents • MagicPad Pro x1 • Temperature controller x1 • Product storage bag x1

Manual book x1
USB-C PD 65W Adapter x1

Warranty description Dr.Rock provides quality warranty services for hardware products and accessories in the packaging and defects in materials and workmanship. The warranty period of the MagicPad Pro (including temperature controller) is one year

from the date of purchase of the product, and the included storage bag is guaranteed for 6 months. Damages caused by normal wear or aging, acc improper use, alterations, etc. are not covered by this warranty. How to obtain after-sales service: Please call the Dr.Rock authorized brand or go to the authorized retailer's purchase place or online customer service for after-sales service, and please provide the relevant purchase credentials (invoice or purchase record).

Product maintenance methods

You can use a wet towel to wipe the contaminated part when it is not powered on, or use a disinfectant wet towel to disinfect it regularly, and then turn it on for heating after drying.

A Precautions

- 1. Read the manual carefully before use and use it in accordance with the
- 2. Don't let it be used alone by people who cannot take care of themselves, infants or children who are not sensitive to heat.
- 3. It is forbidden to use in water and humid environment 4. Do not dry clean or wash. You can wipe the contaminated part with a wet towel when the power is not turned on, and then turn on the power to heat it after drying.
- 5. Do not insert sharp objects into this product. 6. Do not place bedding and other items in a small area to cover the heating area
- when the product is heated to prevent local overheating and causing malfunctions 7. It is forbidden to place flammable materials such as fireworks and lighters on
- the surface of the product to prevent fire. 8. Please confirm whether the power supply is cut off before going out.

Dr.Rock為包裝中的硬件產品和配件材料及工藝缺陷提供質量保修服務,

溫陽百變墊專業版(含溫度控制器)保修期限為自您購買該產品之日起一年,

正常的磨損或老化以及意外、不正當使用改造等造成損壞,不在此保修範圍

之內。獲取售後服務方式: 請致電 Dr.Rock授權品牌商或前往授權零售商購

買處或網絡客服售後,同時請提供相關購買憑據。 (發票或購買記錄)

可在不通電情況下,用濕毛巾對污染部分進行擦拭,或者定期用消毒濕巾

Using the heating function, the temperature can be adjusted according to the tolerance of the skin. In order to prevent skin burns.if you feel unwell, stop *The temperature controller can set the timing: 1~12 hours *Heating temperature: 20~60°C, adjustable by lifting button *Accessories: 3D shock net, Density mesh cloth, Bamboo charcoal fiber cotton (fireproof)

1. 亞健康、免疫力低下、易疲勞人群

3. 風濕、類風濕患者、手腳麻痹等症狀

4. 手腳冰冷、女性生理不適、畏寒怕冷等

● 溫度控制器 x1● 產品收納包 x1

5. 腰腿酸痛、肩頸痛、肌肉酸痛等痛症

2. 水腫肥胖、失眠、神經衰弱、體質較差人群

砭石&石墨烯遠紅外線溫陽百變墊專業版


這款溫陽百變墊專業版,採用了全新熱能注入技術,天然紅砭石結合石墨烯發熱 布發熱,人體安全 USB-C PD 65W 低電壓輸入,防水防火防觸電。應用尖端科技 PEMF(脈衝磁場)及太赫茲、能量加倍、給你不一樣的溫熱理療護理、只需15分鐘 就為您帶來瞬間全然舒緩、放鬆無比的感受。可作坐墊或腳墊,以及熱敷肩、肚、腰 使用; 無論居家還是辦公, 皆為良朋好友。

產品材料及作用

天然紅砭石: 砭術,中醫的六大醫術之一,《黃帝內經》中多處提及,稱之為能治病 的石頭,使用砭石為治療器具代表人:中醫扁鵲。 經過現代儀器檢測,含有40多種 有益於人體的微量元素和礦物質,以及人體所必需的鈣、鎂、鋅、鉻、鍶、硒等20多 種抗衰老元素。

石墨烯:諾貝爾物理學獎,21世紀生物醫學革命性材料。石墨烯遠紅外線有改善血液 循環、改善關節疼痛、提振精神、護膚美容等作用。 PEMF (脈衝磁場):世界級能量科技。人體的細胞需要能量來達到最佳功能狀態,脈衝 磁場是一種舒緩並富有能量的方法,可以幫助人體補充能量,激活機體活力,疏通經絡。 **太赫茲**:可以產生波熱效應,能夠增加細胞活力,調整神經以及機體,促進身體的 新陳代謝,改善人體磁場,打通人體內的經絡,增強人體精神活力,還可促進汗腺功 能,從而可以加速體內廢物排泄,有利於身體健康。

產品結構圖






產品連結示意圖:

① 將溫控器六針接頭 (母座) 與百變墊專業版六針接頭 (公座) ,按限位槽及箭頭 指示對接; ② 將溫控器另一端USB-C插入電源適配器或是車載充電器,然後通電即可使用;


③注意:電源適配器 (隨產品附帶) 另外車載充電器和充電寶 (請自行購買) 必


須支持PD快充且USB-C單□輸出功率≥65W。 如需購買,請選擇有認證的電源適配器或車載充電器、充電寶; ④ 車載與戶外使用場景請參考下圖:





⑤ 多功能帶






溫控器使用方法及故障排除



脈衝磁場夜間模式 - 定時單位(小時) 加熱工作指示燈 定時上調按鍵 定時下調按鍵 - 電源開關按鍵

、電源接通後,長按 🙂 鍵為開機或關機。首次使用開機默認顯示設定溫度 「30℃」和時間設定為「8」小時; 2、 圓標為溫度調節,輕按 鍵或 鍵為溫度的高低上、下調節。 注意:溫度調節後,顯示屏顯示溫度會自行跳至實際感應溫度; 3、 ♠ 圖標為定時調節,輕按 ∧ 鍵或 ∨ 鍵為定時時長調整,單位為H/小時。

注意:定時後時間顯示為倒計時,到達設定時長後會自動停止工作並關機; 4、調節溫度或時間按鍵時圖標閃爍,設定後6秒圖標常亮表示完成。注意:溫度設 定後, 🔆 圖標閃爍為加熱工作中,到達預設溫度後, 🔆 圖標消失為停止加熱工作; 5、PEMF 調節,開機默認夜晚睡眠模式,輕按一下為白天模式,再次輕按為關閉。 注意, PEMF 開啟運行時間為30分鐘, 30分鐘後會自動關閉;



B.溫敷2 46-50°C 最多加熱4小時,自動回到39°C C.熱療 51-60° 最多加熱4小時,自動回到39°C

溫控器顯示

故障原因 故障排除 溫控器與產品未連接或連結 1、檢查溫控器與產品之間的連接線、 E1 接觸不良; 插頭是否連結正常,需重新通電。 、溫度感應探頭失效 2、如無誤仍顯示產品異常,請聯繫售後。 EH 高溫報錯或溫度超出保護值 關閉電源,待產品冷卻後再次開機確認,如仍顯示為產品異常,請聯繫售後

溫控器顯示 故障原因 故障排除 檢查電源,是否正常; EU 電壓不正常 建議使用輸出功率≥65W的有認證的 電源適配器或車載充電器; EC 電流過流 3、重新插入供電重啟後任有異常,請聯繫售後。

adapter or car charger;

Physiotherapy mode

EC Current overcurrent 3. If there is any abnormality after reinserting the power supply and restarting, please contact the after–sales service.

● Daily Warm Compress Therapy: Set the thermostat to 30~40°C, PEMF setting

(use 12Hz day mode during the day, 7.83Hz evening mode at night) for daily use, and recommend heating for 6–10 hours/time.

It is suitable for people with weak and cold constitution, poor microcirculation of the body, long-term fatigue, rheumatic pain, cold hands and feet, and weakened immunity

• Hot Therapy: Set the thermostat The thermostat is set to 50°C-60°C, PEMF is set to

and numbness in hands and feet. It can accelerate blood circulation, sweat and detoxify,

• Natural Therapy: Turn off the power of the thermostat (at room temperature) in hot

*Product name: Dr.Rock BianStone & Graphene Far Infrared Heating Therapy MagicPad Pro

*Physiotherapy mode: Room temperature natural therapy, warm therapy, Hot therapy,

*Heating device: Graphene heating film

weather, or natural care at normal room temperature. Suggested use: Long term. It feels cool and comfortable to use in summer; long-term use can make the body absorb the far-infrared rays that are beneficial to the body, which is conducive to

maintaining and improving the operation of the body's microcirculation system.

*Adapter input voltage: 100-240V~50/60Hz, USB-C PD 20V/3.25A 65W

*Current and voltage: human body safety low voltage maximum 20V/3.25A

PEMF magnetic therapy

*MagicPad Pro input power: USB-C PD 20V/3.25A 65W and above

• Warm Conditioning Therapy: set the thermostat to 41–49°C, PEMF setting (use

12Hz day mode during the day,7.83Hz night mode at night) for daily body

It is suitable for resisting chronic diseases, long-term fatigue, rheumatic pain, dysmenorrhea, cold palace, blood stasis, cold hands and feet, poor body

It is suitable for sports injuries, backache and bone pain, shoulder and neck pair

microcirculation, decreased immunity, edema, obesity, sub-healthy people:

conditioning, and recommend heating for 2-4 hours per time.

12Hz daytime mode, used for hyperthermia conditioning when,

neating use suggestion: 1 hour / each time.

*PEMF (Pulsed Magnetic Field) transmitter: 1 Group

*Adjustable range of temperature controller: 20~60°C

*PEMF adjustable gear: 7.83Hz, 12Hz

Specifications

●日常溫敷療法:溫控器設置至30~40°C, PEMF設置(白天使用12Hz日間模式、夜 晚使用7.83Hz晚間模式),日常用,加熱使用建議6~10小時/每次。 適用於虛寒體質、身體微循環差、長期疲勞、風濕疼痛、手腳冰冷、免疫力下降者。 ●溫熱調理療法:溫控器設置至41~49°C,PEMF設置 (白天使用12Hz日間模式、夜晚使 用7.83Hz晚間模式),日常調理身體用,加熱使用建議2~4小時/每次。 適用於抵抗頑疾、長期疲勞、風濕疼痛、痛經、宮寒、血瘀、手腳冰冷、身體微循 環差、免疫力下降者、水腫肥胖、亞健康人群; 痔瘡、男性前列腺炎等症狀恢復健康。

●熱療: 溫控器設置至50°C~60°C, PEMF設置12Hz日間模式, 需要時熱療調理用, 加熱使用建議:1小時/每次。 適用於運動損傷、腰酸骨痛、肩頸痛、手腳麻痛。 可以加速血液循環、排汗排毒, 有效舒緩及改善痛症。

●室溫自然療法: 溫控器電源加熱開關關閉(室溫)熱天,或平時室內溫度天然護理。 使用建議:長期。 夏季使用時感覺到涼爽舒適; 長期使用可以使身體吸收砭石發出有益於身體的遠紅外 線,有利於保持和改善身體微循環系統正常運作。

產品名稱: Dr.Rock (絡醫生) 砭石&石墨烯遠紅外線 溫陽百變墊專業版 產品型號:SP480 產品尺寸: L45 x W48 x H1.5 CM / 產品重量: 1.49 KG 砭石顆粒:39片(大27片+小12片) / 太赫茲顆粒:4片 PEMF(脈衝磁場)發射器:1組

理療模式:室溫自然療法、溫敷、熱療、PEMF磁療 適配器輸入/輸出:100-240V~50/60Hz, USB-C PD 20V/3.25A 65W 輸入功率: USB-C PD 20V / 3.25A 65W及以上 電流電壓:人體安全低電壓最大20V/3.25A PEMF可調檔位:7.83Hz 、12Hz

加熱裝置:石墨烯發熱膜 / 溫度控制器可調節範圍:20~60℃ 溫度控制器可設置定時:1~12小時 發熱溫度:20~60℃ 升降按鍵調節 輔料:高密度網眼布、3D防震網、竹炭纖維棉層(防火)

▲ 注意事項

產品維護和保養方法

進行消毒,晾乾後再通電加熱使用。

質保說明

1、使用前詳細閱讀說明書,並按照操作說明使用。

2、不要讓生活不能自理、嬰幼兒或對熱不敏感人群單獨使用。

3、禁止在有水和潮濕環境下使用。 4、不得乾洗或洗滌。可在不通電情況下,用濕毛巾對污染部分進行擦拭, 晾乾後再通電加熱使用。

5、勿將尖銳物體插入本產品。 6、請勿在本產品加熱時將被褥等物品放置在加熱區域小面積覆蓋,防止

局部過熱導致故障。

7、產品表面禁止放置煙花爆竹、打火機等易燃物品,防止引發火災。 8、使用結束、外出前,請確認電源是否切斷。

9、使用加熱功能,溫度可根據皮膚耐受程度進行調節,為防止皮膚燙傷,

請根據自己身體體質,合理調節溫度級數,如有不適及時停止使用。