

glo



USER MANUAL
MANUAL DE USO
MANUEL DE L'UTILISATEUR

English

1-16


Español

17-32

Français

33-48

Glo910+



Soft-Massage 10

Head removal/fixing button

7 Cellu-Active

9 Body-Brush

8 Cellu-Detox



2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

2.USING THE APPLIANCE

- Plug the device into the mains.
- Place the selected treatment head.
- Switch on the device by pressing the power button **2**.
- If desired, switch on the SLIMtech® technology by pressing the button **5**.
- Hold the device firmly, preventing it from turning around on itself, as this could end up damaging the cable.
- Select the speed (from 200 rpm to 800 rpm) using the regulator **3**. Start with a gentle speed, and increase according to the sensitivity to massage.
- Pass it slowly in circular movements, avoiding pressing it against the skin with excessive pressure.
- To drain, use the Cellu-Detox head **8**, slide it with upward movements from the ankle to the groin, avoiding touching the bones.
- To change the head, always turn off the device by pressing the power button **2**.



Inserting and removing the head

- To position the head, insert the selected head shaft on the shaft at the base of the device, and secure it by pressing the central button of the head **11**. Pressing or forcing the anchoring system is needless.
- To remove the head, press the central button **11**. Once released, pull it outwards.




Massage Duration

- The massage lasts about 15-20 minutes
- It is recommended to dedicate about 5 minutes per area to be treated. In the case of the legs, spend about 10 minutes on each leg (thigh + buttock).
- If you want to dedicate a longer time to specific areas, we recommend dividing the treatment into two areas--upper and lower--to allow enough time for each and then alternating the days of treating them.



Direction of the massage

The massage should be done in the direction of blood circulation (from the extremities towards the heart), to promote the elimination of toxins through the lymphatic system.



Auto-safety shut-off

- The device has a safety system to control the treatment time, which is activated after about 20 minutes of use.
- This sensor is not only activated by time, but also according to the pressure exerted on the skin, the intensity of the treatment, the fat and hardness of the tissue to be massaged and the time of the massage.
- If used too intensely, the safety system may activate before 20 minutes.
- Remember, it is important NOT TO PRESS THE APPLIANCE WITH EXCESSIVE PRESSURE ON THE SKIN.

Recommendations

- It is important to **be consistency**, we recommend use it daily for at least the first month of treatment. Then depending on your personal situation, the treatment can be spaced out from 2 to 3 days a week. Do not stop using it regularly, because the body tends to return to its previous state if it is not taken care of. One of the great advantages of having Glo910+ is that you can enjoy long-lasting results through consistent use.
- It is important to DRINK WATER to help the body drain (at least 1.5 liters/day).
- DO NOT USE THE CELLU-ACTIVE ⑦ AND CELLU-DETOX ⑧ HEADS ON THE BONES.
- AVOID MASSAGING ON THE SPINE.
- In delicate areas, such as the neckline and neck, use the SOFT-MASSAGE head ⑩ with low massage intensity.
- The BODY-BRUSH exfoliating head ⑨ is designed for the body, do not use it on the face, neck or décolleté.

- WHEN MASSAGING THE DECOLLETE, NECK OR TRAPEZIUS, TUCK THE HAIR AWAY TO PREVENT IT FROM ACCIDENTALLY GETTING CAUGHT IN THE DEVICE.
- DO NOT PRESS THE DEVICE WITH EXCESSIVE PRESSURE ON THE SKIN. The motor reaches up to 800 rpm, it has enough power to perform the massage properly.
- At the beginning of the treatment, when using the Cellu-Active head ⑦, bruising may occur, as there may be a large accumulation of encysted cells; this is normal and will progressively improve with the treatment.
- SLIMtech® technology does not emit heat, has no side effects, can be used on the whole body and with all heads.
- It is advisable to change the Cellu-Active treatment head ⑦ when you notice that the tips are rounded due to wear, so as not to lose effectiveness.
- Complete the treatment with Glo cosmetics and nutricosmetics to enhance the result. Discover all Glo products at www.glo910.com

Ending the treatment

- Once the massage is over, turn off the device by pressing the power button ②.
- The device will stop.
- Then, unplug it from the mains.
- Clean it and store it in its bag.
- It is advisable to apply a cream or oil after the massage to moisturize the skin.



3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

3.CLEANING AND UPKEEP

- After unplugging the device:
 - Use a dry cloth to clean the exterior.
 - Remove the head to clean any dead skin cells that may remain between the seals. Use the brush provided in the accessories to clean it.
 - Wipe the inside of the base of the device with a dry cloth.
- Do not use solvents, detergents or abrasive products.
- When not in use, store it in the bag.



Cleaning the massage heads

- It is recommended to clean the heads with a small brush or a dry cloth.
- Cleaning Soft-Massage head 10: The sponges can be removed and cleaned with neutral soap and lukewarm water. First gently remove the rubber band holding the sponge, then the sponge. Wait for them to dry completely before replacing them on the head shafts. Place the sponge first and then the rubber.



Upkeep

- When you are not using the device, store it in its bag.
- Do not twist the cable, pull it, or wrap it around the unit to avoid damaging it. Use the Velcro that comes with the device for proper storage. If damaged, replace it immediately by qualified personnel or contact customer service.




Those instructions are also available on our website, www.glo910.com, along with videos and more details on how to get the most out of your Glo910 device. Follow us on Instagram to stay up to date with all the information.




Non-contractual photos: product may differ from photo.


Glo910+




Soft-Massage 10



Pulsador extracción/fijación cabezal



7 Cellu-Active



9 Body-Brush



8 Cellu-Detox



2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

2.USO DEL DISPOSITIVO

- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Coloque el cabezal seleccionado para el tratamiento.
- Encienda el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado **2**.
- Si lo desea, encienda la tecnología SLIMtech® pulsando el botón **5**.
- Sujetar firmemente el aparato, evitando que de vueltas sobre si mismo, ya que podría acabar dañando el cable.
- Seleccione la velocidad (200 rpm a 800 rpm) usando el regulador **3**. Comience con una velocidad suave, y aumentar en función de la sensibilidad al masaje.
- Páselo despacio realizando movimientos circulares, evitando presionarlo contra la piel con excesiva presión.
- Para Drenar, utilice el cabezal Cellu-Detox **8**, deslícelo con movimientos ascendente desde el tobillo hasta la ingle, evitando tocar los huesos.
- Para cambiar el cabezal, apague siempre el dispositivo pulsando el botón de encendido/apagado **2**.



Colocación y extracción del cabezal

- Para colocar el cabezal, introduzca el eje del cabezal seleccionado en el eje ubicado en la base del aparato, y fíjelo pulsando el botón central del cabezal **11**. No es necesario presionar, ni forzar el sistema de anclaje.
- Para extraer el cabezal, presione el botón central **11**. Notará que se suelta. Una vez suelto, tire de él hacia afuera con suavidad.




Duración del tratamiento

- El masaje dura unos 15-20 minutos
- Se recomienda dedicar unos 5 min por zona a tratar. En caso de las piernas, dedicar unos 10 minutos a cada pierna (muslo + glúteo).
- Si se desea tratar varias zonas del cuerpo, aconsejamos repartir la sesión en dos zonas, zona superior y zona inferior para dedicar el tiempo suficiente a cada zona, y alternar los días de tratamiento.



Sentido del masaje

El masaje debe hacerse en sentido de la circulación de la sangre (desde las extremidades hacia el corazón), para favorecer la eliminación de toxinas a través del sistema linfático.



Auto-apagado de seguridad

- El aparato tiene un sistema de seguridad para controlar el tiempo del tratamiento, que se activa alrededor de los 20 minutos de uso.
- Este sensor no se activa solo por tiempo, si no en función de la presión ejercida sobre la piel, la intensidad del tratamiento, la grasa y dureza del tejido a masajear y el tiempo del masaje.
- Si se usa demasiado intensamente, el sistema de seguridad puede activarse antes de los 20 minutos.
- Recuerde, es importante, **NO APRETAR EL APARATO CON EXCESIVA PRESIÓN SOBRE LA PIEL.**

Recomendaciones

- Es importante ser **CONSTANTE**, recomendamos usar a diario durante al menos el primer mes de tratamiento. Según se alcancen los objetivos, se puede espaciar el tratamiento de 3 a 2 días a la semana. No dejar el mantenimiento, porque el cuerpo tiende a volver a su estado anterior si no se cuida. Una de las grandes ventajas de tener el dispositivo Glo es que puedes tratarte con la constancia necesaria y mantener los resultados.
- Es importante **BEBER AGUA** para ayudar al cuerpo a drenar (al menos 1,5 litros/día)
- **NO APLICAR LOS CABEZALES CELLU-ACTIVE 7 Y CELLU-DETOX 8 SOBRE LOS HUESOS.**
- **EVITAR APLICAR EL MASAJE SOBRE LA COLUMNA VERTEBRAL.**
- En zonas delicadas, como escote y cuello, utilizar el cabezal **SOFT-MASSAGE 10** con intensidad de masaje baja.
- El cabezal exfoliante **BODY-BRUSH 9** está diseñado para el cuerpo, no usar en cara, cuello y escote.

- **AL REALIZAR MASAJE EN ESCOTE, CUELLO O TRAPÉCIOS, RECOGER BIEN EL PELO PARA EVITAR QUE SE PUEDA ENGANCHAR ACCIDENTALMENTE CON UN CABEZAL.**
- **NO APRETAR EL APARATO CON EXCESIVA PRESIÓN SOBRE LA PIEL.** El motor llega hasta 800 rpm, tiene fuerza suficiente para realizar el masaje adecuadamente.
- Al comienzo del tratamiento, puede darse la circunstancia de que al usar el cabezal Cellu-Active 7 aparezcan hematomas, ya que puede haber gran cantidad de acumulación de células enquistadas; esto es normal e irá progresivamente mejorando con el tratamiento.
- La tecnología SLIMtech® no emite calor, no tiene contraindicaciones, puede usarse en todo el cuerpo y con todos los cabezales.
- Es recomendable cambiar el cabezal de tratamiento Cellu-Active 7 cuando se aprecie que las puntas están redondeadas por el desgaste, para no perder efectividad.
- Complete el tratamiento con cosméticos y nutricosméticos Glo para potenciar el resultado. Puede consultar la gama disponible en www.glo910.com

Finalización del tratamiento

- Una vez finalizado el masaje, apague el dispositivo presionando el botón de encendido/ apagado 2
- El aparato se parará y dejará de girar el cabezal.
- A continuación, desconéctelo de la red eléctrica.
- Límpielo y guárdelo en su neceser.
- Es conveniente aplicar una crema o aceite tras el masaje para hidratar la piel.



3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN
3.LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

- Una vez desenchufado el aparato:
 - Utilice un paño seco para limpiar el exterior.
 - Extraiga el cabezal para limpiar los restos de células muertas que pueden quedar entre las juntas. Utilice el cepillito que viene en los accesorios para limpiarlo.
 - Limpie con el paño seco el interior de la base del dispositivo.
- No utilice disolventes, detergentes, ni productos abrasivos.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato, guárdelo en el neceser.



Limpieza de Cabezales

- Se recomienda limpiar los cabezales de masaje con un pequeño cepillo o un paño seco.
- Limpieza cabezal Soft-Massage 10: Las esponjas puede extraerse y limpiarse con jabón neutro y agua tibia. Extraiga primero con delicadeza la goma que sujeta la esponja, y a continuación la esponja. Esperar a que se sequen completamente antes de volver a colocarlas en los ejes del cabezal. Colocar primero la esponja y a continuación la goma.



Mantenimiento

- Cuando no utilices el dispositivo, guárdalo en la bolsa.
- No retuerza el cable, ni tire de él, ni lo enrolle alrededor del aparato, para evitar que se dañe. Utilice el velcro que viene con el dispositivo para guardarlo adecuadamente. Si está dañado, sustitúyalo de inmediato por personal cualificado o contacte con servicio atención al cliente.



Estas instrucciones también están disponibles en nuestro sitio web, www.glo910.com, además de videos y más detalles para que sacar el máximo partido al dispositivo Glo910. Síguenos en Instagram @glo910_ para estar al día de toda la información.



Fotos no contractuales: el producto puede diferir de la foto.

Glo910+



Soft-Massage 10

Bouton de retrait/fixation de la tête

7 Cellu-Active

9 Body-Brush

8 Cellu-Detox



2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

2.UTILISATION DE L'APPAREIL

- Branchez l'appareil sur le secteur.
- Placez la tête de traitement sélectionnée.
- Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton "power" ❷.
- Si vous le souhaitez, activez la technologie SLIMtech® en appuyant sur le bouton ❸.
- Tenez fermement l'appareil en évitant qu'il ne tourne sur lui-même, ce qui pourrait endommager le câble.
- Sélectionnez la vitesse (de 200 à 800 tours/minute) à l'aide du régulateur ❹. Commencez par une vitesse douce, et augmentez en fonction de la sensibilité au massage.
- Faites-le passer lentement en mouvements circulaires, en évitant de le presser contre la peau avec une pression excessive.
- Pour drainer, utilisez la tête Cellu-Detox ❺, faites-la glisser avec des mouvements ascendants de la cheville à l'aîne, en évitant de toucher les os.
- Pour changer la tête, éteignez toujours l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation ❷.



Insertion et retrait de la tête

- Pour positionner la tête, insérer l'axe de la tête sélectionnée sur l'axe à la base du dispositif, et la fixer en appuyant sur le bouton central de la tête ❶. Il est inutile d'appuyer ou de forcer sur le système d'ancrage.
- Pour retirer la tête, appuyez sur le bouton central ❶. Une fois libérée, tirez-la vers l'extérieur.




Durée du massage

- Le massage dure environ 15-20 minutes.
- Il est recommandé de consacrer environ 5 minutes par zone à traiter. Dans le cas des jambes, consacrez environ 10 minutes à chaque jambe (cuisse + fesse).
- Si vous souhaitez traiter plusieurs zones du corps, nous vous recommandons de diviser la séance en deux parties, supérieure et inférieure, afin de consacrer suffisamment de temps à chaque zone, et d'alterner les jours de traitement.



Sens du massage

Le massage doit être effectué dans le sens de la circulation sanguine (des extrémités vers le cœur), afin de favoriser l'élimination des toxines par le système lymphatique.



Arrêt automatique de sécurité

- L'appareil dispose d'un système de sécurité pour contrôler la durée du traitement, qui s'active après environ 20 minutes d'utilisation.
- Ce capteur n'est pas seulement activé par le temps, mais aussi en fonction de la pression exercée sur la peau, de l'intensité du traitement, de la graisse et de la dureté des tissus à masser et du temps du massage.
- En cas d'utilisation trop intense, le système de sécurité peut s'activer avant 20 minutes.
- Rappelez-vous qu'il est important de **NE PAS APPUYER L'APPAREIL AVEC UNE PRESSION EXCESSIVE SUR LA PEAU.**

Recommandations

- Il est important d'être **constant**, nous recommandons une utilisation quotidienne pendant au moins le premier mois de traitement. En fonction de l'atteinte des objectifs, le traitement peut être espacé de 3 à 2 jours par semaine. Ne pas arrêter l'entretien, car le corps a tendance à revenir à son état antérieur s'il n'est pas pris en charge. L'un des grands avantages de l'appareil Glo est que vous pouvez vous traiter avec la constance nécessaire et maintenir les résultats.
- Il est important de **BOIRE DE L'EAU** pour aider le corps à se drainer (au moins 1,5 litre/jour).
- **NE PAS APPLIQUER LES TÊTES CELLU-ACTIVE 7 ET CELLU-DETOX 8 SUR LES OS.**
- **ÉVITER D'APPLIQUER LE MASSAGE SUR LA COLONNE VERTÉBRALE.**
- Dans les zones délicates, comme le décolleté et le cou, utilisez la tête **SOFT-MASSAGE 10** avec une faible intensité de massage.

- La tête exfoliante **BODY-BRUSH 9** est conçue pour le corps, ne l'utilisez pas sur le visage, le cou et le décolleté.
- **LORSQUE VOUS MASSEZ LE DÉCOLLETÉ, LE COU OU LES TRAPÈZES, REPOUSSEZ LES CHEVEUX POUR ÉVITER QU'ILS NE SE PRENNENT ACCIDENTELLEMENT DANS UNE TÊTE.**
- **N'EXERCEZ PAS DE PRESSION EXCESSIVE SUR LA PEAU AVEC L'APPAREIL.** Le moteur atteint jusqu'à 800 tours par minute, il a suffisamment de puissance pour effectuer le massage correctement.
- Au début du traitement, lors de l'utilisation de la tête Cellu-Active 7, des ecchymoses peuvent apparaître, car il peut y avoir une grande accumulation de cellules enkystées; ceci est normal et s'améliorera progressivement avec le traitement.
- La technologie SLIMtech® n'émet pas de chaleur, ne présente aucune contre-indication, peut être utilisée sur tout le corps et avec toutes les têtes.
- Il est conseillé de changer la tête de traitement Cellu-Active 7 lorsque vous constatez que les pointes sont arrondies à cause de l'usure, afin de ne pas perdre en efficacité.
- Complétez le traitement avec Glo cosmetics et nutricosmetics pour améliorer le résultat. Vous pouvez consulter la gamme disponible sur www.glo910.com

Fin du traitement

- Une fois le massage terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation 2.
- L'appareil s'arrête.
- Ensuite, débranchez-le du secteur.
- Nettoyez-le et rangez-le dans son sac.
- Il est conseillé d'appliquer une crème ou une huile après le massage pour hydrater la peau.



3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Après avoir débranché l'appareil:
 - Utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur.
 - Retirez la tête pour nettoyer les cellules mortes de la peau qui peuvent rester entre les joints. Utilisez la brosse fournie dans les accessoires pour la nettoyer.
 - Essuyez l'intérieur de la base de l'appareil avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de solvants, de détergents ou de produits abrasifs.



Nettoyage des têtes de massage

- Il est recommandé de nettoyer les têtes avec une petite brosse ou un chiffon sec.
- Nettoyage de la tête de massage douce 10: Les éponges peuvent être retirées et nettoyées avec du savon neutre et de l'eau tiède. Retirez d'abord délicatement l'élastique qui retient l'éponge, puis l'éponge. Attendez qu'elles sèchent complètement avant de les replacer sur les axes de la tête. Placez d'abord l'éponge, puis le caoutchouc.



Entretien du site

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans son sac.
- Ne tordez pas le câble, ne le tirez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil pour éviter de l'endommager. Utilisez le velcro fourni avec l'appareil pour le ranger correctement. S'il est endommagé, faites-le remplacer immédiatement par du personnel qualifié ou contactez le service clientèle.



Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet, www.glo910.com, ainsi que des vidéos et plus de détails sur la façon de tirer le meilleur parti de votre appareil Glo910. Suivez-nous sur Instagram pour rester au courant de toutes les informations.



Photos non contractuelles : le produit peut différer de la photo.

A Revolutionary Solution to Body Care
Designed by Women for Women

us.glo910.com

   @glo910usa