




Oral Irrigator

- INSTRUCTION (EN)
- ISTRUZIONI (IT)
- ANLEITUNG (DE)
- INSTRUCCIONES (ES)
- INSTRUCTION (FR)



Oral Irrigator Usage Manual



Model no.: FC169

After-sales services

Thank you for purchasing the Oral Irrigator. Please note the following:


1. At the time of purchase, please retain the effective sales document issued by the retailer to serve as a maintenance document.
2. A two year product malfunction warranty for non-human malfunctions is provided for this product in accordance with the relevant state provisions. If the product was purchased via Amazon, documentation is not required, and only the order form number needs to be provided. In order for us to provide corresponding after-sales. Free maintenance (based on the invoice date for purchase of the device);
3. Where the following circumstances arise during the maintenance period, costs and services fees shall be charged based on circumstances;
 - The customer causes damage due to inappropriate usage or maintenance;
 - Repairers who are not covered by third-party repair cause damage during repairs;
 - Lack of a relevant sales document or more than two years have elapsed since the date of manufacture;
 - Damage caused during usage for commercial purposes;
Damage caused by force majeure events (such as storms, earthquake or fire).

4. Please carefully fill in the following form, and deliver the device to the company's designated after-sale repairer for repair work.


Maintenance and repair record

Full name of customer		Contact number	
Product model		Product colour	
Purchase model		Purchase platform	
Contact address			
Maintenance date			

Product structure



1. Reservoir
2. Water tank
3. On/off switch/ pressure adjustment button
4. Base suction cup
5. Water tank cover
6. 360-degree jet tip dial
7. Jet tip disassembly button
8. Handle switch
9. Base



- Ordinary High-Pressure Tip
- Periodontal Tip
- Orthodontic Tip
- Dental Plaque Tip
- Tongue Cleaner Tip

- The ordinary high-pressure tip comes with three color rings, for three different people to use (household pack).


There are four other special-use jet tips (Tongue Cleaner Tip, Periodontal Tip, Dental Plaque Tip, Orthodontic Tip)

- Periodontal Tip x 1
- Dental Plaque Tip x 1
- Orthodontic Tip x 1
- Tongue Cleaner Tip x 1


For usage instructions, refer to pages 7 to 8 of this instruction manual.

Preparation for usage


Insert the power plug of the water floss device into the power supply.



Once the water tank is filled with water, place the water tank back into the device, as well as slightly press on top. Ensure that the rubber seal of the water tank base is aligned with the rubber seal of the device base.




Insertion and removal of the spray tube



When inserting the jet tip into the handle, you should hear a crisp clicking sound. When removing the jet tip from the handle, you only need to lightly press the disassembly button of the jet tip, and remove the jet tip from the handle.


Water pressure adjustment

When you hear a click while turning the on-off switch, this indicates that the device has been switched on. Turning in a clock-wise direction will increase the water pressure. If the device is switched on for more than 3 minutes, the device will automatically turn off. For the next time switching on, it is necessary to rotate the on/off switchback until a clicking sound is heard, then turn it in a clockwise direction again.



Using the Oral Irrigator


Place the jet tip in the oral cavity and direct it towards the teeth. The other hand switches on the device, and sets the pressure at the required value (it is recommended to use the minimum pressure for your first use). The direction of the water flow can be controlled by rotating the 360 degrees button on the top of the handle.



Usage Technique

When the water flow and the gums are at a 90 degree angle, slightly close your mouth in order to avoid the water spraying out, yet let the water flow from the corner of the mouth into the sink. In order to achieve better cleaning results, please start flossing from the molars to the incisors. Let the jet tip lightly shift along the gums, and pause briefly between teeth. When water flossing teeth, let the water flow pass through the gaps between the teeth. Repeat the same methx

ods with the each side of the teeth, until the spaces between the teeth, the fronts and backs of the teeth, and the tops and bottoms of the teeth are washed clean.




Pause control

You can push the switch on the handle at any time to pause the Oral Irrigator.

Following completion of closing

Switch off the power source, remove the plug, and wipe away any remaining water in the water tank.



Pause Control

You can push the switch on the handle at any time to pause the water flow.

Following Completion Of Closing

Switch off the power source, remove the plug, and wipe away any remaining water in the water tank.

Introduction to the jet tips


Periodontal Tip

The periodontal tip can direct water or liquid oral medicines in specific locations beneath the gum lining.



Ordinary High-Pressure Tip

Flosses deep locations within the oral cavity with a 360 degree range, supplementally covering places which are hard to clean, food scraps and harmful bacteria located deep within dental cracks or beneath the gum. This provides you with a pleasant dental experience.




Tongue Cleaner Tip

Place the tongue scraper on the tongue before switching on the Oral Irrigator. Lightly place the tongue scraper on the centre-rear part of the tongue, lightly pulling it forwards while keeping it in contact with the surface of the tongue.



Dental Plaque Tip


Dental plaque is a group of bacteria that stick to the surface of the teeth yet has not mineralized. The jet tip is very effective at preventing dental plaque. The special-use dental plaque tip is for cleaning areas which is difficult to reach in braces and other dental devices.



Orthodontic Tip

The special Orthodontic Tip is uniquely designed to simultaneously brush and rinse hard-to-reach areas around braces and other dental work.

To use the Orthodontic Tip, lean low over the sink and use the brush bristles to clean around dental work. Water will flow through the brush to rinse away any debris that is removed.



Washing:

If any special liquid medicines are used in water tank, please take a while to wash out the device.

Pour some warm water into the water tank, and direct the jet tip at the water sink. Switch on the device and let it work until the water tank is empty. This can help avoid blockage of the jet tip, and extend the usage life of the device.

Use a cloth and neutral non-abrasive cleaning agent to clean the product.

Prior to the cleaning, please ensure that the device is not connected to a power source.

Maintenance and Upkeep

- Each time after using the Oral Irrigator please remove the power plug, and place the water tank on a flat surface. Once the water is fully drained or wiped dry, place it together with the cleaned device in a dark, dry place. When out of use for long periods of time, place it in the package or in a storage box.
- When the device malfunction, proceed to a retailer for advice or call the after-sale services for relevant repair method.
- Please do not disassemble or attempt to dismantle the product. The company does not provide a warranty for any malfunctions caused by that.
- When the power line is damaged, please proceed to the company's designated repairer or qualified repair store for repairs. It is strictly forbidden to change the power line or plug independently.
- When the Oral Irrigator's warranty expires, the company will continue to provide you with services by charging at only materials costs and a small amount of worker services fee.

Common Malfunctions and Handling Methods

Malfunction	Cause	Handling method
Water leakage between the jet tip and handle button	Jet tip hasn't been installed properly	Insert the jet tip into the handle until you hear a clicking sound
Periodontal pocket brush head is split	Jet tip suffers from severe damage	Replace with a new head
Tubing that connects the water flosser base with the handle leaks water	Tube is damaged	Retailer replaces or provides after-sales repair
Water tank leaks	A water tank valve hasn't been installed or the water tank valve has been installed in the wrong direction	Replace the water valve or remove the valve and reinstall it correctly
Pressure is insufficient	Water tank hasn't be installed correctly	Re-install the water tank, and place light downward pressure
Device cannot be switched on	The engine isn't operating	Ensure that the power source is connected, or contact the retailer for repairs

Our company guarantees the original users and owners of this new product that there are no defects with product materials or manufacturing techniques, and the warranty period is one year from the date of purchase.

We thank you again for purchasing the Oral Irrigator!

Contents:

Important safety points: 3
 Product structure: 5
 Product usage instructions: 8
 Special jet tip usage instructions: 11
 Cleaning and maintenance: 13
 Common malfunctions and handling methods: 14

Gentle reminder

Accessories included in this product:

Main device (including water tank) x 1
Instruction manual x 1

Jet Tips

Ordinary High-Pressure Tips x 3
Tongue Cleaner Tip x 1
Periodontal Tip x 1
Dental Plaque Tip x 1
Orthodontic Tip x 1

Thank you for purchasing the Oral Irrigator


The Oral Irrigator uses a pulsing water flow to clean the teeth, and can remove harmful bacteria hidden deep within dental cracks and the gum – places which cannot be cleaned via brushing alone.

Traditional oral hygiene:

Traditional toothbrushes are unable to remove scraps of food or harmful bacteria that are hidden deep.




Dental floss can only reach limited area beneath the gum.



The Oral Irrigator

Clean out harmful bacteria hidden in dental cracks and under the gum line.



♦ IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER– To reduce the risk of electrocution:

- ♦ Always unplug this product immediately after using.
- ♦ Do not use while bathing.
- ♦ Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- ♦ Do not place in or drop into water or other liquid.
- ♦ Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.


WARNING– To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- ♦ A product should never be left unattended when plugged in.
- ♦ Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
- ♦ Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- ♦ Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.

- ◆ Keep the cord away from heated surfaces.
- ◆ Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- ◆ Never use while sleeping or drowsy.
- ◆ Never drop or insert any object into any opening or hose.
- ◆ Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- ◆ Connect this product to a properly grounded outlet only.
- ◆ See Grounding Instructions.
- ◆ Unplug this product before filling. Fill (reservoir) with water only unless otherwise specified by manufacturer. Do not overfill (or specify filling instructions).
- ◆ It's normal phenomenon that caused gum bleeding when you use the water flosser in the first time, which depended on different gingival sensitivity. It is recommended to start at a lower level to use the water flosser.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Spazzolino ad acqua Manuale d'uso



Model no.: FC169

Servizi post-vendita

Grazie per aver acquistato lo spazzolino ad acqua. Si prega di notare i seguenti argomenti:

1. Nel momento dell'acquisto, si prega di conservare l'effettivo documento di vendita, rilasciato dal rivenditore, che serve come un documento di assistenza.
2. Viene fornita per questo prodotto una garanzia di malfunzionamento di due anni per malfunzionamenti non causati dall'uomo, secondo le rispettive disposizioni di Stato. Se il prodotto è stato acquistato con Amazon, non è richiesta la documentazione, è necessario solo che vi venga fornito il numero del modulo dell'ordine. Questo serve per far sì che forniamo un rispettivo servizio post-vendite. Manutenzione gratuita (basta sulla data della fattura relativa all'acquisto del dispositivo);
3. Nel caso in cui accadano le seguenti circostanze durante il periodo di manutenzione, i costi e le tasse dei servizi saranno addebitati in base alle circostanze;
 - Il cliente causa il danno per uso o manutenzione inappropriati;
 - I tecnici che non sono coperti dalla riparazione di terzi causano il danno durante la riparazione;
 - Mancanza di un documento di vendita rilevante o sono passati più di due anni dalla data di produzione;
 - Danno causato durante l'uso per scopi commerciali;


- Danno causato per eventi di forza maggiore (come tempeste, terremoto incendio).

4. Si prega di compilare attentamente il modulo seguente, e portare il dispositivo al tecnico di post-vendite designato dell'azienda per il lavoro di riparazione.


Rapporto di manutenzione e riparazione

Nome completo del cliente		Numero del contatto	
Modello del prodotto		Colore del prodotto	
Data di acquisto		Piattaforma di acquisto	
Indirizzo del contatto			
Data di manutenzione			

Struttura del prodotto



1. serbatoio
2. tanica di acqua
3. interruttore accensione/spengimento/ tasto di regolazione della pressione
4. Coppa di suzione basica
5. Copertura della tanica di acqua
6. Manopola della punta del getto di 360 gradi
7. tasto di smontaggio della punta del getto
8. interruttore della maniglia
9. Base



- Punta ordinaria di alta pressione
- Punta periodontale
- Punta ortodontica
- Punta di placca dentale
- Punta del detergente della lingua

- L'ordinaria punta di alta pressione vi arriva con tre anelli colorati, per tre persone che hanno differenti problemi (pacco famiglia).


Ci sono altre quattro punte di getto per un uso speciale (punta del detergente della lingua, punta periodontale, punta della placca dentale, punta ortodontica)

- Punta periodontale x 1
- Punta della placca dentale x 1
- Punta ortodontica x 1
- Punta del detergente della lingua x 1


Per le istruzioni di uso, fare riferimento alle pagine da 19 a 20 di questo manuale di istruzioni

Preparazione per l'uso


Inserire la spina di alimentazione del dispositivo del filo interdentale ad acqua nell'alimentazione.



Una volta che il serbatoio di acqua viene riempito di acqua, collocare il recipiente nel dispositivo, e premere leggermente sulla parte superiore. Assicurarsi che il sigillo di gomma della base del serbatoio sia allineato con il sigillo di gomma della base del dispositivo.




Preparazione per l'uso



Quando si inserisce la punta del getto nel manico, dovrete sentire un suono di clic deciso. Quando si rimuove la punta del getto dal manico, dovette solamente premere leggermente il tasto di smontaggio della punta del getto, e rimuovere la punta del getto dal manico.


Regolazione della pressione dell'acqua

Quando sentite un clic mentre girate l'interruttore di accensione e spegnimento, significa che il dispositivo è stato acceso. Girando in una direzione in senso anti-orario si aumenterà la pressione dell'acqua. Se il dispositivo è acceso per più di 3 minuti, il dispositivo si spegnerà automaticamente. Quando accenderete il dispositivo la prossima volta, sarà necessario ruotare l'interruttore di accensione e spegnimento all'indietro fino a che non si sente un clic, poi giratelo in senso orario di nuovo.



Usare uno spazzolino ad acqua


Collocare la punta del getto nella cavità orale e ponetelo in direzione dei denti. L'altra mano accende il dispositivo, e imposta la pressione nel valore richiesto (si raccomanda di usare durante il primo uso una pressione minima). La direzione del flusso d'acqua può essere controllato ruotando il tasto di 360 gradi sulla parte superiore del manico.



tecniche di utilizzo

Quando il flusso dell'acqua e le gengive formano un angolo di 90 gradi, chiudere leggermente la bocca per evitare che gli spruzzi di acqua escano, tuttavia, lasciare che il flusso dell'acqua scorra dall'angolo della bocca al lavandino. Per raggiungere migliori risultati di pulizia, si prega di cominciare a passare il filo interdentale dai molari agli incisivi. Lasciare che la punta del getto si sposti leggermente lungo le gengive, e si fermi brevemente tra i denti. Quando si passa il filo interdentale ad acqua, lasciare che il flusso d'acqua passi tra gli spazi vuoti tra i denti. Ripetere gli stessi metodi con ogni lato dei

denti, fino a che gli spazi tra i denti, le parti frontali e le parti del retro dei denti, e le parti in alto e in basso dei denti sono puliti correttamente.




Controllo della pausa

Puoi spingere l'interruttore sul manico in ogni momento per fare una pausa del flusso d'acqua.

Seguente compimento di chiusura

Spegnere la fonte di energia, rimuovere la spina elettrica, e togliere tutta l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua.



Controllo di pausa

È possibile spingere l'interruttore sull'impugnatura in qualsiasi momento per interrompere il flusso d'acqua.

Dopo il completamento della chiusura

Spegnere l'alimentazione, rimuovere la spina e pulire l'acqua residua nel serbatoio dell'acqua.

Introduzione allepunte del getto


Punta periodontale

La punta periodontale può guidare l'acqua o medicine orali liquide in aree specifiche sotto lo strato interno della gengiva.



Ordinaria punta di alta pressione

Il filo interdentale raggiunge aree profonde all'interno della cavità orale con un raggio di 360 gradi, in aggiunta, copre aree che sono difficili da pulire, residui di cibo e batteri dannosi localizzati in profondità tra le fessure dentali o sotto la gengiva. Questo vi farà vivere un'esperienza dentale piacevole.




Punta del detergente della lingua

Collocare il raschietto della lingua sulla lingua prima di accendere lo spazzolino ad acqua. Collocare leggermente il raschietto della lingua sulla parte centro-posteriore della lingua, leggermente tirarla in avanti mentre la si mantiene in contatto con la superficie della lingua.



Punta della placca dentale


La placca dentale è un gruppo di batteri che sono attaccati alla superficie del dente ancora non mineralizzato. La punta del getto è molto efficace nel prevenire la placca dentale. La punta di uso speciale della placca dentale riguarda la pulizia di aree che sono difficili da raggiungere come in apparecchi o altri dispositivi dentali.



Punta Ortodontica

La speciale punta ortodontica è stata appositamente progettata per pulire e risciacquare simultaneamente le zone difficili da raggiungere attorno agli apparecchi per i denti o altre protesi dentarie.

Per usare questa punta, piegarsi sul lavandino ed usare una spazzola a setole per pulire attorno alla protesi dentaria. L'acqua fluirà attraverso le setole per risciacquare qualsiasi detrito che rimuove.



lavaggio:

Se qualche medicina liquida viene usata nel serbatoio, si prega di rimuoverla dal dispositivo.

Versare dell'acqua calda nel serbatoio dell'acqua, e dirigere la punta del getto nel lavandino. Accendere il dispositivo e lasciarlo in funzione fino a che il serbatoio non sia vuoto. Questo può aiutare ad evitare un blocco della punta del getto, e può aiutare ad estendere la durata di uso del dispositivo.

Usare un panno e un agente di pulizia non abrasivo neutro per pulire il prodotto.

Prima della pulizia, si prega di assicurarsi che il dispositivo non sia connesso ad una fonte di corrente.

Manutenzione e spese di manutenzione

Ogni volta che si finisce di usare lo spazzolino ad acqua, si prega di rimuovere la spina di alimentazione, e collocare il serbatoio su una superficie piana. Una volta che l'acqua è completamente drenata o pulita a secco, collocarla insieme al dispositivo pulito in un logo buio e asciutto. Quando non si usa il dispositivo per lunghi periodi di tempo, collocarlo nel cartone o in una scatola di deposito. In caso di malfunzionamento del prodotto, portarlo ad un rivenditore per avere un suggerimento o chiamare il servizio di assistenza post-vendite per avere un rilevante metodo di riparazione.

Si prega di non smontare o tentare di smontare il prodotto. L'azienda non fornisce una garanzia per qualunque malfunzionamento causato da ciò. Quando la linea di corrente è danneggiata, si prega di andare dal tecnico designato dell'azienda o da un negozio di riparazioni qualificato per le riparazioni. È severamente proibito cambiare la linea di corrente o la spina in modo indipendente. Quando la garanzia dello spazzolino ad acqua scade, l'azienda continuerà a fornirvi servizi, addebitandovi solo i costi dei materiali e una piccola somma della tassa dei servizi del lavorator.

Malfunzionamenti comuni e metodi di gestione

Malfunzionamento	Causa	Metodi di gestione
Fuoriuscita di acqua tra la punta del getto e il tasto del manico	La punta del getto non è stata installata in modo corretto	Inserire la punta del getto nel manico fino a che non sentite il suono di un clic
l'atestina della spazzola tascabile periodontale è spaccata	la punta del getto ha subito un danno grave	Sostituirla con una nuova testina
La tubatura che collega la base dello spazzolino ad acqua con il manico perde acqua	Il tubo è danneggiato	Il tecnico sostituisce o fornisce una riparazione post-vendita
Il serbatoio perde	Una valvola del serbatoio non è stata installata o la valvola della tanica d'acqua è stata installata nella direzione sbagliata	Sostituire la valvola dell'acqua o rimuovere la valvola e ri-installarla correttamente
La pressione è insufficiente	La tanica dell'acqua non è stata installata correttamente	Ri-installare il serbatoio e azionare una pressione leggera verso il basso
Il dispositivo non può essere acceso	Il motore non sta funzionando	Assicurarsi che la fonte di potenza sia connessa, o contattare il tecnico per le riparazioni

La nostra azienda garantisce agli utenti originari e ai proprietari di questo nuovo prodotto che non ci sono difetti relativi ai materiali dei prodotti o relativi alle tecniche di produzione e che il periodo di garanzia è di un anno a partire dalla data di acquisto.

Vi ringraziamo di nuovo per aver acquistato lo spazzolino ad acqua Oral Irrigator !

IContenuti:

Punti di sicurezza importanti: 3

Struttura del prodotto: 5

Istruzioni di uso del prodotto: 8

Istruzioni per l'uso della punta del getto speciale: 11

Pulizia e manutenzione: 13

Malfunzionamenti comuni e metodi di gestione: 14

Sollecito amichevole

Accessori inclusi in questo prodotto:

Dispositivo principale (incluso il serbatoio di acqua) x 1
Manuale di istruzioni x 1

Punte del getto

Ordinarie punte di alta pressione x 3
Punta del detergente della lingua x 1
Punta periodontale x 1
Punta della placca dentale x 1
Punta ortodontica x 1

Grazie per aver acquistato lo spazzolino ad acqua


Lo spazzolino ad acqua usa un flusso di acqua pulsante per pulire i denti, e può rimuovere i batteri dannosi nascosti in profondità tra le fessure dentali e la gengiva- luoghi che non possono essere puliti solo con la spazzolatura.

Igiene orale tradizionale:

Gli spazzolini tradizionali non sono abili a rimuovere i rimasugli di cibo o i batteri dannosi che sono nascosti in profondità.



Il filo interdentale può raggiungere solo un'area limitata sotto la gengiva.



Lo spazzolino ad acqua

Pulite completamente i batteri dannosi nascosti nelle fessure dentali e sotto la linea della gengiva.



◆ MISURE DI SICUREZZA IMPORTANTI

Quando si usano prodotti elettrici, specialmente se sono presenti dei bambini, devono essere seguite precauzioni di sicurezza fondamentali, incluse le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

PERICOLO - Per ridurre il rischio di elettrocuzione:

- ◆ Staccare sempre questo prodotto subito dopo l'utilizzo.
- ◆ Non usare mentre si fa il bagno.
- ◆ Non riporre il prodotto dove potrebbe cadere dentro una vasca o avandino.
- ◆ Non riporlo o farlo cadere nell'acqua o altri liquidi.
- ◆ Non cercare di recuperare un prodotto che è caduto in acqua. Staccare immediatamente.


ATTENZIONE - Per ridurre il pericolo di scottature, elettrocuzione, fuoco, o incidente a persone.

- ◆ Un prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando attaccato.
- ◆ È indispensabile un'attenta supervisione durante l'utilizzo del prodotto da parte di, o vicino a bambini o invalidi.
- ◆ Usare il prodotto solo per l'utilizzo per cui è prodotto come descritto in questo manuale. Non usare attacchi non raccomandati dal produttore.
- ◆ Non utilizzare il prodotto se ha filo o presa danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o danneggiato, o se fosse caduto in acqua. Portare il prodotto al centro di servizio per esame e riparazione.

- ◆ Tenere il filo lontano da superfici calde
- ◆ Non bloccare le bocchette d'aria del prodotto né riportarlo su una superficie morbida, come un letto o un divano, dove le bocchette d'aria potrebbero rimanere bloccate. Mantenere le bocchette d'aria libere da pelucchi, capelli e simili.
- ◆ Non usare mai se assonnati.
- ◆ Non lasciar cadere né inserire alcun oggetto nelle bocchette o pompe.
- ◆ Non usare in esterni o dove si stanno usando prodotti aerosol (spray) o dove è in atto somministrazione di ossigeno.
- ◆ Connettere questo prodotto solo ad una presa a terra.
- ◆ Vedere le istruzioni di presa a terra.
- ◆ Staccare il prodotto prima che si riempi. Riempira (riserva) solo con acqua se non altrimenti specificato dal produttore. Non riempire troppo (riferirsi alle istruzioni di riempimento).
- ◆ È un fenomeno normale che ha causato il sanguinamento delle gengive quando si utilizzava L'Idropulsore Dentale per la prima volta, che dipendeva dalla diversa sensibilità gengivale. Si consiglia di iniziare a un livello inferiore per utilizzare l'Idropulsore Dentale.

TENERE QUESTE ISTRUZIONI

Munddusche Benutzerhandbuch



Modellnummer: FC169

Kundendienst

Vielen Dank, dass Sie sich für die Oral Irrigator Tragbare Munddusche entschieden haben. Bitte beachten Sie Folgendes:


1. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg als Nachweis für Reparaturen auf.
2. Für dieses Gerät gilt eine Garantie von zwei Jahren auf alle nicht selbst verschuldeten technischen Fehlfunktionen gemäß der jeweiligen Landesgesetzgebung. Wenn das Produkt über Amazon erworben wurde, ist kein Beleg erforderlich und die Auftragsnummer muss lediglich angegeben werden, damit wir die entsprechende Kundendienstleistung erbringen können. Kostenlose Reparatur (basierend auf dem Rechnungsdatum beim Kauf des Geräts).
3. In den folgenden Fällen treten während des Wartungszeitraumes Kosten und Servicegebühren an:
 - Beschädigung durch den Kunden aufgrund unsachgemäße Benutzung oder Wartung;
 - Jegliche Beschädigung, die durch Reparaturen Dritter auftreten;
 - Nicht ausreichende Kaufbelege oder falls mehr als zwei Jahre seit dem Herstellungsdatum vergangen sind;
 - Schäden, die durch kommerzielle Nutzung auftreten;
 - Schäden durch höhere Gewalt (z.B. Stürme, Erdbeben oder Feuer).

4. Bitte füllen Sie das unten aufgeführte Formular sorgfältig aus und schicken Sie das Gerät an einen durch das Unternehmen autorisierten Kundendienstleister zur Reparatur.

Wartungs- und Reparaturprotokoll

Vollständiger Name des Kunden		Rufnummer	
Produktmodell		Produktfarbe	
Kaufdatum		Kaufplattform	
Kontaktadresse			
Reparaturdatum			

1. Reservoir
2. Wasserbehälter
3. Ein-/Ausschalter, Knopf für Druckeinstellung
4. Basis Saugnapf
5. Deckel des Wasserbehälters
6. 360-Grad Aufsteckdüse Drehregler
7. Aufsteckdüse Entriegelungsknopf
8. Griffschalter
9. Boden



- Normaler Hochdruck Aufsatz
- Parodontal Aufsatz
- Kieferorthopädischer Aufsatz
- Zahnbelag Aufsatz
- Zungenreiner Aufsatz


- Der Normale Hochdruck Aufsatz kommt mit drei Farbringen für drei verschiedene Benutzer (Haushaltspaket).

Es gibt vier andere Aufsätze für spezielle Anwendungen (Zungenreiner Aufsatz, Parodontal Aufsatz, Zahnbelag Aufsatz, Kieferorthopädischer Aufsatz)

- Parodontal Aufsatz x 1
- Zahnbelag Aufsatz x 1
- Kieferorthopädischer Aufsatz x 1
- Zungenreiner Aufsatz x 1


Die Benutzungsanleitung finden Sie auf den Seiten 31 bis 32 dieses Benutzerhandbuchs.

Produktaufbau




Vorbereitung zur Benutzung


Stecken Sie den Netzstecker der Munddusche in eine Steckdose



Sobald der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist, setzen Sie den Wasserbehälter zurück in das Gerät und drücken Sie leicht von oben auf den Behälter. Stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung am Boden des Behälters an die Gummidichtung am Boden des Geräts ausgerichtet wird.




Einfügen und Entfernen des Sprührohrs.



Wenn Sie die Aufsteckdüse in den Griff einführen, sollten Sie ein klares Klicken hören. Wenn Sie die Aufsteckdüse aus dem Griff entfernen möchten, müssen Sie nur sanft auf den Entriegelungsknopf der Aufsteckdüse drücken und die Aufsteckdüse aus dem Griff entfernen.


Wasserdruck Einstellung

Wenn Sie ein Klicken beim Drücken des Ein-/Ausschalters hören, wurde das Gerät eingeschaltet. Ein Drehen im Uhrzeigersinn erhöht den Wasserdruck. Wenn das Gerät länger als 3 Minuten eingeschaltet ist, schaltet das Gerät sich automatisch ab. Wenn Sie das Gerät das nächste Mal einschalten, muss der Ein-/Ausschalter zurückgedreht werden bis ein Klicken ertönt, dann muss der Schalter erneut im Uhrzeigersinn gedreht werden.



Benutzung der Munddusche


Führen Sie die Aufsteckdüse in den Mundraum und halten Sie sie in Richtung der Zähne. Mit der anderen Hand schalten Sie das Gerät ein und passen den Wasserdruck wie gewünscht an (bei erstmaliger Benutzung wird minimaler Wasserdruck empfohlen). Die Richtung des Wasserstrahls kann durch Drehen des 360 Grad-Reglers oben auf dem Griff eingestellt werden.



Anwendungstechnik

Wenn sich der Wasserstrahl im 90 Grad Winkel zum Zahnfleisch befindet, schließen Sie leicht Ihren Mund, um ein Herausspritzen des Wassers zu verhindern und lassen gleichzeitig das Wasser durch die Mundwinkel zurück in die Spüle fließen. Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, beginnen Sie mit der Reinigung bei den Backenzähnen und bewegen sich zu den Schneidezähnen. Führen Sie die Aufsteckdüse leicht entlang des Zahnfleisches und pausieren Sie kurz zwischen den Zähnen. Wenn Sie Ihre Zähne mit Wasser reinigen, lassen Sie das Wasser durch die Zahnzwischenräume fließen. Wiederholen Sie die gleiche

Methode auf jeder Seite der Zähne bis die Zahnzwischenräume, die Vorder- und Rückseiten der Zähne sowie die Ober- und Unterseiten der Zähne gesäubert sind.




Pausensteuerung

Sie können den Knopf am Griff drücken, um den Wasserstrahl jederzeit zu unterbrechen.

Nach der Anwendung

Entfernen Sie den Stecker von der Stromversorgung und wischen Sie alle verbleibenden Wasserrückstände aus dem Wasserbehälter.



Pause-Steuerung

Sie können den Schalter jederzeit auf den Griff drücken, um den Wasserfluss zu pausieren.

Nach Abschluss des Abschlusses

Schalten Sie die Stromquelle aus, entfernen Sie den Stecker und wischen Sie das restliche Wasser im Wassertank ab.

Beschreibung der Aufsteckdüsen


Parodontal Aufsatz

Mit dem Parodontal Aufsatz kann Wasser oder flüssige Zahnmedizin direkt an bestimmte Stellen unter dem Zahnfleischrand geleitet werden.



Normaler Hochdruck Aufsatz

Mit diesem Aufsatz lassen sich tiefe Regionen im Mundraum im 360 Grad Bereich reinigen und so Stellen erreichen, die ansonsten nur schwer zu säubern sind und an denen sich Essensreste und schädliche Bakterien tief in den Zahnzwischenräumen oder unter dem Zahnfleischrand befinden. Dies verschafft Ihnen ein angenehmes Zahngefühl.



Zungenreiniger Aufsatz

Platzieren Sie den Zungenreiniger auf der Zunge bevor Sie die Munddusche einschalten. Legen Sie den Zungenreiniger sanft auf den hinteren Mittelteil der Zunge und ziehen Sie diesen dann leicht nach vorne über die Zungenoberfläche.



Zahnbelag Aufsatz


Zahnbelag ist eine Gruppe von Bakterien, die an der Oberfläche der Zähne haften und noch nicht mineralisiert sind. Diese Aufsteckdüse ist sehr effektiv bei der Vorbeugung gegen Zahnbelag. Der spezielle Zahnbelag Aufsatz ist zur Reinigung von Bereichen gedacht, die innerhalb von Zahnsparangen und anderen Dentalvorrichtungen nur schwer zu erreichen sind.



Orthodontischer Aufsatz

Der spezielle orthodontische Aufsatz wurde dafür entworfen, gleichzeitig zu putzen und schwer zu erreichende Stellen rund um Spangen und andere zahnärztliche Einsätze zu spülen.

Um den orthodontischen Aufsatz zu verwenden, beugen Sie sich tief über das Waschbecken und verwenden Sie die Borsten zur Reinigung rund um den zahnärztlichen Einsatz. Das Wasser fließt durch die Bürsten, um den entfernten Schmutz fortzuspülen.



Säuberung:

Wenn besondere Zahnmedizin in den Wasserbehälter gefüllt wurde, säubern Sie den Wasserbehälter nach der Nutzung bitte gründlich.

Füllen Sie etwas warmes Wasser in den Wasserbehälter und halten Sie die Aufsatzdüse in Richtung Spüle. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie das Gerät angeschaltet bis der Wasserbehälter leer ist. Dies beugt dem Verstopfen der Aufsteckdüse vor und verlängert so die Lebenszeit des Gerätes.

Verwenden Sie ein Tuch und ein pH-neutrales, nicht scheuermittelhaltiges Reinigungsmittel, um das Produkt zu säubern.

Stellen Sie bitte vor der Reinigung sicher, dass das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Wartung und Pflege

1. Entfernen Sie nach der Benutzung den Stecker und platzieren Sie den Wasserbehälter auf einer ebenen Oberfläche. Nachdem das Wasser komplett ausgelaufen ist oder trockengewischt wurde, legen Sie den Behälter zusammen mit dem gesäuberten Gerät an einen dunkeln und trockenen Ort. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen sollten, legen Sie es zurück in die Verpackung oder in eine Aufbewahrungskiste.
Sollte ein Defekt am Gerät vorliegen, kontaktieren Sie den Verkäufer oder setzen Sie sich mit dem Kundendienst für eine Reparatur in Verbindung.
Sie sollten auf keinen Fall versuchen, das Gerät selbst zu demontieren oder zu zerlegen. Der Hersteller gibt keine Garantie auf Schäden, die dadurch entstehen können.
Wenn das Stromkabel beschädigt wurde, senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen durch den Hersteller autorisierten
5. Kundendienstleister oder zertifizierten Reparaturdienst. Wechseln Sie unter keinen Umständen das Kabel oder den Stecker selbst aus. Wenn die Garantie des Geräts erlischt, stellt der Hersteller weiterhin Kundendienstleistungen zum Preis der Materialkosten und einer geringen Servicegebühr zu Verfügung.

Gängige Fehlfunktionen und Problemlösungen

Fehlfunktion	Ursache	Behebungsmethode
Tropfendes Wasser zwischen Aufsteckdüse und Griffaste	Aufsteckdüse wurde nicht richtig eingesetzt	Führen Sie die Aufsteckdüse in den Griff ein bis Sie ein Klicken hören
Parodontaltaschen Bürstenkopf ist gespalten	Aufsteckdüse wurde stark beschädigt	Mit einem neuen Kopf ersetzen
Aus der Leitung, die den Sockel der Munddusche mit dem Griff verbindet, tritt Wasser aus	Leitung ist beschädigt	Händler ersetzt die Leitung oder bietet Kundendienst Reparatur an
Wasserbehälter ist undicht	Ein Wasserbehälter-Ventil wurde nicht oder falsch herum montiert	Ersetzen Sie das Wasserventil oder entfernen Sie das Ventil und montieren Sie es korrekt
Unzureichender Wasserdruck	Wasserbehälter wurde nicht korrekt platziert	Setzen Sie den Wasserbehälter erneut ein und üben Sie leichten Druck von Oben aus.
Gerät kann nicht eingeschaltet werden	Das Getriebe funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einen Stromanschluss eingesteckt ist oder kontaktieren Sie den Händler wegen einer Reparatur

Unser Unternehmen garantiert allen Erstbesitzern und Eigentümern dieses neuen Produkts, dass keine Defekte an Produktmaterial oder Herstellungsverfahren vorliegen. Die Garantie beträgt ein Jahr nach Kaufdatum.

Wir danken Ihnen nochmals für den Kauf die Tragbare Munddusche!

Inhalt:

Wichtige Sicherheitsinformationen: 3

Produktaufbau: 5

Produkt Anwendungstipps: 8

Beschreibung der speziellen Aufsteckdüsen: 11

Wartung und Pflege: 13

Gängige Fehlfunktionen und Problemlösungen: 14

Freundliche Erinnerung Dem Produkt beiliegendes Zubehör:

Hauptgerät (einschließlich Wasserbehälter) x 1
Benutzerhandbuch x 1

Aufsteckdüsen

Normaler Hochdruck Aufsteckdüse x 3
Zungenreiniger Aufsteckdüse x 1
Parodontal Aufsteckdüse x 1
Zahnbelag Aufsteckdüse x 1
Kieferorthopädischer Aufsteckdüse x 1

Wir danken Ihnen nochmals für den Kauf die Tragbare Munddusche!


Die Munddusche reinigt mit einem pulsierenden Wasserstrahl die Zähne und entfernt schädliche Bakterien tief in den Zahnzwischenräumen und dem Zahnfleisch – Bereiche, die beim herkömmlichen Zähneputzen nicht erreicht werden können.

Herkömmliche Mundhygiene:

Herkömmliche Zahnbürsten können Essensreste und schädliche Bakterien, die sich tief im Mundraum befinden, nicht entfernen.




Zahnseide erreicht nur einen begrenzten Bereich unter dem Zahnfleisch.



Die Munddusche

Entfernt schädliche Bakterien tief in den Zahnzwischenräumen und unter dem Zahnfleischrand



◆ WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Verwendung von elektrischen Produkten, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

GEFAHR - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- ◆ Trennen Sie dieses Produkt immer sofort nach der Verwendung vom Stromkreislauf.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt nicht während Sie baden.
- ◆ Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen könnte.
- ◆ Stellen oder tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ◆ Fassen Sie ein Produkt, das ins Wasser gefallen ist, nicht an. Ziehen Sie sofort den Stecker.


WARNUNG - Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

- ◆ Sollte das Produkt niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt/mit dem Stromkreislauf verbunden ist.
- ◆ Ist eine genaue Überwachung erforderlich, wenn das Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder Kranken verwendet wird.
- ◆ Darf dieses Produkt nur für die in diesem Handbuch beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung gebraucht werden. Verwenden Sie keine Erweiterungen, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- ◆ Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen, beschädigt, oder ins Wasser gefallen ist. Senden Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicecenter zurück.

- ◆ Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- ◆ Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Produkts und stellen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche, z. B. ein Bett oder eine Liege, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.
- ◆ Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
- ◆ Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen und führen Sie niemals Gegenstände in einen Schlauch ein.
- ◆ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nutzen Sie es nicht dort, wo Aerosol (Spray)-Produkte verwendet werden oder wo Sauerstoff verabreicht wird.
- ◆ Schließen Sie dieses Produkt nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- ◆ Siehe Erdungsanweisungen.
- ◆ Befüllen Sie es (den Behälter) nur mit Wasser, sofern vom Hersteller nicht anders angegeben. Nicht überfüllen (oder spezielle Füllanweisungen beachten).
- ◆ Eine Zahnfleischblutung ist ein normales Phänomen, wenn Sie den Munddusche zum ersten Mal benutzen, dass von der gingivalen Empfindlichkeit abhängen. Es wird empfohlen, Beginn mit dem niedrigeren Wasserdruck der Munddusche zu verwenden.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF

Irrigador dental Manual de uso



Número de modelo: FC169

Servicios post-venta

Gracias por adquirir el irrigador dental. Le rogamos que recuerde lo siguiente:


1. Le rogamos que conserve la factura de compra válida emitida por el proveedor como documentación requerida para el mantenimiento.
2. El producto incluye dos años de garantía contra fallos de funcionamiento no causados por el usuario, de acuerdo a la legislación estatal pertinente. Si el producto fue adquirido a través de Amazon, no se requerirá documentación, únicamente se deberá proporcionar el número de pedido para recibir el correspondiente servicio de mantenimiento gratuito post-venta que proporcionamos (en base en la fecha de compra del aparato indicada en la factura).
3. Cuando durante el período de mantenimiento se den las siguientes circunstancias, los costes y honorarios de servicios se cobrarán en función del caso;
 - Daños provocados por el mal uso o inadecuado mantenimiento causados por el consumidor;
 - Daños durante la reparación causados por servicios de reparación no designados por la compañía;
 - Ausencia de la documentación de compra pertinente o si han transcurrido más de dos años desde la fecha de fabricación;
 - Daños causados por el uso con propósitos comerciales;
 - Daños provocados por causas de fuerza mayor (tales como tormentas, terremotos o incendios).

- Le rogamos que rellene cuidadosamente el siguiente formulario y entregue el aparato en el servicio de reparación post-venta designado por la compañía para llevar a cabo las reparaciones.


Registro de mantenimiento y reparación

Nombre completo del consumidor		Número de contacto	
Modelo del producto		Color del producto	
Fecha de compra		Plataforma de compra	
Dirección de contacto			
Fecha de mantenimiento			

Diagrama del producto



- Deposito
- Cisterna de agua
- Interruptor de encendido/apagado/ botón de ajuste de presión.
- Ventosa de la base
- Tapa de la cisterna de agua
- Dial de 360 grados de la punta irrigadora
- Botón de desmontaje de la punta irrigadora
- Interruptor del mango
- Base



Punta corriente de alta presión

Punta periodontal

Punta ortodóntica

Punta para la placa dental

Punta para la limpieza de la lengua

- La punta corriente de alta presión incluye tres anillos de color para su uso por tres personas diferentes (pack familiar).


Se incluyen cuatro puntas irrigadoras para usos especiales (punta para la limpieza de la lengua, punta periodontal, punta para la placa dental, punta ortodóntica)

- 1x Punta periodontal
- 1x Punta para la placa dental
- 1x Punta ortodóntica
- 1x Punta para la limpieza de la lengua


Para las instrucciones de uso, consulte las páginas 43-44 de este manual de instrucciones.

Preparación para el uso


Enchufe el conector de alimentación del aparato de irrigación dental en la fuente de alimentación.



Una vez que la cisterna de agua esté llena de agua, colóquela de nuevo en el aparato, presionando ligeramente su parte superior. Asegúrese de que el anillo obturador de la base de la cisterna está alineado con el anillo de goma de la base del aparato.




Introducción y retirada del tubo pulverizador



Cuando introduzca la punta irrigadora en el mango, debería escuchar un nítido sonido de clic. Cuando retire la punta irrigadora del mango únicamente deberá presionar ligeramente el botón de desmontaje de la punta irrigadora y retirar la punta del mango.


Ajuste de la presión de agua

Cuando escuche un clic mientras gira el interruptor de encendido y apagado, esto indicará que el aparato ha sido encendido. Girarlo en el sentido de las agujas del reloj incrementará la presión del agua. Si el aparato se mantiene encendido durante más de 3 minutos, se apagará automáticamente. Para volver a encenderlo deberá girar el interruptor en el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que vuelva a escuchar el clic, entonces podrá girarlo de nuevo en el sentido de las agujas del reloj.



Usando el Irrigador Dental


Coloque la punta irrigadora en la cavidad bucal y dirijala hacia los dientes. Con la otra mano encienda el aparato y ajuste la presión al nivel requerido (se recomienda usar la presión mínima en su primer uso). La dirección del chorro de agua puede controlarse rotando el dial de 360 grados en la parte superior del mango.



Técnica de uso

Cuando el chorro de agua incida a un ángulo de 90 grados sobre las encías, cierre ligeramente la boca para evitar que el agua salpique fuera, permitiendo que el agua fluya desde la esquina de la boca al lavabo. Deje deslizarse suavemente la punta irrigadora a lo largo de las encías, deteniéndose brevemente entre diente y diente. Cuando el agua irrigue los dientes permita que esta pase a través

de los espacios interdentes. Repita este método en cada uno de los lados de los dientes, hasta que los espacios interdentes, el frente y la parte trasera de los dientes y su parte superior e inferior estén limpios.




Control de pausa

Puede pulsar el interruptor del mango en cualquier momento para detener el chorro de agua.

Procedimiento después del uso

Apague el interruptor, desenchufe el aparato y vacíe el agua restante de la cisterna de agua.



Control de Pausa

Puede empujar el interruptor en el mango en cualquier momento para detener el flujo de agua.

Tras la finalización del cierre

Apague la fuente de alimentación, retire el enchufe y limpie cualquier resto de agua en el tanque de agua.

Introducción a las puntas irrigadoras


Punta periodontal

La punta periodontal inyecta agua o medicamentos líquidos de uso oral en lugares específicos bajo la línea de la encía.



Punta corriente de alta presión

Limpia lugares profundos dentro de la cavidad bucal con un radio de acción de 360 grados, alcanzando al mismo tiempo lugares de difícil limpieza, restos de comida y bacterias dañinas que se encuentren en las profundidades de las quедades dentales o bajo la encía. Lo que le proporcionará una placentera experiencia dental.



Punta para la limpieza de la lengua.

Sítue el raspador lingual sobre la lengua antes de encender el irrigador de agua. Apóyelo ligeramente sobre la parte central posterior de la lengua, tirando ligeramente de él hacia delante mientras lo mantiene en contacto con la superficie de la lengua.



Punta para la placa dental


La placa dental está provocada por conjuntos de bacterias que se fijan a la superficie de los dientes sin haberse aún mineralizado. Esta punta irrigadora es de gran efectividad para prevenir la formación de placa dental. El uso especial de la punta para la placa dental es el de la limpieza de zonas de difícil acceso en aparatos y otros dispositivos dentales.



Boquilla para Ortodoncia

La punta especial de Ortodoncia esta diseñada de forma exclusiva para simultáneamente cepillar y enjuagar las zonas difíciles de alcanzar alrededor de los brackets y otros aparatos dentales.

Para utilizar la boquilla, inclínese sobre el lavabo y use las cerdas del cepillo para limpiar alrededor del trabajo dental. El cepillo tirará un poco de agua para enjuagar cualquier residuo.



Limpieza:

Si se ha usado algún medicamento líquido en la cisterna de agua, le rogamos que se tome unos momentos para limpiar el aparato.

Vierta algo de agua caliente en la cisterna de agua, mientras dirige la punta irrigadora hacia el lavabo. Encienda el aparato y déjelo funcionar hasta que la cisterna de agua se vacíe. Esto puede ayudar a impedir el bloqueo de la punta irrigadora y alargar la vida útil del aparato.

Use un paño y productos de limpieza neutros y no abrasivos para limpiar el producto.

Antes de su limpieza, asegúrese de que el aparato no esté conectado a la fuente de alimentación.

Mantenimiento y conservación

1. Después de cada uso, le rogamos que retire del aparato el conector de alimentación y coloque la cisterna de agua sobre una superficie plana. Una vez que el agua se ha vaciado totalmente o se ha secado con un paño, colóquela junto con el aparato limpio en un lugar oscuro y seco. Si no se va a usar durante un período prolongado de tiempo, guárdelo en su paquete o en una caja de almacenamiento.
2. En caso de avería del aparato, proceda a consultar con su proveedor o llame al servicio post-venta para informarse acerca del método de reparación pertinente.
3. Le rogamos que no desmonte o intente desarmar el producto. La garantía proporcionada por la compañía no cubre daños provocados de tal modo.
Si el cable de alimentación se dañara, le rogamos que acuda al servicio de reparación designado por la compañía o a un taller cualificado para su reparación. Está totalmente prohibido cambiar el cable o clavija de alimentación por cuenta propia.
5. Cuando expire la garantía del irrigador dental, la compañía le seguirá prestando servicio, cobrando únicamente el coste de los materiales y una pequeña tasa en concepto de gastos de mano de obra.

Averías habituales y modo de solucionarlaslösungen

Avería	Causa	Modo de solucionarla
Fugas de agua entre la punta irrigadora y el mango	La punta irrigadora no ha sido instalada correctamente	Introduzca la punta irrigadora en el mango hasta escuchar un clic
Elcabezal del cepillo periodontal estápartido	La punta irrigadora ha sufrido daños graves	Cámbiela por una nueva
Fugas de agua en el tubo que conecta la base del irrigador con el mango	El tubo está dañado	Cambio o reparación post-venta por parte del proveedor
Fugas en la cisterna de agua	La válvula de la cisterna de agua no se ha instalado se ha instalado en la dirección errónea	Reponga la válvula de agua o reinstálela correctamente
Presión insuficiente	La cisterna de agua no se ha instalado correctamente	Reinstale la cisterna de agua presionando su parte superior ligeramente
El aparato no se puede encender	El motor no está operativo	Asegúrese de que la fuente de alimentación está conectada o contacte con su proveedor para reparación

Garantizamos a los propietarios y usuarios originales que no existen defectos en los materiales o métodos de fabricación del producto, el periodo de garantía se extiende por un año desde la fecha de compra.

¡Le agradecemos la adquisición del irrigador dental Oral Irrigator !

Contenidos:

Medidas de seguridad destacadas:	3
Diagrama del producto:	5
Instrucciones de uso del producto:	8
Instrucciones de uso de las puntas irrigadoras especiales:	11
Limpieza y mantenimiento:	13
Averías habituales y como solucionarlas:	14

Le recordamos:

Accesorios incluidos en este producto:

- 1x Aparato principal (incluida cisterna de agua)
- 1x Manual de instrucciones

Puntas irrigadoras


- 3x Punta corrientes de alta presión
- 1x Punta para la limpieza de la lengua
- 1x Punta periodontal
- 1x Punta para la placa dental
- 1x Punta ortodóntica

Gracias por adquirir el Irrigador Dental


El irrigador dental usachorros fluctuantes de aguapara la limpieza dental, que eliminan las bacterias dañinas que se esconden en las profundidades de las oquedades dentales y las encías: lugares que no pueden limpiarse mediante el mero cepillado dental.

Higiene dental tradicional

Los cepillos de dientes tradicionales son incapaces de eliminar los restos de comida y las bacterias dañinas que se ocultan en la encía.



La seda dental solo puede alcanzar un área limitada bajo la encía.



El irrigador dental

Elimina las bacterias dañinas ocultas en las oquedades dentales y bajo la línea de la encía.



◆ PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, especialmente cuando haya niños presentes, siempre deberían tomarse algunas medidas de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

PELIGRO- Para reducir el riesgo de electrocución:

- ◆ Desenchufe siempre este producto inmediatamente después de usarlo.
- ◆ No lo use cuando se esté bañando.
- ◆ No guarde o coloque el producto en lugares desde los que se pueda caer o ser tirado a un fregadero o bañera.
- ◆ No lo sumerja ni vierta sobre él agua u otros líquidos.
- ◆ No intente tocar un aparato que se ha caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.


ADVERTENCIA- Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o heridas en las personas.

- ◆ Un aparato nunca debería estar sin supervisión mientras esté enchufado.
- ◆ Es necesario supervisar cuando el producto esté siendo utilizado por, o haya cerca, niños o personas discapacitadas.
- ◆ Utilice este producto únicamente para los usos descritos en el manual de instrucciones. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- ◆ Nunca utilice este producto si tiene un cable o un enchufe dañados, si no funciona correctamente, se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el producto al centro de servicio para su examen y reparación.

- ◆ Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- ◆ No tape nunca las aberturas de ventilación del producto, ni lo ponga sobre superficies blandas como camas o sofás, en las que se pueden tapar las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación limpias de pelusa, pelos y objetos similares.
- ◆ Nunca lo use cuando esté durmiendo o somnoliento.
- ◆ Nunca meta o deje caer objetos por las aberturas o mangueras.
- ◆ No lo use en el exterior ni lo utilice donde se estén empleando productos en aerosol (spray) o administrando oxígeno.
- ◆ Enchufe este producto solo en tomas de corriente con toma de tierra.
- ◆ Vea las instrucciones de puesta a tierra.
- ◆ Desenchufe este producto antes de llenarlo. Llene (el depósito) solo con agua a menos que se especifique otra cosa por parte del fabricante. No deje que se rebose (ver instrucciones de llenado).
- ◆ Es muy normal que te provoca las encías sangrantes si usas el irrigador dental en la primera vez, esto depende de la sensibilidad gingival de cada persona . Por lo tanto, te recomendamos que comiences a utilizar el irrigador dental con la velocidad más baja.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Hydropulseur Manuel d'utilisation



Modèle no : FC169

Services après-vente

Merci d'avoir acheté l'hydropulseur. Prenez note des informations suivantes :


1. Lors de l'achat, conservez les documents d'achat fournis par le vendeur qui serviront de documents de référence pour les opérations de maintenance ;
2. Une garantie de deux ans est assurée pour tout dysfonctionnement du produit non causé par une intervention humaine, selon les dispositions légales de l'état. Si ce produit a été acheté par le biais d'Amazon, la documentation n'est pas requise et seul le numéro de commande devra être communiqué afin que nous vous fournissions le service après-vente correspondant. Opération de maintenance gratuite (en fonction de la date d'achat du produit indiquée sur la facture) ;
3. Si une ou plusieurs des circonstances décrites ci-dessous devaient se produire au cours de la période de garantie, des frais de services et le coût de l'opération de maintenance seront appliqués en fonction des circonstances ;
Le client est à l'origine du dommage du fait d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien de l'appareil ;
Des réparateurs non couverts par la clause de réparateurs-tiers ont endommagé l'appareil au cours d'une opération de réparation ;
Vous n'avez pas de document prouvant l'achat ou plus de deux années se sont écoulées depuis la date de fabrication de l'appareil ;
L'appareil a été endommagé au cours d'un usage commercial ;
L'appareil a été endommagé par un événement relevant de la force majeure (telle qu'une tempête, un tremblement de terre ou un incendie).

4. Merci de remplir avec soin le formulaire ci-dessous et de retourner l'appareil au réparateur désigné par la société pour qu'il soit réparé.

Dossier des opérations de maintenance et de réparation

Nom complet du client		Numéro de contact	
Modèle du produit		Couleur du produit	
Date d'achat		Plateforme d'achat compra	
Adresse de contact			
Date de l'opération de maintenance			

1. Réservoir
2. Réservoir d'eau
3. Interrupteur On/off/ bouton d'ajustement de la pression
4. Ventouses du socle
5. Couvercle du réservoir d'eau
6. Cadran à 360-degrés de l'embout pulvérisateur
7. Bouton de désassemblage de l'embout pulvérisateur
8. Interrupteur
9. Socle



- Embout ordinaire à haute pression
- Embout parodontal
- Embout orthodontique
- Embout pour plaque dentaire
- Embout pour nettoyer la langue


- L'embout ordinaire à Haute Pression est accompagné de trois bagues de couleur, de façon à ce que trois personnes différentes puissent l'utiliser (pack familial).

Il y a quatre autres embouts pulvérisateurs à usage spécifique (Embout pour nettoyer la langue, embout parodontal, embout pour plaque dentaire, embout orthodontique)

- Embout parodontal x1
- Embout pour plaque dentaire x1
- Embout orthodontique x1
- Embout pour nettoyer la langue x1


Pour les instructions d'utilisation, référez-vous aux pages 55 à 56 du présent manuel d'instruction.

Structure du produit




Préparation avant utilisation


Branchez la prise de l'hydropulseur à une source d'alimentation.



Une fois que le réservoir d'eau est rempli d'eau, remettez le réservoir d'eau dans l'appareil, et exercez une légère pression sur le dessus. Assurez-vous que le joint en caoutchouc du réservoir d'eau soit aligné avec le joint en caoutchouc du socle de l'appareil.




Insertion et retrait du tube de vaporisation



Lorsque vous insérez l'embout pulvérisateur dans le manche, vous devez entendre un clic distinctif. Pour retirer l'embout pulvérisateur du manche, vous n'avez besoin que d'appuyer légèrement sur le bouton de désassemblage de l'embout pulvérisateur et d'ensuite retirer l'embout pulvérisateur du manche.


Ajustement de la pression d'eau

Entendre un clic en tournant l'interrupteur on/off vous indique que l'appareil a été éteint. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la pression d'eau. Si l'appareil reste allumé pendant plus de 3 minutes, il s'éteindra automatiquement. Au prochain allumage, vous devrez tourner l'interrupteur on/off dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau.



Utilisation de l'hydropulseur


Placez l'embout pulvérisateur dans la cavité buccale et orientez-le vers les dents. Allumez l'appareil de l'autre main et choisissez le niveau de pression (au premier usage il est recommandé d'utiliser le niveau minimum de pression). La direction du jet d'eau peut être contrôlée en faisant tourner à 360 degrés le bouton situé sur le dessus du manche.



Méthode d'utilisation

Quand le jet d'eau et les gencives forment un angle de 90 degrés, entrefermez la bouche afin d'éviter de renverser de l'eau, mais laissez l'eau couler de la commissure de vos lèvres dans l'évier. Pour un résultat optimal, commencez le nettoyage par les molaires et continuez vers les incisives. Laissez l'embout pulvérisateur passer doucement le long des gencives et marquez un bref temps d'arrêt entre chaque dent. Lorsque vous pratiquez un nettoyage à l'eau, laissez l'eau couler

dans les espaces entre les dents. Répétez la même procédure de chaque côté des dents, jusqu'à ce que les espaces entre les dents, l'avant et l'arrière des dents, et le dessus et le dessous des dents soient nettoyés.




Commande d'arrêt

Vous pouvez actionner l'interrupteur sur le manche à tout moment pour mettre en pause le jet d'eau.

Après avoir terminé

Éteignez la source d'alimentation, débranchez la prise et nettoyez les traces d'eau restantes dans le réservoir d'eau.



Pause de contrôle

Vous pouvez appuyer sur la poignée à tout moment pour interrompre le débit d'eau.

Suite à la clôture

Éteignez la source d'alimentation, retirez la fiche et essuyez toute l'eau restante dans le réservoir d'eau.

Présentation des différentes sortes d'embouts pulvérisateurs

Embout parodontal

L'embout parodontal peut introduire de l'eau ou des médicaments sous forme liquide à prendre par voie orale à des endroits spécifiques.



Embout ordinaire à haute pression

Nettoyez des parties profondes de la cavité buccale avec un angle de 360 degrés, couvrant aussi des parties difficiles à nettoyer, débris de nourriture et les bactéries dangereuses profondément logés dans les crevasses des dents ou sous la gencive. Cela vous apporte une agréable expérience dentaire.




Embout pour nettoyer la langue

Placez le grattoir pour la langue sur la langue avant d'allumer l'hydropulseur. Placez délicatement le grattoir sur la partie centrale arrière de la langue, le tirer doucement vers l'avant tout en maintenant le contact avec la surface de la langue.



Embout pour plaque dentaire


La plaque dentaire est composée d'un groupe de bactéries qui se fixent à la surface des dents et qui n'ont pas encore été minéralisées. L'embout pulvérisateur est très efficace dans la prévention de la formation de la plaque dentaire. L'embout à usage spécial pour plaque dentaire permet de nettoyer les zones difficiles d'accès des bagues et autres appareils dentaires.



Embout orthodontique

L'embout orthodontique spécial est uniquement conçu pour brosser et rincer simultanément les zones difficiles à atteindre.

Pour utiliser l'Embout Orthodontique, penchez-vous sur l'évier et utilisez la brosse pour nettoyer autour des soins dentaires. L'eau coulera à travers la brosse pour rincer les débris qui sont retirés.



Nettoyage :

Si un médicament sous forme liquide est utilisé dans le réservoir d'eau, veuillez prendre le temps de nettoyer l'appareil.

Versez de l'eau chaude dans le réservoir d'eau et orientez l'embout pulvérisateur vers l'évier. Allumez l'appareil et laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide. Cela peut aider à éviter que l'embout pulvérisateur soit obstrué et étendre la durée de vie de l'appareil.

Utilisez un chiffon et un agent de nettoyage neutre non-abrasif pour nettoyer l'appareil.

Avant toute opération de nettoyage, assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation.

Entretien et maintenance

1. Après chaque utilisation de l'hydropulseur, débranchez la prise et posez le réservoir d'eau sur une surface plane. Une fois que l'eau est complètement vidée ou essuyée, rangez le réservoir et l'appareil ayant été nettoyé dans un lieu sombre et sec. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, rangez-le dans son emballage ou dans une boîte de rangement.
2. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, adressez-vous à un vendeur pour obtenir des conseils ou appelez le service après-vente pour prendre connaissance des méthodes de réparation.
3. Veuillez ne pas démonter l'appareil et n'essayez pas d'en retirer des éléments. La société ne fournit pas de garantie pour les dommages causés par de telles opérations.
4. Lorsque le câble d'alimentation est endommagé, adressez-vous au réparateur désigné par la société ou à un réparateur qualifié. Il est strictement interdit de changer le câble d'alimentation ou la prise par vous-même.
5. Lorsque la garantie de l'hydropulseur expire, la société continuera à vous procurer un service après-vente, en ne vous facturant que le coût des matériaux ainsi qu'une partie du coût de la main d'œuvre.

Dysfonctionnements habituels et méthodes pour y répondre

Dysfonctionnement	Cause	Solution
Fuite d'eau entre l'embout pulvérisateur et le bouton du manche	L'embout pulvérisateur n'a pas été installé correctement	Insérez l'embout pulvérisateur dans le manche jusqu'à entendre un clic
La tête de la broche parodontale de poche est ouverte en deux	L'embout pulvérisateur a subi un dommage sérieux	Remplacez par une nouvelle tête
Le tube qui relie le socle de l'hydropulseur avec le manche fuit	Le tube est endommagé	Le vendeur remplace le tube ou fournit un service après-vente
Le réservoir d'eau fuit	Une valve du réservoir d'eau n'a pas été installée ou la valve a été installée dans le mauvais sens	Installez la valve ou retirez-la et remplacez-la dans le bon sens
Pression insuffisante	Le réservoir d'eau n'a pas été installé correctement	Réinstallez le réservoir d'eau et exercez une légère pression vers le bas
L'appareil ne s'allume pas	Le moteur ne fonctionne pas	Assurez-vous que l'appareil est branché à la source d'alimentation ou prenez contact avec le vendeur pour le faire réparer

Notre société garantit aux utilisateurs originaux et aux propriétaires de ce nouveau produit qu'il n'y a pas de défauts dans les matériaux ou les techniques de production et que la période de garantie est d'un an à compter de la date d'achat.

Encore merci d'avoir acheté votre brosse à dents à l'eau!

Contenu :

Points importants de sécurité : 3

Structure du produit : 5

Instructions d'utilisation du produit : 8

Consignes d'utilisation des embouts pulvérisateurs spécifiques : 11

Nettoyage et entretien : 13

Dysfonctionnements habituels et méthodes pour y répondre : 14

Rappel

Accessoires inclus avec ce produit :

Embouts pulvérisateurs
Embout ordinaire à Haute Pression x3
Embout pour nettoyer la langue x1
Embout parodontal x1
Embout pour plaque dentaire x1
Embouthorthodontique x1

Merci d'avoir acheté l'hydropulseur


L'hydropulseur utilise un jet d'eau pulsé pour nettoyer les dents et peut enlever des bactéries dangereuses cachées en profondeur dans les crevasses des dents et les gencives – des parties qui ne peuvent pas être nettoyées par la seule action du brossage.

Hygiène buccodentaire traditionnelle

Les brosses à dents traditionnelles ne sont pas en mesure de retirer les débris d'aliments ou les bactéries dangereuses dissimulées en profondeur.




Le fil dentaire ne peut atteindre que des parties limitées de la gencive.



L'hydropulseur

Nettoie les bactéries dissimulées dans les crevasses des dents et sous la limite des gencives.



◆ PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en présence d'enfants, des précautions basiques de sécurité doivent toujours être suivies, y compris les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

DANGER – Pour réduire les risques d'électrocution:

- ◆ Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- ◆ Ne l'utilisez pas dans le bain.
- ◆ Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un lieu où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- ◆ Ne le placez pas et ne le faites pas tomber dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- ◆ Ne cherchez pas à attraper un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.

ATTENTION – Afin de réduire les risques de brûlures, électrocution, feu ou blessures à personnes.

- ◆ Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance quand il est branché.
- ◆ Une surveillance attentive est nécessaire lors d'une utilisation par, sur ou à proximité d'enfants et de personnes invalides.
- ◆ Utilisez cet appareil pour l'usage décrit dans le manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- ◆ N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, ou endommagé, ou a été lâché dans de l'eau. Amenez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.

- ◆ Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- ◆ N'obstruez jamais les ouvertures d'air de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle, telle qu'un lit ou un canapé, où l'ouverture d'air pourrait se trouver bloquée. Tenez éloignés des ouvertures d'air les peluches, cheveux et tout élément similaire.
- ◆ N'utilisez jamais l'appareil en cas de fatigue ou de somnolence.
- ◆ Ne déposez et n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures ou les tuyaux.
- ◆ Ne pas utiliser en extérieur et ne pas utiliser dans une pièce où un aérosol (spray) est utilisé ou de l'oxygène est administré.
- ◆ Reliez cet appareil uniquement à une prise reliée correctement à la terre.
- ◆ Voir les instructions pour lier à la terre.
- ◆ Débranchez l'appareil avant de le remplir. Remplissez (réservoir) uniquement avec de l'eau sauf indications contraires du fabricant. Ne remplissez pas le réservoir à l'excès (voir instructions spécifiques de remplissage).
- ◆ C'est un phénomène normal qui provoque un saignement lorsque vous utilisez la soie dentaire pour la première fois, ce qui dépend de la sensibilité gingivale différente. Il est recommandé de commencer à un niveau inférieur pour utiliser le fil dentaire.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS