


Nicefeel

# Professional Oral Irrigator Instruction Manual

ENGLISH .....	02
DEUTSCH .....	16
FRANÇAIS .....	30
ITALIANO .....	44
ESPAÑOL .....	58



## Thank you for choosing NICEFEEL Oral Irrigator!



You are on your way to better gum health and a healthier smile!

With the combination of water pressure and pulsation, NICEFEEL Oral Irrigator removes harmful bacteria deep between teeth and below gum line where brushing won't reach.

### Traditional Clean


Traditional brushing can't easily reach hidden food debris and harmful bacteria

Flossing has limited access below the gum line



### NICEFEEL Oral Irrigator

Removes trapped food debris and harmful bacteria with high frequency pulse water floss



## Content

Important Safeguards.....	04
Product Structure.....	06
How to Use.....	08
Special Tips Instruction.....	12
Cleaning.....	14
Service Maintenance.....	14
Common Problems and Solutions.....	15

## Accessories:

Main Unit

Instruction Manual

## Tips

### **Standard Tips \*3**

Periodontal Tip \*1

Orthodontic Tip \*1

Dental Plaque Tip \*1

Tongue Cleaner \*1

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, the basic safety precautions below should always be followed.

### Danger – To reduce the risk of electrocution:


- A product should never be left unattended when plugged in. Always unplug products after use. Do not handle plug with wet hands.
- Do not place or store product where it can fall or be pulled into water, shower stall or sink.
- Do not use while bathing. Never use while sleeping or drowsy.
- Do not immerse in water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into any liquid, unplug immediately.
- Check the power supply cord for damage before the first use and during the life of the product.
- Power cord is unchangeable, this appliance is to be disused if the cord is damaged.
- Do not use attachments not recommended by us. Only use attachments (including Jet Tip, Tooth Pocket Tip, Tongue Cleaner Tip and Orthodontic Tip that are recommended by us).
- Fill reservoir with water or other recommended solutions only.
- Do not drop or insert any foreign object into any opening or hose.
- Keep electrical cord away from heated surfaces.
- Do not operate where oxygen or aerosol sprays are being used.
- For indoor use only.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## WARNING – To reduce the risk of burns, electric shock, fire, serious injury:

- Do not leave the appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use.
- Do not use this product if it has a damaged cord or plug and if it is not working properly. Such as if it has been dropped or damaged, or dropped into any liquid. Stop using the product immediately!
- Closely instruct and supervise children and individuals with special needs in the proper use of this product. Do not allow to be used as a toy.
- Do not direct water under the tongue, into the ear, nose, or other delicate areas. This product is capable of producing pressures that may cause serious damage in these areas. Pressure generated by this product may cause serious damage to these parts. See “Operating Instructions” for correct usage.
- Use as described in this manual only. Use our recommended attachments only.
- Do not use while wearing any oral jewelry, remove prior to use.
- Do not use if you have an open wound on your tongue or in your mouth.
- If your physician or cardiologist has advised you to receive antibiotic premedication before dental procedures, you should consult your dentist before using this instrument or any other oral hygiene aid.
- Do not pull or carry by cord, do not use cord as handle, do not close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place / run appliance over cord. Keep cord away from heated surface.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Turn off the product before unplugging.
- It's normal phenomenon that caused gum bleeding when you use the water flosser in the first time, which depended on different gingival sensitivity. It is recommended to start at a lower level to use the water flosser.

## PRODUCT STRUCTURE



1. Water Tank

2. Storage Box

3. Mode Button

4. Power Button/Pressure Control Button


5. Cover

6. Tip

7. Release Button

8. Pause Button

9. Handle



**Standard Tips:** 3 color ring.

For hygienic purpose, recommend using by 3 people respectively (family pack).

## The other 4 special tips:


- Periodontal Tip \*1
- Orthodontic Tip \*1
- Dental Plaque Tip \*1
- Tongue Cleaner \*1

## HOW TO USE

Plug into socket. If the socket is controlled by a wall switch, make sure the switch is turned on.

### Preparing for water tank


Remove the water tank from the base, fill the water tank with water, put the water tank back to the base and press down firmly and put on the lid.






## Inserting and removing tips

Insert the tip into the center of the knob at top of the dental jet handle, the colored ring will be flush with the end of the knob if the tip is correctly locked into place. To remove the tip from the handle, press the release button and pull the tip from the handle.





## Adjusting the pressure settings

Turn the pressure control dial on the base of the unit to the lowest setting for first-time use. Gradually increase pressure over time to the setting you prefer, or as instructed by your dental professional.




## Using the oral irrigator

Lean low over sink and place the jet tip in mouth. Aim the tip toward teeth. With your free hand, turn the on/off button on. Set pressure at desired setting. Direct the stream by turning the knob at the top of the handle.



## Recommended technique

Direct the jet stream at 90-degree angle to your gum line, slightly close lips to avoid splashing but allow water to flow freely from mouth into the sink. For best results, start in the molar area (back teeth) working towards the front teeth. Glide jet tip along gum line and pause briefly between teeth. Continue the process until all areas around and between the teeth have been cleaned.




## Pause control

You can temporarily stop the flow at any time by slide down button on the handle.

## When finished

Turn the unit off, pour out the liquid in the water tank and unplug the power plug.




## SPECIAL TIPS INSTRUCTION

### Periodontal Tip


The periodontal tip delivers water or anti-bacterial solutions deep into periodontal pockets.

To use the tooth pocket tip, lean low over your sink and place the soft tip against a tooth at a 45-degree angle and gently place the tip under the gum line. Turn the unit on to the lowest pressure setting and clean gently following gum line, inserting tip in between teeth. Continue tracing along the gum line until you finish cleaning.




### Tongue Cleaner

Lean over the sink, Place the tongue cleaner on your tongue and start the unit use the lowest pressure setting, increase as comfortable. Gently place the tongue cleaner in the center/midline of your tongue about half way back and with light pressure pull forward.



## Orthodontic Tip


The special Orthodontic Tip is uniquely designed to simultaneously brush and rinse hard-to-reach areas around braces and other dental work. To use the Orthodontic Tip, lean low over the sink and use the brush bristles to clean around dental work, water will flow through the brush to rinse away any debris that is removed.



## Dental Plaque Tip

Direct the Jet Stream at 90-degree angle to your gum line, Close lips slightly to avoid splashing but allow water to flow freely from mouth into the sink. Start in the molar (back teeth) area working toward the front teeth, place the tip close to the teeth so that the bristles are gently touching the teeth.

Gently glide tip along gum line, parsing briefly between teeth to gently brush and allow the water to flow between the teeth. Continue until all areas around and between the teeth both inside and outside, top and bottom that have been cleaned.



## CLEANING

After using any special solution in the water tank, take a moment after every use to rinse the unit.

Partially fill the water tank with water, aim the jet tip into your sink, turn on the unit and let it run until the water tank is empty, This will help keep the tip from clogging and help your unit to last longer.

Clean the product when necessary by using a soft cloth and mild non-abrasive cleanser.

Before cleaning, please unplug from the electrical outlet.

Before exposing the dental jet to freezing temperatures, remove the water tank and run the unit until completely empty.

## SERVICE MAINTENANCE

1. After using the oral irrigator, be sure to unplug the power cord, and the tank upside down on a flat surface, when the water is completely dry, put it into a cool, dry place together with the cleaned and dry host, it should be placed in the box or similar storage when not in use for a long time.
2. When a machine malfunctions, you can contact the seller to inquiry related maintenance methods.
3. Do not disassemble or attempt to resolve this product. If resulting in any problem, the product will no longer meet the warranty policy.
4. When the power cord is damaged, go to our designated service point or related maintenance shop for maintenance. Do not replace the power cord or plug by yourself.
5. If the product is out of the warranty period, we will provide repairing service as well, we will charge the cost of materials appropriately and small amount of labor cost.

## COMMON PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problem	Cause	Solution
Jet tips and tongue cleaner leakage between the top and handle	Tip not fully engaged	Remove tip and reinstall
Periodontal tip tear in soft tip	Tip is damaged	Replace with new tip
Oral irrigator base hose to the handle leaks	The hose is damaged	Contact the seller for service
Water tank leaks	Missing water tank valve or water tank valve is upside down	Reinstall the tank valve
Inadequate pressure	Water tank not positioned properly	Make sure that the water tank is in close contact with the main unit
Without water flow out	Motor not running	Contact the seller for service

We warrant to the original purchaser/owner of this new product that it is free for defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase.

Thank you again for choosing NICEFEEL oral irrigator!

## Vielen Dank für die Auswahl von NICEFEEL Munddusche!



Sie befinden sich auf dem Weg zu einer besseren Zahnfleischgesundheit und einem gesünderen Lächeln!

Mit der Kombination an Wasserdruck und Pulsation, entfernt NICEFEEL Munddusche gefährliche Bakterien zwischen den Zähnen und unter dem Zahnfleischrand, wo Zahnbürsten nicht hinreichen.

### Traditionelle Reinigung


Das traditionelle Zähneputzen kann nicht einfach versteckte Essensrückstände und gefährliche Bakterien erreichen.

Die Mundhygiene mit Zahnseite hat limitierten Zugang unterhalb des Zahnfleischrands.



### NICEFEEL Munddusche

Entfernt gefangene Essensrückstände und gefährliche Bakterien, durch hochfrequente Wasserströme.





## Inhalt

Wichtige Schutzmaßnahmen .....	18
Produktstruktur .....	20
Nutzung .....	22
Anweisungen zu Sonderaufsätzen.....	26
Reinigung .....	28
Wartungsservice .....	28
Häufige Probleme und Lösungen .....	29

## Zubehör:

Haupteinheit  
Benutzerhandbuch

## Aufsätze

Gewöhnlicher Hochdruckaufsatz \*3  
Parodontaler Aufsatz \*1  
Kieferorthopädischer Aufsatz \*1  
Zahnbelagaufsatz \*1  
Zungenreiniger \*1

## WWICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN

Bei der Nutzung von elektrischen Produkten, besonders wenn Kinder sich in der Nähe befinden, müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden.

### Gefahr – Um das Risiko des Todesalls durch einen Stromschlag zu verhindern:


- Ein Produkt sollte niemals in eingestecktem Zustand unbeaufsichtigt gelassen werden. Stecken Sie das Produkt nach der Nutzung stets aus. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es in Wasser, in die Dusche oder in das Waschbecken gezogen oder fallen kann.
- Nutzen Sie es nicht während dem Baden. Nutzen Sie es niemals in schläfrigem Zustand.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reichen Sie niemals nach einem Produkt, das in Flüssigkeiten gefallen ist; stecken Sie es sofort aus.
- Prüfen Sie das Stromkabel vor der ersten Nutzung auf Schäden, ebenso wie während dem Produktlebenszyklus.
- Das Stromkabel kann nicht ausgetauscht werden. Das Gerät darf nicht mehr verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Nutzen Sie kein Zubehör, das nicht durch uns empfohlen wurde. Nutzen Sie nur Zubehör (inklusive Düsenspitzen, Zahnaufsätze, Zungenreiniger und orthopädische Aufsätze, die durch uns empfohlen wurden).
- Füllen Sie den Tank nur mit Wasser oder anderen empfohlenen Lösungen.
- Geben Sie keine Fremdoobjekte in eine Öffnung oder in den Schlauch.
- Halten Sie das Stromkabel von beheizten Oberflächen fern.
- Operieren Sie es nicht in der Nähe von Sauerstoff- oder Aerosolsprays.
- Nur für die Nutzung in Innenräumen geeignet.

### BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer, ernsthaften Verletzungen zu vermeiden:

- Hinterlassen Sie das Gerät niemals eingesteckt. Stecken Sie es bei Nichtnutzung aus der Stromquelle aus.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind und wenn das Gerät nicht angemessen funktioniert. Beispielsweise wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, oder in eine Flüssigkeit gefallen ist. Stellen Sie die Nutzung des Produktes sofort ein!
- Geben Sie Kindern und Menschen mit besonderen Bedürfnissen genaue Anweisungen und überwachen Sie diese genau in der Nutzung des Produktes. Lassen Sie keine Nutzung als Spielzeug zu.
- Richten Sie das Wasser nicht direkt unter die Zunge, in die Ohren, Nase oder andere zarte Bereiche. Dieses Produkt erzeugt einen Druck, der ernsthafte Verletzungen in diesen Bereichen hervorrufen kann. Generierter Druck durch dieses Produkt kann ernsthaften Schaden in diesen Teilen erzeugen. Sehen Sie „Betriebsanleitung“ für die korrekte Nutzung.
- Nutzen Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Nutzen Sie nur empfohlenes Zubehör.
- Nutzen Sie es nicht während dem Tragen von Mundschmuck; entfernen Sie diesen vor der Nutzung.
- Nutzen Sie es nicht bei offenen Wunden auf Ihrer Zunge oder in Ihrem Mund.
- Wenn Ihr Arzt oder Kardiologe eine antibiotische Prämedikation vor dentalen Behandlungen angewiesen hat, so lassen Sie sich vor der Nutzung dieses Instruments und anderen oralen Hygienehilfen von Ihrem Zahnarzt beraten.
- Ziehen Sie nicht am Kabel und tragen Sie das Gerät nicht am Kabel. Schließen Sie keine Tür mit dem Kabel dazwischen und ziehen Sie es auch nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Platzieren / Betrieben Sie das Gerät nicht über dem Kabel. Halten Sie es von beheizten Oberflächen fern.
- Stecken Sie es nicht aus, indem Sie am Kabel ziehen. Zum Ausstecken, greifen Sie den Stecker und nicht das Kabel.
- Berühren Sie den Stecker oder das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Schalten Sie das Produkt vor dem Ausstecken aus.
- Eine Zahnfleischblutung ist ein normales Phänomen, wenn Sie den Munddusche zum ersten Mal benutzen, dass von der gingivalen Empfindlichkeit abhängen. Es wird empfohlen, Beginn mit dem niedrigeren Wasserdruck der Munddusche zu verwenden.

## PRODUKTSTRUKTUR



1. Wassertank

2. Aufbewahrungsbox

3. Modus Knopf

4. Stromknopf /Druckkontrolle


5. Abdeckung

6. Aufsatz

7. Freigabeknopf

8. Pause Knopf

9. Griff



**Gewöhnlicher Hochdruckaufsatz:** 3 farbige Ringe.

Für Hygienezwecke, empfohlen für die Nutzung von 3 Personen (Familienpackung).

## Die anderen 4 Sonderaufsätze:


- Parodontaler Aufsatz \*1
- Kieferorthopädischer Aufsatz \*1
- Zahnbelagaufsatz \*1
- Zungenreiniger \*1

## NUTZUNG

Stecken Sie es in die Steckdose. Wenn die Steckdose durch einen Wandschalter kontrolliert wird, dann versichern Sie sich, dass dieser eingeschaltet ist.


## Vorbereitung für den Wassertank

Entfernen Sie den Wassertank von der Basis, füllen Sie den Wassertank mit Wasser und geben Sie ihn zurück auf die Basis. Drücken Sie ihn fest nach unten und legen Sie den Deckel auf.




## Einführung und Abnahme von Aufsätzen

Geben Sie den Aufsatz auf die Mitte des Knopfes am oberen Teil des dentalen Düsengriffs. Der farbige Ring wird durch das Ende des Knopfes durchgespült, wenn der Aufsatz korrekt platziert wurde. Um den Aufsatz vom Griff zu entfernen, drücken Sie den Freigabeknopf und ziehen Sie den Aufsatz vom Griff.





## Anpassung der Druckeinstellungen

Drehen Sie die Druckkontrolle an der Basis der Einheit bei einer Erstnutzung auf die geringste Einstellung. Erhöhen Sie den Druck schrittweise über Zeit zur gewünschten Einstellung, oder wie durch Ihren Zahnexperten empfohlen.



## Nutzung der Munddusche


Beugen Sie sich über das Waschbecken und platzieren Sie die Düse in Ihrem Mund. Zielen Sie den Aufsatz auf Ihre Zähne. Schalten Sie den On/Off Button mit Ihrer freien Hand ein. Stellen Sie den Druck auf der gewünschten Einstellung ein. Richten Sie den Strom, indem Sie den Knopf an der Oberseite des Griffs drehen.





## Empfohlene Methode

Richten Sie den Strom in einem 90-Grad Winkel auf Ihren Zahnfleischrand, schließen Sie Ihre Lippen leicht um ein Spritzen zu vermeiden, aber erlauben Sie dem Wasser frei aus Ihrem Mund in das Waschbecken zu fließen. Für beste Ergebnisse, beginnen Sie im Molarbereich (Backenzähne) und arbeiten Sie sich hin zu den vorderen Zähnen. Gleiten Sie die Düse entlang des Zahnfleischrands und pausieren Sie kurz zwischen den Zähnen. Führen Sie den Prozess weiter aus, bis alle Bereiche um und zwischen den Zähnen gereinigt wurden.




## Pausenkontrolle

Sie können den Fluss jederzeit temporär stoppen, indem Sie den Knopf auf dem Griff nach unten schieben.

## Nach Beendigung

Schalten Sie die Einheit aus, gießen Sie die Flüssigkeit aus dem Wassertank ab und stecken Sie das Stromkabel aus.




## ANWEISUNGEN ZU SONDERAUFSÄTZEN

### Parodontaler Aufsatz


Der parodontale Aufsatz führt das Wasser oder die antibakterielle Lösungen tief in die Parodontaltaschen.

Um den parodontalen Aufsatz zu nutzen, lehnen Sie sich über Ihr Waschbecken und platzieren Sie die weiche Spitze in einem 45 Grad Winkel gegen den Zahn. Platzieren Sie die Spitze unter dem Zahnfleischrand. Schalten Sie die Einheit auf der geringsten Druckeinstellung ein und reinigen Sie sanft den Zahnfleischrand und führen Sie die Spitze zwischen den Zähnen ein. Gleiten Sie weiter entlang des Zahnfleischrands, bis die Reinigung abgeschlossen wurde.




### Zungenreiniger

Beugen Sie sich über das Waschbecken. Platzieren Sie den Zungenreiniger auf Ihrer Zunge und nutzen Sie die Einheit auf der geringsten Druckeinstellung, erhöhen Sie diese je nach Wohlbefinden. Platzieren Sie den Zungenreiniger sanft auf der Mitte der Zunge und ziehen Sie ihn mit einem leichten Druck nach vorne.



## Kieferorthopädischer Aufsatz


Der spezielle kieferorthopädische Aufsatz ist einzigartig gestaltet um gleichzeitig zu bürsten und schwer zu erreichende Bereiche um Zahnspangen oder andere Zahnarbeiten durchzuspülen. Um den kieferorthopädischen Aufsatz zu nutzen, beugen Sie sich über das Waschbecken und nutzen Sie die Bürstenborsten um die Zahnarbeit zu reinigen. Das Wasser fließt durch die Bürste um jegliche Verschmutzungen zu entfernen.



## Zahnbelagaufsatz

Richten Sie den Düsenstrahl in einem 90-Grad Winkel auf Ihren Zahnfleischrand, schließen Sie Ihre Lippen leicht um ein Spritzen zu vermeiden, aber erlauben Sie dem Wasser frei aus Ihrem Mund in das Waschbecken zu fließen. Beginnen Sie im Molarbereich (Backenzähne) und arbeiten Sie sich hin zu den vorderen Zähnen. Platzieren Sie die Spitze nahe den Zähnen, sodass die Borsten sanft die Zähne berühren.

Gleiten Sie die Spitze entlang des Zahnfleischrands und pausieren Sie kurz zwischen den Zähnen um das Wasser in die Zwischenräume gelangen zu lassen. Führen Sie den Prozess weiter aus, bis alle Bereiche um und zwischen, sowie über und unter den Zähnen gereinigt wurden.



## REINIGUNG

Nachdem Sie eine Sonderlösung im Wassertank verwendet haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit und reinigen Sie die Einheit.

Füllen Sie den Wassertank teilweise mit Wasser, richten Sie den Düsenaufsatz in Ihr Waschbecken und schalten Sie die Einheit aus. Lassen Sie das Wasser durchlaufen, bis der Tank leer ist. Dies hilft den Aufsatz frei von Verstopfungen zu halten und macht Ihre Einheit länger haltbar.

Reinigen Sie das Produkt bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Bitte entfernen Sie das Gerät vor der Reinigung vom elektrischen Outlet.

Bevor Sie die Dentaldüse kalten Temperaturen aussetzen, entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie diesen vollständig.

## WARTUNGSSERVICE

1. Nach der Nutzung der Munddusche, versichern Sie sich, dass das Stromkabel ausgesteckt wurde und sich der Tank umgekehrt auf einer flachen Oberfläche befindet. Wenn das Wasser komplett getrocknet ist, lagern Sie diesen an einem kühlen, trockenen Ort, gemeinsam mit dem gereinigten und getrockneten Gerät. Es sollte bei längerer Nichtnutzung in einer Box oder einer ähnlichen Aufbewahrungsmöglichkeit platziert werden.
2. Wenn die Maschine Störungen aufweist, kontaktieren Sie den Verkäufer um Wartungsmethoden einzufordern.
3. Bauen Sie dieses Produkt nicht selbst auseinander. Sollte es in Folge dessen zu Problemen führen, unterliegt das Produkt nicht länger den Garantieansprüchen.
4. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, suchen Sie einen geeigneten Servicepunkt oder einen verwandten Wartungsshop zur Instandhaltung auf. Ersetzen Sie das Stromkabel oder den Stecker nicht selbst.
5. Wenn das Produkt nicht mehr in die Garantieperiode fällt, bieten wir trotz allem Reparaturservices an. Wir stellen die entsprechenden Materialkosten und eine kleine Summe für die Arbeitskosten in Rechnung.

## HÄUFIGE PROBLEME UND LÖSUNGEN

Problem	Ursache	Lösung
Leck zwischen der Düsen Spitze / Zungenreiniger und dem Griff	Spitze wurde nicht vollständig eingeführt	Entfernen sie den Aufsatz und geben Sie ihn erneut auf
Parodontale Spitze reißt	Spitze ist beschädigt	Ersetzen Sie diese mit einer neuen Spitze
Leck zwischen dem Schlauch der Munddusche und dem Griff	Der Schlauch ist beschädigt	Kontaktieren Sie den Verkäufer für Service
Leck im Wassertank	Fehlendes Wassertankventil oder Wassertankventil ist verkehrtherum	Bringen Sie das Tankventil erneut auf
Unangemessener Druck	Wassertank wurde nicht angemessen positioniert	Versichern Sie sich, dass sich der Wassertank in engem Kontakt mit der Haupteinheit befindet.
Kein Wasserfluss	Motor läuft nicht	Kontaktieren Sie den Verkäufer für Service

Wir garantieren dem Originalkäufer / Besitzer dieses neuen Produktes, dass Schäden in Material oder Handwerk innerhalb von 1 Jahr nach dem Kaufdatum kostenfrei behoben werden.

Nochmals vielen Dank für die Wahl der NICEFEEL Munddusche!



## Vous êtes sur le chemin d'assurer la santé des gencives et d'un sourire plus sain!

Avec la combinaison de la pression de l'eau et de la pulsation, NICEFEEL Oral Irrigator (l'Hydropulseur de HANGSUN) élimine les bactéries nocives profondément entre les dents et en dessous de la ligne des gencives où le brossage des dents n'atteindra pas.

### Le nettoyage traditionnel


Le brossage traditionnel ne peut pas facilement atteindre des débris alimentaires cachés et des bactéries nocives

Le fil dentaire a un accès limité en dessous de la ligne des gencives



### NICEFEEL Oral Irrigator (l'Hydropulseur de HANGSUN)

Enlève les débris alimentaires piégés et les bactéries nocives avec de l'eau à haute fréquence



## Contenu

Garanties importantes .....	32
La structure du produit .....	34
La méthode d'utilisation .....	36
Des instructions pour les pointes spéciales .....	40
Le Nettoyage .....	42
Maintenance du service .....	42
Problèmes communs et leurs solutions .....	43

## Accessoires:

Unité principale

Manuel d'instructions

## Les pointes

Pointe ordinaire à haute pression \* 3

Pointe parodontale \* 1

Pointe orthodontique \* 1

Pointe pour la plaque dentaire \* 1

Nettoyant de langue \* 1

## GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, les précautions de sécurité de base ci-dessous doivent toujours être suivies.

### Danger – Pour réduire le risque d'électrocution:

- Un produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Toujours débrancher les produits après l'utilisation. Ne touchez jamais la prise avec les mains humides.
- Ne placez ni rangez le produit là où il peut tomber dans l'eau, une cabine de douche ou un évier.
- Ne l'utilisez pas pendant le bain. Ne jamais utiliser pendant le sommeil ou la somnolence.
- Ne pas plonger dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne touchez pas un produit qui a tombé dans un liquide, débranchez-le immédiatement.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est endommagé avant la première utilisation et pendant la durée de vie du produit.
- Le cordon d'alimentation est immuable, cet appareil doit être abandonné si le cordon est endommagé.
- N'utilisez pas de pièces jointes non recommandées par nous. N'utilisez que des pièces jointes (y compris la Pointe à Jet, la Pointe de Poche pour Dents, la Pointe Nettoyante de Langue et la Pointe Orthodontique que nous recommandons).
- Remplissez le réservoir avec de l'eau ou d'autres solutions recommandées seulement.
- Ne laissez pas tomber ou insérez un objet étranger dans une ouverture ou un tuyau.
- Gardez le cordon électrique à distance des surfaces chauffées.
- Ne l'utilisez pas lorsque des pulvérisations d'oxygène ou d'aérosol sont utilisées.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.


## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



## ATTENTION – Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, de feu, de blessures graves:

- Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez-le de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas ce produit s'il a un cordon ou une fiche est endommagée et s'il ne fonctionne pas correctement. Le cas où il avait été endommagé ou bien tombé dans un liquide quelconque. Arrêtez d'utiliser immédiatement le produit!
- Encadrez et supervisez de près les enfants et les personnes ayant des besoins spéciaux dans l'utilisation correcte de ce produit. Ne laissez personne l'utiliser comme un jouet.
- Ne dirigez pas l'eau sous la langue, dans l'oreille, le nez ou dans d'autres zones délicates. Ce produit est capable de produire des pressions pouvant causer de graves dommages dans ces zones. La pression générée par ce produit peut causer de graves dommages à ces pièces. Voir "Mode d'emploi" pour une utilisation correcte.
- Utilisez-le comme décrit uniquement dans ce manuel. Utilisez uniquement nos pièces jointes recommandées.
- Ne pas utiliser lors du port de bijoux oraux, enlever-les avant toute utilisation.
- Ne pas utiliser si vous avez une plaie ouverte sur votre langue ou dans votre bouche.
- Si votre médecin ou votre cardiologue vous a conseillé de recevoir une prémédication antibiotique avant les procédures dentaires, vous devez consulter votre dentiste avant d'utiliser cet instrument ou toute autre aide à l'hygiène bucco-dentaire.
- Ne tirez pas et ne porter pas l'appareil par cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon ou tirez le cordon autour des arêtes vives ou des coins. Ne placez pas et ne coupez pas l'appareil sur le cordon. Garder le cordon à l'écart de la surface chauffée.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
- Ne touchez pas la prise ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Éteignez le produit avant de le débrancher.
- C'est un phénomène normal qui provoque un saignement lorsque vous utilisez la soie dentaire pour la première fois, ce qui dépend de la sensibilité gingivale différente. Il est recommandé de commencer à un niveau inférieur pour utiliser le fil dentaire.

## LA STRUCTURE DU PRODUIT



1. Le réservoir d'eau

2. Boîte de rangement

3. Bouton Mode

4. Bouton d'alimentation / Contrôle de la pression


5. Couverture

6. Pointe

7. Bouton de déverrouillage

8. Bouton d'interruption

9. Poignée



**Pointe ordinaire à haute pression:** anneau à 3 couleurs.

Pour des intentions hygiéniques, recommandé pour l'utilisation par 3 personnes respectivement (paquet familial).

## Les 4 autres spéciales pointes:


- Pointe parodontale \* 1
- Pointe orthodontique \* 1
- Pointe pour la plaque dentaire \* 1
- Nettoyant de langue \* 1

## LA METHODE D'UTILISATION

Branchez-le dans la prise. Si la prise est contrôlée par un interrupteur mural, assurez-vous que l'interrupteur est allumé.


### Préparation du réservoir d'eau

Enlevez le réservoir d'eau de la base, remplissez ce réservoir avec de l'eau, remettez-le sur la base et appuyez fermement et remettez-le dans le couvercle.




## Insertion et enlèvement des pointes

Insérez la pointe dans le centre du bouton au-dessus de la poignée du jet dentaire, l'anneau coloré sera aligné avec la fin du bouton si la pointe est correctement verrouillée en place. Pour retirer la pointe de la poignée, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez la pointe de la poignée.





## L'ajustement des réglages de pression

Tournez la molette de commande de pression sur la base de l'unité au réglage le plus bas pour la première utilisation. Augmentez progressivement la pression dans le temps selon le réglage que vous préférez, ou selon les instructions de votre professionnel de la santé dentaire.




## L'utilisation de l'hydropulseur

Inclinez le bas sur l'évier et placez la pointe du jet dans la bouche. Viser la pointe vers les dents. Avec votre main libre, activez le bouton marche / arrêt. Réglez la pression au réglage souhaité. Dirigez le flux en tournant le bouton en haut de la poignée.



## Une technique recommandée

Diriger le flux de jet à un angle de 90 degrés sur votre ligne de gencive, fermez légèrement les lèvres pour éviter les éclaboussures, mais permettez à l'eau de circuler librement de la bouche dans l'évier. Pour de meilleurs résultats, commencez dans la zone molaire (les dents en arrière) en travaillant vers les dents de l'avant, glissez la pointe du jet le long de la ligne des gencives et prenez une pause entre les dents. Continuez le processus jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents aient été nettoyées.




## Pause de contrôle

Vous pouvez arrêter temporairement le flux à tout moment par le bouton coulissant sur la poignée.

## Quand c'est terminé

Éteignez l'appareil, versez le liquide dans le réservoir d'eau et débranchez la prise d'alimentation.




## DES INSTRUCTIONS POUR LES POINTES SPECIALES

### La Pointe Parodontal


La pointe parodontale fournit de l'eau ou bien des solutions antibactériennes profondément dans les poches parodontales.

Pour utiliser la pointe de la poche de la dent. Inclinez-vous légèrement sur votre évier et placez le bout doux contre une dent à un angle de 45 degrés et placez délicatement la pointe sous la ligne des gencives. Allumez l'appareil sur le réglage de pression le plus bas et nettoyez doucement après la ligne des gencives, insérez cette pointe entre vos dents. Continuez le traçage le long de la ligne des gencives jusqu'à ce que vous ayez fini de nettoyer.



### Le Nettoyant de Langue


Penchez sur l'évier, placez le nettoyeur de langue sur votre langue et commencez à utiliser l'appareil avec le réglage de pression le plus bas, augmentez aussi confortablement. Placez doucement le nettoyeur de langue au centre ou bien au milieu de votre langue à mi-chemin du dos et, avec une légère pression, tirez vers l'avant.





## La Pointe Orthodontique


La pointe d'orthodontie spéciale est conçue de manière unique pour brosser et rincer simultanément les zones difficiles à atteindre autour des accolades et d'autres travaux dentaires. Afin d'utiliser la pointe orthodontique, accrochez-vous sur l'évier et utilisez les poils de la brosse pour nettoyer autour du travail dentaire, l'eau coulera à travers la brosse pour rincer les débris qui sont enlevés.



## La Pointe pour la Plaque Dentaire

Diriger le flux du Jet à un angle de 90 degrés sur votre ligne de gencive, Fermez vos lèvres légèrement pour éviter les éclaboussures, mais permettez à l'eau de circuler librement de la bouche dans l'évier. Commencez dans la zone molaire (les dents en arrière) en travaillant vers les dents d'avant, placez la pointe près des dents pour que les poils touchent doucement les dents.

Faites glisser doucement tout au long de la ligne des gencives tout en s'arrêtant brièvement entre les dents pour brosser doucement et afin de permettre à l'eau de circuler entre les dents. Continuez jusqu'à ce que toutes les zones autour et entre les dents à l'intérieur comme à l'extérieur, en haut et en bas ont été nettoyées.



## Le Nettoyage

Après avoir utilisé une solution spéciale dans le réservoir d'eau, prenez un moment après chaque utilisation pour rincer l'appareil.

Remplissez partiellement le réservoir d'eau avec de l'eau, orientez la pointe du jet dans votre évier, allumez l'appareil et laissez l'eau courir jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Cela aidera à éviter que la pointe ne bouche pas et que votre appareil dure plus longtemps.

Nettoyez le produit si nécessaire en utilisant un chiffon doux et un nettoyeur non abrasif doux.

Avant de nettoyer, débranchez-le de la prise électrique.

Avant d'exposer le jet dentaire à des températures de congélation, retirez le réservoir d'eau et rallumez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement vide.

## MAINTENANCE DE SERVICE

1. Après l'utilisation de l'hydropulseur, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et le réservoir à l'envers sur une surface plane, lorsque l'eau est complètement sèche, placez-la dans un endroit frais et sec avec l'hôte nettoyé et sec, il doit être placé dans la boîte ou un stockage similaire lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
2. Lorsqu'une machine fonctionne mal, vous pouvez contacter le vendeur pour les méthodes de maintenance liées à la demande.
3. Ne désassemblez pas ou ne tentez pas de résoudre ce produit. En cas de problème, le produit ne répond plus à la politique de garantie.
4. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, accédez à notre point de service désigné ou à votre magasin d'entretien connexe pour la maintenance. Ne remplacez pas le cordon d'alimentation ou ne vous branchez pas.
5. Si le produit est hors de la période de garantie, nous fournirons également un service de réparation, nous facturons le coût des matériaux de manière appropriée et un faible coût de main-d'œuvre.

## DES PROBLEMES COMMUNS ET LEURS SOLUTIONS

Le Problème	La Cause	La Solution
Les pointes à jet et le nettoyant de langue fuient entre le top et la poignée	La pointe n'est pas complètement engagée	Enlevez la pointe et réinstallez-la
Déchirure de pointe parodontale en pointe molle	La pointe est endommagée	Remplacez par une nouvelle
Tuyau de base de l'hydropulseur aux fuites de poignée	Le tuyau est endommagé	Contactez le vendeur pour le service
Fuite au niveau du réservoir d'eau	La vanne du réservoir d'eau manquante ou la vanne du réservoir d'eau est à l'envers	Réinstallez la vanne du réservoir
Pression insuffisante	Le réservoir d'eau n'est pas positionné correctement	Assurez-vous que le réservoir d'eau est en contact étroit avec l'unité principale
L'eau ne s'écoule guère	Le moteur ne fonctionne pas	Contactez le vendeur pour le service

Nous garantissons à l'acheteur ou bien le propriétaire original de ce nouveau produit qu'il ne va pas rencontrer des défauts de matériaux et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d'achat.

Et pour une autre fois, merci d'avoir choisi NICEFEEL Oral Irrigator (l'Hydropulseur de NICEFEEL ) !

## Grazie per aver scelto l'Irrigatore Orale NICEFEEL !


Siete nella strada giusta per ottenere una migliore salute gengivale e un sorriso più sano!

Con la combinazione di pressione idrostatica e pulsazione, Irrigatore Orale NICEFEEL rimuove i batteri nocivi che nascondono sotto le gengive e tra i denti dove lo spazzolino non arriva.

### Pulizia Tradizionale


Lavarsi i denti in modo tradizionale non può facilmente togliere residui di cibo nascosti e batteri pericolosi

Il filo interdentale ha solo un accesso limitato al di sotto delle gengive



### Irrigatore orale NICEFEEL

Rimuove residui di cibo intrappolati e batteri nocivi con pulsazioni interdentali di acqua ad alta frequenza



## Indice

Salvaguardie Importanti.....	46
Struttura del Prodotto .....	48
Come Usarlo.....	50
Istruzioni per Punte Speciali.....	54
Pulizia.....	56
Manutenzione Regolare .....	56
Soluzioni per Problemi Comuni.....	57

## Accessori:

Unità Principale

Manuale di Istruzioni

## Punte

Punta Ordinaria Alta Pressione \*3

Punta Periodontale \*1

Punta Ortodontica \*1

Punta per Placca Dentale \*1

Punta per Pulizia Lingua \*1

## **SALVAGUARDIE IMPORTANTI**

Quando si usano i prodotti elettrici, specie in presenza di bambini, le precauzioni fondamentali elencate sotto devono essere sempre rispettate.

### **Pericolo - per ridurre il rischio di elettrocuzione:**


- Un prodotto non deve essere mai lasciato incustodito mentre collegato alla corrente elettrica. Staccare sempre i prodotti dopo l'utilizzo. Non toccare la spina elettrica con mani bagnate.
- Non mettere il prodotto dove può cadere o essere trascinato in acqua, doccia, o lavandino.
- Non usare mentre si fa il bagno. Non usare mai mentre si dorme o si è stanchi.
- Non immergere in acqua né in altri liquidi.
- Non prendere con le mani un prodotto caduto in qualsiasi liquido, staccare immediatamente dalla corrente.
- Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiata prima del primo utilizzo e durante la vita del prodotto.
- Il cavo di alimentazione non è sostituibile, il prodotto deve essere abbandonato se il cavo viene danneggiato.
- Non usare accessori che non siano consigliati da noi. Usare solo accessori (incluso Punta Getta, Punta Tasca Gengivale, Punta per Pulizia Lingua, e Punta Ortodontica) che sono consigliati da noi.
- Riempire il serbatoio solo con acqua o con altre soluzioni consigliate.
- Non inserire nessun oggetto estraneo in nessuna apertura o tubo.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non utilizzare dove è in uso aerosol o ossigeno.
- Per uso solamente al chiuso.

## **CONSERVARE QUESTI ISTRUZIONI**

## AVVISO – Per ridurre il rischio di ustione, scossa elettrica, fuoco, infortunio grave:

- Non lasciare il dispositivo incustodito mentre attaccato alla corrente. Staccare dalla corrente quando non è in uso.
- Non usare questo prodotto se ha un cavo o di alimentazione o spina danneggiata o se non funziona correttamente, per esempio se ha sofferto una caduta o se è stato danneggiato, o se è caduto in qualsiasi liquido. Smettere di usare il prodotto immediatamente!
- Dare istruzioni e seguire attentamente bambini e persone con bisogni speciali nell'uso appropriato di questo prodotto. Non permettere che sia usato come giocattolo.
- Non puntare acqua sotto la lingua, nelle orecchie, nel naso, o in altre zone delicate. Questo prodotto è capace di produrre pressioni che possano causare gravi danni a queste aree del corpo. Pressione generata da questo prodotto può causare gravi danni a queste parti. Vedere "Istruzioni di Utilizzo" per uso appropriato. Usare solo come descritto in questo manuale. Usare solo le nostre accessori consigliati.
- Non usare mentre si indossa gioielleria orale, rimuovere prima dell'uso.
- Non usare in presenza di una ferita aperta sulla lingua o nella bocca.
- Se il vostro medico o cardiologo vi ha avvisato di ricevere un trattamento preventivo di antibiotici prima di interventi dentali, dovrete consultare il vostro dentista prima di usare questo dispositivo o qualsiasi strumento per l'igiene orale.
- Non tirare o portare con il cavo di alimentazione, non usare il cavo come manico, non chiudere una porta sul cavo, non tirare il cavo attorno a bordi o spigoli affilati. Non mettere o utilizzare il prodotto sopra il cavo.
- Non toccare la spina o il dispositivo con mani bagnate.
- Spegnerne il prodotto prima di staccarlo dalla corrente.
- È un fenomeno normale che ha causato il sanguinamento delle gengive quando si utilizzava L'Idropulsore Dentale per la prima volta, che dipendeva dalla diversa sensibilità gengivale. Si consiglia di iniziare a un livello inferiore per utilizzare l'Idropulsore Dentale.

## STRUTTURA DEL PRODOTTO



1. Serbatoio dell'acqua

2. Scatola di conservazione

3. Pulsante Modalità

4. Pulsante di Accensione/Controllo di Pressione

5. Copertura






6. Punta

7. Pulsante di Rilascio

8. Pulsante di Pausa

9. Manico



				
Punta Ordinaria Alta Pressione	Punta Periodontale	Punta Ortodontica	Punta per Placca Dentale	Punta per Pulizia Lingua

**Punta Ordinaria Alta Pressione:** anelli di 3 colori.

Per finii igienici, si consiglia di usare da 3 persone rispettivamente (pacco famiglia)

## Le altre punte speciali:


- Punta Periodontale \*1
- Punta Ortodontica \*1
- Punta per Placca Dentale \*1
- Punta per Pulizia Lingua \*1

## COME USARLO

Attaccare alla presa elettrica. Se la presa è regolata da un interruttore sulla parete, assicurarsi che l'interruttore sia acceso.


### Preparare il serbatoio dell'acqua

Rimuovere il serbatoio dalla base, riempire il serbatoio di acqua, rimettere il serbatoio sulla base e spingere con forza e rimettere il coperchio.




## Inserire e rimuovere le punte

Inserire la punta al centro del pezzo alla fine del manico del getto dentale. L'anello colorato sarà a filo con la fine del pezzo se la punta è correttamente messa in posizione. Per rimuovere la punta dal manico, premere il pulsante di rilascio e tirare la punta dal manico.





## Regolare l'impostazione di pressione

Girare la manopola di pressione sulla base del dispositivo all'impostazione più bassa possibile per i primi utilizzi. Incrementare gradualmente la pressione col passare del tempo fino al livello preferibile, o come da istruzioni del proprio dentista.




## Usare l'irrigatore orale

Inclinarsi sopra il lavandino e mettere la punta del getto in bocca. Mirare la punta verso i denti. Con la mano libera, premere il pulsante di accensione. Impostare la pressione al livello desiderato. Per dirigere il getto, girare il pezzo alla fine del manico.



## Tecnica consigliata

Dirigere il getto ad un angolo di 90 gradi rispetto alle gengive, chiudere leggermente le labbra per evitare schizzi ma permettere di lasciare libero il flusso di acqua dalla bocca al lavandino. Per i risultati migliori, iniziare ai molari (denti posteriori) e continuare verso i denti anteriori. Sfiiorare la punta del getto lungo i bordi delle gengive e fermarsi momentaneamente tra i denti. Continuare il processo fino a quando non siano state pulite tutte le aree attorno e tra i denti.




## Controllo di pausa

Si può fermare temporaneamente il flusso in qualsiasi momento con il scorrimento del pulsante sul manico.

## Dopo la fine della pulizia

Spegnere il dispositivo, svuotare il liquido nel serbatoio e staccare il cavo.




## ISTRUZIONI PER LE PUNTE SPECIALI

### Punta Periodontale


La punta periodontale fa entrare acqua o soluzioni antibatteriche in profondità alla tasche periodontali.

Per usare la punta periodontale, inchinarsi in basso sopra il lavandino e mettere la punta morbida su un dente ad un angolo di 45 gradi e mettere delicatamente la punta sotto la gengiva, accendere il dispositivo usando la pressione più bassa possibile e pulire delicatamente seguendo il bordo della gengiva, inserendo la punta tra i denti. Continuare lungo la gengiva fino alla fine della pulizia.




### Punta per Pulizia della Lingua

Inchinarsi sopra il lavandino, mettere la punta per pulizia della lingua sulla lingua e accendere il dispositivo usando la pressione più bassa possibile. Aumentare la pressione a seconda della vostra comodità. Mettere delicatamente la punta nel centro della lingua a metà della sua lunghezza e tirare avanti con pressione leggera.



## Punta Ortodontica


La punta speciale ortodontica è stata progettata in maniera unica per spazzolare e sciacquare simultaneamente le aree difficili da raggiungere attorno ad apparecchi dentali. Per usare la Punta Ortodontica, inchinarsi in basso sul lavandino e usare le setole del spazzolino per pulire attorno ad apparecchi dentali, l'acqua scorrerà tra le setole e sciaccherà via qualsiasi residuo che venga rimosso.



## Punta per Placca Dentale

Dirigere il getto ad un angolo di 90 gradi rispetto alle gengive, chiudere leggermente le labbra per evitare schizzi ma permettere di lasciare libero il flusso di acqua dalla bocca al lavandino. Iniziare ai molari (denti posteriori) e continuare verso i denti anteriori, mettere la punta vicino ai denti affinché le setole tocchino i denti con delicatezza.

Sfiorare delicatamente lungo i bordi delle gengive, fermandosi momentaneamente tra i denti per spazzolare delicatamente e lasciare scorrere acqua tra i denti. Continuare fino a quando non siano state pulite tutte le aree attorno e tra i denti, interiore ed esteriore, in alto e in fondo.



## PULIZIA

Dopo l'uso di qualsiasi soluzione speciale nel serbatoio dell'acqua, sciacquare il dispositivo.

Riempire parzialmente il serbatoio di acqua, mirare il getto verso il lavandino, accendere il dispositivo e farlo funzionare fino a quando non sia stata svuotata il serbatoio. Questo aiuterà ad evitare la formazione di ostacoli nella punta e allungherà la vita del vostro dispositivo.

Pulire il prodotto quando è necessario con l'utilizzo di una salvietta soffice e un detergente lieve non abrasivo.

Prima di pulire, staccare dalla corrente.

Prima di esporre il getto dentale a temperature sotto lo zero, rimuovere il serbatoio e fare funzionare il dispositivo fino al suo svuotamento completo.

## MANUTENZIONE REGOLARE

1. Dopo l'uso dell'irrigatore orale, assicurarsi di staccare il cavo di alimentazione dalla corrente, e mettere il serbatoio testa in giù su una superficie piana, quando l'acqua sarà completamente asciugata, metterlo in un posto fresco e secco insieme al serbatoio pulito e asciugato, deve essere messo nella scatola o un posto simile quando non sarà in uso per lunghi periodi.
2. Qualora il dispositivo non funzioni, si può contattare il venditore per richiedere istruzioni di manutenzione.
3. Non smontare o provare a risolvere il problema. Se risulta che ci siano stati danni provocati dallo smantellamento del dispositivo, la garanzia verrà annullata.
4. Qualora venga danneggiato il cavo di alimentazione, andare dal nostro punto servizio designato o altro negozio di manutenzione. Non sostituire il cavo o la spina da soli.
5. Se il prodotto è fuori dal periodo di garanzia, forniremo servizio di riparazione addebitando appropriatamente il costo di materiali e piccolo costo del lavoro manuale.



## SOLUZIONI PER PROBLEMI COMUNI

Problema	Causa	Soluzione
Punte getto e punta per pulizia lingua perdono acqua tra fine e manico	Punta non messa bene in posizione	Rimuovere la punta e reinstallare
Strappo in parte morbida della punta periodontale	Punta è danneggiata	Sostituire con una nuova punta
Tubo base al manico perde acqua	Il tubo è danneggiato	Contattare il venditore per servizio
Serbatoio dell'acqua perde acqua	Valvola mancante o valvola del serbatoio è messa al contrario	Reinstallare la valvola del serbatoio
Pressione inadeguata	Serbatoio dell'acqua non posizionato bene	Assicurarsi che il serbatoio sia a filo con l'unità principale
Acqua non esce dalla punta	Motore non funzionante	Contattare il venditore per servizio

Garantiamo all'acquirente/proprietario originale di questo nuovo prodotto che lo stesso sia libero di difetti di materiali e lavorazione per 1 anno a partire dalla data di acquisto.

Grazie di nuovo per aver scelto l'irrigatore orale NICEFEEL !

## ¡Gracias por elegir el Irrigador Oral NICEFEEL



¡Está en el camino hacia una mejor salud de encías y una sonrisa más sana!

Con la combinación de presión y pulsaciones de agua, el Irrigador Oral NICEFEEL elimina las bacterias dañinas entre los dientes y por debajo de la línea de las encías donde un cepillo normal no llega a alcanzar.

### Limpieza tradicional


El cepillado tradicional no puede alcanzar los residuos de comida oculta y bacterias dañinas.

El uso de hilo dental ha limitado el acceso debajo de la línea de las encías.



### Irrigador Oral NICEFEEL

Elimina los residuos de comida atrapados y bacterias dañinas con pulso de alta frecuencia de agua.



## Índice

Precauciones Importantes .....	60
Estructura del Producto .....	62
Como Usarlo .....	64
Instrucciones de Puntas Especiales .....	68
Lavado .....	70
Servicio de Mantenimiento .....	70
Problemas Comunes y Soluciones .....	71

## Accesorios:

Unidad Principal

Manual de Instrucciones

## Puntas

Punta Ordinaria de Alta Presión \*3

Punta Periodontal \*1

Punta Ortodóntica \*1

Punta de Placa Dental \*1

Limpia Lenguas \*1

## PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice productos eléctricos, especialmente cuando están niños presentes, siempre deben seguirse las siguientes precauciones.

### Peligro – Para reducir el riesgo de electrocución:


- Un producto nunca debe ser dejado desatendido un cuando esté conectado.
- Desenchufe siempre los productos después de su uso. No manipule el enchufe con las manos mojadas.
- No coloque o almacene el producto donde pueda caerse o sea tirado en el agua, ducha o lavabo.
- No lo utilice mientras se bañe. Nunca utilice el producto mientras duerma o esté somnoliento.
- No lo sumerja en agua u otro líquido.
- No tome un producto que haya caído en ningún líquido, desenchúfelo inmediatamente.
- Revise el cable de alimentación de daños antes del primer uso y durante la duración del producto.
- El cable de alimentación es inmutable, este aparato debe ser abandonado si el cable está dañado.
- No use accesorios no recomendados por nosotros. Utilice sólo los accesorios (incluyendo la punta Jet, la punta diente de bolsillo, la punta limpiadora de lengua y la punta de ortodoncia que son recomendadas por nosotros).
- Llene el depósito con agua u otras soluciones recomendadas únicamente.
- No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en cualquier apertura o manguera.
- Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.
- No lo utilice donde se utilizan aerosoles de oxígeno o spays.
- Para uso en interiores únicamente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, lesiones graves:

- No deje el aparato enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso.
- No utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado y si no funciona correctamente. Tal como si se ha caído o dañado o sumergido en cualquier líquido. ¡Deje de usar el producto inmediatamente!
- Instruya íntimamente y supervise a los niños y personas con necesidades especiales en el uso adecuado de este producto. No permita que se use como un juguete.
- No dirija el agua debajo de la lengua, en la oreja, nariz u otras zonas delicadas directamente.
- Este producto es capaz de producir presiones que pueden causar graves daños en estas áreas. La presión generada por este producto puede causar graves daños en estas piezas. Vea el "Manual de instrucciones" para el uso correcto.
- Use como se describe en este manual solamente. Utilice sólo los accesorios recomendados.
- No utilice mientras usa cualquier joyería oral, quiteselo previamente a su usar.
- No utilice si usted tiene una herida abierta en la lengua o en la boca.
- Si su médico o cardiólogo le ha aconsejado recibir premedicación antibiótica antes de procedimientos dentales, usted debe consultar a su dentista antes de usar este instrumento o cualquier otro auxiliar de higiene oral.
- No tire o arrastre por el cordón, no use el cable como manija, no cierre una puerta sobre el cordón ni tire del cordón sobre bordes o esquinas aguzadas. No coloque / use sobre el cordón. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe tirando del cable. Para desenchufarla, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- Apague el producto antes de desenchufarla.
- È un fenomeno normale che ha causato il sanguinamento delle gengive quando si utilizzava L'Idropulsore Dentale per la prima volta, che dipendeva dalla diversa sensibilità gengivale. Si consiglia di iniziare a un livello inferiore per utilizzare l'Idropulsore Dentale.

## ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. Tanque de Agua

2. Caja de Almacenamiento

3. Botón de Modo

4. Botón de Energía/Botón de Control de Presión






5. Cubierta

6. Punta

7. Botón de liberación

8. Botón de Pausa

9. Mango

				
Punta Ordinaria de Alta Presión	Punta Periodontal	Punta Ortodóntica	Punta de Placa Dental	Limpia Lenguas

**Punta Ordinaria de Alta Presión:** 3 anillos de color

Para propósitos higiénicos, recomendamos usarlo por 3 personas respectivamente (paquete familiar).

## Otras 4 puntas especiales:


- Punta Periodontal \*1
- Punta Ortodóntica \*1
- Punta de Placa Dental \*1
- Limpia Lenguas \*1

## COMO USARLO

Enchufe en el tomacorriente. Si la toma es controlada por un interruptor de pared, asegúrese de que el interruptor esté encendido.

### Preparación para el tanque de agua


Retire el tanque de agua de la base, llene el tanque con agua, ponga el tanque de agua de vuelta en la base y presione hacia abajo firmemente y ponga la tapa.






## Inserción y extracción de puntas

Inserte la punta en el centro de la perilla en la parte superior del mango del jet dental, el anillo de color quedará al ras con el extremo de la perilla si la punta está correctamente bloqueada en su lugar. Para quitar la punta del mango, presione el botón de liberación y tire de la punta del mango.





## Ajuste de la configuración de presión

Gire el disco de control de presión en la base de la unidad a la posición más baja para el uso por primera vez. Gradualmente aumente la presión a la posición que prefiera, o según las instrucciones de su profesional dental.




## Uso del irrigador oral

Tienda abajo sobre el lavamanos y coloque la punta en la boca. Apunte la punta hacia los dientes. Con su mano libre, encienda el botón de encendido/apagado. Ajuste la presión la configuración deseada. Dirija la corriente girando la perilla en la parte superior del mango.



## Técnica recomendada

Dirija el chorro en un ángulo de 90 grados a la línea de las encías, cierre un poco los labios para evitar salpicarse, pero permita que el agua fluya libremente de la boca al fregadero, para obtener mejores resultados, comience en la zona molar (muelas) trabajando hacia los dientes frontales, deslice la boquilla a lo largo de la línea de las encías y pause brevemente entre los dientes. Continúe el proceso hasta haya limpiado de todas las áreas y entre los dientes.




## Control de pausa

Usted puede detener temporalmente el flujo en cualquier momento al deslizar hacia abajo del botón en el mango.

## Al acabar

Apague la unidad, vierta el líquido fuera del tanque de agua y desenchufe el cordón de alimentación.




## Instrucciones de Punta Especiales

### Punta Periodontal


La punta periodontal ofrece soluciones profunda de agua o antibacteriales en las bolsas periodontales.

Para usar la punta de bolsa del diente, inclínese hacia abajo sobre su fregadero y coloque la suave punta contra un diente en un ángulo de 45 grados y coloque con suavidad la punta bajo la línea de las encías, encienda la unidad en el ajuste de presión más bajo y limpie suavemente siguiendo la línea de las encías, introduciendo la punta entre los dientes. Continúe el seguimiento a lo largo de la línea de las encías hasta que termine de limpiar.




### Limpia Lenguas

Apóyese sobre el fregadero, coloque el limpiador de lenguas en la lengua y comience la unidad. Utilice el ajuste de la presión más baja, aumente si se siente cómodo. Suavemente coloque el limpiador de lenguas en la línea central/media de la lengua, alrededor de la mitad de la lengua y con una presión ligera jale adelante.



## Punta Ortodónica


La punta especial de ortodoncia está especialmente diseñada para cepillar simultáneamente y enjuagar áreas difíciles de alcanzar alrededor de los frenos y otros trabajos dentales. Para utilizar la punta ortodóntica, inclínese sobre el lavabo y use las cerdas del cepillo para limpiar alrededor de trabajo dental, el agua fluirá a través del cepillo para lavar cualquier residuo que se elimine.



## Punta de Placa Dental

Dirija el chorro en un ángulo de 90 grados a la línea de las encías, cierre los labios para evitar salpicarse, pero permita que el agua fluya libremente de la boca al fregadero. Inicie en la zona molar (muelas) trabajando en los dientes frontales, coloque la punta cerca de los dientes para que las cerdas toquen suavemente los dientes.

Suavemente deslice la punta a lo largo de la línea de las encías, analizando brevemente entre los dientes para cepillarse suavemente y dejar que el agua fluya entre los dientes. Continúe hasta que todas las áreas alrededor y entre los dientes dentro y fuera, arriba y abajo que se hayan limpiado.



## LAVADO

Después de utilizar cualquier solución especial en el tanque de agua, tome un momento después de cada uso para enjuagar la unidad.

Llene el tanque de agua con agua parcialmente, apunte la boquilla en su fregadero, encienda la unidad y dejar correr hasta que se vacíe el tanque de agua, esto ayudará a mantener la punta libre de obstrucción y ayuda a que su unidad dure por más tiempo.

Limpie el producto cuando sea necesario usando un trapo y un limpiador suave no abrasivo.

Antes de limpiar, por favor, desenchufe del tomacorriente.

Antes de exponer el chorro dental a temperaturas de congelación, retire el tanque de agua y haga funcionar la unidad hasta que se vacíe completamente.

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO

1. Después de usar el irrigador oral, asegúrese de desenchufar el cable de alimentación, y el tanque boca abajo sobre una superficie plana, cuando el agua esté completamente seca, colóquelo en un lugar fresco y seco junto con el huésped limpio y seco, debe colocarse en la caja o un almacenamiento similar cuando no esté en uso durante mucho tiempo.
2. Cuando una máquina tenga malfuncionamientos, puede contactarse con el vendedor para investigar métodos de mantenimiento relacionados.
3. No desmonte o intente reparar este producto. Si resulta en cualquier problema, el producto ya no cumplirá con la póliza de garantía.
4. Cuando el cable de alimentación esté dañado, vaya a nuestro punto de servicio designado o taller de mantenimiento relacionado para el mantenimiento. No sustituya el cable de alimentación o el enchufe por sí mismo.
5. Si producto está fuera del período de garantía, ofrecemos servicio de reparación, se le cargará el costo de materiales adecuadamente y una pequeño costo por la mano de obra.

## PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución
Las puntas del chorro y el limpiador de lenguas chorrean entre la punta y el mango	La punta no está completamente puesta	Extraiga la punta y reinstálela
La punta periodontal rasga en punta suave	La punta está dañada	Reemplácela con una nueva punta
La manguera del irrigador oral chorea hasta el mango	La manguera está dañada	Contacte al vendedor para servicio
El tanque de agua chorrea	Falta una válvula al tanque de agua o está bocabajo	Reinstale la válvula del tanque
Presión inadecuada	El tanque de agua no está bien posicionado	Asegúrese que el tanque de agua esté en contacto cercano con la unidad principal
Sin flujo del agua	El motor no está funcionando	Contact the seller for service

Garantizamos al comprador/propietario original de este nuevo producto que está libre de defectos en materiales y mano de obra por 1 año desde la fecha de compra.

¡Gracias nuevamente por elegir el irrigador oral NICEFEEL !

Fly Cat Electrical CO.,Ltd  
No.4 bldg,xian yuxing industrial park,Yuhe road,Gong-  
he community,Shajing,Bao'an Shenzhen 518104  
Tel:(86) 0755-27298495 0755-29046218  
URL:[www.fly-cat.com.cn](http://www.fly-cat.com.cn) [www.nicefeel.-mdt.com](http://www.nicefeel.-mdt.com)  
Customer Service:[Service@nicefeel-mdt.com](mailto:Service@nicefeel-mdt.com)