

# CRUZ

by Travel Buggy

Foldable Mobility Scooter

# TABLE OF CONTENTS

NOTICES	3	LOADING & TRANSPORTING	17
SAFETY INFORMATION	4	BATTERY MAINTENANCE	18
BATTERY SAFETY INFORMATION	6	CHARGING	20
SPECIFICATIONS	8	MAINTENANCE & CARE	21
GETTING STARTED	10	LIMITED WARRANTY	22
OPERATING	16	CONTACT & SUPPORT	23

# NOTICES

Thank you for choosing CRUZ foldable mobility scooter by Travel Buggy!

It is important to read through this manual before operating your CRUZ to become familiar with its features as well as its limitations and safety information

You will find the operation and care of your CRUZ very simple and easy, but should you have any questions please contact Travel Buggy

## OUR CUSTOMER HOTLINE

1.888.56.BUGGY (Canada)


1.855.56.BUGGY (USA)

## EMAIL

[contact@travelbuggy.com](mailto:contact@travelbuggy.com)



## DISCLAIMER:

The notes, warnings, and cautions contained within the manual and marked by the triangular Caution Symbol  should be given special care. Users should also pay special attention to information marked in this manual beginning with **NOTICE**.

Travel Buggy, its affiliates and partners cannot be held responsible for personal injury or property damage resulting from the unsafe or improper operation or maintenance of the CRUZ foldable mobility scooter.

As part of our ongoing product improvement initiative, Travel Buggy reserves the right to change specifications and design without notice. As a result, there may be minor differences between your CRUZ and the photos, illustrations and instructions in this manual

# SAFETY INFORMATION

---

- DO make certain that the seat is in a locked position when you are operating your CRUZ
- DO reduce your CRUZ's speed when you are driving around a corner
- DO proceed with caution as you approach the downgrade of a ramp or other incline and when driving near a raised surface or unprotected ledges and drop offs (curbs, porches, stairs, etc.)
- DO avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water whenever possible
- DO maintain and store in a clean and dry condition
- DO keep your hands away from the tires when driving. Be aware that loose fitting clothing can become caught in drive tires
- DO make certain that the tires are properly inflated (30 psi)
- DO keep tools and other metal objects away from battery terminals. Contact with tools can cause electrical shock
- DO follow the recommended weight capacity (150 kg / 330 lbs)
- DO follow the recommended incline slope rating (14 degrees/25% slope)
- DO NOT drive your CRUZ across the side of a hill or diagonally up or down a hill, and do not stop (if possible) while driving up or down an incline
- DO NOT operate your new CRUZ for the first time without completely reading and understanding the owner's manual
- DO NOT carry additional passengers on your CRUZ
- DO NOT use your CRUZ as a seat in a moving vehicle
- DO NOT allow unsupervised children to play near the scooter
- DO NOT operate your CRUZ while under the influence of alcohol, as this may impair your ability to drive safely
- ALL servicing must be performed by qualified personnel only. Unauthorized modifications to scooter, its power system or its control system may compromise the performance and safety of the system. UNDER NO CIRCUMSTANCES should you attempt any repair or service that is not covered in this manual.
- ALWAYS ensure all safety warning labels are in place and legible.

# SAFETY INFORMATION


---


## PRE-RIDE SAFETY CHECK


Get to know the feel of your CRUZ foldable mobility scooter and its capabilities in a safe driving environment before taking it in public. Travel Buggy recommends that you perform a safety check before each use to make sure your CRUZ operates smoothly and safely.


## PERFORM THE FOLLOWING INSPECTIONS PRIOR TO USING YOUR CRUZ:


- Check for proper tire inflation. Maintain but do not exceed the psi/bar/kPa air pressure rating indicated (30psi) on each tire.
- Check all electrical connections. Make sure they are tight and not corroded.
- Check the brakes.
- Check battery charge.


 **WARNING:** The operator should read all of the warnings signs and instructions here and on the lift before using scooter.

 **WARNING:** Always protect batteries from freezing temperatures and never charge a frozen battery. This will damage the battery and may cause personal injury. Attempting to charge a battery in freezing conditions does not prevent a battery from freezing.

 **WARNING:** You should not operate your scooter on public streets and roadways. Be aware that it may be difficult for traffic to see you when you are seated on your scooter. Obey all local pedestrian traffic rules. Wait until your path is clear of traffic, and then proceed with extreme caution.

 **NOTE:** If you discover a problem, contact Travel Buggy or an authorized Travel Buggy dealer for assistance.

 **WARNING:** Do not modify your scooter in any way including accessories if they have not authorized by Travel Buggy . Do not use accessories if they have not been tested or approved for CRUZ foldable scooter.

 **WARNING:** Be aware that cell phones, two-way radios, laptops, and other types of radio transmitters may cause unintended movement of your electrically-powered mobility vehicle due to EMI. Exercise caution when using any of these items while operating your mobility vehicle and avoid coming into close proximity of radio and TV stations.

# BATTERY SAFETY INFORMATION

## WHEN USING THE BATTERY

1. Lithium-ion battery packs may get hot, explode or ignite and cause serious injury if exposed to abuse conditions. Be sure to follow the safety warnings listed below:
  - DO NOT place the battery near fire or heat the battery
  - DO NOT install the battery backwards so the polarity is reversed
  - DO NOT connect the positive and negative terminal of the battery to each other with any metal object (such as a wire)
  - DO NOT carry or store the battery together with necklaces, hairpins, or other metal objects
  - DO NOT pierce the battery with nails strike the battery with a hammer, step on the battery or otherwise subject it to strong impacts or shocks
  - DO NO solder directly onto the battery
  - DO NOT expose battery to water or salt water, or allow the battery to get wet
2. DO NOT disassemble or modify the battery. The battery contains safety and

- protection devices, which if damaged, may cause the battery to generate heat, explode or ignite
3. DO NOT place the battery in or near fire, on stoves or other high temperature locations. Do not place the battery in direct sunlight, or use or store batteries inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, explode or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy.
  4. If the device is to be used by children, the caregiver should explain the contents of this document to the children and provide adequate supervision to ensure the device is being used appropriately
  5. When the battery is worn out, insulate the terminals with adhesive tape or similar materials before disposal
  6. Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging or storing the battery, the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, or shape, or appears abnormal in any way. Contact Travel Buggy if any of these problems are observed
  7. DO NOT place battery in microwave over, high pressure containers or on induction cookware

# BATTERY SAFETY INFORMATION


## CHARGING PRECAUTIONS

1. BE SURE to follow the warnings listed below while charging the battery. Failure to do so may cause the battery to become hot, explode or ignite and cause serious injury.
  - When charging the battery, ONLY USE THE SPECIFIED CHARGER PROVIDED WITH THE PRODUCT
  - DO NOT attach the battery to a power supply plug or directly to a car's cigarette lighter
  - DO NOT place the battery in or near fire, or in direct sunlight. Heating the battery can damage the safety circuitry, which can cause additional heating, rupture or ignition of the battery
2. DO NOT continue charging the battery if it does not recharge in the timelines specified in the operating manual
3. THE TEMPERATURE range over which a battery can be charged is 0°C to 45°C (32°F to 113°F). Charging the battery at temperatures outside of that range may cause severe damage to the battery or reduce battery life expectancy

## WHEN DISCHARGING THE BATTERY

1. DO NOT discharge the battery using any other device except for the specified device. When the battery is used in devices other than the specified device, it may damage the battery or reduce its life expectancy. If the device causes abnormal current flow, it may cause the battery to become hot, explode or ignite and cause serious injury.
2. THE TEMPERATURE range over which the battery can be discharged is -20°C to 60°C (-4°F to 140°F). Use of the battery outside this temperature range may damage the performance of the battery or may reduce its life expectancy.

# SPECIFICATIONS



# SPECIFICATIONS

## GENERAL SPECIFICATIONS

MAXIMUM USER WEIGHT CAPACITY: 330 LBS

PRODUCT WEIGHT (WITH BATTERY): 52 LBS

PRODUCT WEIGHT (WITHOUT BATTERY): 47 LBS

CLIMBING INCLINE: 14 DEGREES/25% GRADE

TURNING RADIUS: 36"

## FUNCTIONAL SPECIFICATIONS

TRAVEL DISTANCE: 30 KM / 18.5 MI

SPEED: THREE SPEED LEVELS 4/8/12 KPH, 2.5/5/7.5 MPH

MOTOR: 36V 300W REAR HUB MOTOR

BATTERIES: 36V 8AH / 288WH LITHIUM BATTERY

CHARGER: 110-240V 2A

CHARGING TIME FROM EMPTY: 4-6 HOURS

LIGHT: LED HEADLIGHT, REAR REFLECTOR

BRAKES: REAR DISC BRAKE

ADJUSTABLE HANDLEBAR, FOLDABLE, REAR LUGGAGE RACK, CARRYING HANDLE

## MATERIALS

FRAME MATERIAL: ALUMINIUM ALLOY

TIRE: AIR FILLED PNEUMATIC TIRES

## DIMENSIONS SPECIFICATIONS

GROUND CLEARANCE (AT LOWEST POINT): 3"

DIMENSIONS FOLDED (L - W - H): 39"-23"-21"

DIMENSIONS UNFOLDED (L - W - H): 39"-23"-36"

SEAT HEIGHT: 20"

SEAT WIDTH: 12.5"

SEAT LENGTH: 12"

DECK TO GROUND: 3"

TIRE SIZE: FRONT 8 INCH, REAR 10 INCH

WHEEL TYPE: 3 WHEELS PNEUMATIC

# GETTING STARTED




- Unbox your new CRUZ foldable mobility scooter
- Remove all packaging and protective wrap
- Locate the components provided with scooter




## INCLUDED:

- CRUZ Foldable Mobility Scooter
- Lithium Ion Battery (installed)
- Battery Charger
- Operating Manual
- Rear fenders



# GETTING STARTED



- Assemble the handlebar and steering column by lifting up and locking it into position
- Ensure the steering column latch is pressed firmly down to allow for the column to lock into position. Once the steering column is flush, lock the steering column latch by pulling up.




- Press down firmly on backrest to release it from locked position  
\*YOU WILL BE UNABLE TO FLIP THE BACKREST INTO POSITION UNLESS YOU PRESS DOWN FIRST TO RELEASE THE LOCKING MECHANISM, DO NOT FORCE THE BACKREST INTO POSITION\*  
• Lift the backrest to a 90 degree position for sitting




- Unlock the seat by pulling the latch located on the back of the backrest and lift the seat vertically up into seating position

# GETTING STARTED



- Raise the seat until there is a \*click\* indicating the seat has reached its fully extended locked position then press down on the backrest latch to lock it back into position.
- Adjust the height of the steering column as required



- To utilize the luggage carrier, loosen the locking pin and extend the carrier bar to required length. Ensure locking pin fastens into locked position when luggage rack extended

# GETTING STARTED



- Locate the rear fenders shipped with the CRUZ mobility scooter
- Next, remove the loosely installed two screws and one bolt from the fender position at the rear wheel



- Slide the rear fender on the fender holder and into position
- Ensure the reflector is facing the rear of the CRUZ
- Fasten the screws and bolt to secure the fender
- Repeat for second rear fender



# GETTING STARTED



- To utilize the grab bar, power OFF your CRUZ mobility scooter
- Lift up the front wheel to gain access beneath the scooter
- Release the grab bar by pulling out the release pin located underneath the scooter
- Extend the grab bar until it is locked into position with a “click”
- Utilize the grab bar to pull the scooter similar to a suitcase



# GETTING STARTED










5

Drive. Rotate handle grip to accelerate.



6

Brake. Squeeze hand brake to brake.

-  ON/OFF System Power. Press to turn ON. When power turned ON, all lights will flash immediately. To turn OFF, press and hold for 2-seconds.
-  LED Headlight. When power is ON, press the LIGHT switch to turn on the headlight. Press again to turn OFF. Only works when power to scooter is on.
-   Power Level. Three unique power levels. LOW (first light), MEDIUM (second light), HIGH (third light). Corresponds to 4, 8, 12 kph at top speeds. Choose HIGH for climbing steep hills.
-  Battery Life Indicator. Four lights indicates greater than 75% battery life remaining, three lights indicates 50% remaining, two lights indicates 25% remaining, one light means low battery life remaining, charge immediately.
-  Drive Gear. D means drive is in forward mode. R means drive is in reverse mode.
-  Parking Brake. Depress to lock the brakes in place.

**NOTICE:** You may leave the grab bar extended while driving, however, be cautious as it reduces the ground clearance of the CRUZ and hitting obstacles with grab bar extended may bring CRUZ to a sudden stop



# OPERATING



- While sitting comfortably in the CRUZ scooter, press the controller button ON to initiate power
- Next select MODE to choose speed, we recommend beginning on the lowest speed level
- Check that there is enough battery power on the POWER indicator to reach your destination
- Ensure the CRUZ is in drive mode (D)
- Rotate right hand grip slowly to accelerate the scooter smoothly
- Engage hand brake on left side to slow the scooters movement

# LOADING & TRANSPORTING



TO LOAD THE SCOOTER INTO A VEHICLE WE RECOMMEND THE FOLLOWING STEPS:

- Power OFF your Cruz mobility scooter
- Release the grab bar beneath the scooter (image 1)
- Pull the scooter near to the vehicle with the front wheel facing the rear of the vehicle
- Squeeze the hand brake and engage the park brake to lock the rear wheels (image 2), check that the rear wheels are locked and parking brake is truly engaged

- Extend the luggage bar at the back of the scooter to help leverage the CRUZ into the vehicle (image 3)
- Lift the front wheel into the back of the vehicle, check to make sure it is secure and will not roll backwards. We recommend placing a blanket down over the back of the vehicle to avoid scratches (image 4)
- Grab the luggage bar at the back of the scooter and lift it into the vehicle while rolling the front wheel into position (image 5)

**WARNING:** Failure to engage the park brake for the rear wheels and remove the luggage rack may cause the scooter to roll back unintentionally when you are trying to load in the suggested manner

# BATTERY MAINTENANCE

Lithium-Ion rechargeable batteries require routine maintenance and care in their use and handling. Read and follow the guidelines in this document to safely use Lithium-Ion batteries and achieve the maximum battery life span.

## OVERVIEW

Do not leave batteries unused for extended periods of time, either in the product or in storage. When a battery has been unused for 6 months, check the charge status and charge or dispose of the battery as appropriate.

The typical estimated life of a Lithium-Ion battery is about three years or ~500 charge cycles, whichever occurs first. One charge cycle is a period of use from fully charged, to fully discharged, and fully recharged again. Use a three-year life expectancy for batteries that do not run through complete charge cycles.

Rechargeable Lithium-Ion batteries have a limited life and will gradually lose their capacity to hold a charge. This loss of capacity (aging) is irreversible. As the battery loses capacity, the length of time it will power the product (run time) decreases.

Lithium-Ion batteries continue to slowly discharge (self-discharge) when not in use or while in storage. Routinely check the battery's charge status.

**Use only the provided battery(s) in your product.**

**Use only the provided charger to charge your battery(s).**

## BATTERY MAINTENANCE

Observe and note the run time that a new fully-charged battery provides for powering your product. Use this new battery run time as a basis to compare run times for older batteries. The run time of your battery will vary depending on the product's configuration and the applications that you run.

Routinely check the battery's charge status.

Carefully monitor batteries that are approaching the end of their estimated life.

Consider replacing the battery with a new one if you note either of the following conditions:

- The battery run time drops below about 80% of the original run time.
- The battery charge time increases significantly.

If a battery is stored or otherwise unused for an extended period, be sure to follow the storage instructions in this document. If you do not follow the instructions, and the battery has no charge remaining when you check it, consider it to be damaged. Do not attempt to recharge it or to use it. Replace it with a new battery.

## CHARGING

Always follow the charging instructions provided with your product. Refer to your product's user manual and/or online help for detailed information about charging its battery.

**Use only the provided charger to charge your battery.**

# BATTERY MAINTENANCE

## STORAGE

- Charge or discharge the battery to approximately 50% of capacity before storage.
- Charge the battery to approximately 50% of capacity at least once every six months.
- Remove the battery and store it separately from the product.
- Store the battery at temperatures between 5 °C and 20 °C (41 °F and 68 °F).

## HANDLING PRECAUTIONS

- Do not disassemble, crush, or puncture a battery.
- Do not short the external contacts on a battery.
- Do not expose a battery to fire or water.
- Do not expose a battery to temperatures above 60 °C (140 °F).
- Keep the battery away from children.
- Avoid exposing the battery to excessive shock or vibration.
- Do not use a damaged battery.
- If a battery pack has leaking fluids, do not touch any fluids.
- Dispose of a leaking battery pack (see Disposal and Recycling in this document).
- In case of eye contact with fluid, do not rub eyes. Immediately flush eyes thoroughly with water for at least 15 minutes, lifting upper

and lower lids, until no evidence of the fluid remains. Seek medical attention.

- Immediately discontinue use of the battery if, while using, charging or storing the battery, the battery emits an unusual smell, feels hot, changes color, or shape, or appears abnormal in any way. Contact Travel Buggy if any of these problems are observed

## TRANSPORTATION

- Always check all applicable local, national, and international regulations before transporting a Lithium-Ion battery.
- Transporting an end-of-life, damaged, or recalled battery may, in certain cases, be specifically limited or prohibited.


## DISPOSAL AND RECYCLING

- Lithium-Ion batteries are subject to disposal and recycling regulations that vary by country and region. Always check and follow your applicable regulations before disposing of any battery. Contact Rechargeable Battery Recycling Corporation ([www.rbrc.org](http://www.rbrc.org)) for U.S.A. and Canada, or your local battery recycling organization.
- Many countries prohibit the disposal of waste electronic equipment in standard waste receptacles.
- Place only discharged batteries in a battery collection container. Use electrical tape or other approved covering over the battery connection points to prevent short circuits.

**NOTE:** When you troubleshoot battery issues for dual battery configurations, test one battery and one battery slot at a time. A defective battery can prevent the battery in the opposite slot from charging, leaving you with two uncharged batteries.

**NOTE:** The battery self-discharges during storage. Higher temperatures (above 20 °C or 68 °F) reduce the battery storage life.

# CHARGING



- Fully Charged
- Charging

- We recommend removing the battery from your CRUZ foldable mobility scooter in order to charge it, rather than charging while in the scooter
- To remove the battery, utilize the provided key to unlock the battery from its holster
- Please ensure the charger and battery are on a flat surface and keep in a well ventilated area
- Connect the output plug of the charger into the charging socket of the battery, second connect the input plug of charger with your local power socket
- Ensure the plugs and power socket are safe
- When charging, the indicator light on the power block will be red. After 4 - 6 hours of charging (depending on battery level), the indicator light will change from red to green, indicating the battery is now fully charged

# MAINTENANCE & CARE

- Keep your CRUZ foldable mobility scooter clean from debris, moisture and dirt. Wipe clean often
- Visually inspect for worn, damaged or broken components. Special attention should be paid to the wheels and axles
- Check the condition of the warning labels. They are for the safety of the operator. REPLACE them if necessary.

## LUBRICATION

- According to use condition, please clean or lubricate the front axle, rear axle, front fork and rotating parts after 180 days
- Molybdenum disulfide grease is recommended
- Your CRUZ foldable mobility scooter has electric hub motors that do not require lubrication, please do not lubricate the motors

**⚠ WARNING:** TO REDUCE THE RISK OF INJURY, CHARGE LITHIUM-ION PROVIDED BATTERIES ONLY WITH PROVIDED LITHIUM-ION BATTERY CHARGER. Other types of chargers may cause the battery to generate heat, explode or ignite potentially causing personal injury or damage.

**⚠ WARNING:** Do not leave plugged in more than 12 hours as it will effect the longevity of the battery pack.

**⚠ WARNING:** Do not turn the scooter on if charging battery in scooter.

**⚠ WARNING:** Use of different chargers may cause serious injury to you and may damage the battery pack. Any consequences caused by this are the sole responsibility of the user.

# LIMITED WARRANTY

---

The purchaser of this product is entitled to a limited warranty as offered by Travel Buggy and its affiliates on the following components and timeframes from the date of purchase:

**2 YEAR WARRANTY** – Main Frame

**1 YEAR WARRANTY** – Motor, Control System (CPU)

**6 MONTHS WARRANTY** – Battery/Cables

**90 DAY LIMITED WARRANTY** – On the wearing parts, such as the rubber tires, armrest padding, joystick button covers, controls knobs

**30 DAY LIMITED WARRANTY** – Soft goods, such as seat cushion and backrest padding.

This warranty is valid for the replacement of dysfunctional parts only. Any parts under warranty will be replaced and shipped to your door. Any service and labor fees, if applicable, to replace parts under warranty must be paid by the user.

Due to its straightforward design, most parts can be easily exchanged by the end user without a professional service tech required. However, it is always recommended you seek professional help for maintenance and service, to make sure the work is done properly.

The warranty only covers NON-DELIBERATE Damage.

**The warranty does not cover:**

- Products damaged by user negligence.
- Products damaged accidentally.
- Products damaged intentionally.
- Products that have been subjected to negligence.
- Products that have been subjected to abuse.
- Products that have been improperly stored.
- Products that have been improperly handled.
- Products that have been improperly operated.
- Products that have experienced general misuse.
- Products that have been modified in an unauthorized, unapproved way.

Warranty is non-transferable and only valid for the original wheelchair purchaser.

Travel Buggy will, at its sole discretion, replace any warrantable item that fails within the warranty period.

# CONTACT & SUPPORT

---

You will find the operation and care of your CRUZ very simple and easy, but should you have any questions please contact Travel Buggy.

**OUR CUSTOMER HOTLINE**

1.888.56.BUGGY (Canada)

1.855.56.BUGGY (USA)

**EMAIL**

contact@travelbuggy.com

Additional images and videos are available on our website.

**OUR WEBSITE**

www.travelbuggy.com

# TABLE DES MATIÈRES

REMARQUES	25	ENTRETIEN DE LA BATTERIE	39
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ	26	CHARGEMENT ET TRANSPORT	41
LORS DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE	28	CHARGEMENT	40
SPÉCIFICATIONS	30	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	43
MISE EN MARCHÉ	32	GARANTIE LIMITÉE	44
FONCTIONNEMENT	38	CONTACT ET SUPPORT	45

# REMARQUES

Merci d'avoir choisi le scooter de mobilité pliable CRUZ de Travel Buggy !

Il est important de lire ce manuel avant d'utiliser votre CRUZ afin de vous familiariser avec ses caractéristiques, ses limites et les informations de sécurité

Vous trouverez le fonctionnement et l'entretien de votre CRUZ très simple et facile, mais si vous avez des questions, veuillez contacter Travel Buggy

## NOTRE SERVICE CLIENTÈLE


1.888.56.BUGGY (Canada)  
1.855.56.BUGGY (ÉTATS-UNIS)

## E-MAIL

[contact@travelbuggy.com](mailto:contact@travelbuggy.com)



## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Les notes, avertissements et mises en garde contenus dans le manuel et signalés par le triangle Attention . Le symbole doit faire l'objet d'une attention particulière. Les utilisateurs doivent également porter une attention particulière informations marquées dans ce manuel en commençant par **AVIS**.

Travel Buggy, ses filiales et ses partenaires ne peuvent être tenus responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant d'une utilisation ou d'un entretien dangereux ou incorrect scooter de mobilité pliable CRUZ.

Dans le cadre de notre initiative d'amélioration continue des produits, Travel Buggy se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis. En conséquence, il peut y avoir des différences mineures entre votre CRUZ et les photos, illustrations et instructions de ce manuel.

# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

- Assurez-vous que le siège est en position verrouillée lorsque vous utilisez votre CRUZ
- Assurez-vous que le siège est en position verrouillée lorsque vous utilisez votre CRUZ - Réduisez la vitesse de votre CRUZ lorsque vous prenez un virage
- Faites preuve de prudence lorsque vous vous approchez d'une rampe ou d'une autre pente et lorsque vous vous approchez d'une surface surélevée ou de corniches et dénivellations non protégées (bordures, porches, escaliers, etc.)
- Évitez autant que possible de vous exposer à la pluie, à la neige, à la glace, au sel ou à l'eau stagnante.
- Maintenez et gardez au sec et propre
- N'approchez pas vos mains des pneus lorsque vous conduisez. Sachez que les vêtements amples peuvent se prendre dans les pneus de la voiture
- Assurez-vous que les pneus sont correctement gonflés (30 psi)
- Tenez les outils et autres objets métalliques éloignés des bornes de la batterie. Le contact avec des outils peut provoquer un choc électrique
- Respectez la capacité de poids recommandée (150 kg/330 livres)
- Suivez la pente recommandée (14 degrés/25% de pente)
- Ne conduisez pas votre CRUZ à travers le flanc d'une colline ou en diagonale, et ne vous arrêtez pas (si possible) lorsque vous montez ou descendez une pente
- N'utilisez pas votre nouveau CRUZ pour la première fois sans avoir lu et compris entièrement le manuel d'utilisation
- NE PAS transporter de passagers supplémentaires sur votre CRUZ
- N'utilisez pas votre CRUZ comme siège dans un véhicule en mouvement
- NE PAS permettre aux enfants non surveillés de jouer près de la trottinette
- NE CONDUISEZ PAS votre CRUZ sous l'influence de l'alcool, car cela pourrait nuire à votre capacité de conduire en toute sécurité
- TOUS les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel qualifié uniquement. Toute modification non autorisée du scooter, de son système d'alimentation ou de son système de contrôle peut compromettre les performances et la sécurité du système. EN AUCUN CAS, vous ne devez pas tenter une réparation ou un entretien qui n'est pas couvert par ce manuel.
- Assurez-vous TOUJOURS que toutes les étiquettes d'avertissement de sécurité sont en place et lisibles.

# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

## CONTRÔLE DE SÉCURITÉ PRÉALABLE

Avant d'emmener votre scooter de mobilité pliable CRUZ en public, apprenez à connaître ses capacités et ses sensations dans un environnement de conduite sécurisé. Travel Buggy vous recommande d'effectuer un contrôle de sécurité avant chaque utilisation afin de vous assurer que votre CRUZ fonctionne sans problème et en toute sécurité.

## EFFECTUEZ LES CONTRÔLES SUIVANTS AVANT D'UTILISER VOTRE CRUZ:

- Vérifiez que vos pneus sont correctement gonflés. Maintenez, mais ne dépassez pas la pression d'air indiquée (30 psi/bar/kPa) sur chaque pneu.
- Vérifiez toutes les connexions électriques. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées et non corrodées.
- Vérifiez les freins.
- Vérifiez la charge de la batterie.

**⚠ AVERTISSEMENT:** L'opérateur doit lire tous les avertissements et les instructions ici et sur l'ascenseur avant d'utiliser le scooter.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Protégez toujours les batteries contre le gel et ne chargez jamais une batterie gelée. Cela endommagerait la batterie et pourrait causer des blessures. Tenter de charger une batterie dans des conditions de gel n'empêche pas une batterie de geler.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Vous ne devez pas utiliser votre scooter sur la voie publique. Sachez qu'il peut être difficile pour la circulation de vous voir lorsque vous êtes assis sur votre fauteuil roulant électrique. Respectez toutes les règles locales de circulation des piétons. Attendez que votre chemin soit dégagé de la circulation, puis procédez avec une extrême prudence.

**⚠ AVIS:** Si vous découvrez un problème, contactez Travel Buggy ou un concessionnaire agréé de Travel Buggy pour obtenir de l'aide.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ne modifiez pas votre scooter de quelque manière que ce soit, y compris les accessoires, s'ils n'ont pas été autorisés par Travel Buggy. N'utilisez pas d'accessoires s'ils n'ont pas été testés ou approuvés pour le scooter pliable CRUZ.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Sachez que les téléphones portables, les radios bidirectionnelles, les ordinateurs portables et les autres types d'émetteurs radio peuvent provoquer un déplacement involontaire de votre duo de véhicules de mobilité électrique vers l'EMI. Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez l'un de ces éléments en conduisant votre véhicule de mobilité et évitez de vous approcher des stations de radio et de télévision.

# LORS DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

## LORS DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

1. Les batteries au lithium-ion peuvent chauffer, exploser ou s'enflammer et provoquer des blessures graves si elles sont exposées à des conditions d'abus. Assurez-vous de suivre les avertissements de sécurité énumérés ci-dessous:
  - Ne placez pas la batterie près du feu ou ne chauffez pas la batterie
  - N'installez pas la batterie à l'envers afin que la polarité soit inversée
  - Ne connectez pas les bornes positive et négative de la batterie l'une à l'autre avec un objet métallique (tel qu'un fil)
  - Ne transportez pas et ne stockez pas la batterie avec des colliers, des épingles à cheveux ou d'autres objets métalliques
  - Ne percez pas la batterie avec des clous, ne frappez pas la batterie avec un marteau, ne marchez pas sur la batterie ou ne la soumettez pas à des chocs violents.
  - Ne soudez pas directement sur la batterie
  - N'exposez pas la batterie à l'eau ou à l'eau salée, et ne laissez pas la batterie se mouiller
2. Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection qui, s'ils sont endommagés, peuvent causer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
3. Ne placez pas la batterie dans ou à proximité d'un feu, sur des cuisinières ou d'autres endroits à haute température. Ne placez pas la batterie à la lumière directe du soleil, n'utilisez pas ou ne stockez pas les batteries dans des voitures par temps chaud. Sinon, la batterie pourrait générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer. L'utilisation de la batterie de cette manière peut également entraîner une perte de performances et une durée de vie réduite.
4. Si l'appareil doit être utilisé par des enfants, le soignant doit expliquer le contenu de ce document aux enfants et assurer une surveillance adéquate pour s'assurer que l'appareil est utilisé de manière appropriée
5. Lorsque la batterie est usée, isolez les bornes avec du ruban adhésif ou des matériaux similaires avant l'élimination
6. Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si, lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage de la batterie, la batterie émet une odeur inhabituelle, semble chaude, change de couleur ou de forme, ou semble anormale de

# LORS DE L'UTILISATION DE LA BATTERIE

- quelque manière que ce soit. Contactez Travel Buggy si l'un de ces problèmes est observé
7. Ne placez pas la batterie dans le micro-ondes, dans des récipients à haute pression ou sur des ustensiles de cuisson à induction

## PRÉCAUTIONS DE CHARGEMENT

1. Assurez-vous de suivre les avertissements ci-dessous lors du chargement de la batterie. Le non-respect de cette consigne peut faire chauffer la batterie, exploser ou s'enflammer et provoquer des blessures graves.
  - Lors du chargement de la batterie, UTILISEZ UNIQUEMENT LE CHARGEUR SPÉCIFIÉ FOURNI AVEC LE PRODUIT
  - Ne connectez pas la batterie à une prise d'alimentation ou directement à l'allume-cigare d'une voiture
  - Ne placez pas la batterie dans ou à proximité d'un feu ou à la lumière directe du soleil. Le chauffage de la batterie peut endommager les circuits de sécurité, ce qui peut entraîner un surchauffage, une rupture ou une inflammation de la batterie

2. Ne continuez pas à charger la batterie si elle ne se recharge pas dans les délais spécifiés dans le manuel d'utilisation
3. La plage de température sur laquelle une batterie peut être chargée est de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F). La charge de la batterie à des températures en dehors de cette plage peut endommager gravement la batterie ou réduire sa durée de vie.

## LORS DE LA DÉCHARGE DE LA BATTERIE

1. Ne déchargez pas la batterie en utilisant un autre appareil que celui spécifié. Lorsque la batterie est utilisée dans des appareils autres que l'appareil spécifié, elle peut endommager la batterie ou réduire sa durée de vie. Si l'appareil provoque un flux de courant anormal, cela peut faire chauffer la batterie, exploser ou s'enflammer et provoquer des blessures graves.
2. La plage de température sur laquelle la batterie peut être déchargée est de -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F). L'utilisation de la batterie en dehors de cette plage de températures peut endommager les performances de la batterie ou réduire sa durée de vie.

# SPÉCIFICATIONS



ANTI-COLLISION/EXTENSIBLE  
BARRE PORTE-BAGAGES

BATTERIE

FREIN DE STATIONNEMENT

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE CONDUITE



ROUES ANTI-BASCULEMENT

RÉFLECTEURS ARRIÈRE



KLAXON

CONDUITE/ARRIÈRE

ACCÉLÉRATEUR

# SPÉCIFICATIONS

## SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

**CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE DE L'UTILISATEUR:** 330 LIVRES

**POIDS DU PRODUIT (AVEC LA BATTERIE):** 52 LIVRES

**POIDS DU PRODUIT (SANS LA BATTERIE):** 47 LIVRES

**PENTE D'ESCALADE:** 14 DEGRÉS/25% DE PENTE

**RAYON DE BRAQUAGE:** 36"

## SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

**DISTANCE DE DÉPLACEMENT:** 30 KM / 18,5 MI

**VITESSE:** TROIS NIVEAUX DE VITESSE 4/8/12 KM/H, 2,5/5/7,5 MPH

**MOTEUR:** 36V 300W, MOTEUR DU MOYEU ARRIÈRE

**BATTERIES:** 36V 8AH/288WH LITHIUM BATTERIE

**CHARGEUR:** 110-240V 2A

**TEMPS DE CHARGEMENT À VIDE:** 4-6 HEURES

**LUMIÈRE:** PHARE À LED, RÉFLECTEUR ARRIÈRE

**FREINS:** FREIN À DISQUE ARRIÈRE

GUIDON RÉGLABLE, Pliable, PORTE-BAGAGES ARRIÈRE, POIGNÉE DE TRANSPORT

## MATÉRIAUX

**LE MATÉRIEL DU CADRE:** ALLIAGE D'ALUMINIUM

**PNEU:** PNEUS GONFLÉS À L'AIR

## SPÉCIFICATIONS DES DIMENSIONS

**GARDE AU SOL (AU POINT LE PLUS BAS):** 3"

**DIMENSIONS PLIÉES (L - W - H):** 39"-23"- 21"

**DIMENSIONS DÉPLIÉES (L - W - H):** 39"-23"-36"

**HAUTEUR DU SIÈGE:** 20"

**LARGEUR DU SIÈGE:** 12.5"

**LONGUEUR DU SIÈGE:** 12"

**PONT AU SOL:** 3"

**TAILLE DES PNEUS:** 8 POUCES À L'AVANT, 10 POUCES À L'ARRIÈRE

**TYPE DE ROUES:** 3 ROUES PNEUMATIQUES



# MISE EN MARCHÉ




- Déballez votre nouveau scooter de mobilité pliable CRUZ
- Retirer tous les emballages et les pellicules de protection
- Localisez les composants fournis avec le scooter




## INCLUS:

- Scooter de mobilité pliable CRUZ
- Batterie au lithium-ion (installée)
- Chargeur de batterie
- Manuel d'utilisation
- Ailes arrière



# MISE EN MARCHÉ



- Assembler le guidon et la colonne de direction en les soulevant et en les verrouillant en position
- Veillez à ce que le verrou de la colonne de direction soit fermement enfoncé pour permettre à la colonne de se verrouiller en position. Une fois, la colonne de direction alignée, verrouillez le loquet de la colonne de direction en tirant vers le haut.




- Appuyez fermement sur le dossier pour le dégager de sa position verrouillée  
\*VOUS NE POURREZ PAS FAIRE BASCULER LE DOSSIER EN POSITION SI VOUS N'APPUYEZ PAS D'ABORD POUR LIBÉRER LE MÉCANISME DE VERROUILLAGE, NE FORCEZ PAS LE DOSSIER EN POSITION\*
- Soulevez le dossier à 90 degrés pour vous asseoir




- Déverrouillez le siège en tirant sur le loquet situé à l'arrière du dossier et soulevez le siège verticalement pour l'amener en position assise

## MISE EN MARCHÉ



- Soulevez le siège jusqu'à ce qu'un \*clic\* indique que le siège a atteint sa position verrouillée entièrement déployée, puis appuyez sur le loquet du dossier pour le verrouiller en position.
- Ajustez la hauteur de la colonne de direction selon vos besoins



- Pour utiliser le porte-bagages, il faut desserrer la goupille de verrouillage et allonger la barre du porte-bagages à la longueur requise. Assurez-vous que la goupille de verrouillage se verrouille en position lorsque le porte-bagages est étendu

## MISE EN MARCHÉ



- Localisez les ailes arrière livrées avec le scooter de mobilité CRUZ
- Ensuite, retirez les deux vis et un boulon mal fixé de l'aile de la roue arrière



- Faites glisser l'aile arrière sur le support d'aile et en position
- S'assurer que le réflecteur est orienté vers l'arrière du CRUZ
- Fixez les vis et les boulons pour sécuriser l'aile
- Répéter pour le deuxième garde-boue arrière



# MISE EN MARCHÉ



- Pour utiliser la barre d'appui, éteignez votre scooter de mobilité CRUZ
- Soulevez la roue avant pour accéder sous le scooter
- Libérez la barre d'appui en tirant sur la goupille de déclenchement située sous le scooter
- Étendre la barre d'appui jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en position par un "clic"
- Utiliser la barre d'appui pour tirer le scooter comme une valise





# MISE EN MARCHÉ






5 Démarrage. Tourner la poignée pour accélérer.


6 Freinage. Serrer le frein à main pour freiner.

- 

Mise en marche et arrêt du système. Appuyez pour mettre en marche. Lorsque le système est mis sous tension, tous les voyants clignotent immédiatement. Pour l'éteindre, appuyez sur la touche pendant 2 secondes.
- 

Phare LED. Lorsque le système est sous tension, appuyez sur l'interrupteur LIGHT pour allumer le phare. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Ne fonctionne que lorsque le scooter est sous tension.
- 


Phare LED. Lorsque le système est sous tension, appuyez sur l'interrupteur LIGHT pour allumer le phare. Appuyez à nouveau pour l'éteindre. Ne fonctionne que lorsque le scooter est sous tension.
- 

Indicateur d'autonomie de la batterie. Quatre voyants indiquent qu'il reste plus de 75 % de la durée de vie de la batterie, trois voyants indiquent qu'il reste 50 %, deux voyants indiquent qu'il reste 25 %, un voyant signifie qu'il reste une faible durée de vie de la batterie, chargez immédiatement.
- 

Vitesse de conduite. D signifie que la conduite est en mode avant. R signifie que la conduite est en mode de marche arrière.
- Frein de stationnement. Appuyez pour verrouiller les freins en place.

# FONCTIONNEMENT



- Tout en étant confortablement assis dans le scooter CRUZ, appuyez sur le bouton de commande ON pour mettre en marche l'appareil
- Ensuite, sélectionnez MODE pour choisir la vitesse, nous vous recommandons de commencer par le niveau de vitesse le plus bas
- Vérifiez que l'indicateur POWER est suffisamment alimenté par la batterie pour atteindre votre destination
- Assurez-vous que le CRUZ est en mode de conduite (D)
- Faites tourner la poignée droite lentement pour accélérer le scooter en douceur
- Engager le frein à main sur le côté gauche pour ralentir le mouvement du scooter

# ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Les batteries rechargeables au lithium-ion nécessitent un entretien et des soins de routine lors de leur utilisation et de leur manipulation. Lisez et suivez les instructions de ce document pour utiliser en toute sécurité les batteries au lithium-ion et atteindre la durée de vie maximale de la batterie.

## APERÇU

Ne laissez pas les piles inutilisées pendant de longues périodes, que ce soit dans le produit ou en stock. Lorsqu'une batterie n'a pas été utilisée pendant 6 mois, vérifiez l'état de charge et chargez ou jetez la batterie selon le cas.

La durée de vie estimée typique d'une batterie au lithium-ion est d'environ trois ans ou ~ 500 cycles de charge, selon la première éventualité. Un cycle de charge est une période d'utilisation allant de la pleine charge à la décharge complète et à la recharge complète. Utilisez une durée de vie de trois ans pour les batteries qui ne fonctionnent pas pendant des cycles de charge complets.

Les batteries rechargeables au lithium-ion ont une durée de vie limitée et perdront progressivement leur capacité à maintenir une charge. Cette perte de capacité (vieillesse) est irréversible. À mesure que la batterie perd de sa capacité, la durée pendant laquelle elle alimentera le produit (durée de fonctionnement) diminue.

Les batteries au lithium-ion continuent de se décharger lentement (auto-décharge) lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou lorsqu'elles sont stockées. Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.

**Utilisez uniquement la ou les batteries fournies dans votre produit.**

**Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger vos batteries.**

## ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Observez et notez la durée de fonctionnement fournie par une nouvelle batterie entièrement chargée pour alimenter votre produit. Utilisez cette nouvelle durée de fonctionnement de la batterie comme base pour comparer les temps de fonctionnement des anciennes batteries. L'autonomie de votre batterie varie en fonction de la configuration du produit et des applications que vous exécutez.

Vérifiez régulièrement l'état de charge de la batterie.

Surveillez attentivement les batteries qui approchent de la fin de leur durée de vie estimée.

Envisagez de remplacer la batterie par une neuve si vous notez l'une des conditions suivantes:

- L'autonomie de la batterie tombe en dessous d'environ 80% de la durée de fonctionnement d'origine.
- Le temps de charge de la batterie augmente considérablement.

Si une batterie est stockée ou non utilisée pendant une période prolongée, assurez-vous de suivre les instructions de stockage de ce document. Si vous ne suivez pas les instructions et que la batterie n'a plus de charge lorsque vous la vérifiez, considérez qu'elle est endommagée. N'essayez pas de la recharger ou de l'utiliser. Remplacez-la par une nouvelle pile.

## MISE EN CHARGE

Suivez toujours les instructions de chargement fournies avec votre produit. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre produit et / ou à l'aide en ligne pour obtenir des informations détaillées sur le chargement de sa batterie.

# ENTRETIEN DE LA BATTERIE

Utilisez uniquement le chargeur fourni pour charger votre batterie.

## ESPACE DE RANGEMENT

- Chargez ou déchargez la batterie à environ 50% de sa capacité avant de la ranger.
- Chargez la batterie à environ 50% de sa capacité au moins une fois tous les six mois.
- Retirez la batterie et rangez-la séparément du produit.
- Stockez la batterie à des températures comprises entre 5 °C et 20 °C (41 °F et 68 °F).

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne démontez pas, n'écrasez pas et ne percez pas une batterie.
- Ne court-circuitez pas les contacts externes d'une batterie.
- N'exposez pas une batterie au feu ou à l'eau.
- N'exposez pas une batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Évitez d'exposer la batterie à des chocs ou des vibrations excessifs.
- N'utilisez pas une batterie endommagée.
- Si un bloc-batterie a des liquides qui fuient, ne touchez aucun liquide.
- Jetez une batterie qui fuit (voir Élimination et recyclage dans ce document).
- En cas de contact oculaire avec du liquide, ne pas frotter les yeux. Rincer immédiatement les yeux abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes, en soulevant les paupières supérieures et inférieures, jusqu'à

ce qu'il ne reste aucune trace du liquide. Cherchez des soins médicaux.

- Arrêtez immédiatement d'utiliser la batterie si, lors de l'utilisation, de la charge ou du stockage de la batterie, la batterie émet une odeur inhabituelle, semble chaude, change de couleur ou de forme, ou semble anormale de quelque manière que ce soit. Contactez Travel Buggy si l'un de ces problèmes est observé

## TRANSPORT

- Vérifiez toujours toutes les réglementations locales, nationales et internationales applicables avant de transporter une batterie au lithium-ion.
- Le transport d'une batterie en fin de vie, endommagée ou rappelée peut, dans certains cas, être spécifiquement limité ou interdit.

## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

- Les batteries au lithium-ion sont soumises à des réglementations d'élimination et de recyclage qui varient selon le pays et la région. Vérifiez et suivez toujours vos réglementations en vigueur avant de vous débarrasser d'une batterie. Contactez Rechargeable Battery Recycling Corporation ([www.rbrbc.org](http://www.rbrbc.org)) pour les États-Unis et le Canada, ou votre organisation locale de recyclage des piles.
- De nombreux pays interdisent l'élimination des déchets d'équipements électroniques dans des poubelles standard.
- Ne placez que les batteries déchargées dans un conteneur de collecte de batteries. Utilisez du ruban isolant ou un autre revêtement approuvé sur les points de connexion de la batterie pour éviter les courts-circuits.

# CHARGEMENT ET TRANSPORT



POUR CHARGER LE SCOOTER DANS UN VÉHICULE, NOUS RECOMMANDONS LES ÉTAPES SUIVANTES:

- Éteignez votre scooter de mobilité Cruz
- Relâchez la barre d'appui sous le scooter (image 1)
- Rapprochez le scooter du véhicule, la roue avant tournée vers l'arrière du véhicule
- Serrez le frein à main et engagez le frein de stationnement pour bloquer les roues arrière (image 2), vérifiez que les roues arrière sont verrouillées et le frein de stationnement est vraiment enclenché


- Déployez la barre de bagages à l'arrière du scooter pour aider à tirer parti du CRUZ dans le véhicule (image 3)
- Soulevez la roue avant à l'arrière du véhicule, vérifiez qu'elle est bien fixée et qu'elle ne roulera pas vers l'arrière. Nous vous recommandons de placer une couverture sur l'arrière du véhicule pour éviter les rayures (image 4)
- Saisissez la barre de bagages à l'arrière du scooter et soulevez-la dans le véhicule tout en faisant rouler la roue avant en position (image 5)

**REMARQUE:** Lorsque vous résolvez les problèmes de batterie pour les configurations à double batterie, testez une batterie et un emplacement de batterie à la fois. Une batterie défectueuse peut empêcher la batterie de l'emplacement opposé de se charger, vous laissant avec deux batteries déchargées.

**REMARQUE:** La batterie se décharge d'elle-même pendant le stockage. Des températures plus élevées (supérieures à 20 °C ou 68 °F) réduisent la durée de stockage de la batterie.

**AVERTISSEMENT:** Si vous n'engagez pas le frein de stationnement des roues arrière et ne retirez pas le porte-bagages, le scooter risque de reculer involontairement lorsque vous essayez de le charger de la manière suggérée

# CHARGEMENT



- Complètement chargé
- En charge

- Nous vous recommandons de retirer la batterie de votre scooter de mobilité pliable CRUZ afin de la charger, plutôt que de la charger dans le scooter
- Pour retirer la pile, utilisez la clé fournie pour déverrouiller la pile de son étui
- Veuillez-vous assurer que le chargeur et la batterie se trouvent sur une surface plane et dans un endroit bien ventilé
- Branchez la fiche de sortie du chargeur dans la prise de charge de la batterie, puis branchez la fiche d'entrée du chargeur à votre prise de courant locale.
- Assurez-vous que les prises de courant sont sécurisées
- Lors de la charge, le voyant du bloc d'alimentation est rouge. Après 4 à 6 heures de charge (selon le niveau de la batterie), le voyant passe du rouge au vert, indiquant que la batterie est maintenant complètement chargée.

# ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Gardez votre scooter de mobilité pliable CRUZ propre et sans débris, humidité et saleté. Essuyez-le souvent
- Inspectez visuellement les composants usés, endommagés ou cassés. Une attention particulière doit être accordée aux roues et aux essieux
- Vérifiez l'état des étiquettes d'avertissement. Elles sont destinées à assurer la sécurité de l'opérateur. Remplacez-les si nécessaire.

## LUBRIFICATION

- Selon les conditions d'utilisation, veuillez nettoyer ou lubrifier l'essieu avant, l'essieu arrière, la fourche avant et les pièces rotatives après 180 jours
- La graisse au bisulfure de molybdène est recommandée
- Votre scooter de mobilité pliable CRUZ a des moteurs à moyeu électrique qui ne nécessitent pas de lubrification, veuillez ne pas lubrifier les moteurs

**⚠ AVERTISSEMENT:** POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES, CHARGER UNIQUEMENT LES BATTERIES FOURNIES AU LITHIUM-ION AVEC CHARGEUR DE BATTERIE LITHIUM-ION FOURNI. D'autres types de chargeurs peuvent provoquer la génération de chaleur, l'explosion ou la mise à feu de la batterie, pouvant causer des blessures ou des dommages.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ne laissez pas la batterie branchée plus de 12 heures, car cela affectera sa longévité.

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ne mettez pas le scooter en marche si vous chargez la batterie dans le scooter.

**⚠ AVERTISSEMENT:** L'utilisation de différents chargeurs peut vous causer de graves blessures et endommager la batterie. Toutes les conséquences qui en découlent sont de la seule responsabilité de l'utilisateur.

# GARANTIE LIMITÉE

L'acheteur de ce produit a droit à une garantie limitée, telle qu'offerte par Travel Buggy et ses filiales, sur les composants et les délais suivants à compter de la date d'achat:

**2 ANS DE GARANTIE** - Cadre principal

**1 ANS DE GARANTIE** - Moteur, système de contrôle (UC)

**6 MOIS DE GARANTIE** - Batteries/Câbles

**GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS** - Sur les pièces d'usure, telles que les pneus en caoutchouc, le rembourrage des accoudoirs, les couvercles de boutons de joystick, les boutons de commande

**GARANTIE LIMITÉE DE 30 JOURS** - Biens meubles, comme le rembourrage du dossier du siège.

Cette garantie n'est valable que pour le remplacement des pièces défectueuses. Toutes les pièces sous garantie seront remplacées et expédiées à votre porte. Tous les frais de service et de main-d'œuvre, le cas échéant, pour le remplacement des pièces sous garantie doivent être payés par l'utilisateur.

En raison de sa conception simple, la plupart des pièces peuvent être facilement échangées par l'utilisateur final sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un technicien de service professionnel. Toutefois, il est toujours recommandé de faire appel à un professionnel pour

l'entretien et le service, afin de s'assurer que le travail est effectué correctement.

La garantie ne couvre que les dommages **NON DÉLIBÉRÉS**.

**La garantie ne couvre pas :**

- Les produits endommagés par la négligence de l'utilisateur.
- Les produits endommagés accidentellement.
- Les produits endommagés intentionnellement.
- Les produits ayant fait l'objet d'une négligence.
- Les produits qui ont été soumis à des abus.
- Les produits qui ont été stockés de manière incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une manipulation incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une utilisation incorrecte.
- Produits ayant fait l'objet d'une mauvaise utilisation générale.
- Les produits qui ont été modifiés d'une manière non autorisée et non approuvée.

La garantie n'est pas transférable et n'est valable que pour l'acheteur original du fauteuil roulant.

Travel Buggy remplacera, à sa seule discrétion, tout article sous garantie qui tomberait en panne pendant la période de garantie.

# CONTACT ET SUPPORT

Vous trouverez le fonctionnement et l'entretien de votre CRUZ très simple et facile, mais si vous avez des questions, veuillez contacter Travel Buggy.

## **NOTRE SERVICE CLIENTÈLE**

1.888.56.BUGGY (Canada)

1.855.56.BUGGY (ÉTATS-UNIS)

## **E-MAIL**

contact@travelbuggy.com

Des images et des vidéos supplémentaires sont disponibles sur notre site web.

## **NOTRE SITE WEB**

www.travelbuggy.com

# CRUZ

by Travel Buggy

[www.travelbuggy.com](http://www.travelbuggy.com)