



pre~seed.

Lubrifiant

pour les couples en désir d'enfants

Préserve le sperme

- ✓ Apporte au sperme un environnement optimal (n'affecte pas le sperme)
- ✓ Contrairement aux lubrifiants usuels, contribue à la mobilité des spermatozoïdes
- ✓ Testé cliniquement et recommandé par les médecins
- ✓ pH idéal: 7,4

CONSEILS D'UTILISATION

Lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser ce produit

- 1 Retirer l'applicateur de l'emballage hermétique. **NE PAS RETIRER** le capuchon du tube à ce moment pour l'application. □
Remarque : si le capuchon est dévissé ou endommagé, ne pas utiliser le produit, et si possible, le rapporter dans son intégralité au lieu d'achat.
- 2 Prendre l'applicateur par l'extrémité basse (réservoir), le tenir la pointe vers le bas et

le secouer comme un thermomètre corporel, de façon à ce que l'embout de l'applicateur se remplisse de *Pre-Seed*.

- 3 Dévisser le capuchon jusqu'à ouverture complète de l'applicateur.
- 4 *Pre-Seed* peut être inséré dans le vagin jusqu'à 15 minutes avant le rapport. Si *Pre-Seed* est inséré au bon moment, il se disperse uniformément dans le vagin et n'implique aucune autre interruption malvenue pendant le jeu amoureux.
- 5 Pour l'appliquer, insérer le tube de l'applicateur profondément dans le vagin. Ceci peut s'effectuer debout, couchée ou debout avec les jambes légèrement fléchies.
- 6 Après son insertion, appuyer sur le réservoir pour déposer le *Pre-Seed* dans la cavité vaginale. Garder une pression sur le réservoir au moment du retrait du tube, pour éviter que celui-ci aspire le lubrifiant par appel d'air. Jeter le tout dans une poubelle.
- 7 Pour éliminer tout excès de lubrifiant éventuel, s'incliner légèrement vers l'avant après avoir déposé le produit. Le vagin étant comprimé, l'excédent de lubrifiant est éjecté vers l'extérieur et peut être essuyé.
- 8 Si le produit dans le réservoir n'a pas été complètement utilisé, jeter le reste. Il est déconseillé d'utiliser le produit entamé ultérieurement. □

Conserver à température ambiante jusqu'à son ouverture.

Remarques importantes

- *Pre-Seed* n'est PAS un moyen de contraception. Il ne détruit pas le sperme et n'affecte pas sa fonction.
- *Pre-Seed* est extrêmement glissant. Nettoyer tout déversement accidentel immédiatement pour éviter tout risque de chute.
- Si l'application de *Pre-Seed* cause une irritation ou une gêne accrue, cesser son utilisation. Si les symptômes persistent, contacter votre médecin.
- Tenir hors portée des enfants.

Ne pas utiliser le produit en présence d'infection active ou de lésions vaginales. Si vous avez subi une opération chirurgicale récente, demandez conseil à votre médecin avant d'utiliser le produit.

De plus amples informations et résultats d'études sont disponibles sur Internet aux sites suivants : □

www.bivea.com
www.ingfertility.com



pre~seed®

Gleitmittel

Für Paare mit Kinderwunsch

Schützt die Spermienaktivität

- ✓ Gibt den Spermien eine optimale Umgebung
- ✓ Begünstigt die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich mit anderen Gleitmitteln
- ✓ Klinisch getestet und von Ärzten empfohlen.
- ✓ Ausgewogener pH-Wert (7,4)

Gebrauchsanleitung - Bitte sorgfältig vor der Anwendung lesen!

1. Nehmen Sie den Applikator aus der versiegelten Folientasche. Die Verschlusskappe der Einführhülse noch NICHT entfernen.

Hinweis: Wenn die Verschlusskappe geöffnet oder beschädigt ist, das Produkt nicht verwenden, sondern möglichst vollständig dort zurückgeben, wo es gekauft wurde.
2. Fassen Sie den Applikator am unteren Ende (Behälter), halten Sie ihn mit der Spitze nach unten und schütteln Sie ihn

ähnlich wie ein Fieberthermometer, damit die Einführhülse mit Pre-Seed gefüllt wird.

3. Drehen Sie die eckige Verschlusskappe von der Einführhülse vollständig ab.
4. Pre-Seed kann in einem Zeitraum bis zu 15 Minuten vor dem Verkehr in die Scheide eingebracht werden. Durch rechtzeitige Anwendung kann sich Pre-Seed gleichmäßig in der Scheide verteilen und erfordert keine weitere Unterbrechung beim Liebesspiel.
5. Zum Einbringen führen Sie die Einführhülse möglichst weit in die Scheide ein. Dies kann im stehen, liegen oder sitzen (z. B. auf der Toilette) geschehen.
6. Nach dem Einführen drücken Sie den Behälter vollständig aus, damit sich Pre-Seed im Vaginalraum verteilen kann. Beim Herausziehen halten Sie den Behälter zusammengedrückt, damit er keinen Wirkstoff zurücksaugen kann. Den Behälter bitte mit dem Hausmüll entsorgen.
7. Um überschüssiges Gleitmittel zu entfernen, beugen Sie sich nach dem Einführen einmal nach vorne. Dadurch wird der Vaginalraum zusammengedrückt und überschüssiges Gleitmittel herausgedrückt, das Sie dann abwischen können.
8. Falls Sie den Behälter nicht vollständig entleert haben, sollten Sie den Rest entsorgen. Es wird nicht empfohlen, das

angebrochene Produkt weiter zu verwenden.

Aufbewahrung der ungeöffneten Packung bei Zimmertemperatur.

Wichtige Hinweise

- Pre-Seed ist KEIN Verhütungsmittel. Es bietet Spermien eine optimale Umgebung und fördert sie in ihrer Funktion.
- Pre-Seed ist extrem gleitfähig. Versehentlich verschüttetes Material deshalb sofort abwischen – Rutschgefahr!
- Sollten bei der Anwendung von Pre-Seed Reizungen auftreten, das Produkt nicht weiter verwenden. Sollten diese Problemen anhalten, bitte den Arzt aufsuchen.
- Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei einer Infektion oder Verletzungen der Scheide sollte das Produkt nicht verwendet werden. Nach operativen Eingriffen bitte vor Verwendung Ihren Arzt befragen.

Weitere Infos und Studien im Internet unter: www.pre-seed.de oder KESSEL GmbH
Tel. +49(0)6105 20 37 20.



pre~seed.

Lubrificante

per coppie che desiderano un bambino

Preserva lo sperma

- ✓ Fornisce allo sperma un ambiente neutro (non influenza lo sperma)
- ✓ Contrariamente ai lubrificanti usuali, contribuisce alla mobilità degli spermatozoi.
- ✓ Clinicamente sperimentato e raccomandato dai medici
- ✓ pH ideale: 7,4

Leggere attentamente prima dell'uso-
Istruzioni per l'uso

1 Estrarre l'erogatore dal sacchetto sigillato. NON rimuovere ancora il cappuccio di chiusura del beccuccio.

Avvertenza: se il cappuccio di chiusura è già aperto o danneggiato, non utilizzare il prodotto e riconsegnarlo interamente al fornitore.

2 Impugnare la parte inferiore dell'erogatore (contenitore) e scuoterlo come un termometro, mantenendo la punta rivolta verso il basso, in modo che il beccuccio si riempia di *Pre-Seed*.

3 Svitare e togliere il cappuccio quadrato di chiusura dal beccuccio.

4 *Pre-Seed* può essere applicato in vagina nei 15 minuti precedenti il rapporto sessuale. L'applicazione di *Pre-Seed* al momento opportuno consente la distribuzione uniforme del prodotto e non richiede ulteriori interruzioni del rapporto sessuale.

5 Per l'applicazione, introdurre il beccuccio quanto più possibile in profondità nella vagina. Tale manovra può essere effettuata in piedi, in posizione seduta (per es. alla toilette) o distesa.

6 Dopo aver introdotto il beccuccio in vagina, premere a fondo il contenitore, in modo che *Pre-Seed* si distribuisca completamente nella cavità vaginale. Estrahendo il beccuccio dalla vagina, mantenere ancora premuto il contenitore, in modo che il prodotto non venga risucchiato. Smaltire il contenitore con i normali rifiuti domestici.

7 Per eliminare eventuale lubrificante in eccesso, dopo l'applicazione piegarsi in avanti, in modo da comprimere la cavità vaginale così da espellere il prodotto in eccesso, che potrà poi essere facilmente asportato.

8 Se il contenitore non viene completamente vuotato esso deve essere smaltito insieme all'eventuale residuo. Si sconsiglia di

utilizzare in un secondo momento il prodotto rimasto.

Conservare la confezione non ancora aperta a temperatura ambiente.

Avvertenze importanti

- *Pre-Seed* NON è un metodo contraccettivo. *Pre-Seed* non uccide gli spermatozoi e non ne impedisce la funzione.
- *Pre-Seed* è dotato di notevole capacità lubrificante. Per questo motivo, nel caso il prodotto venga accidentalmente versato deve essere subito asportato, per prevenire eventuali cadute.
- Interrompere l'applicazione di *Pre-Seed*, se in seguito all'uso del prodotto compaiono irritazioni o fastidi. Se i disturbi persistono, consultare il medico.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il prodotto non va utilizzato in presenza di infezioni o lesioni della vagina. Consultare il medico prima di utilizzare il prodotto dopo interventi chirurgici.

Ulteriori informazioni nell'internet al sito: www.pre-seed.de

www.ingfertility.com