

METHODE
BRIGITTE
KETTNER

Brigitte Kettner

EYE REJUVENATOR

English/Français/Español

Eye Rejuvenator

Thank you for choosing Methode Brigitte Kettner.

Driven by her passion for a homeopathic approach to healthy skin, Ms. Brigitte Kettner, a well-known German biologist and skincare specialist, developed Methode Brigitte Kettner. MBK has been successfully sold throughout Europe for over three decades and continues to gain worldwide success by **offering a full range of targeted and effective skincare products along with supporting hand-held devices** that are designed and developed in Germany.

Please carefully read the following safety precautions and keep them for future reference.


EYE REJUVENATOR

By using microcurrent technology, MBK's Eye Rejuvenator helps minimize the appearance of fine lines and wrinkles around the eye area. It also helps minimize the appearance of under-eye puffiness and sagging.



Contents:


- Eye Rejuvenator Device
- User Manual
- AC Adapter



Mode	Preparation	Ready
Treatment Mode	Blue flashes	Blue light
Charging	Red flashes	Red light



AC Adapter



IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

- Do not charge this device with any other charger, Only use the charger that was supplied.
- Do not place or store the device near water, such as a sink or tub.
- This device should be kept out of the reach of children.
- Keep the AC adapter and device dry.
- To clean after use, simply wipe with a dry cloth.

DO NOT GET THIS DEVICE WET.

- Do not operate the device while plugged in.
- Never operate this device if it has a damaged cord or plug.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Remove contact lenses before using.
- If you are experiencing serious skin problems, contact your dermatologist.

DO NOT USE THIS APPLIANCE IF:

- You have recently tanned or sun-bathed.
- You have any type of skin irritation, rash, infection, burn, inflammation, active acne breakouts, rosacea, eczema, etc.
- You are recovering from a cosmetic procedure.
- You are using skin-thinning medications and/or topicals such as, but not limited to: Accutane, Tretinoine, and/or steroids



USAGE GUIDE:

1. Charge your Eye Rejuvenator Device for 4-5 hours before using it for the first time.

*-Charge by inserting the AC adapter into the charging socket (refer to diagram on page 4) and plug into a wall socket. The red light will flash to indicate the battery is charging. When fully charged, the red light will stay on. Once charged, unplug the cable; do not keep the charging cable connected to a power source when not charging the device. Once the battery begins to run low again, the red light will flash repeatedly to alert you it is time for a re-charge. *NEVER OPERATE THE DEVICE WHILE IT IS PLUGGED IN.*


2. Turn on by holding down the on/off button for 0.5 seconds. Once the blue indicator stops flashing, the device is ready to use. **Note: The treatment tip will be very warm.**



3. Make sure skin is freshly cleansed and toned, then apply an eye serum or preferred product around the eye area—eyelid, corner of the eye, & under the eye.

4. Hold the device, making sure that your hand is making direct **contact with the silver contact plate (this maintains the microcurrent connection)** and slowly and gently glide the device from the outer corner to inner corner of your eye, pausing for 3-5 seconds on acupoints (refer to diagram). When the device beeps, switch to the other eye. The device will turn off by itself after treatment.

5. Follow up by proceeding with your regular facial regimen—such as additional facial serums, moisturizer, and daily SPF.



Eye Rejuvenator

Merci d'avoir choisi la Methode Brigitte Kettner

Animée par sa passion pour une démarche homéopathique visant à favoriser la santé de la peau, Mme Brigitte Kettner, une biologiste allemande de renom spécialisée en soins de la peau, met au point la Methode Brigitte Kettner. Vendus avec succès depuis plus de trente ans partout en Europe, les produits MBK, qui **proposent un éventail complet de soins de la peau ciblés et efficaces ainsi que des appareils portatifs connexes** conçus et développés en Allemagne, continuent d'obtenir du succès dans le monde entier.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité ci-après et les conserver pour consultation ultérieure.


EYE REJUVENATOR

Doté de la technologie par micro-courant, l'appareil revivifiant contour des yeux Eye Rejuvenator MBK contribue à atténuer l'apparence des rides et ridules autour des yeux. Il contribue également à atténuer l'apparence des poches et du relâchement sous les yeux.




Contenu :

- Appareil Eye Rejuvenator
- Guide d'utilisation
- Adaptateur c.a.



Adaptateur c.a.



MESURES DE PRÉCAUTION IMPORTANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut respecter les précautions de base, y compris celles-ci :

- Pour recharger cet appareil, n'utiliser aucun autre chargeur que celui fourni.
- Ne pas placer ni ranger l'appareil à proximité d'un point d'eau, comme près d'un évier ou d'une baignoire.
- Garder cet appareil hors de la portée des enfants.
- Garder l'adaptateur c.a. et l'appareil au sec.
- Pour nettoyer l'appareil après son utilisation, il suffit de l'essuyer avec un chiffon sec.

NE PAS MOILLER CET APPAREIL.

- Ne pas faire fonctionner l'appareil pendant qu'il est branché.
- Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Retirer les verres de contact avant d'utiliser l'appareil.
- En cas de graves problèmes de peau, consulter son dermatologue.

N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL SI :

- Vous vous êtes récemment fait bronzer au salon de bronzage ou au soleil.

-Si vous avez tout genre d'irritation de la peau, d'éruption cutanée, d'infection, de brûlure, d'inflammation, d'éruptions d'acné actives, de rosacée, d'eczéma, etc.

-Vous vous remettez d'une chirurgie esthétique.

-Vous utilisez des médicaments causant l'amincissement de la peau et/ou des médicaments topiques dont les suivants, sans en exclure d'autres : Accutane, Tretinoïne et/ou des stéroïdes.



GUIDE D'UTILISATION :

1. Charger l'appareil Eye Rejuvenator pendant 4 à 5 heures avant la première utilisation.

*-Pour charger l'appareil, insérer l'adaptateur c.a. dans le port de chargement (se reporter au schéma à la page 12), puis brancher dans une prise murale. Le voyant rouge clignote pour indiquer que la batterie est en train de se charger. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant rouge reste allumé. Une fois la batterie chargée, débrancher le câble ; ne pas garder le câble de chargement branché à une source d'alimentation lorsqu'il ne charge pas l'appareil. Lorsque la batterie commence à faiblir, le voyant rouge clignote à répétition pour indiquer qu'il est temps de recharger l'appareil. *NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL PENDANT QU'IL EST BRANCHÉ.*


2. Mettre l'appareil en marche en gardant le bouton marche/arrêt enfoncé pendant une demie seconde. Lorsque le voyant bleu arrête de clignoter, l'appareil est prêt à être utilisé. **Remarque : L'embout de traitement sera alors très chaud.**



3. S'assurer que la peau est fraîchement nettoyée et tonifiée, puis appliquer un sérum pour les yeux ou son produit préféré autour de la région des yeux, soit sur les paupières, les coins des yeux et sous les yeux.

4. Saisir l'appareil de sorte que la main touche directement la plaque de contact argent (afin de maintenir le branchement du micro-courant), puis faire glisser l'appareil lentement et délicatement du coin externe au coin interne de l'œil, en s'arrêtant de 3 à 5 secondes sur les points d'acupuncture (se reporter au schéma). Lorsque l'appareil émet un signal sonore, changer d'œil. L'appareil s'éteint automatiquement une fois le traitement terminé.

5. Ensuite, suivre son programme de soins faciaux habituel en appliquant par exemple un autre sérum, un hydratant et un écran solaire quotidien.



Eye Rejuvenator

Gracias por elegir Methode Brigitte Kettner.

Apasionada por un enfoque homeopático que permite mantener una piel saludable, la reconocida bióloga alemana Brigitte Kettner, especialista en el cuidado de la piel, desarrolló el método Brigitte Kettner. Por más de tres décadas, el MBK se ha vendido con éxito en toda Europa y se sigue expandiendo a otros países del mundo, ya que **ofrece una completa gama de productos específicos muy eficaces para el cuidado de la piel, así como dispositivos portátiles complementarios**, diseñados y desarrollados en Alemania.

Lea cuidadosamente las siguientes precauciones de seguridad y consérvelas para


EYE REJUVENATOR

Al utilizar la tecnología de microcorrientes, el Eye Rejuvenator de MBK ayuda a reducir la aparición de arrugas y líneas de expresión en el contorno de los ojos. Asimismo, ayuda a reducir la aparición de bolsas e hinchazón debajo de los ojos.



Contenido:

- Dispositivo Eye Rejuvenator
- Manual del usuario
- Adaptador de CA



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL DISPOSITIVO

Al utilizar dispositivos eléctricos, se deben seguir precauciones de seguridad básicas, entre ellas:

- No cargue este dispositivo con ningún otro cargador. Utilice solamente el cargador suministrado.
- No coloque ni almacene el dispositivo cerca del agua como, por ejemplo, en un lavabo o en una bañera.
- Este dispositivo se debe mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el adaptador de CA y el dispositivo siempre secos.
- Luego del uso, simplemente límpielo con un paño seco.

NO PERMITA QUE ESTE DISPOSITIVO SE HUMEDezca.

- No utilice el dispositivo mientras esté enchufado a la corriente.
- No utilice este dispositivo si el cable o el enchufe no se encuentran en perfectas condiciones.
- Nunca envuelva el cable alrededor del dispositivo.
- Quítese las lentes de contacto antes de usarlo.
- Si tiene lesiones cutáneas graves, consulte a su dermatólogo.

NO UTILICE ESTE APARATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Si se ha expuesto al sol recientemente o a sesiones de cama solar.
- Si padece algún tipo de irritación en la piel, urticaria, infección, quemadura, inflamación, brotes de acné activos, rosácea, eccema, etc.
- Si se está recuperando de un tratamiento estético.
- Si está usando medicamentos o pomadas de adelgazamiento de la piel como, por ejemplo, pero sin limitarse a: Accutane, Tretinoína, y/o esteroides.



GUÍA DE UTILIZACIÓN:

1. Cargue el dispositivo Eye Rejuvenator durante 4 o 5 horas antes de utilizarlo por primera vez.

*-Realice la carga insertando el adaptador de CA en el tomacorriente de carga (consulte el diagrama en la página 20) y enchufe en un tomacorriente de pared. La luz roja titilará para indicar que la batería se está cargando. Cuando se haya cargado por completo se encenderá una luz roja continua. Una vez que la carga se haya completado, desconecte el cable; no deje el cable de alimentación conectado a una fuente de energía si no está cargando el dispositivo. Cuando la batería vuelva a descargarse, la luz roja titilará repetidamente para avisarle que es el momento de realizar una recarga. *NUNCA UTILICE EL APARATO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO.*


2. Enciéndalo manteniendo el botón de Encendido/Apagado durante 0,5 segundos. Una vez que el indicador azul deje de titilar, el dispositivo estará listo para su uso. **Nota: La punta de tratamiento estará muy caliente.**



3. Asegúrese de limpiar y tonificar previamente la piel. Luego aplique un suero para contorno de ojos o el producto que prefiera en la zona del ojo: párpados, extremo externo del ojo y debajo del ojo.

4. Sostenga el dispositivo asegurándose de que su mano esté haciendo contacto directo con la placa de contacto plateada (este procedimiento mantiene la estimulación de microcorriente) y deslice el dispositivo lenta y suavemente desde la esquina exterior hasta la esquina interior del ojo, haciendo una pausa de 3 a 5 segundos en los puntos de acupuntura (consulte el diagrama). Cuando el dispositivo emita una señal sonora, desplácelo hacia el otro ojo. Una vez finalizado el tratamiento, el dispositivo se apagará solo.

5. Continúe con su programa facial habitual de sueros faciales, humectantes y protección SPF diaria.



METHODE
BRIGITTE
KETTNER

Brigitte Kettner