



BLUETOOTH® BASALTHERMOMETER
INSTRUCTIONS FOR USE

 Read the instructions for use carefully, keep them for later use, and observe the information they contain.

Hello!

We are happy that you have chosen the *Ovy Bluetooth*[®] basal thermometer track to your menstrual cycle. Our mission is to support women around the globe to control their reproductive health. Ovy helps both - women who want to become pregnant and women who want to track their cycle naturally and hormone free. The Ovy App is most effective with the *Ovy Bluetooth*[®] basal thermometer and Ovy's product range - designed for the different needs during your menstrual cycle. All products are available online: www.ovyapp.com. Before you set up your new *Ovy Bluetooth*[®] basal thermometer, please install the free Ovy App from the Apple App Store (iOS) or Google Play Store (Android™) on your smartphone.

If you have any questions or feedback please feel free to contact the Ovy team at: hello@ovyapp.com.

Lots of love.
The Ovy team

Table of contents






| | |
|---|----|
| 1. Signs and symbols | 4 |
| 2. Intended use | 6 |
| 3. Important safety notes | 6 |
| 4. Instructions for use of the USB cable | 9 |
| 5. The Ovy <i>Bluetooth</i> [®] Basalthermometer | 10 |
| 6. Initial use | 11 |
| 7. Measuring your basal body temperature | 12 |
| 8. Notes on handling rechargeable batteries | 16 |
| 9. Cleaning the device | 16 |
| 10. Storage and disposal | 17 |
| 11. Error messages | 18 |
| 12. Technical data | 18 |
| 13. Ovy App | 21 |
| 14. Warranty and service | 23 |









Included in delivery

- 1x *Bluetooth*[®] basal thermometer
- 1x protection cap
- 1x USB cable
- 1x Instructions for use

1. Signs and symbols

The following symbols are used in these instructions for use, on the packaging and on the type plate of device.

| | |
|---|---|
|  | Attention |
|  | Note |
|  | Observe the instructions for use |
|  | Application part, type BF |
|  | Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive - WEEE |

| | |
|---|--|
|  | Manufacturer |
|  | European Authorised Representative for manufacturers of medical devices |
| IP 64 | Dust-proof and protected against splashes from all directions |
|  | Serial number |
|  | Permissible storage and transport temperature and humidity |
|  | Permissible operating temperature and humidity |
|  | Catalogue number |
|  | The CE labelling certifies that the product complies with the essential requirements of Directive 93/42/EEC on medical devices |
|  | Dispose of packaging in an environmentally friendly manner |

2. Intended use

The basal thermometer is a special digital thermometer designed to measure the basal temperature in women of childbearing age. It's used for daily measurement of the basal body temperature (BBT). The temperature is being transferred to the Ovy App automatically enabling the app to calculate the day of ovulation, the fertile window and the next period.

3. Important safety notes

To make optimum use of all the benefits of the thermometer, read the instructions for use carefully before initial use, retain them for future use and make them available to other users. The thermometer is intended for the measurement of the basal body temperature (BBT).

- The thermometer is designed for oral, vaginal or rectal measurement.
- Do not leave children unattended with the device.
- This thermometer is not a contraceptive.
- Check the thermometer for signs of damage or wear before each use. If the thermometer is damaged, it must no longer be used.
- The minimum duration of measurement (3 minutes) must always be observed until the acoustic signal.

- Please refer to the information field in chapter 6 how to set the signal at the end of measurement.
- The measurement is transferred directly to the Ovy App via *Bluetooth®* if *Bluetooth®* on your smartphone is turned on.
- Please only use the first measured basal temperature even though if the following ones differ from it.
- The thermometer contains delicate electronic components. It should therefore be protected against impacts, bending, high temperatures and direct sunlight.
- Prior to first use please fully charge the thermometer with the provided USB cable.
- The device is suitable for use in all environments listed in these instructions for use, including domestic environments.
- The use of the device may be limited in the presence of electromagnetic disturbances. This could result in issues such as error messages or the failure of the display/device.
- Avoid using this device directly next to other devices or stacked on top of other devices, as this could lead to faulty operation. If, however, it is necessary to use the device in the manner stated, this device as well as the other devices must be monitored to ensure they are working properly.
- Keep portable RF communication devices (including peripheral equipment, such as antenna cables or external antennas) at least 30 cm away from all device parts,

including all cables included in delivery. Failure to comply with the above can impair the performance of the device.


- This thermometer features a flexible measuring tip and therefore provides more comfort and safety during measurement. Do not bend the tip more than 90°.
- The thermometer conducts a self-test when you switch it on. There is no need to check the measurement accuracy.
- Interfering factors such as alcohol consumption, a disrupted sleep, or sick days may distort your basal body temperature and make it unusable for evaluation. You can exclude such data in the Ovy App.
- If you obtain unusual temperature results, please contact your doctor straight away.
- This device meets the requirements of the EU Directive 93/42/EEC concerning medical devices, as well as those of the Medizinproduktegesetz (German Medical Devices Act), the European Standard EN 12470-3: Clinical thermometers – Part 3: Performance of compact
- Electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device and the European Standard EN 60601-1-2 (in accordance with IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8), and is subject to particular precautions with regard to electro-magnetic compatibility. The device is suitable for use in all environments listed

in these instructions for use, including domestic environments. Please note that portable and mobile HF communication systems may interfere with this device.

4. Instructions for use of the USB cable

- We suggest to fully charge the thermometer before the initial use.
- Put the USB cable into the micro USB interface on side of the device.
- Now connect the USB cable with a USB port on your laptop or computer.
- Once the charging process has successfully started CHArGE will appear on the display of the device.
- Once the thermometer is fully charged, FULL will appear on the display. Remove the USB cable.
- Use the thermometer as usual.

5. The Ovy Bluetooth® basal thermometer




6. Initial use

Within the scope of supply you will find a USB cable. Please fully charge the basal thermometer before first use. To do so please open the USB port on the device and connect the thermometer as described in chapter 4. Once the battery is fully charged FULL will appear on the display of the device.

Connecting the thermometer with a smartphone

Connect the thermometer to the Ovy App to start using the device. Download the Ovy App free of charge from the App Stores. In this manner, you can keep track of your entire cycle through your smartphone.

 Before initial use, you have to connect the thermometer with the Ovy App in order to synchronize the time. You can find further information about the Ovy App in chapter 13.

Proceed as follows:

1. Download the free Ovy App from the Apple App Store (iOS) or from Google Play (Android™).
2. Activate *Bluetooth*® on your smartphone in settings.
3. Open the Ovy App on your smartphone.
4. Press the on-/off-button on the thermometer in order to switch it on.

5. Press the on-/off-button again in order to access the measurement memory.
6. Follow the instructions in the Ovy App. Once the Ovy App is connected with the thermometer, a six-digit numerical code appears in the display of the thermometer.
7. Enter the six-digit numerical code in the smartphone. The thermometer is now connected with your smartphone.

 You can only set the temperature unit and thermometer signal via the Ovy App.

7. Measuring your basal body temperature

Take your temperature at the same time every morning, as soon as you wake up and before you get out of bed. Do not eat anything before the measurement and avoid physical exertion. If you sleep less than 4 hours, exclude the temperature on that day. Do the same on days when you are e.g. sick or had some alcohol. You will find a list with disturbing factors in the Ovy App. You can take oral, rectal or vaginal measurements, but you should always take the measurements in the same place in one cycle. We recommend taking the measurement under your tongue with your mouth closed. The thermometer should not be changed during the cycle. If you change the place of measurement, you need to track this in the app. For this cycle, a reliable evaluation is then no longer guaranteed. Your temperature is being transferred automatically after the measurement is done. The LED ring will light up blue. Your smartphone needs to be

close to the thermometer – a radius of 5 meters is recommended. Make sure your smartphone is connected to the internet and the flight mode is switched off.

Measuring

1. Remove the protective cap from the measuring tip. In order to switch on the thermometer, press the on-/off-button. A short acoustic signal confirms that the device is switched on. The thermometer first conducts a self-test for approx. 2 seconds. All segments of the display are visible during this time.

A digital display showing the number 888.888 in a seven-segment font, representing a self-test phase.

2. The last measurement then appears. Then the measurement symbol "°C" flashes and "Lo" is shown on the display. That means the thermometer is ready for use.

A digital display showing the temperature 36.50°C.A digital display showing the text "Lo°C", indicating the device is ready for use.

3. If you take your temperature orally: close your mouth and breathe calmly through your nose so that the air from your breathing does not influence the measurement. During the measuring process the current temperature is continuously shown and the "°C" symbol flashes. Measuring ends when a stable temperature

A digital display showing the temperature 36.67°C.

is reached. An acoustic signal sounds, the “°C” symbol no longer flashes and the measured temperature is displayed.

4. If *Bluetooth*® is activated on your smartphone and your smartphone is in range of at least 5 meters, the measurement is transferred to your smartphone immediately after completion of the measurement. During data transfer, the LED ring on the thermometer lights up blue. Once the data transfer has been successfully completed, the LED ring flashes twice.

 If you want to transfer the measurements at a later point in time, you have to switch to the thermometer's measurement memory.

5. The measurement time takes 3 minutes. As soon as the measurement process is done, an acoustic signal or vibration appears, which you can switch in the Ovy App as described in chapter 6. Please always wait until the end of the measurement before you remove the thermometer from the place of measurement. The last 30 measured values remain saved. The device switches off automatically around 30 seconds after the end of the measurement. You can also switch off the thermometer before this time by pressing the on-/off-button.

Memory

The thermometer has 30 memory spaces for measurements. The memory menu cannot be opened during data transfer.

1. In order to access the memory menu, press the on-/off-button to switch on the thermometer. After the self-test, briefly press the on-/off-button again. The thermometer now sends measurements to your smartphone. During data transfer, the LED ring on the thermometer lights up blue. Once the data transfer has been successfully completed, the LED ring flashes twice.
2. The measurement is displayed during data transfer. After data transfer, the memory space number first appears in the display and then the relevant measurement.
3. In order to navigate between the saved measurements, repeatedly press the on-/off-button briefly.
4. In order to leave the memory menu again, press and hold the on-/off-button for three seconds.



8. Notes on handling rechargeable batteries

- If your skin or eyes come into contact with fluid from the rechargeable battery cell, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- Protect rechargeable batteries from excessive heat.
- Risk of explosion! Never throw rechargeable batteries into a fire.
- Prior to first use fully charge the rechargeable batteries as described in chapter 4.
- Only use USB cable provided in this packaging.
- Rechargeable batteries must be charged correctly prior to use as described in chapter 4.
- The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.
- Fully charge the rechargeable batteries at least every 3 months.

9. Cleaning the device

- Clean the basal thermometer with a soft, clean cloth before and after each use.
- In the case of stubborn stains, you can clean the basal thermometer with a cloth dampened with water or a neutral cleaning agent. Then dry the basal thermometer with a soft, dry cloth.
- You can also disinfect the basal thermometer with 75% ethanol or isopropyl alcohol diluted with water. To disinfect, do not dip the measurement sensor (tip of the basal thermometer) in alcohol or hot water ($\geq 50^{\circ}\text{C}$ / 122°F).





- In order to prevent damage to the basal thermometer, do not use benzene, petrol or other strong thinners and solvents for cleaning.
- Do not sterilise the basal thermometer by boiling, with gas or with an autoclave.

10. Storage and disposal

Please store the thermometer in the original protective cap when it is not in use. The accuracy of this thermometer has been carefully checked and it has been developed with a long service life in mind. If the device is used for commercial medical purposes, it must be regularly tested for accuracy by appropriate means. Precise instructions for checking accuracy may be requested from the service address. For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its service life. Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



11. Error message

| | |
|---|---|
|  A rectangular box containing the text "Lo C" in a black, monospaced font. | The measured temperature is below 32.00°C and is therefore outside the measurement range. |
|  A rectangular box containing the text "Hi C" in a black, monospaced font. | The measured temperature is above 43.99°C and is therefore outside the measurement range. |
|  A rectangular box containing the text "Err" in a black, monospaced font. | System error. Switch the device off and wait one minute. Then switch the device on again. If the error message continues to appear, please contact the customer service department. |
|  A rectangular box containing the text "Lo BAt" in a black, monospaced font. | The battery is flat. Please charge the device. |

12. Technical data

| | |
|---------------------------------------|---|
| Type | OT35 |
| Measurement range | 32,00°C - 43,99°C |
| Measurement accuracy | ± 0,05°C between 35,00°C and 38,00°C at an ambient temperature of between 18°C - 28°C, ±0,1°C outside of this measurement and temperature range |
| Display | LED display with 5 digits |
| Storage and transportation conditions | Temperature -20°C - +55°C Rel. humidity 15% - 95% 700 - 1060 hPa ambient pressure |
| Operating conditions | Temperature 5°C - +40°C Rel. humidity 15% - 95% 700 - 1060 hPa ambient pressure |
| Battery | Lithium ion battery 3,7V/240mAh |
| Duration of measurement | 3 minutes |

| | |
|-----------------------------|---|
| Service life to be expected | 5 years |
| Battery service life | 60 measurements |
| Data transfer | 2402 MHz – 2480 MHz frequency band Max. 2.8 dBm transmission power The thermometer uses <i>Bluetooth</i> ® low energy technology Compatible with <i>Bluetooth</i> ® ≥ 4.0 Smartphones / Tablets |

The serial number is located on the device or in the battery compartment. We hereby guarantee that this product complies with the European RED Directive 2014/53/EU. The CE declaration of conformity for this product is available at www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

13. Ovy App

The Ovy App is free for iOS and Android™. With the Ovy App and connected basal thermometer you can track your basal body temperature (BBT) and your reproductive system. Ovy helps women who want to become pregnant and women who want to track their cycle naturally. Download the Ovy App free of charge from the Apple App Store (iOS) or Google Play (Android™). The Ovy App is a medical device class 1.

System requirements

iOS ≥ 10.0

Android™ ≥ 5.0,

Bluetooth® ≥ 4.0

How does the Ovy App work?

The Ovy App predicts your menstrual cycle with the symptothermal method (NFP). Based on your basal body temperature and other body signals, Ovy calculates the day of ovulation, the fertile window and next period. For a reliable prediction of your menstrual cycle, you need to measure your waking temperature on a daily basis with the Ovy *Bluetooth*® basal thermometer and transfer the data to your smartphone. Ideally you start with the tracking on the first day of your new cycle, which is the first day of your next period. Otherwise you can start on any day during your cycle. Add other daily body signals such as cervical mucus, the state of your cervix, ovulation test results or your period, to name a few. The more data you track the

more accurate will be the calculation of your menstrual cycle. In case of interference factors (e.g. alcohol or sick days) please exclude the temperature on that day in the App. You also find a list in the Ovy App. You can enter up the basal body temperature, body signals, and interference factors later on, but make sure that measurement takes place on the same day. The Ovy App is based on a self-learning algorithm. This means, the more data you track the more accurate the calculation of your menstrual cycle.

Do you have questions about the Ovy App or Ovy products?

The Ovy team answers all questions regarding the app. Simply reach out to: hello@ovyapp.com or hit the contact button in your Ovy App profile. You can also find many explanations in the information fields of the Ovy App. Visit www.ovyapp.com to get to know Ovy's product range - designed for the different needs during your menstrual cycle.

Website: www.ovyapp.com

Email: hello@ovyapp.com

Facebook: Ovy

Instagram: @ovyapp

Twitter: @ovyapp

14. Warranty and service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation mentioned at the end of these instructions for use. In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:

- The warranty period for this product is either 5 years or – if longer – the country specific warranty period from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
- The warranty shall not be valid for damages because of
 - a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
 - b. repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).

Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ovy GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

In case of questions or feedback regarding the Ovy app please refer to:
hello@ovyapp.com

Distributed by: BEURER GmbH · Söflinger Str. 218 · 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 · Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de · Email: kd@beurer.de

Designed by: Ovy GmbH · Axel-Springer-Platz 3 · 20355 Hamburg (Germany)
www.ovyapp.com · Email: hello@ovyapp.com
(for warranty and services matters please refer to BEURER GmbH)



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No. 365, Wuzhou Road
Yuhang Economic Development Zone
Hangzhou City
311100 Zhejiang
P.R.C.



BLUETOOTH® BASALTHERMOMETER
GEBRAUCHSANLEITUNG

 Bitte lies die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahre sie für den späteren Gebrauch auf und beachte die Hinweise.

Hallo!

Wir freuen uns, dass du dich für das Ovy *Bluetooth*[®] Basalthermometer entschieden hast, um deinen menstruellen Zyklus zu verfolgen. Unsere Mission ist es, Frauen weltweit zu helfen, ihre reproduktive Gesundheit einfach und effektiv zu kontrollieren. Ovy unterstützt sowohl Frauen mit Kinderwunsch, als auch Frauen, die ihren Zyklus natürlich und hormonfrei kontrollieren möchten. Neben der Ovy App bieten wir daher unterschiedliche Ovy Produkte an, die auf den Zyklus der Frau abgestimmt sind. Alle Ovy Produkte findest du im Shop auf: www.ovyapp.com. Bevor du mit der Nutzung des Ovy *Bluetooth*[®] Basalthermometers beginnst, installiere die kostenlose Ovy App aus dem Apple App Store (iOS) oder Google Play Store (Android[™]) auf deinem Smartphone.

Bei Fragen oder Feedback zu den Produkten oder der App steht dir das Ovy Team gerne jederzeit zur Verfügung: hello@ovyapp.com.

Herzlichst,
Dein Ovy Team

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| 1. Zeichenerklärung | 30 |
| 2. Bestimmungsgemäße Verwendung | 32 |
| 3. Wichtige Sicherheitshinweise | 32 |
| 4. Hinweise zum Umgang mit dem USB-Ladekabel | 35 |
| 5. Das Ovy <i>Bluetooth</i> ® Basalthermometer | 36 |
| 6. Inbetriebnahme | 37 |
| 7. Messen der Aufwachtemperatur mit dem Basalthermometer | 38 |
| 8. Hinweis zum Umgang mit Akkus | 42 |
| 9. Reinigung des Geräts | 42 |
| 10. Aufbewahrung und Entsorgung | 43 |
| 11. Fehlermeldungen | 44 |
| 12. Technische Daten | 45 |
| 13. Ovy App | 47 |
| 14. Garantie und Service | 49 |









Lieferumfang

- 1x *Bluetooth*[®] Basalthermometer
- 1x Schutzkappe
- 1x USB-Ladekabel
- 1x Gebrauchsanweisung

1. Zeichenerklärung

Folgende Symbole werden in dieser Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts verwendet:

| | |
|---|---|
|  | Hinweis |
|  | Vorsicht |
|  | Gebrauchsanweisung beachten |
|  | Anwendungsteil Typ BF |
|  | Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |

| | |
|---|---|
|  | Hersteller |
|  | Bevollmächtigter EU-Repräsentant für Hersteller von Medizinprodukten |
| IP 64 | Staubdicht und geschützt gegen allseitiges Spritzwasser |
|  | Seriennummer |
|  | Zulässige Lagerungs- und Transporttemperatur und -luftfeuchtigkeit |
|  | Zulässige Betriebstemperatur und -luftfeuchtigkeit |
|  | Katalognummer |
|  | Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte |
|  | Verpackung umweltgerecht entsorgen |

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Basalthermometer ist ein Spezial-Digitalthermometer, bestimmt zur Messung der Basaltemperatur bei Frauen im gebärfähigen Alter. Es wird für die tägliche Messung der Körperkerntemperatur verwendet. Die automatische Übertragung der Messdaten an die Ovy App ermöglicht die Berechnung des Eisprungs, der fruchtbaren Tage und der nächsten Periode.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

Um alle Vorzüge des Basalthermometers optimal nutzen zu können, solltest du die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und für die weitere Benutzung aufbewahren. Das Basalthermometer ist ausschließlich zur Messung der menschlichen Körperkerntemperatur (Basaltemperatur) bestimmt.

- Das Basalthermometer ist für die orale, vaginale und rektale Messung konzipiert.
- Kindern darf das Basalthermometer nicht unbeaufsichtigt überlassen werden.
- Das Basalthermometer ist kein Verhütungsmittel.
- Kontrolliere das Basalthermometer vor jeder erneuten Benutzung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Beschädigte oder abgenutzte Basalthermometer dürfen nicht mehr verwendet werden.

- Die Mindestmessdauer von 3 Minuten ist bis zum Signalton/zur Vibration ausnahmslos einzuhalten.
- Bitte beachte den Hinweis zur Einstellung des Signals am Ende der Messung in Kapitel 6.
- Der ermittelte Wert wird automatisch per *Bluetooth*® an die Ovy App übertragen, wenn *Bluetooth*® auf deinem Smartphone aktiviert ist.
- Bitte verwende immer die zuerst gemessene Basaltemperatur, auch wenn darauf folgende Messungen abweichen sollten.
- Das Basalthermometer beinhaltet empfindliche elektronische Bauteile. Schütze es deshalb vor Stößen, Biegungen, hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Bitte lade das Basalthermometer mit dem USB-Ladekabel vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
- Das Basalthermometer ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen Umgebung.
- Das Basalthermometer kann in der Gegenwart von elektromagnetischen Störgrößen unter Umständen nur in eingeschränktem Maße nutzbar sein. Infolgedessen können z.B. Fehlermeldungen oder ein Ausfall des Displays/Geräts auftreten.
- Die Verwendung des Basalthermometers unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.


- Halte tragbare RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripherie wie Antennenkabel oder externe Antennen) mindestens 30cm von allen Geräteteilen fern, inklusive allen im Lieferumfang enthaltenen Kabeln. Eine Nichtbeachtung kann zu einer Minderung der Leistungsmerkmale des Geräts führen.
- Das Basalthermometer ist mit einer flexiblen Mess-Spitze ausgestattet und bringt dadurch mehr Komfort und Sicherheit bei der Messung. Die Spitze darf nicht weiter als 90° gebogen werden.
- Das Basalthermometer führt beim Einschalten einen Selbsttest durch. Eine Überprüfung der Messgenauigkeit ist nicht erforderlich.
- Störfaktoren wie z.B. Alkoholkonsum, Schlafstörung, oder Krankheit können deine Basaltemperatur verzerren und für die Auswertung unbrauchbar machen. Bitte klammere Werte an betroffenen Tagen in der App aus.
- Bei auffälligen Temperaturegebnissen wende dich bitte unverzüglich an deinen Arzt.
- Das Basalthermometer entspricht der EU-Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EEC, dem Medizinproduktegesetz, der europäischen Norm EN 12470-3: Medizinische Thermometer – Teil 3: Elektrische (extrapolierende und nicht extrapolierende) Komptaktthermometer mit Maximumvorrichtung sowie der europäischen Norm EN 60601-1-2 (in Übereinstimmung mit IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8) und unterliegt besonderen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Das Gerät ist für den Betrieb in allen Umgebungen geeignet, die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind, einschließlich der häuslichen

Umgebung. Bitte beachte dabei, dass tragbare und mobile HF-Kommunikationseinrichtungen dieses Gerät beeinflussen können.

4. Hinweise zum Umgang mit dem USB-Ladekabel

- Wir empfehlen, das Thermometer vor Inbetriebnahme vollständig zu laden.
- Stecke hierzu das mitgelieferte USB-Ladekabel in den Micro-USB-Eingang am Gerät.
- Laden über PC/Laptop: Verbinde das Thermometer mit einem freien USB-Anschluss deines eingeschalteten Computers oder Laptops.
- Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Display CHArGE.
- Sobald das Thermometer vollständig geladen ist, erscheint im Display FULL. Entferne das USB-Ladekabel.
- Nutze das Thermometer wie gewohnt weiter.

5. Das Ovy Bluetooth® Basalthermometer



6. Inbetriebnahme

Im Lieferumfang deines Thermometers ist ein USB-Ladekabel enthalten. Bevor du das Thermometer das erste Mal in Betrieb nehmen kannst, solltest du es vollständig laden. Öffne dazu die Abdeckung an der Seite des Geräts und verbinde das Thermometer mit dem USB-Ladekabel wie in Kapitel 4 beschrieben. Nach erfolgreicher Aufladung des Akkus (FULL) ist das Basalthermometer betriebsbereit.

Basalthermometer mit Smartphone verbinden

Um das Thermometer in vollem Umfang zu nutzen, verbinde es per *Bluetooth*[®] mit der kostenlosen Ovy App, indem du diese aus dem jeweiligen App Store kostenlos herunterlädst. Auf diese Weise kannst du deinen gesamten Zyklus dokumentieren und über dein Smartphone im Blick behalten.



Vor der ersten Inbetriebnahme musst du das Thermometer mit der Ovy App verbinden, damit die Uhrzeit synchronisiert wird. Nähere Informationen zur Ovy App findest du im Kapitel 13.

Gehe dazu wie folgt vor:

1. Lade die kostenlose Ovy App im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android™) herunter.
2. Aktiviere *Bluetooth*[®] unter Einstellungen auf deinem Smartphone.

3. Öffne die Ovy App auf deinem Smartphone.
4. Drücke am Thermometer die Ein-/Aus-Taste, um es einzuschalten.
5. Drücke nochmals die Ein-/Aus-Taste, um in den Mess-Speicher zu gelangen.
6. Folge den Anweisungen in der Ovy App. Sobald die Ovy App mit dem Basalthermometer verbunden ist, erscheint im Display des Geräts ein sechsstelliger Zahlencode.
7. Gib den sechsstelligen Zahlencode in das Smartphone ein. Das Thermometer ist nun mit deinem Smartphone verbunden.


 Du kannst Temperatureinheit, das Tonsignal oder die Vibration des Basalthermometers nur über die Ovy App einstellen.

7. Messen der Aufwachttemperatur mit dem Basalthermometer

Führe die Messung jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit durch, unmittelbar nach dem Aufwachen, wenn du noch im Bett liegst. Vor der Messung solltest du nichts essen und körperliche Anstrengung vermeiden. Solltest du weniger als 4 Stunden vor der Messung schlafen, klammere die Temperatur an diesem Tag in der Ovy App aus. Gleiches gilt für andere Störfaktoren, wie z.B. Krankheit oder Alkoholkonsum. Eine Liste findest du in der Ovy App - es wird empfohlen, trotzdem eine Messung durchzuführen. Du kannst oral, vaginal oder rektal messen, solltest jedoch den gewählten Messort im Zyklus nicht wechseln. Empfohlen wird die Messung unter der Zunge bei geschlossenen Lippen. Wenn du den Messort im Laufe des

Zyklus doch wechselst, musst du die Änderung des Messorts in der App dokumentieren. Für diesen Zyklus kann keine sichere Auswertung mehr garantiert werden. Die Übertragung deiner Temperatur beginnt automatisch nach Messende, wenn der Kreis an der Ein-/Aus-Taste blau blinkt. Dein Smartphone muss sich für die Übertragung in der Nähe des Thermometers, in einem Umkreis von 5 Metern, befinden. Achte darauf, dass dein Smartphone an- und der Flugmodus ausgeschaltet ist.

Messen

1. Nimm die Schutzkappe von der Mess-Spitze ab. Um das Thermometer einzuschalten, drücke die Ein-/Aus-Taste. Ein kurzer Signalton bestätigt das Einschalten.  Zunächst führt das Thermometer für ca. 2 Sekunden einen Selbsttest durch. Hierbei sind alle Segmente der Anzeige sichtbar.

2. Danach erscheint der letzte Messwert. Anschließend blinkt das Mess-Symbol „°C“ und im Display erscheint „Lo“. Das Thermometer ist messbereit.



3. Bei oraler Messung: Schließe den Mund und atme ruhig durch die Nase, so dass das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinträchtigt wird. Während der Messung wird



die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das „°C“-Zeichen blinkt. Die Messung wird beendet, wenn eine Temperaturstabilität erreicht ist.

4. Ein akustisches Signal ertönt, das „°C“-Zeichen blinkt nicht mehr und der gemessene Temperaturwert wird angezeigt.
5. Wenn auf deinem Smartphone *Bluetooth*[®] aktiviert ist und sich dein Smartphone in Reichweite befindet, wird das Messergebnis direkt nach Abschluss der Messung auf dein Smartphone übertragen. Während der Datenübertragung leuchtet der LED-Ring an der Ein-/Aus-Taste blau. Sobald die Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, blinkt der LED-Ring zweimal.

 Wenn du die Messergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt übertragen möchtest, musst du in den Mess-Speicher des Thermometers wechseln.

6. Die Messzeit beträgt 3 Minuten. Sobald die Messung abgeschlossen ist, ertönt ein akustisches Signal, das du über die Ovy App vorab einstellen kannst, wie in Kapitel 6 beschrieben. Bitte warte das Ende der Messung ab, bevor du es vom Messort entfernst. Die letzten 30 Messwerte bleiben gespeichert. Ungefähr 30 Sekunden nach Ende der Messung erfolgt die selbstständige Abschaltung. Du kannst das Thermometer auch bereits vorher durch 3 Sekunden Drücken der Ein-/Aus-Taste ausschalten.

Speicher

Das Thermometer besitzt 30 Speicherplätze für Messungen. Das Speichermenü kann während einer Datenübertragung nicht geöffnet werden.

1. Um in das Speichermenü zu gelangen, drücke die Ein-/Aus-Taste, um das Thermometer einzuschalten. Nach dem Selbsttest, drücke erneut kurz die Ein-/Aus-Taste. Das Basalthermometer sendet nun Messdaten an dein Smartphone. Während der Datenübertragung leuchtet der LED-Ring am Thermometer blau. Sobald die Datenübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde, blinkt der LED-Ring zweimal.

2. Der Messwert wird bei der Datenübertragung angezeigt. Nach der Datenübertragung erscheint im Display zuerst die Speicherplatznummer und dann der zugehörige Messwert.



3. Um zwischen den gespeicherten Messwerten zu navigieren, drücke jeweils kurz die Ein-/Aus-Taste.

4. Um das Speichermenü wieder zu verlassen und das Gerät auszuschalten, halte die Ein-/Aus-Taste für drei Sekunden gedrückt.

8. Hinweis zum Umgang mit Akkus

- Wenn die Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Schütze Akkus vor übermäßiger Wärme.
- EXPLOSIONSGEFAHR: Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Lade den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf (siehe Kapitel 4).
- Bitte verwende das mitgelieferte USB-Ladekabel.
- Der Akku muss vor dem Gebrauch wie in Kapitel 4 beschrieben, geladen werden.
- Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das richtige Laden sind stets einzuhalten.
- Lade den Akku mindestens alle 3 Monate vollständig auf.

9. Reinigung des Geräts

- Reinige das Basalthermometer vor und nach jeder Anwendung mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Bei hartnäckigen Flecken kannst du das Thermometer mit einem, mit Wasser oder neutralem Reinigungsmittel, angefeuchteten Tuch reinigen. Trockne anschließend das Thermometer mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Du kannst das Basalthermometer auch mit 75%-Ethanol oder wasserverdünntem Isopropyl-Alkohol desinfizieren.

- Um Schäden am Basalthermometer zu vermeiden, verwende zur Reinigung kein Benzol, Benzin oder andere starke Verdünnungs- und Lösungsmittel.
- Das Basalthermometer nicht durch Kochen, Gas oder Dampfautoklaven sterilisieren.

10. Aufbewahrung und Entsorgung

Wenn du das Basalthermometer nicht benutzt, bewahre es bitte in der originalen Schutzkappe auf. Die Genauigkeit dieses Thermometers wurde sorgfältig geprüft und wurde im Hinblick auf eine lange nutzbare Lebensdauer entwickelt. Bei Verwendung des Geräts in der Heilkunde sind messtechnische Kontrollen mit geeigneten Mitteln durchzuführen. Genaue Angaben zur Überprüfung der Genauigkeit können unter der Service-Adresse angefragt werden. Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen im Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wende dich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



11. Fehlermeldungen

| | |
|---------------------|--|
| <code>Lo°C</code> | Die gemessene Temperatur liegt unter 32,00°C und ist damit außerhalb des Messbereichs. |
| <code>Hi°C</code> | Die gemessene Temperatur liegt über 43,99°C und ist damit außerhalb des Messbereichs. |
| <code>Err</code> | Systemfehler. Schalte das Gerät aus und warte eine Minute. Schalte danach das Gerät erneut ein. Falls die Fehlermeldung weiterhin erscheint, kontaktiere den Kundendienst. |
| <code>Lo BAt</code> | Der Akku muss neu geladen werden. Lade dein Gerät rechtzeitig auf, wie in Kapitel 4 beschrieben. |

12. Technische Daten

| | |
|---------------------------------|--|
| Typ | OT35 |
| Messbereich | 32,00°C - 43,99°C |
| Messgenauigkeit | ± 0,05°C zwischen 35,00°C und 38,00°C bei einer Umgebungstemperatur von 18°C - 28°C, außerhalb dieses Mess- und Temperaturbereiches ±0,1°C |
| Anzeige | LED-Anzeige mit 5 Ziffern |
| Lager- und Transportbedingungen | Temperatur -20°C - +55°C rel. Luftfeuchtigkeit 15% - 95% 700 - 1060 hPa Umgebungsdruck |
| Betriebsbedingungen | Temperatur 5°C - +40°C rel. Luftfeuchtigkeit 15% - 95% 700 - 1060 hPa Umgebungsdruck |
| Akku | Lithium Ionen Akku 3,7V/240mAh |

| | |
|---------------------------|--|
| Messdauer | 3 Minuten |
| Zu erwartende Lebensdauer | 5 Jahre |
| Akkulaufzeit | 60 Messungen |
| Datenübertragung | <p>Frequenzband 2402 MHz - 2480 MHz Sendeleistung max. 2,8 dBm Das Thermometer verwendet <i>Bluetooth</i>[®] low energy technology Kompatibel mit <i>Bluetooth</i>[®] ≥ 4.0 Smartphones / Tablets</p> |

Die Seriennummer befindet sich auf dem Gerät. Wir bestätigen hiermit, dass dieses Produkt der europäischen RED Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die CE-Konformitätserklärung zu diesem Produkt findest du unter: www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarati-onofconformity.php

13. Ovy App

Die Ovy App ist kostenlos für iOS und Android™. Mit der Ovy App und dem Basalthermometer hast du die Möglichkeit, deinen Zyklus zu berechnen und stets über dein Smartphone im Blick zu behalten. Ovy richtet sich an Frauen mit Kinderwunsch und an Frauen, die ihren Zyklus natürlich und hormonfrei verfolgen möchten. Die App steht im Apple App Store (iOS) oder bei Google Play (Android™) kostenlos zum Download zur Verfügung. Die Ovy App ist ein Medizinprodukt der Klasse 1.

Systemvoraussetzungen

iOS ≥ 10.0

Android™ ≥ 5.0,

Bluetooth® ≥ 4.0

Wie funktioniert Ovy?

Die Ovy App berechnet deinen menstruellen Zyklus anhand der symptomthermale Methode (NFP-Regelwerk). Dazu zählen der Tag deines Eisprungs, deine fruchtbare Phase und die nächste Periode. Für eine verlässliche Berechnung deines Zyklus musst du täglich deine morgendliche Aufwachttemperatur (Basaltemperatur) mit dem Ovy *Bluetooth*® Basalthermometer messen und den Wert in die Ovy App übertragen. Idealerweise beginnst du mit der Dokumentation am ersten Tag deines Zyklus, also am ersten Tag deiner nächsten Periode. Alternativ kannst du auch an einem beliebigen Tag im Zyklus beginnen. Um die Berechnung

noch genauer zu machen, füge täglich weitere Körpersignale wie deinen Zervixschleim, die Beschaffenheit deines Muttermunds, Störfaktoren usw. hinzu. Bitte dokumentiere Störfaktoren (eine Liste findest du in der App) oder klammere Daten an entsprechenden Tagen aus. Du kannst deine Basaltemperatur, Körpersignale und Störfaktoren auch nachtragen, die Temperaturmessung sollte allerdings am entsprechenden Tag stattgefunden haben. Die Ovy App basiert auf einem selbstlernenden Algorithmus. Das bedeutet, je mehr Daten du erfasst, desto genauer kann Ovy deinen Zyklus berechnen.

Hast du Fragen zur Ovy App oder den Ovy Produkten?

Das Ovy Team steht dir unter der E-Mail Adresse: hello@ovyapp.com mit Antworten zur Verfügung. Alternativ kannst du über dein Profil in der Ovy App Kontakt mit unserem Team aufnehmen. Viele Erklärungen findest du auch in den Informationsfeldern in der App. Besuche auch unsere Website, um die weiteren Ovy Produkte kennenzulernen, die auf deine Zyklusphasen abgestimmt sind.

Website: www.ovyapp.com
Kontakt: hello@ovyapp.com
Facebook: Ovy
Instagram: @ovyapp
Twitter: @ovyapp

14. Garantie und Service

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produkts.

Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufs zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wende dich im Fall einer Reklamation zum Produkt an folgenden Kontakt:

Service Hotline:

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

www.beurer.com

Bitte wende dich bei Fragen zur Ovy App an:

E-Mail: hello@ovyapp.com

Sofern du zur Übersendung eines defekten Produkts aufgefordert wirst, sende es bitte an die folgende Adresse:

Beurer GmbH
Servicecenter
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

The *Buetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ovy GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

Distributed by: BEURER GmbH · Söflinger Str. 218 · 89077 Ulm (Germany)
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 · Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255
www.beurer.de · E-Mail: kd@beurer.de

Designed by: Ovy GmbH · Axel-Springer-Platz 3 · 20355 Hamburg (Germany)
www.ovyapp.com · E-Mail: hello@ovyapp.com
(Für Retouren wende dich bitte an BEURER GmbH)



Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany



JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No. 365, Wuzhou Road
Yuhang Economic Development Zone
Hangzhou City
311100 Zhejiang
P.R.C.

- BE** Arseus Medical NV
Rijksweg 10, 2880 Bornem, Belgium
Tel + 32 3830 73 00 · Fax + 32 800 76 778
E-mail: info.care@arseus-medical.be
- M** Miller Distributors Ltd
Mr. Alex Farrugia
Miller House, Airport Way, Tarxien Road, Luqa,
LQA 1814 Malta
Tel + 356 21 66 44 88 · Fax + 356 21 67 67 99
E-mail: af@millermalta.com
- BG** Pirita Ltd.
1, Angel Kanchev str., floor 5, 1000 Sofia, Bulgaria
Tel + 359 2 973 11 31, 973 55 33
Fax + 359 2 987 64 55
E-mail: office@pirita.bg
- A** Beurer Austria GmbH - Kontakt für Händler:
Franz-Hönig-Straße 7, 4910 Ried im Innkreis,
Austria
Tel + 43 7752 21 400-11 · Fax +43 7752 21 400-50
Kontakt Endverbraucher:
Tel + 43 7 20800 160 · service-at@beurer.de
- CH** Medicare AG
Hauptstrasse 51, 5024 Küttigen, Switzerland
Tel + 41 44 482 48 26 · Fax + 41 44 482 74 88
E-mail: info@medicareag.ch
- CY** Thetaco Traders Ltd
P.O.Box 41070, 6309 Larnaca, Cyprus
Tel + 357 24532220 · Fax + 357 24532221
E-mail: thetaco@cytanet.com.cy
- CZ** BORGY CZ, a.s.
Hlučov 1353, 250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav, Czech Republic
Tel + 420 326 320 662
E-mail: reklamace@borgy.cz
- D** Beurer GmbH
Servicecenter, Lessingstraße 10 b,
89231 Neu-Ulm, Germany
Tel + 49 731 39 89 144
E-mail: kd@beurer.de
www.beurer.de

- DK** COMACO A/S
Østergade 24, 8883 Gjern, Denmark
Tel + 45 86 990 100 · Fax + 45 86 990 300
E-mail: info@comaco-as.dk
- S** Distribuidor - River International S.A
C/ Beethoven, 15 ático, 08021 Barcelona, Spain
Tel + 34 93 201 37 77 · Fax + 34 93 202 38 04
E-mail: comercialdep@riverint.com
www.riverint.com
Servicio Técnico Central, PRESAT, S.A.
Tel + 34 93 247 85 70 · www.presat.net
- EST** Sandman Group Ltd
Tammsaare tee 134B, 12918 Tallinn, Estonia
Tel + 372 6512 287 · Fax +372 6512 239
E-mail: garantii@sandman.ee
- F** DISTEO
5, avenue du Pré Felin, 74940 Annecy-le-Vieux,
France
Tel + 33 4 50 63 79 06
Fax + 33 4 50 01 02 29
E-mail: sav@disteo-sante.fr
www.disteo-sante.fr
- FIN** AV-Komponentti Oy
Koronakatu 1 A, 02210 Espoo, Finland
Tel + 358 9 867 8020
Fax + 358 9 867 80250
E-mail: info@avkomponentti.fi
- GB** Beurer UK
Suite 9A, Stonecross Place
Yew Tree Way, Golborne, WA3 2SH, United
Kingdom
Tel + 44 (0)844 488 91 00
Fax + 44 (0)844 488 91 01
E-mail: customerservices@beureruk.com
- GR** Technet Hellas P.C.
Chlois 73, Metamorfofi,
14452 Metamorfofi, Greece
Tel + 30 210 4185 414 · Fax + 30 210 4287 356
E-mail: sales@technet.gr
- H** Beurer Medical Hungary Kft
Iparvágány u. 2-16, 1211 Budapest, Hungary
Tel /Fax + 36 1 219 54 35 · Fax + 36 1 219 54 36
E-mail: beurer@beurer.hu

- HR** Medikor d.o.o.
Jaruščica 9E, 10020 Zagreb, Croatia
Tel + 385 1 368 96 66 · Fax + 385 1 366 60 00
E-mail: drogerija@medikor.hr /
info@medikor.hr
- I** Beurer Italia Srl.
Via Villapizzone 26, 20156 Milano, Italy
Tel + 39 02 3 27 27 93 · Fax + 39 02 39 25 50 03
E-mail: info@beurer.it · www.beurer.it
- L** Ser-tec S.à.r.l.
5, rue du Château d'Eau, 3364 Leudelage,
Luxembourg
Tel + 352 37 20 44 401
E-mail: sertec@grlou.com
- LT** UAB „Jurimeda“
Linkmenų 25, 8217 Vilnius, Lithuania
Tel + 370 5 213 3508
E-mail: tomsona@tomsona.lt
www.tomsona.lt
- LV** ETC
201 Brivibas Str., LV-1039 Riga, Latvia
Tel + 371 67070707 · Fax + 371 67070702
E-mail: info@elkor.lv · www.elkor.com
- NL** Multibrands Marketing & Sales B.V.
Heereweg 337A,
2161 BL Lisse, Netherlands
Tel + 31 25 2241240 · Fax + 31 25 2241244
info@multibrands.nl
www.multibrands.nl
- P** Imporaudio, LDA
Rua D. Marcos da Cruz, 1281
4455-482 Perafita, Portugal
Tel + 351 22 99 66 738/39/40
Fax + 351 22 99 66 741
E-mail: tecnica@imporaudio.com
- PL** TTT INVEST Sp. z o.o. MEDIC-MAR
Hurtownia Sprzetu Medycznego Sp. k. SERWIS
Ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Lodz, Poland
Tel + 48 42 649 22 52, 515 032 731
Fax + 48 42 649 22 52
E-mail: serwis@medicmar.com.pl

- (N)** Mercante AS
Snarøyveien 30, Bygg C, 1360 Fornebu, Norway
Tel + 47 67 14 80 01 · Fax + 47 67 14 50 08
E-mail: post@mercante.no
- (RO)** SC BER MEDICAL SRL
Oradea, str. Gheorghe Mardarescu nr 14,
Romania
Tel /Fax + 259 444 385
E-mail: beurer@beurer.ro · www.beurer.ro
- (S)** Wellectronics AB
Hamngatan 11B, BV, 172 66 Sunsbyberg, Sweden
Tel + 46 8 761 24 30 · Fax + 46 8 795 42 05
E-mail: info@wellectronics.com
www.wellectronics.se
- (SK)** Brel spol s.r.o.
Centrum 1746/265, 01701 Povazska Bystrica,
Slovakia
Tel + 421 42 4330791
E-mail: info@brel.sk · www.brel.sk
- (SLO)** Primo Loco d.o.o.
Brnčičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel + 386 4 189 06 72
E-mail: info@primoloco.si
- (SLO)** Primo Loco d.o.o.
Brnčičeva 13, SI-1000 Ljubljana, Slovenia
Tel + 386 4 189 06 72
E-mail: info@primoloco.si

