

TANITA®
IRONMAN®

InnerScan®

Radio Wireless Segmental Body Composition Platform



Model: BC-1500

(EN) Instruction Manual

Read this Instruction Manual carefully and keep it for future reference.

(ES) Manual de instrucciones

Lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para futura referencia.

EN Table of Contents

Introduction	1
Platform components	1
Preparations before use	2
Getting accurate readings	2
Pairing the BC-1500 (“Platform”) with software and measurement	3
Indicator light information	3
BC-1500 readings on Healthy Edge™ software	4
Troubleshooting	4

ES Índice de materias

Introducción	5
Componentes de la plataforma	5
Preparaciones antes del uso	6
Cómo obtener lecturas exactas	6
Acoplamiento de la BC-1500 (“plataforma”) con software y medición	7
Información del indicador de luz	7
Lecturas de los resultados de BC-1500 con Healthy Edge™ Software	8
Resolución de fallos	9

Introduction

Thank you for selecting a Tanita Ironman Body Composition Monitor. This monitor is one in a wide range of home healthcare products produced by Tanita.

This Instruction Manual will guide you through the setup procedures and outline the key features. Please keep it handy for future reference. Additional information on healthy living can be found on our website www.tanita.com.

Tanita products incorporate the latest clinical research and technological innovations.

All data is monitored by our Tanita Medical Advisory Board to ensure accuracy.

Actual measurements made by the BC-1500 include weight and impedance. Based upon these measured values, values are calculated for: total and segmental body fat percentage, body water, total and segmental muscle mass, physique rating, bone mass, visceral fat rating with healthy range, basal metabolic rate (BMR), Daily Calorie Intake (DCI) and metabolic age.

Note: Read this Instruction Manual carefully and keep it handy for future reference.

⚠ Safety Precautions

Note that people with an electronic medical implant, such as a pacemaker, should not use a Body Composition Monitor as it passes a low-level electrical signal through the body, which may interfere with its operation.

Pregnant women should use the weight function only. All other function are not intended for pregnant women.

Do not place this monitor on slippery surfaces such as a wet floor.

Recorded data may be lost if the monitor is used incorrectly or is exposed to electrical power surges. Tanita takes no responsibility for any kind of loss caused by the loss of recorded data. Tanita takes no responsibility for any kind of damage or loss caused by the monitor, or any kind of claim made by a third person.

Important Notes for Users

This Body fat monitor is intended for adults and children (ages 7-17) with inactive to moderately active lifestyles and adults with athletic body types.

Tanita defines “athlete” as a person involved in intense physical activity of approximately 10 hours per week and who has a resting heart rate of approximately 60 beats per minute or less. Tanita’s athlete definition includes “lifetime of fitness” individuals who have been fit for years but currently exercise less than 10 hours per week.


The body fat monitor function is not intended for pregnant women, professional athletes or bodybuilders.

Recorded data may be lost if the unit is used incorrectly or is exposed to electrical power surges. Tanita takes no responsibility for any kind of loss caused by the loss of recorded data.


Tanita takes no responsibility for any kind of damage or loss caused by these units, or any kind of claim made by a third person.

Note: Body fat percentage estimates will vary with the amount of water in the body, and can be affected by dehydration or over-hydration due to such factors as alcohol consumption, menstruation, illness, intense exercise, etc.

Platform components



Preparations before use



⚠ Inserting the Batteries

Open the battery cover on the back of the measuring platform. Insert the supplied AA-batteries as indicated.

Note: Be sure that the polarity of the batteries is set properly. If the batteries are incorrectly positioned the fluid may leak and damage floors. If you do not intend to use this unit for a long period of time, it is advisable to remove the batteries before storage.

Please note that the included batteries from the factory may have decreased energy levels over time.



⚠ Positioning the Monitor

Place the measuring platform on a hard, flat surface where there is minimal vibration to ensure safe and accurate measurement.

Note: To avoid possible injury, do not step on the edge of the platform.


Handling Tips

This monitor is a precision instrument utilizing state-of-the-art technology.

To keep the unit in the best condition, follow these instructions carefully:

- Do not attempt to disassemble the measuring platform.
- Store the unit horizontally.
- Avoid excessive impact or vibration to the unit.
- Place the unit in an area free from direct sunlight, heating equipment, high humidity, or extreme temperature change.
- Never submerge in water. Use alcohol to clean the electrodes and glass cleaner (applied to a cloth first) to keep them shiny; avoid soaps.
- Do not step on the platform when wet.
- Do not drop any objects onto the platform.
- Do not use this scale while operating transmitters (such as a cell phone) as this may affect your results.
- If not in use for prolonged period of time it is recommended that you remove the batteries.

Getting accurate readings



Heels centered on electrodes

Toes may overhang measuring platform

To ensure accuracy, readings should be taken without clothing and under consistent conditions of hydration. If you do not undress, always remove your socks or stockings, and be sure the soles of your feet are clean before stepping on the measuring platform. Be sure that your heels are correctly aligned on the measuring platform. Don't worry if your feet appear too large for the unit—accurate readings can still be obtained if your toes overhang the platform.

It is best to take readings at the same time of day. Try to wait about three hours after rising, eating, or hard exercise before taking measurements.

While readings taken under other conditions may not have the same absolute values, they are accurate for determining the percentage of change as long as the readings are taken in a consistent manner. To monitor progress, compare weight and body fat percentage taken under the same conditions over a period of time.

Note: An accurate reading will not be possible if the soles of your feet are not clean, or if your knees are bent or you are in a sitting position.

Pairing the BC-1500 (“Platform”) with software and measurement


The platform needs to pair with the compatible software before measurements are attempted.

Compatible Software: “Healthy Edge”


- 1) Before proceeding,
 - Install the batteries in the platform.
 - Install the software on your PC (The ANT Driver is installed on your PC automatically).
 - Plug the ANT+ stick to USB port of your PC.
 - Place the platform within 17feet (5m) of your PC.
- 2) Open the software and select your user profile (which is entered before pairing).
- 3) Click “File” from top left menu, and click “Healthy Edge Options”.
- 4) Select “BC-1500” and click “Connect”. Input the 5 digit serial number found on the bottom of the platform, and then click “OK”. The software memorizes the latest inputted serial number of the platform even if you close the software or PC.
- 5) The platform will beep once and the Green Indicator Light on the platform will blink.
- 6) **Step onto the platform and grip the handle-electrodes while the Green Indicator Light is blinking.** The platform will beep twice and the Green light turns solid green after pairing is complete. Your platform is now paired with your PC.
- 7) For the measurement, click “New Measurement” to use the platform directly from the Software.

Note:

- Please grip the handle-electrode as shown, using a light-firm pressure.
- Place your hands on your side, and do not move until measurement is completed.
- Keep your arms straight up and down while making sure that you do not touch your legs or any part of your body with your arms or hands.
- If you step onto the platform before “Blinking Green Light” appears, the software will show error message and you will not obtain a reading. Furthermore if you do not step onto the platform within about 30 seconds after “Blinking Green Light” appears, the power of the platform will shut off automatically.
- Do not pull the hand-electrodes cable past the red mark.
- Do not carry the unit by holding the hand-electrodes.
- Do not release the hand-electrodes until the cable is completely retracted into the unit.



Indicator light information



BC-1500 readings on Healthy Edge™ software

	Adult (18-99 years old)		Child (7-17 years old)
	Standard	Athlete	
Weight	✓	✓	✓
Segmental Body Fat %	✓	✓	n/a
Body Water %	✓	✓	n/a
Segmental Muscle Mass	✓	✓	n/a
Physique Rating	✓	✓	n/a
BMR	✓	✓	n/a
DCI	✓	✓	n/a
Metabolic Age	✓	✓	n/a
Bone Mass	✓	✓	n/a
Visceral Fat Rating	✓	✓	n/a

Warning

Do not use the body fat reading feature of this product if you have a pacemaker or other electronic implanted medical device.

The body fat monitor function is not intended for pregnant women, professional athlete or bodybuilders.

Troubleshooting

- Do not step onto the platform before the platform beeps once and the Green Indicator Light blinks.
- Do not step off until hearing a double beep or the Green Light remains solid (stops blinking), the measurement is taken, and the readings are displayed on the applicable device (e.g. Garmin Watch, Tanita Remote Display, and/or PC).
- If you do not step onto the platform within 30 seconds after Green Indicator Light begins blinking, the power will shut-off automatically.
- **Interference may occur if multiple platforms are present. Please use only one platform in any given area.**
- **Constant Red Indicator Light**
Make sure socks or stockings are removed, and the soles of your feet are clean and properly aligned on the measuring platform. (see p.2)
Make sure to step onto the platform only **after** it has beeped twice or the Green Indicator Light is blinking.
The unit cannot accurately measure your weight if it detects movement. Please stand on the platform keeping movement to a minimum.
If Body Fat Percentage is more than 75%, readings cannot be obtained from the unit.
Reading cannot be obtained if the weight capacity is exceeded. Weight capacity is 330lb (150kg).
- **Blinking Red Indicator Light**
Batteries are low. When the Red Indicator Light is blinking, replace the batteries immediately, since weak batteries will affect the accuracy of your measurements. Change all the batteries at the same time with new batteries.

FCC WARNING

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Specifications

Weight Capacity

330lb (150kg)

Weight Increments

0.2lb/0.1kg

Power Supply

DC 6V (AA Battery-LR6 × 4 included)

Power Consumption

100mA Maximum

Temperature Range of Usage

41°F–95°F/5°C–35°C

Federal Communications Commission and Canadian ICES Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Introducción

Gracias por elegir el monitor corporal Tanita Ironman.

Este monitor es uno de entre una amplia gama de productos domésticos para el cuidado de la salud producidos por Tanita. El presente manual de instrucciones le guiará a través de los procedimientos de configuración inicial y le explicará las funciones de las teclas.

Consérvelo a mano para consultas futuras. En nuestro sitio web www.tanita.com podrá encontrar información adicional sobre cómo llevar una vida sana.

Los productos Tanita incorporan los resultados de las últimas investigaciones clínicas e innovaciones tecnológicas.

Toda la información es controlada por el Consejo Médico Consultivo de Tanita para garantizar su precisión.

Las mediciones reales del BC-1500 incluyen el peso y la impedancia. Basándose en estos valores medidos, se calculan: el porcentaje de grasa corporal total y segmental, el agua corporal, la masa muscular total y segmental, la complejión física, la masa ósea, el nivel de grasa visceral con margen saludable, el índice del metabolismo basal (BMR), Ingesta Calórica Diaria (ICD) y la edad metabólica.

Nota: Lea detenidamente este manual de instrucciones y téngalo a mano para futura referencia.



⚠️ Precauciones de seguridad

Debe tenerse en cuenta que las personas que tengan un dispositivo médico electrónico implantado, como por ejemplo un marcapasos, no deben utilizar el monitor de composición corporal, ya que éste hace circular una señal eléctrica de baja intensidad a través del cuerpo que podría interferir con el funcionamiento de dicho dispositivo.

Las mujeres embarazadas solamente deberán utilizar la función de peso. Ninguna de las demás funciones está pensada para mujeres embarazadas. No coloque este monitor sobre superficies resbaladizas, como por ejemplo un suelo mojado.

Si el monitor es utilizado de manera incorrecta o expuesto a subidas de tensión eléctrica podrían perderse los datos almacenados en las memorias del mismo. Tanita no acepta ninguna responsabilidad por ningún tipo de pérdida causada por la pérdida de los datos almacenados.

Tanita no acepta ninguna responsabilidad por ningún tipo de daño material o pérdida causados por este monitor, ni por ningún tipo de reclamación presentada por terceros.

Notas importantes para los usuarios

Este analizador de grasa corporal está diseñado para el uso por parte de adultos y niños (7–17 años de edad) con un estilo de vida de inactivo a moderadamente activo y adultos con cuerpos atléticos.

Tanita define “atleta” como una persona que realiza una actividad física intensa aproximadamente 10 horas a la semana y que tiene un ritmo cardiaco en reposo de aproximadamente 60 pulsaciones por minuto o menos.


La definición de Tanita de un atleta incluye individuos “en forma de por vida”, que se han mantenido en forma durante años pero que actualmente hacen ejercicio menos de 10 horas a la semana. La función de monitor de grasa corporal no está diseñada para embarazadas, atletas profesionales o culturistas.

Se pueden perder los datos almacenados si la unidad se utiliza incorrectamente o se expone a sobretensiones de energía eléctrica. Tanita no se responsabiliza de ningún tipo de pérdida debido a la pérdida de los datos almacenados. Tanita no se responsabiliza de ningún tipo de daño o pérdida ocasionados por estas unidades, o de ningún tipo de reclamación efectuada por terceras personas.


Nota: Los cálculos del porcentaje de grasa corporal variarán según la cantidad de agua en el cuerpo, y pueden ser afectados por la deshidratación o la hiperhidratación, causadas por factores como el consumo de alcohol, la menstruación, una enfermedad, el ejercicio intenso, etc.

Componentes de la plataforma


LADO FRONTAL



LADO TRASERO



Preparaciones antes del uso



⚠ Instalación de las pilas

Abrir la tapa de las pilas situada en la parte posterior de la báscula. Insertar como se indica las baterías AA suministradas.

Nota: Asegúrese de situar correctamente la polaridad de las pilas. Si coloca las pilas de manera incorrecta, el líquido puede derramarse y dañar el suelo. Si no tiene intención de utilizar esta unidad durante un período de tiempo prolongado, se recomienda sacar las pilas antes de guardarla.

Tenga en cuenta que es posible que las pilas suministradas de fábrica se hayan gastado con el paso del tiempo.



⚠ Colocación del monitor

Coloque la báscula en una superficie dura y lisa con una vibración mínima para asegurar una medición segura y precisa.

Nota: Para evitar posibles lesiones, no pise el borde de la plataforma.


Recomendaciones de manejo

Este monitor es un instrumento de precisión que utiliza tecnología de vanguardia.

Para mantener la unidad en condición óptima, siga estas instrucciones cuidadosamente:

- No intente desmontar la báscula.
- Guarde la unidad de manera horizontal
- Evite que la unidad reciba golpes o vibraciones excesivas.
- Sitúe la unidad fuera del alcance de la luz directa del sol, calefactores y radiadores, humedad elevada o cambios extremos de temperatura.
- No lo sumerja nunca en agua. Utilice alcohol para limpiar los electrodos y limpiacristales (aplicado mediante un trapo) para mantenerlos brillantes; evite utilizar jabones.
- Evite la humedad al subirse a la plataforma.
- Evite que caiga cualquier objeto sobre el aparato.
- No use la báscula mientras este utilizando aparatos transmisores (como telefonos celulares) ya que pueden afectar la transmisión de los resultados.
- Si la báscula no esta en función por un periodo largo se recomienda quitar las baterias.

Cómo obtener lecturas exactas



Talones centrados en los electrodos



Talones centrados en los electrodos

Para asegurar la precisión, las lecturas se deberían tomar desnudo y bajo condiciones constantes de hidratación. Si no se desviste, quítese siempre los calcetines o medias y asegúrese que los pies estén limpios antes de subirse a la báscula.

Asegúrese de alinear los talones correctamente con los electrodos en la báscula.

No se preocupe si sus pies son demasiado grandes para la báscula: se pueden conseguir lecturas exactas incluso si sus dedos sobresalen de la báscula.

Es mejor tomar las lecturas a la misma hora del día. Intente esperar unas tres horas después de levantarse, de comer o de hacer ejercicio antes de tomar las medidas.

Aunque las lecturas realizadas bajo otras circunstancias pueden no tener los mismos valores absolutos, tienen la precisión necesaria para determinar el porcentaje de cambio, siempre que las lecturas se tomen de manera consistente. Para controlar el progreso, compare el peso y porcentaje de grasa corporal tomado en las mismas condiciones durante un período de tiempo.


Nota: No será posible realizar una lectura precisa si las plantas de los pies no están limpias, si dobla las rodillas o si está sentado.

Acoplamiento de la BC-1500 (“plataforma”) con software y medición

La plataforma requiere sincronizarse con el software compatible antes de realizar cualquier medición.

Software compatible: Healthy Edge™ software


- 1) Antes usar seguir los siguientes pasos:
 - Instalar las baterías en la plataforma.
 - Instalar el software en su PC (El dispositivo ANT se instala automáticamente en su PC).
 - Insertar la llave ANT+ al puerto USB de su PC.
 - Colocar la plataforma dentro de un perímetro de 17 pies (5m) alrededor de su computadora.
- 2) Instalar el software, una vez instalado, seleccionar un usuario (Los datos del usuario deben ser previamente ingresados antes de sincronizar la plataforma.
- 3) Posteriormente dar click en “File” en el icono del Menu y dar click en “Healthy Edge Options”.
- 4) Seleccionar “BC-1500” y dar click en “Connect”, introducir el numero de serie del producto que se encuentra debajo de la plataforma y dar click “OK”.
El software memoriza el numero de serie de la plataforma aún si se el software no esta en uso o si la PC se encuentra apagada.
- 5) La plataforma emite un sonido beep una vez que la luz verde de la plataforma empieza a parpadear.
- 6) **Subir en la plataforma y tomar los electrodos de manos mientras la luz indicadora Verde parpadea.** La plataforma emitira un sonido doble y la luz verde dejara de parpadear indicando que la sincronizacion ha sido completada.
La plataforma se ha sincronizado con la PC.
- 7) Para la realizar las mediciones haga click en “New Measurement” para utilizar directamente desde el software.



Nota:

- Por favor tome las manijas del electrodo como se muestra, presionando firme pero suavemente.
- Ponga las manos en sus costados, y no se mueva hasta que se haya completado la medición.
- Mantenga los brazos rectos y con las manos hacia abajo; tenga cuidado de no tocar las piernas o cualquier otra parte del cuerpo con los brazos o con las manos.
- Si usted se sube sobre la plataforma antes de que la luz Verde Parpadee el software mostrara un mensaje de error y no se obtendra ninguna lectura. Por otra parte despues que la luz verde parpadee tiene un periodo de 30 segundos para subir a la plataforma de lo contrario la unidad se apagara automaticamente.
- NO jale los electrodos de manos mas allá de la marca roja indicadora.
- NO cargue la unidad utilizando los electrodos de manos.
- NO suelte los electrodos de las manos hasta que hayan regresado a su lugar.

Informacion del indicador de luz



- Luz Verde Parpadeante: Preparado para comenzar medición
- Luz verde solida: Medición completada
- Luz Roja solida: Error
- Luz Roja parpadeante: Bateria Baja
- Luz verde parpadeante: Midiendo Cuerpo Completo
- Luz Verde parpadeante: Midiendo Pierna Izquierda
- Luz verde parpadeante: Midiendo Pierna Derecha
- Luz Verde Parpadeante: Midiendo Brazo Izquierdo
- Luz Verde Parpadeante: Midiendo Brazo Derecho

Lecturas de los resultados de BC-1500 con Healthy Edge™ Software

	Adulto (18-99 años)		Niños (7-17 años)
	Standard	Atleta	
Peso	✓	✓	✓
% de grasa segmental	✓	✓	No disponible
Porcentaje de agua corporal total %	✓	✓	No disponible
% de masa muscular segmental	✓	✓	No disponible
Tipo de cuerpo	✓	✓	No disponible
BMR	✓	✓	No disponible
DCI	✓	✓	No disponible
Edad metabólica	✓	✓	No disponible
Masa Osea	✓	✓	No disponible
Nivel de adiposidad visceral	✓	✓	No disponible

Aviso

No haga uso de la prestación de lectura de grasa corporal disponible en este producto en el caso de que le haya sido implantado un marcapasos u otro dispositivo médico electrónico. La función de monitor de grasa corporal no es apta para mujeres embarazadas, atletas de alto rendimiento o fisicoculturistas.

Resolución de fallos

- No se pare en la plataforma antes de que emita un sonido y el indicador de luz verde este intermitente.
- No se baje hasta escuchar un doble sonido o que la luz verde permanezca fija (deje de estar intermitente), la medición se toma y las lecturas se muestran en el dispositivo correspondiente (ej. Reloj Garmin, Pantalla Remota Tanita, y/o PC).
- Si no se sube a la plataforma dentro de 30 segundos después que el indicador de luz verde empiece a estar intermitente, se apagará automáticamente.
- **Se puede producir interferencia si hay múltiples plataformas presentes. Por favor utilice sólo una plataforma en cada área.**
- **Luz Indicadora Roja Constante**
Asegúrese de quitarse las medias y que las plantas de sus pies estén limpias y debidamente alineadas sobre la plataforma de medición. (ver pág. 6)
Asegúrese de subirse a la plataforma solamente **después** de que ha sonado dos veces o que el Indicador de Luz Verde esté intermitente.
La unidad no puede medir con precisión su peso si detecta movimiento. Párese sobre la plataforma y permanezca lo más quieto posible.
Si porcentaje de grasa corporal es mayor al 75%, no se podrán obtener lecturas en la unidad.
Si se supera la capacidad de peso, no se podrán obtener lecturas. La capacidad de peso es de 330 lb (150 Kg).
- **Luz Indicadora Roja Intermitente**
Las baterías están bajas. Cuando la luz indicadora roja esté intermitente, reemplace inmediatamente las baterías, ya que las baterías débiles afectarán la precisión de sus mediciones. Cambie todas las baterías al mismo tiempo por baterías AA nuevas.

ADVERTENCIA FCC

Los cambios o modificaciones que no estén explícitamente aprobados por la parte legal responsable podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Especificaciones BC-1500

Capacidad de peso

330 lb (150kg)

Incrementos de peso

0.2 lb (0.1kg)

Alimentación

CC 6V (Se incluyen 4 pilas LR6-AA)

Consumo de energía

Máximo de 100 mA

Intervalo de temperaturas de uso

41°F - 95°F / 5°C - 35°C

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. y de la ICES de Canadá

Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina, en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, entonces se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto a aquél al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico con experiencia en radio o televisión, para que le proporcione ayuda.

EP 0 545 014
U.S. Patent No. 5,415,176
U.S. Patent No. 6,473,641
U.S. Patent No. 6,477,409
U.S. Patent No. 6,480,736
U.S. Patent No. 6,487,445
U.S. Patent No. 6,532,385
U.S. Reissue Patent No. 37,954
Other patents pending



This product is ANT+ certified and is compatible with ANT+ display devices and applications that support the following data:



To learn more visit http://www.thisisant.com/modules/mod_product-directory.php

Representative TANITA Europe B.V.

Hoogoorddreef 56-E
1101 BE Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31-20-560-2970
Fax: +31-20-560-2988
www.tanita.eu

TANITA India Private Limited

A-502, Mittal Commercial,
Off. M. V. Road (Andheri Kurla Road),
Marol, Andheri-East,
Mumbai 400 059
Tel: +91-22-3192-6107
Fax: +91-22-2859-9143
www.tanita.in

TANITA Corporation of America, Inc.

2625 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005 USA.
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
www.tanita.com

TANITA Health Equipment H.K. Ltd.

Unit 301-303 3/F Wing On Plaza,
62 Mody Road, Tsimshatsui East,
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2834-3917
Fax: +852-2838-8667
www.tanita.asia

Manufacturer TANITA Corporation

1-14-2, Maeno-Cho, Itabashi-ku,
Tokyo, Japan 174-8630
Tel: +81-3-3968-7048
Fax: +81-3-3968-2661
www.tanita.co.jp
ISO 9001 Certified