




---

# Ultrasonic Skin Scrubber



User Manual – English

EN

---

Bedienungsanleitung – Deutsch

DE

## **ATTENTION**

- 1.** Do not exceed the scope of use described in this manual.
- 2.** Pregnant women should consult their doctor before use.
- 3.** Do not use near eyeballs, inner ear, joints or bone areas. Do not use near metal prosthesis. Do not use this device with or near medical machines such as cardiac pacemakers, oxygenators, electrocardiographs etc.
- 4.** Do not use in areas of vein or arterial pathology. Do not use if you are a patient suffering from Thrombophlebitis or Blood Coagulation conditions (precedents) or related issues. Do not use on skin ulcers, inflammations or broken skin. Do not use on areas with skin allergies or on sunburned skin.
- 5.** Avoid physical impact. Be careful not to drop the device.
- 6.** Only use this device according to the manual. Do not disassemble, transform, retrofit or do maintenance on this device.
- 7.** Please store the device in a clean, dry and stable place. Do not store in excessive heat or cold. Keep away from fire and stoves, ovens and microwave ovens.
- 8.** The charging base is NOT waterproof. Please keep the charging base dry and clean.
- 9.** Unplug the device after charging is finished.
- 10.** Please keep the device away from children.

# ***INTRODUCTION***

Thank you very much for purchasing our products and your confidence in us; we hope our product can bring you a perfect experience. Please read the User Manual and all related information carefully and keep it for future reference.

## ***Product Specification***

Net Weight: 7.2 oz / 205 grams

Measurement: 6.9 x 0.8 x 2 in / 175MM \* 20MM \* 52MM

Working Environment: 32-95 Fahrenheit / 0-35°C

Input: AC 100-240V, 50/60Hz; Output: DC-5V, 1A  
(Rechargeable)

Power: 2.2W

Battery capacity: 600mAh

Ultrasonic frequency: 24kHz

Blue Light Wavelength: 465±3nm

Waterproof Level: IPX5 (Device only, charging base is not waterproof)

## ***Accessories***

1. Main Device
2. Spin USB charging cable
3. Charging Base
4. User Manual
5. Gift Box

## Features

**1.** Standby Mode: Press the button once to turn on the device and enter STANDBY MODE. You can see the lights for “ultra”, “clean” and “nutrition” flash.



**2.** Continuous Wave Deep Cleansing Mode: Press the button twice to enter this mode. You can hear continuous sonic vibrations and see the “ultra” indication light is always on.



**3.** Lift Up Mode (Pulsed Wave Mode): Press the button a third time to enter this mode. You can hear pulsed sonic vibrations and see the “ultra” indication light flash.




**4.** High Level Deep Cleansing Mode: Press the button a fourth time to enter this mode. You can hear continuous sonic vibrations and see the “clean” indication light is always on.



**5.** Sonophoresis Mode: Press the button a fifth time to enter this mode. You can hear continuous sonic vibrations and feel ions. The “nutrition” light is always on.



**6.** Standby Mode again: Press the button a sixth time to enter the Standby Mode again. No functions now. Press again and functions circle.



**7.** Turn off the device. Long press the button for 1s to power off the device.



**8.** The device is set to work 10 mins and then turn off automatically.

## How to Charge

**1.** When battery is low, the RED indication light lights up and device turns off automatically.



**2.** Put the device on the charging base and make sure it is well connected. Then charge it with the USB cable. During charging the RED light flashes. When device is fully charged, the light turns BLUE and is always on.



During charging,  
Red light flashes.



When charging is  
finished, Blue light  
always on.

## Function Induction

**1.** Ultrasonic deep cleansing technology – The Ultrasonic Skin Scrubber produces 24,000Hz per second of ultrasonic waves that effectively loosen clogged pores and exfoliate the skin to remove dead skin cells painlessly.

**2.** Firms and lifts skin – Micro-current pulse technology and intermittent ultrasonic help boost cell collagen regeneration and activates cell vitality, ensuring your skin remains moisturized and healthy.

**3.** Advanced ion technology – The positive ion helps removes dirt and deeply cleanses the skin. It accelerates the speed of skin cell metabolism, softens old keratin, restores skin elasticity and helps keep skin feeling tight and smooth. The negative ion nutrition leading-in function helps break down and refine larger molecules such as collagen to massage and support your skin to easily absorb nutrients.

**4.** Bio Blue Light – wavelength  $465\pm 3\text{nm}$ : diminishes inflammation, kills bacterium and propionibacterium acnes, removes acne and scars etc.

## ***Deep Cleansing - Overview***



- 1.** Apply skin cleansing serum/oil to your face, keep your face always moist.
- 2.** Turn on the device. Choose the first “Continuous Wave Deep Cleansing Mode” or third “High Level Deep Cleansing Mode”. Hold the unit with the control panel away from the face. Cleanse the face according to the diagram on the bottom of this page. Treatment time is typically 3-5 mins per session – no more than 5 times per week. We recommend starting with the first “Continuous Wave Deep Cleansing Mode”.
- 3.** Wash your face with water after treatment.



## ***Deep Cleansing - Device Usage***

We recommend using the device according to this diagram, as it encourages the body's natural lymphatic drainage.

- 1.** Glide the device from the neck upwards on the face in horizontal strokes. Repeat on both sides of the face.
- 2.** Methodically work over all areas of the face as shown in the illustration.
- 3.** Change the direction of the device and glide it in vertical strokes starting from the neck area. Work from the jaw to the hairline.
- 4.** Cleanse around the curve of the nostrils using the curved inner edge of the blade.



## ***Tips for Effective Cleansing***

Use the scooped out middle section of the blade to cleanse the chin area under the lip. Use vertical strokes.




Select the first “Ultrasonic Deep Cleansing Mode” to work around the eyebrow area. Avoid the delicate under eye area when using the third “High Level Deep Cleansing Mode”.



## ***Lift Up & Sonophoresis***

- 1.** Apply your favorite serum or moisturizer to your face. Hold the device so that the blade is directly placed (flat) on against the skin.
- 2.** Turn on the device and select the second “Lift Up Mode” or the fourth “Sonophoresis Mode”. We recommend starting with the “Lift Up Mode” first.
- 3.** Using gentle pressure, glide the device over the surface of the skin using the flat side of the blade. For best results, work slowly moving the blade backwards at all times.
- 4.** 3-5 minutes is enough for each treatment. Use 3-5 times per week.



## ***Tips for Lift Up & Sonophoresis***

Begin on the neck area. With gentle pressure, glide the blade over the surface of the skin, using backward movement, working from the center of the face outwards.



Continue upwards from the jawline to the hairline. Glide over the face until all product is absorbed.





## ***Maintenance***

- 1.** After each use, cleanse the device with a wet cloth and then store it in a cool and dry place.
- 2.** Before cleansing the device, make sure it is turned off, and do not connect it to the power supply.
- 3.** Device is for individual, personal use only. Do not share the device with others.
- 4.** Keep the User Manual for future reference.


## ***Failure***

If the device does not work properly, please check the following:

- 1.** Make sure the device is fully charged.
- 2.** Make sure to press the “Power” button and that the working indication lights are on – lit up.
- 3.** If there is no reaction after device is turned on, the battery may be low. Please re-charge the device and try again.
- 4.** If there is no action for 2 mins, the device will turn off automatically to protect circuits.


# Waterproof

Waterproof: IPX5





# Ultraschall Gesichtshaut Scrubber



---

Bedienungsanleitung – Deutsch

DE

# ACHTUNG

- 1.** Das Gerät ist ausschliesslich für den in diesem Handbuch beschriebenen Einsatzbereich konzipiert.
- 2.** Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung ihren Arzt konsultieren.
- 3.** Nicht in der Nähe von Augäpfeln, Innenohr, Gelenken oder Knochenbereichen verwenden. Nicht in der Nähe von Metallprothesen verwenden. Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit oder in der Nähe von medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Oxygenatoren, Elektrokardiographen usw.
- 4.** Nicht in Bereichen der Venen- oder Arterienpathologie verwenden. Nicht verwenden, wenn Sie ein Patient sind, welcher an Thrombophlebitis oder Blutgerinnungsstörungen (Präzedenzfälle) oder ähnlichen Problemen leidet. Nicht bei Hautgeschwüren, Entzündungen oder verletzter Haut anwenden. Nicht bei Hautallergien oder Sonnenbrand anwenden.
- 5.** Vermeiden Sie ein Eindringen des Gerätes in den Körper. Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen.
- 6.** Verwenden Sie dieses Gerät nur entsprechend dem Handbuch. Dieses Gerät darf nicht zerlegt, umgebaut, nachgerüstet oder gewartet werden.
- 7.** Bitte lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und stabilen Ort. Lagern Sie das Gerät nicht bei übermäßiger Hitze oder Kälte. Von Feuer und Öfen, Herden und Mikrowellengeräten fernhalten.
- 8.** Die Ladestation ist NICHT wasserdicht. Bitte halten Sie die Ladestation trocken und sauber.
- 9.** Trennen Sie das Gerät nach Beendigung des Ladevorgangs vom Netz.
- 10.** Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.

## ***Einleitung***

Vielen Dank für den Kauf unseres Produktes und Ihr Vertrauen in uns. Wir hoffen, dass unser Produkt Ihre Erwartungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllen kann. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch und alle zugehörigen Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

## ***Produkt-Spezifikationen***

Nettogewicht : 205 Gramm

Abmessungen: 175MM \* 20MM \* 52MM

Arbeitsumgebung: 0-35°C

Netzanschluss: AC 100-240V, 50/60Hz; Ausgang: DC-5V, 1A (wiederaufladbar)

Leistung: 2,2W

Akku-Kapazität: 600mAh

Ultraschall-Frequenz: 24kHz

Blaues Licht Wellenlänge: 465±3nm

Wasserdichte Stufe: IPX5 (nur Gerät, Ladestation ist nicht wasserdicht)

## ***Lieferumfang***

1. Hauptgerät (Skin Scrubber)
2. USB-Ladekabel
3. Ladestation
4. Benutzerhandbuch
5. Geschenkkarton-Verpackung

# Eigenschaften

**1. Standby-Modus:** Drücken Sie die Taste einmal, um das Gerät einzuschalten und in den STANDBY-MODUS zu gelangen. Sie sehen die Anzeigeleuchte für "ultra", "clean" und "nutrition" blinken.



**2. Dauer-Tiefenreinigungsmodus:** Drücken Sie zweimal auf die Taste, um in diesen Modus zu gelangen. Sie können fortlaufende Schallvibrationen hören und sehen, dass die Anzeigeleuchte für "ultra" konstant leuchtet.



**3. Liftup-Modus (Pulswellenmodus):** Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um diesen Modus aufzurufen. Sie können gepulste Schallvibrationen hören und sehen, dass die "ultra"-Leuchte blinkt.



**4. Tiefenreinigungsmodus mit hoher Intensität:** Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um in diesen Modus zu gelangen. Sie können kontinuierliche Schallvibrationen hören und sehen, dass die "clean"-Leuchte immer leuchtet.



**5. Sonophorese-Modus:** Drücken Sie die Taste ein fünftes Mal, um in diesen Modus zu gelangen. Sie können kontinuierliche Schallvibrationen hören und Ionen fühlen. Das Licht "nutrition" ist immer eingeschaltet.



**6. Wieder Standby-Modus:** Drücken Sie die Taste ein sechstes Mal, um wieder in den Standby-Modus zu gelangen. Hierbei ist keine Funktion aktiv. Erneut drücken um in die Funktionsübersicht zu gelangen.



**7. Ausschalten des Gerätes:** Drücken Sie die Taste lange, das Gerät schaltet dann aus.



**8. Das Gerät ist auf 10 Minuten Betriebsdauer eingestellt und schaltet sich dann automatisch aus.**

## Ladevorgang

**1.** Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die ROTE Anzeigeleuchte auf und das Gerät schaltet sich automatisch ab.



**2.** Legen Sie das Gerät auf die Ladestation und vergewissern Sie sich, dass ein Ladekontakt vorhanden ist und das USB-Kabel entsprechend angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs blinkt die ROTE Anzeigelampe. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeigeleuchte kontinuierlich BLAU.



Während des Ladevorgangs blinkt das rote Licht.



Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das blaue Licht konstant.

## Funktionsbeschreibung

- 1.** Ultraschall-Tiefenreinigungstechnologie - Der Ultrasonic Skin Scrubber erzeugt Ultraschallwellen mit 24.000 Hz pro Sekunde, welches verstopfte Poren effektiv reinigt und äussere Hautschichten mit abgestorbenen Hautzellen schmerzfrei entfernt.
- 2.** Strafft und liftet die Haut - Mikrostrom-Impulstechnologie und intermittierender Ultraschall helfen, die Zellkollagen-Regeneration zu fördern und die Zellvitalität zu aktivieren, so dass Ihre Haut befeuchtet und gesund bleibt.
- 3.** Fortschrittliche Ionentechnologie - Das Positiv-Ion hilft bei der Entfernung von Schmutz und reinigt die Haut porentief. Es beschleunigt die Geschwindigkeit des Hautzellstoffwechsels, macht altes Keratin weicher, stellt die Hautelastizität wieder her und trägt dazu bei, dass sich die Haut straff und glatt anfühlt. Die Einleitungsfunktion der Negativ-Ionen-Nährstoffe hilft beim Abbau und der Verfeinerung größerer Moleküle wie Kollagen, um Ihre Haut zu massieren und zu unterstützen, damit sie Nährstoffe leichter aufnehmen kann.
- 4.** Bio-Blau Licht - Wellenlänge  $465\pm 3\text{nm}$ : vermindert Entzündungen, tötet Bakterien und Propionibacterium Acnes ab, entfernt Akne und Narben.

## Tiefenreinigung - Übersicht


1. Tragen Sie Hautreinigungsserum/-öl auf Ihr Gesicht auf, halten Sie Ihr Gesicht immer feucht.
2. Schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie den ersten "Dauer-Tiefenreinigungsmodus" oder den dritten "Tiefenreinigungsmodus mit hoher Intensität". Halten Sie das Gerät mit dem Bedienfeld vom Gesicht weg. Reinigen Sie das Gesicht gemäß dem Diagramm ganz unten auf dieser Seite. Die Behandlungszeit beträgt normalerweise 3-5 Minuten pro Sitzung - nicht mehr als 5 Mal pro Woche. Wir empfehlen, mit dem ersten "Dauer-Tiefenreinigungsmodus" zu beginnen.
3. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Anwendung mit Wasser.



## Tiefenreinigung-Gerätenutzung

Wir empfehlen, das Gerät nach dem folgenden Schema zu verwenden, da es die natürliche Lymphdrainage des Körpers fördert.

1. Gleiten Sie mit dem Gerät vom Hals nach oben auf dem Gesicht in horizontalen Streichbewegungen. Wiederholen Sie den Vorgang auf beiden Seiten des Gesichts.
2. Arbeiten Sie systematisch über alle Bereiche des Gesichts, wie in der Abbildung gezeigt.
3. Ändern Sie die Gleitrichtung des Gerätes und lassen Sie es in vertikalen Strichen vom Halsbereich aus gleiten. Arbeiten Sie vom Kiefer bis zum Haaransatz.
4. Reinigen Sie um die Krümmung der Nasenlöcher herum mit der gebogenen Innenkante des Spatels.





## **Tipps für eine effektive Tiefenreinigung**

Verwenden Sie den ausgehöhlten Mittelteil der Spatels, um den Kinnbereich unter der Lippe zu reinigen. Vertikale Striche verwenden.




Verwenden Sie den ersten "Dauer-Tiefenreinigungsmodus", wenn Sie den Augenbrauenbereich behandeln. Vermeiden Sie den empfindlichen Augenbereich, wenn Sie sich im dritten "Tiefenreinigungsmodus mit hoher Intensität" befinden.



## Lift-up-Modus & Sonophorese

1. Tragen Sie Ihr Lieblingsserum oder Ihre Lieblingsfeuchtigkeitscreme auf Ihr Gesicht auf. Halten Sie das Gerät so, dass der Spatel direkt (flach) auf die Haut aufgesetzt wird.
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie den zweiten "Lift-up-Modus" oder den vierten "Sonophorese-Modus". Wir empfehlen, zunächst mit dem "Lift-up-Modus" zu beginnen.
3. Gleiten Sie das Gerät mit der flachen Seite des Spatels unter leichtem Druck über die Hautoberfläche. Um beste Ergebnisse zu erzielen, arbeiten Sie langsam und bewegen Sie den Spatel stets rückwärts.
4. 3-5 Minuten reichen für jede Behandlung aus. Verwenden Sie das Gerät 3-5 Mal pro Woche.



## Tipps für Lift-up & Sonophorese

Beginnen Sie im Nackenbereich. Gleiten Sie mit sanftem Druck mit einer Rückwärtsbewegung über die Hautoberfläche und arbeiten Sie von der Gesichtsmitte nach außen.



Von der Kieferlinie bis zum Haaransatz nach oben fortfahren. Gleiten Sie über das Gesicht, bis das gesamte Pflegeserum



## **Wartung und Pflege**

- 1.** Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch und bewahren Sie es dann an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- 2.** Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist und nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- 3.** Das Gerät ist nur für den individuellen, persönlichen Gebrauch bestimmt. Geben Sie das Gerät nicht an andere weiter.
- 4.** Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.


## **Fehlfunktion**

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes:

- 1.** Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- 2.** Vergewissern Sie sich, dass die "Power"-Taste gedrückt ist und dass die Betriebsanzeigelampen eingeschaltet sind bzw. leuchten.
- 3.** Wenn nach dem Einschalten des Geräts keine Reaktion erfolgt, ist die Batterie möglicherweise schwach. Bitte laden Sie das Gerät wieder auf und versuchen Sie es erneut.
- 4.** Wenn 2 Minuten lang keine Aktion erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um die Schaltkreise zu schützen.

## ***Wasserdicht***

Das Gerät ist wasserdicht gemäss IPX5-Spezifikation.



Visit our website:



<https://facevital.com>

---

Follow us on Instagram:

