


AMIRO

AMIRO Electrical Stimulation Device For
Skin Lifting In Skincare



USER MANUAL

AMIRO

AMIRO Electrical Stimulation Device For Skin Lifting In Skincare USER MANUAL

*Thank you for choosing AMIRO.

Illustrations in the user manual of the product,
accessories, and user interface are for reference only.

For your safety, please read this manual carefully before use.

Please keep this manual for future reference.

Please include this manual when transferring the product to others.

Product and manufacturer information

PRODUCT INFORMATION

Product Name: AMIRO Electrical Stimulation Device For Skin Lifting In Skincare

Model/Specification: ABS004

product manufacturing information

Manufacturer: Shenzhen Zongjiang Technology Co., Ltd

Address: 25th Floor, High tech Zone Joint Headquarters Building, No.63 Gaoxin
South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Postal Code: 518063

Contact information: 400 048 0888

After sales service unit: Shenzhen Zongjiang Technology Co., Ltd

After sales service unit address: 25th floor, High tech Zone Joint Headquarters
Building, No. 63 Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street,
Nanshan District, Shenzhen

Safe usage instructions

Warning: Instructions that may cause harm to the user or damage to the instrument

Attention: Please provide additional instructions for better use of the product

Warning: Risks arising from the environment

To prevent injury or discomfort and ensure the longevity of the instrument, please ensure that the environment is dry, free of flammable and explosive materials, without direct sunlight, and at a suitable temperature when using and storing the product.

- Do not use, charge, or store in areas near sources of fire or flammable materials.
- Do not use, charge, or store in areas close to strong radio waves, strong magnetic fields, short waves, or microwaves to avoid equipment output interference and unstable energy causing danger.
- Do not use, charge, or store in damp or hazardous environments to avoid electrical leakage or malfunction.
- Do not use, charge or store in corrosive environments (such as environments with high levels of hydrogen sulfide, sulfur dioxide, ammonia, nitrogen, hydrochloric acid, sulfuric acid, etc.) to avoid corrosion of the host and accessories.
- Do not use, charge or store in areas with large temperature changes (such as heating, hot pot, air conditioning, etc.) to avoid risks caused by individual differences in temperature perception.
- Do not use, charge, or store in a tilted, unstable, or vibrating environment to prevent the product from falling or being impacted.
- When using this product, please avoid pollutants and waste to prevent environmental pollution from causing discomfort to the skin or body.


Warning: Risks associated with contact

- This product comes into direct contact with the skin and is intended for personal use. Please do not share it with others. If multiple people need to use or experience the product, please clean the electrode head area before use to avoid cross infection.
- This product is intended for facial use, and the facial skin has a rich microbiota. Please clean the electrode tip promptly before or after use to avoid bacterial growth.
- Do not use it on non-human bodies (such as pets), as it may cause cross infection of bacteria/viruses.


Warning: Risk of liquid ingress protection

- Do not allow any liquid to enter the host and charging port. After cleaning, please dry the equipment and store it in a dry environment to avoid short circuits, electric shock, and fire caused by liquid ingress.
- Do not use, charge or store near water sources, in bathrooms or while bathing, as it may cause electric shock, short circuit, or fire.
- Do not immerse any part of the instrument in liquid, as it may cause electric shock, short circuit, or fire.

The bottom charging port of this product is designed with a waterproof plug. When cleaning, please ensure that the waterproof plug is installed in place to prevent liquid from entering the charging port, otherwise it may cause electric shock, short circuit, and fire.



✓ Waterproof plug
installed correctly



✗ Waterproof plug not installed

⚠ Warning: Risks caused by incorrect use of regions and parameter settings

· Do not use this product on the eyeball, upper and lower eyelids, and lip areas to avoid human injury caused by excessive energy.



Please do not use this product in the areas of the eyeball, upper and lower eyelids, and lips



Please do not use this product in the areas of the eyeball, upper and lower eyelids, and lips

Warning: Risks caused by incorrect operation

To ensure effectiveness and safety, please ensure that all functions and components of this product are intact before use.

- Do not use for non cosmetic purposes.
 - Do not use for pet care to avoid injury.
 - Do not overuse this product or similar products to avoid physical discomfort and skin damage. Please turn off the power promptly after using the product or when not in use after turning it on.
 - Please use this product after removing makeup.
 - Do not stare directly at LED lights for a long time, as it may cause eye damage.
 - Do not use the guide head around the eyelids and eyeballs, as it may cause eye injury.
 - When using a beauty device, it is normal to feel different temperatures due to individual differences in skin perception. Please adjust the appropriate level according to your personal situation.
 - Do not use it continuously on the same area for a long time to avoid skin damage or discomfort.
 - Do not bypass or cancel the inherent safety devices of the equipment.
- Failure to follow the instructions may result in adverse effects.

Do not use it for purposes other than this user manual or perform the following operations, otherwise it may cause personal injury or accidents.

- Do not use this product with strong magnetic or high-frequency devices (such as microwave ovens, etc.).
- Do not contact the electrode pads of this product with metal during use or charging, as it may cause product malfunction and personal injury.
- Please avoid dropping or colliding the host and base, otherwise it may cause mechanical failure or injury due to the host falling. Do not use if the instrument has been damaged due to falling or collision.
- Do not use the machine in a malfunctioning state, as it may have adverse effects on the body and pose a danger.
- Do not wrap the host with items that affect heat dissipation, such as fabrics, blankets, etc., to avoid danger caused by overheating.
- This product contains small components. Please keep it out of reach of children to avoid the risk of ingestion or suffocation.
- After disassembling the packaging, please handle the plastic packaging bag properly to avoid the risk of suffocation caused by children and pets playing.
- When using, charging, or storing this product, please be sure to prevent infants, young children, and mentally ill individuals from touching it to avoid injury.
- Do not bypass or cancel the inherent safety devices of the equipment.
- Failure to follow the instructions may result in adverse effects.

Warning: Risk of power supply

- Do not disassemble, repair, modify, or damage the host or charging cable by yourself. Do not bend, pull, or twist the power cord arbitrarily.
- Do not charge, use or store in high humidity places such as water, bathrooms, washbasins, etc; Prevent the host and charging cable from getting wet and causing electric shock and leakage.
- Do not use non original charging cables.
- This product does not come with an adapter. When charging, please choose an adapter that meets national certification standards and has a measured output power of no more than 15W.
- If the power supply is unstable, it may cause unstable charging efficiency or damage to the instrument.
- Do not connect this product in parallel or series with other electrical appliances. If multiple parallel connections are used beyond the rated range, it may cause a fire.
- If there is a power outage during use, please stop charging, unplug the charging cable, and properly place the host.
- Please use the charging cable provided with this product. Using a charging cable that does not meet the requirements may cause damage to the host or reduce charging efficiency.
- Do not use unauthorized adapters as they may pose safety risks such as overheating, electric shock, leakage, etc.

Warning: Risk of electric shock

- Do not use metal jewelry such as glasses and contact lenses, earrings, necklaces, watches, rings, etc.
- To avoid electric shock, do not open the casing of the host by yourself.
- Do not operate charging with wet hands. Please keep this product, charging cable, and adapter dry.
- Do not use if the charging cable plug is loose or damaged when inserted into the adapter.
- Do not plug or unplug the charging cable with wet hands, as it may cause electric shock. After unplugging the charging cable, please install the waterproof plug in place.
- Do not use unauthorized adapters as they may pose safety risks such as overheating, electric shock, leakage, etc.
- Please contact the manufacturer or distributor when the charging wire is damaged.

Attention: Risk of unreasonable storage and reduced service life

Reasonable storage is important for the normal use of this product, and it should be placed on a safe surface while paying attention to the protection of the electrode tip. When not in use for a long time, please check if the instrument can start normally before using it again.

- Do not store the host and charging cable within the reach of children, infants, or pets.
- Do not apply heavy pressure or pull the charging cable on the host.
- Do not place in microwave ovens or high-pressure containers.
- Do not place the product and its supporting components in the exposed area.
- Do not leave the charging cable for a long time. When cleaning the main unit after using the instrument, or in case of power outage, lightning, etc., be sure to disconnect the power supply.
- Before use, please confirm if the electrode tip is cracked, deformed, or damaged. If so, do not use.
- Do not immerse this product in containers containing liquids.
- Do not use solvents such as alcohol, diluents, gasoline, nail polish remover, diesel, makeup remover, etc. to wipe or soak the instrument.

Attention: Risks of transportation

- During transportation, avoid shaking or being covered by heavy objects. Otherwise, it may cause damage or malfunction to the host.
- During transportation, it should be properly packaged and handled with care to avoid damage to the main unit caused by falling or heavy impact.
- Do not expose the product to rain or soak it during transportation, as it may cause a short circuit or electric shock, posing a safety risk.

Contraindications and Scope of Application

Do not use this product if any of the following situations occur, as it may cause accidents or other issues:

- Do not use if you have thyroid disease or thyroid abnormalities, and avoid the thyroid area when using.
- People with abnormal blood pressure, heart disease, heart dysfunction, or tendencies towards dysfunction.
- People with infectious diseases or fever
- People with bleeding disorders or scar constitution.
- People with abnormal perception of pain, unable to express their consciousness, or unable to perceive temperature and stimulation.
- People who are undergoing dental or oral treatment should consult a doctor before use.
- During menstruation (hormonal instability, significant changes in skin condition), pregnancy or lactation.
- Infants and young children or individuals under the age of 18 who are currently in the developmental or adolescent stage.
- There is a metal implant in the area of use.
- People who are currently using implantable medical electronic devices such as pacemakers.
- People who are using electronic devices such as artificial heart and lung machines to sustain their lives.
- People who are using wearable medical electronic devices such as electrocardiographic recorders and infusion sets.
- Currently or previously suffering from the following diseases, such as cancer (especially skin cancer, precancerous nevi), acute diseases, tuberculosis, febrile diseases, infectious diseases, blood diseases, visceral diseases, skin diseases, allergic dermatitis.
- Immune system damage caused by immunosuppressive diseases, such as taking immunosuppressive drugs.
- If permanent plastic fillers have been implanted within the scope of use, or temporary subcutaneous fillers or botulinum toxin have been implanted within the scope of use, please consult a doctor's opinion first.
- Any disease caused by thermal stimulation within the scope of use, such as recurrent herpes simplex virus.
- Allergic constitution and skin during the allergic period.
- The body is in a state of excessive fatigue, feeling unwell, under the influence of alcohol, or taking sleeping pills.
- Capillary dilation caused by long-term use of steroids, hormones, and other medications, as well as liver dysfunction.
- People with skin diseases, hereditary dermatitis, allergic dermatitis, scar constitution, or sensitive and fragile skin.
- External use of isotretinoin, alpha hydroxy acid (AHA), salicylic acid (BHA), or rhododendron acid is prohibited. Do not use sedatives, local blockers, or anesthetic painkillers during the period of taking them. Prohibited during the use of aspirin, immunosuppressants, isotretinoin, and other medications.
- People with high myopia (over 600 degrees), please consult a doctor.
- Do not use this device in areas where skin integrity is damaged (such as burns, blisters, incisions, wounds, active skin diseases, and/or infections).

Attention: The above safety precautions are not listed in detail. If you are unsure whether you can use this product, please consult a doctor or contact our company before making a decision.

scope of application

- Target audience: Suitable for individuals aged 18 and above (please refer to the contraindications section)
- Applicable areas: human face (avoid eyeballs, upper and lower eyelids, lips, throat, and neck lymphatic areas)

Expected usage environment: home environment

Working principle

Photodynamic

Convert electrical energy into controlled light energy of specific wavelengths for cosmetic purposes through luminescent devices. Mainly utilizing visible light to undergo photothermal, photochemical, and/or biological stimulation with human tissues, increasing cellular metabolism, slowing down cellular aging, increasing skin elasticity, and achieving skin tenderness.

Red light: effectively enhances cell activity, promotes collagen regeneration, reduces fine wrinkles, shrinks pores, increases skin elasticity, and improves skin dullness.

Infrared light: Deep heating activates cell regeneration at the root.

EMS microcurrent import technology

simulates microbial currents to mimic human bioelectricity, activating the vitality of skin cells at the bottom layer. Positive and negative ions are introduced in both directions to promote penetration, and the combined ingredients reach the dermis layer directly.

The multi frequency respiratory electric pulse hybrid technology simulates the brain nerve electrical signal, mobilizes the muscle to move actively, realizes the facial promotion of skin care products and essence penetration, and promotes the absorption of essence; Relaxing muscles, physical massage, and soothing facial muscles.


Product composition





① AMIRO Skin Lifting Device x1



② User Manual x1



③ Charging Cable x1



Normal Operating

Ambient Temperature: +5°C~+35°C

Relative Humidity: 15%~80% RH



Atmospheric Pressure: 70 kPa - 106 kPa

Product Parameters

Material Composition	Roller Electrode	Stainless Steel
	Device Housing	Aluminium Alloy

Product Name	AMIRO Electrical Stimulation Device For Skin Lifting In Skincare
Product Model	ABS004
Net Weight	≈103g
Dimensions	≈126mm x 50mm x 40mm
Battery Capacity	350mAh
Electrical Impulse Frequency	100Hz~1000Hz
Red Light Parameters	625nm±10nm
Infrared Light Parameters	855nm±10nm


Product Buttons and Functions



Power On/Off

Press the Switch & Serum Pump Button– the red lights turns on, and the device is ready for treatment.

**Short-press to power on
press and hold to power off**



When powered on, press and hold the Power/Dispense button for 2 seconds – the indicator light turns off and the device shuts down.




Powered on
(light illuminated)



Powered off
(light off)


Short-press the Power/Dispense button to dispense the serum.

**Press once to
dispense serum**





The use and replacement of secondary warehouses

Press the slot with your thumb and slide down to remove the serum cartridge holder..



Insert the twisted-open single-dose serum into the cartridge holder, align it with the catheter port, and insert it into the device.




Usage

After loading the single-dose serum and powering on, briefly press the [Power/Serum Pump Button] to dispense the serum, then roll the device over your face.



Battery Level & Charging Methods

Checking battery level during operation:



Sufficient battery	Low battery (<20%)
○ White light stays on	○ White light flashes


*When battery drops below 10%, the device will auto power off.

Charging instructions:

Before initial use, fully charge the device.

Charging time: 40 mins (varies by environment).

Battery life: Approx. 300 mins (varies by usage)



Pre-Use Preparatio

Unboxing Inspection

Remove the main unit and accessories from the packaging. Verify all items against the packing list. Retain packaging materials for future transport/storage.



Inspect the main unit and accessories for mechanical damage. Do not use if functional defects are observed; contact the agent or after-sales service immediately.

Charging

Fully charge the device before initial use

Skin Compatibility Test

To avoid adverse reactions (redness/itching/burning) from multi-frequency electrical pulses and light energy:






Clean inner forearm with soap, then dry thoroughly.

Power on the device and dispense single-dose serum onto the forearm.

If no skin abnormality occurs within 24 hours, proceed to normal use.

Precautions After Using Instruments



Device Maintenance:

After power off, detach the metal guide head. Clean with a damp cloth or rinse under water, then wipe dry.

WARNING:

Clean the device only with water. Do not use alcohol, alkaline detergents, nail polish remover, or other corrosive liquids.

Ensure the power rubber seal is fully closed before rinsing to prevent water ingress into the power port.

Product maintenance and upkeep

- Keep the instrument dry; Do not immerse the device or any of its components in water to avoid the risk of electric shock.
To avoid damage or loss of the instrument and its accessories, please store them properly after each use. Before storage, please make sure to clean the instrument first;
 - Please keep the instrument properly when not in use for a long time, store it in a dry, dark, and cool place, avoid contact with hard objects to prevent damage to the instrument;
 - Do not store the instrument and its accessories in a humid environment for a long time, as it may have adverse effects on the performance of the instrument;
 - If the instrument has not been used for a long time and needs to be used, please fully charge the instrument and check its status.
- Product troubleshooting

Malfunction and maintenance

Problem	Potential cause	Solution
Start failure	No power left	Charge fully before use
	End of battery life	Contact the manufacturer for repair or replacement
Automatic power off	No operation for more than 60 seconds	Restart the device
	No power left	Charge fully before use
Unable to charge	Incompatible adapter used	Use the officially recommended adapter
Tingling caused by current	Device not pressed against the skin	Press the device against the skin
Redness of skin after use	Caused by RF heat	Normally recovers soon afterwards, please seek medical attention if you don't recover or have other discomfort.

This appliance contains batteries that are non-replaceable.
The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
The battery is to be disposed of safely.

Warranty

1 year limited warranty

For more information about the consumer warranty benefits, please refer to AMIRO' s official website www.amirobeauty.com. Except as prohibited by laws or otherwise promised by AMIRO, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase. Under the consumer warranty, to the fullest extent permitted by law, AMIRO, will, at its discretion, repair, replace or refund your product. Normal wear and tear, force majeure, abuse or damage caused by the user's negligence or fault are not warranted. If in doubt please contact the relevant person as AMIRO may identify.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by AMIRO and/or were not duly acquired from AMIRO or a AMIRO' s official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, AMIRO invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

Manufacturer: Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.

Address: 25th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63, Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China.

For detailed e-manual, please go to www.amirobeauty.com.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

AMIRO 觅光

衷心感谢您购买AMIRO觅光的产品

- 为确保正确及安全使用,请您在使用产品前仔细阅读本说明书,并严格遵照说明书使用产品。
- 阅读后请妥善保管本说明书,以便日后参考。
- 如将产品转让给他人使用,请务必附上本说明书。


使用须知

尊敬的顾客,感谢您使用深圳市宗匠科技有限公司(以下简称“本公司”)的产品AMIRO 觅光-肌提美容仪。在您使用产品前,请您仔细阅读、理解及遵守本使用说明书的内容,以便能够正确、有效的使用本产品。您在使用过程中如有任何疑问,均可向本公司咨询,我们将竭诚为您服务。

声明

本公司仅在严格遵守下列全部操作时,才对设备的安全性、可靠性和功能负有一定的责任,除此之外本公司不负责任。

- 本机的调整和维修应有本公司制定的、受过专门培训和维护的人员来完成。
- 必要的电气设备和工作环境必须和国家标准、行业标准和说明书上的要求一致。
- 产品的使用、充电及存储等操作必须严格按照说明书执行。
- 请使用本公司提供的配件。



扫码添加您的
专属美肤顾问



0元入会

领取新人见面礼



购物折扣

全场购物享98折优惠



集空管享好礼

红光棒空管兑换福利



肌肤档案

领专属肌肤检测报告

产品及制造商信息

产品信息

产品名称: AMIRO 觅光 肌提美容仪

型号/规格: ABS004

产品制造信息

制造商: 深圳市宗匠科技有限公司

住所: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦25层

邮政编码: 518063

联系方式: 400 048 0888

售后服务单位: 深圳市宗匠科技有限公司

售后服务单位地址: 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区

联合总部大厦25层

安全使用说明

警告:提示可能导致使用者受到伤害或仪器损坏的操作

注意:提示附加说明以便更好的使用产品

警告:环境产生的风险

为防止您受伤或身体不适,及确保仪器的使用寿命,您在使用及贮存产品时,请确保环境为干燥、无易燃易爆物品,无强光直射,且温度适宜的室内。


- 请勿在靠近火源及易燃物品的区域使用、充电或贮存。
- 请勿在靠近强电波、强磁场、短波或微波的区域使用、充电或贮存,避免设备输出受到干扰而能量不稳定造成危险。
- 请勿在潮湿或有浸泡风险的环境使用、充电或贮存,避免漏电或故障。
- 请勿在腐蚀性环境(如硫化氢、二氧化硫、氨气、氮气、盐酸、硫酸等含量高的环境)使用、充电或贮存,避免主机及配件受到侵蚀。
- 请勿在温度变化大的(暖气、火锅、空调旁等)区域使用、充电或贮存,避免个体对温度感知出现差异造成风险。
- 请勿在倾斜、不稳定、震动的环境使用、充电或贮存,避免产品跌落或受到冲击。
- 使用本品时请避开污染物及废弃物,避免环境污染导致皮肤或身体不适。

警告:接触产生的风险


- 本产品直接接触皮肤,为个人使用产品,请勿与他人共用。如须多人使用或体验产品,请对电极头区域清洁后使用,避免造成交叉感染。
- 本品为面部使用,面部皮肤菌群丰富,使用前或使用结束后请及时清洁电极头,避免细菌滋生。
- 请勿用于非人体(例如宠物),否则易造成细菌/病毒交叉感染。

警告:进液防护的风险

- 请勿让任何液体进入主机及充电口,清洁后请及时擦干设备及贮存于干燥环境,避免因为进液导致短路、触电、起火。
 - 请勿在水源附近、浴室或沐浴时使用、充电或贮存,否则可能会导致触电、短路、起火。
 - 请勿将仪器任何部分浸入液体中,否则可能导致触电、短路、起火。
- 本产品底部充电口有防水塞设计,清洁时请确保防水塞安装到位,防止液体进入充电口,否则可能导致触电、短路、起火。



✔ 防水塞安装正确



✘ 防水塞未安装

⚠ 警告:不正确的使用区域及参数设置导致的风险

•请勿将本产品用于眼球及上下眼睑及唇部区域,避免因过量能量造成人体损伤。



警告:不正确的操作导致的风险

为保证效果及安全性,使用前请确保本产品各功能及部件完好。

- 请勿用于非美容目的。
- 请勿用作宠物护理,以免造成伤害。
- 请勿过度使用本产品或过度使用同类产品,避免造成身体不适及皮肤损害。
- 产品使用完成后或开机后不用时请及时关闭电源。
- 请在卸妆后使用本产品。
- 请勿长时间直视LED灯,否则可能令眼睛受到伤害。
- 请勿将导头贴于眼睑和眼球周围使用,否则可能令眼睛受到伤害。
- 使用美容仪时会因为个体皮肤知觉差异而感觉温度不同,属正常现象,请根据个人情况调节合适档位。
- 请勿长时间连续用于同一部位,避免造成皮肤损伤或不适。
- 请勿旁路或取消器具固有的安全装置。
- 如果不遵循使用说明,可能导致不良影响。

请勿用作本使用说明书以外的其他用途使用或进行以下操作,否则可能导致人身伤害或事故。

- 请勿将本产品与强磁、高频设备共同使用(如微波炉等)。
- 请勿在使用或充电时将本产品的电极片与金属接触,否则可能会导致产品故障、人身伤害。
- 请避免主机及底座摔跌或受到碰撞,否则可能会引起机件故障或因主机跌落导致砸伤。若仪器摔跌或碰撞已造成损坏时,请勿使用。
- 请勿在机器故障状态下使用,否则会对身体造成不良影响及构成危险。
- 请勿使用影响散热的物品包裹主机,如布料、毛毯等,避免因过热导致危险。
- 本产品内含细小部件,请将本产品放置于儿童无法触及的地方,避免误食或窒息风险。
- 拆卸包装后,请妥善处理塑料包装袋,避免儿童宠物玩耍引起窒息风险。
- 本产品使用、充电或贮存时请务必防止婴幼儿、精神患者触及,避免受伤。
- 不要旁路或取消器具固有的安全装置。
- 如不遵循使用说明,可能导致不良影响。

警告:电源的风险

- 请勿自行拆卸、维修和改造、损坏主机、充电线,请勿任意弯折、拉扯、扭拧电源线。
- 请勿在水中、浴室、洗脸台等高湿场所充电、使用或贮存;避免主机、充电线潮湿沾水导致触电、漏电。
- 请勿使用非原装的充电线。
- 本产品不含适配器,充电时请选择符合国家认证标准的实测输出功率不大于15W的适配器。
- 如果电源不稳定,可能会导致充电效率不稳定或导致仪器损坏。
- 请勿将本产品与其他电器并联或串联。如果采用多路并联等方式而超出额定范围,可能会导致火灾。
- 使用时如果停电,请停止充电、拔充电线并妥善放置主机。

- 请使用本产品配备的充电线,使用不符合要求的充电线易引起主机损坏或降低充电效率。
- 请勿使用未经认可的适配器,可能会引发安全风险(如超温、电击、漏电等)。

警告:被电击的风险

- 请勿在佩戴有金属饰品(如眼镜及隐形眼镜、耳环、项链、手表、戒指等)时使用。
- 为避免触电,请勿自行打开主机的外壳。
- 请勿湿手操作充电,请保持本产品及充电线、适配器为干燥状态。
- 当充电线插头插入适配器时,若充电线插头出现松动或者有损伤时,请勿使用。
- 请勿用湿手插拔充电线插头,否则可能导致触电。拔下充电线后,请将防水塞安装到位。
- 请勿使用未经认可的适配器,可能会引发安全风险(如超温、电击、漏电等)。
- 充电线破损时请联系制造商或经销商。

注意:不合理存放及降低使用寿命的风险

合理存放对本产品的正常使用很重要,需放置在安全的表面,同时要注意对电极头的保护。长时间不使用时,再次使用前请检查仪器是否能正常启动。

- 请勿将主机及充电线存放在儿童和婴幼儿或宠物的接触范围之内。
- 请勿对主机重压或拉扯充电线。
- 请勿放置在微波炉或高压容器中。
- 请勿将产品与配套部件置于曝晒区域。
- 请勿长时间留置充电线,使用完仪器清洁主机时,或停电、雷电等情况下,请务必断开电源。
- 使用前请确认电极头是否有破裂、变形、破损等情况,如有,请勿使用。
- 禁止将本产品浸入盛放液体的容器中。
- 请勿用酒精、稀释剂、汽油、洗甲水、柴油、卸妆水等溶剂擦拭或浸泡仪器。

注意:运输的风险

- 运输过程中,避免震荡,重物压覆。否则可能导致主机破损或故障。
- 转运时应妥善包装并小心轻放,避免跌落或重摔造成主机损坏。
- 运输时请勿淋雨或浸泡产品,否则可能导致短路或触电带来安全风险。

禁忌症及适用范围

具有以下任何一种情况者，请勿使用本产品，否则容易引发事故等问题：

- 患有甲状腺疾病及甲状腺异常等相关情况请勿使用，使用时请避开甲状腺区域
- 血压异常、心脏疾病患者、心脏功能障碍或者具有功能障碍倾向的人群。
- 患有感染性疾病、或出现发烧症状的人
- 患有出血性疾病或瘢痕体质人群。
- 知觉痛觉异常，无法表达自己意识或无法感知温度及刺激的人群。
- 正在进行牙齿或口腔治疗的人群请咨询医生后使用。
- 经期（激素不稳定，皮肤状态变化大）、怀孕或哺乳期间。
- 婴幼儿或18岁以下正处于发育期或青春期的。
- 使用部位内有金属植入物。
- 正在使用心脏起搏器等人体植入式医用电子仪器的人。
- 正在使用人造心肺机等用于维持生命的电子仪器的人。
- 正在使用心电描写器、输液器等穿戴型医用电子仪器的人。
- 现时或曾患有以下疾病，如癌症（特别是皮肤癌、癌前痣）、急性疾患、结核性疾病、发热性疾病、传染性疾病、血液疾病、内脏疾病、皮肤病、过敏性皮炎。
- 因免疫抑制性疾病而引起的免疫系统受损，如正在服用免疫抑制药物。
- 使用范围内曾置入整形永久填充物，或使用范围内曾植入临时皮下填充剂或肉毒杆菌素，请先咨询医生的意见。
- 使用范围内任何因热力刺激的疾病，如复发性单纯疱疹病毒。
- 过敏体质、过敏期肌肤。
- 身体处于疲劳过度状态、抱恙、酒后或正服用安眠药。
- 因长期服用类固醇、荷尔蒙等药物以及肝功能障碍而引起的毛细血管扩张。
- 患有皮肤病、遗传性皮炎、过敏性皮炎、疤痕体质或肌肤敏感脆弱的人。
- 外用异维A酸、果酸AHA、水杨酸(BHA)或者杜鹃花酸者禁用。服用镇静剂、局部阻滞剂或麻醉性止痛药期间禁止使用。服用阿司匹林药物、使用免疫抑制剂、服用异维A酸等药品期间禁用。
- 高度近视 (600度以上) 的人，请咨询医生。
- 请勿在皮肤完整性损坏的部位使用本器具(例如有灼伤、水泡、切口、伤口、活动性皮肤疾病、和/或感染等)。

注意：上述安全注意事项列举并不详尽。如果您不确定是否可以使用本产品，请咨询医生或联系本公司后再行决定。

适用范围

- 适用人群：适用于18岁以上人群（注意查看禁忌症相关内容）
- 适用部位：人体面部（眼球及上下眼睑及唇部以及喉管、颈部淋巴区域需避开）

预期使用环境

预期使用环境：家庭环境

工作原理

光动力

通过发光装置将电能转化为用于美容目的的特定波长的受控光能。主要利用可见光与人体组织发生光热作用、光化学作用和/或生物刺激作用,增加细胞代谢、减缓衰老,增加皮肤弹性,达到皮肤嫩化的作用。

- 红光:有效提高细胞活性,促进胶原蛋白再生,减淡细小皱纹,缩小毛孔,增加肌肤弹性,改善皮肤暗黄。
- 红外光:深层加热,根源激活细胞新生。

EMS微电流导入技术

仿微生物电流模拟人体生物电,激活肌肤底层细胞活力,正负极双向离子导入促渗,结合成分直达真皮层。

多频呼吸电脉冲混动技术,模拟大脑神经电信号,调动肌肉主动运动,实现面部促进护肤品及精华渗透,促进精华吸收;放松肌肉,物理按摩,舒缓表情肌肉的作用。


产品组成




① AMIRO觅光 肌提美容仪 x1



② 说明书x1



③ 充电线x1



正常工作条件

环境温度： $+5^{\circ}\text{C}\sim+35^{\circ}\text{C}$

相对湿度：15%-90%



大气压力：70KPa-106Kpa

产品参数

仪器材质 (接触人体部件)	电极片	不锈钢
	外壳	铝合金


产品名称	觅光肌提美容仪
产品型号	ABS004
产品模式	【水光模式】
机身重量	≈103g
机身尺寸	≈126mm x 50mm x 40mm
电池容量	350mAh
电脉冲频率	100Hz~1000Hz
红光参数	625nm±10nm
红外光参数	855nm±10nm

产品按键及功能



开关机


按压【开关机 / 泵液按键】，指示灯亮起，可进行护理；



开机状态下，再次长按【开关机 / 泵液按键】2 秒，指示灯熄灭，设备关机。




开机状态
(指示灯亮起)




关机状态
(指示灯熄灭)

短按【开关机 / 泵液按键】，可泵出次精华液。





次抛仓的使用和更换

拇指按住槽位，向下滑动取出次抛仓



将已扭开的次抛精华插入次抛仓，并对准导管插入




使用方法

装入次抛并开机后，短按【开关机/ 泵液按键】，泵出精华液后在脸部滚动。



电量及充电方式

开机状态下, 查看电量



电量充足	低电量状态 (低于20%)
○ 白灯长亮	○ 白灯闪烁


*当电量低于10%, 设备将自动关机。

产品充电方式

首次使用前, 请先将产品电量充满;

充电时间: 40分钟 (因充电环境不同, 充电时间有差异)

续航时间: 约300分钟 (因使用环境不同, 续航时间有差异)



首次使用前准备

检查

开箱检查:从包装盒内取出主机及其附件,安装箱清单清点附件,保存好相关包装材料以备后续运输、保存和查阅用。


检查主机和各附件是否完好,检查是否有任何机械性损坏,如有设备功能损坏的迹象,则不得使用,并及时与代理商或售后服务单位联系。

充电

首次使用前,请先将产品电量充满。

皮肤适应性检测

本产品多频呼吸电脉冲及光能作用于皮肤,为避免皮肤出现能量不适应的情况,请在初次使用前时进行皮肤适应性检测,操作步骤图示如下:



- 用香皂、沐浴露或洁面产品清洁手臂内侧,并用毛巾纸巾等擦干水分
- 开机后将次抛液泵于手臂内侧,如果 24 小时内皮肤没有出现泛红、瘙痒或发烫等异常情况,即可使用本产品。

护理完成



仪器保养：

关机后，可将金属导头拔下，用湿纸巾擦拭干净或冲水后擦拭。

注意：仪器仅可用清水冲洗，请勿用酒精、碱性洗涤剂、洗甲水等腐蚀性液体擦拭仪器，冲洗前需保证电源胶塞处于闭合状态，严防电源口进水。

注意：使用仪器需建立耐受，使用初期请勿搭配强功效型护肤品（例如酸/醇/美白类产品），避免因刺激导致皮肤不适，护理期间请严格防晒并保湿，过度日晒会导致皮肤敏感及光老化。

产品可搭配护肤品的选择

建议选用已在国家药品监督管理局医疗器械或化妆品系统备案的产品。

ICS 71.100.70
CCS Y42

团 体 标 准

T/GDCA 031—2023

适用于射频、微电流类家用美容仪的 精华

Essence for radio frequency and micro current household beauty care appliances

2023-09-13 发布

2023-10-13 实施

广东省化学品学会 发 布

产品维护与保养

- 保持仪器干燥;不要将设备或其任何部件浸在水中,以免有触电的危险。
- 为避免仪器及其附件损坏或遗失,请于每次使用后将仪器及附件妥善存放,存放之前,请务必先对仪器进行清洁处理;
- 长时间不使用仪器请妥善保管,存放于干燥、避光、阴凉处,避免与坚硬物体接触,以免损坏仪器;
- 切勿在潮湿环境长期存放仪器及其附件,否则可能会对仪器的性能造成不良的影响;
- 长时间未使用仪器,如需使用,请先将仪器充满电,并检查仪器状态。

产品故障排除

问题	推测原因	解答方案
无法启动设备	电池电量耗尽	充电完成后再进行使用
	电池寿命耗尽	联系厂家维修或者更换
设备自动关机	超过60秒无操作	重新开机启动
	电池电量耗尽	充电完成后再进行使用
无法充电	使用了不匹配的适配器	使用官方指定适配器
电流刺痛感	设备没有贴紧皮肤	请将设备贴紧皮肤
使用后皮肤轻微发红	能量渗透产生的现象	短期可恢复即正常现象,若未恢复或产生其他不适反应,请及时就医

主要安全特性及符号说明

主要安全特性

1) 产品使用电压范围: 5V $\approx$ 2A

图形、符号说明

符号	说明	符号	说明
	警告		直流电
	开/关机		向上
	易碎物品, 小心搬运		

废弃物处理声明

仪器废电池处理:

- 正常使用期间请勿自行更换电池;
- 电池漏液危害: 电池液具有强腐蚀性, 请勿直接接触皮肤或者衣物, 如有接触, 请立即用干布擦拭, 如有不适请及时就医;
- 废弃产品前, 必须将电池从产品中取出:
 - ① 拆除产品外壳;
 - ② 将内部电线拆除, 将电池取出
- 取出电池时, 产品必须关机且断电
- 电池应安全处置

保修与保修凭证

中国大陆地区

- 本公司为在中国大陆地区购买本产品的顾客提供1年的质保服务,质保期从收货之日(如无相反证据,电子交易以物流签收之日为准,实体交易以实物交付之日为准)起计算。

- 本公司遵循《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规。针对线下实体交易,所购产品在7日内(含)发生质量问题的,可凭发票或类似有效凭证联系销售商进行退换货;在15日内(含)发生质量问题的,可凭发票或类似有效凭证联系销售商进行换货。针对线上电子交易,顾客在收货之日起7日内可无理由退货,退货的商品应当完好,不影响二次销售。7天无理由退货的运费由顾客自行承担,因产品质量问题引起的退换货除外。

中国大陆以外的国家或地区

- 如您系在中国大陆以外的国家或地区购买此产品,产品的质保期限、退换货政策、维修等相关事宜将遵循该国家或地区的法律法规,具体事宜请联系所在地的授权经销商代为解决。

- 请您在购买该产品时索要发票等购机凭证并妥善保管,在质保期内,因不能出示发票或有效购机凭证而无法确定产品质保期限时,将以产品机身生产标贴上的生产日期作为质保期的起始时间。

- “Accompany Tech”与“深圳市宗匠科技有限公司”为同一公司的中英文名称。

请注意,保修期内以下情况将不能获得免费质保服务:

- 使用不当引起的人为损坏,如接入不适当电源、使用不适当配件、不依说明书使用、错误使用或因疏忽造成的损坏等;非经本公司授权或认可的维修或改装;其它因不可抗力(如自然灾害、电压异常等)造成的损坏等。

- 正常使用引起的产品老化、磨损等,但不影响产品的正常使用。

- 免费服务不包括需时常更换的易耗零配件及附件,如电源适配器等;免费服务不包括运输费等。

AMIRO

AMIRO スキンリフト美容器 取扱説明書

* AMIRO製品をご購入いただき、ありがとうございます。

取扱説明書に記載されている製品、付属品、
ユーザーインターフェース等の画像は
イメージ図としてご参考ください。

実物とは多少異なる場合がある可能性がありますので、
あらかじめご了承ください。

お客様の安全確保のため、
ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みの上、
正しくご使用ください。

本取扱説明書は必要な時にいつでもご覧頂ける場所に保管してください。

本製品は他人に譲渡する場合、必ず本取扱説明書も
一緒にお送られていただけますようお願いいたします。

製品及びメーカー情報

製品情報

製品名称: AMIRO スキンリフト美容器

モデル/仕様: ABS 004

製品製造情報

メーカー: 深セン市宗匠科技有限公司

住所: 深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ高新南十道63号高新区連合本部ビル25階

郵便番号: 518063

連絡先: 400 048 0888

アフターサービス会社: 深セン市宗匠科技有限公司

アフターサービス単位住所: 深セン市南山区粤海街道浜海コミュニティ高新南十道63号高新区連合本部ビル25階

安全な使用方法の説明

警告: 使用者が傷害を受けたり機器が破損したりする可能性のある操作を提示する

注: 製品をよりよく使用するための追加の説明を求める

⚠ 警告: 環境によるリスク

怪我や体調不良を防止し、機器の使用寿命を確保するために、製品を使用したり保管したりする際には、環境が乾燥していて、燃えやすい爆発物がなく、強い光が直射して


- 火元や燃えやすいものに近い場所では使用、充電、保管しないでください。
- 強い電波、強い磁場、短波、マイクロ波に近い領域では使用、充電、保存しないでください。機器の出力が干渉され、エネルギーが不安定になる危険を回避します。
- 漏電や故障を避けるために、湿気や浸漬のリスクがある環境で使用、充電、保管しないでください。
- 腐食性環境 (硫化水素、二酸化硫黄、アンモニア、窒素、塩酸、硫酸などの含有量が高い環境) で使用、充電、保管しないでください。本体及び部品が侵食されないようにしてください。
- 温度変化の大きい (暖房、鍋、エアコンのそばなど) 地域で使用、充電、保管しないでください。個人が温度感知に差が出るリスクを回避します。
- 製品が落下したり衝撃を受けたりしないように、傾斜、不安定、振動する環境で使用、充電、保管しないでください。
- 本製品を使用する際は、環境汚染による肌や体調不良を避けるために、汚染物や廃棄物を避けてください。

⚠ 警告: 接触によるリスク

- 本製品は直接皮膚に触れ、個人用に製品を使用するため、他人と共有しないでください。複数人で製品を使用したり体験したりする必要がある場合は、交差感染を避けるために、電極ヘッド領域を清潔にして使用してください。
- 本製品は顔面用であり、顔面皮膚菌群が豊富であり、使用前または使用終了後に直ちに電極ヘッドを洗浄し、細菌の繁殖を回避してください。
- 非ヒト (ペットなど) には使用しないでください。そうしないと、細菌/ウイルスの交差感染を起こしやすくなります。


⚠ 警告: 給液防護のリスク

- 液体が本体や充電口に入らないようにしてください。洗浄後は、液体注入による短絡、感電、発火を避けるために、設備を速やかに拭き取り、乾燥環境に保管してください。
 - 感電、短絡、発火の原因となる水源付近、浴室、入浴中に使用、充電、保管しないでください。
 - 感電、短絡、発火の原因となる機器の一部を液体に浸漬しないでください。
- 本製品の底部の充電口には防水プラグの設計があり、清掃時には防水プラグが設置されていることを確認し、液体が充電口に入るのを防止してください。そうしないと感電、短絡、発火の恐れがあります。



✓ 防水プラグの取り付けが正しい ✕ 防水プラグが取り付けられていない

⚠ 警告:ゾーンおよびパラメータ設定の不適切な使用によるリスク
•本製品を眼球及び上下眼瞼及び唇領域に使用しないでください。過剰なエネルギーによる人体損傷を避けてください。



警告:不正な操作によるリスク

効果と安全性を保証するために、使用前に本製品の各機能と部品が完全であることを確認してください。

- 非美容目的では使用しないでください。
- ダメージを与えないようにペットケアとして使用しないでください。
- 本製品を過度に使用したり、同製品を過度に使用したりしないでください。体調不良や皮膚障害の原因にならないようにしてください。• 製品の使用が完了した後、または電源を入れてから使用しない場合は、速やかに電源を切ってください。
- クレンジング後に使用してください。
- LEDライトを長時間直視しないでください。目が傷つく可能性があります。
- まぶたや眼球の周りにガイドを当てて使用しないでください。そうしないと、目が傷つく可能性があります。
- 美容器を使用する場合、個人の皮膚知覚差によって感覚温度が異なり、正常な現象であるため、個人の状況に応じて適切な位置を調節してください。
- 皮膚の損傷や不快感を与えないように、同じ部位に長時間連続的に使用しないでください。
- 器具固有の安全装置をバイパスしたり、取り消さないでください。
- 使用説明に従わないと、悪影響を与える可能性があります。

本取扱説明書以外の用途で使用したり、以下の操作をしたりしないでください。人身傷害や事故の原因になります。

- 本製品を強磁性、高周波デバイス(電子レンジなど)と併用しないでください。
- 使用中または充電中に本製品の電極シートを金属に接触させないでください。製品の故障、人身傷害の原因になります。
- 本体およびベースが落下したり、衝突したりしないようにしてください。そうしないと、部品の故障や本体の落下による損傷を引き起こす可能性があります。機器が転倒したり、衝突したりして破損した場合は、使用しないでください。
- 機器の故障状態では使用しないでください。そうしないと、身体に悪影響を与え、危険になります。
- 過熱による危険を回避するために、生地、毛布などの放熱に影響する物品を使用して本体を包まないでください。
- 本製品には細かい部品が含まれています。誤飲や窒息のリスクを回避するために、本製品を子供の手の届かない場所に置いてください。
- 包装を取り外した後、子供のペットの遊びによる窒息リスクを回避するために、ビニール袋を適切に処理してください。
- 本製品の使用、充電、保管時には、乳幼児、精神患者の接触を防止し、けがをしないようにしてください。
- 器具固有の安全装置をバイパスしたり、取り消さない。
- 使用説明に従わないと、悪影響を与える可能性があります。

警告:電源のリスク

- 本体、充電ケーブルを分解、修理、改造、破損しないでください。電源ケーブルを曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 水、浴室、洗面台などの高温場所で充電、使用、保管しないでください。本体、充電ケーブルの湿気による水濡れによる感電、漏電を避ける。
- オリジナルではない充電ケーブルは使用しないでください。
- 本製品にはアダプタが含まれていません。充電時には、国家認証基準に準拠した実測出力15 W以下のアダプタを選択してください。
- 電源が安定していないと、充電効率が不安定になったり、機器が破損したりする可能性があります。
- 本製品を他の電気機器と並列または直列に接続しないでください。定格範囲を超えて多重並列などを採用すると、火災の原因になる可能性があります。
- 使用中に停電した場合は、充電を停止し、電線を抜き取り、本体を適切に設置してください。
- 本製品に搭載されている充電ケーブルを使用してください。要件を満たしていない充電ケーブルを使用すると、本体が破損したり、充電効率が低下したりします。
- 認可されていないアダプタを使用しないでください。オーバーヒート、電撃、漏電などのセキュリティリスクが発生する可能性があります。

警告:感電されるリスク

- 眼鏡やコンタクトレンズ、イヤリング、ネックレス、時計、指輪などの金属アクセサリーを着用している場合は使用しないでください。

- 感電を避けるために、本体の筐体を自分で開けないでください。
- 濡れた手で操作して充電しないでください。本製品と充電ケーブル、アダプターを乾燥した状態にしてください。
- 充電ケーブルプラグをアダプタに差し込むとき、充電ケーブルプラグに緩みや損傷がある場合は使用しないでください。
- 濡れた手で充電ケーブルのプラグを挿抜しないでください。感電の原因になります。充電ケーブルを外したら、防水プラグを所定の位置に取り付けてください。
- 認可されていないアダプタを使用しないでください。温度超過、電気ショック、漏電などのセキュリティリスクが発生する可能性があります。
- 充電ケーブルが破損した場合はメーカーやディーラーに連絡してください。

注意:不合理な保管及び寿命低下のリスク

合理的な保管は本製品の正常な使用にとって重要であり、安全な表面に置く必要があります。同時に電極ヘッドの保護に注意しなければならない。長時間使用しない場合は、再度使用する前に機器が正常に起動するかどうかを確認してください。

- 本体や充電ケーブルを子供や乳幼児やペットとの接触範囲内に保管しないでください。
- 本体に重圧をかけたり、充電ケーブルを引っ張ったりしないでください。
- 電子レンジや高圧容器に入れないでください。
- 製品と付属部品を露光領域に置かないでください。
- 充電ケーブルを長時間放置しないでください。機器を使用して本体を掃除したとき、停電、雷などの場合は、必ず電源を切ってください。
- 使用前に電極チップに破裂、変形、破損などがないか確認し、ある場合は使用しないでください。
- 液体を入れる容器に本製品を浸漬することを禁止する。
- アルコール、希釈剤、ガソリン、洗甲水、ディーゼルオイル、クレンジング水などの溶剤で機器を拭き取ったり浸したりしないでください。

注意:輸送のリスク

- 輸送中、振動、重量物の圧着を避ける。ホストが破損したり、故障したりする可能性があります。
- 輸送時には、落下や転倒による本体の損傷を避けるために、適切に包装し、取り扱いに注意してください。
- 輸送時に雨に濡れたり製品に浸したりしないでください。ショートや感電による安全リスクがあります。

禁忌症及び適用範囲

次のいずれかの状況にある場合は、本製品を使用しないでください。そうしないと、事故などの問題が発生しやすくなります。

- 甲状腺疾患や甲状腺異常などに関連する場合は使用せず、甲状腺領域・血圧異常、心臓疾患患者、心臓機能障害または機能障害の傾向がある人を避けて使用してください。
- 感染性疾患を患っている、または発熱症状がある人
- 出血性疾患または癰痕体質の人。
- 知覚痛覚異常、自分の意識を表現できない、または温度や刺激を感知できない人。
- 歯や口腔治療を行っている人は医師に相談して使用してください。
- 月経期（ホルモン不安定、皮膚状態変化大）、妊娠中または授乳中。
- 乳幼児または18歳未満の発育期または思春期の人。
- 使用部位内に金属インプラントがある。
- ペースメーカーなどのヒトインプラント型医療用電子機器を使用している人。
- 人工心肺機など生命維持のための電子機器を使用している人。
- 心電描写器、輸液器などの着用型医療用電子機器を使用している人。
- 現在、または癌（特に皮膚癌、癌前あざ）、急性疾患、結核性疾患、発熱性疾患、伝染性疾患、血液疾患、内臓疾患、皮膚病、アトピー性皮膚炎などの疾患を患っている。
- 免疫抑制薬を服用しているなど、免疫抑制性疾患による免疫系の損傷。
- 使用範囲内に整形永久充填物を入れたことがあるか、使用範囲内に一時皮下充填剤やボツリヌス菌を入れたことがあるので、まず医師の意見を聞いてください。
- 再発性単純ヘルペスウイルスなどの熱刺激による疾患を使用する。
- アレルギー体質、アレルギー期の肌。
- 疲労過多の状態、体調、飲酒、または睡眠薬を服用している。
- ステロイド、ホルモンなどの薬物の長期服用及び肝機能障害による毛細血管拡張。
- 皮膚病、遺伝性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、ケロイド体質、または皮膚が敏感で弱い人。
- イソ次元AHA、果実酸AHA、サリチル酸（BHA）またはツツジ酸の外用者は使用禁止。鎮静剤、局所遮断剤または麻酔性鎮痛薬を服用している間は使用を禁止します。アスピリン薬の服用、免疫抑制剤の使用、イソビスA酸などの薬品の服用期間は禁止されている。
- 高度近視（600度以上）の人は、医師に相談してください。
- 皮膚の完全性が損なわれた部位（例えば、火傷、水ぶくれ、切り口、傷口、活動性皮膚疾患、および／または感染など）では使用しないでください。

注意：上記の安全上の注意事項の列挙は詳細ではありません。本製品を使用できるかどうかかわからない場合は、医師に相談するか、当社に連絡してから決定してください。

適用範囲

- 適用人群：18歳以上の人に適用（禁断症関連を注意）
- 適用部位：人体顔面（眼球及び上下眼瞼及び唇並びに喉頭管、頸部リンパ領域は避けること）

予想される使用環境：家庭環境

動作原理

こうりよく

発光装置によって電気エネルギーを美容目的の特定の波長の制御された光エネルギーに変換する。主に可視光と人体組織の光熱作用、光化学作用及び/又は生物刺激作用を利用し、細胞の代謝を増加し、細胞の老化を緩和し、皮膚の弾力性を増加し、皮膚の軟化作用を達成する。

- 赤色光:効果的に細胞活性を高め、コラーゲンの再生を促進し、細かいしわを減らし、毛穴を縮小し、肌の弾力性を増加し、肌の暗い黄色を改善する。

- 赤外光:深層加熱、根源活性化細胞新生。

EMSマイクロ電流導入技術

は微生物電流を模倣して人体の生物電気をシミュレーションし、皮膚底部細胞の活力を活性化させ、正負極双方向イオン導入により浸透を促進し、結合成分は真皮層に直行する。

多周波呼吸電気パルスハイブリッド技術、大脳神経電気信号をシミュレーションし、筋肉の能動運動を引き出し、顔のスキンケア用品と精華の浸透を促進し、精華の吸収を促進することを実現する、筋肉をほぐし、物理的にマッサージし、表情筋の働きを緩やかにする。


製品構成




① AMIRO スキンリフト美容器X 1



② 取扱説明書 X1



③ 充電ケーブルX1



正常動作環境条件

環境温度: +5°C~+35°C

相対湿度: 15%~90%



大気圧: 70kPa~106kPa

製品スペック

本体材質 (人体接触部)	電極板	ステンレス鋼
	外装	アルミニウム合金

製品名	AMIRO スキンリフト美容器
型番	ABS004
本体重量	≈103g
外形寸法	≈126mm x 50mm x 40mm
バッテリー容量	350mAh
電気パルス周波数	100Hz~1000Hz
赤色光パラメータ	625nm±10nm
赤外光パラメータ	855nm±10nm


製品ボタンと機能一覧



電源オン / オフ & 液ポンプ操作

電源ボタン短押し: インジケータ点灯と同時に起動し、ケア可能状態に移行

・短押しによる起動:
1回短く押すと電源が入る(イン
ジケータ点灯)




長押しによる停止:

作動中に電源ボタンを2秒間長押し→ インジケータ消灯・電源オフ




作動中状態:
インジケータ点灯中



停止状態:
インジケータ消灯中


単回押印による液排出: 作動中に電源ボ

タンを短く1回押すごとに、シン
グルドース美容液がポンプ排
出される





セカンダリホッパの使用と交換

親指でスロットを押さえ、下にスライドさせて使い捨てエッセンスホルダーを取り外します。




ねじり切った使い捨てエッセンスをエッセンスホルダーに挿入し、カテーテルに合わせて装置に差し込んでください。




使用方法

使い捨てエッセンスを装着し電源を入れた後、【電源/エッセンスポンプボタン】を短く押し、エッセンスを排出したら、顔にローラーを転がします。



電池残量と充電方法

動作中の電池確認:



十分な残量	低バッテリー (20%未満)
○ 白ライト点灯	○ 白ライト点滅


*電池残量が10%を下回ると、自動的に電源が切れます。

充電手順:

初回使用前は完全充電してください。

充電時間: 40分 (環境により異なる)。

連続使用時間: 約300分 (使用環境により異なる)。



初回使用前の準備

開封検査

包装箱から本体及び付属品を取り出し、同梱リストと照合してください。輸送・保管用に包装資材は保持してください。

本体・付属品の機械的損傷を確認してください。機能障害の兆候がある場合は使用を中止し、代理店またはアフターサービスへ連絡してください。

充電

初回使用前に製品の充電を完了してください。

皮膚適合性テスト

多周波電気パルス・光エネルギーによる皮膚トラブル（赤み / かゆみ / 熱感）を防ぐため：






石鹸で腕内側を洗浄し、水分を拭き取ってください。

電源を入れ、シングルドース液を腕内側に塗布してください。

24 時間以内に皮膚異常が発生しない場合、通常使用可能です。

機器使用後の注意事項



機器メンテナンス

電源オフ後、金属ガイドヘッドを外し、湿らせたティッシュで拭くか水洗い後に乾拭きしてください。

警告:

機器は水のみで洗浄可能です。アルコール・アルカリ洗剤・除光液などの腐食性液体は使用禁止。

水洗い前には電源ゴム栓が完全に閉じていることを確認し、電源ポートの浸水を厳防してください。

スキンケア注意点

使用初期は肌を徐々に慣らす必要があります。高刺激性製品(酸類/アルコール類/美白剤など)との併用を避け、皮膚トラブルを防止。

注記:

施療中は厳重な日焼け対策と保湿が必須です。過度な紫外線曝露は皮膚過敏症や光老化を招きます。

製品のメンテナンスとメンテナンス

- 機器の乾燥を維持する、感電の危険がないように、設備やその部品を水に浸してはいけません。
- 機器とその付属品の損傷や紛失を避けるために、毎回使用後に機器と付属品を適切に保管してください。保管する前に、必ず機器を清潔に処理してください。
- 長い間機器を使用しない場合は、機器を損傷しないように、乾燥、光避け、日陰に保管し、硬い物体との接触を避けてください。
- 湿気のある環境に機器とその付属品を長期保管しないでください。そうしないと、機器の性能に悪影響を与える可能性があります。
- 長い間機器を使用していません。使用する場合は、まず機器を充電し、機器の状態を確認してください。

製品のトラブルシューティング

故障	可能な原因	解決方法
電源が入らない	電池残量が切れています	充電が完了してから利用してください。
	バッテリーの寿命が切れている	メーカーに連絡して修理または交換のご依頼をお願い致します。
機器の自動シャットダウン	60秒以上操作していません	再起動してください。
	電池残量が切れています	充電が完了してから利用してください。
充電できない	互換性のないアダプター使用	公式推奨アダプターを使用する
電流のビリビリ感があります。	美顔器が皮膚に密着していません	美顔器を皮膚に密着させるようにしてください
使用後に肌が赤くなります	RFの温熱に起因する現象です	すぐに回復できれば正常現象ですが、回復しない場合やその他の不快な反応がある場合は、医師の診察を受けてください。

このアプライアンスには、交換できない電池が含まれています。
廃棄する前に、バッテリーをアプライアンスから取り外す必要があります。
バッテリーを取り外すときは、アプライアンスを主電源から切断する必要があります。
バッテリーは安全に廃棄してください。

品質保証条項

1年間保証

品質保証の詳細については、AMIRO公式サイトwww.amirobeauty.comへご案内いたします。法律で禁止されている場合やAMIROが別途に約束した場合を除き、アフターサービスの対応は初回ご購入頂いた国や地域に限定されております。消費者保証に基づき、関連法律上で許される最大範囲にAMIROが製品の修理、交換或は返金を独自の判断で行えます。エンドユーザー様の不正使用等による製品損耗や破損は保証対象外とさせていただきます。不明点やご質問があれば、AMIROのアフターサービス部署へご連絡ください。

正規輸入品、正規製造品、正規販売ルート以外ご購入いただいた製品は、保証対象外とさせていただきます。適用される法律に従い、お客様は製品を販売した非正規の小売業者からも保証対応を受けることが可能な場合がございますので、ご購入された販売店へ先にご連絡をお願い致します。

製造元：深セン市宗匠科技有限公司

住所：深セン市南山区粤海街道濱海社区高新南十道63号高新区聯合總部ビル26階

製品の取扱説明書の電子版は弊社公式サイトwww.amirobeauty.comをご覧ください。

AMIRO

AMIRO 피부 리프팅 디바이스 설명서

*AMIRO 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
설명서에 포함된 제품, 부품, 사용자 화면 등의
안내도는
참고용입니다. 실물을 기준으로 하십시오.

사용 전 안전을 위하여 반드시 사용 설명서를 읽어주시고,
향후 참고할 수 있도록 적절한 곳에 보관하십시오.
본 제품을 다른 사람에게 양도할 경우에도 사용 설명서를 제품과 함께 동봉해
주십시오.

제품 및 제조업체 정보

제품 정보

제품 이름: AMIRO Mink 리프팅 미용기

모델 / 사양: ABS004

제품 제조 정보

제조업체: 심천시종장과학기술유한공사

주소: 심수시 남산구 광동해가두 빈해지역사회 고신남10도 63호 고신구연합본부빌딩 25층

우편 번호: 518063

연락처: 400 048 0888

애프터서비스단위: 심수시종장과학기술유한회사

애프터서비스단위 주소: 심수시 남산구 월해가두 빈해지역사회 고신남10도 63호 고신구연합본부빌딩 25층

보안 사용 지침

경고: 사용자가 다치거나 기기가 손상될 수 있는 동작을 알려줍니다

참고: 제품 사용을 향상시키기 위한 추가 지침 제시

⚠ 경고: 환경 위험

당신이 다치거나 몸이 불편함을 방지하고 기기의 사용 수명을 확보하기 위해서, 당신이 제품을 사용하고 저장할 때, 환경이 건조하고 인화성, 폭발성 물질이 없으며, 강한 빛의 직사가 없으며, 온도가 적당한 실내인지 확인하십시오.

- 화원 및 인화성 물질과 가까운 지역에서 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오.
- 강한 전파, 강한 자기장, 단파 또는 마이크로파와 가까운 지역에서 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오. 장치의 출력이 방해되어 에너지가 불안정하여 위험을 초래하지 않도록 하십시오.
- 축축하거나 침수 위험이 있는 환경에서 누전이나 고장을 방지하기 위해 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오.
- 부식성 환경 (예: 황화수소, 이산화황, 암모니아, 질소, 염산, 황산 등 함량이 높은 환경)에서 본체 및 부품이 침식되지 않도록 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오.
- 온도 변화가 큰 (난방, 사브사브, 에어컨 옆 등) 구역에서 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오. 개체가 온도 감지에 차이가 날 위험이 없습니다.
- 제품이 떨어지거나 충격을 받지 않도록 기울기, 불안정, 진동 환경에서 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오.
- 본 제품을 사용할 때에는 오염물 및 폐기물을 피하여 환경오염으로 피부나 몸이 불편하지 않도록 하십시오.


⚠ 경고: 접촉 위험

- 본 제품은 피부에 직접 접촉하여 개인을 위해 제품을 사용하고 타인과 함께 사용하지 마십시오. 만약 여러 사람이 제품을 사용하거나 체험해야 한다면 전극머리구역을 청결한 후 사용하여 교차감염을 초래하지 않도록 해야 한다.
- 본 제품은 얼굴용으로 얼굴 피부에 균균이 풍부하므로 사용 전 또는 사용 종료 후 즉시 전극머리를 청결하여 세균이 자생하지 않도록 하십시오.
- 애완동물과 같은 비인체에 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 세균/바이러스의 교차 감염을 초래하기 쉽습니다.


⚠ 경고: 액체 유입 방지 위험

- 어떠한 액체도 본체 및 충전구에 들어가지 않도록 하고, 청결 후 즉시 설비를 닦고 건조한 환경에 저장하여 액체 유입으로 인한 합선, 감전, 화재가 발생하지 않도록 하십시오.
- 수원 근처, 욕실 또는 목욕 시 사용, 충전 또는 저장하지 마십시오. 그렇지 않으면 감전, 합선, 화재가 발생할 수 있습니다.
- 기기의 일부를 액체에 담그지 마십시오. 그렇지 않으면 감전, 합선, 화재가 발생할 수 있습니다.

본 제품의 하단 충전구는 방수 플러그 설계가 있습니다. 청결 시 방수 플러그가 제대로 설치되어 액체가 충전구에 들어가는 것을 방지하십시오. 그렇지 않으면 감전, 합선, 화재를 초래할 수 있습니다.



✔ 방수 마감 설치가 정확하다.



✘ 방수 플러그 미설치



경고: 잘못된 사용 영역 및 매개변수 설정으로 인한 위험

· 이 제품을 안구 및 상하 눈꺼풀 및 입술 부위에 사용하지 마십시오. 과도한 에너지로 인한 인체 손상을 피하십시오.



안구 및 상하 눈꺼풀 및 입술 부위는 본 제품을 사용하지 마십시오.



안구 및 상하 눈꺼풀 및 입술 부위는 본 제품을 사용하지 마십시오.

경고: 잘못된 작업으로 인한 위험

효과와 안전성을 보장하기 위하여 사용하기 전에 본 제품의 각 기능과 부품이 완전한지 확인하시기 바랍니다.

- 비마음 목적으로 사용하지 마십시오.
- 상처를 입지 않도록 애완동물 관리용으로 사용하지 마십시오.
- 신체적 불편 및 피부 손상을 방지하기 위해 본 제품을 과도하게 사용하거나 동급 제품을 과도하게 사용하지 마십시오. · 제품을 사용한 후 또는 전원을 켜 후 사용하지 않을 경우 전원을 끄십시오.
- 클렌징 후에 이 제품을 사용하십시오.
- LED 조명을 장시간 직시하지 마십시오. 그렇지 않으면 눈이 손상될 수 있습니다.
- 눈꺼풀과 안구 주위에 도두를 붙이지 마십시오. 그렇지 않으면 눈에 상처를 줄 수 있습니다.
- 미용기기를 사용할 때 개인별 피부 지각 차이로 인해 온도가 다르게 느껴지는 것은 정상적인 현상이므로 개인 상황에 따라 적합한 기어를 조절하십시오.
- 같은 부위에 장시간 연속적으로 사용하지 마십시오. 피부 손상이나 불편함을 방지하십시오.
- 기구의 고유한 안전장치를 우회하거나 제거하지 마십시오.
- 사용 지침을 따르지 않으면 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

본 사용 설명서 이외의 다른 용도로 사용하거나 다음과 같은 조작을 하지 마십시오. 그렇지 않으면 신체상해나 사고를 초래할 수 있습니다.

- 이 제품을 전자기렌지 등의 강한 자기, 고주파 장치와 함께 사용하지 마십시오.
- 제품을 사용하거나 충전할 때 이 제품의 전극편을 금속과 접촉하지 마십시오. 그렇지 않으면 제품의 고장, 신체상해를 초래할 수 있습니다.
- 본체와 받침대가 떨어지거나 충돌하는 것을 피하십시오. 그렇지 않으면 부품 고장을 일으키거나 본체가 떨어져 다칠 수 있습니다. 만약 기구가 넘어지거나 충돌하여 이미 손상을 초래한 경우에는 사용하지 마십시오.
- 기계 고장 상태에서 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 신체에 나쁜 영향을 미치고 위험이 될 수 있습니다.
- 발열에 영향을 주는 물품으로 본체, 예를 들어 옷감, 담요 등을 감싸지 마십시오. 과열로 인한 위험을 피하십시오.
- 이 제품에는 작은 부품이 포함되어 있으므로 어린이가 접근할 수 없는 곳에 제품을 배치하여 오식이나 질식 위험을 방지하십시오.
- 포장을 해체한 후 비닐봉지를 잘 처리하여 어린이가 애완동물이 놀다가 질식할 위험이 없도록 하십시오.
- 본 제품은 사용, 충전 또는 저장 시 반드시 영유아, 정신병자의 접촉을 방지하고 부상을 피하십시오.
- 기구의 고유한 안전장치를 우회하거나 제거하지 마십시오.
- 사용 지침을 따르지 않으면 좋지 않은 영향을 미칠 수 있습니다.

경고: 전원 공급 장치의 위험

· 본체, 충전 케이블을 직접 분리, 수리 및 개조하거나 손상시키지 마십시오. 전원 코드를 구부리거나 당기거나 비틀지 마십시오.

- 물속, 욕실, 세면대 등 고습한 장소에서 충전, 사용 또는 저장하지 마십시오. 본체, 충전선이 습하고 물에 젖어 감전, 누전을 초래하지 않도록 해야 한다.
- 원본이 아닌 충전선을 사용하지 마십시오.
- 이 제품에는 어댑터가 포함되어 있지 않으므로 충전할 때 국가 인증 표준에 부합하는 실측 출력이 15W 미만인 어댑터를 선택하십시오.
- 전원이 불안정하면 충전 효율이 불안정하거나 기기가 손상될 수 있습니다.
- 이 제품을 다른 가전제품과 병렬 또는 직렬로 연결하지 마십시오. 멀티플렉싱 등으로 정격 범위를 벗어나면 화재가 발생할 수 있다.
- 사용 시 정전이 발생하면 충전을 중지하고 와이어를 뽑고 본체를 적절하게 배치합니다.
- 이 제품에 장착된 충전 케이블을 사용하십시오. 부적합한 충전 케이블을 사용하면 본체가 손상되거나 충전 효율이 떨어지기 쉽습니다.
- 인증되지 않은 어댑터를 사용하지 마십시오. 과온, 전기 충격, 누전 등의 보안 위험이 발생할 수 있습니다.

경고: 충격 위험

- 금속 액세서리 (예: 안경 및 콘택트렌즈, 귀걸이, 목걸이, 시계, 반지 등) 를 착용할 때 사용하지 마십시오.
- 감전을 방지하기 위해 호스트의 셀을 직접 열지 마십시오.
- 손을 적시고 충전을 조작하지 마십시오. 본 제품 및 충전선, 어댑터를 건조한 상태로 유지하십시오.

- 충전기 플러그가 어댑터에 꽂혔을 때 충전기 플러그가 느슨해지거나 손상된 경우 사용하지 마십시오.
 - 젖은 손으로 충전기 플러그를 뽑지 마십시오. 그렇지 않으면 감전될 수 있습니다.
- 충전선을 뽑은 후 방수 플러그를 제자리에 설치하세요.
- 인증되지 않은 어댑터를 사용하지 마십시오. 과온, 전기 충격, 누전 등의 보안 위험이 발생할 수 있습니다.
 - 충전 전선이 파손된 경우 제조업체 또는 대리점에 문의하십시오.

참고: 불합리한 보관 및 수명 감소 위험

합리적인 보관은 본 제품의 정상적인 사용에 매우 중요하므로 안전한 표면에 놓아야 하며, 동시에 전극 헤드에 대한 보호에 주의해야 한다. 장시간 사용하지 않을 경우, 다시 사용하기 전에 기기가 정상적으로 작동하는지 확인하십시오.

- 어린이와 유아 또는 애완동물의 접촉 범위 내에 본체와 충전선을 보관하지 마십시오.
- 본체를 다시 누르거나 충전선을 당기지 마십시오.
- 전자레인지나 고압 용기에 두지 마십시오.
- 제품 및 부품을 노출 영역에 두지 마십시오.
- 충전선을 오래 두지 마십시오. 기기를 사용하여 본체를 청소할 때나 정전, 천동번개 등의 경우 반드시 전원을 끊으십시오.
- 사용 전 전극 헤드의 파열, 변형, 파손 여부 등을 확인하고, 있을 경우 사용하지 마십시오.
- 액체를 담은 용기에 본 제품을 담그는 것을 금지합니다.
- 알코올, 희석제, 휘발유, 세갑수, 디젤, 클렌징 워터 등 용제로 기기를 닦거나 담그지 마십시오.

참고: 운송 위험

- 운송 과정에서 진동을 피하고 무거운 물건이 덮인다. 그렇지 않으면 호스트가 손상되거나 장애가 발생할 수 있습니다.
- 운반 시 포장을 잘 하고 조심해서 가볍게 놓아 떨어지거나 심하게 넘어져 본체가 손상되지 않도록 해야 한다.
- 제품을 운송할 때 비를 맞거나 물에 담그지 마십시오. 그렇지 않으면 합선이나 감전으로 인한 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

금기증 및 적용 범위

다음 중 하나라도 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 사고와 같은 문제가 발생하기 쉽습니다.

- 갑상선 질환 및 갑상선 이상 등과 관련된 경우에는 사용하지 말고 갑상선 영역 · 혈압 이상, 심승 질환자, 심장 기능 장애 또는 기능 장애 경향이 있는 사람은 피하십시오.
- 감염성 질환이 있거나 발열 증상이 있는 사람
- 출혈성 질환이나 흉터 체질이 있는 사람.
- 지각통각이 이상해 자신의 의식을 표현하지 못하거나 온도와 자극을 감지하지 못하는 사람들.
- 치아 또는 구강치료 중인 분들은 의사와 상담하여 사용하지하기 바랍니다.
- 생리 기간 (호르몬이 불안정하고 피부 상태 변화가 크다), 임신 또는 수유 기간.
- 영유아나 18세 이하의 발달기나 사춘기에 있는 사람.
- 사용 부위 내에 금속 삽입물이 있다.
- 심장박동기 등 인체 이식식 의료용 전자기기를 사용하고 있는 사람.
- 인공심폐기 등 생명유지용 전자기기를 사용하고 있는 사람.
- 심전도사기, 수액기 등 착용형 의료용 전자기기를 사용하고 있는 사람.
- 현재 또는 암(특히 피부암, 암 전짐), 급성질환, 결핵성질환, 발열성질환, 전염성질환, 혈액질환, 내장질환, 피부질환, 아토피피부염 등 다음과 같은 질병을 앓은 적이 있다.
- 면역 억제 약물을 복용하는 것과 같은 면역 억제 질환으로 인한 면역 체계 손상.
- 사용 범위 내에 성형 영구 충전재를 설치한 적이 있거나, 사용 범위 내에 임시 피하 충전제나 보톡스를 이식한 적이 있으면 먼저 의사의 의견을 문의하십시오.
- 재발성 단순포진 바이러스와 같은 열로 자극된 모든 질병을 사용합니다.
- 알레르기 체질, 알레르기 피부.
- 몸이 과로한 상태, 병, 음주 후 또는 수면제를 복용하고 있다.
- 스테로이드, 호르몬 등의 약물 장기 복용 및 간 기능 장애로 인한 모세혈관 확장.
- 아토피, 아토피, 아토피, 흉터 체질 또는 피부에 민감하고 취약한 사람.
- 외용 이비A산, 과산 AHA, 살리실산(BHA) 또는 철쭉산을 사용하는 사람은 금지한다.

진정제, 국소저해제, 마취성 진통제를 복용하는 동안에는 사용을 금지한다.아스피린제 복용, 면역억제제 사용, 이소플라본 등 약물 복용 기간에는 금지된다.

- 고도근시(600도 이상)인 사람은 의사와 상담하십시오.
- 피부 무결성이 손상된 부위에 이 기구를 사용하지 마십시오 (예: 화상, 물집, 절개, 상처, 활동성 피부 질환, 및/또는 감염 등).

참고: 위의 안전 고려 사항 목록은 상세하지 않습니다.이 제품을 사용할 수 있는지 확실하지 않으면 의사에게 문의하거나 본사에 연락한 후 결정하십시오.

적용 범위

- 해당군: 18세 이상에 적용(금기증 관련 내용 주의)
- 적용 부위: 인체 얼굴(안구 및 상하 눈꺼풀 및 입술 및 후두관, 목 림프 구역은 피해야 함)

예상 사용 환경: 가정 환경

작동 원리

광동력

발광 장치를 통해 전기에너지를 미용 목적에 사용되는 특정 파장의 제어된 광에너지로 전환시킨다.주로 가시광선을 이용하여 인체조직과 광열작용, 광화학작용과/또는 생물자극작용을 발생시켜 세포의 대신진대사를 증가시키고 포도당을 낮추며 피부의 탄력을 증가시켜 피부의 연화작용을 달성한다.

· 적색광: 세포의 활성을 높이고 콜라겐 재생을 촉진하며 미세한 주름을 줄이고 모공을 축소하며 피부의 탄력을 높이고 피부의 암황을 개선한다.

- 적외선: 심층 가열, 근원 활성화 세포 신생.

EMS 마이크로전류 도입 기술은

미생물 전류를 모방하여 인체 생물 전기를 시뮬레이션하여 피부 하부 세포의 활력을 활성화하고, 양음극 양방향 이온 도입으로 침투를 촉진하며, 결합 성분은 진피층까지 직통한다.

다주파 호흡 전기 펄스 혼동 기술, 대뇌 신경 신호 시뮬레이션, 근육 주동 운동 동원, 얼굴 촉진 스킨케어 제품 및 에센스 침투, 에센스 흡수 촉진;근육 이완, 물리 마사지, 표정 근육 완화 작용.


제품 구성




① AMIRO 피부 리프팅 디바이스 X1



② 사용 설명서 X1



③ 충전 케이블 X1



정상 작동 환경

주변 온도: +5°C~+35°C

상대 습도: 15%~80% RH



대기압: 70 kPa - 106 kPa

제품 매개변수

재질 구성	메탈 롤러 전극	스테인리스 스틸
	디바이스 하우징	알루미늄 합금

제품명	AMIRO 피부 리프팅 디바이스
제품 모델	ABS004
순중량	≈103g
치수	≈126mm x 50mm x 40mm
배터리 용량	350mAh
전기 충동 주파수	100Hz~1000Hz
적색광 매개변수	625nm±10nm
적외선 매개변수	855nm±10nm


제품 버튼 및 기능



전원 켜기/끄기

스위치 & 세럼 펌프 버튼을 누르세요 – 표시등이 켜지고, 기기가 치료 준비 상태가 됩니다.


짧게 누르기: 전원 켜기; 길게
누르기: 전원 끄기



전원이 켜진 상태에서 전원/분사 버튼을 2초간 길게 누르세요 – 표시등이 꺼지고 기기가 종료됩니다.




전원 켜짐
(표시등 켜짐)



전원 꺼짐 (표시등 꺼짐)


전원/분사 버튼을 짧게 눌러 세럼을 분사하세요.

한 번 눌러 세럼 분사





보조 창고 사용 및 교체

엄지로 슬롯을 누르고 아래로 밀어 에센스 카트리지 홀더를 분리하세요.



비틀어 열린 일회용 에센스를 카트리지 홀더에 삽입하고, 카테터 포트에 맞춰 기기에 장착하세요.




사용 방법

일회용 에센스를 장착하고 전원을 켜 후, [전원/에센스 펌프 버튼]을 짧게 눌러 에센스를 배출한 뒤, 얼굴에 롤러를 굴리세요.



배터리 잔량 및 충전 방법

작동 중 배터리 확인:



충분한 배터리:	저전량 (<20%):
○ 흰색 등이 계속 켜짐	○ 흰색 등이 깜박임


*배터리가 10% 미만일 때 기기는 자동으로 꺼집니다.

충전 안내:

첫 사용 전, 기기를 완전히 충전하세요.

충전 시간: 40분 (환경에 따라 다름).

사용 시간: 약 300분 (사용 환경에 따라 다름).



초기 사용 전 준비사항

개봉 검사

포장 상자에서 본체 및 액세서리를 꺼낸 후 포장 목록과 대조하여 부품 수량을 확인하십시오. 향후 운송 및 보관을 위해 포장재를 보관하십시오.

본체와 부품의 기계적 손상 여부를 점검하십시오. 기능적 손상이 의심될 경우 사용을 중지하고 대리점 또는 A/S 센터에 즉시 연락하십시오.

충전

초기 사용 전 반드시 기기를 완전히 충전하십시오.

피부 적응성 테스트

다중 주파수 전기 펄스 및 광에너지로 인한 피부 부작용(발적/가려움/열감) 방지를 위해:






비누로 팔 안쪽을 세척한 후 수분을 닦아내십시오.

기기 전원을 켜고 일회용 에센스를 팔 안쪽에 도포하십시오.

24시간 이내 피부 이상이 없을 경우 정상 사용이 가능합니다.

기기 사용 후 주의사항



기기 관리

전원을 끈 후 금속 가이드 헤드를 분리하세요. 물티슈로 닦거나 물로 행군 후 건조시키십시오.

경고:

기기는 물로만 세척해야 합니다. 알코올, 알칼리 세제, 아세톤 등 부식성 액체 사용을 금지합니다.

행굴 전 전원 고무 마개가 완전히 밀폐되었는지 확인하세요. 전원 포트의 침수를 방지합니다.

피부 관리 주의사항

초기 사용 시 피부 내성을 점진적으로 형성하십시오. 고효능 스킨케어 제품 (산류/레티놀/미백제 등)과의 병용을 피해 자극을 예방하세요.

주의:

사용 기간 중 반드시 자외선 차단 및 보습을 유지하십시오. 과도한 일광 노출은 피부 예민성과 광노화를 유발할 수 있습니다.

제품 유지 관리 및 관리

- 기기 건조 유지; 감전의 위험을 피하기 위해 장비나 부품을 물에 담그지 마십시오.
- 기기 및 그 부속품의 손상 또는 분실을 방지하기 위하여 매번 사용 후 기기 및 부속품을 잘 보관하고, 보관하기 전에 반드시 기기를 청결 처리하십시오.
- 장시간 기구를 사용하지 않을 경우 잘 보관하고 건조, 피광, 그늘에 보관하여 단단한 물체와 접촉하지 않도록 하여 기구를 손상시키지 않도록 하십시오.
- 습한 환경에 기기와 부속품을 장기간 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 기기의 성능에 나쁜 영향을 끼칠 수 있습니다.
- 장시간 동안 기기를 사용하지 않았으므로 사용하려면 먼저 기기를 충전하고 기기 상태를 검사하십시오.

고장 및 관리

문제	원인 추측	해결 방법
기기 작동 불가	배터리 잔량 소진	충전 완료 후 다시 사용하십시오.
	배터리 수명 소진	고객센터에 연락하거나 교환하십시오.
기기 자동 Off	60초 이상 사용하지 않음	다시 기기를 켜십시오.
	배터리 잔량 소진	충전 완료 후 다시 사용하십시오.
충전이 안 됨	호환되지 않는 어댑터 사용	공식 추천 어댑터 사용
찌릿찌릿한 자극	기기를 피부에 밀착하지 않음	기기를 피부에 밀착하십시오.
사용 후 피부가 붉어짐	기기에 온열감이 느껴짐	단기간에 회복되면 정상적인 현상이나, 회복되지 않거나 다른 이상 반응이 발생하면 즉시 의사에 문의하십시오.

이 기기에는 교체할 수 없는 배터리가 포함되어 있습니다.
 배터리를 폐기하기 전에 기기에서 배터리를 제거해야 합니다.
 배터리를 제거할 때는 기기를 공급 주전원에서 분리해야 합니다.
 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다.

품질 보증

품질보증기간 1년

A/S에 관한 더 많은 정보는 AMIRO홈페이지(www.amirobeauty.com)를 참고하세요. 법적 금지 혹은 AMIRO와 별도 협의된 내용 외에 A/S는 구매한 국가 혹은 지역에서만 지원됩니다. 소비자 보증법에 따라 AMIRO는 법률이 허용하는 최대 범위 내에서 자체적으로 고객님의 제품에 대한 수리, 교환 혹은 환불을 결정합니다. 사용자의 부주의 혹은 과실로 인한 정상적인 마모, 불가항력, 남용 혹은 파손일 경우, A/S를 제공하지 않습니다. 문의사항은 AMIRO에서 인식 가능한 관계자에게 연락 바랍니다.

공식 수입되지 않았거나 AMIRO에서 공식으로 제조하지 않은 제품 및 AMIRO공식 채널이 아닌 판매자로부터 구입한 제품의 경우 A/S를 제공하지 않습니다. 적용 법률에 따라 비공식 판매자로부터 구매한 제품도 A/S 혜택을 받을 수 있습니다. 따라서 AMIRO에서는 제품을 구매한 판매자에게 연락하는 것을 권장합니다.

수입원:디엠케이 인터내셔널

제품문의:1811-9666 / www.sinolink.kr

제조원:Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.

주소: 선전시 난산구 웨하이거리 빈하이 커뮤니티 가오신난10길 63호 가오신구 연합본부 빌딩 26층

자세한 설명서는 아래 홈페이지에서 참조해 주십시오.www.amirobeauty.com.

AMIRO

MANUAL DE USUARIO DISPOSITIVO AMIRO Dispositivo de Elevación Cutánea

*Gracias por elegir AMIRO

Las ilustraciones del manual, los accesorios y
la interfaz de usuario son solo de referencia.

Por seguridad, lea atentamente este manual antes de usar el producto.

Por favor, conserve este manual para futuras consultas.

Si entrega el producto a otras personas, incluya también este manual.

Información sobre productos y fabricantes

Información del producto

Nombre del producto: AMIRO Dispositivo de Elevación Cutánea

Modelo / especificación: ABS004

Información sobre la fabricación de productos

Fabricante: Shenzhen zongjiang Technology co., Ltd.

Residencia: piso 25, edificio de la sede conjunta de la zona de alta tecnología,
No. 63 gaoxinnan shidao, Binhai street, Nanshan district, Shenzhen

Código postal: 518063

Información de contacto: 400 048 0888

Unidad de servicio post - venta: Shenzhen zongjiang Technology co., Ltd.

Dirección de la unidad de servicio post - venta: piso 25, edificio de la sede
conjunta de la zona de alta tecnología 63 gaoxinnan shidao, comunidad binhai,
calle yuehai, Distrito de nanshan, Shenzhen

Instrucciones de uso seguras

Advertencia: alerta de operaciones que pueden causar lesiones al usuario o daños en el instrumento

Nota: se le pide instrucciones adicionales para un mejor uso del producto

Advertencia: riesgos derivados del medio ambiente

Para evitar lesiones o molestias físicas y garantizar la vida útil del instrumento, al usar y almacenar el producto, asegúrese de que el ambiente sea seco, libre de artículos inflamables y explosivos, sin luz fuerte y temperatura adecuada en el Interior.


- No usar, cargar o almacenar en áreas cercanas a fuentes de fuego y artículos inflamables.
- No usar, cargar o almacenar en áreas cercanas a ondas fuertes, campos magnéticos fuertes, ondas cortas o microondas, evitando el peligro de interferencia en la salida del equipo y inestabilidad energética.
- No usar, cargar o almacenar en ambientes húmedos o con riesgo de inmersión para evitar fugas eléctricas o averías.
- No usar, cargar o almacenar en ambientes corrosivos (como sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, nitrógeno, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etc.) para evitar la erosión de la máquina principal y los accesorios.
- No usar, cargar o almacenar en áreas con grandes cambios de temperatura (calefacción, olla caliente, junto al aire acondicionado, etc.) para evitar riesgos individuales de diferencias en la percepción de la temperatura.
- No usar, cargar o almacenar en ambientes inclinados, inestables y temblorosos para evitar que el producto caiga o se vea afectado.
- evite los contaminantes y los residuos al usar este producto y evite las molestias cutáneas o físicas causadas por la contaminación ambiental.

Advertencia: riesgos derivados de la exposición


- este producto entra en contacto directo con la piel y es para uso personal, no lo comparta con otros. Si se necesita que más personas usen o experimenten el producto, limpie el área de la cabeza del electrodo y use para evitar infecciones cruzadas.
- este producto se utiliza en la cara, la piel facial es rica en bacterias, antes de usarlo o después de usarlo, limpie la cabeza del electrodo a tiempo para evitar la cría de bacterias.
- No usar en personas no humanas (por ejemplo, mascotas), de lo contrario es fácil causar infecciones cruzadas de bacterias / virus.

Advertencia: riesgo de protección contra la entrada de líquido

- no permita que ningún líquido entre en la máquina principal y la boca de carga. después de limpiar, seque el equipo a tiempo y almacénalo en un ambiente seco para evitar cortocircuitos, descargas eléctricas e incendios debido a la entrada de líquido.
 - No usar, cargar o almacenar cerca de la fuente de agua, en el baño o durante el baño, de lo contrario puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios.
 - No sumerja ninguna parte del instrumento en el líquido, de lo contrario puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos, incendios.
- El puerto de carga inferior de este producto está diseñado con un tapón impermeable. al limpiar, asegúrese de que el tapón impermeable esté instalado en su lugar para evitar que el líquido entre en el puerto de carga, de lo contrario puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos e incendios.




✓ El tapón impermeable está instalado correctamente.



✗ Tapón impermeable no instalado

⚠ Advertencia: áreas de uso incorrectas y riesgos causados por la configuración de parámetros

• no use este producto en el globo ocular y los párpados superior e inferior y en el área de los labios para evitar daños humanos causados por el exceso de energía.



No use este producto en el globo ocular y los párpados superior e inferior y en el área de los labios.



No use este producto en el globo ocular y los párpados superior e inferior y en el área de los labios.

Advertencia: riesgos derivados de operaciones incorrectas

Para garantizar el efecto y la seguridad, asegúrese de que todas las funciones y componentes de este producto estén intactos antes de su uso.

- No usar con fines no cosméticos.
 - No usar como cuidado de mascotas para evitar lesiones.
 - no use este producto en exceso o use productos similares en exceso para evitar molestias físicas y daños en la piel.
 - apague la energía a tiempo después de que el producto se complete o cuando no se use después de encenderlo.
 - use este producto después de quitarse el maquillaje.
 - No mire directamente las luces LED durante mucho tiempo, de lo contrario puede dañar los ojos.
 - No pegue la guía a los párpados y alrededor del globo ocular para su uso, de lo contrario puede dañar los ojos.
 - al usar el aparato de belleza, la temperatura se sentirá diferente debido a las diferencias en la percepción de la piel individual, lo cual es normal, por favor ajuste la marcha adecuada de acuerdo con sus condiciones personales.
 - no use el mismo lugar continuamente durante mucho tiempo para evitar lesiones cutáneas o molestias.
 - no desvíe ni cancele los dispositivos de seguridad inherentes al aparato.
 - Si no se siguen las instrucciones de uso, puede causar efectos adversos.
- No use o realice las siguientes operaciones para fines distintos de este prospecto, de lo contrario puede causar lesiones personales o accidentes.
- no use este producto con equipos magnéticos fuertes, de alta frecuencia (como microondas, etc.).
 - No toque la placa de electrodo de este producto con el metal durante su uso o carga, de lo contrario puede causar fallas en el producto o lesiones personales.
 - evite que el motor principal y la base caigan o se choquen, de lo contrario puede causar fallas en las piezas o lesiones debido a la caída del motor principal. No use el instrumento si se ha caído o si la colisión ha causado daños.
 - No usar en estado de avería de la máquina, de lo contrario puede causar efectos adversos en el cuerpo y representar un peligro.
 - No envuelva la máquina principal con artículos que afecten la disipación de calor, como telas, mantas, etc., para evitar el peligro causado por el sobrecalentamiento.
 - este producto contiene piezas pequeñas, por favor, coloque este producto fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de comer por error o asfixia.
 - después de desmontar el embalaje, maneje adecuadamente la bolsa de plástico para evitar el riesgo de asfixia causada por el juego de niños y mascotas.
 - asegúrese de evitar que bebés, niños pequeños y enfermos mentales toquen y se lesionen al usar, cargar o almacenar este producto.
 - no desvíe ni cancele los dispositivos de seguridad inherentes al aparato.
 - Si no se siguen las instrucciones de uso, puede causar efectos adversos.

Advertencia: riesgos para la fuente de alimentación

- No desmontar, reparar y transformar por sí mismo, dañar el motor principal y el cable de carga, y no doblar, tirar o torcer el cable de alimentación a voluntad.
 - No cargar, usar o almacenar en lugares de alta humedad como agua, baño y lavabo facial; Evitar descargas eléctricas y fugas de electricidad debido a la humedad de la máquina principal y el cable de carga.
 - no use líneas de carga no originales.
 - este producto no contiene adaptadores, al cargar, elija adaptadores que cumplan con las normas nacionales de certificación y cuya potencia de salida medida no sea superior a 15w.
 - Si la fuente de alimentación es inestable, puede causar inestabilidad en la eficiencia de carga o daños en el instrumento.
 - No conecte este producto en paralelo o en serie con otros electrodomésticos.
- Si se utilizan múltiples rutas paralelas y otros métodos fuera del rango nominal, puede causar incendios.
- Si hay un corte de energía durante el uso, detenga la carga, tire del cable de carga y coloque el motor adecuadamente.
 - utilice el cable de carga equipado con este producto, el uso de un cable de

carga que no cumpla con los requisitos puede causar daños en el motor principal o reducir la eficiencia de carga.

- no use adaptadores no reconocidos que puedan provocar riesgos de Seguridad (como sobretensión, descargas eléctricas, fugas eléctricas, etc.).



Advertencia: riesgo de descargas eléctricas

- No usar cuando use accesorios metálicos (como gafas y lentes de contacto, pendientes, collares, relojes, anillos, etc.).
- para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa del motor principal por sí mismo.
- No manipule la carga con las manos mojadas, mantenga este producto y los cables de carga y adaptadores secos.
- No usar cuando el enchufe del cable de carga se inserta en el SIM si el enchufe del cable de carga está suelto o dañado.
- No conecte el cable de carga con una mano húmeda, de lo contrario puede causar una descarga eléctrica. Después de desconectar el cable de carga, instale el tapón impermeable en su lugar.
- no use adaptadores no reconocidos que puedan provocar riesgos de Seguridad (como sobretensión, descargas eléctricas, fugas eléctricas, etc.).
- Póngase en contacto con el fabricante o distribuidor cuando el cable de carga esté roto.



Atención: almacenamiento irrazonable y riesgo de reducir la vida útil

El almacenamiento racional es importante para el uso normal de este producto y debe colocarse en una superficie segura, prestando atención a la protección de la cabeza del electrodo. Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, verifique si el instrumento se puede activar normalmente antes de usarlo de nuevo.

- No almacene el motor principal y el cable de carga dentro del alcance de contacto de niños y bebés, niños pequeños o mascotas.
- No presione ni tire del cable de carga sobre el motor principal.
- no colocar en microondas ni en recipientes a alta presión.
- no coloque el producto con los componentes de apoyo en el área de exposición.
- No deje el cable de carga durante mucho tiempo, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación al limpiar el motor principal después de usar el instrumento, o en caso de cortes de energía, rayos, etc.
- antes de usar, confirme si la cabeza del electrodo está rota, deformada, dañada, etc. si es así, no la Use.
- Está prohibido sumergir este producto en un recipiente que contenga líquidos.
- No limpie ni remoje el instrumento con alcohol, diluyentes, gasolina, agua de lavado de uñas, diesel, agua de eliminación de maquillaje y otros disolventes.



Nota: riesgos del transporte

- Durante el transporte, evite choques y cubra objetos pesados. De lo contrario, el motor principal puede estar roto o defectuoso.
- Durante el transbordo, se debe empacar adecuadamente y manipular con cuidado para evitar daños en el motor principal causados por caídas o caídas pesadas.
- No se sumerja en la lluvia o remoje el producto durante el transporte, de lo contrario puede causar cortocircuitos o descargas eléctricas con riesgos de Seguridad.

Contraindicaciones y ámbito de aplicación

No use este producto en cualquiera de las siguientes circunstancias, de lo contrario puede causar fácilmente accidentes y otros problemas:

- no use si tiene enfermedades tiroideas y anomalías tiroideas, evite el área tiroidea al usarlo
- pacientes con presión arterial anormal, enfermedades cardíacas, disfunción cardíaca o personas con tendencia a disfunción.
- personas con enfermedades infecciosas o con síntomas de fiebre
- personas con enfermedades hemorrágicas o constitución cicatricial.
- personas con dolor perceptivo anormal que no pueden expresar su conciencia o no pueden percibir la temperatura y la estimulación.
- Las personas que están en tratamiento dental o oral deben consultar a un médico antes de usarlo.
- menstruación (inestabilidad hormonal, grandes cambios en el Estado de la piel), durante el embarazo o la lactancia.
- bebés y niños pequeños o menores de 18 años en desarrollo o adolescencia.
- Hay implantes metálicos en el lugar de uso.
- personas que están utilizando instrumentos electrónicos médicos implantables en el cuerpo humano, como marcapasos.
- personas que están utilizando instrumentos electrónicos para mantener la vida, como máquinas cardiopulmonares artificiales.
- personas que están utilizando instrumentos electrónicos médicos portátiles, como grabadores de ECG e infusiones.
- padece o ha padecido enfermedades como el cáncer (especialmente el cáncer de piel, los lunares precancerígenos), enfermedades agudas, tuberculosis, fiebre, enfermedades infecciosas, enfermedades hematológicas, viscerales, dermatología, dermatitis alérgica.
- daño al sistema inmunológico causado por una enfermedad inmunosupresora, como la administración de medicamentos inmunosupresores.
- Se ha implantado un relleno permanente de cirugía plástica dentro del alcance del uso, o se ha implantado un relleno subcutáneo temporal o botulina dentro del alcance del uso, consulte a su médico primero.
- Cualquier enfermedad estimulada por el calor dentro del alcance del uso, como el virus del herpes simple recurrente.
- Constitución alérgica, piel alérgica.
- El cuerpo está en un Estado de fatiga excesiva, enfermedad, alcohol o está tomando pastillas para dormir.
- Telangiectasia causada por la administración prolongada de esteroides, hormonas y otros medicamentos, así como disfunción hepática.
- personas con enfermedades de la piel, dermatitis hereditaria, dermatitis alérgica, Constitución cicatricial o piel sensible y frágil.
- está contraindicado el uso tópico de ácido isoretinoico, ácido frutal aha, ácido sulfúrico (bha) o ácido rhododendron. Está prohibido durante la administración de sedantes, bloqueadores locales o analgésicos anestésicos. Está contraindicado durante el uso de medicamentos como la aspirina, el uso de inmunoinhibidores y el uso de ácido retinoico.
- Las personas con miopía alta (más de 600 grados) deben consultar a un médico.
- no use este aparato en áreas donde la integridad de la piel está dañada (por ejemplo, quemaduras, ampollas, incisiones, heridas, enfermedades de la piel activas, y / o infecciones, etc.).

Nota: la lista de precauciones de Seguridad anteriores no es exhaustiva. Si no está seguro de si puede usar este producto, consulte a su médico o Póngase en contacto con la empresa antes de tomar una decisión.

ámbito de aplicación

- Población aplicable: para personas mayores de 18 años (preste atención a ver el contenido relacionado con las contraindicaciones)
- Lugar de aplicación: cara humana (se debe evitar el globo ocular y los párpados superior e inferior y los labios, así como las áreas linfoides de la garganta y el cuello)

Entorno de uso previsto: entorno familiar

Principio de funcionamiento

Fotodinámica

La energía eléctrica se convierte en energía luminosa controlada de una longitud de onda específica para fines cosméticos a través de un dispositivo emisora de luz. Utiliza principalmente la luz visible para producir efectos fototérmicos, fotoquímicos y / o irritantes biológicos con los tejidos humanos, aumentar el metabolismo celular, ralentizar el Envejecimiento celular, aumentar la elasticidad de la piel y lograr el efecto de tierno de la piel. • luz roja: mejora efectivamente la actividad celular, promueve la regeneración del colágeno, reduce las arrugas finas, reduce los poros, aumenta la elasticidad de la piel y mejora el color amarillo oscuro de la piel.

luz infrarroja: calentamiento profundo, la raíz activa la neogénesis celular. La tecnología de microintroducción de corriente EMS imita la corriente microbiana para simular la bioelectricidad humana, activa la vitalidad de las células subyacentes de la piel, la introducción de iones bidireccionales positivos y negativos para promover la infiltración, y los ingredientes combinados llegan directamente a la corteza real.

La tecnología híbrida de pulso eléctrico respiratorio de múltiples frecuencias simula las señales eléctricas nerviosas del cerebro, moviliza el movimiento activo muscular, realiza la promoción facial de la penetración de productos para el cuidado de la piel y la esencia, y promueve la absorción de la esencia; Relaja los músculos, masajes físicos y Relaja los efectos de los músculos de expresión.


Composición del producto





1 AMIRO Dispositivo de Elevación Cutánea x1



2 Manual de Usuario x1



3 Cable de Carga x1



Entorno Operativo Normal

Temperatura Ambiente: +5°C~+35°C

Humedad Relativa : 15%~80% RH



Presión Atmosférica: 70 kPa - 106 kPa

Parámetros del Producto

Composición de Material	Electrodo de Rodillo Metálico	Acero Inoxidable
	Carcasa del Dispositivo	Aleación de Aluminio

Nombre del Producto	AMIRODispositivo de Elevación Cutánea
Modelo del Producto	ABS004
Peso Neto	≈103g
Dimensiones	≈126mm x 50mm x 40mm
Capacidad de Batería	350mAh
Frecuencia de Impulsos Eléctricos	100Hz~1000Hz
Parámetros de Luz Roja	625nm±10nm
Parámetros de Luz Infrarroja	855nm±10nm


Botones y Funciones del Producto



Encendido/Apagad

Presione el Botón de Interruptor & Bomba de Suero – el indicador se enciende y el dispositivo está listo para el tratamiento.


Pulsación corta: encender
Mantener pulsado: apagar



Con el dispositivo encendido, mantenga pulsado el botón Encendido/Dispensación durante 2 segundos – el indicador se apaga y el dispositivo se apaga.




Encendido
(luz encendida)



Apagado (luz
apagada)


Pulsación corta en el botón Encendido/Dispensación para dispensar el suero.

**Presione una vez
para dispensar suero**





Uso y reemplazo de almacenes secundarios

Presione la ranura con el pulgar y deslice hacia abajo para retirar el portacartuchos de esencia.




Inserte el serum monodosis ya destornillado en el portacartuchos, alinéelo con el puerto del catéter e insértelo en el dispositivo.




Método de uso

Tras colocar el serum monodosis y encender el dispositivo, pulse brevemente el [Botón Encendido/Bomba de Serum] para dispensar el serum, luego deslice el rodillo por el rostro.



Nivel de Batería y Métodos de Carga

Verificación durante el uso:



Batería suficiente	Batería baja (<20%)
○ Luz blanca fija	○ Luz blanca intermitente


*Cuando la batería baja del 10%, el dispositivo se apaga automáticamente.

Instrucciones de carga:

Antes del primer uso, cargue completamente el dispositivo.

Tiempo de carga: 40 minutos (varía según el entorno).

Autonomía: Aprox. 300 minutos (varía según el uso).



Preparación Antes del Primer Uso

Inspección de Desembalaje

Extraiga la unidad principal y accesorios del embalaje. Verifique los componentes según la lista de empaque. Conserve los materiales de embalaje para transporte/almacenamiento futuro.

Inspeccione daños mecánicos en la unidad y accesorios. No utilice el dispositivo si detecta fallos funcionales; contacte al distribuidor o servicio técnico inmediatamente.



Carga

Cargue completamente el producto antes del primer uso.

Skin Compatibility Test

Prueba de Compatibilidad Cutánea

Para evitar reacciones adversas (enrojecimiento/picor/ardor) por pulsos eléctricos multifrecuencia y energía lumínica:




Limpie el antebrazo interno con jabón y séquelo completamente.

Encienda el dispositivo y aplique el serum monodosis en el antebrazo.

Si no hay anomalías cutáneas en 24 horas, puede usarse normalmente.

Precauciones tras el uso de instrumentos



Mantenimiento del Dispositivo

Tras apagar, retire el cabezal metálico. Límpielo con paño húmedo o enjuague con agua, luego seque.

ADVERTENCIA:

Limpie el dispositivo solo con agua. No utilice alcohol, detergentes alcalinos, quitaesmalte ni líquidos corrosivos.

Antes de enjuagar, asegure que el tapón de goma esté completamente cerrado para evitar filtraciones.

Precauciones para el Cuidado Cutáneo

Desarrolle tolerancia gradualmente. Evite combinar con cosméticos potentes (ácidos/retinoides/productos despigmentantes) durante el inicio para prevenir irritación.

NOTA:

Mantenga protección solar estricta e hidratación durante el tratamiento.

La sobreexposición solar puede causar sensibilidad y fotoenvejecimiento.

Mantenimiento y mantenimiento de productos

- para evitar daños o pérdidas en el instrumento y sus accesorios, almacene el instrumento y sus accesorios adecuadamente después de cada uso. antes de almacenarlo, asegúrese de limpiar el instrumento primero;
 - Conservar adecuadamente el instrumento sin usarlo durante mucho tiempo, almacenarlo en un lugar seco, protegido de la luz y fresco, y evitar el contacto con objetos duros para evitar daños al instrumento;
 - nunca almacene el instrumento y sus accesorios en un ambiente húmedo durante mucho tiempo, de lo contrario puede tener un impacto negativo en el rendimiento del instrumento;
 - No usar el instrumento durante mucho tiempo, si es necesario usarlo, primero llene el instrumento con electricidad y verifique el Estado del instrumento.
- Resolución de problemas del producto

Fallos y mantenimiento

Problema	Causa potencial	Solución
Fallo al encenderse	Sin batería	Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo
	Fin de la vida de la batería	Contacte con el fabricante para reparación o reemplazo
Apagado automático	Sin uso durante más de 60 segundos	Reinicie el dispositivo
	Sin batería	Cargue completamente el dispositivo antes de usarlo
No se puede cargar	Uso de adaptador incompatible	Utilice el adaptador oficial recomendado
Hormigueo causado por la corriente.	Dispositivo no presionado contra la piel.	Presione el dispositivo contra la piel
Enrojecimiento de la piel después de su uso	Causado por el calor del dispositivo RF	En la mayoría de los casos, la piel se recupera poco después. En caso contrario, o si experimenta otras molestias, busque atención médica.

Este aparato contiene baterías que no son reemplazables.

La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.

El aparato debe estar desconectado de la red eléctrica al retirar la batería.

La batería se debe desechar de forma segura.

Términos de la garantía

1 año de garantía limitada

Para conocer los derechos incluidos en la garantía del consumidor, consulte el sitio web oficial de AMIRO: www.amirobeauty.com. A menos que lo prohíba la ley o que haya un compromiso personal de AMIRO, el servicio posventa estará limitado al país o región de compra original. Según lo indique la ley y, bajo las disposiciones indicadas en la garantía del consumidor, AMIRO tendrá la obligación de reparar, reemplazar el producto o reembolsar su importe. La garantía no cubre el desgaste normal, la fuerza excesiva, el abuso u otros daños producidos por negligencia o mal uso por parte del usuario. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con el personal pertinente relacionado con AMIRO.

Los productos que no se hayan comprado, importado y/o fabricado por AMIRO o por un vendedor oficial de AMIRO, no están cubiertos por esta garantía. Según las leyes pertinentes, cualquier minorista no oficial que venda el producto estará cubierto por la garantía. Por lo tanto, AMIRO le recomienda ponerse en contacto con el minorista que le vendió el producto.

Fabricante: Shenzhen Accompany Technology Co., Ltd.

Dirección: 26th Floor, Gaoxin Community United Headquarters Building, No.63, Gaoxin South 10th Road, Binhai Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Para obtener instrucciones electrónicas detalladas, visite www.amirobeauty.com.



AccompanyTech

Contact information: 400 048 0888

After sales service unit: Shenzhen Zongjiang Technology Co., Ltd