



Elevation Wedge Cojín en forma de cuña para elevación Coussin angulaire

RTL2017CTW



Drive DeVilbiss Healthcare
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
1-877-224-0946
www.drivemedical.com

Elevation Wedge

COMFORT TOUCH™ Cushions by Drive™ are designed to help satisfy your therapeutic needs while immersing you in comfort with an ergonomic design, high-quality foam and luxurious look and feel.

Beneficial Uses

The Comfort Touch Elevation Wedge has a super soft velour cover and is ergonomically designed to provide comfort for those that seek relief from snoring or to ease breathing. At 10" in height, this bed wedge is also designed to help alleviate symptoms associated with acid reflux and gastroesophageal reflux disease (GERD).

How to Use

Unroll compressed cushion. Carefully remove product from plastic to start the decompression process; being careful if using scissors so as not to cut the cushion. Cushion will decompresses to full size in 1-2 hours.

Drive's Comfort Touch Elevation Wedge is intended to relieve snoring, ease breathing and help reduce symptoms associated with acid reflux and GERD. **Seek medical attention immediately if symptoms persist or condition worsens.**

Care and Cleaning Instructions

Cover: Remove the velour cover by unzipping and removing foam. Wash it on a cold gentle cycle with mild soap as needed. Do not bleach. Tumble dry on low heat or allow to air dry.

Memory Foam: If the memory foam has any odor or stains, surface clean it with a moist cloth and air it out until it's completely dry. No industrial solvents should be used at any time. Any lingering odor will dissipate over time. Never put foam in washer or dryer.

One Year Limited Warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 1 year from the date of purchase for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Limited 1 Year Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

Cojín en forma de cuña para elevación

Los cojines **COMFORT TOUCH™** de Drive™ están diseñados para ayudar a satisfacer sus necesidades terapéuticas al mismo tiempo que lo sumergen en comodidad con un diseño ergonómico, espuma de alta calidad y una lujosa imagen y sensación.

Usos benéficos

El cojín en forma de cuña para elevación Comfort Touch cuenta con una cubierta súper suave de velvetón la cual se diseñó ergonómicamente para proporcionar comodidad a aquellas personas que buscan un alivio por roncar o para facilitar la respiración. Con una altura de 10 pulgadas, esta cuña para cama también está diseñada para aminorar los síntomas asociados con el reflujo gástrico y la enfermedad de reflujo gastroesofágico (GERD).

Instrucciones de uso

Desenrollar el colchón comprimido. Sacar el producto con cuidado del plástico e iniciar el proceso de descompresión; tenga cuidado si usa tijeras para evitar cortar el colchón. El colchón se descomprime a su tamaño completo en 1 a 2 horas.

El Cojín en forma de cuña para elevación Comfort Touch de Drive está previsto para aliviar los ronquidos, facilitar la respiración y ayudar a reducir los síntomas asociados con el reflujo gástrico y GERD. **Buscar atención médica inmediatamente si persisten los síntomas o si empeora la condición.**

Instrucciones de limpieza y cuidado

Cubierta: Quitar la cubierta de velvetón abriendo el cierre y sacando la espuma. Lavar en un ciclo delicado con agua fría y jabón suave según sea necesario. No lavar con cloro. Secar en secadora en ciclo de calor bajo o dejar secar al aire libre.

Espuma de memoria: Si la espuma de memoria tiene olores o manchas, limpiar la superficie con un paño húmedo y dejar que se seque completamente al aire. En ningún momento se deben utilizar solventes de uso industrial. Cualquier olor persistente desaparecerá con el tiempo. Nunca coloque la espuma de memoria en una lavadora o secadora.

Garantía limitada de un año

Su producto de la marca Drive está garantizado para estar libre de defectos en materiales y mano de obra por 1 año a partir de la fecha de compra del comprador original.

Este dispositivo se construyó bajo estándares de precisión y se inspeccionó cuidadosamente antes de su envío. Esta Garantía limitada



Elevation Wedge Cojín en forma de cuña para elevación Coussin angulaire

RTL2017CTW



Drive DeVilbiss Healthcare
99 Seaview Blvd.
Port Washington, NY 11050
1-877-224-0946
www.drivemedical.com

de 1 año es una expresión de nuestra confianza en los materiales y mano de obra de nuestros productos y nuestra garantía hacia el consumidor de años fiables de servicio.

Esta garantía no cubre fallas de dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del usuario, ni por desgaste normal.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, contacte a su distribuidor autorizado Drive.

Coussin angulaire

Les coussins **COMFORT TOUCH™** de Drive sont conçus pour répondre à vos besoins thérapeutiques tout en vous procurant un niveau de confort inégalé, grâce à leur conception ergonomique, leur mousse de haute qualité et leur aspect riche et soigné.

Avantages

Le coussin angulaire Comfort Touch est recouvert d'une housse de velours extra confortable et sa conception ergonomique procure un confort inégalé aux personnes à la recherche d'une solution aux problèmes de ronflement et de respiration difficile. Avec une hauteur de 25,4 cm (10 po), ce coussin est aussi conçu pour réduire les problèmes de reflux acide et de reflux gastro-oesophagien.

Utilisation

Déroulez le coussin compressé. Retirez soigneusement le coussin de son emballage de plastique pour commencer le processus de décompression; prenez soin de ne pas couper le coussin si vous utilisez des ciseaux. La décompression du coussin prend entre une et deux heures.

Le coussin angulaire Comfort Touch de Drive est conçu pour soulager les symptômes de ronflement, pour faciliter la respiration et aider pour réduire les symptômes de reflux acide et de reflux gastro-oesophagien.

Consultez un médecin immédiatement si votre état ne s'améliore pas ou se dégrade.

Soins et nettoyage

Housse: Ouvrez la fermeture à glissière de la housse de velours et retirez le coussin de mousse. Lavez à l'eau froide au cycle délicat, avec un savon doux selon les besoins. Ne pas javelliser. Séchez par culbutage à basse température ou laissez sécher à l'air libre.

Mousse viscoélastique: Si la mousse viscoélastique dégage une odeur ou est tachée, nettoyez le coussin en surface à l'aide d'un chiffon humide et laissez sécher complètement à l'air libre. N'utilisez jamais de solvant industriel sur ce produit. Les odeurs résiduelles vont se dissiper avec le temps. Ne placez jamais le coussin dans la machine à laver ni dans le séchoir à linge.

Garantie limitée d'un an

Votre produit Drive est garanti contre tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre pour une année à compter de la date d'achat par l'acheteur utilisateur original.

Ce produit a été fabriqué selon des normes strictes et a été minutieusement inspecté avant l'envoi. Cette garantie limitée d'un an illustre la confiance que nous mettons dans la fabrication et les matériaux de nos produits et notre conviction que vous serez satisfait.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à un usage abusif ou à la négligence du propriétaire, ni à l'usure normale.

Si vous avez des questions ou si vous désirez connaître les détails de cette garantie, consultez votre revendeur Drive.