

75mm

75mm

## IPL-HAARENTFERNUNGSSYSTEM Für den Heimgebrauch Benutzerhandbuch



**SWISS  
GADGET**

105mm

Vielen Dank, dass Sie sich für unser IPL-System entschieden haben. Für die effektivste Nutzung des Produkts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch.

- 7.12 In der späten Lebensphase erscheint die Innenwand der Glühbirne unterschiedlich stark schwarz, dies ist eine Folge des normalen Alterungsprozesses der Knollen. Machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie die Verwendung innerhalb der angegebenen Parameter wie gewohnt fortsetzen.
- 7.13 Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- 7.14 Bei Störungen ziehen Sie das Gerät sofort aus der Steckdose. Wenn Sie feststellen, dass die Produktabdeckung oder das Glas des Blitzfensters zerbrochen ist, senden Sie es zur Wartung an das Werk zurück.
- 7.15 Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe starker Magnetfelder, Feuchtigkeit, Staub oder bei hohen Temperaturen.
- 7.16 Beschädigungen vermeiden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- 7.17 Verboten Sie die Verwendung mit anderen Anwendungen, die nicht zulässig sind.
- 7.18 Verboten Sie anderen Personen außer unseren autorisierten Personen, dieses Gerät zu öffnen, andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Dieses Handbuch dient nur als  
Referenz.

- 7.3 Reinigen Sie das Blitzfenster nicht direkt mit Sprühalkohol.
- 7.4 Nicht in Verbindung mit anderen Kosmetika wie Wassergelprodukten verwenden.
- 7.5 Versuchen Sie, während des Betriebs keine lichtempfindlichen Lebensmittel zu essen (z. B. Spinat, Kohl, Senf usw.).
- 7.6 Bei dunklerer Haut ist eine Hautreaktion möglicherweise nicht so offensichtlich und die Reaktion kann sich verzögern. Stellen Sie in diesem Fall die 2-stündige Wartezeit wie folgt sicher, bevor Sie die Intensitätseinstellung erhöhen.
- 7.8 Pflegen Sie Ihre Haut weiterhin mit Feuchtigkeit und verwenden Sie Sonnenschutzmittel auf normale Weise, nachdem Sie dieses Produkt verwendet haben.
- 7.9 Vermeiden Sie UV-Licht während der Anwendung und schützen Sie Ihre Haut immer, wenn Sie in der Sonne sind. Versuchen Sie auch, sich bei der Arbeit nicht länger der Computerstrahlung auszusetzen, und schützen Sie sich mit Sonnencreme oder Sonnencreme.
- 7.10 Blockieren Sie nicht den Lufteinlass und den Kühlauslass, um die Kühlung des Geräts nicht zu beeinträchtigen.
- 7.11 Am Gerät haftende Haare können einige weiße Flecken verursachen, beeinträchtigen jedoch nicht die Leistung des Geräts und den normalen Gebrauch.

### 3. Sicherheitstipps

- Sie haben eine bekannte Hauterkrankung.
- Sie haben eine Hautkrankheit wie allergische Dermatitis, Ekzeme usw.
- Die Photosensibilisierung haben
- Wenn Sie Ihre Menstruation haben, schwanger sind oder stillen.
- Wenn Sie einen Sonnenbrand haben
- Rücken- oder Sonnenbrandhaut (Bitte beachten Sie die folgende spezifische Farbkontrastkarte)
- Schwarzer oder rötlicher Nävus
- Gebrochene Haut, Schorf oder verheilte Wunde, Krebs oder Hämangiom.
- Ihre Augen und alle künstlichen ästhetischen, prothetischen oder plastischen Bereiche.

### 4. Produkteinführung

#### 4.1 Verpackungsliste:

IPL-Gerät, Netzteil, Garantiekarte, Bedienungsanleitung

#### 4.2 Strukturbeschreibung



### 2. Technische Parameter

Lampenröhre	Xenon-Quarzhöhre
Lichtquelle	Intensives gepulstes Licht
Energiefrequenz	1.5 – 3.9J/cm <sup>2</sup>
Fokusgröße	33*10mm <sup>2</sup>
Wellenlänge	470nm-1100nm
Lebensdauer Lampenröhre	500000 Mal
Adapter	AC 100- 240V 12V DC 3A
Gewicht	186g
Größe	124*83*48.5 mm <sup>3</sup>
Betriebstemperaturbereich	5-30 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	Relative Luftfeuchtigkeit 30%- 60%

### 3. Funktionen Einführung

- Hautverjüngung
- Haarentfernung

Part	Skin color	white color	yellow color	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/black
Armpit		3-5 level 3-4 times	3-5 level 3-4 times	3-4 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	2-3 level 2-3 times	inapplicable
Arm		3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Leg		3-5 level 3-4 times	2-4 level 3-4 times	2-4 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	1-3 level 2-3 times	inapplicable
Around mouth		3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable
Face		3-4 level 3-4 times	2-3 level 3-4 times	2-3 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	1-2 level 2-3 times	inapplicable

Intensitätsstufe und Kontrasttabelle der Hautfarbe

Notiz: 6-10 mal als Haarentfernungszklus verwenden  
Verwenden Sie alle zwei Wochen bis zu sechs Mal  
Bei 6- bis 10-maliger Anwendung einmal alle vier Wochen anwenden  
Wenn Sie feststellen, dass nach der Anwendung neues dünnes Haar wächst, operieren Sie es alle 2-3 Monate einmal an dieser Stelle und erzielen Sie weiterhin zufriedenstellende Ergebnisse.

Um die besten Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, dass Sie es in Bereichen mit dichtem Haar viele Male über einen bestimmten Zeitraum anwenden.  
Use will vary from person to person, use less frequently when hair area grows by a small amount, about 30%.

5. Hinweis zum Gerätebetrieb
- 7.1 Blitzen Sie während des Gebrauchs nicht in der Nähe oder direkt auf die Augen.
- 7.2 Nach der Operation ist eine gewisse Hautrötung normal. Sie können den Bereich mit Eiswasser oder einem kalten, feuchten Handtuch kühlen.

7

Skin color	White	Yellow	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/black
White/grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light gold	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dieses Produkt kann verwendet werden für: Überschüssige Haare wie Lippenhaare, Achselhaare, Gliedmaßen, Körperhaare, Stirnhaare usw.; Die schmerzlose Haarentfernung ist für Menschen mit schwarzem und dunklem Haar geeignet, sie ist nicht für weiße, graue oder blonde Personen geeignet (siehe folgende Farbkontrastkarte)

Skin color	White	Yellow	Medium Brown	Light Brown	Brown	Dark brown/black
White/grey	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Red	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light gold	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Light brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Black	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kontrastkarte für Haut- und Haarfarbe

### 5. Gebrauchsanweisung

- Verwenden Sie ein medizinisches Alkoholtuch, um das Glasfenster zu reinigen
- Drücken Sie die „Power-Taste“ für 1 Sekunde, es startet und wechselt in den Betriebszustand (die grüne Kontrollleuchte leuchtet und Sie können hören, dass das System läuft).

Notiz:

- Sie werden sehen, dass die rote Kontrollleuchte nach dem Aufstehen leuchtet.
- Dann sollten Sie das Blitzfenster zu Ihrer Haut bewegen, Sie werden sehen, wie die rote Anzeigelampe flackert, weil ein menschlicher Körperinduktionssensor in das Blitzfenster eingebaut ist und der Sensor Haut erkennt, wenn Sie sich ihm nähern.


Die rote Leuchtanzeige muss flackern, sonst wird das Gerät

3

nicht funktionieren. Wenn Sie 1. feststellen, dass die rote Anzeige nicht flackert, bringen Sie das Gerät näher an Ihre Haut, bis sie flackert.



5.3 Klicken Sie auf die „Power-Taste“, um die geeignete Intensitätsstufe auszuwählen, es gibt fünf Intensitätsstufen, die durch die blauen Anzeigelampen angezeigt werden. Das folgende Diagramm zeigt die Intensitätsstufe, es gibt fünf Intensitätsstufen, die durch die blauen Anzeigelampen angezeigt werden. Das folgende Diagramm zeigt die Intensitätsstufe von niedriger bis hoher Leistung, Stufe 1 ist die minimale Leistungseinstellung, Stufe 5 ist die maximale Leistungsintensität, jede Anpassung kann in der gezeigten Reihenfolge mit einem Klick auf die Ein/Aus-Taste vorgenommen werden.



5.1 Sobald die Intensitätsstufe eingestellt ist, bewegen Sie das Blitzfenster auf die Haut, die das Blitzfenster vollständig abdecken kann. Sie sehen die rote Anzeigelampe flackern und klicken dann auf die Blitztaste. Das Gerät blinkt einmal. nach jedem Blitz

4

Betrieb Die rote Kontrollleuchte wird ausgeschaltet, um die Stromversorgung aufzuladen, nach 1-3 Sekunden kehrt die Leuchte zurück, um anzuzeigen, dass sie wieder einsatzbereit ist.

Notiz:

Für perfekte Ergebnisse wird empfohlen, den Vorgang der Haarentfernung 2-3 Mal zu wiederholen und sicherzustellen, dass nicht alle Körperteile wiederholt und ausgelassen werden. Das Gerät funktioniert nicht richtig, wenn die rote Kontrollleuchte ohne Flackern anbleibt, befolgen Sie in diesem Fall bitte die folgenden Schritte.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Blitzfenster nahe genug an der Haut befindet.
- Wenn die rote Kontrollleuchte immer noch leuchtet, bewegen Sie sich bitte für 3-5 Sekunden zu Ihrer Haut und prüfen Sie, ob sie wieder normal funktioniert.
- Bitte starten Sie es neu, wenn dieser Vorgang fehlergeschlagen ist
- Wenn der obige Vorgang das Problem nicht lösen kann, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Wenn das Gerät im Leerlauf gelassen wird, wechselt es nach 5 Minuten in den Standby-Modus. Klicken Sie einfach auf die Ein-/Aus-Taste, um es aufzuwecken. Beachten Sie beim Neustart, dass die Intensität auf Stufe 1 zurückkehrt.
- Drücken Sie den Netzschalter für 3 Sekunden, um es herunterzufahren
- Wenn Sie mit der Verwendung fertig sind, reinigen Sie bitte das Blitzfenster mit dem empfohlenen feuchten Tuch mit medizinischem Alkohol.

Beruhigt die Haut  
Reduziert Irritationen

5-Gang-Energieanpassung

- 500000 Stöße
- Keine schwarzen Flecken
- Automatische Blitze
- 5 Gänge

