

# CM TraumaMatratze™ Manual



## Anwendung der CM TraumaMatratze™

Der Einsatz der CM TraumaMatratze beginnt in der Notfallambulanz bei der Aufnahme eines Patienten in einem kritischen Zustand.

1) Zur Umlagerung eines Patienten von einer Trage oder einer Vakuummatratze auf die CM TraumaMatratze wäre ein Log-Roll Manöver empfehlenswert, zusätzliche Hilfe bietet ihnen die Anwendung des CM Proslide um den Patienten leichter zu bewegen.

2) Wenn der Patient auf einem Spineboard oder einer Schaufeltrage eingeliefert wird, können sie ihn direkt mit Board oder Trage auf die CM TraumaMatratze platzieren. Entfernen sie diese so schnell wie möglich um den Patienten die druckentlastenden Fähigkeiten der CM TraumaMatratze zu gewährleisten.



## Anwendung des CM TraumaMattress™ Cover: (Bestellnummer: CMCOVER)



1. Legen sie das Cover auf die CM TraumaMatratze und ziehen sie es dann über den Kopfteil nach unten.
2. Ziehen sie die Klettverschlüsse fest um die Matratze und sichern sie sie am Cover
3. Platzieren sie die Kopffixierung (CM T-Fix) fest um den Kopf des Patienten und drücken sie die unteren Klettverschlüsse auf das Cover.
4. Die Sicherung des Kopfes des Patienten wird durch die weißen Klettbänder abgeschlossen. Platzieren sie diese an den Seiten der Kopffixierung und/oder an den roten Klettverschlüssen.

## Sicherung des Patienten auf die CM TraumaMatratze™

1. Platzieren Sie den Patienten mittig auf die TraumaMatratze, sodass der Kopf des Patienten so positioniert ist, dass eine Kopffixierung mit dem CM T-Fix auf dem CM Cover ermöglicht wird.
2. Verwenden sie die zusätzlichen Polsterungen seitlich am Körper des Patienten wenn eine weitere Stabilisierung notwendig ist.
3. Platzieren sie die Kopffixierung (CM T-Fix) fest um den Kopf des Patienten und drücken sie die unteren Klettverschlüsse auf das Cover.
4. Die Sicherung des Kopfes des Patienten wird durch die weißen Klettbänder abgeschlossen. Platzieren sie diese an den Seiten der Kopffixierung und/oder an den roten Klettverschlüssen.
5. Wickeln sie den Deckenteil des CM Cover so um den Patienten, inwieweit das Behandlungsverfahren es erlaubt.
6. Sichern sie die Körpergurte zur Stabilisierung, überkreuzen sie die oberen 2 Gurte so, dass ein X entsteht um eine erhöhte Stabilisierung zu ermöglichen.



## Reinigung der CM TraumaMatratze™

1. Die Körpergurte können in der Waschmaschine mit kaltem Wasser und Desinfektionsmittel (laut Gebrauchsanweisung sowie nach Krankenhaus-Vorschrift) gewaschen werden. Bei sehr starker Blutung ist eine Voreinweichung in kaltem Wasser empfehlenswert. Die Körpergurte können bei zu starker Verschmutzung auch nach Bedarf ersetzt werden, Bestellnummer: CMTR3 (4 Bänder).
2. Die Matratzen-Abdeckung sowie alle Teile der Matratze sind mit einem Desinfektionsmittel abwaschbar (laut Gebrauchsanweisung und nach Krankenhaus-Vorschrift).
3. Falls erforderlich, kann die Matratzen-Abdeckung für eine gründlichere Reinigung mit einem Desinfektionsmittel entfernt werden. Man kann sie einweichen oder abduschen, und dann zum Trocknen aufhängen. Bei Bedarf ist eine Neubestellung der Abdeckung möglich, Bestellnummer: CMTR1.

