

# MAGNET-PERFECT™ SMART CERVICAL MASSAGER

USER MANUAL



INTELLIGENT IMPULSE MASSAGE

magnetinnov  
MEDICAL INNOVATION

# TABLE DES MATIÈRES

FR

EN

Précautions d'utilisation .....	01
Caractéristiques techniques .....	04
Schéma du produit (Modèle rechargeable) .....	05
Schéma du produit (Modèle avec piles) .....	06
Mode opératoire .....	07
Conseils .....	08
Entretien quotidien .....	08
Dépannage .....	08
Avertissement .....	10

# Précautions d'utilisation

FR  
EN

## Danger

• Veuillez ne jamais utiliser le produit avec les appareils électroniques médicaux suivants :

1. Stimulateurs cardiaques et autres dispositifs électroniques médicaux implantables ;
2. Cœur et poumons artificiels et autres dispositifs électroniques médicaux de maintien des fonctions vitales ;
3. Électrocardiographes et autres dispositifs médicaux électroniques.

\* Ces dispositifs médicaux électroniques peuvent provoquer des dysfonctionnements et s'avérer être mortels.

## Attention

- Si la personne applique en même temps un dispositif chirurgical à haute fréquence avec le massEUR sur le corps, l'électrode de celui-ci peut causer des brûlures et des dommages à l'appareil.
- Si le produit est utilisé à proximité d'un appareil de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes (1M), son rendement peut être instable.
- Durant le traitement, l'électrode ne doit pas être en contact direct avec des plaies ni utilisé sur des cicatrices.
- Lorsque vous utilisez le produit, ne placez pas l'électrode près du cœur, de la poitrine, sinon le risque de fibrillation cardiaque augmentera. Ne l'appliquez pas au-dessus du cou, de la tête, de la bouche, des organes génitaux ou des infections cutanées et ne traitez pas la plante des pieds simultanément.

## Attention

- L'utilisation du produit est recommandée pour un seul utilisateur. Lorsqu'il est utilisé par différentes personnes, nettoyez l'électrode de l'appareil avant de l'utiliser.
- Lorsque vous utilisez le masseur, collez l'électrode fermement et uniformément sur la peau.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant ou après l'utilisation, cessez immédiatement et consultez un médecin.
  - Dans les cas suivants, il est recommandé de consulter votre médecin avant l'utilisation, ceci afin d'éviter des accidents ou un malaise physique :
    1. Les personnes sous traitement médical qui ressentent un malaise.
    2. Les personnes souffrant d'un problème cardiaque et de nerfs cérébraux.
    3. Les personnes dont la température corporelle dépasse 38 degrés (période de fièvre).
    4. Les personnes atteintes de maladies infectieuses.
    5. Les personnes souffrant de troubles de la perception de la peau ou d'anomalies cutanées.
    6. NE PAS l'utiliser en conduisant.
    7. Les personnes âgées doivent utiliser sous la direction du médecin.
    8. NE PAS utiliser ce produit après avoir bu ou pris des somnifères.
    9. N'essayez JAMAIS d'inspecter ou d'ouvrir le produit de quelque façon que ce soit.
    10. NE PAS poser d'objets lourds sur le produit.
    11. NE PAS continuer à utiliser ce produit après qu'il a été endommagé.
    14. NE PAS laisser tomber le produit au sol à haute altitude.
    12. NE PAS mettre ou laisser tomber dans l'eau ou dans d'autres liquides.
    13. N'utilisez JAMAIS d'épingles ou autres attaches métalliques avec cet appareil.

# Précautions d'utilisation

## FR Note

EN

- Si votre corps ou votre peau vous semblent étranges, consultez votre médecin et suivez ses conseils.
- Si vous souhaitez déplacer le masseur ou le placer sur une autre personne pendant le massage, veuillez couper l'alimentation électrique avant de le déplacer. Sinon, vous risquez de recevoir un fort choc électrique.
- Ne pas laisser à la portée des enfants, afin d'éviter tout accident.
- Ne l'utilisez pas lorsque vous dormez. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement du corps. En outre, le masseur peut se déplacer vers d'autres parties et causer un malaise.
- Ne collez pas l'électrode sur la même zone pendant une longue période, vous risquez de provoquer une inflammation de la peau.
- Lors du massage, n'utilisez pas des parties métalliques d'objet comme les ceintures, les colliers, etc, pour toucher l'électrode, afin d'éviter de recevoir un fort choc électrique.
- N'appliquez pas le masseur au même endroit pendant une longue période (plus de 30 minutes), vous risquez d'éprouver une fatigue musculaire sur la zone de massage et de ressentir une gêne physique.
- Veuillez porter ce produit correctement et l'utiliser sur la colonne cervicale. Posez le produit de façon symétrique. Dans le cas contraire, des accidents ou des malaises physiques risquent de se produire.


# Caractéristiques techniques

FR  
EN


Modèle	ALE-20
Tension nominale	5V ===
Puissance nominale	5W
Chronométrage automatique	15min
Norme exécutive	GB4706.1-2005

# Schéma du produit (Type rechargeable)



FR  
EN



Câble de connexion pour les patches







Le patch d'impulsion externe peut être utilisé pour le massage des autres parties du corps




# Schéma du produit (Type avec piles)

FR  
EN



## Application du masseur



**magnetinnov**  
MEDICAL INNOVATION



# Mode opératoire

FR  
EN

1. Avant chaque utilisation, mouillez d'abord la peau de la colonne cervicale avec une serviette humide ou avec du gel à base d'eau. Ensuite, mettez le produit autour du cou, rapprochez l'électrode de la peau de la colonne cervicale, ajustez la position du produit et mettez l'appareil sous tension, réglez ensuite l'intensité et le mode de massage appropriés.

2. Appuyez sur le bouton "ø" pour mettre le produit en marche (le témoin lumineux s'allume). Vous êtes en Mode par défaut avec la position de l'appareil par défaut (en vitesse 0).

3. "M" représente le bouton de mode. Appuyez dessus pour changer de mode. À chaque fois que vous appuyez sur ce bouton de Mode M, le buzzer émet un bip. Six modes peuvent être commutés de façon circulaire.

4. Appuyer sur le bouton "+" pour renforcer l'intensité. Chaque fois que le bouton est actionné, l'intensité augmente d'un niveau. Elle se divise en 15 échelons (0, 1, 2, ..., 15)

5. Appuyer sur le bouton "-" pour diminuer l'intensité. À chaque fois que le bouton est pressé, l'intensité diminue d'un échelon. L'intensité est divisée en 15 échelons (note : 15, 14, 13..., 1).

6. Appuyer sur le bouton "///" Pour active la fonction thermique, sélectionnez 1 pour une chaleur faible, 2 pour une chaleur moyenne, 3 pour une chaleur élevée, puis appuyez sur la touche de la fonction thermique pour l'arrêter.

7. Vous pouvez utiliser les patchs sur des zones douloureuses de votre corps.

8. La programmation de la machine est prévue pour 15 minutes. Lorsque le système est mis en marche, il s'arrête automatiquement après 15 minutes.

9. Les différents modes du massEUR cervical magnet perfect :

**Mode battement (Led rouge) :** Il va utiliser une fréquence magnétique adaptée pour atteindre les articulations en profondeur et soulager les douleurs récurrentes.

**Mode acupuncture (Led bleue) :** Le massEUR cervical va procéder au massage des points d'acupuncture.

**Mode pétrissage (Led verte) :** il permet une meilleure récupération et une meilleure circulation sanguine.

**Mode automatique (led multi-couleurs) :** Une adaptation automatique des différentes fonctions du massEUR.

il est recommandé d'utiliser le mode de massage automatique en boucle pour de meilleurs résultats

## Conseils

---

FR  
EN

- Le produit sera automatiquement éteint après 15 minutes de fonctionnement. Il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 30 minutes par jour.
- Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ventilé après utilisation.
- Ne pas poser d'autres charges sur le produit.

## Entretien quotidien

---

- Pour le nettoyage et l'entretien de ce produit, veuillez l'éteindre et utiliser un essuie-tout humide pour nettoyer l'électrode. Lorsqu'elle est particulièrement sale, utilisez un peu d'alcool médical (concentration d'alcool 75%) pour l'essuyer et la désinfecter.
- Veuillez l'essuyer avec un détergent neutre et un chiffon doux lors de l'entretien quotidien, n'utilisez pas de détergent corrosif et ne le mettez pas dans l'eau pour le trempage ou le lavage.
- Pendant le processus de nettoyage, il faut éviter que de l'eau ou d'autres liquides ne pénètrent dans le boîtier pour éviter les courts-circuits et les chocs électriques pendant l'utilisation.

## Dépannage

---

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez-vous référer aux conseils et solutions suivants.
- Si le produit est toujours en panne ou ne peut pas être utilisé, coupez l'alimentation électrique.

Situation	Cause probable/ solution
<b>Impossible de démarrer</b>	La batterie interne rechargeable n'est pas suffisamment chargée Veuillez vérifier si la touche d'allumage a été actionnée.
<b>Montre un statut normal mais aucun ressenti</b>	La feuille d'électrode est-elle directement en contact avec la peau? Si non, ajustez la position pour qu'elle soit en contact avec la peau. Y a-t-il des cheveux ou des vêtements, des bijoux, etc. entre la plaque d'électrode et la peau ? Si oui, retirez-les. La résistance est-elle de niveau O? Ajustez pour augmenter l'intensité du massage.
<b>Pas de batterie ou d'affichage de charge</b>	Veuillez vérifier si la connexion USB est bien reliée à l'appareil et à l'adaptateur électrique
<b>Picotements</b>	La plaque d'électrode et la peau du cou sont-elles bien ajustées? Il faut ajuster la position afin de rendre la peau tendue. La durée du massage est-elle trop longue? Il est recommandé de masser 15 minutes à la fois, deux fois par jour. L'intensité du massage est-elle trop importante? Elle est réglable. La peau est-elle allergique aux électrodes? Les personnes souffrant d'allergies graves ont besoin de se désensibiliser en premier lieu. Temps froid, peau sèche? Utilisez une serviette humide pour hydrater la peau. Y a-t-il une plaie à la surface de la peau ? Ne placez pas l'électrode dessus.
<b>Un stimulus très faible</b>	L'électrode du masseur et la peau du cou sont-elles bien appliquées ? Il faut ajuster la position de manière à ce qu'elle s'adapte à la peau et ajuste la force appropriée. * La feuille d'électrode est -elle sale ou huileuse ? Nettoyez la surface de l'électrode. Ajustez pour augmenter l'intensité du massage.

**Avvertimento:**

Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être.



## Nous Contacter

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour satisfaire votre demande.



[contact@magnet-innov.com](mailto:contact@magnet-innov.com)



Magnet-Innov



[magnet\\_innov](https://www.instagram.com/magnet_innov)

**magnet**innov  
MEDICAL INNOVATION

# MAGNET-PERFECT™ SMART CERVICAL MASSAGER

USER MANUAL



INTELLIGENT IMPULSE MASSAGE

magnetinnov  
MEDICAL INNOVATION

# TABLE OF CONTENTS

FR

EN

Precautions.....	13
Technical features .....	16
Product Diagram (Rechargeable model).....	17
Product Diagram (Battery operated model).....	18
Operational Mode .....	19
Tips .....	20
Daily maintenance .....	20
Troubleshooting .....	20
Warning .....	22

# Precautions

FR  
EN

## Danger

- Never use the product with the following electronic medical devices:
  1. Pacemakers and other implantable electronic medical devices;
  2. Artificial hearts, lungs, and other electronic medical devices that maintain vital functions
  3. Electrocardiographs and other electronic medical devices.

\* These electronic medical devices can cause malfunctions and turn out to be fatal.

## Warning

- If a high-frequency surgical device is applied at the same time as the massager, the massager's electrode could cause burns and damages to the device.
- If the product is used near a shortwave or microwave therapy (1M), its output may be unstable.
- The electrode should not be in direct contact with wounds or used on scars during treatment.
- To avoid the increasing the risk of cardiac fibrillation not place the electrode near your heart or chest while you use the product. Do not use it over your neck, head, mouth, genitals, or on rashes, and do not try to place it on the soles of your feet.

## Warning

- Product use is recommended for only one user. If the product is being used by multiple people, clean it before use.
- Attach the electrode evenly and firmly on your skin while using the massager.
- If you don't feel well during or after use, stop using the product immediately and consult your doctor.
- To avoid accidents or physical illness, consult your doctor before using the product if any of the following cases apply to you:
  1. If you are receiving medical treatment and are dizzy.
  2. If you have heart or nerve problems.
  3. If your body temperature is over 100.4° F
  4. Infectious diseases.
  5. Rashes or skin sensitivity.
  6. DO NOT use while driving.
  7. Elderly people should use the product under the instruction of their doctor.
  8. DO NOT use the product after drinking or taking sleeping pills.
  9. NEVER try to inspect or open the product.
  10. DO NOT put heavy objects the product.
  11. DO NOT continue to use the product if it's damaged.
  14. DO NOT drop the product from a high place.
  12. DO NOT submerge or drop the device in water or any other liquid.
  13. NEVER use pins or other metal clips with this device.



# Precautions

---

FR

## Notes

EN

- If your skin or body feel strange, consult your doctor and follow their instructions.
- To avoid electric shocks, cut off the power supply before moving the device if you want to move the massager or put it on someone else during the massage.
- To avoid accidents, keep out of reach of children.
- Do not use while sleeping. Use while sleeping could cause bodily dysfunction, or the massager could move to other parts of the body and cause a loss of consciousness.
- Do not put the electrode in the same place for a long time. Doing so can cause skin inflammation.
- To avoid electric shocks, do not allow metal objects to come into contact with the electrode during the massage (necklaces, belts, etc.)
- Do not use the massager in the same place for an extended period of time (more than 30 minutes). Prolonged use can cause muscle fatigue and discomfort in the massaged area.
- Wear the product correctly by putting the device on the cervical spine in a symmetrical manner. Improper use of this product could cause accidents or physical illness.


# Technical Features

FR  
EN


Model	ALE-20
Rated voltage	5V ===
Rated power	5W
Automatic timer	15min
Administrative regulation	GB4706.1-2005

# Product diagram (rechargeable product)



FR  
EN



Patch connection Cable







The external pulsing patch can be used to massage other parts of the body




# Product Diagram (battery-operated)

FR

EN



## Massager application



Magnetinnov  
MEDICAL INNOVATION

# Operational Mode

FR  
EN

1. Dampen the skin on your cervical spine with a moist towel or a water-based gel before each use. Then put the product around your neck, bring the electrode to the skin on your neck, adjust the product position, and apply power to the device, then adjust the device to the appropriate intensity and massage mode.

2. Press the "0" button to turn the product on (the light indicator will turn on). You'll be in default mode with the device in default position (on speed level 0.)

3. "M" represents the mode button. Press the button to change modes. Each time you press the M Mode button, the button will beep. There are a total of six modes to choose from that will cyclically rotate.

4. Press the "+" button to increase the intensity. Every time the button is pressed, the intensity increases by one level. There are a total of 15 levels. (0, 1, 2, ..., 15)

5. Press the "-" button decrease the intensity. Every time the button is pressed, the intensity decreases by one level. There are a total of 15 levels. (0, 1, 2, ..., 15) (note : 15, 14, 13..., 1).

6. Press the "///" button to activate the thermal function. Select 1 for low heat, 2 for medium heat, and 3 for high heat, then press the thermal function button to turn the function off

7. You can use the patches on painful areas of your body.

8. The machine is programmed to provide massages for 15 minutes. The system will turn off 15 minutes after it is turned on.

9. The perfect magnet neck massager modes are:

**Beating mode (Red LED) :** This mode uses magnetic frequency to reach the joints and soothe recurring pain.

**Acupuncture mode (blue LED) :** The neck massager will massage acupuncture points.

**Kneading mode (green LED) :** allows for better recovery and better blood circulation sanguine.

**Automatic mode (multi-color LED) :**

Automatic adaptation of different massager features.

We recommend using the automatic mode on loop for best results

## Tips

---

FR  
EN

- The product will automatically turn off after 15 minutes of operation. We recommend no longer than 30 minutes of use per day.
- The product should be stored in a dry, ventilated place after use.
- Do not put other weight on the product.

## Daily maintenance

---

- To clean and maintain the product, turn it off and use a moist dish towel to clean the electrode. Use a bit of medical-grade rubbing alcohol if the product is particularly dirty (75% alcohol concentration) to wipe and disinfect it.
  - Use a neutral detergent and soft cloth for daily maintenance; do not use corrosive detergent, and do not put the device in water to soak or clean it.
  - To prevent short-circuiting and electric shocks during use, make sure that water and liquids do not penetrate the inside of the product while washing.

## Troubleshooting

---

- If you encounter problems during product use, please refer to the following suggestions and solutions.
  - If the product is still out of order or cannot be used, cut off the power supply.

Situation	Likely cause/ solution
<b>Device does not turn on</b>	<p>The internal rechargeable battery hasn't been charged enough.</p> <p>Check to see if the on button has been pressed.</p>
<b>Device shows normal status but no feeling</b>	<p>Is the electrode sheet in direct contact with your skin? If not, adjust the sheet's position so it's in direct contact with your skin.</p> <p>Is there any hair, jewelry, or clothing, etc. caught between the electrode patch and your skin? If so, remove it.</p> <p>Is the resistance at level 0? You can increase the massage intensity.</p>
<b>No battery or battery status display</b>	<p>Check the USB connection to make sure it's properly connected to the device and the adaptor.</p>
<b>Tingling</b>	<p>Is the electrode patch properly adjusted on your skin? Adjust the position to hold your skin taut. Is the massage duration too long? We recommend 15 minute massages at a time, twice a day.</p> <p>Is the massage intensity too strong? The intensity can be adjusted. Are you allergic to the electrode? If you suffer from severe allergies, you may need to desensitize yourself to it at first. Is it cold outside or is your skin dry? Use a damp towel to hydrate your skin.</p> <p>Do you have any open wounds? Do not place the electrode on open wounds.</p>
<b>Very weak stimulus</b>	<p>Has the massager electrode been properly applied to the neck? Adjust the electrode's position so it's adapted to your skin and adjust the intensity accordingly.</p> <p>* Is the electrode sheet dirty or oily? Clean the electrode surface.</p> <p>Adjust to increase the massage intensity.</p>

**Avertissement:**

This symbol on a device or its packaging means: do not throw away electronic devices in unapproved municipal landfills: use separate collection facilities. Contact your local authority to obtain information on available collection systems in your area. If electronic devices are thrown away in landfills, dangerous substances can seep into underground water and end up in the food chain which is dangerous to your health and wellbeing.



## Contact Us

If you have any questions, feel free to contact us, and we'll do the best we can to address your questions or concerns.



[contact@magnet-innov.com](mailto:contact@magnet-innov.com)



Magnet-Innov



[magnet\\_innov](https://www.instagram.com/magnet_innov)

**magnet**innov  
MEDICAL INNOVATION



*Thank you  
for purchasing the  
Magnet-perfect™ smart  
cervical massager*

Discover now our best products



**Magnet-Relax 2.0**  
**The Smart Eye**  
**Massager**



**Magnet-Zen™**  
**The Shiatsu**  
**Massage Pillow**




**Magnet Relax™**  
**The Massage**  
**Mask**

 Magnet-Innov

 magnet\_innov

**magnet**innov  
MEDICAL INNOVATION  
[www.magnet-innov.com](http://www.magnet-innov.com)



 Scan me  
for a gift