

## User Manual

Blood Pressure Monitor

Model: TMB-1872-B

Arm Type



- Thank you very much for selecting RENPHO Blood Pressure Monitor TMB-1872-B.
- Please read the user manual carefully and thoroughly to ensure the safe usage of this product. Keep the manual well for further reference in case you have problems.

**Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd.**  
 Zone A, No.105 ,Dongli Road, Torch Development District,  
 Zhongshan, 528437, Guangdong, China



**EC REP MDSS-Medical Device Safety Service GmbH**  
 Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

**UK REP MDSS-UK RP Ltd.**  
 6 Wilmslow Road, Rusholme, Manchester M14 5TP UNITED KINGDOM

**CE 0123**  
 Made in China

Périmètre de mesure du bras supérieur	Environ 8,66 " ~ 16,53" (22 cm ~ 42 cm)
Poids net	Environ 184 g (à l'exclusion des piles)
Dimensions extérieures	Environ 3,66 "X5,12" X1,28 " (93 mm * 130 mm * 32,5 mm)
Attachement	4 * piles AAA, manuel utilisateur, câble USB, Sac de transport Carte de garantie
Mode de fonctionnement	Opération continue
Classification des appareils	Mode alimenté par batterie: équipement ME alimenté en interne Mode d'alimentation de l'adaptateur secteur: équipement ME de classe II
Degré de protection	Pièce appliquée de type BF
Protection contre la pénétration d'eau	IP21 Cela signifie que l'appareil pourrait être protégé contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus, et protéger contre verticalement gouttes d'eau qui tombent.
Software Version	A01

AVERTISSEMENT: Aucune modification de cet équipement n'est autorisée.

SYMBOL	Beschreibung	Erklärung
	Bluetooth	Quando lampeggia, significa che il Bluetooth sta comunicando Quando è sempre acceso, significa che il Bluetooth è connesso al Bluetooth
<b>SYS</b>	Pressione sanguigna sistolica	Pressione sanguigna alta
<b>DIA</b>	Pressione sanguigna diastolica	Pressione sanguigna bassa
<b>PUL</b> /min	Display delle pulsazioni	Pulsazioni in battiti al minuto
<b>AVG</b>	Valore medio	Il valore medio della pressione sanguigna
	Memoria	Indica che si trova in modalità memoria e in quale gruppo di memoria si trova
	Indicatore di movimento	Il movimento può causare una misurazione imprecisa
<b>mmHg</b>	mmHg	Unità di misura della pressione sanguigna (1mmHg = 0.133kPa)
	Batteria scarica	Le batterie sono scariche e devono essere sostituite
	Battito cardiaco irregolare	Il misuratore di pressione sanguigna, durante la misurazione, rileva un battito cardiaco irregolare.
<b>I</b>	Indicatore di livello della pressione sanguigna	Indica il livello di pressione sanguigna
<b>D M Y</b> 	Ora corrente	Giorno/Mese/Anno, Ore/Minuti
	Battito cardiaco	Il misuratore di pressione sanguigna sta rilevando un battito cardiaco durante la misurazione.
	Utente 1	Avvia misurazione per l'Utente 1
	Utente 2	Avvia misurazione per l'Utente 2


## ♥ Componenti Monitoraggio



COMPARTIMENTO DELLA BATTERIA

Elenco dei componenti  
Del sistema di misurazione  
della pressione

1. Polsiera
2. Tubo dell'aria
3. PCBA
4. Pompa
5. Valvola



## ♥ Elenco


1. Monitor Pressione Sanguigna (TMB-1872-B)




2. Polsiera (parte applicata di tipo BF) (22 ~ 42 cm)



3. 4 \* batterie AAA




4. Manuale utente



5. Cavo USB



6. Borsa per il trasporto



## Download

1. Cercare e scaricare Genec APP dall'Apple Store / Google Play oppure scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'app.




Genec



2. Aprire la app Genec. Per creare un nuovo account premere Register. Se già avete un account, premere Login.


## 1. Aggiungere il dispositivo



### Note:


1. Accendi il Bluetooth sul telefono e apri l'APP, entra nella "pagina di aggiunta del dispositivo", premi il pulsante Utente per accendere il dispositivo Renpho da accoppiare con l'APP. Spuntare per confermare, scegliere Utente1 o Utente2, quindi fare clic su "Avanti" per accedere alla home page.

## 2. Aggiungere l'utente sulla homepage

**Note:**


1. La prima volta che utilizzi l'APP, devi aggiungere un utente. È possibile premere il pulsante Utente sul dispositivo per scegliere Utente1 o Utente2. Dopo aver inserito le informazioni dell'utente, fare clic su Passaggio successivo per salvare e accedere al menu principale.
2. User1 o User2, è possibile sceglierne solo uno.
3. Inserire l'altezza in cm o pollici, il peso in kg o libbre. Inserire la circonferenza del braccio in cm o pollici.

## 3. Registrazione delle misurazioni



**A:** I dati vengono visualizzati su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Seleziona il periodo, il grafico delle tendenze di seguito verrà compilato automaticamente, l'elenco in basso contiene tutti i record di misurazione storici.

Nota: le impostazioni di data e ora del dispositivo si sincronizzeranno automaticamente con lo smartphone una volta associato.



Record Blood Pressure Note

Normal 2020-12-09 11:59 am

110 75 70  
SYS DIA BPM

Remark: Add your note in here. Typing...

Add remark

Please add blood pressure remarks (0-200)

Delete Save



**B:** Fare clic su qualsiasi dato per passare alla pagina delle annotazioni sulla pressione: è possibile aggiungere un'annotazione, dopo averla salvata con successo, è possibile visualizzare le informazioni dell'annotazione nella pagina di visualizzazione dell'elenco delle annotazioni sulla pressione. Fare clic sul pulsante di cancellazione nella pagina delle annotazioni sulla pressione per cancellare le annotazioni.


C. Tutti i dati possono essere eliminati facendo scorrere l'elenco da destra a sinistra.




D. Fare clic sull'icona con tre punti sul lato destro del titolo per accedere all'interfaccia "More" per visualizzare le informazioni sul dispositivo.



- E. Cliccare sul nome dell'utente per cambiare User1 o User2 (Come mostrato nell'immagine a sinistra qui sotto).



- F. Cliccare su "Learn more" nell'elenco e apparirà un messaggio che indica un battito cardiaco irregolare. (Come mostrato nell'immagine a destra qui sotto).






G. Il valore medio del grafico di tendenza viene calcolato in base all'intervallo di tempo indicato nel grafico.




4. Calendario della pressione sanguigna




**Note:**

1. Selezionare un qualsiasi giorno del calendario (come mostrato nell'immagine sopra: 10 Dic, ad esempio), è possibile tenere traccia delle registrazioni della pressione di quel giorno, e le registrazioni saranno presentate nella seguente lista.
2. Il puntino blu indica che ci sono dati di misurazione in quel giorno (come mostrato nella figura qui sotto: 10 Dic).
3. Fare clic sui dati dell'elenco per passare al menu "Aggiungi osservazioni sulla pressione arteriosa.



4. Far scorrere a sinistra nell'elenco sottostante per cancellare un singolo dato. Se si clicca su "Seleziona tutto" nell'angolo in alto a destra, i dati della lista possono essere cancellati in gruppi.


## 5. Condividere




### Note:

1. Cliccare su "starting time" per visualizzare il controllo di selezione della data e selezionare l'ora di inizio.
2. Cliccare su "ending time" per visualizzare il controllo di selezione della data e selezionare l'ora di fine.
3. Cliccare su "Share" per condividere il file CSV. (Come mostrato sotto)

## 6. Impostazioni

**Note:**

È possibile modificare le informazioni attuali dell'utente, aggiungere nuovi utenti, aggiungere manualmente le registrazioni della pressione e i promemoria dei tempi di misurazione, e si possono anche visualizzare le FAQ e gli standard della pressione.




## 8. Aggiungere un utente

**Note:**

1. Ogni APP può avere due utenti, Utente1 e Utente2. Se l'utente è associato a Utente1, sarà disattivato per impostazione predefinita e sarà possibile selezionare solo Utente2.
2. Deve essere nello stato di accoppiamento per aggiungere un nuovo utente, premere il pulsante Utente sul dispositivo per attivare la modalità di accoppiamento.

## 9. Aggiungere manualmente le registrazioni


**Note:**

1. La verifica di alta pressione, bassa pressione e frequenza cardiaca deve essere un dato specifico, non un intervallo.
2. Dopo aver salvato con successo, tornare al menu principale del record di misurazione.


## 10. Istruzioni operative




## 11. Promemoria orario

**Note:**

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi" al centro della pagina per accedere all'interfaccia di aggiunta promemoria come mostrato a destra.
2. Attivare l'interruttore per utilizzare la funzione Promemoria programma. (Come mostrato di seguito)
3. È possibile impostare il promemoria in base al periodo di tempo.




## 12. Altro

**Note:**

1. Fare clic su "Device information" per accedere all'interfaccia di informazione dell'apparecchio.
2. Cliccare su "Remove Device", per rimuovere l'apparecchio attuale dalla homepage.
3. Dopo che il dispositivo è stato rimosso con successo, tornerà al menu principale.

## ♥ Trasferire i dati esistenti




### Note:

1. Richiama le tue letture sullo schermo premendo il pulsante "MEM" sul tuo dispositivo.
2. Successivamente, apri l'app Gennec e quindi accedi all'interfaccia Records, i dati verranno trasferiti automaticamente.

\* Quando si dispone di dati di misurazione esistenti sul monitor RENPHO smart BP e non si è connessi all'APP Gennec durante la misurazione precedente.

## ♥ Scegliere l'alimentatore

1. Modalità batteria:  
6 V CC 4 \* batterie AAA
2. Modalità alimentatore adattatore CA: 5V  $\overline{\text{---}}$  1 A (non incluso)  
Utilizzare l'adattatore CA (non incluso) e il cavo USB esattamente come nella figura seguente:




### ⚠ ATTENZIONE

Per ottenere l'effetto migliore e proteggere il dispositivo, utilizzare il tipo di batteria corretta e l'adattatore di alimentazione speciali adeguati e conformi agli standard di sicurezza locali.

## ♥ Installazione e sostituzione delle batterie

- Rimuovere il coperchio della batteria.
- Installare le batterie rispettando la polarità corretta, come mostrato.
- Sostituire il coperchio della batteria.



Sostituire le batterie ogni volta che si verifica quanto segue

- Vengono mostati 0+
- Il display si vede poco
- Il display non si accende

### ⚠ ATTENZIONE

- Non mescolare batterie nuove e usate.
- Non utilizzare contemporaneamente diversi tipi di batterie.
- Non gettare le batterie nel fuoco. Le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.
- Rimuovere le batterie se è probabile che il dispositivo non venga utilizzato per un certo periodo di tempo.
- Le batterie scariche sono dannose per l'ambiente. Non gettarle tra i rifiuti comuni.
- Rimuovere le vecchie batterie dal dispositivo seguendo le linee guida sul riciclaggio locali.

### Avvertenze:




Questo simbolo sul dispositivo o sulla confezione indica: Non smaltire gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non differenziati; utilizzare impianti di raccolta differenziata. Contattare le autorità locali per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o cassonetti, le sostanze pericolose possono infiltrarsi nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la vostra salute e il vostro benessere. Quando si sostituiscono vecchi apparecchi con nuovi, il rivenditore è obbligato per legge a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.




## ♥ Impostazione della data e dell'ora

È importante impostare l'orologio prima di utilizzare il monitor della pressione arteriosa, in modo che possa essere assegnata una data e un orario a ciascun record salvato in memoria. (Il raggio di impostazione dell'anno: 2020-2060 ora: 24 ore)


1. Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante "START/STOP" per 3 secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'anno.




2. Premere il pulsante "USER" o il pulsante "MEM" per cambiare [ANNO]. Ogni pressione incrementerà o decremerà il numero di uno in maniera ciclica.




3. Quando si seleziona l'anno corretto, premere il pulsante "START/STOP" per impostare e passare alla fase successiva.



4. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare [MESE] e [GIORNO].



5. Ripetere i passaggi 2 e 3 per impostare [ORA] e [MINUTI].




6. Dopo aver impostato [MINUTO], il display LCD visualizzerà prima "donE", visualizzerà tutte le impostazioni effettuate e in fine si spegnerà.




## ♥ Selezionare l'Utente

1. Quando il dispositivo è spento, premere il tasto "USER" per accedere alla modalità di impostazione dell'utente. L'ID utente lampeggerà.




2. Quindi premere nuovamente il pulsante "USER", selezionare l'ID utente tra l'utente 1 e l'utente 2.



3. Dopo aver selezionato l'ID utente desiderato, premere il pulsante "START/STOP" per confermare e iniziare la misurazione.


## ♥ Legare la polsiera

1. Rimuovere qualunque tipo di gioiello, come orologi e bracciali dal braccio sinistro. Nota: se il medico ha diagnosticato una cattiva circolazione al braccio sinistro, usare il braccio destro.
2. Arrotolare o sollevare la manica per esporre il polso. Assicurarsi che la manica non risulti troppo stretta.
3. Tenere il braccio con il palmo rivolto verso l'alto e legare la polsiera alla parte superiore del braccio, quindi posizionare il tubo decentrato verso il lato interno del braccio in linea con il mignolo. Oppure posizionare la parte con il simbolo dell'arteria sopra l'arteria principale (all'interno del braccio). Nota: individuare l'arteria principale premendo con 2 dita a circa 2 cm sopra la curva del gomito all'interno del braccio sinistro. Identificarla sul punto in cui il polso presenta una pulsazione più forte. Questa è la tua arteria principale.
4. Il bracciale deve essere comodo ma non troppo stretto. Dovresti essere in grado di inserire un dito tra il bracciale e il braccio.
5. Siediti comodamente con il braccio appoggiato su una superficie piana. Appoggia il gomito su un tavolo in modo tale che il bracciale sia allo stesso livello del tuo cuore. Gira il palmo verso l'alto. Siediti su una sedia e fai 5-6 respiri profondi.



6. Suggestioni utili per i pazienti, in particolare per i pazienti con ipertensione:

- Riposare per 5 minuti prima della prima misurazione.
- Attendere almeno 3 minuti tra le misurazioni. Ciò consente il recupero della circolazione sanguigna.
- Effettuare la misurazione in una stanza silenziosa.
- Il paziente deve rilassarsi il più possibile, non muoversi e non parlare durante la procedura di misurazione.
- Il bracciale deve mantenersi allo stesso livello dell'atrio destro del cuore.
- Per favore, sedersi comodamente. Non incrociare le gambe e tenere i piedi appoggiati a terra.
- Tenere la schiena contro lo schienale della sedia.
- Per un confronto significativo, provare a misurare in condizioni simili. Ad esempio, eseguire misurazioni giornaliere all'incirca nello stesso momento, sullo stesso braccio o in base a quanto indicato da un medico.




## ♥ Avvio della misurazione

1. Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante "START/STOP" per accendere il monitor e concluderà l'intera misurazione.




START  
STOP


Display LCD




Regolare lo zero



Gonfiare e misurare



Visualizza e salvare i risultati.



2. Premere il pulsante "START/STOP" per spegnere, altrimenti si spegnerà automaticamente entro 1 minuto.




START  
STOP

## ♥ Richiama i record

1. Quando il dispositivo è spento, premere il pulsante "MEM" per mostrare i record più recenti. Se i record sono inferiori a 3 gruppi, verrà visualizzato l'ultimo record. Seleziona ad esempio l'utente 1.

2. Premere il pulsante "MEM" per ottenere il record desiderato.

Verranno visualizzati in modo alternato la data e l'ora della registrazione.



## ⚠ ATTENZIONE

Viene visualizzato il record più recente per primo (1). Ogni nuova misurazione viene assegnata al primo (1) record. Tutti gli altri record vengono inseriti in fondo alla lista (ad esempio, 2 diventa 3 e così via) e l'ultimo record (120) viene eliminato dall'elenco.

## ♥ Eliminare i Record

**Se non si è ottenuta una misurazione corretta, è possibile eliminare i risultati procedendo nel modo seguente.**

### A: Eliminare un record

1. Tenere premuto il pulsante "MEM" per 3 secondi quando il monitor è in modalità di richiamo della memoria, verrà visualizzato sul display in maniera lampeggiante "dELy 1 + USER ID".
2. Premere il pulsante "MEM" verrà visualizzato in maniera lampeggiante "dEL n" o "dEL y".
3. Premere brevemente il pulsante "START/STOP" per confermare l'eliminazione del risultato di questo gruppo quando viene visualizzato "dEL y" e visualizzato "ID UTENTE + dEL donE", fatto ciò il dispositivo mostrerà l'ultimo record.

Suggerimenti: Premendo "START / STOP" quando viene visualizzato "dEL n", verrà interrotta l'operazione.



## B: Eliminare tutti i record

1. Tenere premuto il pulsante "MEM" e il pulsante "USER" per 3 secondi quando il monitor è in modalità di richiamo della memoria, verrà visualizzato il display flash "USER ID + dELy U5Er".



2. Premere il pulsante "USER" o il pulsante "MEM" verrà visualizzato in maniera lampeggiante "dEL n" o "dEL y".



3. Premere brevemente il pulsante "START/STOP" per confermare l'eliminazione del risultato di questo gruppo quando viene mostrato "dEL y" e visualizzato "ID UTENTE + dEL donE", quindi il dispositivo si spegnerà.




Suggerimenti: Premendo "START / STOP" quando viene visualizzato "dEL n", verrà interrotta l'operazione.

START  
STOP



4. Se non ci sono registrazioni, verrà mostrato il display corretto.



## ♥ Suggerimenti per le misurazioni

Le misurazioni potrebbero non essere accurate se effettuate nelle seguenti circostanze.



Entro 1 ora dopo cena o dopo aver bevuto




Misurazione immediata dopo aver assunto tè, caffè, o aver fumato



Dopo 20 minuti dopo aver fatto un bagno



Quando si parla o si muovono le dita



Se si è in un ambiente molto freddo



Quando si ha la necessità di urinare



## ♥ Manutenzione

Per favore, ricalibrare il monitor della pressione arteriosa specificatamente una volta ogni due anni per garantire una misurazione precisa. Per ottenere le migliori prestazioni, seguire le istruzioni di seguito per conservare il dispositivo.



Conservare in un luogo asciutto ed evitare l'esposizione al sole.



Evitare scosse e forti collisioni



Usare un panno umido per rimuovere lo sporco



Evitare di toccarlo con mani bagnate, pulirlo con il panno asciutto nella custodia.




Evitare ambienti polverosi e con sbalzi di temperatura



Non tentare di pulire il bracciale riutilizzabile con acqua e non immergere mai il bracciale in acqua.

## ♥ Cosa sono la pressione sistolica e la pressione diastolica?


Quando i ventricoli si contraggono e pompano il sangue fuori dal ventricolo sistolico, la pressione sanguigna raggiunge il suo massimo valore nel ciclo, che questa viene chiamata pressione sistolica. Quando i ventricoli si rilassano, la pressione sanguigna raggiunge il suo valore minimo nel ciclo, che si chiama pressione diastolica.



## ♥ Qual è la classificazione standard della pressione arteriosa?

La classificazione della pressione arteriosa pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'International Society of Hypertension (ISH) nel 1999 è la seguente:

## SULLA PRESSIONE SANGUIGNA



### ⚠ ATTENZIONE

Solamente un medico può comunicare il normale intervallo di PA. Si prega di contattare un medico se il risultato della misurazione non rientra nell'intervallo. Si prega di notare che solamente un medico può dire se il valore della pressione sanguigna abbia raggiunto un punto pericoloso

Livello di pressione sanguigna (mm Hg)	Ottimale	Normale	Alta Normale	Media	Moderata	Grave
Systole	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
Diastole	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

## SULLA PRESSIONE SANGUIGNA

### ♥ Rilevatore di Battito Cardiaco Irregolare

Un battito cardiaco irregolare viene rilevato quando il ritmo del battito cardiaco varia mentre il dispositivo misura la pressione sistolica e diastolica. Durante ogni misurazione, il misuratore di pressione sanguigna terrà una registrazione di tutti gli intervalli di impulsi e calcolerà il loro valore medio. Se ci sono due o più intervalli di impulsi, e la differenza tra ciascun intervallo e la media di questi risulta superiore al valore medio di  $\pm 25\%$ , oppure ci sono quattro o più intervalli di impulsi, la differenza tra ciascun intervallo e la media risulta superiore alla media del valore del  $\pm 15\%$ , apparirà sul display il simbolo del battito cardiaco irregolare con il risultato della misurazione.

### ⚠ ATTENZIONE

Quando appare l'icona IHB, significa che durante la misurazione è stata rilevata un'irregolarità del polso coerente con un battito cardiaco irregolare. Solitamente questo NON rappresenta un motivo di preoccupazione. Tuttavia, se il simbolo appare spesso, ti consigliamo di consultare un medico. Si noti che il dispositivo non sostituisce un esame cardiaco, ma può servire a rilevare eventuali irregolarità del polso durante una fase precoce.



### ♥ Perché la mia pressione sanguigna oscilla durante il corso della giornata?

1. La pressione del sangue individuale varia diverse volte durante la giornata. Viene anche influenzata dal modo in cui viene legato il bracciale e dalla posizione di misurazione, quindi ti preghiamo di effettuare la misurazione nelle stesse condizioni.
2. Se la persona assume delle medicine, la pressione varierà maggiormente.
3. Attendere almeno 3 minuti per un'altra misurazione.



### ♥ Perché ho una pressione sanguigna diversa a casa rispetto che all'ospedale?

La pressione sanguigna è diversa anche durante il corso della giornata a causa del clima, delle emozioni, dell'esercizio fisico, ecc. Inoltre, c'è l'effetto "camice bianco", il che significa che la pressione sanguigna di solito aumenta in contesti clinici.


A cosa si deve prestare attenzione quando si misura la pressione sanguigna a casa:

Se la polsiera è legata correttamente. Se la polsiera è troppo stretta o troppo larga. Se la polsiera è legata sulla parte superiore del braccio. Se ci si sente ansiosi. Fare 2-3 respiri profondi prima di iniziare darà risultati migliori.

Consiglio: Rilassarsi per 4-5 minuti fino a quando non ci si sente più calmi.


### ♥ Il risultato è lo stesso se si misura sul braccio destro?

Va bene per entrambe le braccia, ma ci saranno risultati diversi per persone diverse. Ti consigliamo di effettuare le misurazioni sempre con lo stesso braccio.



### ♥ Componenti autorizzati

1. Utilizzare l'adattatore CA autorizzato dal produttore (Non incluso)



Adattatore  
Ingresso: 100~240V, 50~60 Hz,  
0,2 A max  
Uscita: 5V=1000mA  
BLJ06L050100U-U

### ♥ Informazioni sui contatti

Non esitate a contattarci se avete bisogno di informazioni o d'aiuto. Faremo del nostro meglio per migliorare la qualità e il servizio del prodotto. Tutti i prodotti vengono forniti con garanzia e assistenza a vita.


Web: [www.renpho.com](http://www.renpho.com)

Email: [support-eu@renpho.com](mailto:support-eu@renpho.com)


TEL: +44(0)7434 666088(UK)

Monday-Friday 9:00AM-5:00PM(GMT)

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI










PROBLEMA	PROBLEMA	CONTROLLARE	SOLUZIONE
Non vi è alimentazione	Il display non si accende.	Le batterie sono scariche.	Sostituire con batterie nuove
		Le batterie non sono inserite correttamente.	Inserire le batterie correttamente
		L'adattatore CA è inserito in modo errato.	Inserire l'adattatore CA saldamente
Batterie scariche	Lo schermo è scuro oppure dà un messaggio 	Le batterie sono scariche.	Sostituire con batterie nuove
Appare un messaggio di errore	Appare il messaggio E 01	Il bracciale è troppo stretto o troppo largo.	Rimettere il bracciale e poi misurare di nuovo.
	Appare il messaggio E 02	Il monitor ha rilevato movimento, conversazione o impulso insufficiente durante la misurazione.	Rilassatevi per un momento e poi misurate di nuovo.
	Appare il messaggio E 03	Il processo di misurazione non rileva il segnale d'impulso.	Allentate gli indumenti sul braccio e poi misurate di nuovo.
	Appare il messaggio E 04	Il trattamento della misurazione non è riuscito.	Rilassatevi per un momento e poi misurate di nuovo.
	"EEExx" appare sullo schermo	E' avvenuto un errore di calibrazione.	Ripetere la misurazione. Se il problema persiste, contattare il rivenditore o il nostro servizio clienti per ulteriore assistenza. Fare riferimento alla garanzia per le informazioni di contatto e le istruzioni per la restituzione.
Messaggio di avviso	Mostra il messaggio "out"	Fuori dal campo di misurazione	Rilassatevi per un momento. Rimettere il bracciale e poi misurate di nuovo. Se il problema persiste, contattate il vostro medico.

## CARATTERISTICHE

Alimentazione	Modalità alimentata a batteria: Batterie 6VDC 4*AAA Modalità dall'adattatore CA: 5V  1A (non incluso) (Utilizzare solo il modello di adattatore CA consigliato).
Modalità display	Display LCD digitale V.A.2.36 "X2.91" (60mm*74mm)
Modalità di misurazione	Modalità test oscilloscopico
Campo di misurazione	Pressione nominale del bracciale: 0 mmHg~299 mmHg (0 kPa~39,9kPa) Pressione di misura: SYS: 60mmHg~230mmHg (8.0kPa~30.7kPa) DIA: 40mmHg~130mmHg (5.3kPa~17.3kPa) Valore dell'impulso: (40-199) battito/minuto
Precisione	Pressione: 5°C-40°C (41°F-104°F) entro ± 3 mmHg (0,4 kPa) Valore dell'impulso: ± 5%
Condizioni di lavoro normali	Una gamma di temperature di: Da +5°C a +40°C (da 41°F a +104°F) Un intervallo di umidità relativa dal 15% al 90%, senza condensa, ma che non richiede una pressione parziale del vapore acqueo superiore a 50 hPa Un intervallo di pressione atmosferica da: 700 hPa a 1060 hPa
Storage & transportation condition	Temperature:-4°F to +140°F (-20°C to +60°C) A relative humidity range of ≤ 93%, non-condensing, at a water vapour pressure up to 50hPa

Perimetro di misurazione della parte superiore del braccio	Circa 8.66 " ~16.53" (22 cm~42 cm)
Peso netto	Circa 184g (escluse le batterie)
Dimensioni esterne	Circa 3,66 "X5,12" X 1,28 " (93 mm*130 mm*32,5 mm)
Nella confezione	4 batterie AAA, manuale d'uso, cavo USB, borsa per il trasporto Scheda di garanzia
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo
Classificazione del dispositivo	Modalità alimentata a batteria: apparecchiatura ME alimentata internamente Modalità alimentata dall'adattatore CA: apparecchiatura ME di classe II
Grado di protezione	Parte applicata di tipo BF
Protezione contro l'ingresso di acqua	IP21 Significa che il dispositivo è protetto da corpi estranei solidi di almeno 12,5 mm e protegge da gocce d'acqua a caduta verticale.
Versione software	A01

ATTENZIONE: non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura.

SYMBOL	DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
	Bluetooth	Cuando parpadea, significa que Bluetooth se está comunicando Cuando está siempre encendido, significa que Bluetooth está conectado a Bluetooth
<b>SYS</b>	Presión sanguínea sistólica	Presión sanguínea Alta
<b>DIA</b>	Hipertensión arterial alta	Presión sanguínea baja
<b>PUL</b> /min	Pantalla de pulso	Pulso en latido por minutos
<b>AVG</b>	Valor promedio	El valor promedio de la presión arterial
	Memoria	Indique que está en el modo de memoria y qué grupo de memoria es.
	Indicador de movimiento	El movimiento puede resultar en una medición inexacta
mmHg	mmHg	Unidad de medida de la presión sanguínea (1mmHg=0.133kPa)
	Batería baja	Las baterías están bajas y necesitan ser reemplazadas
	Latidos irregulares	El monitor de presión arterial está detectando un latido cardíaco irregular durante la medición.
	Indicador de nivel de presión arterial	Indicar el nivel de presión arterial.
<b>D M Y</b> <b>00/00/00</b>	Tiempo actual	Día/Mes/Año, Hora/Minutos
	Latidos	El monitor de presión arterial está detectando latidos del corazón durante la medición.
	Usuario 1	Iniciar Medición para el usuario 1
	Usuario 2	Iniciar Medición para el usuario 2