

# Breastmilk Storage Bags

## أكياس حفظ حليب الأم

### Instruction Manual

#### Panduan Penggunaan كتيب الإرشادات

#### CAUTION تحذير PERHATIAN

- Do not thaw by immersing in boiling water, or by heating in the microwave or over an open flame. The nutritional content of the breastmilk may be damaged.
- Do not let breastmilk thaw at room temperature.
- Breastmilk storage bags are not reusable. Discard after each use.
- Keep out of the reach of children.
- In rare cases, an odor may be present due to the fact that the bags have been sterilized with gamma rays.
- To avoid freezer burn, be sure to compress all the air out of the bag before sealing.
- Be careful when handling bags. If a frozen bag is scratched, this can weaken the plastic and cause it to leak upon thawing.

- تجنبى إذابة الحليب المجمد من خلال غمر الكيس في ماء مغلي أو عن طريق التسخين في جهاز الميكروويف أو فوق لهب مباشر. قد يتعرض المحتوى الغذائي لحليب الأم إلى التلف.
- لا تدعى الحليب المجمد يذوب في درجة حرارة الغرفة.
- أكياس حفظ حليب الأم غير مصممة ليُعاد استخدامها مرة أخرى. تخلفي منها بعد كل استخدام.
- تحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حالات نادرة، قد يكون هناك رائحة نتيجة لتعقيم الأكياس بأشعة غاما.
- تجنب لسعة التجميد، تأكدى من إخراج كافة فقاعات الهواء من الكيس قبل غلقه بإحكام.
- تعامل بحرص شديد مع الأكياس. في حال إصابة الكيس بخدش، فربما يُصبح الكيس ضعيفاً مما يتسبب في التسريب عند الإذابة.

- Jangan mencairkan ASI dengan merendam pada air yang mendidih atau memanaskan di dalam microwave atau panas api. Kandungan gizi ASI akan rusak.
- Jangan mencairkan ASI pada suhu ruangan.
- Kantong penyimpanan ASI tidak dapat digunakan lebih dari satu kali. Buang kantong penyimpanan ASI apabila telah digunakan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, anda akan mencium aroma khas. Aroma tersebut berasal dari kantong penyimpanan ASI yang telah disterilkan dengan sinar gamma.
- Untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam lemari pendingin, keluarkan semua udara dalam kantong penyimpanan ASI sebelum menutup kantong tersebut.
- Hati-hati saat memegang kantong penyimpanan ASI. Jika kantong penyimpanan ASI tergores, dapat mengurangi keefektifan plastik dan menyebabkan kebocoran saat ASI dicairkan.

#### PIGEON PIGEON CORPORATION

4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8480 JAPAN  
www.pigeon.com  
MADE IN THAILAND صنع في تايلاند

#### AR

#### تحذير

قبل الاستخدام نظفي يديك جيداً من خلال غسلهما بالصابون قبل استخدام أكياس حفظ حليب الأم أو ضخ الحليب أو الإرضاع.

#### تحذير

- ارتبعي لاصطفة الأمان الموجودة أعلى الكيس وافتحه بلطف من خلال إنعاش طرفي السحاب لا تنفخي داخل الكيس.
- اصغطي على الكيس باستخدام اليدين وضوياً إلى مستوى أعلى من مستوى ملاء الحليب. ثم اطبقي الهواء ببطء خارج الكيس.
- اصغطي على الكيس باستخدام اليدين وضوياً إلى مستوى أعلى من مستوى ملاء الحليب. ثم اطبقي الهواء ببطء خارج الكيس.
- اصغطي على الكيس باستخدام اليدين وضوياً إلى مستوى أعلى من مستوى ملاء الحليب. ثم اطبقي الهواء ببطء خارج الكيس.

بعد كتابة التاريخ والسعة في الجزء العلوي من الكيس، ضعيه فوراً في المجمد أو التلاجة.

#### مدة التخزين

فيما يلي مجموعة من الإرشادات العامة وهي لا توفر أي ضمان للجودة.

المجمد (18- درجة مئوية تقريباً)	التلاجة (4 درجات مئوية أو أقل)	حليب أم طازج
3 أشهر (الفترة الموصى بها) 6 أشهر (قابل للاستخدام)	24 ساعة	حليب أم مُذاب عنه الثلج (يُذاب في التلاجة أو تحت المياه الجارية)
تجنبى إعادة التجميد	24 ساعة *	

\* في حال إذابة الحليب المجمد عن طريق غمر الكيس في الماء الدافئ، لا تعيدي وضعه مجدداً في التلاجة.

#### كيفية إذابة حليب الأم المجمد

- إذابة الحليب المجمد باستخدام إحدى الطرق التالية.
- اغمره في ماء دافئ عند درجة حرارة 40 مئوية تقريباً
- ضعه في التلاجة لمدة 24 ساعة بعد إخراجها من المجمد
- ضعه تحت الماء الجاري

#### تدفئة الحليب للوصول إلى درجة حرارة مناسبة لإرضاع الطفل

- اغمره في ماء دافئ عند درجة حرارة 40 مئوية تقريباً.
- قد تفضل محتويات حليب الأم خلال فترة التخزين، بعد ذلك أمراً طبيعياً ولا يؤثر في المحتوى الغذائي. رجي الكيس برفق قبل الإرضاع.
- عندما تكونين خارج المنزل، ينصح بنقل حليب الأم في حالة مجمدة (دون إذابته).

#### EN

#### How to use

##### Before using

Clean hands thoroughly by washing with soap before using breastmilk storage bags, pumping breastmilk or feeding.

##### How to store breastmilk

- Tear away the safety seal at the top of a bag and open the bag by gently pulling the zipper seal apart. Do not blow into the bag.
- Carefully pour breastmilk into the bag. Do not fill the bag past the 180 ml line, as this may cause it to expand and leak in the freezer.
- Squeezing the bag with both hands above the level to which breastmilk has been filled, slowly compress the air out of the bag.
- Once all the air has been squeezed out, close the bag tightly by sliding the zipper shut while using your fingers to hold the end of the zipper down.
- After marking the top of the bag with the date and capacity, promptly place it in the freezer or refrigerator.

##### Storage period

The following are merely guidelines and do not provide any assurance of quality.

	Refrigerator (4°C or below)	Freezer (around -18°C)
Freshly pumped breastmilk	24 hours	3 months (recommended) 6 months (usable)
Thawed breastmilk (Thawed in refrigerator or under running water)	24 hours*	Do not refreeze.

\* If thawed by immersing in warm water, do not place back in the refrigerator.

##### How to thaw frozen breastmilk

Thaw breastmilk using one of the following methods.

- Immerse in warm water at around 40°C
- Place in the refrigerator. \*For up to 24 hours after taken out of the freezer
- Place under running water

##### How to warm to a suitable temperature for breastfeeding

Immerse in warm water at around 40°C.

- Breastmilk may separate during storage. This is normal and does not affect its nutritional content. Swirl gently before feeding.
- When going out, it is recommended that you transport the breastmilk in a frozen state (without thawing it).

#### ID

#### Cara Pemakaian

##### Sebelum penggunaan

Cuci tangan hingga bersih dengan sabun sebelum menggunakan kantong penyimpanan ASI, memompa ASI atau memberikan ASI.

##### Cara menyimpan ASI

- Sobek segel pengaman pada bagian atas kantong penyimpanan ASI dan tarik bagian segel ke arah luar untuk membuka kantong tersebut. Jangan meniup ke dalam kantong penyimpanan ASI.
- Tuang ASI secara perlahan ke dalam kantong penyimpanan ASI. Jangan mengisi kantong melebihi garis 180 ml sebab ASI dapat memuai dan kantong akan bocor dalam kulkas.
- Tekan kantong secara perlahan dengan kedua tangan di atas tingkat permukaan ASI yang sudah terisi untuk mengeluarkan udara dari dalam kantong penyimpanan ASI.
- Setelah udara dikeluarkan, tutup kantong penyimpanan ASI dengan rapat dengan cara menyelusuri bagian segel menggunakan jari Anda.
- Setelah mencatat tanggal dan kapasitas ASI pada bagian atas kantong, simpan ASI di dalam freezer atau lemari pendingin.

##### Masa penyimpanan

Langkah-langkah berikut hanyalah sebagai panduan dan tidak memberikan jaminan kualitas.

	Lemari pendingin (4°C atau kurang)	Freezer (kira-kira -18°C)
ASI yang baru saja dipompa	24 jam	3 bulan (disarankan) 6 bulan (dapat digunakan)
ASI yang telah dicairkan (Dicairkan dalam lemari pendingin atau menggunakan air yang mengalir)	24 jam *	Jangan dibekukan kembali

\* Jika telah dicairkan dengan merendam pada air hangat, ASI tidak boleh disimpan kembali dalam lemari pendingin.

##### Bagaimana cara mencairkan ASI yang beku

Cairkan ASI dengan salah satu cara berikut:

- Rendam dalam air hangat pada suhu kira-kira 40°C
- empatkan pada lemari pendingin. Dalam waktu hingga 24 jam setelah dikeluarkan dari freezer
- Letakkan pada air yang mengalir

##### Bagaimana cara menghangatkan ASI pada suhu yang sesuai untuk dikonsumsi

Rendam kantong penyimpanan ASI dalam air hangat pada suhu kira-kira 40°C.

- ASI dapat terpisah antara bagian yang mengental dan bagian cair saat disimpan. Ini merupakan hal biasa dan tidak mempengaruhi kandungan gizi. Kocok dengan pelan sebelum diberi pada bayi.
- Saat anda keluar, disarankan untuk membawa ASI dalam keadaan beku (tanpa dicairkan).