


MOER

HOME, SMART MOES HOME

Instruction Manual

Portable TENS+Infrared Heating Massager



English

Contents


● Device description	02
● Instructions	02
● Maintenance	04
● Simple troubleshooting	06
● Warnings and safety notes	07
● Included in package	08
● Technical specification	08
● Service	09
● Recycling information	10
● Warranty card	11
● Gebrauchsanweisung(Deutsch)	14
● Manual de instrucciones(Español)	21
● Manuel d'instruction(Français)	28
● Manuale di istruzioni(Italiano)	35
● Manual de Instruções(Português)	42
● Руководство по эксплуатации(Русский язык)	49

- Bitte scannen Sie den QR-Code, um das deutsche Handbuch, das Installationsvideo und die Funktionseinführung zu erhalten
- Escanee el código QR para obtener el manual en español, el video de instalación y la introducción de la función
- Veuillez scanner le code QR pour obtenir le manuel en français, la vidéo d'installation et l'introduction des fonctions
- Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
- Scansionare il codice QR per ottenere il manuale in italiano, il video di installazione e la guida alle funzionalità. Video di installazione e funzionalità
- Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje, filmy instalacyjne i funkcje
- من فضلك قم بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR-code)، للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية وفيديو التثبيت ووصف للوظائف



请扫描二维码获取中文的说明书、安装视频及功能介绍

Device Description



A: Host switch button/The aperture indicates the charging status

B: Charge/Low battery indicator

C: Temperature gear button

D: Massage intensity increase button

E: Shoulder massage indicator light

F: Remote control switch button

G: Massage intensity digital display

H: Belly massage indicator light

I: Back massage indicator light


J: Temperature gear button

K: Waist massage indicator light

L: Massage intensity decrease button

M: Leg massage indicator light

N: Charging indicator light



Instructions

1. Installation

- ①. Remove the blue protective film of the gel and attach the gel pads to the thin electrical coating on the back of the product.
 - * Please wipe the coating carefully before use, so as not to affect the conductivity due to lack of adhesion caused by human sweat and grease.
 - * Please make the gel pads and electrical coating fit tightly without any bubbles. If there are bubbles please use your finger press the gel pads which are separated by transparent film.
- ②. Correctly identify the left and right directions of wings spread and install the host (Make sure the magnet is aligned).

2.Power on

Remote control pairing: Long press the power button for 6S when the host and remote control are both off respectively. The white light of the host and the switch light of the remote control flashes. When the white light of the host is stay on and the switch light of the remote control switches to white and stay on the pairing successfully.

Normal power on: Long press the power button for 3 seconds when the host and remote control are both off respectively. The white light of the host is stay on, the digital display, the massage part light, the increase and decrease light, the switch light of the remote control is stay on.(After the remote control pairing is successfully connected).

※ Remote control pairing is required when the product is used for the first time. The host can be automatically paired with the remote control after normal power on.

3.Attaching the gel

Remove the white protective film of gel, stick the product onto where the massage is required.

4.Start massage

Press the+ button of remote control, the digital display screen will change from 00 to 01, the host starts massage state.

5.Intensity

Press the "+/-" button to adjust the intensity, choose the most proper intensity you want. The intensity is adjustable from 0 to 15.

※ Long press the "-" button to switch the massage output.

6.Mode

Press the remote control switch button to switch different body parts' massage actions .There are 5 massage modes for different body parts.

7.Heating function

Press the temperature gear button to adjust the heating temperature. The indicator turns green for low temperature, yellow for middle temperature and red for high temperature. The remote control enters the sleep state in one minute when it is under working status, with the light and the digital display off, and the status light displayed normally. It can be awakened by pressing the side key.

※ Preheat 8 seconds after sticking on the body for a better experience.

8. Child lock function for remote control

The remote control without any operation will automatically enter the child lock function after 30s. When you need to use the remote control, you can press the switch button to wake it up, or press the switch button to lock the remote control screen after using.

9. Power off

The device will be automatically closed after 15 minutes, or long press the remote control power button for 3s to power off.

10. Storage

For convenience of next use, please stick the white protective film back to the gel and store it in a cool and dry place.

※ Cover the back of the product completely with a white protective film.

Maintenance

1. In order to prolong the service life of the built-in battery, please store the massager after full charge when not in use for a long time, and charge it once every 2-3 months.
2. If dust or sweat appears on the surface of the massager, please gently wipe with wet wipes (no water should flow out of the wipes).
3. When the gel pads are difficult to attach due to perspiration, please follow the steps below to maintain:
 - ① Please use your finger get a water droplet and put it apply evenly onto the gel or gently wipe off the dust;
 - ② After thoroughly wipe the water, put the gel upward and place it in a good ventilation and shade place drying;
 - ③ Air dry until there is no moisture on the surface, stick the gel pads on the white protective film and store it in a cool and dry place.※ If the stickiness of the gel can not recover, please change a new one.
4. The method of getting the gel off
 - ① Pinch one and of the gel pads with your fingers and tear it off (It is recommended to roll it to tear off);

- ② Please completely remove the residual gel pads on the conductive coating to prevent the bad impact of incomplete clear.(It will be easier to remove by taking use of the torn hydrogel pad to stick the residual gel with a small amount.)
 - ③ Please make sure the machine is power off while tearing the gel pads off, otherwise you may get pained or scalded.
 - ④ After the gel is teared off, please wipe the conductive coating carefully to avoid insufficient adhesion or conductivity due to greasy sweat or body sweat or grease.
5. Please do not use or store this product in the following places:

● Direct sunlight

● Near fireworks

● Hot and humid place

● Dusty area

● A place with water

● Strong electromagnetic site

Suggested massage parts



Shoulder



Back



Belly



Waist




Leg

Do not massage parts



Head



Neck



Chest



Sensitive parts

Simple Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The device does not switch on when the ON / OFF button is pressed.	The battery may be flat.	Fully charge the battery . If it is still not possible to switch the device on ,please contact the customer service.
The device does not stick to the body.	The gel pads may be dirty or worn :The treatment area of the skin may not be clean enough.	1.Please clean the adhesive surface of the gel pads using a damp lint-free cloth. The gel pads must be replaced if they still do not stick securely. 2.Clean the skin prior to any application do not use skin care lotions or oil spriror to treatment .
There is no noticeable stimulation.	The gel pads may be dirty or worn;The battery may need charging.	1.Ensure that the gel pads are in firm contact with the treatment area. 2.The battery is almost flat. Charging it fully.
An unpleasant sensation is experienced where the gel pads are applied	The gel pads are worn. This may cause irritated skin , as even distribution of the current across	Replace the gel pads.
Skin in the treatment area turns red	If redness under the gel pads disappears quickly , this is not dangerous , and is caused by the locally stimulated , increased blood flow caused by TENS and heat.	Immediately stop treatment and wait until your skin has returned to its normal condition. However, consult your doctor before you continue treatment if the skin irritation persists and if it is accompanied by an itchiness or inflammation, as this may be caused by an allergic reaction to the adhesive surface.

<p>The skin beneath the surface of the heat turns red.</p>	<p>The reddening of the skin under the heated surface of the massager may be due to intense stimulation of blood flow in the heated parts.</p>	<p>The skin should return to its normal condition a few minutes after treatment. However, consult your doctor before continuing to use the heat function if the redness persists and if you experience any itchness or inflammation.</p>
<p>The massager becomes too hot.</p>		<p>Press the On / Off button to stop the heating function, and just continue using the TENS function.</p>

Warnings And Safety Notes

Prohibited users

1. People has implanted electrical devices(e.g.pacemaker)
2. Patients known with severe arrhythmia, angina pectoris and heart failure.
3. Pregnant women and children under 12 years old.
4. All kinds of pets.

People with caution as advised by doctor

1. Patients who are receiving treatment or taking medication for a serious medical condition.
2. Patients with fever.
3. Patients with acute inflammation, suppurative inflammation and bleeding tendencies.
4. Patients with blood abnormalities, infectious diseases or skin diseases.
5. People with allergic skin.

Notes on use

1. Keep out of reach of children.
2. The elderly and those who cannot take care of themselves should be accompanied when using.
3. Do not put the product or gel pads in the mouth.

4. Please do not use this product during strenuous exercise.
5. Please keep your skin dry when using.
6. Do not stick on the wound.
7. Please avoid metal objects, such as necklaces, bracelets, etc.when using.
8. If you feel uncomfortable during use, please stop using.
9. Do not use continuously for too long (no more than 30 minutes is recommended) to prevent muscle fatigue, skin tingling or redness.

Included in package

Host x1	Remote control x1	Left wing x1	Right wing x1
User manual x1	USB charging cable x1	Gel pads x8	Cleaning wipe x1

※ The package of this product does not contain power adapters. The power adapters applicable to this product are: power adapters of various mobile phones and USB interfaces of computers. Using other types of power adapters may damage the product.

Technical specification

Material: Silicone +ABS+PC	Size:274mm*75mm*22mm	Weight:150g
Rated voltage: 5V	Rated power: 7.5W	Battery capacity: 500mA
Charging voltage: DC5V/3A	Battery charging time: ≈2h	

※ The product does not support external mobile power supply.

SERVICE

Thank you for your trust and support to our products, we will provide you with a two-year worry-free after-sales service (freight is not included), please do not alter this warranty service card, to safeguard your legitimate rights and interests. If you need service or have any questions, please consult the distributor or contact us.

Product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and the packaging, applying for after-sales maintenance in the site or store where you purchase; If the product is damaged due to personal reasons, a certain amount of maintenance fee shall be charged for repair.

We have the right to refuse to provide warranty service if:

1. Products with damaged appearance, missing LOGO or beyond the service term
2. Products that are disassembled, injured, privately repaired, modified or have missing parts
3. The circuit is burned or the data cable or power interface is damaged
4. Products damaged by foreign matter intrusion
(including but not limited to various forms of fluid, sand, dust, soot, etc.)

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.



WARRANTY CARD

Product Information

Product Name_____

Product Type_____

Purchase Date_____

Warranty Period_____

Dealer Information_____

Customer's Name_____

Customer Phone_____

Customer Address_____

Maintenance Records

Failure date	Cause Of Issue	Fault Content	Principal

Thank you for your support and purchase at we Moes, we are always here for your complete satisfaction, just feel free to share your great shopping experience with us.



If you have any other need, please do not hesitate to contact us first, we will try to meet your demand.

FOLLOW US



@moes_smart



MOES.Official



@moes_smart



www.moes.net



@moessmart



@moes_smart



AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen



EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road
Business Centre, Taffs Well, Cardiff,
Wales, CF15 7QR
Tel:+442921680945
Email:contact@evatmaster.com



WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology
Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road,
Yueqing Economic Development Zone,
Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815
Email:service@moeshouse.com
Made In China

Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Anweisungen

1. Einrichtung

- ①. Entfernen Sie die blaue Schutzfolie des Gels und befestigen Sie die Gel-Pads an der dünnen elektrischen Beschichtung auf der Rückseite des Produkts.
 - ※ Bitte wischen Sie die Beschichtung vor dem Gebrauch sorgfältig ab, um die Leitfähigkeit nicht durch mangelnde Haftung aufgrund von menschlichem Schweiß und Fett zu beeinträchtigen.
 - ※ Bitte achten Sie darauf, dass die Gelpads und die elektrische Beschichtung fest und blasenfrei zusammenpassen. Falls Blasen entstehen, drücken Sie bitte mit dem Finger auf die Gelpads, die durch eine transparente Folie getrennt sind.
- ②. Ermitteln Sie korrekt die linke und rechte Richtung der gespreizten Flügel und installieren Sie den Host (achten Sie darauf, dass der Magnet ausgerichtet ist).

2. Einschalten

Kopplung mit der Fernbedienung: Halten Sie die Einschalttaste 6 Sekunden lang gedrückt, wenn sowohl der Host als auch die Fernbedienung ausgeschaltet sind. Das weiße Licht des Hosts und das Schalterlicht der Fernbedienung blinken. Wenn das weiße Licht des Hosts leuchtet und das Schalterlicht der Fernbedienung weiß leuchtet, ist die Kopplung erfolgreich.

Normales Einschalten: Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang, wenn das Gerät und die Fernbedienung jeweils ausgeschaltet sind. Das weiße Licht des Hosts bleibt an, die digitale Anzeige, das Licht des Massageteils, das Licht zum Erhöhen und Verringern und das Schalterlicht der Fernbedienung bleiben an. (Nachdem die Fernbedienung erfolgreich verbunden wurde).

※ Die Kopplung der Fernbedienung ist erforderlich, wenn das Produkt zum ersten Mal verwendet wird. Der Host kann nach dem normalen Einschalten automatisch mit der Fernbedienung gekoppelt werden.

3.Anbringen des Gels

Entfernen Sie die weiße Schutzfolie des Gels, kleben Sie das Produkt auf die Stelle, die massiert werden soll.

4.Massage beginnen

Drücken Sie die+ Taste der Fernbedienung, die Digitalanzeige wechselt von 00 auf 01, der Host beginnt mit der Massage.

5.Intensität

Drücken Sie die Taste "+/-", um die Intensität einzustellen und wählen Sie die gewünschte Intensität. Die Intensität ist von 0 bis 15 einstellbar.

※ Drücken Sie lange auf die Taste "-", um den Massageausgang umzuschalten.

6.Modus

Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um die Massagefunktionen für verschiedene Körperteile umzuschalten. 5 Massagemodi stehen für verschiedene Körperteile zur Verfügung.

7.Funktion Heizung

Drücken Sie die Temperaturtaste, um die Heiztemperatur einzustellen. Die Anzeige wird grün für niedrige Temperatur, gelb für mittlere Temperatur und rot für hohe Temperatur. Die Fernbedienung geht nach einer Minute in den Ruhezustand über, wenn sie in Betrieb ist, wobei die Beleuchtung und die Digitalanzeige ausgeschaltet sind und die Statusanzeige normal leuchtet. Sie kann durch Drücken der Seitentaste wieder aufgeweckt werden.

※ 8 Sekunden nach dem Aufkleben auf den Körper vorheizen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

8.Kindersicherungsfunktion für die Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung nicht bedient wird, schaltet sie sich nach 30 Sekunden automatisch in die Kindersicherungsfunktion. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden möchten, können Sie die Taste drücken, um sie aufzuwecken, oder die Taste drücken, um den Bildschirm der Fernbedienung nach der Verwendung zu sperren.

9.Ausschalten

Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch aus, oder drücken Sie 3 Sekunden lang die Einschalttaste der Fernbedienung, um es auszuschalten.

10. Lagerung

Für den nächsten Gebrauch kleben Sie bitte die weiße Schutzfolie wieder auf das Gel und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.

※ Bedecken Sie die Rückseite des Produkts vollständig mit einer weißen Schutzfolie.

Wartung

1. Um die Lebensdauer des eingebauten Akkus zu verlängern, bewahren Sie das Massagegerät bitte nach dem Aufladen auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, und laden Sie es alle 2-3 Monate einmal auf.

2. Wenn Staub oder Schweiß auf der Oberfläche des Massagegeräts erscheint, wischen Sie es bitte vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab (es sollte kein Wasser aus dem Tuch fließen).

3. Wenn sich die Gelpads aufgrund von Schweiß nur schwer anbringen lassen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte zur Pflege:

① Bitte nehmen Sie mit dem Finger einen Wassertropfen auf und tragen Sie ihn gleichmäßig auf das Gel auf oder wischen Sie den Staub vorsichtig ab;

② Nachdem Sie das Wasser gründlich abgewischt haben, legen Sie das Gel zum Trocknen an einen gut belüfteten und schattigen Ort;

③ Lassen Sie die Gelpads an der Luft trocknen, bis keine Feuchtigkeit mehr auf der Oberfläche vorhanden ist, kleben Sie sie auf die weiße Schutzfolie und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort.

※ Wenn sich die Klebrigkeit des Gels nicht wiederherstellen lässt, tauschen Sie bitte ein neues aus.

4. Die Methode zum Entfernen des Gels

① Drücken Sie eines der Gelpads mit den Fingern ein und reißen Sie es ab (Es wird empfohlen, es zum Abreißen zu rollen);

- ② Bitte entfernen Sie die Gelreste auf der leitfähigen Beschichtung vollständig, um die negativen Auswirkungen einer unvollständigen Reinigung zu vermeiden (Es lässt sich leichter entfernen, wenn Sie das zerrissene Hydrogel-Pad verwenden, um das restliche Gel mit einer kleinen Menge zu verkleben).
 - ③ Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, während Sie die Gelpads abreißen, da Sie sich sonst verletzen oder verbrühen können.
 - ④ Nach dem Abreißen des Gels wischen Sie die leitfähige Beschichtung bitte sorgfältig ab, um eine unzureichende Haftung oder Leitfähigkeit aufgrund von fettigem Schweiß oder Körperschweiß oder Fett zu vermeiden.
5. Bitte verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an den folgenden Orten:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staubige Gegend
- Feuerwerk in der Nähe
- Ein Ort mit Wasser
- Heißer und feuchter Ort
- Starker elektromagnetischer Standort

Vorgeschlagene Massageteile



Schulter



Zurück



Bauch



Taille




Bein

Teile nicht massieren



Kopf



Nacken



Brustkorb



Empfindliche Teile

Einfache Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht schalten sich nicht ein, wenn die Taste ON / OFF-Taste gedrückt wird.	Die Batterie ist möglicherweise leer.	Laden Sie den Akku vollständig auf. Wenn es immer noch nicht das Gerät nicht einschalten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Das Gerät klebt nicht klebt nicht am Körper.	Die Gelpads können schmutzig oder abgenutzt sein: Der Behandlungsbereich der Haut ist möglicherweise nicht sauber ausreichend.	<ol style="list-style-type: none">1. Reinigen Sie bitte die Klebefläche der Gelpads mit einem feuchten, fusselfreien Tuch. Die Gel-Pads müssen ersetzt werden, wenn sie immer noch nicht sicher haften.2. Reinigen Sie die Haut vor jeder Anwendung verwenden Sie keine Hautpflege Lotionen oder Öl sprior zur Behandlung.
Es gibt keine spürbare Stimulation.	Die Gelpads sind möglicherweise verschmutzt oder abgenutzt sein; die Batterie muss möglicherweise aufgeladen werden.	<ol style="list-style-type: none">1. Sicherstellen, dass die Gel-Pads fest auf dem Behandlungsbereich aufliegen.2. Der Akku ist fast leer. Laden Sie ihn vollständig auf.
Ein unangenehmes Gefühl entsteht dort, wo die Gel-Pads angebracht sind	Die Gelpads werden getragen. Dies kann zu Hautreizungen führen, da eine gleichmäßige Verteilung des Stroms über	Tauschen Sie die Gelpads aus.
Die Haut im Behandlungsbereich Bereich wird rot	Wenn die Rötung unter den Gelpads schnell verschwindet, ist dies nicht gefährlich und wird durch die lokal stimulierte, erhöhte Durchblutung durch TENS und Wärme.	Brechen Sie die Behandlung sofort ab und warten Sie, bis Ihre Haut wieder in den Normalzustand zurückgekehrt ist. Wenden Sie sich jedoch an Ihren Arzt, bevor Sie die Behandlung fortsetzen, wenn die Hautreizung anhält und von Juckreiz oder Entzündungen begleitet wird, da dies durch eine allergische Reaktion auf die Klebefläche verursacht werden kann.

Die Haut unter der Oberfläche der Hitze wird rot.	Die Rötung der Haut unter der erwärmten Oberfläche des Massagegeräts kann auf die intensive Stimulation der Durchblutung in den erwärmten Bereichen zurückzuführen sein.	Die Haut sollte einige Minuten nach der Behandlung wieder in ihren normalen Zustand zurückkehren. Wenden Sie sich jedoch an Ihren Arzt, bevor Sie die Wärmefunktion weiter nutzen, wenn die Rötung anhält und Sie einen Juckreiz oder eine Entzündung verspüren.
Das Massagegerät wird zu heiß.		Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die Heizfunktion zu beenden und die TENS-Funktion weiter zu nutzen.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Verbotene Benutzer

1. Personen mit implantierten elektrischen Geräten (z.B. Herzschrittmacher)
2. Patienten mit bekanntermaßen schweren Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris und Herzinsuffizienz.
3. Schwangere Frauen und Kinder unter 12 Jahren.
4. Alle Arten von Haustieren.

Menschen mit Vorsicht, wie vom Arzt empfohlen

1. Patienten, die wegen einer schweren Erkrankung behandelt werden oder Medikamente einnehmen.
2. Patienten mit Fieber.
3. Patienten mit akuten Entzündungen, eitrigen Entzündungen und Blutungsneigung.
4. Patienten mit Blutanomalien, Infektionskrankheiten oder Hautkrankheiten.
5. Menschen mit allergischer Haut.

Hinweise zur Verwendung

1. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
2. Ältere Menschen und Personen, die nicht auf sich selbst aufpassen können, sollten bei der Benutzung begleitet werden.
3. Nehmen Sie das Produkt oder die Gelpads nicht in den Mund.

4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei anstrengenden Übungen.
5. Bitte halten Sie Ihre Haut bei der Anwendung trocken.
6. Nicht auf die Wunde kleben.
7. Bitte vermeiden Sie bei der Verwendung metallische Gegenstände, wie Halsketten, Armbänder, etc.
8. Wenn Sie sich bei der Anwendung unwohl fühlen, hören Sie bitte auf.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange ununterbrochen (empfohlen werden nicht mehr als 30 Minuten), um Muskelermüdung, Hautkribbeln oder Rötungen zu vermeiden.

Im Paket enthalten

Gastgeber x1	Fernsteuerung x1	Linker Flügel x1	Rechter Flügel x1
Benutzerhandbuch x1	USB-Ladekabine x1	Gel-Pads x8	Reinigungstuch x1

※ In der Verpackung dieses Produkts sind keine Netzadapter enthalten. Die für dieses Produkt geeigneten Netzteile sind: Netzteile verschiedener Mobiltelefone und USB-Schnittstellen von Computern. Die Verwendung anderer Arten von Netzteilen kann das Produkt beschädigen.

Technische Daten

Material: Silikon +ABS+PC	Größe:274mm*75mm*22mm	Gewicht:150g
Nennspannung: 5V	Nennleistung: 7.5 W	Batteriekapazität: 500mA
Aufladespannung: DC5V/3A	Akku-Ladezeit: ≈2h	

※ Das Produkt unterstützt keine externe mobile Stromversorgung.

Manual de instrucciones (Español)

Instrucciones

1. Instalación

- ①. Retire la película protectora azul del gel y fije las almohadillas de gel al fino revestimiento eléctrico de la parte posterior del producto.
 - ※ Limpie cuidadosamente el revestimiento antes de utilizarlo, para no afectar a la conductividad debido a la falta de adherencia causada por el sudor y la grasa humanos.
 - ※ Asegúrese de que las almohadillas de gel y el revestimiento eléctrico queden bien ajustados y sin burbujas. Si hay burbujas, presione con el dedo las almohadillas de gel que están separadas por una película transparente.
- ②. Identifique correctamente los sentidos izquierdo y derecho de extensión de las alas e instale el soporte (asegúrese de que el imán está alineado).

2. Encendido

Emparejamiento del mando a distancia: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos cuando la unidad principal y el mando a distancia estén apagados respectivamente. La luz blanca de la unidad principal y la luz de conmutación del mando a distancia parpadean. Cuando la luz blanca del host permanece encendida y la luz del interruptor del mando a distancia cambia a blanco y permanece encendida, el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Encendido normal: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos cuando la unidad principal y el mando a distancia estén apagados. La luz blanca de la unidad central permanecerá encendida, la pantalla digital, la luz de la zona de masaje, la luz de aumento y disminución y la luz del interruptor del mando a distancia permanecerán encendidas (después de que el emparejamiento del mando a distancia se haya conectado correctamente).

※ El emparejamiento del mando a distancia es necesario cuando se utiliza el producto por primera vez. El host puede emparejarse automáticamente con el mando a distancia tras el encendido normal.

3.Fijación del gel

Retirar la película protectora blanca de gel, pegar el producto en el lugar donde se requiera el masaje.

4.Iniciar masaje

Pulse el botón+ del mando a distancia, la pantalla digital cambiará de 00 a 01, el host inicia el estado de masaje.

5.Intensidad

Pulse el botón "+/-" para ajustar la intensidad, elija la intensidad más adecuada que desee. La intensidad se puede ajustar de 0 a 15.

※ Pulse prolongadamente el botón "-" para cambiar la salida de masaje.

6.Modo

Pulse el botón del mando a distancia para cambiar las acciones de masaje de las diferentes partes del cuerpo. Hay 5 modos de masaje para diferentes partes del cuerpo.

7.Función de calefacción

Pulse el botón de cambio de temperatura para ajustar la temperatura de calentamiento. El indicador se vuelve verde para la temperatura baja, amarillo para la temperatura media y rojo para la temperatura alta. El mando a distancia entra en estado de reposo en un minuto cuando está en estado de funcionamiento, con la luz y la pantalla digital apagadas, y la luz de estado mostrada normalmente. Se puede despertar pulsando la tecla lateral.

※ Precalear 8 segundos después de pegar en el cuerpo para una mejor experiencia.

8.Función de bloqueo para niños del mando a distancia

El mando a distancia sin ninguna operación entrará automáticamente en la función de bloqueo para niños después de 30s. Cuando necesite utilizar el mando a distancia, puede pulsar el botón de conmutación para activarlo o pulsar el botón de conmutación para bloquear la pantalla del mando a distancia después de utilizarlo.

9. Apagar

El dispositivo se cerrará automáticamente transcurridos 15 minutos, o pulse prolongadamente el botón de encendido del mando a distancia durante 3s para apagarlo.

10. Almacenamiento

Para facilitar su uso posterior, vuelva a pegar la película protectora blanca al gel y guárdelo en un lugar fresco y seco.

※ Cubra completamente la parte posterior del producto con una película protectora blanca.

Mantenimiento

1. Para prolongar la vida útil de la batería incorporada, guarde el masajeador después de cargarlo completamente cuando no lo utilice durante mucho tiempo, y cárguelo una vez cada 2-3 meses.

2. Si aparece polvo o sudor en la superficie del masajeador, límpielo suavemente con toallitas húmedas (no debe salir agua de las toallitas).

3. Si las almohadillas de gel son difíciles de colocar debido a la transpiración, siga los pasos que se indican a continuación para su mantenimiento:

① Utilice el dedo para obtener una gota de agua y aplíquela uniformemente sobre el gel o limpie suavemente el polvo;

② Después de limpiar bien el agua, ponga el gel hacia arriba y colóquelo en un lugar con buena ventilación y a la sombra para que se seque;

③ Deja secar al aire hasta que no quede humedad en la superficie, pega las almohadillas de gel sobre la película protectora blanca y guárdalas en un lugar fresco y seco.

※ Si la pegajosidad del gel no se recupera, cambie uno nuevo.

4. El método para quitar el gel

① Pellizque una de las almohadillas de gel con los dedos y arránquela (Se recomienda enrollarlo para arrancar);

② Por favor, retire completamente las almohadillas de gel residual en el revestimiento conductor para evitar el mal impacto de claro incompleta (Será más fácil de quitar aprovechando la almohadilla de hidrogel rasgada para pegar el gel residual con una pequeña cantidad.)

- ③ Por favor, asegúrese de que la máquina está apagada mientras arranca las almohadillas de gel, de lo contrario puede sufrir dolor o quemaduras.
- ④ Después de arrancar el gel, limpie con cuidado el revestimiento conductor para evitar una adherencia o conductividad insuficientes debidas al sudor grasiento o al sudor o grasa corporales.
5. No utilice ni almacene este producto en los siguientes lugares:

- Luz solar directa
- Cerca de fuegos artificiales
- Lugar caluroso y húmedo
- Zona polvorienta
- Un lugar con agua
- Sitio electromagnético fuerte

Partes de masaje sugeridas



Hombro



Volver



Vientre



Cintura




Pierna

No masajear las partes



Cabeza



Cuello



Pecho



Partes sensibles

Solución sencilla de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El aparato no se enciende cuando se pulsa el botón ON / OFF.	La batería puede estar descargada.	Cargue completamente la batería . Si aún no es posible encender el aparato, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
El dispositivo no se adhiere al cuerpo.	Las almohadillas de gel pueden estar sucias o desgastadas :La zona de tratamiento de la piel puede no estar suficientemente limpia.	1.Limpie la superficie adhesiva de las almohadillas de gel con un paño húmedo que no suelte pelusa. Las almohadillas de gel deben sustituirse si siguen sin adherirse firmemente. 2.Limpie la piel antes de cualquier aplicación, no utilice lociones para el cuidado de la piel ni aceites antes del tratamiento.
No hay estimulación perceptible.	Las almohadillas de gel pueden estar sucias o La batería puede necesitar carga.	1.Asegúrese de que las almohadillas de gel están en contacto firme con la zona de tratamiento. 2.La batería está casi descargada. Carguela completamente.
Una sensación desagradable donde se aplican las almohadillas de gel	Se llevan las almohadillas de gel. Esto puede irritación de la piel, ya que la distribución de la corriente a través	Sustituya las almohadillas de gel.
La piel de la zona enrojece	Si el enrojecimiento bajo las almohadillas de gel desaparece rápidamente, no es peligroso , y es causado por el aumento del flujo sanguíneo sanguíneo provocado por TENS y el calor.	Interrumpa inmediatamente el tratamiento y espere hasta que su piel haya vuelto a su estado normal. No obstante, consulte a su médico antes de continuar el tratamiento si la irritación cutánea persiste y si va acompañada de picor o inflamación, ya que puede deberse a una reacción alérgica a la superficie adhesiva.

<p>La piel bajo la superficie del calor se vuelve enrojecido.</p>	<p>El enrojecimiento de la piel bajo la superficie calentada del masajeador puede deberse a la intensa estimulación del flujo sanguíneo en las partes calentadas.</p>	<p>La piel debería volver a su estado normal unos minutos después del tratamiento. No obstante, consulte a su médico antes de seguir utilizando la función calor si persiste el enrojecimiento y si experimenta picores o inflamación.</p>
<p>El masajeador se calienta demasiado.</p>		<p>Pulse el botón de encendido/apagado para detener la función de calefacción y seguir utilizando la función TENS.</p>

Advertencias y notas de seguridad

Usuarios prohibidos

1. Personas con dispositivos eléctricos implantados (p. ej. marcapasos)
2. Pacientes conocidos con arritmia grave, angina de pecho e insuficiencia cardiaca.
3. Mujeres embarazadas y niños menores de 12 años.
4. Todo tipo de mascotas.

Personas con precaución según consejo médico

1. Pacientes que reciben tratamiento o toman medicación para una enfermedad grave.
2. Pacientes con fiebre.
3. Pacientes con inflamación aguda, inflamación supurativa y tendencias hemorrágicas.
4. Pacientes con anomalías sanguíneas, enfermedades infecciosas o enfermedades cutáneas.
5. Personas con piel alérgica.

Notas de uso

1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Las personas mayores y las que no puedan valerse por sí mismas deben ir acompañadas cuando lo utilicen.
3. No introduzca el producto ni las almohadillas de gel en la boca.

4. No utilice este producto durante ejercicios extenuantes.
5. Mantenga la piel seca durante su uso.
6. No pegar sobre la herida.
7. Evite el uso de objetos metálicos, como collares, pulseras, etc.
8. Si se siente incómodo durante su uso, deje de utilizarlo.
9. No lo utilice de forma continuada durante demasiado tiempo (se recomienda no más de 30 minutos) para evitar la fatiga muscular, el hormigueo en la piel o el enrojecimiento.

Incluido en el paquete

Anfitrión x1 Mando a distancia x1 Izquierda x1 Derecha x1
Manual del usuario x1 Cabina de carga USB x1 Almohadillas de gel x8
Toallita limpiadora x1

※ El paquete de este producto no contiene adaptadores de corriente. Los adaptadores de corriente aplicables a este producto son: adaptadores de corriente de varios teléfonos móviles e interfaces USB de ordenadores. El uso de otros tipos de adaptadores de corriente puede dañar el producto.

Especificaciones técnicas

Material: Silicona +ABS+PC Tamaño:274mm*75mm*22mm Peso:150g
Tensión nominal: 5 V Potencia nominal: 7.5 W Capacidad de la batería: 500 mA
Tensión de carga: DC5V/3A Tiempo de carga de la batería: ≈2h

※ El producto no admite fuente de alimentación móvil externa.

Manuel d'instruction (Français)

Instructions

1. Installation

- ①. Retirez la pellicule protectrice bleue du gel et fixez les coussinets de gel sur la fine couche électrique au dos du produit.
 - ※ Veuillez essuyer soigneusement le revêtement avant de l'utiliser, afin de ne pas affecter la conductivité en raison d'un manque d'adhérence dû à la sueur et à la graisse humaines.
 - ※ Veillez à ce que les coussinets de gel et le revêtement électrique soient bien ajustés, sans bulles d'air. S'il y a des bulles, appuyez avec votre doigt sur les coussinets de gel qui sont séparés par un film transparent.
- ②. Identifiez correctement les directions gauche et droite de l'écartement des ailes et installez l'hôte (assurez-vous que l'aimant est aligné).

2. Mise sous tension

Appairage de la télécommande : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 6 secondes lorsque l'hôte et la télécommande sont tous deux éteints. Le voyant blanc de l'hôte et le voyant de la télécommande clignotent. Lorsque la lumière blanche de l'hôte reste allumée et que la lumière de la télécommande devient blanche et reste allumée, l'appariement est réussi.

Mise sous tension normale : Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes lorsque l'appareil et la télécommande sont tous deux éteints. La lumière blanche de l'hôte reste allumée, l'affichage numérique, la lumière de la partie massage, la lumière d'augmentation et de diminution, la lumière d'interrupteur de la télécommande restent allumées (après que l'appariement de la télécommande a été connecté avec succès).

※ L'appairage de la télécommande est nécessaire lors de la première utilisation du produit. L'hôte peut être automatiquement apparié à la télécommande après une mise sous tension normale.

3. Fixation du gel

Retirer le film protecteur blanc du gel, coller le produit à l'endroit où le massage est nécessaire.

4. Commencer le massage

Appuyez sur la touche+ de la télécommande, l'écran d'affichage numérique passe de 00 à 01, l'hôte commence le massage.

5. Intensité

Appuyez sur le bouton "+/-" pour régler l'intensité, choisissez l'intensité la plus appropriée. L'intensité est réglable de 0 à 15.

※ Appuyez longuement sur le bouton "–" pour modifier la puissance du massage.

6. Mode

Appuyez sur le bouton de la télécommande pour changer les actions de massage des différentes parties du corps. 5 modes de massage sont disponibles pour les différentes parties du corps.

7. Fonction de chauffage

Appuyez sur le bouton de réglage de la température pour ajuster la température de chauffage. L'indicateur devient vert pour une température basse, jaune pour une température moyenne et rouge pour une température élevée. La télécommande entre en état de veille au bout d'une minute lorsqu'elle est en état de fonctionnement, le voyant et l'affichage numérique étant éteints et le voyant d'état s'affichant normalement. Elle peut être réveillée en appuyant sur la touche latérale.

※ Préchauffer 8 secondes après l'avoir collé sur le corps pour une meilleure expérience.

8. Fonction de verrouillage des enfants pour la télécommande

Si la télécommande n'est pas utilisée, la fonction de verrouillage des enfants est automatiquement activée au bout de 30 secondes. Lorsque vous devez utiliser la télécommande, vous pouvez appuyer sur le bouton de commutation pour la réveiller, ou appuyer sur le bouton de commutation pour verrouiller l'écran de la télécommande après utilisation.

9. Mise hors tension

L'appareil se ferme automatiquement au bout de 15 minutes, ou appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de la télécommande pendant 3 secondes pour l'éteindre.

10. Stockage

Pour faciliter la prochaine utilisation, veuillez recoller le film protecteur blanc sur le gel et le conserver dans un endroit frais et sec.

※ Recouvrir entièrement le dos du produit d'un film protecteur blanc.

Maintenance

1. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie intégrée, veuillez ranger le masseur après l'avoir complètement chargé lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, et le recharger une fois tous les 2 ou 3 mois.

2. Si de la poussière ou de la sueur apparaît sur la surface du masseur, veuillez l'essuyer doucement avec des lingettes humides (aucune eau ne doit s'écouler des lingettes).

3. Si les coussinets de gel sont difficiles à fixer en raison de la transpiration, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour les entretenir :

① Utilisez votre doigt pour obtenir une goutte d'eau et appliquez-la uniformément sur le gel ou essuyez délicatement la poussière ;

② Après avoir soigneusement essuyé l'eau, mettre le gel vers le haut et le placer dans un endroit bien ventilé et à l'ombre pour le faire sécher ;

③ Sécher à l'air libre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'humidité sur la surface, coller les coussinets de gel sur le film protecteur blanc et conserver dans un endroit frais et sec.

※ Si l'adhérence du gel ne se rétablit pas, veuillez en changer.

4. La méthode pour enlever le gel

① Pincez l'un des coussinets de gel avec vos doigts et déchirez-le (Il est recommandé de le rouler pour l'arracher) ;

② Veuillez enlever complètement les résidus de gel sur le revêtement conducteur afin d'éviter l'impact négatif d'une transparence incomplète (Il sera plus facile de l'enlever en utilisant le tampon d'hydrogel déchiré pour coller le gel résiduel avec une petite quantité).

- ③ Veillez à ce que l'appareil soit éteint lorsque vous retirez les coussinets de gel, sinon vous risquez de vous blesser ou de vous ébouillanter.
- ④ Après avoir retiré le gel, essayez soigneusement le revêtement conducteur afin d'éviter une adhérence ou une conductivité insuffisante due à la sueur grasse, à la sueur corporelle ou à la graisse.
5. Ce produit ne doit pas être utilisé ou stocké dans les endroits suivants :

- Lumière directe du soleil
- Près des feux d'artifice
- Endroit chaud et humide
- Zone poussiéreuse
- Un lieu avec de l'eau
- Site électromagnétique puissant

Parties de massage suggérées



Epaule



Retour



Ventre



Taille




Jambes

Ne pas masser les parties



Tête



Cou



Coffre



Parties sensibles

Dépannage simple

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne s'allume pas s'allume pas lorsque l'on appuie sur la touche ON / OFF.	La batterie est peut-être déchargée.	Charger complètement la batterie. S'il n'est toujours pas possible d'allumer l'appareil, veuillez contacter le service clientèle.
L'appareil ne colle pas ne colle pas au corps.	Les coussinets de gel peuvent être sales ou usés :La zone de traitement de la de la peau n'est peut-être pas suffisamment propre.	1. Nettoyez la surface adhésive des pastilles de gel à l'aide d'un chiffon humide non pelucheux. Les coussinets de gel doivent être remplacés s'ils n'adhèrent toujours pas correctement. 2. Nettoyer la peau avant toute application, ne pas utiliser de lotions de soin ou d'huile avant le traitement.
Il n'y a pas de stimulation perceptible.	Les coussinets de gel peuvent être sales ou la batterie peut avoir besoin d'être rechargée.	1. S'assurer que les coussinets de gel sont bien en contact avec la zone à traiter. 2. La batterie est presque déchargée. Chargez-la complètement.
Une sensation désagréable est ressentie à l'endroit où les coussinets de gel sont appliqués	Les coussinets de gel sont portés. Cela peut irriter la peau, car la répartition distribution uniforme du courant à travers	Remplacer les coussinets de gel.
La peau de la zone de traitement devient rouge	Si la rougeur sous les coussinets de gel disparaît rapidement, cela n'est pas dangereuse et est causée par l'augmentation du flux sanguin stimulé localement sanguine localement stimulée par le TENS et la chaleur.	Arrêtez immédiatement le traitement et attendez que votre peau ait retrouvé son état normal. Toutefois, consultez votre médecin avant de poursuivre le traitement si l'irritation de la peau persiste et si elle s'accompagne d'une démangeaison ou d'une inflammation, car cela peut être dû à une réaction allergique à la surface adhésive.

<p>La peau sous la surface de la chaleur devient rouge.</p>	<p>Le rougissement de la peau sous la surface chauffée du masseur peut être dû à une stimulation intense de la circulation sanguine dans les parties chauffées.</p>	<p>La peau devrait revenir à son état normal quelques minutes après le traitement. Toutefois, consultez votre médecin avant de continuer à utiliser la fonction chaleur si la rougeur persiste et si vous ressentez une démangeaison ou une inflammation.</p>
<p>Le masseur devient trop chaud.</p>		<p>Appuyez sur le bouton On / Off pour arrêter la fonction de chauffage et continuer à utiliser la fonction TENS.</p>

Avertissements et notes de sécurité

Utilisateurs interdits

1. Les personnes ayant des dispositifs électriques implantés (par exemple, stimulateur cardiaque).
2. Patients souffrant d'arythmie sévère, d'angine de poitrine et d'insuffisance cardiaque.
3. Femmes enceintes et enfants de moins de 12 ans.
4. Toutes sortes d'animaux domestiques.

Personnes avec prudence selon les conseils du médecin

1. Les patients qui reçoivent un traitement ou prennent des médicaments pour une maladie grave.
2. Patients fébriles.
3. Patients présentant une inflammation aiguë, une inflammation suppurative et des tendances hémorragiques.
4. Les patients présentant des anomalies sanguines, des maladies infectieuses ou des maladies de la peau.
5. Personnes ayant une peau allergique.

Notes sur l'utilisation

1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Les personnes âgées et celles qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes doivent être accompagnées lors de l'utilisation.

3. Ne pas mettre le produit ou les coussinets de gel dans la bouche.
4. N'utilisez pas ce produit pendant un exercice physique intense.
5. Veillez à ce que votre peau reste sèche lors de l'utilisation.
6. Ne pas coller sur la plaie.
7. Veuillez éviter les objets métalliques, tels que les colliers, les bracelets, etc. lors de l'utilisation.
8. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, arrêtez de l'utiliser.
9. Ne pas utiliser en continu pendant trop longtemps (pas plus de 30 minutes sont recommandées) pour éviter la fatigue musculaire, les picotements de la peau ou les rougeurs.

Inclus dans le paquet

Hôte x1	Télécommande x1	Gauche x1	Droite x1
Manuel de l'utilisateur x1	Cabine de chargement USB x1	Coussins de gel x8	
Chiffon de nettoyage x1			

※ L'emballage de ce produit ne contient pas d'adaptateurs d'alimentation. Les adaptateurs d'alimentation applicables à ce produit sont : les adaptateurs d'alimentation de divers téléphones mobiles et les interfaces USB des ordinateurs. L'utilisation d'autres types d'adaptateurs d'alimentation peut endommager le produit.

Spécifications techniques

Matériau : Silicone +ABS+PC	Taille : 274mm*75mm*22mm	Poids : 150g
Tension nominale : 5V	Puissance nominale : 7.5 W	Capacité de la batterie : 500mA
Tension de charge : DC5V/3A	Temps de charge de la batterie : ≈2h	

※ Le produit ne prend pas en charge l'alimentation mobile externe.

Manuale di istruzioni (Italiano)

Istruzioni

1. Installazione

- ① Rimuovere la pellicola protettiva blu del gel e attaccare i pad del gel al sottile rivestimento elettrico sul retro del prodotto.
 - ※ Si prega di pulire accuratamente il rivestimento prima dell'uso, in modo da non compromettere la conduttività a causa della mancanza di adesione causata dal sudore e dal grasso umano.
 - ※ I cuscinetti di gel e il rivestimento elettrico devono aderire perfettamente senza bolle. In caso di bolle, premere con il dito i gel pad separati da una pellicola trasparente.
- ② Identificare correttamente le direzioni sinistra e destra di apertura delle ali e installare l'host (assicurarsi che il magnete sia allineato).

2. Accensione

Accoppiamento del telecomando: Premere a lungo il pulsante di accensione per 6S quando l'host e il telecomando sono entrambi spenti. La luce bianca dell'host e la spia del telecomando lampeggiano. Quando la luce bianca dell'host rimane accesa e la luce dell'interruttore del telecomando diventa bianca e rimane accesa, l'accoppiamento è riuscito.

Accensione normale: Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi quando l'host e il telecomando sono entrambi spenti. La luce bianca dell'host rimane accesa, il display digitale, la luce della parte massaggiante, la luce di aumento e diminuzione, la luce dell'interruttore del telecomando rimangono accese (dopo che l'accoppiamento del telecomando è stato effettuato con successo).

※ L'accoppiamento del telecomando è necessario quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta. L'host può essere accoppiato automaticamente con il telecomando dopo la normale accensione.

3. Fissare il gel

Rimuovere la pellicola protettiva bianca del gel, incollare il prodotto sul punto in cui si desidera effettuare il massaggio.

4. Iniziare il massaggio

Premendo il tasto+ del telecomando, la schermata del display digitale passa da 00 a 01, l'host inizia lo stato di massaggio.

5. Intensità

Premere il pulsante "+/-" per regolare l'intensità, scegliendo l'intensità desiderata. L'intensità è regolabile da 0 a 15.

※ Premere a lungo il pulsante "-" per cambiare l'uscita del massaggio.

6. Modalità

Premere il pulsante di commutazione del telecomando per commutare le azioni di massaggio delle diverse parti del corpo. Ci sono 5 modalità di massaggio per le diverse parti del corpo.

7. Funzione di riscaldamento

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per regolare la temperatura di riscaldamento. L'indicatore diventa verde per la bassa temperatura, giallo per la media temperatura e rosso per l'alta temperatura. Il telecomando entra in stato di riposo dopo un minuto quando è in funzione, con la luce e il display digitale spenti e la luce di stato visualizzata normalmente. Può essere risvegliato premendo il tasto laterale.

※ Preriscaldare 8 secondi dopo l'applicazione sul corpo per un'esperienza migliore.

8. Funzione di blocco bambini per il telecomando

Senza alcuna operazione, il telecomando entra automaticamente nella funzione di blocco bambini dopo 30 secondi. Quando è necessario utilizzare il telecomando, è possibile premere il pulsante di commutazione per risvegliarlo, oppure premere il pulsante di commutazione per bloccare lo schermo del telecomando dopo l'utilizzo.

9. Spegnimento

Il dispositivo si chiuderà automaticamente dopo 15 minuti, oppure premere a lungo il pulsante di accensione del telecomando per 3 secondi per spegnerlo.

10. Immagazzinamento

Per comodità di utilizzo successivo, incollare la pellicola protettiva bianca sul gel e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

※ Coprire completamente il retro del prodotto con una pellicola protettiva bianca.

Manutenzione

1. Per prolungare la durata della batteria integrata, riporre il massaggiatore dopo la carica completa quando non lo si usa per molto tempo e caricarlo una volta ogni 2-3 mesi.

2. Se sulla superficie del massaggiatore compaiono polvere o sudore, pulire delicatamente con salviette umide (dalle salviette non deve uscire acqua).

3. Quando i cuscinetti in gel sono difficili da fissare a causa della sudorazione, seguire i passaggi indicati di seguito per la manutenzione:

① Utilizzare il dito per ottenere una goccia d'acqua e applicarla uniformemente sul gel o eliminare delicatamente la polvere;

② Dopo aver asciugato accuratamente l'acqua, mettere il gel verso l'alto e posizionarlo in un luogo ben ventilato e all'ombra per l'asciugatura;

③ Asciugare all'aria fino a eliminare l'umidità dalla superficie, incollare i gel pad sulla pellicola protettiva bianca e conservare in un luogo fresco e asciutto.

※ Se non si riesce a recuperare l'appiccicosità del gel, sostituirlo con uno nuovo.

4. Il metodo per togliere il gel

① Pizzicare uno dei cuscinetti di gel con le dita e strapparli (Si consiglia di arrotolarlo per strapparli);

② Si prega di rimuovere completamente le pastiglie di gel residuo sul rivestimento conduttivo per evitare il cattivo impatto di una trasparenza incompleta (Sarà più facile rimuoverlo utilizzando il tampone di idrogel strappato per attaccare il gel residuo con una piccola quantità).

- ③ Assicurarsi che la macchina sia spenta mentre si staccano i cuscini di gel, altrimenti si rischia di rimanere feriti o scottati.
- ④ Dopo aver strappato il gel, pulire accuratamente il rivestimento conduttivo per evitare che l'adesione o la conduttività siano insufficienti a causa del sudore, del sudore corporeo o del grasso.

5. Non utilizzare o conservare questo prodotto nei seguenti luoghi:

- Luce solare diretta
- Vicino ai fuochi d'artificio
- Luogo caldo e umido
- Area polverosa
- Un luogo con acqua
- Forte sito elettromagnetico

Parti di massaggio consigliate



Spalla



Indietro



Pancia



Vita




Gamba

Non massaggiare le parti



Testa



Collo



Petto



Parti sensibili

Semplice risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si accende quando si preme il tasto ON / OFF.	La batteria potrebbe essere scarica.	Caricare completamente la batteria. Se e non è ancora possibile non è possibile accendere il dispositivo, si prega di contattare il servizio clienti.
Il dispositivo non si attacca al corpo.	I cuscinetti di gel possono essere sporchi o usurati :L'area di trattamento della pelle potrebbe non essere sufficientemente pulita.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire la superficie adesiva dei gel pad con un panno umido e privo di lanugine. Se i cuscinetti di gel non si attaccano ancora in modo sicuro, è necessario sostituirli. 2. Pulire la pelle prima di qualsiasi applicazione, non utilizzare lozioni o oli per la cura della pelle prima del trattamento.
Non c'è stimolazione evidente.	Le pastiglie di gel possono essere sporche o usurate; la batteria potrebbe aver bisogno di ricarica.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assicurarsi che i cuscinetti di gel siano saldamente a contatto con l'area di trattamento. 2.La batteria è quasi scarica. Ricaricarla completamente.
Una sensazione sgradevole. Si avverte una sensazione sgradevole nel punto in cui i gel vengono applicati	I cuscinetti in gel vengono indossati. Questo può irritare la pelle, poiché la distribuzione uniforme della corrente attraverso	Sostituire i cuscinetti di gel.
La pelle nell'area di trattamento diventa rossa	Se il rossore sotto i cuscinetti di gel scompare rapidamente, non è pericoloso, ed è causato dall'aumento stimolato localmente, dall'aumento del flusso sanguigno stimolato localmente dalla TENS e dal calore.	Interrompere immediatamente il trattamento e attendere che la pelle torni alle sue condizioni normali. Tuttavia, se l'irritazione cutanea persiste ed è accompagnata da prurito o infiammazione, consultare il medico prima di continuare il trattamento, poiché potrebbe essere causata da una reazione allergica alla superficie adesiva.

<p>La pelle sotto la superficie del calore diventa rosso.</p>	<p>L'arrossamento della pelle sotto la superficie riscaldata del massaggiatore può essere dovuto all'intensa stimolazione del flusso sanguigno nelle parti riscaldate.</p>	<p>La pelle dovrebbe tornare alle sue condizioni normali pochi minuti dopo il trattamento. Tuttavia, prima di continuare a utilizzare la funzione calore, è bene consultare il medico se il rossore persiste e se si verificano pruriti o infiammazioni.</p>
<p>Il massaggiatore diventa troppo caldo.</p>		<p>Premere il pulsante On / Off per interrompere la funzione di riscaldamento e continuare a utilizzare la funzione TENS.</p>

Avvertenze e note di sicurezza

Utenti vietati

1. Persone con dispositivi elettrici impiantati (es. pacemaker)
2. Pazienti con aritmia grave, angina pectoris e insufficienza cardiaca.
3. Donne in gravidanza e bambini sotto i 12 anni.
4. Tutti i tipi di animali domestici.

Persone con cautela secondo il parere del medico

1. Pazienti che stanno ricevendo un trattamento o assumendo farmaci per una condizione medica grave.
2. Pazienti con febbre.
3. Pazienti con infiammazione acuta, infiammazione suppurativa e tendenza al sanguinamento.
4. Pazienti con anomalie del sangue, malattie infettive o malattie della pelle.
5. Persone con pelle allergica.

Note sull'uso

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Gli anziani e le persone non in grado di badare a se stesse devono essere accompagnati durante l'utilizzo.
3. Non introdurre il prodotto o i cuscinetti di gel in bocca.

4. Non utilizzare questo prodotto durante l'esercizio fisico intenso.
5. Durante l'uso, tenere la pelle asciutta.
6. Non applicare sulla ferita.
7. Evitare l'uso di oggetti metallici, come collane, braccialetti, ecc.
8. Se si prova disagio durante l'uso, interrompere l'uso.
9. Non utilizzare in modo continuativo per troppo tempo (si consiglia di non superare i 30 minuti) per evitare l'affaticamento muscolare, il formicolio o l'arrossamento della pelle.

Incluso nella confezione

Ospite x1	Telecomando x1	Sinistra x1	Destra x1
Manuale d'uso x1	Cabina di ricarica USB x1	Cuscinetti in gel x8	Salvietta di pulizia x1

※ La confezione di questo prodotto non contiene adattatori di corrente. Gli adattatori di alimentazione applicabili a questo prodotto sono: adattatori di alimentazione di vari telefoni cellulari e interfacce USB di computer. L'uso di altri tipi di adattatori di corrente può danneggiare il prodotto.

Specifiche tecniche

Materiale: Silicone +ABS+PC Dimensione: 274mm*75mm*22mm Peso: 150 g
Tensione nominale: 5 V Potenza nominale: 7.5 W Capacità della batteria: 500mA
Tensione di carica: DC5V/3A Tempo di ricarica della batteria: ≈2h

※ Il prodotto non supporta l'alimentazione mobile esterna.

Manual de Instruções (Português)

Instruções

1. Instalação

- ①. Retirar a película protetora azul do gel e fixar as almofadas de gel ao revestimento elétrico fino na parte de trás do produto.
 - ※ Limpe cuidadosamente o revestimento antes de o utilizar, para não afetar a condutividade devido à falta de aderência causada pelo suor e gordura humanos.
 - ※ As almofadas de gel e o revestimento elétrico devem estar bem ajustados, sem bolhas. Se existirem bolhas, pressione com o dedo as almofadas de gel que estão separadas por uma película transparente.
- ②. Identificar corretamente as direções esquerda e direita das asas abertas e instalar o hospedeiro (certificar-se de que o íman está alinhado).

2. Ligar

Emparelhamento do controlo remoto: Premir longamente o botão de alimentação durante 6 segundos quando o anfitrião e o controlo remoto estiverem ambos desligados, respetivamente. A luz branca do anfitrião e a luz do interruptor do controlo remoto piscam. Quando a luz branca do anfitrião se mantiver acesa e a luz do interruptor do telecomando mudar para branco e se mantiver acesa, o emparelhamento é bem sucedido.

Ligação normal: Premir longamente o botão de alimentação durante 3 segundos quando o anfitrião e o controlo remoto estiverem ambos desligados, respetivamente. A luz branca do anfitrião mantém-se acesa, o visor digital, a luz da parte de massagem, a luz de aumento e diminuição e a luz do interruptor do controlo remoto mantêm-se acesas (depois de o emparelhamento do controlo remoto ter sido ligado com êxito).

※ O emparelhamento do controlo remoto é necessário quando o produto é utilizado pela primeira vez. O anfitrião pode ser emparelhado automaticamente com o controlo remoto após a ligação normal.

3.Fixação do gel

Retirar a película protetora branca do gel, colar o produto no local onde a massagem é necessária.

4.Iniciar a massagem

Premir o botão+ do controlo remoto, o ecrã digital mudará de 00 para 01, o anfitrião inicia o estado de massagem.

5.Intensidade

Prima o botão "+/-" para ajustar a intensidade, escolha a intensidade mais adequada que pretende. A intensidade é ajustável de 0 a 15.

※ Premir longamente o botão "-" para mudar a saída de massagem.

6.Modo

Prima o botão do interruptor do telecomando para mudar as acções de massagem das diferentes partes do corpo. Existem 5 modos de massagem para diferentes partes do corpo.

7.Função de aquecimento

Prima o botão de mudança de temperatura para ajustar a temperatura de aquecimento. O indicador fica verde para temperatura baixa, amarelo para temperatura média e vermelho para temperatura alta. O telecomando entra no estado de repouso no espaço de um minuto quando se encontra no estado de funcionamento, com a luz e o visor digital desligados e a luz de estado apresentada normalmente. Pode ser despertado premindo a tecla lateral.

※ Pré-aqueça 8 segundos depois de colar no corpo para uma melhor experiência.

8.Função de bloqueio para crianças para o controlo remoto

O telecomando sem qualquer operação entrará automaticamente na função de bloqueio para crianças após 30s. Quando precisar de utilizar o telecomando, pode premir o botão do interruptor para o ativar ou premir o botão do interruptor para bloquear o ecrã do telecomando após a utilização.

9.Desligar

O dispositivo será fechado automaticamente após 15 minutos, ou prima longamente o botão de alimentação do controlo remoto durante 3s para se desligar.

10. Armazenamento

Para facilitar a próxima utilização, volte a colar a película protetora branca no gel e guarde-o num local fresco e seco.

※ Cobrir completamente a parte de trás do produto com uma película protetora branca.

Manutenção

1. Para prolongar a vida útil da bateria incorporada, guarde o massajador depois de totalmente carregado quando não estiver a ser utilizado durante muito tempo e carregue-o uma vez a cada 2-3 meses.

2. Se aparecer pó ou suor na superfície do massajador, limpe suavemente com toalhetes húmidos (não deve sair água dos toalhetes).

3. Quando as almofadas de gel forem difíceis de fixar devido à transpiração, siga os passos abaixo para efetuar a manutenção:

① Utilize o seu dedo para obter uma gota de água e aplique-a uniformemente sobre o gel ou limpe suavemente o pó;

② Depois de limpar bem a água, colocar o gel para cima e colocá-lo num local com boa ventilação e à sombra para secar;

③ Secar ao ar até que não haja humidade na superfície, colar as almofadas de gel na película protetora branca e guardá-la num local fresco e seco.

※ Se a viscosidade do gel não puder ser recuperada, é favor trocar por um novo.

4. O método para retirar o gel

① Aperte uma das almofadas de gel com os dedos e rasgue-a (Recomenda-se que se enrole para rasgar);

② Remover completamente as almofadas de gel residuais no revestimento condutor para evitar o impacto negativo de uma limpeza incompleta (Será mais fácil de remover utilizando a almofada de hidrogel rasgada para colar o gel residual com uma pequena quantidade).

- ③ Certifique-se de que a máquina está desligada enquanto retira as almofadas de gel, caso contrário poderá sofrer dores ou escaldões.
- ④ Depois de arrancar o gel, limpe cuidadosamente o revestimento condutor para evitar que a aderência ou a condutividade sejam insuficientes devido a suor gorduroso, suor corporal ou gordura.

5. Não utilizar ou guardar este produto nos seguintes locais:

- Luz solar direta
- Perto de fogo de artifício
- Local quente e húmido
- Zona com pó
- Um lugar com água
- Local eletromagnético forte

Partes de massagem sugeridas



Ombro



Voltar



Barriga



Cintura




Perna

Não massajar as peças



Cabeça



Pescoço



Tórax



Partes sensíveis

Resolução de problemas simples

Problema	Causa possível	Solução
O aparelho não se liga quando o botão ON / OFF é premido.	A bateria pode estar descarregada.	Carregar totalmente a bateria . Se mesmo assim não for possível ligar o aparelho, por favor contactar o serviço de apoio ao cliente.
O aparelho não se cola ao corpo.	As almofadas de gel podem estar sujas ou desgastadas :A zona de tratamento da pele pode não estar suficientemente limpa	1.Limpe a superfície adesiva das almofadas de gel com um pano húmido que não largue pêlos. As almofadas de gel devem ser substituídas se continuarem a não aderir corretamente. 2.Limpar a pele antes de qualquer aplicação. Não utilizar loções ou óleos para a pele antes do tratamento.
Não há estimulação perceptível.	As almofadas de gel podem estar sujas desgastadas;A bateria pode precisar de ser carregada.	1. Certifique-se de que as almofadas de gel estão em contacto firme com a área de tratamento. 2. A bateria está quase descarregada. Carregue-a completamente.
Uma sensação desagradável é sentida onde as almofadas de gel são aplicadas	As almofadas de gel são usadas. Isto pode irritar a pele, uma vez que a distribuição uniforme da corrente através	Substituir as almofadas de gel.
A pele na zona de tratamento fica vermelha	Se a vermelhidão sob as almofadas de gel desaparecer rapidamente, não é perigoso, e é causado pelo estimulação local, aumento do fluxo sanguíneo aumento do fluxo sanguíneo provocado pela TENS e pelo calor.	Interromper imediatamente o tratamento e aguardar que a pele volte ao seu estado normal. No entanto, consulte o seu médico antes de continuar o tratamento se a irritação da pele persistir e se for acompanhada de comichão ou inflamação, uma vez que esta pode ser causada por uma reação alérgica à superfície adesiva.

A pele sob a superfície do calor fica vermelha.	A vermelhidão da pele sob a superfície aquecida do massajador pode dever-se à estimulação intensa do fluxo sanguíneo nas partes aquecidas.	A pele deve voltar ao seu estado normal alguns minutos após o tratamento. No entanto, consulte o seu médico antes de continuar a utilizar a função de calor se a vermelhidão persistir e se sentir alguma comichão ou inflamação.
O massajador fica demasiado quente.		Prima o botão Ligar / Desligar para parar a função de aquecimento e continuar a utilizar a função TENS.

Avisos e notas de segurança

Utilizadores proibidos

1. Pessoas com dispositivos eléctricos implantados (por exemplo, pacemaker)
2. Doentes com arritmia grave conhecida, angina de peito e insuficiência cardíaca.
3. Mulheres grávidas e crianças com menos de 12 anos de idade.
4. Todos os tipos de animais de estimação.

Utilizar com precaução, seguindo as indicações do médico

1. Pacientes que estão a receber tratamento ou a tomar medicação para uma condição médica grave.
2. Doentes com febre.
3. Doentes com inflamação aguda, inflamação supurativa e tendências hemorrágicas.
4. Doentes com anomalias sanguíneas, doenças infecciosas ou doenças de pele.
5. Pessoas com pele alérgica.

Notas sobre a utilização

1. Manter fora do alcance das crianças.
2. As pessoas idosas e as que não podem cuidar de si próprias devem ser acompanhadas durante a utilização.
3. Não colocar o produto ou as almofadas de gel na boca.

4. Não utilizar este produto durante o exercício físico intenso.
5. Manter a pele seca durante a utilização.
6. Não colar na ferida.
7. Evitar objectos metálicos, como colares, pulseiras, etc., durante a utilização.
8. Se se sentir desconfortável durante a utilização, interrompa a utilização.
9. Não utilizar continuamente durante muito tempo (recomenda-se não mais de 30 minutos) para evitar a fadiga muscular, o formigueiro ou a vermelhidão da pele.

Incluído no pacote

Anfitrião x1	Controlo remoto x1	Esquerda x1	Direita x1
Manual do utilizador x1	Cabine de carregamento USB x1	Almofadas de gel x8	
Toallete de limpeza x1			

※ A embalagem deste produto não contém adaptadores de corrente. Os adaptadores de corrente aplicáveis a este produto são: adaptadores de corrente de vários telemóveis e interfaces USB de computadores. A utilização de outros tipos de adaptadores de corrente pode danificar o produto.

Especificações técnicas

Material: Silicone +ABS+PC	Tamanho:274mm*75mm*22mm	Peso:150g
Tensão nominal: 5V	Potência nominal: 7.5 W	Capacidade da bateria: 500mA
Tensão de carregamento: DC5V/3A	Tempo de carregamento da bateria: ≈2h	

※ O produto não suporta uma fonte de alimentação móvel externa.

Руководство по эксплуатации (Русский язык)

Инструкции

1. Установка

- ①. Снимите голубую защитную пленку геля и прикрепите гелевые прокладки к тонкому электрическому покрытию на обратной стороне изделия.
 - ※ Пожалуйста, тщательно протирайте покрытие перед использованием, чтобы не нарушить проводимость из-за недостаточной адгезии, вызванной человеческим потом и жиром.
 - ※ Пожалуйста, следите за тем, чтобы гелевые подушечки и электрическое покрытие плотно прилегали друг к другу без пузырьков. При наличии пузырьков, пожалуйста, нажмите пальцем на гелевые подушечки, которые разделены прозрачной пленкой.
- ②. Правильно определите левое и правое направления расстановки крыльев и установите хост (убедитесь, что магнит выровнен).

2. Включение питания

Сопряжение с пультом дистанционного управления: Длительно нажмите кнопку питания в течение 6 с, когда устройство и пульт дистанционного управления соответственно выключены. При этом мигает белый индикатор принимающего устройства и индикатор переключения пульта дистанционного управления. Когда белый свет на устройстве останется включенным, а свет на пульте дистанционного управления станет белым и не погаснет, сопряжение будет выполнено успешно.

Нормальное включение питания: Длительное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд, когда устройство и пульт дистанционного управления выключены соответственно. При этом загорится белый свет на пульте управления, цифровой дисплей, индикатор массажной части, индикатор увеличения и уменьшения, индикатор переключения пульта дистанционного управления (после успешного сопряжения с пультом дистанционного управления).

※ Сопряжение пульта дистанционного управления требуется при первом использовании изделия. Сопряжение с пультом дистанционного управления может быть выполнено автоматически после обычного включения питания.

3.Прикрепление геля

Удалите белую защитную пленку геля, нанесите средство на те места, где требуется массаж.

4.Начать массаж

Нажмите кнопку+ на пульте дистанционного управления, экран цифрового дисплея изменится с 00 на 01, хост перейдет в состояние массажа.

5.Интенсивность

Для регулирования интенсивности нажмите кнопку “+/-” и выберите наиболее подходящую интенсивность. Интенсивность регулируется в диапазоне от 0 до 15.

※ Длительное нажатие кнопки “-” переключает мощность массажа.

6.Режим

Для переключения режимов массажа различных частей тела нажмите кнопку переключения на пульте дистанционного управления. Имеется 5 режимов массажа для различных частей тела.

7.Функция обогрева

Для настройки температуры нагрева нажмите кнопку температурного редуктора. Индикатор становится зеленым для низкой температуры, желтым для средней температуры и красным для высокой температуры. В рабочем состоянии пульт переходит в состояние сна через одну минуту, при этом подсветка и цифровой дисплей выключены, а индикатор состояния отображается нормально. Пробудить его можно нажатием боковой кнопки.

※ После наклеивания на корпус подогрейте в течение 8 секунд для лучшего восприятия.

8.Функция блокировки от детей для пульта дистанционного управления

Пульт дистанционного управления без каких-либо действий автоматически переходит в режим блокировки от детей через 30 с. При необходимости использования пульта дистанционного управления можно нажать кнопку переключения, чтобы разбудить его, или нажать кнопку переключения, чтобы заблокировать экран пульта после использования.

9.Выключение питания

Устройство будет автоматически закрыто через 15 минут, или для выключения нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение 3 с.

10.Хранение

Для удобства следующего использования наклейте белую защитную пленку обратно на гель и храните его в сухом прохладном месте.

※ Полностью закройте заднюю стенку изделия белой защитной пленкой.

Техническое обслуживание

1. Чтобы продлить срок службы встроенного аккумулятора, пожалуйста, храните массажер после полной зарядки, если он не используется в течение длительного времени, и заряжайте его раз в 2–3 месяца.

2. Если на поверхности массажера появилась пыль или пот, аккуратно протрите его влажными салфетками (вода не должна вытекать из салфеток).

3. Если гелевые накладки трудно прикрепить из-за пота, выполните следующие действия для их обслуживания:

- ① Пожалуйста, возьмите пальцем капельку воды и равномерно нанесите ее на гель или аккуратно сотрите пыль;
 - ② После тщательного вытирания воды положите гель вверх и поместите его для сушки в хорошо проветриваемое и затененное место;
 - ③ Высушите на воздухе до отсутствия влаги на поверхности, наклейте гелевые подушечки на белую защитную пленку и храните в сухом прохладном месте.
- ※ Если липкость геля не восстанавливается, замените его на новый.

4. Метод снятия геля

- ① Прижмите пальцами одну из гелевых подушечек и оторвите ее (Рекомендуется прокатывать его для отрыва);
- ② Пожалуйста, полностью удалите остатки геля на токопроводящем покрытии, чтобы предотвратить плохое воздействие неполной очистки (Его будет легче удалить, если воспользоваться разорванной гидрогелевой подушечкой, чтобы наклеить небольшое количество остатков геля).

- ③ Пожалуйста, убедитесь, что аппарат выключен, когда отрываете гелевые подушечки, иначе вы можете получить боль или ожог.
- ④ После отрыва геля следует тщательно протереть токопроводящее покрытие, чтобы избежать недостаточной адгезии или проводимости из-за жирного пота, пота тела или смазки.
5. Не используйте и не храните данный продукт в следующих местах:

- Прямой солнечный свет
- Вблизи фейерверков
- Жаркое и влажное место
- Пыльная зона
- Место с водой
- Сильная электромагнитная площадка

Предлагаемые части массажа



Плечо



Назад



Живот



Талия




Нога

Не массируйте детали



Глава



Шея



Грудь



Чувствительные
детали

Простое устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается при нажатии кнопки ON / OFF.	Возможно, батарея разряжена.	Полностью зарядите аккумулятор. Если все еще не удастся включить устройство, пожалуйста обратитесь в сервисную службу.
Устройство не прилипает к телу.	Гелевые подушечки могут быть загрязнены или изношены : Область обработки кожа может быть недостаточно чистой недостаточно.	1.Пожалуйста, очистите клейкую поверхность гелевых подушечек с помощью влажной безворсовой ткани. Если гелевые подушечки не приклеиваются надежно, их следует заменить. 2.Перед применением очистите кожу, не используйте лосьоны или масла для ухода за кожей до начала процедуры.
При этом не происходит заметной стимуляции.	Гелевые прокладки могут быть загрязнены или изношены; батарея может нуждаться в зарядка.	1.Убедитесь, что гелевые подушечки плотно прилегают к обрабатываемой области. 2.Аккумулятор почти разряжен. Зарядите его полностью.
Неприятное ощущение неприятные ощущения в местах гелевые подушечки	Гелевые прокладки надеваются. Это может вызвать раздражение кожи, так как равномерное равномерное распределение тока по	Замените гелевые прокладки.
Кожа в зоне обработки краснеет	Если покраснение под гелевыми подушечками быстро исчезает, это не является опасно и вызвано местной стимуляцией, усилением кровотока притока крови под воздействием ТЭНС и тепла.	Немедленно прекратите лечение и подождите, пока кожа не вернется в нормальное состояние. Однако прежде чем продолжать лечение, проконсультируйтесь с врачом, если раздражение кожи не проходит, сопровождается зудом или воспалением, так как это может быть вызвано аллергической реакцией на клейкую поверхность.

Кожа под поверхность жара становится красной.	Покраснение кожи под нагретой поверхностью массажера может быть связано с интенсивной стимуляцией кровотока в нагретых участках.	Через несколько минут после обработки кожа должна вернуться в нормальное состояние. Однако при сохранении покраснения, появлении зуда или воспаления перед продолжением использования тепловой функции следует проконсультироваться с врачом.
Массажер становится слишком горячим.		Нажмите кнопку On / Off, чтобы остановить функцию нагрева, и просто продолжайте использовать функцию TENS.

Предупреждения и указания по технике безопасности

Запрещенные пользователи

1. Люди с имплантированными электрическими устройствами (например, кардиостимулятор)
2. Пациенты с известной тяжелой аритмией, стенокардией и сердечной недостаточностью.
3. Беременные женщины и дети до 12 лет.
4. Все виды домашних животных.

С осторожностью по рекомендации врача

1. Пациенты, получающие лечение или принимающие лекарства по поводу серьезного заболевания.
2. Пациенты с лихорадкой.
3. Пациенты с острым воспалением, гнойным воспалением и склонностью к кровотечениям.
4. Пациенты с аномалиями крови, инфекционными или кожными заболеваниями.
5. Люди с аллергической кожей.

Указания по применению

1. Хранить в недоступном для детей месте.
2. Пожилых людей и тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе, следует сопровождать при использовании.
3. Не кладите изделие или гелевые подушечки в рот.

4. Пожалуйста, не используйте этот продукт во время интенсивных физических нагрузок.
5. Во время использования держите кожу сухой.
6. Не наклеивайте на рану.
7. Пожалуйста, избегайте при использовании металлических предметов, таких как ожерелья, браслеты и т.д.
8. Если во время использования вы испытываете дискомфорт, прекратите использование.
9. Не используйте прибор слишком долго (рекомендуется не более 30 минут), чтобы не допустить усталости мышц, покалывания или покраснения кожи.

Входит в комплект поставки

Ведущий x1	Пульт дистанционного управления x1	Левое крыло x1
Правое крыло x1	Руководство пользователя x1	USB-кабинет для зарядки x1
Гелевые подушечки x8	Чистящая салфетка x1	

※ В комплект поставки данного изделия не входят адаптеры питания. К данному изделию подходят следующие адаптеры питания: адаптеры питания различных мобильных телефонов и USB-интерфейсы компьютеров. Использование других типов адаптеров питания может привести к повреждению изделия.

Техническая спецификация

Материал: Силикон +ABS+PC	Размер: 274 мм*75 мм*22 мм	Вес: 150 г
Номинальное напряжение: 5 В	Номинальная мощность: 7,5 Вт	
Емкость аккумулятора: 500 мА	Напряжение зарядки: DC5V/3A	
Время зарядки аккумулятора: ≈2 ч		

※ Продукт не поддерживает внешний мобильный источник питания.