

# glad skin


Inflammatory Skin Expert

## ACNEFEKT Gel

STAPHEFEKT™  
100  
Sa  
S. aureus killer

**REDUCES ACNE SYMPTOMS**  
ANTI-PUSTULES  
ANTI-COMEDONES  
REDUCES SKIN INFLAMMATION

Salicylic acid-free | Alcohol-free  
**Acne skin**



Micreos Human Health B.V.  
Bankplein 2  
2585 EV Den Haag  
The Netherlands



Gladskin BV  
Bankplein 2  
2585 EV Den Haag  
The Netherlands

# UK CA

UKRP:  
Advena Ltd  
Pure Offices, Plato Close,  
Tachbrook Park, Warwick,  
CV34 6WE  
United Kingdom

INS-GA-ENNLDEFERSE-V7.2  
REVISION DATE MAY-2023

### ENGLISH

Gladskin Acnefekt Gel is a medical device. Please read this information carefully before using the product, even if you have used it before. That way, you will keep up-to-date on the effects of this product and how to use it properly as we may sometimes need to change the information. Please do not hesitate to contact us if you have any questions after reading this information.

### FOR WHOM IS GLADSKIN ACNEFEKT GEL INTENDED?

Use Gladskin Acnefekt Gel if you suffer from acne. The symptoms of acne are pimples on your face, neck, chest and back, and may also include minor inflammations and red, easily irritated skin. *Staphylococcus aureus* bacteria can cause inflammation of the skin and worsen the acne symptoms.

### TOLERANCE

This formula is fragrance-free and hypoallergenic. It is suitable for face and body.


### HOW DOES THIS PRODUCT WORK?


Gladskin Acnefekt Gel contains the main ingredient Staphefekt™ SA.100. Stemming from Microbiome Science, this unique ingredient has the ability to specifically target the main bacteria responsible for inflammation of the skin, while preserving the other bacteria essential for skin health.

### WHAT DOES THIS PRODUCT DO?

- Reduces acne symptoms
- Anti-pustules
- Anti-comedones
- Reduces skin inflammation

### HOW TO USE THIS PRODUCT

 > For external use. Use the product on intact skin that is free of creams, cleansers, powders and so on.

 > Use regularly two to three times a day.



> Apply a thin layer of the product on and around the areas with acne.



> Let the gel dry for at least 5-10 minutes before you apply any other products on your skin.

When using the Gladskin Acnefekt Gel you may notice a thin film left on your skin. This is remaining gel which can be wiped off after 10 minutes.

### WHEN NOT TO USE THIS PRODUCT

Do not use this product if your skin is not intact or if you are known to be allergic to any of the ingredients.

The product should be a clear gel, free from visible particles. If this is not the case, do not use the product and contact us.

### WHAT CAN YOU EXPECT?

Gladskin Acnefekt Gel can quickly reduce acne symptoms. In some cases it can take a few weeks to see results. Most acne is related to an imbalance in the bacterial composition on the skin (microbiome). If your acne is not due to this imbalance you may not experience an improvement. Some users may experience redness, a burning sensation, swelling or itch after using Gladskin Acnefekt Gel.

If you use Gladskin Acnefekt Gel for the first time your acne symptoms may temporarily increase. This should improve within 10 days.

If your acne does not improve or side-effects are severe or persist, please stop using Gladskin Acnefekt Gel and consult your doctor.

**In case of serious side-effects, please inform us and the national competent authority of the country where you reside.**

### INGREDIENTS

Aqua, Propylene glycol, Hydroxypropyl methylcellulose, Glycerin, Arginine HCl, Sodium chloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calcium chloride.

Gladskin Acnefekt Gel is hypoallergenic and dermatologically tested. It is a medical device to be used on intact skin. Gladskin Acnefekt Gel does not contain any lanolin, acids, alcohol, perfume or parabens and is non-comedogenic (i.e., will not block your pores).

### SHELF LIFE AND STORAGE

The expiration date of this product is indicated on the dispenser. For an optimal benefit of the main ingredient in Gladskin Acnefekt Gel we recommend you store the product in the refrigerator. Gladskin Acnefekt Gel should not be stored at temperatures below 0°C or above 25°C.

### NEDERLANDS

Gladskin Acnefekt Gel is een medisch hulpmiddel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het middel gaat gebruiken, ook wanneer u het al eerder heeft gebruikt. Op deze manier blijft u op de hoogte van de effecten van dit middel en van de juiste manier om het te gebruiken, aangezien wij deze informatie soms moeten aanpassen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft.

### VOOR WIE IS GLADSKIN ACNEFEKT GEL BESTEMD?

Gebruik Gladskin Acnefekt Gel als u last heeft van acne. De verschijnselen van acne zijn onder andere puistjes op uw gezicht, nek, borst en rug, en soms ook kleine ontstekingen en een rode, snel geïrriteerde huid. De bacterie *staphylococcus aureus* kan ontsteking van de huid veroorzaken en de verschijnselen van acne verergeren.

### VERDRAAGBAARHEID

Dit product bevat geen parfum en is hypoallergeen. De gel is geschikt voor gezicht en lichaam.

### HOE WERKT DIT MIDDEL?

Het belangrijkste bestanddeel van Gladskin Acnefekt Gel is Staphefekt™ SA.100. Dit unieke ingrediënt is afkomstig uit microbiom onderzoek en heeft het vermogen om zich specifiek te richten op de belangrijkste

bacteriën die verantwoordelijk zijn voor ontstekingen van de huid, terwijl de andere bacteriën die essentieel zijn voor de gezondheid van de huid behouden blijven.

### WAT DOET DIT MIDDEL?

- Vermindert acne symptomen
- Anti-puistjes
- Anti-comedonen
- Vermindert huidontstekingen

### HOE MOET DIT MIDDEL WORDEN GEBRUIKT?



> Voor uitwendig gebruik. Gebruik het middel op intacte huid die vrij is van crèmes, cleansers, poeder etc.



> Gebruik het middel regelmatig, twee of drie maal per dag.



> Breng een dunne laag van het middel aan op en rondom het gebied van de huid met acne.



> Laat het middel minimaal 5 tot 10 minuten drogen voordat u een ander middel aanbrengt op uw huid.

Als u Gladskin Acnefekt Gel gebruikt ziet u misschien dat er een dun laagje van het middel achterblijft op de huid. Dit is overtollige gel die na 10 minuten van de huid kan worden geveegd.

### WANNEER MOET U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN?

Gebruik dit middel niet wanneer uw huid beschadigd is of wanneer u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Gladskin Acnefekt Gel moet een heldere gel zijn, zonder zichtbare deeltjes. Als dit niet het geval is gebruik het middel dan niet en neem contact met ons op.

### WAT MAG U VAN DIT MIDDEL VERWACHTEN?

Gladskin Acnefekt Gel kan snel acne symptomen verlichten. In sommige gevallen kan het een paar weken

duren voordat er resultaten te zien zijn. De meeste acne wordt in verband gebracht met een verstoorde bacteriële samenstelling op de huid (microbioom). Als uw acne geen gevolg is van deze verstoorde balans, kan het zijn dat u geen verbetering merkt. Sommige gebruikers kunnen last krijgen van roodheid, een branderig gevoel, zwelling of jeuk na het gebruik van Gladskin Acnefekt Gel.

Als u Gladskin Acnefekt Gel voor de eerste keer gebruikt kunnen de verschijnselen van acne tijdelijk erger worden. Deze verschijnselen behoren binnen 10 dagen te verminderen.

Als de ernst van de acne niet vermindert of de bijwerkingen ernstig of hardnekkig zijn, gebruik het middel dan niet meer en neem contact op met uw arts.

**Als ernstige bijwerkingen optreden moet u dat aan ons melden en aan de nationale bevoegde instantie in het land waar u woont.**

### INGREDIËNTEN

Aqua, Propyleenglycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerine, Arginine HCl, Natriumchloride, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calciumchloride.

Gladskin Acnefekt Gel is hypoallergeen en dermatologisch getest. Het is een medisch hulpmiddel dat alleen op intacte huid mag worden aangebracht. Gladskin Acnefekt Gel bevat geen lanoline, zuren, alcohol, parfum of parabenen en is non-comedogeen (d.w.z. verstopt de poriën niet).

### HOUDBAARHEID EN BEWAREN

De vervaldatum van dit middel staat vermeld op de dispenser. Voor een optimaal effect van het hoofdbestanddeel van Gladskin Acnefekt Gel adviseren wij om het middel in de koelkast te bewaren. Gladskin Acnefekt gel mag niet worden bewaard bij temperaturen die lager zijn dan 0°C of hoger dan 25°C.

### DEUTSCH

Gladskin Acnefekt ist ein Medizinprodukt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Produkt anwenden, auch wenn Sie es bereits zuvor angewendet haben. So bleiben Sie auf dem Laufenden über die Wirkungen des Produkts und seine richtige Anwendung, da wir manchmal die Informationen ändern müssen. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Informationen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

### FÜR WEN IST DAS GLADSKIN ACNEFEKT GEL BESTIMMT?

Verwenden Sie Gladskin Acnefekt Gel, wenn Sie unter Akne leiden. Symptome von Akne sind Pickel im Gesicht, am Hals, auf Brust und Rücken. Es können auch leichte Entzündungen und rote, gereizte Haut auftreten. Das Bakterium *Staphylococcus aureus* kann Entzündungen der Haut auslösen und die Akne-Symptome verschlimmern.

### VERTRÄGLICHKEIT

Die Rezeptur ist frei von Duftstoffen und hypoallergen. Sie ist für Gesicht und Körper geeignet.

### WIE WIRKT DIESES PRODUKT?

Der Hauptwirkstoff von Gladskin Acnefekt Gel ist Staphefekt™ SA.100. Dieser einzigartige Inhaltsstoff aus der Mikrobiomforschung bekämpft gezielt Bakterien, über die bekannt ist, dass sie Hautentzündungen auslösen. Gleichzeitig verschont er alle Bakterien, die für die Hautgesundheit wichtig sind.

### WAS BEWIRKT DIESES PRODUKT?

- Reduziert Akne-Symptome
- Anti-Pusteln
- Anti-Mitesser
- Lindert Entzündung

## WIE IST DAS PRODUKT ANZUWENDEN?



> Zur äußeren Anwendung. Wenden Sie das Produkt auf intakter Haut an, die frei von Cremes, Reinigungsmitteln, Puder usw. ist.



> Wenden Sie es regelmäßig zwei- bis dreimal täglich an.



> Tragen Sie eine dünne Schicht des Produkts auf und um die Bereiche mit Akne.



> Lassen Sie das Gel mindestens 5-10 Minuten trocknen, bevor Sie andere Produkte auf der Haut anwenden.

Wenn Sie Gladskin Acnefekt Gel anwenden, bemerken Sie möglicherweise, dass ein dünner Film auf Ihrer Haut verbleibt. Dies ist das noch vorhandene Gel, das Sie nach 10 Minuten abwischen können.

## WANN DARF DAS PRODUKT NICHT ANGEWENDET WERDEN?

Wenden Sie dieses Produkt nicht an, wenn Ihre Haut nicht intakt ist oder wenn Sie wissen, dass Sie gegen einen der Bestandteile allergisch sind.

Gladskin Acnefekt Gel sollte frei von sichtbaren Partikeln sein. Sollte dies nicht der Fall sein, benutzen Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an uns.

## WAS KÖNNEN SIE DAVON ERWARTEN?

In der Regel kann Gladskin Acnefekt Gel Ihre Akne-Symptome schnell lindern. In einigen Fällen kann es aber auch einige Wochen dauern, bis sich die Wirkung zeigt. Meistens ist Akne mit einem gestörten Gleichgewicht der Bakterienzusammensetzung (Mikrobiom) auf der Haut verbunden. Wenn Ihre Akne andere Ursachen als dieses Ungleichgewicht hat, werden Sie eventuell keine Verbesserungen feststellen.

Bei einigen Anwendern kommt es nach dem Auftragen von Gladskin Acnefekt Gel zu Rötung, Brennen, Schwellungen oder Jucken.

Wenn Sie Gladskin Acnefekt Gel erstmalig anwenden, können sich Ihre Akne-Symptome vorübergehend verschlimmern. Das sollte sich innerhalb von 10 Tagen verbessern.

Wenn Ihre Akne sich nicht bessert oder wenn bei Ihnen schwere oder anhaltende Nebenwirkungen auftreten, beenden Sie die Anwendung von Gladskin Acnefekt Gel und suchen Sie Ihren Arzt auf.

**Bei schwerwiegenden Nebenwirkungen informieren Sie bitte uns und die zuständige Behörde des Landes, in dem Sie leben.**

## INHALTSSTOFFE

Wasser, Propylenglycol, Hydroxypropylmethylcellulose, Glycerin, Arginin HCl, Natriumchlorid, Trometamol, Staphefekt SA.100, Calciumchlorid.

Gladskin Acnefekt Gel ist hypoallergen und dermatologisch getestet. Es ist ein Medizinprodukt, das auf unversehrter Haut angewendet werden muss. Gladskin Acnefekt Gel enthält weder Lanolin noch Säuren, Alkohol, Parfum oder Parabene und bildet keine Komedone (d. h., es verstopft die Poren nicht).

## DAUER DER HALTBARKEIT UND AUFBEWAHRUNG

Das Verfallsdatum des Produkts ist auf dem Spender angegeben. Für eine optimale Wirkung des wichtigsten Bestandteils von Gladskin Acnefekt Gel empfehlen wir Ihnen, das Produkt im Kühlschrank aufzubewahren. Gladskin Acnefekt Gel sollte nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 25 °C aufbewahrt werden.

## FRANÇAIS

**Gladskin Acnefekt Gel est un dispositif médical. Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, même si vous l'avez déjà utilisé auparavant. Vous vous tiendrez ainsi au courant des effets de ce produit et de la façon de l'utiliser correctement, car nous devons peut-être parfois modifier les informations le concernant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions après avoir lu ces informations.**

## À QUI EST DESTINÉ LE GEL GLADSKIN ACNEFEKT GEL?

Gladskin Acnefekt Gel est un produit contre l'acné. L'acné se manifeste par des symptômes comme des boutons sur le visage, le cou, la poitrine et le dos, et peuvent également inclure des inflammations mineures et une peau rouge et facilement irritée. Une bactérie dénommée *Staphylococcus aureus* peut causer une inflammation de la peau et aggraver les symptômes de l'acné.

## TOLÉRANCE

Cette formule est sans parfum et hypoallergénique. Elle peut être utilisée sur le visage et sur le corps.

## COMMENT CE PRODUIT AGIT-IL?

Le principal ingrédient de Gladskin Acnefekt Gel est le Staphefekt™ SA.100. Issu de la science du microbiome (la flore cutanée), cet ingrédient unique est capable de s'attaquer uniquement aux principales bactéries responsables de l'inflammation de la peau, tout en épargnant les autres bactéries qui sont essentielles pour une peau saine.

## QUE FAIT CE PRODUIT?

Réduit les symptômes de l'acné

- Anti-pustules
- Anti-comédons
- Réduit l'inflammation cutanée

## COMMENT UTILISER CE PRODUIT?



> Ce produit est destiné à un usage externe. Appliquer le produit sur une peau intacte et débarrassée de tout autre produit tel que crèmes, produits nettoyants, poudres, etc.



> Utiliser régulièrement deux à trois fois par jour.



> Appliquer une fine couche de produit sur et autour des zones touchées par l'acné.



> Laisser sécher le gel pendant au moins 5-10 minutes avant d'appliquer d'autres produits sur votre peau.

Lors de l'utilisation de Gladskin Acnefekt Gel, vous remarquerez peut-être un léger film résiduel sur votre peau. C'est du gel qui reste et que vous pouvez essuyer après 10 minutes.

## QUAND NE PAS UTILISER CE PRODUIT

N'utilisez pas ce produit si votre peau n'est pas intacte ou si vous vous savez allergique à l'un des ingrédients.

Gladskin Acnefekt Gel devrait être un gel transparent, sans particules visibles. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas le produit et contactez-nous.

## À QUOI PUIS-JE M'ATTENDRE?

Gladskin Acnefekt Gel permet de diminuer rapidement les symptômes d'acné. Dans certains cas, il peut falloir quelques semaines pour voir les résultats. L'acné est le plus souvent associé à un déséquilibre de la composition de la flore bactérienne à la surface de la peau (microbiome). Si votre acné n'est pas dû à un tel déséquilibre, il est possible que vous ne constatiez aucune amélioration. Chez certains utilisateurs, des rougeurs, une sensation de brûlure, un gonflement ou des démangeaisons

peuvent apparaître après l'application de Gladskin Acnefekt Gel.

Si vous utilisez Gladskin Acnefekt Gel pour la première fois, votre irritation pourra s'aggraver temporairement. Elle devrait s'améliorer en une dizaine de jours au maximum.

Si votre acné ne s'améliore pas ou si les effets secondaires sont graves ou persistants, cessez d'utiliser Gladskin Acnefekt Gel et consultez votre médecin.

**Si vous subissez des effets secondaires graves, veuillez nous en informer ainsi que l'autorité compétente nationale du pays où vous résidez.**

## INGRÉDIENTS

Eau, Propylène glycol, Hydroxypropyl méthylcellulose, Glycérine, Chlorhydrate d'arginine, Chlorure de sodium, Trometamol, Staphefekt SA.100, Chlorure de calcium.

Gladskin Acnefekt Gel est hypoallergénique et testé dermatologiquement. Il s'agit d'un dispositif médical à utiliser sur une peau intacte. Gladskin Acnefekt Gel ne contient ni lanoline, ni acides, ni alcool, ni parfum, ni parabènes et il est non comédogène (c.-à-d. qu'il ne bloquera pas vos pores).

## COMMENT CONSERVER CE PRODUIT

La date de péremption de ce produit est indiquée sur le flacon. Pour optimiser l'effet bénéfique du principal ingrédient présent dans Gladskin Acnefekt Gel, nous vous conseillons de conserver le produit au réfrigérateur. Ne pas exposer Gladskin Acnefekt Gel à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 25 °C.

## SVENSKA

**Gladskin Acnefekt Gel är en medicinteknik produkt. Vänligen läs denna information noggrant innan du använder produkten, även om du har använt den tidigare. På detta sätt håller du dig uppdaterad produktens effekter och hur du använder den på rätt sätt, då vi ibland behöver ändra informationen. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor efter att du läst denna information.**

## DEM ÅR GLADSKIN ACNEFEKT GEL AVSEDD FÖR?

Använd Gladskin Acnefekt Gel om du lider av akne. Symtomen på akne är finnar i ansiktet, på nacken, bröstet och ryggen och kan också inkludera mindre inflammationer och röd, lättirriterad hud. *Staphylococcus aureus*-bakterien kan orsaka inflammation på huden och förvärra aknesymtomen.

## TOLERANS

Produkten är parfymfri och hypoallergenisk. Den är lämplig för ansikte och kropp.

## HUR FUNGERAR PRODUKTEN?

Gladskin Acnefekt Gel innehåller hudvårdrediensen Staphefekt™ SA.100. Denna unika ingrediens har sitt ursprung i mikrobiomvetenskap och angriper specifikt den bakterie som huvudsakligen är ansvarig för inflammation i huden samtidigt som den bevarar andra bakterier som är viktiga för hudens välmående.

## VAD GÖR PRODUKTEN?

Reducerar akne symptom

- Mot pustler
- Mot akne
- Reducerar hudinflammation

## SÅ HÅR ANVÄNDER DU PRODUKTEN?



> För utvärtes bruk Använd produkten på oskadad hud som är ren från krämer, rengöringsprodukter, puder och så vidare.



> Använd regelbundet två till tre gånger per dag.



> Applicera ett tunt lager av produkten på och runt områdena med acne.



> Låt gelen torka minst 5-10 minuter innan du applicerar andra produkter på huden.

När du använder Gladskin Acnefekt Gel kan du uppleva att ett tunt lager finns kvar på huden. Detta är överflödigt gel som kan torkas bort efter 10 minuter.

## NÅR SKA PRODUKTEN INTE SKA ANVÄNDAS

Använd inte denna produkt om din hud är skadad eller om du vet att du är allergisk mot någon av ingredienserna.

Produkten är en klar gel, utan synliga partiklar. Om detta inte är fallet, använd inte produkten och kontakta oss.

## DETTA KAN DU FÖRVÄNTA DIG

Gladskin Acnefekt Gel kan snabbt minska acnesymtomen. I vissa fall kan det ta några veckor att se resultat. Acne är oftast relaterad till obalans i hudens bakteriella sammansättning (mikrobiom). Om din acne inte beror på en sådan obalans kommer du eventuellt inte att uppleva någon förbättring. Vissa användare kan uppleva rodnad, en brännande känsla, svullnad eller klåda efter användning av Gladskin Acnefekt Gel.

Om du använder Gladskin Acnefekt Gel för första gången kan dina acnesymtom öka tillfälligt. Detta bör förbättras inom 10 dagar.

Om din acne inte minskar eller om biverkningarna är svåra eller ihållande, sluta använda Gladskin Acnefekt gel och rådfråga en läkare.

**Om svåra biverkningar uppstår, vänligen informera oss och den behöriga myndigheten i det land där du bor.**

## INGREDIENSER

Vatten, propylenglycol, hydroxypropylmethylcellulosa, glycerin, arginin HCl, natriumklorid, trometamol, Staphefekt SA.100, kalciumklorid.

Gladskin Acnefekt Gel är hypoallergenisk och dermatologiskt testad. Det är en medicinsk produkt avsedd att användas på oskadad hud. Gladskin Acnefekt Gel innehåller inte lanolin, syror, alkohol, parfym eller parabener och är icke-komedogent (dvs. kommer inte att täppa till dina porer).

## HÅLLBARHET OCH FÖRVARING

Utgångsdatumet för produkten står angivet på förpackningen. För bästa effekt av hudvårdrediensen i Gladskin Acnefekt Gel rekommenderar vi att du förvarar produkten i kylskåpet. Gladskin Acnefekt Gel bör inte förvaras i temperaturer under 0°C eller över 25°C.

## QUESTIONS OR FEEDBACK?

We are delighted to help you. Share your questions or feedback with us by e-mailing [info@gladskin.com](mailto:info@gladskin.com) Any information will be treated confidentially.