


ageLOC™
boost™
BENUTZERHANDBUCH

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT	3
SICHERHEITSHINWEISE, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN	4
VOR DER ANWENDUNG	6
AUFLADEN DES AGELOC BOOST-GERÄTS	6
ANWENDUNG	8
REINIGUNG UND PFLEGE DES AGELOC BOOST-GERÄTS	12
FEHLERSUCHE	13
ENTSORGUNG DES GERÄTS	13
WARTUNG	14
INFORMATIONEN ZUM UMTAUSCH UND ZUR GARANTIE	15
PATENTE	15
BEDEUTUNG DER SYMBOLE	15

INHALT

- 1 ageLOC Boost-Gerät
 - 1 Kurzanleitung
 - 1 Magnetic Charger
 - 1 Leitflächenschutz
- Das ageLOC Boost Activating Serum für das ageLOC Boost-Gerät wird separat verkauft.
















SICHERHEITSHINWEISE, WARNHINWEISE UND VORSICHTSMAßNAHMEN

ageLOC Boost und der Magnetic Charger werden unter Bedingungen getestet, deren Luftdruck einer Höhe von 4000 Metern entspricht.


Der Geräteakku ist nicht austauschbar.

 **WARNHINWEIS:** Zum Aufladen des Akkus nur mitgelieferten Magnetic Charger verwenden.

-  Das ageLOC Boost-Gerät nur auf gesunder Haut anwenden. Nicht verwenden bei offenen Blasen oder Wunden, zu Rosazea (Kupferfinne) neigender, gegen Metalle allergischer, problematischer oder sehr empfindlicher Haut. Bei Schwangerschaft oder Krankheit, wenn du einen Herzschrittmacher oder ein ähnliches Gerät oder eine Metall-Zahnspange trägst, Epileptiker bist oder Metall-Implantate hast, bitte zuerst deinen Arzt konsultieren.
-  ageLOC Boost ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen sowie Kinder über 16 Jahre können das Gerät benutzen, vorausgesetzt, sie werden dabei beaufsichtigt oder haben eine Einweisung für die sichere Anwendung des Geräts erhalten und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung oder Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden.
-  Den Kontakt mit Lippen, Augen und Augenlidern vermeiden. Das Gerät und das Activating Serum sind nur für die äußere Anwendung vorgesehen. Bei Schwellungen, anhaltenden Rötungen oder ungewöhnlichen Irritationen die Anwendung einstellen und ggf. einen Arzt konsultieren. Personen, die das ageLOC Boost-Gerät zum ersten Mal benutzen, und diejenigen, die zu einer empfindlichen Haut oder Allergien neigen, sollten es zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle der Haut testen, bevor sie es wie empfohlen verwenden.
-  Zur Vermeidung von Stromschlägen, Verbrennungen, Feuer oder Verletzungen das ageLOC Boost-Gerät nicht in Wasser tauchen. Das Gerät nicht an Stellen platzieren, wo es in eine Wanne, Dusche, Toilette oder ein Waschbecken fallen kann.

-  Regelmäßig auf Schäden prüfen. Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt oder defekt zu sein scheint.
-  Das ageLOC Boost-Gerät enthält einen Lithium-Polymer-Akku, der nicht ersetzt werden kann. Zur Vermeidung der Gefahr einer Explosion das Gerät niemals Wärme aussetzen. Niemals in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Heizung, offenem Feuer oder eines Wärmeabzugs lagern. Vor dem Versand des Geräts ist der Paketdienst oder vor der Mitnahme an Bord eines Flugzeugs die Luftfahrtgesellschaft zu konsultieren.
-  Akkus, wie der im ageLOC Boost verwendete, benötigen eine Mindestladung, um ordnungsgemäß funktionieren zu können. Für die optimale Akkulaufzeit empfehlen wir, das Gerät zu laden, sobald ein niedriger Akkustand angezeigt wird. Das Gerät nicht mehrere Monate lang unbenutzt zu lagern.
-  Hinweis: ageLOC Boost wird induktiv aufgeladen. Zum Aufladen ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Niemals mit einem anderen induktiven Ladegerät aufladen. Bei Schäden bitte den Nu Skin Kundenservice kontaktieren.
-  Das Gerät niemals im Badezimmer oder in der Nähe von Wasserquellen aufladen.
-  Das ageLOC Boost-Gerät nicht mit scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln reinigen.
-  Das ageLOC Boost-Gerät nicht über einen längeren Zeitraum einer extrem heißen oder kalten Umgebung aussetzen. Das Gerät in Innenräumen aufbewahren.
-  Das Gerät stets auf eine hitzefeste, stabile und ebene Oberfläche legen, insbesondere beim Aufladen.
-  ageLOC Boost nur vorschriftsmäßig, nicht jedoch auf geschädigter Haut oder abstehenden Muttermalen verwenden. ageLOC Boost nicht länger oder häufiger verwenden als in der Anleitung beschrieben. Regelmäßig den Handgriff reinigen.

VOR DER ANWENDUNG


 Bitte lese vor der Inbetriebnahme des ageLOC Boost sämtliche Sicherheitshinweise und technische Daten durch.

AUFLADEN DES AGELOC BOOST™-GERÄTS

ageLOC Boost vor der ersten Benutzung vollständig aufladen.


Stelle vor dem Aufladen sicher, dass sowohl das Gerät als auch der Magnetic Charger vollständig trocken sind.

Lege das Gerät auf den Magnetic Charger (in der korrekten Position, siehe Abbildung). Stelle sicher, dass die Magnete einrasten. Verbinde das USB-Kabel mit einer Stromquelle.



Lade ageLOC Boost vollständig auf.


Zu Beginn des Ladevorgangs vibriert ageLOC Boost einmal und die LED-Leiste leuchtet langsam von unten nach oben auf. Hierbei werden die Ladefunktion und der aktuelle Ladestand angezeigt.



Nach zwei Minuten leuchten die Balken abwechselnd auf und erlöschen wieder, um den aktuellen Ladestand anzuzeigen. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die Balken nicht mehr auf. Stattdessen schimmert die LED-Leiste nun kontinuierlich.



ageLOC Boost wird induktiv aufgeladen. Das Gerät nur mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen. Niemals mit einem anderen induktiven Ladegerät aufladen. Bei Schäden bitte den Nu Skin Kundenservice kontaktieren.




ANWENDUNG

ageLOC Boost™ im Rahmen der morgendlichen Gesichtspflege nach der Reinigung und Verwendung eines Gesichtswassers benutzen.


HINWEIS: ageLOC Boost wurde speziell für die Verwendung mit ageLOC Boost Activating Serum entwickelt. Um deine Sicherheit und dein Wohlergehen nicht zu gefährden, raten wir von der Verwendung des Geräts mit einem anderen Produkt als dem Activating Serum ab.

ANWENDUNGSDAUER


Eine Anwendung dauert zwei (2) Mal je eine Minute pro Gesichtshälfte. Nach einer Minute pausiert ageLOC Boost kurz, damit du zusätzliches ageLOC Boost Activating Serum auf die Leitfläche auftragen kannst, bevor du dich deiner anderen Gesichtshälfte widmest.




SCHRITT 1 Einschalten des Geräts: mit dem Finger über die gesamte Touch-Oberfläche nach oben wischen. Die Kontrollleuchten leuchten auf.




SCHRITT 2 Drei Pumpstöße des ageLOC Boost Activating Serum auf die Leitfläche des Geräts geben. Verteile das Activating Serum mit dem Gerät gleichmäßig über eine Gesichtshälfte.



SCHRITT 3 Um die Anwendung zu beginnen, mit dem Finger über die gesamte Touch-Oberfläche nach oben wischen. Das Gerät vibriert sanft und signalisiert damit, dass die Anwendung begonnen wurde. Setze die Leitfläche auf dein Gesicht und beginne die einmütige Anwendung mit gleichmäßigen, aufwärts gerichteten Bewegungen von innen nach außen über eine Gesichtshälfte.




SCHRITT 4 Nachdem die erste einminütige Anwendung beendet ist, pausiert das Gerät automatisch. Gib drei weitere Pumpstöße auf die Leitfläche und verteile das Serum mit dem Gerät gleichmäßig über die andere Gesichtshälfte. Wische über die gesamte Touch-Oberfläche nach oben. Das Gerät reaktiviert sich mit einer sanften Vibration. Setze die langsamen, aufwärts gerichteten Bewegungen von innen nach außen für eine Minute fort.



SCHRITT 5 Das Gerät schaltet sich nach dem Abschluss eines kompletten Anwendungszyklus automatisch ab. Überschüssiges Serum am Ende der Anwendung in die Haut einmassieren und anschließend mit der gewohnten täglichen Hautpflege fortfahren.

PAUSIEREN DER ANWENDUNG Jederzeit möglich: einfach über die gesamte Touch-Oberfläche nach unten wischen. Zum Fortfahren über die gesamte Touch-Oberfläche nach oben wischen.




MANUELLES ANHALTEN DER ANWENDUNG Du kannst das Gerät jederzeit während der Anwendung anhalten. Wische dazu zweimal über die gesamte Touch-Oberfläche nach unten.



HINWEIS: ageLOC Boost bitte nicht an einer Stelle im Gesicht verweilen lassen, sondern stets langsam über die Hautoberfläche führen. Bei anhaltenden Rötungen oder ungewöhnlichen Irritationen die Anwendung einstellen und ggf. einen Arzt konsultieren.

REINIGUNG UND PFLEGE DES AGELOC BOOST-GERÄTS

ageLOC Boost sollte nach jeder Anwendung, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, gereinigt werden, damit sich keine Rückstände bilden können. Spüle die Leitfläche des ageLOC Boost nach jeder Anwendung unter fließendem Wasser, um Ablagerungen und Produktreste aus den Zwischenräumen zu entfernen. Trockne das Gerät anschließend gründlich mit einem weichen Waschlappen ab. An einem trockenen Ort lagern.



FEHLERSUCHE

VERLUST DER LEITFÄHIGKEIT WÄHREND DER ANWENDUNG: Falls die Leitfähigkeit mit Mikroströmen vorübergehend abbricht, blinkt die LED-Leiste des Geräts in Blöcken fünfmal kurz auf, begleitet von fünf starken Vibrationen. In diesem Fall mehr ageLOC Boost Activating Serum auf die Leitfläche des Geräts auftragen. Wische über die Touch-Oberfläche nach oben, um die Anwendung fortzusetzen.

DAS GERÄT REAGIERT NICHT: Wische langsam vom unteren Ende des Geräts über die gesamte Touch-Oberfläche nach oben. Falls das Gerät dann immer noch nicht reagiert, lade es vollständig auf und versuche es dann erneut. Falls das Gerät weiterhin nicht reagiert, kontaktiere den Nu Skin Kundenservice.

AKKU ZU SCHWACH: Der untere Balken der LED-Leiste wechselt zu Gelb. Lade das Gerät auf.

EXTREM GERINGE AKKULADUNG: Der untere gelbe Balken der LED-Leiste des ageLOC Boost blinkt mehrmals beim Versuch, eine Anwendung zu starten. Dies signalisiert, dass die restliche Akkuladung zu schwach für eine Anwendung ist. Das Gerät schaltet dann ab. Lade das Gerät auf.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Das ageLOC Boost muss ordnungsgemäß unter Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften entsorgt werden. ageLOC Boost enthält elektronische Bauteile und einen Lithium-Polymer-Akku, und muss deshalb getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn das ageLOC Boost das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, wende dich an dein zuständiges Amt für Abfallentsorgung, um dich über eine sachgemäße Entsorgung und Recyclingmöglichkeiten zu erkundigen.



WARTUNG

Versuche nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Dadurch erlischt jegliche Gewährleistung.
Das Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren Teile.

Defekte Geräte nicht per Luftpost einschicken.

TECHNISCHE DATEN

ageLOC Boost

Maximale Ausgangsleistung:

5 V, 250 μ A, 0,414 Hz

 IP25

 Nur mit dem ageLOC Boost Magnetic Charger aufladen.

Bei Schäden bitte den Nu Skin Kundenservice kontaktieren.

ageLOC Boost Magnetic Charger

Eingangsspannung: 5 V  500 mA

 IP22

Elektromagnetische Verträglichkeit: Erfüllt die Anforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Sicherheit: Erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Gewicht des Geräts und des Akkuteils: 69,5 g







INFORMATIONEN ZU WARTUNG, UMTAUSCH UND GARANTIE

BESCHRÄNKTE ZWEIJÄHRIGE GARANTIE: Nu Skin® garantiert, dass das Gerät während eines Zeitraums von zwei Jahren (ab Lieferdatum) frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Schäden am Produkt, die durch Unfall oder unsachgemäße Verwendung entstehen, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Sollten an diesem Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von zwei Jahren Mängel auftreten, ist der zuständige Nu Skin® Kundenservice zu kontaktieren, um es reparieren oder ersetzen zu lassen. Der Lieferschein sollte aufbewahrt werden, da er eventuell vorgelegt werden muss. Nu Skin® behält sich das Recht vor, das Gerät zu prüfen. Diese Garantie hat keinen Einfluss auf deine Rechte in dem Land, in dem du das Gerät gekauft hast – diese Rechte sind geschützt. Diese Garantie gilt für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Israel, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, die Schweiz, die Slowakei, Spanien, Südafrika, die Tschechische Republik, die Ukraine, Ungarn und das Vereinigte Königreich.

PATENTE

Mehrere internationale und US-Patente wurden angemeldet.

BEDEUTUNG DER SYMBOLE

Symbol	Bedeutung
	Warnhinweis
	Siehe Benutzerhandbuch
	Halte dich beim Entsorgen des Akkus an die örtlich geltenden Vorschriften
	Gerät der Klasse III wird von einer separaten Stromquelle mit Schutzkleinspannung versorgt
	Nur mit dem angegebenen Ladegerät aufladen
	Gleichstrom



NSE Products Europe BV, Da Vincilaan, 9 – 1930, Zaventem, Belgien

Importiert von/Импортер/Импортер:

RU ООО "Нью Скин Энтерпрайзис РС", 119049, Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1, тел: 8-800-700-1984.

UA ТОВ "Ню Скін Энтерпрайзес Україна", 03680, Україна, Київ, вул. М. Грінченка, буд. 4, тел.: 0-800-30-19-84.

ZA Nu Skin Enterprises South Africa (Pty) Ltd. Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive, Irene, 0157, Südafrika.

Hergestellt in China

www.nuskin.com

© 2021 NSE PRODUCTS, INC.

001931 Q1 2021