


Folding Commode

Silla inodoro plegable/
Chaise d'aisance pliante



FOLDING COMMODE DIAGRAM

Silla inodoro plegable/Chaise d'aisance pliante



WEIGHT CAPACITY:
350 lb/159 kg (BSFC)

Capacidad de peso / Capacité de poids

	English	Español	Français
1	Backrest support	Soporte de respaldo	Support du dossier
2	Side frame with contoured armrest	Estructuras laterales con apoyabrazos contorneados	Châssis latéral avec accoudoir profilé
3	Toilet seat and lid	Asiento y tapa del inodoro	Siège et couvercle de toilette
4	Bucket support frame	Estructura de soporte del cubo	Cadre du support à seau
5	Bucket with handle, splash guard, and lid	Cubo con asa, protector para salpicaduras y tapa	Seau avec poignée, pare-éclaboussures et couvercle
6	Height adjustable legs	Patas de altura regulable	Pattes à hauteur réglable

Congratulations on purchasing a quality ProBasics® Folding Commode. Our commodes have a versatile design that can be used as a bedside commode, raised toilet seat or toilet safety frame. Please be sure to read these instructions and warnings thoroughly and follow the instructions of your healthcare provider to maximize the commode's benefits and your safety.

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THIS COMMODE WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the folding commode components from all packaging including tape, cardboard and plastic. Check all parts for damage before use. If any parts are missing or damaged, **DO NOT** attempt to use the commode. If you do not understand the manual, contact your dealer for a complete explanation of the instructions, cautions and warnings. Otherwise injury may result.


NOTE: DO NOT use excessive force when installing any parts.

SETUP INSTRUCTIONS



1. Remove frame, seat, lid, pail, cover and splash shield from carton. Allow the seat and lid to reach room temperature if exposed to cold. This will help prevent the seat and lid clamps from cracking while being assembled onto commode back frame rail.
2. Hold the folded frame in the upright position.
3. Unfold the two (2) side frame pieces and stand in the upright position (Fig A).
4. Adjust the sides frame pieces so they are slightly wider than perpendicular to the back of the frame (Fig B).



- Swing the bucket support frame up and attach the front of the tube to the 2 side frame pieces. Insert the tube by depressing the brass push pin and pushing until it is securely in place. When secure in place, the brass push pin will extend out of the locking hole. An audible click will be heard. Repeat this step for other side (Fig C).



- Attach backrest by depressing brass push pins and sliding either end into the receptacles located on the backside of the frame. Ensure brass push pins fully protrude out of the locking hole. An audible click will be heard once locked.
- Place the commode pail between the pail brackets on the commode frame (Fig D).
- Press the commode seat and lid on to the back tube of the bucket support frame. Commode seat **MUST** be installed before use. Ensure the bucket lies flat on the frame. Remove the bucket lid before use. (Fig E).



ADJUST COMMODE HEIGHT

- Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button is fully engaged in the desired hole. An audible click will be heard.
- Repeat for other three leg attachments.
- To ensure legs are locked into place, pull gently on each leg.

CAUTION: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

TO USE COMMODE OVER TOILET

(AS A RAISED TOILET SEAT OR TOILET SAFETY FRAME)

1. Set commode to desired height (see "Adjust Commode Height" section).
2. Position splash guard in place onto pail supports.
3. Remove back support.
4. Lift toilet bowl seat and place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl.
5. Lower the commode seat onto the frame before use.

NOTE: Clean seat and splash shield with disinfectant after each use.

TO USE AS A BEDSIDE COMMODE

1. Set commode to desired height (see "Adjust Commode Height" section).
2. Push commode pail onto pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening. Commode is now ready for use.
3. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
4. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

CAUTION: It is **NOT** recommended to remove the backrest support when using as a bedside commode. Serious injury may result.

MAINTENANCE

1. Use a mild soap and water solution, rinse thoroughly with clean water, then dry with a soft cloth. Ensure that commode is well rinsed and dried before using.
2. Never use organic solvents, abrasive cleaners or scouring pads on any part of commode.
3. Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs **WEEKLY** to ensure that the commode is stable and safe to use.
4. Check the rubber tips on the height adjustable legs for rips, wear or if they are missing. Immediately discontinue use and replace any or all parts if imperfections exist.



WARNINGS

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THE COMMODE WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- Maximum weight capacity: 350 lb/159 kg (BSFC).
- **DO NOT** use this device if it is not securely installed.
- This product should not be used without instruction from a healthcare professional.
- The toilet seat must be in down position before use. Failure to do so may result in injury.
- Ensure the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure the leg extensions are locked in position and an even height is achieved.
- **DO NOT** remove the backrest when using as a bedside commode. Serious injury may result.
- **DO NOT** stand on the commode seat or frame.
- All four leg extensions with rubber tips must touch the floor at all times.
- Users with limited physical strength should be supervised or assisted while using commode.
- Always use caution when floor is wet. Ensure armrest handles are dry before use.
- Use the armrest for assistance only. **DO NOT** use the armrests to support full body weight.
- Weight should be evenly distributed when using the commode. **DO NOT** lean or reach for objects while on the commode.
- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage — **DO NOT USE**. Contact dealer/carrier for further instructions.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted in commode areas even when using support rails.
- Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use.
- Compass Health Brands assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

USE CAUTION. FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

Silla inodoro plegable



Felicitaciones por la compra de una silla inodoro plegable ProBasics® de calidad. Nuestras sillas inodoro tienen un diseño versátil que se puede utilizar como un inodoro portátil, asiento elevado para inodoro o estructura de seguridad para baño. Asegúrese de leer estas instrucciones y advertencias detenidamente, y siga las instrucciones de su proveedor de atención médica para maximizar los beneficios de la silla inodoro y su seguridad.

NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA SILLA INODORO SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire los componentes de la silla inodoro plegable de todo el embalaje, incluidos la cinta, el cartón y el plástico. Revise todas las piezas para descartar daños antes de usarla. Si faltan piezas o hay piezas dañadas, **NO** intente usar la silla inodoro. Si no entiende el manual, comuníquese con el proveedor de atención médica para obtener una explicación completa de las instrucciones, precauciones y advertencias. De lo contrario, podrían producirse lesiones.


NOTA: NO use fuerza excesiva al instalar las piezas.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN



1. Retire la estructura, el asiento, la tapa, el cubo, la cubierta y el protector para salpicaduras del cartón. Deje que el asiento y la tapa alcancen la temperatura ambiente si se han expuesto al frío. Esto ayudará a evitar que las abrazaderas del asiento y la tapa se agrieten mientras se ensambla en el riel de la estructura de la silla inodoro.
2. Sostenga la estructura plegada en la posición vertical.
3. Despliegue las dos (2) piezas laterales de la estructura y colóquelas en posición vertical (Fig. A).
4. Ajuste las piezas laterales de la estructura para que luzcan ligeramente más anchas que perpendiculares a la parte posterior de la estructura (Fig. B).



5. Gire la estructura de soporte del cubo hacia arriba y fije la parte delantera de la barra a las dos (2) piezas de la estructura lateral. Inserte la barra presionando el botón metálico y empuje hasta que la barra esté firmemente en su lugar. Cuando esté en su lugar, el botón metálico encajará en su sitio y sobresaldrá por el orificio de enganche. Se oirá un sonido de "clic". Repita este paso en el otro lado (Fig. C).



6. Coloque el marco posterior presionando los broches metálicos a presión y deslice el marco posterior dentro del receptáculo localizado en la parte posterior del marco en cruz. Asegúrese que los broches metálicos a presión "chasqueen" a través de los orificios.
7. Coloque el cubo entre los soportes del cubo en la estructura de la silla inodoro (Fig. D).
8. Presione el asiento de la silla inodoro y luego la tapa en la barra de la estructura de soporte del cubo. El asiento de la silla inodoro **DEBE** ser instalado antes de su uso. Asegúrese de que el cubo quede plano sobre la estructura. Retire la tapa del cubo antes de usarla (Fig. E).



AJUSTE DE LA ALTURA DE LA SILLA INODORO

1. Presione el botón de ajuste de altura y deslice la pata inferior hacia arriba o hacia abajo hasta que el botón de ajuste de altura esté totalmente acoplado en el orificio deseado. Se oirá un sonido de "clic".
2. Repita el proceso con los accesorios de las tres patas restantes.

3. Para asegurarse de que las patas estén enganchadas en su lugar, tire suavemente de cada pata.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que las cuatro patas de la silla inodoro estén fijadas a la misma altura y que todos los botones de ajuste sobresalgan por completo de los orificios de ajuste antes de su uso.

PARA UTILIZAR LA SILLA INODORO SOBRE EL ASEO

(COMO UN ASIENTO ELEVADO PARA INODORO O ESTRUCTURA DE SEGURIDAD PARA BAÑO)

1. Ajuste la silla inodoro a la altura deseada (consulte la sección "Ajuste de la altura de la silla inodoro").
2. Coloque el protector para salpicaduras en los soportes del cubo.
3. Retire el soporte para la espalda presionando los botones metálicos y levántelo suavemente hacia arriba.
4. Levante el asiento de la taza del inodoro y coloque la silla inodoro sobre el aseo con un protector para salpicaduras situado sobre el centro de la taza del inodoro.
5. Baje el asiento de la silla inodoro sobre la estructura antes de usarla.

NOTA: Limpie el asiento y el protector para salpicaduras con desinfectante después de cada uso.

USAR COMO INODORO PORTÁTIL

1. Ajuste la silla inodoro a la altura deseada (consulte la sección "Ajuste de la altura de la silla inodoro").
2. Empuje el cubo de la silla inodoro sobre los soportes del cubo. Asegúrese de que el cubo esté colocado correctamente debajo de la abertura de la silla inodoro. La silla inodoro está lista para su uso.
3. Cuando el usuario haya terminado de usar la silla inodoro, coloque la tapa sobre el cubo de la silla inodoro para contener olores.
4. Retire el cubo y la tapa simultáneamente para vaciar el cubo. Limpie el asiento y el cubo con desinfectante después de cada uso.

PRECAUCIÓN: NO se recomienda retirar el soporte del respaldo cuando se utiliza como inodoro portátil. Podrían producirse lesiones graves.

MANTENIMIENTO

1. Utilice una solución suave de agua y jabón, enjuague con abundante agua limpia y seque con un paño suave. Asegúrese de que la silla inodoro esté bien lavada y secada antes de usarla.
2. Nunca utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos o esponjas sobre ninguna parte de la silla inodoro.
3. Verifique el ajuste de todas las tuercas, pernos y perillas **CADA SEMANA** para asegurarse de que la silla inodoro esté estable y sea segura de usar.
4. Revise las puntas de goma de las patas regulables para verificar que no hayan sufrido rasgaduras o desgaste ni se hayan perdido. Deje de usarla inmediatamente y cambie cualquiera o todas las partes en caso de que existan imperfecciones.



ADVERTENCIAS

NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA SILLA INODORO SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Capacidad máxima de peso: 350 lb/159 kg (BSFC).
- **NO USE** este dispositivo si no está instalado de forma segura.
- Este producto no se debe utilizar sin la instrucción de un profesional de atención médica.
- Se debe bajar el asiento del inodoro antes de su uso. El no hacerlo puede provocar lesiones.
- Asegúrese de que los botones de presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén enganchadas en su lugar y que alcancen una altura uniforme.
- **NO** retire el respaldo cuando lo use como un inodoro portátil. Podrían producirse lesiones graves.
- **NO** se pare sobre el asiento ni la estructura de la silla inodoro.
- Las cuatro extensiones de las patas con puntas de goma deben tocar el piso en todo momento.
- Se debe supervisar o asistir a los usuarios con fuerza física limitada cuando utilicen la silla inodoro.
- Siempre tenga cuidado cuando el piso esté húmedo. Asegúrese de que las manijas del apoyabrazos estén secas antes de usarlas.

- Use los apoyabrazos solamente para asistencia. **NO** use los apoyabrazos para soportar todo el peso del cuerpo.
- El peso debe distribuirse uniformemente cuando se usa la silla inodoro. **NO** se incline ni tome objetos mientras esté en la silla inodoro.
- Antes del ensamblaje, revise que no haya daños de envío en ninguna de las piezas. Si hay daños de envío: **NO UTILICE EL ARTÍCULO**. Comuníquese con su proveedor o transportista para obtener más instrucciones.
- Se debe supervisar o asistir a los usuarios con fuerza física limitada cuando utilicen los rieles de soporte.
- Antes de usarla, consulte con un profesional de atención médica para obtener asesoramiento e instrucciones de acuerdo a sus necesidades.
- Compass Health Brands no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.

UTILICE CON PRECAUCIÓN. NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO. APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

Esta garantía es únicamente para beneficio del comprador original.

Este dispositivo fue construido para cumplir rigurosos estándares y fue cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Se garantiza que su producto marca ProBasics® está libre de defectos de material y de mano de obra por vida limitada en el marco y una garantía de un año a partir de la fecha de compra en componentes no duraderos, reemplazo. Compass Health Brands garantiza los marcos laterales y las crucetas para toda la vida del comprador original. Si dentro del mencionado período de garantía, el producto resulta ser defectuoso, será reparado o reemplazado según discreción de Compass Health Brands.

La presente garantía no cubre fallas en el dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del propietario o debido al desgaste normal derivado de su uso. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, entre los que se cuentan los accesorios de goma, las ruedas, las empuñaduras y la tapicería, que están sujetas a desgaste normal y necesitan reemplazos periódicos.

Esta garantía no se aplicará a los productos enumerados en serie si el número de serie ha sido retirado o está deteriorado, o a defectos o daños causados por piezas no autorizadas, accesorios o reparaciones, negligencia, accidente, o cualquier circunstancia fuera del control de Compass Health Brands, tales como el manejo, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

Si tiene una pregunta acerca de su producto Compass Health Brands o acerca de esta garantía, comuníquese con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.

Chaise d'aisance pliante



Nous vous félicitons d'avoir acheté une chaise d'aisance pliante ProBasics® de qualité. Nos chaises d'aisance sont d'une conception polyvalente permettant de les utiliser comme chaise d'aisance de chevet, siège de toilette surélevé ou cadre de toilette sécuritaire. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions et mises en garde et de suivre les recommandations de votre fournisseur de soins de santé afin de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités de la chaise d'aisance et d'assurer votre sécurité.

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CE CHAISE D'AISANCE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirez tous les emballages, à savoir le ruban adhésif, le carton et le plastique des composants de la chaise d'aisance pliante. Avant l'utilisation, vérifiez toutes les pièces pour déceler des dommages. Dans l'éventualité où des pièces seraient manquantes ou endommagées, **N'essayez PAS** d'utiliser la chaise d'aisance. Si vous ne comprenez pas le manuel, communiquez avec votre revendeur pour une explication complète des instructions, des mises en garde et des avertissements. Autrement, des blessures pourraient survenir.


REMARQUE : N'appliquez **PAS** une force excessive pendant l'installation des pièces.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



1. Retirez le châssis, le siège, le couvercle, le seau et le couvercle ainsi que le pare-éclaboussures du carton. Laissez le siège et le couvercle atteindre la température ambiante s'ils ont été au préalable exposés au froid. Cela permettra d'éviter que les attaches du siège et du couvercle ne craquent au moment de les assembler sur le rail de châssis arrière de la chaise d'aisance.
2. Maintenez le cadre plié en position verticale.
3. Dépliez les deux (2) parties latérales du cadre et placez-le en position verticale (Fig. A).



4. Ajustez les pièces latérales du cadre afin qu'elles forment un angle légèrement plus grand qu'un angle droit à l'arrière du cadre (Fig. B).
5. Faites basculer le cadre de support de seau vers le haut et fixez l'avant du tube aux deux pièces du châssis latéral. Insérez le tube en appuyant sur la goupille-poussoir en laiton et en poussant jusqu'à ce qu'il soit fermement en place. Lorsqu'il est fermement en place, la goupille-poussoir en laiton s'enclenche dans le trou de verrouillage. Vous entendrez un clic audible. Répétez cette étape pour l'autre côté (Fig. C).



6. Fixez le dossier en appuyant sur les broches en laiton et en glissant soit dans les réceptacles situés à l'arrière du cadre. Assurez-vous que les broches en laiton dépassent pleinement le trou de blocage. Un clic sonore sera entendu une fois verrouillé.
7. Placez le seau de la chaise d'aisance entre les supports du seau sur le châssis de la chaise d'aisance (Fig. D).
8. Appuyez sur le siège et le couvercle de la chaise d'aisance pour les fixer au tube arrière du cadre du support de seau. Le siège de la chaise d'aisance **DOIT** être installé avant l'utilisation. Assurez-vous que le seau est posé bien à plat sur le châssis. Retirez le couvercle du seau avant l'utilisation. (Fig. E).



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA CHAISE D'AISANCE

1. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur et faites glisser la patte vers le haut ou vers le bas, jusqu'à ce que le bouton de réglage de la hauteur soit complètement enclenché dans le trou souhaité. Vous entendrez un clic audible.
2. Répétez cette opération pour fixer les trois autres pattes.
3. Pour s'assurer que les pattes sont bien en place et verrouillées, tirez doucement sur chacune d'elles.

ATTENTION : Assurez-vous que les quatre pattes de la chaise d'aisance sont réglées à la même hauteur et que toutes les goupilles-poussoirs en laiton de réglage de la hauteur s'enclenchent dans les trous de réglage avant l'utilisation.

UTILISATION DE LA CHAISE D'AISANCE SUR DES TOILETTES

(EN GUISE DE SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ OU DE CADRE DE TOILETTE SÉCURITAIRE)

1. Réglez la chaise d'aisance à la hauteur souhaitée (consultez la section « Réglage de la hauteur de la chaise d'aisance »).
2. Installez le pare-éclaboussure sur les supports du seau.
3. Retirez le dossier en appuyant sur les goupilles-poussoirs en laiton et soulevez-le doucement.
4. Relevez le siège de toilette et placez la chaise d'aisance avec son pare-éclaboussures au-dessus du centre de la cuvette de toilette.
5. Rabaissez le siège de la chaise d'aisance sur le châssis avant son utilisation.

REMARQUE : Nettoyez le siège et le pare-éclaboussures avec un désinfectant après chaque utilisation.

UTILISATION COMME CHAISE D'AISANCE DE CHEVET

1. Réglez la chaise d'aisance à la hauteur souhaitée (consultez la section « Réglage de la hauteur de la chaise d'aisance »).
2. Installez le seau de la chaise d'aisance sur les supports du seau. Assurez-vous que le seau est correctement placé sous l'ouverture de la chaise d'aisance. La chaise d'aisance est maintenant prête à l'emploi.
3. Lorsque l'utilisateur a fini d'utiliser la chaise d'aisance, placez le couvercle sur le seau de la chaise d'aisance pour retenir les odeurs.
4. Enlevez le seau et le couvercle simultanément pour vider le seau. Nettoyez le siège et le seau avec un désinfectant après chaque utilisation.

ATTENTION: Il **N**'est **PAS** recommandé de retirer le support du dossier lorsque le produit est utilisé comme chaise d'aisance de chevet. Autrement, des blessures pourraient survenir.

ENTRETIEN

1. Utilisez une solution d'eau et de savon doux, rincez à fond à l'eau claire, puis séchez avec un chiffon doux. Assurez-vous que la chaise d'aisance a été bien rincée et séchée avant toute utilisation.
2. N'utilisez jamais de solvant organique, de nettoyant abrasif ou de tampon à récurer sur toute partie de la chaise d'aisance.
3. Vérifiez l'ajustement et le serrage des écrous, des boulons et des boutons **CHAQUE SEMAINE** pour vous assurer que la chaise d'aisance est stable et peut être utilisée en toute sécurité.
4. Vérifiez les embouts en caoutchouc des pattes réglables pour vous assurer qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Si des défauts sont constatés, cessez immédiatement d'utiliser la chaise d'aisance et remplacez toutes les pièces défectueuses ou en mauvais état.



AVERTISSEMENTS

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CETTE CHAISE D'AISANCE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Capacité de poids maximale : 350 lb/159 kg (BSFC).
- **N**'utilisez **PAS** cet appareil s'il n'est pas correctement installé.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans l'avis d'un professionnel de la santé.
- Le siège de toilette doit être abaissé avant toute utilisation. Ne pas le faire peut entraîner des blessures.
- Assurez-vous que les boutons-pression réglant la hauteur sont enclenchés complètement dans le même trou respectif sur chaque extension de patte. Cela garantira que les extensions de pattes sont verrouillées en place et que la hauteur est uniforme.
- **NE** retirez **PAS** le dossier quand vous l'utilisez comme chaise d'aisance de chevet. Autrement, des blessures pourraient survenir.
- **NE PAS** se tenir debout sur le siège ou sur le cadre de la chaise d'aisance.
- Les quatre embouts en caoutchouc des pattes doivent être en contact avec le sol en tout temps.

- Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées doivent être surveillés ou aidés pendant l'utilisation de la chaise d'aisance.
- Soyez prudent quand le sol est humide. Assurez-vous que les poignées des accoudoirs sont sèches avant l'utilisation.
- N'utilisez les accoudoirs que pour disposer d'un appui. **N'utilisez PAS** les accoudoirs pour supporter pleinement le poids du corps.
- Le poids doit être uniformément réparti pendant l'utilisation de la chaise d'aisance. **NE PAS** se pencher ni tenter d'atteindre des objets une fois assis sur la chaise d'aisance.
- Avant l'assemblage, inspectez toutes les pièces pour déceler des dommages dus à l'expédition. En cas de dommages dus à l'expédition — **NE PAS UTILISER**. Communiquez avec le revendeur/transporteur pour recevoir des instructions additionnelles.
- Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées doivent être surveillés ou aidés dans les zones d'aisance même s'ils utilisent des barres d'appui.
- Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et des instructions en fonction de vos besoins particuliers avant toute utilisation.
- Compass Health Brands n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou préjudice si ce produit n'a pas été installé, assemblé ou utilisé adéquatement.

**SOYEZ PRUDENT. NE PAS SE FIER AU
BON SENS OU NE PAS TENIR COMPTE
DES AVERTISSEMENTS AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE
BLESSURES GRAVES. CE PRODUIT EST
UTILISÉ À VOS PROPRES RISQUES ET VEILLEZ
ATTENTIVEMENT ET SÉRIEUSEMENT À EN
FAIRE UN USAGE APPROPRIÉ ET SÉCURITAIRE.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Votre produit de marque ProBasics® est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, dispose d'une garantie à vie limitée sur le cadre et d'une garantie d'un an à partir de la date d'achat sur les composants non durables, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent un remplacement périodique. Si pendant la période de garantie il est prouvé que le produit est défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé à la discrétion de Compass Health Brands. Cette garantie ne couvre pas les défaillances causées par une usure normale ou une utilisation inappropriée de l'appareil.

Dans le cas d'une défectuosité couverte par la garantie, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre discrétion. Cette garantie ne prévoit que le remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais d'expédition ni de main-d'œuvre. La seule obligation de Compass Health Brands et le seul service exclusif qui vous est offert en vertu des conditions générales de cette garantie se limitent aux réparations et au remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été supprimé ou altéré, ou aux défauts ou dommages causés par des pièces non autorisées, des pièces ajoutées ou des réparations non conformes. La garantie ne s'applique pas non plus en cas de négligence, d'accident ou toute circonstance hors du contrôle de Compass Health Brands telle qu'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou un mauvais entreposage.

Si vous avez une question à propos de votre produit Compass Health Brands ou de la garantie, veuillez communiquer avec un revendeur autorisé de la marque Compass Health Brands.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This warranty is solely for the benefit of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and was carefully inspected prior to shipment. Your ProBasics® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship, has a Limited Lifetime Warranty on the frame and a one year warranty from date of purchase on all other parts, which are subject to normal wear and need periodic replacement. If within such warranty period, the product proves defective, the product will be repaired or replaced, at the option of Compass Health Brands. This warranty does not cover product failures due to normal wear and tear or device misuse.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty provides only for replacement of defective parts and does not cover shipping or labor charges. Compass Health Brands' sole obligation and your exclusive remedy under this warranty is limited to such repair and/or replacement.

This warranty shall not apply to serial numbered products if the serial number has been removed or defaced or to defects or damages caused by unauthorized parts, attachments or repairs, negligence, accident, circumstances beyond Compass Health Brands' control, or improper operation, maintenance or storage.

If you have a question about your Compass Health Brands product or this warranty, please contact an authorized Compass Health Brands Dealer.

COMPASSHEALTH

6753 Engle Road
Middleburg Heights, Ohio 44130
Tel.: (800) 376-7263

www.compasshealthbrands.com
42-BSFC_FoldingCommode_01 ©2017