


Raised Toilet Seat

Asiento de inodoro elevado/
Siège de toilette surélevé



RAISED TOILET SEAT DIAGRAM

Asiento de inodoro elevado/Siège de toilette surélevé



WEIGHT CAPACITY:

350 lb/159 kg (BSRTS, BSRTSL, BSRTSLA)

Capacidad de peso / Capacité de poids

	English	Español	Français
1	Arms*	Brazo*	Accoudoirs*
2	Adjustment knob	Perilla de ajuste	Bouton de réglage
3	Locking bracket	Brazo de enganche	Bride de verrouillage

*The arms are included with item #BSRTSLA only.

*Los brazos solo se incluyen con el producto n.º BSRTSLA.

*Les accoudoirs sont uniquement inclus avec l'article BSRTSLA.

Congratulations on purchasing a quality ProBasics® Raised Toilet Seat. Our raised toilet seats offer stability, comfort and easy installation. Please be sure to read these instructions and warnings thoroughly and follow the instructions of your healthcare provider to maximize the raised toilet seat's benefits and your safety.

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THIS RAISED TOILET SEAT WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the raised toilet seat and any components from all packaging including tape, cardboard and plastic. Check all parts for damage before use. If any parts are missing or damaged, **DO NOT** attempt to use the raised toilet seat. If you do not understand the manual, contact your dealer for a complete explanation of the instructions, cautions and warnings. Otherwise injury may result.

NOTE: DO NOT use excessive force when installing any parts.

SETUP INSTRUCTIONS


NOTE: For best results, clean and sanitize raised toilet seat as well as the surfaces of the toilet bowl prior to installation.

Model BSRTS - Raised Toilet Seat

1. Lift toilet lid and seat assembly and place rear wings of raised toilet seat around rim of toilet bowl (some toilet bowls may require that seat assembly be removed to allow proper fit).

NOTE: The front adjustment bracket must clear the rim in order for the raised toilet seat to fit securely.

2. With raised toilet seat resting on rim, straighten and center product over toilet bowl as necessary.
3. Check for secure fit routinely before using product. User weight should be evenly distributed over raised toilet seat, not leaning forward, back or to the sides as the seat may tip.
4. If the raised toilet seat does not properly fit your toilet, it is recommended to discontinue use immediately.



Model BSRTSL/BSRTSLA - Raised Toilet Seat with Lock (with Arms)

1. Lift toilet lid and seat assembly and place rear wings of the raised toilet seat in place under the toilet bowl lip at the back of the toilet bowl (some toilet bowls may require that seat assembly be removed to allow proper fit).

NOTE: The front adjustment bracket must clear the rim in order for the raised toilet seat to fit securely.

2. Rotate the raised toilet seat down until the front of the seat rests on the toilet bowl.
3. If necessary, rotate the adjustment knob counterclockwise until the bracket fits inside the toilet bowl.
4. Turn the adjustment knob clockwise to tighten the bracket against the inner surface of the toilet bowl.
DO NOT overtighten.
5. Check the stability of the raised toilet seat. Realign and/or adjust as necessary. When the raised toilet seat is properly installed, the seat will sit flat on top of the bowl and fit securely against the inner rim of the bowl.
6. For model BSRTSLA (with arms), install by depressing both push buttons on the arm and insert into the mounting tubes. An audible click will be heard. Repeat for the other arm.

MAINTENANCE

1. Clean regularly with a toilet sanitizer or household cleaning products.
2. Never use organic solvents, abrasive cleaners or scouring pads on any part of raised toilet seat.
3. Check regularly to make sure the raised toilet seat is securely locked onto the toilet.
4. Regular inspection for deformation, corrosion, breakage, wear or compression is recommended. Replace the raised toilet seat if any of these conditions exist.



WARNINGS

DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR USE THE RAISED TOILET SEAT WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.

- Maximum weight capacity: 350 lb/159 kg (BSRTS, BSRTSL, and BSRTSLA).
- **DO NOT** use this device if it is not securely installed.
- This product should not be used without instruction from a healthcare professional.
- Ensure the adjustment knob is tightened and secure at all times.
- Use the arms for assistance only (BSRTSLA model only). **DO NOT** use the arms to support full body weight.
- Ensure **ALL** screws, nuts and/or bolts are tightened and threading is intact on a weekly basis.
- Weight should be evenly distributed when using the raised toilet seat. **DO NOT** lean or reach for objects while seated on the raised toilet seat.
- **NEVER** stand on the raised toilet seat.
- It is recommended that the user ease down onto the seat. **DO NOT** sit on the seat with direct force.
- Always use caution when floor or surfaces are wet.
- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage — **DO NOT USE**. Contact dealer/carrier for further instructions.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted in shower or tub areas even when using support rails.
- Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Compass Health Brands and are not recommended for use with this product.
- Consult a healthcare professional for advice and instructions specific to your needs before use.
- Compass Health Brands assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.

USE CAUTION. FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.

Asiento de inodoro elevado



Felicitaciones por la compra de un asiento de inodoro elevado ProBasics® de calidad. Nuestros asientos de inodoro elevados ofrecen estabilidad, comodidad y una fácil instalación. Asegúrese de leer estas instrucciones y advertencias detenidamente, y siga las instrucciones de su proveedor de atención médica para maximizar los beneficios de la silla inodoro y su seguridad.

NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA ASIENTO DE INODORO SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire el asiento de inodoro elevado y todos los componentes del embalaje, incluidos la cinta, el cartón y el plástico. Revise todas las piezas para descartar daños antes de usarla. Si faltan piezas o hay piezas dañadas, **NO** intente usar la silla inodoro. Si no entiende el manual, comuníquese con el distribuidor para obtener una explicación completa de las instrucciones, precauciones y advertencias. De lo contrario, podrían producirse lesiones.

NOTA: NO use fuerza excesiva al instalar las piezas.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN

NOTA: Para obtener los mejores resultados, limpie y desinfecte el asiento del inodoro elevado, así como también la superficie de la taza del inodoro antes de la instalación.


Modelo BSRTS - Asiento de inodoro elevado

1. Levante la tapa del inodoro y el ensamblaje del asiento, y coloque las alas traseras del asiento de inodoro elevado alrededor del borde de la taza del inodoro (algunas tazas de inodoro pueden requerir que se retire el ensamblaje del asiento para permitir un ajuste apropiado).

NOTA: El soporte de ajuste delantero debe despejar el borde para que el asiento de inodoro elevado se ajuste con seguridad.

2. Con el asiento del inodoro elevando descansando en el borde, enderezar y centrar el producto sobre la taza del inodoro, según sea necesario.
3. Antes de usar el producto, verifique que haya un ajuste seguro. El peso del usuario debe distribuirse uniformemente sobre el asiento del inodoro elevado, sin inclinarse hacia delante, hacia atrás o hacia los lados, ya que el asiento se puede volcar.

4. Si el asiento de inodoro elevado no se ajusta correctamente a su silla inodoro, se recomienda discontinuar el uso inmediatamente.



Modelo BSRTSL/BSRTSLA - Asiento de inodoro elevado con enganche (con brazos)

1. Levante la tapa del inodoro y el ensamblaje del asiento y coloque las alas traseras del asiento de inodoro elevado en su lugar por debajo del cabezal de la taza del inodoro (algunos tazas de inodoro pueden requerir que se retire el ensamblaje del asiento para permitir un ajuste apropiado).

NOTA: El soporte de ajuste delantero debe despejar el borde para que el asiento de inodoro elevado se ajuste con seguridad.

2. Gire el asiento de inodoro elevado hasta que la parte delantera del asiento se apoye en la taza del inodoro.
2. Si es necesario, gire la perilla de ajuste en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el soporte encaje dentro de la taza del inodoro.
3. Gire la perilla de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para apretar el soporte contra la superficie interior de la taza del inodoro. **NO** ajuste demasiado.
4. Verifique la estabilidad del asiento de inodoro elevado. Realinee o ajuste, según sea necesario. Cuando el asiento de inodoro elevado esté instalado correctamente, el asiento se quedará sobre la parte superior de la taza y se ajustará firmemente al borde interior de esta.
5. Para el modelo BSRTSLA (con brazos), instale presionando ambos botones en el brazo e inserte en los tubos de montaje. Se oirá un sonido de "clic". Repita el proceso para el otro brazo.

MANTENIMIENTO

1. Limpie regularmente con un desinfectante de baño o productos de limpieza para el hogar.
2. Nunca utilice disolventes orgánicos, limpiadores abrasivos o esponjas sobre ninguna parte del asiento de inodoro elevado.
3. Revise con regularidad para asegurarse de que el asiento de inodoro elevado esté bien sujeto al inodoro.

4. Se recomienda una inspección regular para detectar deformaciones, corrosión, roturas, desgaste o compresión. Reemplace el asiento de inodoro elevado si existe cualquiera de estas condiciones.



ADVERTENCIAS

NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA SILLA INODORO SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Capacidad máxima de peso: 350 lb/159 kg (BSRTS, BSRTSL, and BSRTSLA).
- **NO USE** este dispositivo si no está instalado de forma segura.
- Este producto no se debe utilizar sin la instrucción de un profesional de atención médica.
- El asiento y las patas deben estar bien sujetos a la estructura antes de usarlos. El no hacerlo puede provocar lesiones o dañar la silla de ducha.
- Asegúrese de que los botones de presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas estén enganchadas en su lugar y que alcancen una altura uniforme.
- Las cuatro extensiones de las patas con puntas de goma deben tocar el piso en todo momento.
- Asegúrese de que **TODOS** los tornillos, tuercas y pernos estén ajustados y que el roscado esté intacto cada semana.
- Revise las puntas de goma de las extensiones de las patas para verificar que no hayan sufrido rasgaduras ni desgaste, o que se hayan perdido. Cambie todas o cualquiera de las piezas inmediatamente, en caso de que exista alguna de estas imperfecciones.
- El peso debe distribuirse uniformemente cuando se usa la silla de ducha. **NO** se incline ni tome objetos mientras esté sentado en la silla de ducha.
- **NO** use los brazos para soportar todo el peso del cuerpo. Use los brazos solamente para asistencia.
- **NUNCA** se pare sobre el asiento de silla de ducha.
- Se recomienda que el usuario descanse en el asiento. **NO** se sienta en el asiento con fuerza directa.
- Siempre tenga cuidado cuando las superficies estén húmedas.
- Antes del ensamblaje, revise que no haya daños de envío en ninguna de las piezas.

Si hay daños de envío: **NO UTILICE EL ARTÍCULO.**

Comuníquese con su proveedor o transportista para obtener

más instrucciones.

- Se debe supervisar o asistir en las áreas de ducha o bañera a los usuarios con fuerza física limitada cuando utilicen los rieles de soporte.
- Compass Health Brands no ha probado los accesorios diseñados por otros fabricantes y no se recomienda usarlos con este producto.
- Antes de usarla, consulte con un profesional de atención médica para obtener asesoramiento e instrucciones de acuerdo a sus necesidades.
- Compass Health Brands no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.

UTILICE CON PRECAUCIÓN. NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.

GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

Esta garantía es únicamente para beneficio del comprador original.

Este dispositivo fue construido para cumplir rigurosos estándares y fue cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Se garantiza que su producto marca ProBasics® está libre de defectos de material y de mano de obra por vida limitada en el marco y una garantía de un año a partir de la fecha de compra en componentes no duraderos, reemplazo. Compass Health Brands garantiza los marcos laterales y las crucetas para toda la vida del comprador original. Si dentro del mencionado período de garantía, el producto resulta ser defectuoso, será reparado o reemplazado según discreción de Compass Health Brands.

La presente garantía no cubre fallas en el dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del propietario o debido al desgaste normal derivado de su uso. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, entre los que se cuentan los accesorios de goma, las ruedas, las empuñaduras y la tapicería, que están sujetas a desgaste normal y necesitan reemplazos periódicos.

Esta garantía no se aplicará a los productos enumerados en serie si el número de serie ha sido retirado o está deteriorado, o a defectos o daños causados por piezas no autorizadas, accesorios o reparaciones, negligencia, accidente, o cualquier circunstancia fuera del control de Compass Health Brands, tales como el manejo, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

Si tiene una pregunta acerca de su producto Compass Health Brands o acerca de esta garantía, comuníquese con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.

Siège de toilette surélevé



Nous vous félicitons d'avoir acheté un siège de toilette surélevé ProBasics® de qualité. Nos sièges de toilette surélevés offrent stabilité, confort et un montage facile. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions et mises en garde et de suivre les recommandations de votre fournisseur de soins de santé afin de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités de la chaise d'aisance et d'assurer votre sécurité.

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CE SIÈGE DE TOILETTE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Retirez tous les emballages, à savoir le ruban adhésif, le carton et le plastique du siège de toilette. Avant l'utilisation, vérifiez toutes les pièces pour déceler des dommages. Dans l'éventualité où des pièces seraient manquantes ou endommagées, n'essayez **PAS** d'utiliser la chaise d'aisance. Si vous ne comprenez pas le manuel, communiquez avec votre revendeur pour une explication complète des instructions, des mises en garde et des avertissements. Autrement, des blessures pourraient survenir.

REMARQUE: N'appliquez **PAS** une force excessive pendant l'installation des pièces.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

REMARQUE: Pour de meilleurs résultats, nettoyez et désinfectez le siège de toilette surélevé ainsi que les surfaces de la cuvette de toilette avant l'installation.


Modèle BSRTS - Siège de toilette surélevé

1. Relevez le couvercle de toilette et le siège, et placez les ailes arrière du siège de toilette surélevé sur le bord de la cuvette de toilette (certaines cuvettes de toilette peuvent exiger que l'assemblage du siège soit retiré pour permettre un bon positionnement).

NOTE: La bride de réglage avant doit permettre le dégagement du rebord pour que le siège de toilette surélevé puisse être bien fixé.

2. Une fois que le siège de toilette surélevé repose sur le rebord, alignez et centrez le produit sur la cuvette de toilette si nécessaire.

3. Vérifiez régulièrement que le produit est fixé solidement avant de l'utiliser. Le poids de l'utilisateur doit être réparti uniformément sur le siège de toilette surélevé, sans se pencher vers l'avant, vers l'arrière ou sur les côtés, car le siège peut basculer.
4. Si le siège de toilette surélevé ne convient pas à vos toilettes, il est recommandé de cesser immédiatement de l'utiliser.



MODÈLE BSRTSL/BSRTSLA – SIÈGE DE TOILETTE SURÉLEVÉ AVEC VERROU DE SÉCURITÉ (ET ACCOUDOIRS)

1. Soulevez le couvercle de toilette et le siège, et placez les ailes arrière du siège de toilette surélevé sous le rebord de la cuvette de toilette à l'arrière de la cuvette de toilette (certaines cuvettes de toilette peuvent exiger que le siège soit retiré pour permettre un bon positionnement).

REMARQUE: La bride de réglage avant doit permettre le dégagement du rebord pour que le siège de toilette surélevé puisse être bien fixé.

1. Faites pivoter le siège de toilette surélevé jusqu'à ce que l'avant du siège repose sur la cuvette de toilette.
2. Si nécessaire, tournez le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la bride s'ajuste à la cuvette de toilette.
3. Tournez le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la bride contre la paroi interne de la cuvette de toilette. **ÉVITEZ** de trop serrer.
4. Vérifiez la stabilité du siège de toilette surélevé. Réalignez-le et/ou ajustez-le si nécessaire. Lorsque le siège de toilette surélevé est correctement installé, le siège repose bien à plat au-dessus de la cuvette et tient solidement sur le rebord interne de la cuvette.
5. Pour le modèle BSRTSLA (avec accoudoirs), installez l'accoudoir en appuyant sur les deux boutons-poussoirs de ce dernier de sorte à l'insérer dans les tubes de montage. Vous entendrez un clic audible. Répétez cette opération pour l'autre accoudoir.

ENTRETIEN

1. Nettoyez régulièrement avec un assainisseur de toilettes ou des produits de nettoyage ménagers.
2. N'utilisez jamais de solvant organique, de nettoyeur abrasif ou de tampon à récurer sur toute parties du siège de toilette surélevé.
3. Vérifiez régulièrement que le siège de toilette surélevé est solidement fixé sur les toilettes.
4. Une inspection régulière pour vous assurer qu'il n'y a pas de déformation, de corrosion, de rupture, d'usure ou de compression est recommandée. Si l'une de ces conditions est constatée, remplacez le siège de toilette surélevé.



AVERTISSEMENTS

N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CETTE SIÈGE DE TOILETTE SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Capacité de poids maximale: 350 lb/159 kg (BSRTS, BSRTSL, and BSRTSLA).
- N'utilisez **PAS** cet appareil s'il n'est pas correctement installé.
- Ce produit ne doit pas être utilisé sans l'avis d'un professionnel de la santé
- Le siège et les pattes doivent être solidement fixés au châssis avant toute utilisation. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager la chaise de douche.
- Assurez-vous que les boutons-pression réglant la hauteur sont enclenchés complètement dans le même trou respectif sur chaque extension de patte. Cela garantira que les extensions de pattes sont verrouillées en place et que la hauteur est uniforme.
- Les embouts en caoutchouc des quatre pattes doivent être en contact avec le sol en tout temps.
- Chaque semaine, assurez-vous que **LA TOTALITÉ** des vis, écrous ou boulons sont bien serrés et que le filetage est intact.
- Vérifiez tous les embouts en caoutchouc des pattes pour vous assurer qu'ils ne sont pas déchirés, usés ou manquants. Remplacez immédiatement toutes les pièces défectueuses ou usées.
- Le poids doit être uniformément réparti pendant l'utilisation de la siège de toilette. **NE PAS** se pencher ni tenter d'atteindre des objets une fois assis sur la chaise de douche.
- N'utilisez **PAS** les accoudoirs pour supporter pleinement le poids du corps. Utilisez uniquement les accoudoirs pour disposer d'un appui.

- Ne **JAMAIS** se mettre debout sur le siège de la toilette.
- Il est recommandé que l'utilisateur s'abaisse lentement sur le siège. **NE PAS** s'asseoir sur le siège en appliquant une force directe.
- Soyez toujours prudent quand le sol est humide.
- Avant l'assemblage, inspectez toutes les pièces pour déceler des dommages dus à l'expédition.
En cas de dommages dus à l'expédition — **NE PAS UTILISER**. Communiquez avec le revendeur/transporteur pour recevoir des instructions additionnelles.
- Les utilisateurs ayant des capacités physiques limitées doivent être surveillés ou aidés dans la douche ou dans la baignoire, même s'ils utilisent des barres d'appui.
- Les accessoires conçus par d'autres fabricants n'ont pas été testés par Compass Health Brands et il n'est pas recommandé de les utiliser avec ce produit.
- Consultez un professionnel de la santé pour obtenir des conseils et des instructions en fonction de vos besoins particuliers avant toute utilisation.
- Compass Health Brands n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou préjudice si ce produit n'a pas été installé, assemblé ou utilisé adéquatement.

**SOYEZ PRUDENT. NE PAS SE FIER AU
BON SENS OU NE PAS TENIR COMPTE
DES AVERTISSEMENTS AUGMENTE
CONSIDÉRABLEMENT LE RISQUE DE
BLESSURES GRAVES. CE PRODUIT EST
UTILISÉ À VOS PROPRES RISQUES ET VEILLEZ
ATTENTIVEMENT ET SÉRIEUSEMENT À EN
FAIRE UN USAGE APPROPRIÉ ET SÉCURITAIRE.**

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Votre produit de marque ProBasics® est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, dispose d'une garantie à vie limitée sur le cadre et d'une garantie d'un an à partir de la date d'achat sur les composants non durables, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent une périodicité remplacement. Si pendant la période de garantie il est prouvé que le produit est défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé à la discrétion de Compass Health Brands. Cette garantie ne couvre pas les défaillances causées par une usure normale ou une utilisation inappropriée de l'appareil.

Dans le cas d'une défectuosité couverte par la garantie, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre discrétion. Cette garantie ne prévoit que le remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais d'expédition ni de main d'œuvre. La seule obligation de Compass Health Brands et le seul service exclusif qui vous est offert en vertu des conditions générales de cette garantie se limitent aux réparations et au remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été supprimé ou altéré, ou aux défauts ou dommages causés par des pièces non autorisées, des pièces ajoutées ou des réparations non conformes. La garantie ne s'applique pas non plus en cas de négligence, d'accident ou toute circonstance hors du contrôle de Compass Health Brands telle qu'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou un mauvais entreposage.

Si vous avez une question à propos de votre produit Compass Health Brands ou de la garantie, veuillez communiquer avec un revendeur autorisé de la marque Compass Health Brands.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

This warranty is solely for the benefit of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and was carefully inspected prior to shipment. Your ProBasics® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship, has a Limited Lifetime Warranty on the frame and a one year warranty from date of purchase on all other parts, which are subject to normal wear and need periodic replacement. If within such warranty period, the product proves defective, the product will be repaired or replaced, at the option of Compass Health Brands. This warranty does not cover product failures due to normal wear and tear or device misuse.

In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty provides only for replacement of defective parts and does not cover shipping or labor charges. Compass Health Brands' sole obligation and your exclusive remedy under this warranty is limited to such repair and/or replacement.

This warranty shall not apply to serial numbered products if the serial number has been removed or defaced or to defects or damages caused by unauthorized parts, attachments or repairs, negligence, accident, circumstances beyond Compass Health Brands' control, or improper operation, maintenance or storage.

If you have a question about your Compass Health Brands product or this warranty, please contact an authorized Compass Health Brands Dealer.

COMPASSHEALTH

6753 Engle Road
Middleburg Heights, Ohio 44130
Tel.: (800) 376-7263
www.compasshealthbrands.com