

DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE

We thank you for purchasing this Carex Health Brands Product. At Carex, we strive to bring you superior products that will satisfy the highest of standards for Quality, Durability and Performance. Any questions or concerns about any aspect of this product need to be directed to the toll free number below. **DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO STORE.** We are available Monday – Friday, 8AM – 5PM CST, to address your needs. You can reach us Toll-Free at: 1-800-526-8051

Or you can write to us at:
Carex Health Brands
Attn: Customer Service
PO Box 2526
Sioux Falls, SD 57101-2526

You may also visit our website: WWW.CAREX.COM for more information about this or any other Carex Health Brands product.



Carex Health Brands
© 2010
PO Box 2526
Sioux Falls, SD 57101-2526
Phone: 800-328-2935
Fax: 888-616-4297
www.carex.com



B316-00 and B317-00

toilet seat elevator

with removable safety handles

Assembly and Installation Instructions

Instrucciones para la instalación



- 1**
Remove product from carton and READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY before attempting to install product.

Saque el producto de la caja de cartón y LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE antes de intentar instalarlo.



- 2**
To assemble handles:
Note: handles are marked for right and left

Para instalar los brazos:
Nota: brazo derecho e izquierdo alineados

a. Place one handle at a time into the tubes on the raised toilet seat (the brass buttons on the handle should be facing out, away from the toilet seat.)
Coloque un brazo a la vez en los orificios para los brazos del asiento elevador del inodoro (los botones de metal del brazo deben estar mirando hacia arriba, en sentido contrario de la tapa del inodoro.)

b. Depress the brass buttons on the handle while sliding the handle into position. You will hear “clicks” when the buttons are positioned properly. (You will see the brass buttons pop through the position holes.)


Presione el botón de metal que está en la parte delantera del brazo, mientras lo desliza hasta su posición. Escuchará un “clic” cuando el botón se coloca correctamente. (Verá saltar el botón de metal a través del agujero de posición.)

c. Repeat process for the other handle.
Repita el proceso para el otro brazo.

To remove handles:

d. To remove the handles, depress the brass buttons while pulling out on the handles.

Para quitar el brazo, presione el botón de metal mientras jala el brazo hacia afuera. Repita lo mismo para la parte posterior del brazo.



Installation / Instalación

- 3**
Remove existing toilet seat and lid from toilet.

Quite el asiento y la tapa originales del inodoro.
Note: For most toilets you will need to reach behind and underneath toilet to unscrew the nut while holding screw with screwdriver.

Nota: En la mayoría de los inodoros, tendrá que desenroscar la tuerca que se encuentra abajo en la parte posterior, mientras desatornilla la rosca con un destornillador.



- 4**
Position toilet seat elevator on rim of toilet bowl and center.

Coloque el elevador de asiento de inodoro en la orilla de la taza del mismo y céntralo.



- 5**
Place original toilet seat and lid on top of toilet seat elevator with holes lined up.

Coloque el asiento y la tapa originales del inodoro encima del asiento elevador con los orificios alineados.

- 6**
Use screws provided to attach original seat, lid and toilet seat elevator to bowl. Secure with nuts provided.

Utilice los tornillos que le proporcionamos para fijar el asiento original, la tapa y el elevador de asiento de inodoro a la taza. Asegúrelos con las tuercas que le proporcionamos.

- 7**
Check for secure fit routinely before using product.

Verifique habitualmente que esté ajustado de manera segura, antes de utilizar el producto.

- 8**
User's weight should be centered over toilet seat.

El peso del usuario debe estar centrado sobre el asiento del inodoro.

Cleaning Instructions

Instrucciones de limpieza

1. Use a detergent or household cleaner with warm water.
Use un limpiador o limpiador de hogar no abrasivos con agua tibia.
2. Rinse with warm water and wipe dry.
Enjuague con agua tibia y seque.
3. **DO NOT USE AN ABRASIVE CLEANER** on handles, as it may cause damage.
NO USE UN LIMPIADOR ABRASIVO en este producto, pues lo puede dañar.



Warning and Instructions

Advertencias e instrucciones

Caution / Precaución

1. Always be sure that the seat is correctly and securely in place before using.
Asegúrese siempre de que el asiento está correctamente colocado y asegurado en su lugar antes de usarlo.
2. Users should be supervised or assisted when using this product.
Las personas usar este producto bajo supervisión o asistencia cada vez que lo usen.
3. Be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.
Este producto está diseñado para su uso en los tipos de inodoros más comunes. Antes de usarla, asegúrese de que la unidad esté correctamente instalada, se ajuste adecuadamente y esté estable.