

# Reclining Wheelchair

Silla de ruedas reclinable/Fauteuil  
roulant inclinable



# RECLINING WHEELCHAIR DIAGRAM

Silla de ruedas reclinable/Fauteuil roulant inclinable



## WEIGHT CAPACITY:

300 lb/136 kg (WCR1616E, WCR1816E, and WCR2016E)

400 lb/ 181 kg (WCR2218E)

Capacidad De Peso / Capacité Poids

	English	Español	Français
1	Neck Support Cushion	Cojín Para Soporte Del Cuello	Coussin Appui-Tête
2	Back Upholstery	Tapicería De Respaldo	Dossier Rembourré
3	Padded Armrest	Apoyabrazos Acolchado	Accoudoir Rembourré
4	Wheel Locks	Trabas De Las Ruedas	Verrous De Sécurité Des Roues
5	Front Rigging	Aparejo Frontal	Appui-Pieds Fixe
6	Foot Plate	Placa Para Los Pies	Repose-Pieds
7	Headrest Extension	Extensión De Reposacabezas	Extension De L'appui-Tête
8	Hand Grip	Empuñadura	Poignée
9	Seat Rail	Riel De Asiento	Rail Du Siège
10	Hand Rim	Aro De Propulsión	Main Courante
11	8" Caster	Rueda De 8 In	Roulette De 8 Po

# OPERATING INSTRUCTIONS

Congratulations on purchasing a quality ProBasics® Reclining Wheelchair. Our wheelchairs combine style and durability at an affordable price. Please be sure to read these instructions and warnings thoroughly and follow the instructions of your healthcare provider to maximize the wheelchair's benefits and your safety.

## **DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE THIS WHEELCHAIR WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**

### **TO OPEN CHAIR**

Open wheelchair by tilting to one side and pushing down on seat rail until fully opened.

### **TO CLOSE/FOLD CHAIR**

1. Fold footplates to vertical position.
2. Grab seat with both hands at front and back edge.
3. Tilt chair to one side and lift up on seat rail.

**NOTE:** Keep hands and fingers clear of moving parts to avoid injury.

### **REMOVABLE ARMS**

Remove arms by depressing spring button and lifting arms out of front and rear sockets.

### **HOW TO ATTACH FOOTRESTS/LEGRESTS**

1. Position a footrest so it is pointing 90 degrees away from the reclining chair (footrest platform should be pointing forward when folded down at this point).
2. Align the holes with the footrest pegs on the frame and gently press down until the footrest can swing freely.
3. Swing the footrest until the footrest platform is pointing inward. Continue with this rotation until the footrest locks in place. An audible click will be heard.
4. Repeat steps 1 - 3 with the other footrest.

### **ADJUSTING LENGTH OF FOOTREST/LEGREST**

**NOTE:** When adjusting length of footrests or legrests, user should be sitting in wheelchair with feet on the foot plates.

1. Loosen bolt on the clamp around support assembly.
2. Raise or lower footplate to desired position that will provide maximum support of thighs.

**NOTE:** Front rigging should not be so low that it causes uncomfortable pressure to thighs at front of seat upholstery.

**NOTE:** Footrest should not be lower than 2½" from the ground to ensure proper clearance.

## ADJUSTING ELEVATING LEGREST

1. Lift footplate on legrest assembly to desired position.
2. Release legrest assembly and it will automatically lock into place.
3. To lower, push out on legrest lever and lower footplate to desired position.

## REMOVAL OF ELEVATING LEGRESTS

1. Release lock by pushing on the front rigging lever.
2. Swing-away footrest/legrest out and sideways, and lift to remove.

## ADJUSTING SEAT HEIGHT

**DO NOT ATTEMPT!** Any adjustment to your product seat can affect the stability of your product. We highly recommend that you have a dealer or licensed technician adjust your seat height to ensure adjustments are safe.

## WHEEL LOCKS

**NOTE:** Engage both wheel locks before getting in or out of chair, leaning forward in chair, or while in an elevator or wheelchair lift. Locks are engaged by pushing the handles completely forward.

**NOTE:** Proper adjustment of wheel lock is at least 1/8" when locked.

1. Adjustments to locks are made by loosening or tightening the nut or the carriage bolt.
2. Embed lock shoe at least 1/8" by sliding clamp toward rear wheel while handle is engaged in locked position.
3. Tighten nut and bolt to secure in position.
4. Test for correct locking action before actual use.

## ANTI-TIPPER INSTALLATION

1. Press the release buttons and remove the anti-tippers from the wheelchair frame.
2. Reinsert the anti-tippers with the wheels curved down towards the ground/floor until they lock back into place.
3. Press the release buttons on the lower portion of the anti-tipper and slide it up or down to achieve a 1 1/2" to 2" ground clearance.
4. Make sure both anti-tippers are adjusted to the same setting and release buttons are fully engaged before use.

# MAINTENANCE

## GENERAL CARE

- Wipe chrome parts with a clean, soft cloth at least once a week.
- All metal parts can be cleaned with auto wax or similar products. If exposed to moisture, dry immediately.
- Do not use an abrasive cleanser that will scratch the finish.



## WHEELS

- Large rear wheels should be inspected at least once a month to ensure proper tightness.
- If either wheel wobbles or is loose, release lock nut and tighten axle bolt slightly.
- Test for proper tightness and alignment by leaning chair to one side and spin adjusted wheel.

## TIRES

- Solid rubber tires need minimal maintenance, but should be cleaned occasionally with a damp cloth.
- Replace if tires become severely worn or cracking appears.

## FRONT CASTERS

- Casters should be checked periodically and lubricated occasionally.
- Lubricate by removing fork and greasing caster stem bearings.
- Lubricate wheel bearings by removing wheel from fork.
- Reassemble fork and wheel by tightening nuts until no play remains, but wheels roll freely.
- If nut is too loose, caster will shimmy.
- If it is too tight, chair will be difficult to steer.

## SEAT UPHOLSTERY

- Wash the upholstery at least once a month with soapy water
- Confirm that the upholstery is dry before using.

## HAND GRIPS

- Use only a clean towel dampened with cool water when cleaning hand grips.
- Confirm that the grips are dry before using.
- **NEVER** use ammonia-based cleaning solutions or soap on hand grips. This may cause the hand grips to loosen or slide off the frame.



## WARNINGS

### **DO NOT ATTEMPT TO ADJUST OR OPERATE WHEELCHAIR WITHOUT READING ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY.**

- Maximum Weight Capacity:  
300 lb/136 kg for WCR1616E, WCR1816E, and WCR2016E;  
400 lb/181 kg for WCR2218E
- This wheelchair has not been approved as a seat that can be used within vehicles of any kind. Always transfer wheelchair user to a vehicle manufacturer's approved seat and use safety restraints available.
- **DO NOT** operate this wheelchair on roadways, streets, or

any surfaces with vehicular traffic or on uneven surfaces such as sand, gravel, hills, ice or dirt roads.

- **DO NOT** use the wheelchair on stairs or escalators.
- **DO NOT** attempt to operate on inclines 10° or greater without proper assistance.
- **DO NOT** attempt to ride over curbs or obstacles. Doing so may cause your wheelchair to tip over and cause bodily injury or damage to the wheelchair.
- Be sure to completely engage wheel locks when getting in and out of wheelchair or when in elevator or wheelchair lift.
- Wheelchair should be on a smooth, stable and level area with wheel locks engaged before transferring user in or out of wheelchair.
- **DO NOT** adjust footrests any lower than 2 ½" from floor. When getting in or out of wheelchair, do not stand on or apply weight to footrests. Make sure the footplates are in the up position when getting in or out of the chair.
- Before reaching or leaning forward, rotate casters to front of the wheelchair and engage wheel locks to help prevent wheelchair from tipping over.
- **DO NOT** lean over or apply weight on the top of wheelchair back. This can cause wheelchair to tip over. When trying to extend arms over back, reach only as far as your arm can extend without having to alter your seating position.
- **DO NOT** stand on wheelchair.
- **DO NOT** use the wheelchair without the anti-tipping supports installed. Anti-tipping supports should always be 1 ½" - 2" off the floor.
- **DO NOT** use wheel locks to slow your descent down an incline. Abruptly changing directions while going down an incline could cause instability or possible tipping over.
- **ALWAYS** use the handrims – **DO NOT** grip the rear wheels themselves.
- **DO NOT** attempt to lift the wheelchair by any detachable components.
- **DO NOT** tip the wheelchair without assistance.

**USE CAUTION. FAILURE TO USE COMMON SENSE AND HEED THE ABOVE WARNINGS FURTHER INCREASES RISK OF SERIOUS INJURY. USE AT YOUR OWN RISK AND WITH APPROPRIATE AND SERIOUS ATTENTION TO SAFE OPERATION.**

# Silla De Ruedas Reclinable



Felicitaciones por la compra de una silla de ruedas reclinable ProBasics®. Nuestras sillas de ruedas combinan estilo y durabilidad a un precio asequible. Asegúrese de leer estas instrucciones y advertencias detenidamente, y siga las instrucciones de su proveedor de atención médica para maximizar los beneficios de la silla de ruedas y su seguridad.

## **NO INTENTE AJUSTAR NI OPERAR ESTA SILLA DE RUEDAS SIN LEER CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

# **INSTRUCCIONES DE USO**

## **CÓMO ABRIR LA SILLA**

Abra la silla de ruedas inclinándola hacia un lado y empujando hacia abajo en el riel del asiento hasta que esté completamente abierta.

## **PARA CERRAR O PLEGAR LA SILLA**

1. Pliegue las placas para los pies hasta que estén verticales.
2. Tome el asiento con ambas manos por el frente y el borde posterior, luego
3. Inclina la silla a un lado y levante el riel del asiento.

**NOTA:** Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas móviles para evitar lesiones.

## **POSABRAZOS DESMONTABLES**

Desmonte los posabrazos presionando el botón con resorte y levantando los posabrazos para separarlos de los encajes delanteros y traseros.

## **CÓMO COLOCAR REPOSAPIÉS/REPOSAPIERNAS**

1. Coloque un reposapiés de modo que esté apuntando a 90 grados de distancia de la silla de ruedas reclinable (la plataforma del reposapiés debe apuntar hacia adelante cuando se pliegue hacia abajo en este punto).
2. Alinee los agujeros con las clavijas del reposapiés en el marco y presione suavemente hacia abajo hasta que el reposapiés pueda oscilar libremente.
3. Gire el reposapiés hasta que la plataforma del reposapiés apunte hacia adentro. Continúe con la rotación hasta que el reposapiés se asegure en su lugar. Escuchará un chasquido audible.
4. Repita los pasos con el otro reposapiés.

## **AJUSTE DE LA LONGITUD DEL REPOSAPIÉS O REPOSAPIERNAS**

**NOTA:** Al ajustar la longitud de los reposapiés o

reposapiernas, el usuario debe estar sentado en la silla de ruedas con los pies en las placas para los pies.

1. Afloje el perno de la abrazadera alrededor del conjunto de soporte.
2. Eleve o baje la placa para los pies a la posición deseada que brinde el máximo apoyo para los muslos.

**NOTA:** El aparejo frontal no debe ser tan bajo que provoque presión incómoda sobre los muslos en la parte delantera de la tapicería del asiento.

**NOTA:** Los reposapiés no deben estar a menos de 2 ½ in del suelo para asegurar el espacio libre apropiado.

## **AJUSTE DEL REPOSAPIERNAS DE ELEVACIÓN**

1. Eleve la placa para los pies sobre el conjunto del reposapiernas hasta la posición deseada.
2. Libere el conjunto del reposapiernas y se bloqueará automáticamente en su lugar.
3. Para bajar, empuje la palanca del reposapiernas y la placa inferior para los pies hasta la posición deseada.

## **DESMONTAJE DE REPOSAPIERNAS DE ELEVACIÓN**

1. Libere el seguro empujando la palanca del aparejo delantero.
2. Gire el reposapiés o reposapiernas hacia fuera y hacia los lados. Levante para desmontar.

## **AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO**

**¡NO LO INTENTE!** Cualquier ajuste al asiento de su producto puede afectar la estabilidad de su producto. Le recomendamos que un distribuidor o un técnico autorizado ajuste la altura del asiento para asegurarse de que los ajustes sean seguros.

## **TRABAS DE LAS RUEDAS**

**NOTA:** Accione ambas trabas de las ruedas antes de subirse o bajarse de la silla, inclinándose hacia adelante en la silla, o mientras esté en un ascensor o elevador de silla de ruedas. Las trabas se accionan empujando las empuñaduras completamente hacia adelante.

**NOTA:** El ajuste correcto de la traba de la rueda es de al menos 1/8 in cuando está bloqueada.

1. Los ajustes de las trabas se hacen aflojando o ajustando la tuerca o el perno de cabeza redonda.
2. Inserte la zapata de bloqueo al menos 1/8 in deslizando la abrazadera hacia la rueda trasera mientras la empuñadura está en la posición de bloqueo.
3. Ajuste la tuerca y el tornillo para asegurarla en su posición.
4. Pruebe el correcto funcionamiento del bloqueo antes de utilizar.

## INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES ANTIVUELCO

1. Pulse los botones de liberación y retire los soportes antivuelco de la estructura de la silla de ruedas.
2. Vuelva a colocar los soportes antivuelco con las ruedas curvadas hacia el suelo hasta que encajen en su lugar.
3. Presione los botones de liberación en la parte inferior de los soportes antivuelco y deslice hacia arriba o hacia abajo para lograr una distancia al suelo de 1 ½ in a 2 in.
4. Asegúrese de que ambos soportes antivuelcos tengan la misma configuración y los botones de liberación estén completamente enganchados antes de su uso.

## MANTENIMIENTO

### CUIDADOS GENERALES

- Limpie las piezas de cromo con un paño limpio y suave al menos una vez a la semana.
- Todas las partes de metal pueden limpiarse con cera de auto o productos similares. Si se expone a la humedad, seque inmediatamente.
- No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar el acabado.

### RUEDAS

- Deben inspeccionarse las ruedas traseras grandes al menos una vez al mes para garantizar el ajuste apropiado.
- Si una rueda se tambalea o está suelta, afloje la tuerca de fijación y ajuste el perno del eje ligeramente.
- Verifique el ajuste y la alineación adecuados inclinando la silla hacia un lado y girando la rueda ajustada.

### LLANTAS

- Las llantas de caucho sólido necesitan un mantenimiento mínimo, sin embargo, se deben limpiar de vez en cuando con un paño húmedo.
- Reemplace si las llantas se dañan mucho o se agrietan.

### RUEDAS DELANTERAS

- Las ruedas deben revisarse periódicamente y lubricarse de vez en cuando.
- Para lubricar, quite la horquilla y engrase los cojinetes del vástago de la rueda.
- Lubrique los cojinetes de la rueda quitando la rueda de la horquilla.
- Vuelva a montar la horquilla y la rueda ajustando las tuercas hasta que no haya juego, pero las ruedas giren libremente.
- Si la tuerca está demasiado floja, la rueda tambaleará.

- Si está demasiado apretada, la silla será difícil de manejar.

## TAPICERÍA DEL ASIENTO

- Lave la tapicería al menos una vez al mes con agua jabonosa.
- Verifique que la tapicería esté seca antes de volver a usar la silla.

## EMPUÑADURAS

- Use solo un paño limpio humedecido con agua fría para limpiar empuñaduras.
- Verifique que las empuñaduras estén secas antes de volver a usarlas.
- **NUNCA** utilice soluciones de limpieza a base de amoníaco o jabón en las empuñaduras. Esto podría provocar que las empuñaduras se aflojaran o deslizaran fuera del marco.



## ADVERTENCIAS

### NO INTENTE AJUSTAR NI UTILIZAR ESTA SILLA DE RUEDAS ANTES DE LEER ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.

- Capacidad máxima de peso: 300 lb/136 kg para WCR1616E, WCR1816E y WCR2016E, 400 lb/181 kg para WCR2218E.
- Esta silla de ruedas no ha sido aprobada como un asiento que se pueda utilizar en vehículos de cualquier tipo. Transfiera siempre al usuario de la silla de ruedas al asiento aprobado de un fabricante de vehículos y utilice los sistemas de seguridad disponibles.
- **NO** utilice esta silla de ruedas en carreteras, calles ni cualquier superficie con el tráfico de vehículos ni en superficies irregulares, tales como arena, grava, colinas, hielo o caminos de tierra.
- **NO** use la silla de ruedas en escaleras ni escaleras mecánicas.
- **NO** intente utilizar en pendientes de 10° o mayores sin la ayuda adecuada.
- **NO** intente pasar por encima de los bordillos u obstáculos. Si lo hace, puede provocar que la silla se voltee y cause lesiones corporales o daños a la silla de ruedas.
- Asegúrese de trabar completamente las ruedas al subir y bajar de la silla de ruedas o cuando esté en un ascensor o elevador de silla de ruedas.
- La silla de ruedas debe estar en un área lisa, estable y plana con las trabas de ruedas enganchadas antes de transferir al usuario hacia la silla de ruedas o desde ella.
- **NO** regule los reposapiés a menos de 2 ½ in del suelo. Cuando suba o baje de la silla de ruedas, no se pare ni ponga su peso en los reposapiés. Asegúrese de que las

placas para los pies estén elevadas al subir o bajar de la silla.

- Antes de estirarse o inclinarse hacia adelante, gire las ruedas hacia el frente de la silla de ruedas y accione las trabas de las ruedas para evitar que la silla de ruedas se voltee.
- **NO** se incline ni ponga peso sobre la parte superior del respaldo de la silla de ruedas. Esto puede provocar que la silla de ruedas se voltee. Cuando intente extender los brazos sobre la espalda, llegue tan lejos como su brazo pueda extenderse sin tener que alterar la posición del asiento.
- **NO** se pare sobre la silla de ruedas.
- **NO** use la silla de ruedas sin los soportes antivuelco instalados. Los soportes antivuelco siempre deben estar a 1½ in a 2 in del piso.
- **NO** utilice las trabas de las ruedas para frenar su descenso por una pendiente. Cambiar de dirección abruptamente bajando por una pendiente podría causar inestabilidad o posible vuelco.
- **SIEMPRE** debe usar los aros de propulsión, **NO** agarre las ruedas traseras.
- **NO** intente levantar la silla de ruedas sujetando alguna de las piezas desmontables.
- **NO** incline la silla de ruedas sin ayuda.

**UTILICE CON PRECAUCIÓN. NO USAR EL SENTIDO COMÚN Y NO PRESTAR ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS ANTES MENCIONADAS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES GRAVES. UTILICE BAJO SU PROPIO RIESGO Y PRESTANDO LA DEBIDA ATENCIÓN PARA UN FUNCIONAMIENTO SEGURO.**



## GARANTÍA LIMITADA VITALICIA

Esta garantía es únicamente para beneficio del comprador original.

Este dispositivo fue construido para cumplir rigurosos estándares y fue cuidadosamente inspeccionado antes de su envío. Se garantiza que su producto marca ProBasics® está libre de defectos de material y de mano de obra por vida limitada en el marco y una garantía de 18 meses a partir de la fecha de compra en componentes no duraderos, reemplazo. Compass Health Brands garantiza los marcos laterales y las crucetas para toda la vida del comprador original. Si dentro del mencionado período de garantía, el producto resulta ser defectuoso, será reparado o reemplazado según discreción de Compass Health Brands.

La presente garantía no cubre fallas en el dispositivo debido al mal uso o negligencia por parte del propietario o debido al desgaste normal derivado de su uso. La garantía no se extiende a los componentes no duraderos, entre los que se cuentan los accesorios de goma, las ruedas, las empuñaduras y la tapicería, que están sujetas a desgaste normal y necesitan reemplazos periódicos.

Esta garantía no se aplicará a los productos enumerados en serie si el número de serie ha sido retirado o está deteriorado, o a defectos o daños causados por piezas no autorizadas, accesorios o reparaciones, negligencia, accidente, o cualquier circunstancia fuera del control de Compass Health Brands, tales como el manejo, mantenimiento o almacenamiento inadecuados.

Si tiene una pregunta acerca de su producto Compass Health Brands o acerca de esta garantía, comuníquese con un distribuidor autorizado de Compass Health Brands.

# Fauteuil Roulant Inclinable



Nous vous félicitons d'avoir acheté un fauteuil roulant inclinable ProBasics®. Nos fauteuils roulants combinent style et durabilité à un prix abordable. Assurez-vous de lire attentivement ces instructions et mises en garde et de suivre les recommandations de votre fournisseur de soins de santé afin de profiter au maximum de toutes les fonctionnalités du fauteuil roulant et d'assurer votre sécurité.

**N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER  
CE FAUTEUIL ROULANT SANS AVOIR LU  
ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.**

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

### **POUR OUVRIR LE FAUTEUIL**

Ouvrez le fauteuil roulant en inclinant le fauteuil d'un côté et en poussant vers le bas le rail du siège jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert.

### **POUR FERMER/PLIER LA CHAISE**

1. Premièrement, pliez les palettes de repose-pieds afin qu'elles soient en position verticale.
2. Agrippez le siège avec vos deux mains aux extrémités du devant et du derrière.
3. Inclinez la chaise d'un côté et levez le rail du siège.

**REMARQUE :** Gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces mobiles pour éviter les blessures.

### **BRAS DÉMONTABLES**

Retirez les bras en appuyant sur le bouton à ressort et en levant les bras à l'extérieur des douilles avant et arrière.

### **COMMENT ATTACHER LES REPOSE-PIEDS/ REPOSE-JAMBES**

1. Placez un des repose-pieds de façon à ce qu'il pointe en angle de 90 degrés, dans le sens opposé au fauteuil roulant inclinable (à ce moment-ci, la plate-forme du repose-pieds devrait pointer vers l'avant s'il est plié vers le bas).
2. Alignez les trous avec les chevilles du repose-pieds sur le cadre et appuyez doucement jusqu'à ce que le repose-pieds puisse pivoter librement.
3. Faites pivoter le repose-pieds jusqu'à ce que la plate-forme du repose-pieds pointe vers l'intérieur. Continuez ce mouvement de rotation jusqu'à ce que les verrous de sécurité du repose-pieds se mettent en place. Un déclic sera entendu.
4. Pour l'installation du deuxième repose-pieds, veuillez répéter les étapes 1 à 3.

## AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU REPOSE-PIEDS/REPOSE-JAMBE

**REMARQUE :** Lors de l'ajustement de la longueur du repose-pieds ou du repose-jambe, l'utilisateur doit être assis dans le fauteuil roulant en ayant les pieds sur les palettes de repose-pieds.

1. Desserrez le boulon sur la pince de l'appui assemblé.
2. Relevez ou abaissez les palettes de repose-pieds à la position désirée pour offrir aux cuisses un support maximal.

**REMARQUE :** L'appuie-pied fixe ne devrait pas être si bas qu'il cause une pression inconfortable aux cuisses devant le revêtement du siège.

**REMARQUE :** Pour assurer un espace adéquat entre le sol et les repose-pieds, celui-ci ne peut être inférieur à 2 ó po.

## AJUSTEMENT DU REPOSE-JAMBE

1. Levez les palettes de repose-pieds sur le repose-jambe assemblé à la position voulue.
2. Desserrez le repose-jambes assemblé et il se verrouillera automatiquement.
3. Pour le descendre, poussez sur le levier du repose-jambe et abaissez les palettes de repose-pieds à la position voulue.

## RETRAIT DU REPOSE-JAMBE AJUSTABLE

1. Desserrez le verrou en poussant sur le levier du revêtement du siège.
2. Faites glisser le repose-pieds ou le repose-jambe latéralement. Lever pour retirer.

## AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU SIÈGE

**NE PAS LE TENTER!** Tout ajustement de votre siège peut nuire à la stabilité de votre produit. Nous recommandons fortement qu'un fabricant ou un technicien autorisé ajuste la hauteur de votre siège afin d'assurer que les ajustements sont sécuritaires.

## BLOCAGE DES ROUES

**REMARQUE :** Bloquez les deux roues avant de vous asseoir ou de vous levez de la chaise, de vous pencher dans la chaise, ou lorsque vous êtes dans un ascenseur ou un ascenseur pour fauteuil roulant. Les verrous de sécurité s'activent en poussant les poignées complètement vers l'avant.

**REMARQUE :** L'ajustement sécuritaire du verrou des roues est à 1/8 po lorsqu'elles sont verrouillées.

1. Les ajustements des verrous sont faits en desserrant ou en serrant l'écrou sur le boulon de la carrosserie.
2. Enfoncez le sabot de verrouillage d'au moins 1/8 po en déplaçant la pince vers la roue arrière pendant que la

poignée est en position verrouillée.

3. Serrez l'écrou et le boulon pour assurer la position.
4. Testez les actions de verrouillages sécuritaires avant d'utiliser véritablement la chaise.

## **INSTALLATION DES ROULETTES ANTIBASCULES**

1. Appuyez sur les boutons de dégagement et retirez les roulettes antibascules du cadre de la chaise.
2. Réinsérez les roulettes antibascules en ayant les roues tournées vers le sol jusqu'à ce qu'elles se verrouillent.
3. Appuyez sur les boutons de dégagement sur la partie la plus basse des roulettes antibascules et abaissez ou levez les pour atteindre une hauteur de 1 ½ po à 2 po.
4. Assurez-vous que les deux roulettes antibascules sont ajustées au même réglage et que les boutons de dégagement sont correctement enclenchés avant d'utiliser le fauteuil.

## **ENTRETIEN**

### **ENTRETIEN GÉNÉRAL**

- Nettoyez les pièces chromées fois par semaine avec un chiffon propre et doux.
- Toutes les parties de métal peuvent se nettoyer avec de la cire pour voiture ou avec un produit similaire. En cas d'exposition à l'humidité, essuyez immédiatement.
- N'utilisez pas de nettoyant abrasif, cela rayerait la finition de la peinture.

### **ROUES**

- Toutes les grandes roues arrière doivent être inspectées au moins une fois par mois pour garantir leur bon ajustement.
- Si une roue oscille ou si elle est lâche, libérez l'écrou de verrouillage et resserrez légèrement le boulon de l'essieu.
- Testez l'ajustement et l'alignement en inclinant le fauteuil d'un côté et en faisant tourner la roue réglée.

### **PNEUS**

- Les pneus en caoutchouc pleins ne réclament qu'un entretien minimum, mais il faut de temps en temps les nettoyer avec un chiffon humide.
- Remplacez-les s'ils deviennent très usés ou si des fissures apparaissent.

### **ROUES AVANT**

- Les roues doivent être vérifiées périodiquement et lubrifiées à l'occasion.

- Lubrifiez en retirant la fourche et en graissant les roulettes de la roue.
- Lubrifiez les roulements des roues en retirant la roue de la fourche.
- Réassemblez la fourche et la roue en serrant les écrous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu, mais que la roue tourne librement.
- Si l'écrou est desserré, la roulette oscillera.
- S'il est trop serré, la chaise tournera difficilement.

## REVÊTEMENT DU SIÈGE

- Veuillez laver le revêtement du siège au moins une fois par mois avec de l'eau savonneuse.
- Assurez-vous que le revêtement est sec avant de l'utiliser à nouveau.

## POIGNÉES

- Utilisez seulement un chiffon propre humecté d'eau froide lorsque vous nettoyez les poignées.
- Assurez-vous que les poignées sont sèches avant de les utiliser à nouveau.
- **NE JAMAIS** utiliser de solution nettoyante à base d'ammoniac ou de savon sur les poignées. Cela risque de détendre ou de faire glisser du cadre les poignées.



## AVERTISSEMENTS

### **N'ESSAYEZ PAS DE RÉGLER OU D'UTILISER CE FAUTEUIL ROULANT SANS AVOIR LU ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS.**

- Capacité de poids maximale : 300 lb/136 kg pour WCR1616E, WCR1816E, et WCR2016E; 400 lb/181 kg pour WCR2218E.
- Ce fauteuil roulant n'a pas été approuvée comme siège et ne peut être utilisé dans les véhicules d'aucune sorte. Transférez toujours l'utilisateur de la chaise dans un siège approuvé par le fabricant du véhicule et utilisez les dispositifs de retenue disponibles.
- **N'utilisez PAS** ce fauteuil roulant sur des routes, des rues ou sur toute surface avec une circulation automobile ou sur des surfaces inégales comme du sable, du gravier, des collines, de la glace ou des chemins de terre.
- **N'utilisez PAS** le fauteuil roulant dans des escaliers ou des escaliers mécaniques.
- **NE** tentez **PAS** de l'utiliser sur une surface inclinée de 10 degrés ou plus sans l'aide appropriée.

- **NE PAS** tenter de monter sur les bordures de trottoirs ou sur des obstacles. Cela pourrait renverser le fauteuil roulant et provoquer des lésions corporelles ou des dommages à ce dernier.
- Assurez-vous de verrouiller correctement les roues lorsque vous vous assailez dans le fauteuil roulant ou que vous vous levez du fauteuil, où lorsque vous êtes dans un ascenseur ou dans un ascenseur pour fauteuil roulant.
- Le fauteuil roulant doit être sur une surface lisse et stable, et les verrous des roues doivent être enclenchés avant de transférer l'utilisateur dans ou du fauteuil roulant.
- **N'**ajustez **PAS** les repose-pieds à plus près de 2 ½ po du sol. Ne vous tenez pas debout sur les repose-pieds ou **NE** mettez **PAS** de poids sur ces derniers pour vous asseoir ou pour sortir du fauteuil roulant. Assurez-vous que les repose-pieds sont en position avant de vous asseoir sur le siège ou de vous en lever.
- Avant de vous pencher vers l'avant, tournez les roulettes vers le devant du fauteuil roulant et verrouillez les roues pour éviter que le fauteuil roulant ne bascule.
- **NE** vous penchez **PAS** vers l'avant ou **n'**appliquez **PAS** de poids sur le dessus du dossier du fauteuil roulant. Ceci pourrait renverser la chaise. Lorsque vous tentez d'étendre les bras vers l'arrière, atteignez seulement les objets qui sont aussi loin que ce que votre bras peut atteindre sans avoir à changer votre position assise.
- **NE** vous tenez **PAS** debout sur le fauteuil roulant.
- **N'**utilisez **PAS** le fauteuil roulant sans que les roulettes antibasculés soient installées. Les roulettes antibasculés doivent toujours être de 1 ½ po à 2 po du sol.
- N'utilisez pas les verrous des roues pour freiner dans une pente. Un changement brusque de direction en descendant peut entraîner un déséquilibre ou un renversement du fauteuil roulant.
- Utilisez **TOUJOURS** les rampes – **N'**agrippez **PAS** les roues de derrière.
- **NE PAS** tenter de soulever le fauteuil roulant à l'aide d'une des parties détachables.
- **NE PAS** incliner le fauteuil roulant sans la présence d'un accompagnateur.

**SOYEZ PRUDENT. NE PAS SE FIER AU BON SENS  
OU TENIR COMPTE DES AVERTISSEMENTS  
AUGMENTE CONSIDÉRABLEMENT LE  
RISQUE DE BLESSURES GRAVES. UTILISEZ  
À VOS PROPRES RISQUES ET EN VEILLANT  
ATTENTIVEMENT ET SÉRIEUSEMENT À UNE  
UTILISATION APPROPRIÉE ET SÉCURITAIRE.**

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Votre produit de marque ProBasics® est garanti contre tout défaut de pièces et de main-d'œuvre, dispose d'une garantie à vie limitée sur le cadre et d'une garantie de 18 mois à partir de la date d'achat sur les composants non durables, qui sont soumis à une usure normale et nécessitent une périodicité remplacement. Si pendant la période de garantie il est prouvé que le produit est défectueux, celui-ci sera réparé ou remplacé à la discrétion de Compass Health Brands. Cette garantie ne couvre pas les défaillances causées par une usure normale ou une utilisation inappropriée de l'appareil.

Dans le cas d'une défectuosité couverte par la garantie, l'appareil sera réparé ou remplacé à notre discrétion. Cette garantie ne prévoit que le remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais d'expédition ni de main d'œuvre. La seule obligation de Compass Health Brands et le seul service exclusif qui vous est offert en vertu des conditions générales de cette garantie se limitent aux réparations et au remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été supprimé ou altéré, ou aux défauts ou dommages causés par des pièces non autorisées, des pièces ajoutées ou des réparations non conformes. La garantie ne s'applique pas non plus en cas de négligence, d'accident ou toute circonstance hors du contrôle de Compass Health Brands telle qu'une mauvaise utilisation, un mauvais entretien ou un mauvais entreposage.

Si vous avez une question à propos de votre produit Compass Health Brands ou de la garantie, veuillez communiquer avec un revendeur autorisé de la marque Compass Health Brands.





# LIMITED LIFETIME WARRANTY

This warranty is solely for the benefit of the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. Your ProBasics® brand product is warranted to be free of defects in materials and workmanship, has a Limited Lifetime Warranty on the frame and an 18-month warranty from date of purchase on non-durable components, which are subject to normal wear and need periodic replacement. Compass Health Brands warrants the side frames and crossbraces for the lifetime of the original consumer purchaser. If within such warranty period, the product proves defective, the product will be repaired or replaced, at the option of Compass Health Brands.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to nondurable components, including but not limited to rubber accessories, casters, grips and upholstery, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

This warranty shall not apply to serial numbered products if the serial number has been removed or defaced, or to defects or damages caused by unauthorized parts, attachments or repairs, negligence, accident, or any circumstance beyond Compass Health Brands' control, such as improper operation, maintenance or storage.

If you have a question about your Compass Health Brands product or this warranty, please contact an authorized Compass Health Brands Dealer.

**COMPASSHEALTH**

6753 Engle Road  
Middleburg Heights, Ohio 44130  
Tel.: (800) 376-7263

[www.compasshealthbrands.com](http://www.compasshealthbrands.com)

42-WCR\_RecliningWheelchairs\_00 ©2017