

Ultra-Etch® 35% Phosphoric Acid	EN	Ultra-Etch® 35% Phosphorsäure	DE	Ultra-Etch® Acide phosphorique à 35%	FR	Ultra-Etch® 35% fosforzuur	NL	Ultra-Etch® Acido fosforico al 35%
<p>Description: Ultra-Etch is a 35% phosphoric etchant solution with an optimum viscosity. The flowability allows precise placement, including occlusal grooves, yet is viscous enough to prevent migration. Ultra-Etch is self-limiting in its depth of etch (average depth of 1.9µ with 15 second etch). This etchant contains no glycerin and is designed for rapid and complete removal upon rinsing.</p> <p>Indications for Use: Used for etching enamel and dentin prior to applying bonding adhesives and placing composite restorations or dental sealants.</p> <p>Directions for Use:</p> <ol style="list-style-type: none"> For 1.2 syringe <ol style="list-style-type: none"> Remove Luer cap. Securely attach working tip of choice (Blue Micro® or Inspiral® Brush tip). Verify etchant flow prior to applying intraorally. Verify the color and consistency of the product flow before applying. Initially a small amount of clear liquid may express from the syringe; this is normal. For IndiSpense® Syringe (Figure 1 & 2) <ol style="list-style-type: none"> Remove Luer cap from Indispense syringe. Attach 1.2 syringe to the male threads of the Indispense syringe. Depress Indispense plunger while guiding 1.2ml syringe plunger to desired fill. Separate syringes and re-cap Indispense syringe with Luer cap. Securely attach working tip (Blue Micro® or Inspiral Brush tip) to 1.2ml syringe. Direct placement instructions <ol style="list-style-type: none"> Isolate tooth (teeth). Use pumice, disk or diamond bur on uncut enamel. Rinse and dry prepared area. Verify etchant flow prior to applying intraorally. Apply etchant to enamel and dentin (15 seconds) Rinse thoroughly, dry and proceed per adhesive manufacturer's instructions. Restorative phosphoric acid cleansing <ol style="list-style-type: none"> Apply etch to inside of porcelain veneer or crown for 5-10 seconds. Rinse and dry <p>Precautions and Warnings:</p> <ol style="list-style-type: none"> Carefully read and understand all instructions before using. Keep out of reach of children. If product comes in contact with any soft tissue, IMMEDIATELY rinse area with copious amounts of water. Near pulp exposures should be treated with a protective base prior to placing etchant. Re-cap, disinfect and wipe syringe with an intermediate level disinfectant between uses. If syringe cover is used, remove tip, re-cap, and discard syringe cover Dispose of tip and empty syringe properly. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally. If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips. To avoid cross contamination, do not re-use tips. Store at room temperature. Do not use after expiration date noted on container. <p>NOTE: For SDS and additional information about using Ultra-Etch, please go to www.ultradent.com</p> 		<p>Beschreibung: Ultra-Etch ist ein Ätzpräparat mit 35% Phosphorsäure und einer optimalen Viskosität. Die Fließfähigkeit erlaubt eine präzise Platzierung auch in okklusalen Fissuren, aber es ist anderseits viskos genug, um ein Ablauen zu verhindern. Ultra-Etch ist selbstlimitierend in der Ätztiefe (durchschnittliche Ätztiefe von 1,9 µm bei einer Ätzung von 15 Sekunden). Diese Ätzflüssigkeit enthält kein Glycerin und ist für eine schnelle und vollständige Entfernung durch Absprühen entwickelt worden.</p> <p>Indikationen für die Anwendung: Für das Ätzen von Zahnschmelz und Dentin vor der Aufbringung von Bondings und der Platzierung von Komposit-Restorationen oder Zahnhversiegelungen.</p> <p>Anwendungsausweisung:</p> <ol style="list-style-type: none"> Für 1.2 ml-Spritze: <ol style="list-style-type: none"> Luer-Kappe entfernen. Befestigen Sie die Ansatz Ihrer Wahl sicher (Blue Micro® oder Inspiral® Brush Tip). Stellen Sie den korrekten Fluss des Ätzgels sicher, bevor Sie es intraoral anplazieren. Farbe und Konsistenz des Produktflusses sicherstellen, indem Sie eine kleine Menge auf einen Mischblock oder auf Gaze aussprechen. Eventuell ausgespreste klare Flüssigkeit verwerfen. Für Indispense®-Spritze (Abbildung 1 & 2): <ol style="list-style-type: none"> Entfernen Sie die Kappe von der Indispense-Spritze. Befestigen Sie eine 1,2 ml-Spritze auf dem Außengewinde der Indispense-Spritze. Drücken Sie den Kolben der Indispense-Spritze ein, während Sie den Kolben der 1,2 ml Spritze bis zum gewünschten Füllstand herauswandern lassen. Trennen Sie die Spritzen und verschließen Sie die Indispense-Spritze wieder mit der Luer-Kappe. Beachten Sie Ihre Ansatz (Blue Micro® oder Inspiral Brush Tip) sicher auf der 1,2 ml Spritze. Stellen Sie die Indispense-Spritze ein, während Sie die Kolben der Indispense-Spritze einsetzen. Enforcez le piston Indispense tout en guidant le piston de la seringue de 1,2ml à la marque de remplissage voulue. Fixez fermement l'embout de travail (l'embout pinceau Blue Micro® ou Inspiral) sur la seringue de 1,2 ml. Instructions de placement direct <ol style="list-style-type: none"> Isolez la(s) dent(s). Utilisez la pierreponce, une fraise disque ou diamant sur l'émail sans coupe. Rincez et séchez la zone préparée. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale. Appliquez le décapant sur l'émail et la dentine (15 secondes). Rincez soigneusement, séchez et continuez selon les instructions du fabricant de l'adhésif. Nettoyage des restaurations à l'acide phosphorique <ol style="list-style-type: none"> Appliquez le décapant à l'intérieur de la facette ou la couronne en porcelaine pendant 5 à 10 secondes. Rincez et séchez. Précautions et Avertissements : <ol style="list-style-type: none"> Lisez attentivement et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser les produits. Gardez hors de la portée des enfants. Si le produit entre en contact avec des parties molles, rincez IMMEDIATEMENT la zone affectée avec une grande quantité d'eau. Traitez les parties exposées près de la pulpe avec une base protectrice avant de placer le décapant. Rebouchez, désinfectez et essuyez la seringue avec un désinfectant intermédiaire entre chaque utilisation. Si le manchon à seringue est utilisé, enlevez l'embout, rebouchez et jetez le manchon de la seringue. Jetez les embouts et les seringues vides. Vérifiez l'écoulement de toutes les seringues avant l'application intra-orale. En cas de résistance, remplacez l'embout et révérifiez. N'utilisez que les embouts recommandés. Pour éviter toute contamination croisée, ne réutilisez pas les embouts. Entreposage à température ambiante. Ne pas utiliser après la date d'expiration notée sur la boîte. <p>HINWEIS: Materialicherheitsdatenblätter und zusätzliche Informationen über den Einsatz von Ultra-Etch finden Sie auf www.ultradent.com.</p> 	<p>Description : Ultra-Etch est une solution décapante phosphorique à 35% avec une viscosité optimale. La coulabilité permet un placement précis, y compris dans les rainures occlusales, mais il est suffisamment visqueux pour éviter le déplacement. Ultra-Etch est autolimitant dans sa profondeur d'attaque (profondeur moyenne de 1,9 µ pour 15 secondes d'attaque). Ce décapant ne contient pas de glycérine et est conçu pour être enlevé rapidement et complètement pendant le rinçage.</p> <p>Indications d'emploi : Utilisé pour décaprer l'émail et la dentine avant d'appliquer des adhésifs de liaison et de placer des restaurations composites ou des agents d'étanchéité dentaire.</p> <p>Mode d'emploi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pour une seringue de 1,2 ml <ol style="list-style-type: none"> Enlevez le capuchon Luer. Fixez fermement l'embout de travail de votre choix (embout pinceau Blue Micro® ou Inspiral®). Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-orale. Vérifiez la couleur et la consistance de l'écoulement du produit avant d'appliquer en exprimant une petite quantité sur un bloc de mélange ou sur de la gaze. Jetez tout liquide clair qui est exprimé. Pour la seringue Indispense (figures 1 & 2) <ol style="list-style-type: none"> Enlevez le capuchon Luer lock de la seringue Indispense. Fixez la seringue de 1,2 ml sur le filetage mâle de la seringue Indispense. Enforcez le piston Indispense tout en guidant le piston de la seringue de 1,2ml à la marque de remplissage voulue. Fixez fermement l'embout de travail (l'embout pinceau Blue Micro® ou Inspiral) sur la seringue de 1,2 ml. Instructions de placement direct <ol style="list-style-type: none"> Isoler la(s) dent(s). Utilisez la pierreponce, une fraise disque ou diamant sans coupe. Rincez et séchez la zone préparée. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale. Appliquez le décapant sur l'émail et la dentine (15 secondes). Rincez soigneusement, séchez et continuez selon les instructions du fabricant de l'adhésif. Nettoyage des restaurations à l'acide phosphorique <ol style="list-style-type: none"> Appliquez le décapant à l'intérieur de la facette ou la couronne en porcelaine pendant 5 à 10 secondes. Rincez et séchez. Précautions et Avertissements : <ol style="list-style-type: none"> Instructions pour le direct placement <ol style="list-style-type: none"> Isoler la(s) dent(s). Utilisez la pierreponce, une fraise disque ou diamant sans coupe. Rincez et séchez la zone préparée. Vérifiez l'écoulement du décapant avant l'application intra-buccale. Appliquez le décapant sur l'émail et la dentine (15 secondes). Rincez soigneusement, séchez et continuez selon les instructions du fabricant de l'adhésif. Nettoyage des restaurations à l'acide phosphorique <ol style="list-style-type: none"> Appliquez le décapant à l'intérieur de la facette ou la couronne en porcelaine pendant 5 à 10 secondes. Rincez et séchez. 	<p>Beschrijving: Ultra-Etch is een 35% fosforhoudende etsoplossing met optimale viscositeit. Door de vloeibaarheid kan het zeer nauwkeurig worden aangebracht, ook in de okklusale groeven, terwijl het toch viskeus genoeg is om verplaatsing te voorkomen. Ultra-Etch is zelfbeperkend wat betreft etsdiepte (gemiddelde diepte van 1,9 µ bij 15 seconden etsen). Dit etsmiddel bevat geen glycerine en is ontwikkeld voor het snel en volledig verwijderen na het spoelen.</p> <p>Indicaties voor gebruik: Bestemd voor het etsen van tandglazuur en dentine vóór het aanbrengen van bondingadhesieën en het plaatsen van composietrestauraties of tandheelkundige sealants.</p> <p>Gebruiksaanwijzing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Voor de 1,2 ml-sputte: <ol style="list-style-type: none"> Verwijder de Luer-dop. Maak de gewenste werktip (Blue Micro® of Inspiral® Brush tip) goed vast. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt. Controleer voor gebruik de kleur en consistente van de productstroo door een kleine hoeveelheid op een mengplaatje of gaasje uit te drukken. Gooi alle uitgedrukte, transparante vloeistof weg. Voor de Indispense®-sputte (Afb. 1 & 2) <ol style="list-style-type: none"> Verwijder de Luer-dop van de Indispense-sputte. Bevestig de sputte van 1,2 ml op de mannelijke Schroefdraad van de Indispense-sputte. Druk de Indispense-sputte in, terwijl u de punten van de 1,2 ml-sputte geleidt zodat de juiste hoeveelheid erin strooit. Scherp de sputten in plaats van Luer-dop weer op de Indispense-sputte. Bevestig de werktip (Blue Micro® of Inspiral Brush tip) goed op de 1,2 ml-sputte. Instructies voor het direct plaatsen <ol style="list-style-type: none"> Isolere het (de) gebit(en). Gebruik puimsteen, een schijfje of diamanten frees voor het ongesneden tandglazuur. Spoei in droog de gerepareerde plaats. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt. Breng het etsmiddel aan op het tandglazuur en dentine (15 seconden). Spoei grondig droog het en ga door volgens de instructies van de adhesieffabrikant. Restauratiereiniging met fosforzuur <ol style="list-style-type: none"> Breng het etsmiddel aan op de binnenkant van het porseleinveneer of de porseleinen kroon gedurende 5-10 seconden. Spoei droog het. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: <ol style="list-style-type: none"> Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Buiten bereik van kinderen houden. Als het product in contact komt met de huid, was het dan ONMIDDELIJK af met veel water. Blootliggende platen nabij de pulpa dienen met een beschermende basis te worden behandeld voordat u het etsmiddel aanbrengt. Breng de sputten in droog het en ga daarbij volgens de instructies van de adhesieffabrikant. Restauratiereiniging met fosforzuur <ol style="list-style-type: none"> Breng het etsmiddel aan op de binnenkant van het porseleinveneer of de porseleinen kroon gedurende 5-10 seconden. Spoei droog het. 	<p>Description: Ultra-Etch è una soluzione mordenzante a base di acido fosforico al 35% con viscosità ottimale. La fluidità permette colocation precisa inclusa in le fosfatoclaste, però es lo sufficientemente viscoso come per evitare che migre. Ultra-Etch è auto-limitante no che se refere alla profondità di condizionamento (profondità media di 1,9µ con 15 secondi di condizionamento). Este ácido no contiene glicerina e foi concebido para a remoção rápida e completa após o enxaguamento.</p> <p>Indicazioni di uso: Per grabar el esmalte y la dentina antes de aplicar adhesivos dentinarios y colocar restauraciones de compósitos o sellantes dentarios.</p> <p>Instrucciones de uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para una jeringa de 1,2 <ol style="list-style-type: none"> Retirar la tapa Luer. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral® Brush). Verifique el flujo del grabador antes de aplicarlo intraoralmente. Verifique el color y la consistencia del flujo del producto antes de aplicar, colocando una pequeña cantidad sobre un mezclador o gasa. Descarte cualquier líquido claro que salga. Para jeringa Indispense® (Figuras 1 y 2) <ol style="list-style-type: none"> Retirar la tapa Luer de la jeringa Indispense. Enrosque una jeringa de 1,2 en la rosca macho de la jeringa Indispense. Presione el émbolo de la jeringa Indispense mientras guía el émbolo de la jeringa de 1,2ml hasta el nivel de relleno deseado. Separar las jeringas y vuelva a tapar la jeringa Indispense con la tapa Luer. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral Brush) en la jeringa de 1,2ml. Instrucciones de colocación directa <ol style="list-style-type: none"> Isolar los dientes (los dientes). Utilice pómex, un disco o una piedra de diamante sobre el esmalte sin cortar. Enjuague y sequese la zona preparada. Verifique el flujo del sellante antes de aplicar intra-oral. Aplicar el grabado al esmalte y la dentina (15 segundos) Enjuague concienzudamente, seque y proceda según las instrucciones del fabricante del adhesivo. Limpiar de restauraciones con ácido fosforico <ol style="list-style-type: none"> Aplicar el ácido no interior da faceta ou coroa de porcelana durante 5 a 10 segundos. Enjuague y seque. Precauciones y Advertencias: <ol style="list-style-type: none"> Lea atentamente y entienda todas las instrucciones antes de utilizar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, enjuague INMEDIATAMENTE el área con abundante cantidad de agua. Las exposiciones cercanas a la pulpa deben tratarse con una base protectora antes de colocar el agente de grabado. Vuelva a tapar, desinfectar y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre los usos. Si se utiliza una funda para jeringas, retire la punta, vuelva a tapar y descarte la funda. Desche adecuadamente la punta y jeringa vacía. Verifique el flujo de todas las jeringas antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar. Utilice sólo las puntas recomendadas. Para evitar la contaminación cruzada, no reutilice las puntas. Almacene a temperatura ambiente. No lo utilice después de pasada la fecha de vencimiento anotada en el envase. NOTA: Para obtener la Hoja de Seguridad Médica (SDS) e informaciones adicionales sobre el uso de Ultra-Etch, por favor visite www.ultradent.com 	<p>Description: Ultra-Etch è una soluzione mordenzante a base di acido fosforico al 35% con viscosità ottimale. La fluidità permette colocation precisa inclusa in le fosfatoclaste, però es lo sufficientemente viscoso come per evitare che migre. Ultra-Etch è auto-limitante no che se refere alla profondità di condizionamento (profondità media di 1,9µ con 15 secondi di condizionamento). Este ácido no contiene glicerina e foi concebido para a remoção rápida e completa após o enxaguamento.</p> <p>Indicazioni di uso: Per grabar el esmalte y la dentina antes de aplicar adhesivos dentinarios y colocar restauraciones de compósitos o sellantes dentarios.</p> <p>Instrucciones de uso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para una jeringa de 1,2 <ol style="list-style-type: none"> Retirar la tapa Luer. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral® Brush). Verifique el flujo del grabador antes de aplicarlo intraoralmente. Verifique el color y la consistencia del flujo del producto antes de aplicar, colocando una pequeña cantidad sobre un mezclador o gasa. Descarte cualquier líquido claro que salga. Para jeringa Indispense® (Figuras 1 y 2) <ol style="list-style-type: none"> Retirar la tapa Luer de la jeringa Indispense. Enrosque una jeringa de 1,2 en la rosca macho de la jeringa Indispense. Presione el émbolo de la jeringa Indispense mientras guía el émbolo de la jeringa de 1,2ml hasta el nivel de relleno deseado. Separar las jeringas y vuelva a tapar la jeringa Indispense con la tapa Luer. Enrosque firmemente la punta de elección (Blue Micro® o Inspiral Brush) en la jeringa de 1,2ml. Instrucciones de colocación directa <ol style="list-style-type: none"> Isolar los dientes (los dientes). Utilice pómex, un disco o una piedra de diamante sobre el esmalte sin cortar. Enjuague y sequese la zona preparada. Verifique el flujo del sellante antes de aplicar intra-oral. Aplicar el grabado al esmalte y la dentina (15 segundos) Enjuague concienzudamente, seque y proceda según las instrucciones del fabricante del adhesivo. Limpiar de restauraciones con ácido fosforico <ol style="list-style-type: none"> Aplicar el ácido no interior da faceta ou coroa de porcelana durante 5 a 10 segundos. Enjuague y seque. Precauciones y Advertencias: <ol style="list-style-type: none"> Lea atentamente y entienda todas las instrucciones antes de utilizar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Si el producto entra en contacto con algún tejido blando, enjuague INMEDIATAMENTE el área con abundante cantidad de agua. Las exposiciones cercanas a la pulpa deben tratarse con una base protectora antes de colocar el agente de grabado. Vuelva a tapar, desinfectar y limpie la jeringa con un desinfectante de nivel intermedio entre los usos. Si se utiliza una funda para jeringas, retire la punta, vuelva a tapar y descarte la funda. Desche adecuadamente la punta y jeringa vacía. Verifique el flujo de todas las jeringas antes de aplicarla intraoralmente. Si encuentra resistencia, sustituya la punta y vuelva a verificar. Utilice sólo las puntas recomendadas. Para evitar la contaminación cruzada, no reutilice las puntas. Almacene a temperatura ambiente. No lo utilice después de pasada la fecha de vencimiento anotada en el envase. NOTA: Para obtener la Hoja de Seguridad Médica (SDS) e informaciones adicionales sobre el uso de Ultra-Etch, por favor visite www.ultradent.com 	<p>Beschrijving: Ultra-Etch is een 35% fosforhoudende etsoplossing met optimale viscositeit. Door de vloeibaarheid kan het zeer nauwkeurig worden aangebracht, ook in de okklusale groeven, terwijl het toch viskeus genoeg is om verplaatsing te voorkomen. Ultra-Etch is zelfbeperkend wat betreft etsdiepte (gemiddelde diepte van 1,9 µ bij 15 seconden etsen). Dit etsmiddel bevat geen glycerine en is ontwikkeld voor het snel en volledig verwijderen na het spoelen.</p> <p>Indicaties voor gebruik: Bestemd voor het etsen van tandglazuur en dentine vóór het aanbrengen van bondingadhesieën en het plaatsen van composietrestauraties of tandheelkundige sealants.</p> <p>Gebruiksaanwijzing:</p> <ol style="list-style-type: none"> Voor de 1,2 ml-sputte <ol style="list-style-type: none"> Verwijder de Luer-dop. Maak de gewenste werktip (Blue Micro® of Inspiral® Brush tip) goed vast. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt. Controleer voor gebruik de kleur en consistente van de productstroo door een kleine hoeveelheid op een mengplaatje of gaasje uit te drukken. Gooi alle uitgedrukte, transparante vloeistof weg. Voor de Indispense®-sputte (Afb. 1 & 2) <ol style="list-style-type: none"> Verwijder de Luer-dop van de Indispense-sputte. Bevestig de sputte van 1,2 ml op de mannelijke Schroefdraad van de Indispense-sputte. Druk de Indispense-sputte in, terwijl u de punten van de 1,2 ml-sputte geleidt zodat de juiste hoeveelheid erin strooit. Scherp de sputten in plaats van Luer-dop weer op de Indispense-sputte. Bevestig de werktip (Blue Micro® of Inspiral Brush tip) goed op de 1,2 ml-sputte. Instructies voor het direct plaatsen <ol style="list-style-type: none"> Isolere het (de) gebit(en). Gebruik puimsteen, een schijfje of diamanten frees voor het ongesneden tandglazuur. Spoei in droog de gerepareerde plaats. Controleer de stroming van het etsmiddel voordat u het intraoraal gebruikt. Breng het etsmiddel aan op het tandglazuur en dentine (15 seconden). Spoei grondig droog het en ga daarbij volgens de instructies van de adhesieffabrikant. Restauratiereiniging met fosforzuur <ol style="list-style-type: none"> Breng het etsmiddel aan op de binnenkant van het porseleinveneer of de porseleinen kroon gedurende 5-10 seconden. Spoei droog het. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: <ol style="list-style-type: none"> Lees en begrijp alle instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt. Buiten bereik van kinderen houden. Als het product in contact komt met de huid, was het dan ONMIDDELIJK af met veel water. Blootliggende platen nabij de pulpa dienen met een beschermende basis te worden behandeld voordat u het etsmiddel aanbrengt. Breng de sputten in droog het en ga daarbij volgens de instructies van de adhesieffabrikant. Restauratiereiniging met fosforzuur <ol style="list-style-type: none"> Breng het etsmiddel aan op de binnenkant van het porseleinveneer of de porseleinen kroon gedurende 5-10 seconden. Spoei droog het. 	<p>Beschrijving: Ultra-Etch è una soluzione mordenzante a base di acido fosforico al 35% con viscosità ottimale. La fluidità permette colocation precisa inclusa in le fosfatoclaste, però es lo sufficientemente viscoso come per evitare che migre. Ultra-Etch è auto-limitante no che se refere alla profondità di condizionamento (profondità media di 1,9µ con 15 secondi di condizionamento). Este ácido no contiene glicerina e foi concebido para a remoção rápida e completa após o enxaguamento.</p> <p>Indicazioni di uso: Per grabar el esmalte y la dentina antes de aplicar adhesivos dentinarios y colocar restauraciones de compósitos o sellantes dentarios</p>

Ultra-Etch® 35% Fosforik Oξύ

Περιγραφή:
Το Ultra-Etch είναι ένα διάλυμα αδροποίησης από 35% φωσφορικό οξύ με βέλτιστο έξοδο. Η δινατότητα ροής επιτρέπει την ακρίβη τοποθέτηση, ακόμη και σε σχοινές συγκέλισης, αλλά είναι αρκετά έξοδες για να αποτελέσει την μετατόπιση. Το Ultra-Etch αυτοπεριορίζεται βάθμος αδροποίησης (μέσος όρος βάθους 1,9 μμ με αδροποίηση 15 δευτερολέπτων). Αυτό το αδροποίητό δεν περιέχει γλυκείρη και έχει σχεδιαστεί για ταχεία και πλήρη αργιάση κατά την έκπλωση.

Ενδέεστες για χρήση:
Χρησιμοποιείται για την αδροποίηση αδαμαντίνης και οδοντώντων πριν από την τοποθέτηση συγκολλητικών ουσιών και την τοποθέτηση σύνθετων αποκαταστάσεων ή δοντιατικών στεγανωτικών υλικών.

Οδηγίες χρήσης:

1. Για σύριγγα 1,2:

α. Αφαιρέστε το πάρμα Luer.

β. Συνδέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας που θέλετε (άκρο Blue Micro® ή Inspiral® Brush).

γ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποίητου προτού το θέσετε ενδοντικά.

δ. Επιβεβαιώστε το χρώμα και την πυκνότητα ροής του προϊόντος πριν το απλώσετε, τοποθετώντας ένα μικρό ποσοτό σε επίφειρα ανάμεσές ή γάζα. Πιέστε όλο το διαυγέ μικρό που βγαίνει.

2. Για σύριγγα Indispense® (Εικόνα 1 & 2):

α. Αφαιρέστε το πάρμα Luer από τη σύριγγα Indispense.

β. Συνδέστε τη σύριγγα 1,2 στα αραικά στερώματα της σύριγγας Indispense.

γ. Επιβεβαιώστε το χρώμα και την πυκνότητα ροής του προϊόντος πριν το απλώσετε, τοποθετώντας το έμβολο της σύριγγας 1,2ml στην επιμήκυνση πλήρωσης.

δ. Ξεψύριγντε τις σύριγγες και επανατοποθετήστε το πάρμα Luer στη σύριγγα Indispense.

ε. Συνδέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας (άκρο Blue Micro® ή Inspiral Brush) στη σύριγγα 1,2ml.

3. Οδηγίες έμφετος τοποθέτησης:

α. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

β. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτήμανση.

γ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

δ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποίητου προτού το τοποθετήσετε ενδοστοιχία.

ε. Απλώστε το αδροποίητό στην αδαμαντίνη και την οδοντώντων (επι 15 δευτερόλεπτα).

σ. Ξεπένευτε καλά, στεγνώνετε και συμφέρετε με τις οδηγίες της κατασκευής συγκολλητικής ουσίας.

4. Καθάρισμα αποκαταστάσεων με φωσφορικό οξύ

α. Απλώστε το αδροποίητό στο εσωτερικό μέρος του καπλαμά από πορσαλήν ή στη στερβή επι 5-10 δευτερόλεπτα.

β. Ξεπένευτε και στεγνώνετε.

γ. Προφράξτε την αριθμητική στοιχεία:

1. Διαβάστε και κατανοήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

2. Φύλαξτε το μαρκάρι από τα παιδιά.

3. Εάν το προϊόν έθερε σε επαγγέλματα που θέλετε να μάτια με άρσην πέρα.

4. Οι εκθέσεις πλήρων του πολυτού πρέπει να θεραπεύονται με προστατευτική βάση πριν από την τοποθέτηση αδροποίητου.

5. Επαναποθετήστε το πάρμα, αποκυνήστε και οκουπήστε τη σύριγγα με ένα απλωματικό μεσαίο βάθυ μεταξύ των χρήσεων. Εάν χρησιμοποιείται καλύμμα στη σύριγγα, βγάλτε το άκρο, επαναποθετήστε το πάρμα και πετάξτε το καλύμμα της σύριγγας.

6. Πετάξτε το άκρο και αδειάστε τη σύριγγα με τον καταλόηλο τρόπο.

7. Επαληθύνετε τη ροή όλων των ουρηγών προπόνων τις τοποθετήστε εντός του σύριγου. Εάν αισθανθείτε αντίσταση, αντικαταστήστε το άκρο και επανέλεγκτε. Χρησιμοποιήστε μόνο συνιστώντας άκρο. Προς αποφυγή αληγολόμωσης, μην επαναχρησιμοποιείτε τα άκρα.

8. Φύλαξτε τα σε θερμοκρατία δωμάτιου.

9. Μην το χρησιμοποιείτε εργάσιμο ήσην πρέπει να ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο δοχείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαβάρετε το Φύλο Δελδούρων Υγιανών Αφαλάς (SDS) και πρόσθετες μητροφορίες σχετικά με τη χρήση του Ultra-Etch, παρακαλούμε δείτε τη διεύθυνση www.ultradent.com.

Ultra-Etch® 35%-οιονδερήση από φωσφορική κιστού

Περιγραφή:
Το Ultra-Etch είναι ένα διάλυμα αδροποίησης από 35% φωσφορικό οξύ με βέλτιστο έξοδο. Η δινατότητα ροής επιτρέπει την ακρίβη τοποθέτηση, ακόμη και σε σχοινές συγκέλισης, αλλά είναι αρκετά έξοδες για να αποτελέσει την μετατόπιση. Το Ultra-Etch αυτοπεριορίζεται βάθμος αδροποίησης (μέσος όρος βάθους 1,9 μμ με αδροποίηση 15 δευτερολέπτων). Αυτό το αδροποίητό δεν περιέχει γλυκείρη και έχει σχεδιαστεί για ταχεία και πλήρη αργιάση κατά την έκπλωση.

Ενδέεστες για χρήση:
Χρησιμοποιείται για την αδροποίηση αδαμαντίνης και οδοντώντων πριν από την τοποθέτηση συγκολλητικών ουσιών και την τοποθέτηση σύνθετων αποκαταστάσεων ή δοντιατικών στεγανωτικών υλικών.

Οδηγίες χρήσης:

1. Για σύριγγα 1,2:

α. Σημάνετε λιόνταρο καπλακό.

β. Ναρένθετε επιλεγμένη ράβδο από την σύριγγα (Blue Micro® ή Inspiral Brush).

γ. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποίητου προτού το θέσετε ενδοστοιχία.

δ. Επιβεβαιώστε το χρώμα και την πυκνότητα ροής του προϊόντος πριν το απλώσετε, τοποθετώντας ένα μικρό ποσοτό σε επίφειρα ανάμεσές ή γάζα. Πιέστε όλο το διαυγέ μικρό που βγαίνει.

ε. Σημάνετε λιόνταρο πάρμα Luer.

ζ. Συνδέστε ασφαλώς το άκρο εργασίας που θέλετε (άκρο Blue Micro® ή Inspiral Brush).

η. Επιβεβαιώστε τη ροή του αδροποίητου προτού το θέσετε ενδοστοιχία.

ι. Πετάξτε το άκρο και αδειάστε τη σύριγγα με τον καταλόηλο τρόπο.

κ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

λ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

μ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ν. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

ξ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

ο. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

π. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ρ. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

σ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

τ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

θ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ι. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

κ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

λ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

μ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ν. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

ξ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

ο. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

π. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ρ. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

σ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

τ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

θ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ι. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

κ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

λ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

μ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ν. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

ξ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

ο. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

π. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ρ. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από διαμάρτυρο στην αποτημανση.

σ. Ξεπένευτε και στεγνώνετε την προετοιμασίαν περιοχής.

τ. Επιβεβαιώστε τη σύριγγα με τη σύριγγα σύριγγα.

θ. Απομονώστε δύντες (τα δύντα).

ι. Χρησιμοποιήστε ελαφροτάτη, δίσκο ή γλύφανο από δι