

The logo for Urikar, featuring the brand name in a white, sans-serif font. A red curved line is positioned above the letter 'i'.

MASSAGE GUN

Pro 3


User Manual

English	01
Deutsch	09
Français	17
Español	25
Italiano	33
日本語	41


CONTENTS

1. What's in the Box	01
2. Introduction of the massage gun	01
3. How to Use	02
• Using the massage gun	02
• Using the Timing Function	02
• Choose Angle of Handle	02
• Choose Massage Head	03
• Charging	05
4. Parameter Information	06
5. Maintenance	06
6. Precaution for Use	06


What's in the Box



Urikar Massage Gun Pro 3 x1




Massage Heads x6



Power Charge x1




User Manual x1



Carry Case x1

Introduction of the massage gun

- ① Massage Head
- ② Rotatable handle
- ③ Power Indicator
- ④ Power Switch
- ⑤ DC Input Port
- ⑥ Battery Indicator
- ⑦ Timing Display
- ⑧ Speed Level Display
- ⑨ Speed ^ Button
- ⑩ Speed v Button
- ⑪ Start/Pause Button



How to Use

● Using The Massage Gun


1. Insert a suitable massage head, turn on the power, the display shows two lines of "-.-", the blue power indicator flashes in a circle to indicate that the device is turned on.

2. Short press the "⊙" to start/pause the device.

3. Use the speed button "v" or "A" to adjust the desired speed level(0-30 gear).

Note: Long press "A" to increase the speed, long press "v" to decrease the speed. If you press "v" to the lowest "00", the machine stops working and is in standby mode. The "Timer" on the display screen represents the time from the start to the end of the massage, measured in minutes (it is recommended for general users to use 15min). "Speed" stands for speed gear, the device has 0-30 gears.

4. If it is not used for a long time, please turn off the power switch.



● Using Timing Function


1. Massage Gun will be automatically timed (in minutes) after turn on.

2. Turn off the power switch or turn to standby, the time will be reset and displayed as "-.-".

3. The maximum time count is 99 (in minutes) .

● Choose Angle of Handle



As shown in the picture on the right, the handle can be rotated 180° to change the angle, which is convenient for massage of the back muscles.



● Choose Massage Head


1. Install of the Massage Head

The convex groove of the massage head is aligned with the groove of the gun and insert by pressing in.




2. Introduction to Massage Head

A. Ball Head: Uniform and soft strength suitable for whole body muscle massage and relaxation.




B. U-Shaped Head: Suitable for shoulders, cervical vertebrae and bilateral muscles.


Note: Don't directly hit the cervical spine and spine, it will cause personal injury.



C. Bullet Head: Suitable for tendon, acupuncture, etc.



D. D-Shaped Head: Suitable for back, cervical and waist massage.



E. Air Plug Head: Suitable for massaging bones and sensitive parts.




F. Flat Head: Suitable for relaxation and plasticity of various muscle parts of the body.

● Charging

1. How to Charge

Use the included power adapter to connect the charging port and power supply of the massage gun.

Note: When charging, the blue power indicator light is always on.



2. Description of Battery Indicator


There are four blue grids on the display, and each grid represents 25% power and the corresponding indicator flashes in the charging range.

When the power is less than 10%, the first battery indicator and the power indicator flash red;


When the power is less than 25%, the first battery indicator and the power indicator are always red;

When it is 50% full, the first and second battery indicator are always blue, and the third battery indicator flashes;

When the battery is fully charged, the battery indicator are all blue.



< 25%



50%



100%

Parameter Information

Name: Massage gun

Brand: Urikar

Model: Pro 3

Size: 18.65×26.99×6.8cm / 7.34×10.63×2.68inch

Input Voltage: 100-240V, 50/60Hz

Speed Level: 30 Speed

Power Supply: 2600mAh

Display Method: Touch Sensing

Maintenance

1. Wipe the surface of the massage gun with a slightly damp towel, and then dry it with a soft cloth.
2. When you need to store or travel for a long time, please put the massage gun into the case, and fully charge it next time before you use it.
3. The massage gun should be stored in a dry, well-ventilated, non-corrosive gas place.
4. The massage gun is suitable for transportation by car, train, ship and plane.
5. The product should be fixed during transportation to prevent violent vibration, collision, rolling and falling, and to be upward, light and rainproof.

Precaution for Use

In order to reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death and equipment damage, please read all the instructions and warnings in this manual carefully before using this product.

Forbiddance

1. It is forbidden for minors to use it. If you are injured, do not use this product. Please consult your doctor before using this product when your muscles are damaged.
2. It is forbidden to use on the surface of non-dry, non-clean skin. You can use it across clothes, gently press and move on the skin, each part for about 60 seconds.
3. It is forbidden to use above the neck and parts with less muscle coverage and on bones. Use this product only on the soft tissues of the body without causing pain or discomfort.

4. It is forbidden to use when bruising, pain or discomfort appears.
5. It is forbidden to put any objects into the ventilation holes of the motor.
6. It is forbidden to immerse the product in water.
7. It is forbidden to use other chargers for charging, you must use the charger provided by our company.
8. It is forbidden to disassemble this product in any way.
9. Forbid fingers, hair or other parts of the body near the axis and back of the massage head to prevent pinch and injury.

Note

1. Keep away from liquids or heat sources, keep the vents free of dust.
2. After charging is complete, please unplug the charger.
3. Don't use this product while charging.
4. Please use this product according to the instructions.
5. Before each use, carefully check whether the product can be used normally according to the operation methods of this manual.

Warning


This product cannot be used under any of the following situations without the prior consent of the doctor: Pregnancy, diabetic complications (such as neuropathy or retinal injury), wearing a pacemaker, recent surgery, epilepsy or migraine, herniated disc, spondylolisthesis, diastasis vertebralis, or spondylosis, recent joint replacement surgery or IUD, metal needle or steel plate.

INHALTSVERZEICHNIS

DE

1. Was ist in der Box? -----	09
2. Einführung der Massagepistole -----	09
3. Verwendung -----	10
• Mit der Massagepistole -----	10
• Verwenden der Timing-Funktion -----	10
• Wählen Sie den Griffwinkel -----	10
• Wählen Sie den Massagekopf -----	11
• Aufladen -----	13
4. Parameter -----	14
5. Warnung -----	14
6. Vorsicht bei der Verwendung -----	14


Was ist in der Box?



Urikar Massagepistole Pro 3 x1




Massageköpfe x6



Ladegerät x1



Bedienungsanleitung x1




Tragetasche x1

DE

Einführung der Massagepistole

- ① Massagekopf
- ② Drehbarer Griff
- ③ Leistungsanzeige
- ④ Netzschalter
- ⑤ DC Eingangsanschluss
- ⑥ Batterieanzeige
- ⑦ Timing-Anzeige
- ⑧ Geschwindigkeitsanzeige
- ⑨ Speed ^ Button
- ⑩ Speed v Taste
- ⑪ Start / PauseTaste



Verwendung

● Mit der Massagepistole

1. Setzen Sie einen geeigneten Massagekopf ein, schalten Sie das Gerät ein. Das Display zeigt zwei Zeilen mit "--" an. Die blaue Betriebsanzeige blinkt in einem Kreis, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist.

2. Drücken Sie kurz das "⊙", um das Gerät zu starten / anzuhalten.

3. Verwenden Sie die Geschwindigkeitstaste "v" oder "^", um die gewünschte Geschwindigkeitsstufe (0-30 Gang) einzustellen.

Hinweis: Drücken Sie lange "▲", um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und lange "▼", um die Geschwindigkeit zu verringern. Wenn Sie "v" auf die niedrigste "00" drücken, funktioniert das Gerät nicht mehr und befindet sich im Standby-Modus. Der „Timer“ auf dem Bildschirm zeigt die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Massage in Minuten an (es wird allgemeinen Benutzern empfohlen, 15 Minuten zu verwenden). "Geschwindigkeit" steht für Geschwindigkeitsgang, das Gerät hat 0-30 Gänge.

4. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie bitte den Netzschalter aus.

● Verwenden der Timing-Funktion



1. Die Massagepistole wird nach dem Einschalten automatisch (in Minuten) eingestellt.

2. Schalten Sie den Netzschalter aus oder schalten Sie ihn in den Standby-Modus. Die Uhrzeit wird zurückgesetzt und als "--" angezeigt.

3. Die maximale Zeitanzahl beträgt 99 (in Minuten) .

● Wählen Sie den Griffwinkel


Wie in der Abbildung rechts gezeigt, kann der Griff um 180° gedreht werden, um den Winkel zu ändern, was für die Massage der Rückenmuskulatur praktisch ist.




• Wählen Sie den Massagekopf

1. Installation des Massagekopfes

Die konvexe Nut des Massagekopfes ist mit der Nut der Pistole ausgerichtet und wird durch Eindrücken eingeführt.




DE




2. Einführung des Massagekopfes

A. Ballkopf: Gleichmäßige und weiche Kraft, geeignet für Ganzkörpermuskelmassage und Entspannung.




B. U-förmiger Kopf: Geeignet für Schultern, Halswirbel und bilaterale Muskeln.


Hinweis: Schlagen Sie nicht direkt auf die Halswirbelsäule und die Wirbelsäule, da dies zu Verletzungen führen kann.



C. Kugelkopf: Geeignet für Sehnen, Akupunkturpunkte usw.



D. D-förmiger Kopf: Geeignet für Rücken-, Gebärmutterhals- und Taillenmassage.



E. Luftstopfenkopf: Geeignet zum Massieren von Knochen und empfindlichen Teilen.




F. Flacher Kopf: Geeignet zur Entspannung und Plastizität verschiedener Muskelpartien des Körpers.

● Aufladen

1. Aufladen

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Ladeanschluss und die Stromversorgung der Massagepistole anzuschließen.

Hinweis: Während des Ladevorgangs leuchtet die blaue Betriebsanzeige immer.



DE

2. Beschreibung der Batterieanzeige


Auf dem Display befinden sich vier blaue Gitter. Jedes Gitter repräsentiert 25% Leistung und die entsprechende Anzeige blinkt im Ladebereich.

Wenn die Leistung weniger als 10% beträgt, blinken die erste Batterieanzeige und die Leistungsanzeige rot.


Wenn die Leistung weniger als 25% beträgt, leuchten die erste Batterieanzeige und die Leistungsanzeige immer rot.

Wenn es zu 50% voll ist, leuchten die erste und die zweite Batterieanzeige immer blau und die dritte Batterieanzeige blinkt.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle Akkuanzeigen blau.



< 25%



50%



100%

Parameter

Name: Massagepistole

Marke: Urikar

Modell: Pro 3

Größe: 18,65 × 26,99 × 6,8 cm / 7,34 × 10,63 × 2,68 Zoll

Eingangsspannung: 100-240 V, 50/60 Hz

Geschwindigkeitsstufe: 30 Geschwindigkeit

Stromversorgung: 2600mAh

Anzeigemethode: Berührungserkennung

Warnung

1. Wischen Sie die Oberfläche der Massagepistole mit einem leicht feuchten Handtuch ab und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab.
2. Wenn Sie längere Zeit aufbewahren oder reisen müssen, müssen Sie die Massagepistole in der Originalverpackung aufbewahren. Bitte laden Sie sie bei der nächsten Verwendung voll auf.
3. Die Massagepistole sollte an einem trockenen, gut belüfteten und nicht korrosiven Ort aufbewahrt werden.
4. Die Massagepistole eignet sich für den Transport mit Auto, Zug, Schiff und Flugzeug.
5. Das Produkt sollte während des Transports fixiert werden, um heftige Vibrationen, Kollisionen, Rollen und Fallen zu vermeiden und nach oben, leicht und regensicher zu sein.

Vorsicht bei der Verwendung

Um das Risiko von Fehlfunktionen, Stromschlägen, Verletzungen, Feuer, Tod und Geräteschäden zu verringern, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Verbot

1. Minderjährige dürfen es nicht benutzen. Wenn Sie verletzt sind, verwenden Sie dieses Produkt nicht. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Ihre Muskeln beschädigt sind.
2. Die Verwendung auf der Oberfläche nicht trockener, nicht sauberer Haut ist verboten. Sie können es über die Kleidung verteilen, leicht auf die Haut drücken und sie bewegen, wobei jedes Teil etwa 60 Sekunden lang verwendet wird.

3. Es ist verboten, über dem Hals und Teilen mit geringerer Muskelbedeckung und auf Knochen zu verwenden. Verwenden Sie dieses Produkt nur auf den Weichteilen des Körpers, ohne Schmerzen oder Beschwerden zu verursachen.
4. Es ist verboten, es zu verwenden, wenn Blutergüsse, Schmerzen oder Beschwerden auftreten.
5. Es ist verboten, Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Motors zu legen.
6. Es ist verboten, das Produkt in Wasser zu tauchen.
7. Es ist verboten, andere Ladegeräte zum Laden zu verwenden. Sie müssen das von unserer Firma bereitgestellte Ladegerät verwenden.
8. Es ist verboten, dieses Produkt in irgendeiner Weise zu zerlegen.
9. Verboten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile in der Nähe der Achse und des Rückens des Massagekopfs, um Quetschungen und Verletzungen zu vermeiden.

Hinweis

1. Von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fernhalten, die Lüftungsschlitze staubfrei halten.
2. Ziehen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs den Netzstecker aus der Steckdose.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen.
5. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig, ob das Produkt gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Betriebsmethoden normal verwendet werden kann.


Warnung

Dieses Produkt kann ohne vorherige Zustimmung des Arztes in keiner der folgenden Situationen angewendet werden: Schwangerschaft, diabetische Komplikationen (wie Neuropathie oder Netzhautverletzung), Tragen eines Herzschrittmachers, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Diastase vertebralis oder Spondylose, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperation oder IUP, Metallnadel oder Stahlplatte.

CATALOGUE

1. Qu'y a-t-il dans la Boîte? -----	17
2. Instructions de Pistolet de Massage -----	17
3. Comment l'Utiliser? -----	18
• Utilisation de Pistolet de Massage -----	18
• Utilisation de la Fonction de Synchronisation -----	18
• Choix de l'Angle de la Poignée -----	18
• Sélection de Tête de Massage -----	19
• Instructions de Charge -----	21
4. Spécifications des Paramètres -----	22
5. L'Entretien Ordinaire -----	22
6. Précautions -----	22


Qu'y a-t-il dans la boîte?



Urikar Pro 3 Pistolet de Massage x1




Têtes de Massage x6



Chargeur x1




Manuel d'Utilisation x1



Sac de Transport x1

Instructions de Pistolet de Massage

- ① Tête de Massage
- ② Poignée Rotative
- ③ Indicateur d'Alimentation
- ④ Interrupteur d'Alimentation
- ⑤ Port d'entrée DC
- ⑥ Indicateur de Batterie
- ⑦ Affichage de l'Heure
- ⑧ Indicateur de Niveau de Vitesse
- ⑨ Vitesse ^ Bouton
- ⑩ Vitesse v Bouton
- ⑪ Bouton Départ / Pause



Comment l'Utiliser?

● Utilisation de Pistolet de Massage

1. Insérez une tête de massage adaptée, mettez l'appareil sous tension, l'écran affiche deux lignes de « - - », le voyant d'alimentation bleu clignote en cercle pour indiquer que l'appareil est allumé.
 2. Appuyez brièvement sur le « Ⓞ » pour démarrer / mettre en pause l'appareil.
 3. Appuyez sur le bouton de vitesse « v » ou « ^ » pour régler le niveau de vitesse souhaité (0-30).
- Remarque:** appuyez longuement sur « ^ » pour augmenter la vitesse, appuyez longuement sur « v » pour diminuer la vitesse. Si vous appuyez sur « v » au plus bas « 00 », le pistolet de massage cesse de fonctionner et est en mode veille.

Le « Timer » sur l'écran d'affichage représente le temps entre le début et la fin du massage, mesuré en minutes (Il est recommandé aux utilisateurs généraux d'utiliser 15min). « Speed » signifie vitesse, l'appareil a 0-30 vitesses.



4. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation.

● Utilisation de la Fonction de Synchronisation

1. Le pistolet de massage sera automatiquement chronométré (en minutes) après la mise en marche.
2. Éteignez l'interrupteur d'alimentation ou mettez-le en veille, l'heure sera réinitialisée et affichée sous la forme « - - ».
3. Le temps maximum est de 99 (en minutes).

● Choix de l'Angle de la Poignée



Comme le montre l'image de droite, la poignée peut être tournée de 180° pour changer l'angle, ce qui est pratique pour le massage des muscles du dos.



● Sélection de Tête de Massage


1. L' Installation de la Tête de Massage

La rainure convexe de la tête de massage est alignée avec la rainure du pistolet et insérez-la en appuyant dessus.




2. Introduction de la Tête de Massage

A. Tête Ronde: Force uniforme et douce adaptée au massage et à la relaxation des muscles du corps entier.




B. Tête en Forme de U: Convient aux épaules, aux vertèbres cervicales et aux muscles bilatéraux.


Remarque: Ne tapez pas directement la colonne cervicale et la colonne vertébrale, cela pourrait causer des blessures.



C. Tête en Forme Conique: Convient pour tendon, point d'acupuncture, etc.



D. Tête de Pelle: Convient pour le massage du dos, du col et de la taille.



E. Tête de Prise d'Air: Convient pour masser les os et les parties sensibles.




F. Tête Plate: Convient pour la relaxation et la plasticité de diverses parties musculaires du corps.

● Instructions de Charge

1. Comment charger?

Utilisez l'adaptateur secteur inclus pour connecter le port de charge du pistolet de massage et l'alimentation électrique.

Remarque: lors du chargement, le voyant d'alimentation bleu est toujours allumé.



2. Description de l'Indicateur de Batterie

Il y a quatre grilles bleues sur l'écran, et chaque grille


représente 25% de puissance et l'indicateur correspondant clignote dans la plage de charge.

Lorsque la puissance est inférieure à 10%, le premier indicateur de batterie et l'indicateur d'alimentation clignotent en rouge;


Lorsque la puissance est inférieure à 25%, le premier indicateur de batterie et l'indicateur d'alimentation sont toujours rouges;

Lors du chargement à 50%, le premier et le deuxième indicateur de batterie sont toujours bleus et le troisième indicateur de batterie clignote;

Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur de batterie est tout bleu.



< 25%



50%



100%

Spécifications des Paramètres

Nom: Pistolet de Massage Musculaire

Marque: Urikar

Modèle: Pro 3

Taille: 18.65×26.99×6.8cm / 7.34×10.63×2.68inch

Tension d'Entrée: 100-240V, 50/60Hz

Niveau de vitesse: 30 Speed

Alimentation: 2600mAh

Méthode d'Affichage: Détection Tactile

L'entretien Ordinaire

1. Essayez la surface du pistolet de massage avec une serviette légèrement humide, puis séchez-la avec un chiffon doux.
2. Lorsque vous avez besoin de stocker ou de voyager pendant une longue période, veuillez mettre le pistolet de massage dans la boîte et le charger complètement la prochaine fois que vous l'utiliserez.
3. Le pistolet de massage doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et non corrosif.
4. Si le pistolet de massage n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être nettoyé, puis emballé et stocké, et il doit être rechargé tous les six mois.
5. Le pistolet de massage convient au transport en voiture, train, bateau et avion.
6. Le produit doit être maintenu fixe pendant le transport pour éviter les vibrations violentes, les chutes, etc., tout en maintenant un environnement sec.

Précautions

Afin de réduire le risque de dysfonctionnement, de choc électrique, de blessure, d'incendie, de mort et de dommages matériels, veuillez lire attentivement toutes les instructions et avertissements de ce manuel avant d'utiliser ce produit.

Interdiction

1. Il est interdit aux mineurs de l'utiliser. Si vous êtes blessé, n'utilisez pas ce produit. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit lorsque vos muscles sont endommagés.
2. Il est interdit d'utiliser sur la surface d'une peau non sèche et non propre. Vous pouvez l'utiliser sur les vêtements, appuyez doucement et déplacez-vous sur la peau, chaque partie pendant environ 60 secondes.

3. Il est interdit d'utiliser au-dessus du cou et des os avec moins de couverture musculaire. Utilisez ce produit uniquement sur les tissus mous du corps pour éviter de provoquer de douleur ou d'inconfort.
4. Il est interdit d'utiliser lorsque des ecchymoses, des douleurs ou des malaises apparaissent.
5. Il est interdit de mettre des objets dans les trous de ventilation du moteur.
6. Il est interdit d'immerger le produit dans l'eau, et aucune eau ne doit pénétrer dans l'équipement par les trous de ventilation du moteur.
7. Il est interdit d'utiliser d'autres chargeurs pour la charge, vous devez utiliser le chargeur fourni par notre société.
8. Il est interdit de démonter ce produit de quelque façon que ce soit.
9. Interdisez les doigts, les cheveux ou d'autres parties du corps près de l'axe et à l'arrière de la tête de massage pour éviter les pincements.

Remarque

1. Veuillez tenir à l'écart des liquides ou des sources de chaleur et garder les événements exempts de poussière.
2. Une fois la charge terminée, veuillez débrancher le chargeur.
3. Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant la charge.
4. Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions.
5. Avant utilisation, veuillez vérifier soigneusement si le produit peut être utilisé normalement selon les méthodes de fonctionnement de ce manuel.


Attention

Ce produit ne peut être utilisé dans aucune des circonstances suivantes sans l'accord préalable du médecin. Grossesse, complications diabétiques (telles que neuropathie ou lésions rétinienues), port d'un stimulateur cardiaque, chirurgie récente, épilepsie ou migraine, hernie discale, spondylolisthésis, décollement vertébral ou rigidité articulaire de la colonne vertébrale, chirurgie de remplacement articulaire récente ou tout problème lié à votre santé comme le DIU.

CONTENIDOS

1. Qué Hay en la Caja	25
2. Introducción de la Pistola de Masaje	25
3. Cómo Utilizar	26
• Uso de la Pistola de Masaje	26
• Uso de la Función de Sincronización	26
• Elija el Ángulo del Mango	26
• Elegir Cabeza de Masaje	27
• Cargando	29
4. Información de Parámetros	30
5. Mantenimiento	30
6. Precauciones de Uso	30


Qué Hay en la Caja



Urikar Pistola de Masaje Pro 3 x1




Cabezas de masaje x6



Carga de energía x1




Manual de usuario x1



Maleta x1

Introducción de la Pistola de Masaje

- 1 Cabeza de Masaje
- 2 Mango Giratorio
- 3 Indicador de Potencia
- 4 Interruptor de Encendido
- 5 Puerto de Entrada de DC
- 6 Indicador de Batería
- 7 Pantalla de Tiempo
- 8 Pantalla de Nivel de Velocidad
- 9 Botón de Velocidad ^
- 10 Botón de Velocidad v
- 11 Botón de Inicio / Pausa



Cómo Utilizar

● Uso de la Pistola de Masaje


1. Inserte un cabezal de masaje adecuado, encienda la alimentación, la pantalla muestra dos líneas de "--", el indicador de alimentación azul parpadea en un círculo para indicar que el dispositivo está encendido.

2. Presione brevemente "⊙" para iniciar / pausar el dispositivo.

3. Utilice el botón de velocidad "v" o "∧" para ajustar el nivel de velocidad deseado (marcha 0-30).

Nota: Mantenga pulsado "∧" para aumentar la velocidad, mantenga pulsado "v" para disminuir la velocidad. Si presiona "v" hasta el "00" más bajo, la máquina deja de funcionar y está en modo de espera. El "Temporizador" en la pantalla representa el tiempo desde el inicio hasta el final del masaje, medido en minutos (se recomienda que los usuarios generales usen 15 minutos). "Velocidad" significa engranaje de velocidad, el dispositivo tiene 0-30 engranajes.

4. Si no se usa durante mucho tiempo, apague el interruptor de encendido.



● Uso de la Función de Sincronización


1. La pistola de masaje se cronometrará automáticamente (en minutos) después de encenderse.

2. Apague el interruptor de encendido o gire al modo de espera, la hora se restablecerá y se mostrará como "--".

3. La cuenta de tiempo máxima es 99 (en minutos) .

● Elija el Ángulo del Mango



Como se muestra en la imagen de la derecha, el mango se puede girar 180° para cambiar el ángulo, lo cual es conveniente para masajear los músculos de la espalda.



● Elija Cabeza de Masaje


1. Instalación de la cabeza de masaje

La ranura convexa del cabezal de masaje se alinea con la ranura de la pistola y se inserta presionando.




2. Introducción de la Cabeza de Masaje

A. Cabeza de bola: Fuerza uniforme y suave adecuada para masajes y relajación de músculos de todo el cuerpo.




B. Cabeza en Forma de U: Apta para hombros, vértebras cervicales y músculos bilaterales.

Nota: No golpee directamente la columna cervical y la columna vertebral, causará lesiones personales.




C. Cabeza de Bala: Apta para tendón, punto de acupuntura, etc.



D. Cabeza en Forma de D: Apta para masaje de espalda, cervical y cintura.

ES



E. Cabezal de Aire: Apta para masajear huesos y partes sensibles.




F. Cabeza Plana: Adecuada para la relajación y plasticidad de diversas partes musculares del cuerpo.

● Cargando

1. Cómo Cargar

Utilice el adaptador de corriente incluido para conectar el puerto de carga y la fuente de alimentación de la pistola de masaje.

Nota: Durante la carga, la luz indicadora de energía azul está siempre encendida.



2. Descripción del Indicador de Batería


Hay cuatro cuadrículas azules en la pantalla, y cada cuadrícula representa el 25% de potencia y el indicador correspondiente parpadea en el rango de carga.

Cuando la potencia es inferior al 10%, el primer indicador de batería y el indicador de potencia parpadean en rojo;


Cuando la potencia es inferior al 25%, el primer indicador de batería y el indicador de potencia siempre están en rojo;

Cuando está lleno al 50%, el primer y el segundo indicador de batería son siempre azules y el tercer indicador de batería parpadea;

Cuando la batería está completamente cargada, el indicador de batería es todo azul.



< 25%



50%



100%

Información de Parámetros

Nombre: pistola de masaje

Marca: Urikar

Modelo: Pro 3

Tamaño: 18,65 × 26,99 × 6,8 cm / 7,34 × 10,63 × 2,68 pulgadas

Voltaje de entrada: 100-240 V, 50/60 Hz

Nivel de velocidad: 30 velocidades

Fuente de alimentación: 2600 mAh

Método de visualización: detección táctil

Mantenimiento

1. Limpie la superficie de la pistola de masaje con una toalla ligeramente húmeda y luego séquela con un paño suave.
2. Cuando necesite almacenarla o viajar durante mucho tiempo, deberá guardar la pistola de masaje en la caja original. Cárguela completamente antes del próximo uso.
3. La pistola de masaje debe almacenarse en un lugar seco, bien ventilado y con gas no corrosivo.
4. La pistola de masaje es adecuada para el transporte en automóvil, tren, barco y avión.
5. El producto debe fijarse durante el transporte para evitar vibraciones violentas, colisiones, rodar y caer, y para que sea hacia arriba, liviano y a prueba de lluvia.

ES

Precaución de Uso

Para reducir el riesgo de mal funcionamiento, descargas eléctricas, daños personales, incendios, daños en el equipo, lea todas las instrucciones y advertencias del manual con atención antes de usar este producto.

Prohibiciones

1. Si está herido, no use el producto. Consulte al médico antes de usarlo cuando sus músculos estén dañados.
2. No lo use en la superficie de la piel húmeda o sucia. Puede usarlo sobre la ropa, presionar suavemente y mover sobre la piel, dura unos 60 segundos cada parte aproximadamente.
3. No lo use en el cuello ni en las partes con menos cobertura muscular y en los huesos directamente. Use el producto solo en los tejidos blandos del cuerpo para evitar el dolor o molestias.
4. No lo use cuando tenga hematomas, dolor o molestias.

5. No coloque objetos en los orificios de ventilación del motor, no lo cubra con nada.
6. No sumerja el producto en agua, y no permita que entre agua en el equipo desde los orificios de ventilación del motor.
7. No use otros cargadores para cargar la pistola, se debe usar el cargador adjunto en el paquete y proporcionado por nuestra marca.
8. No desmonte el producto de ninguna manera.
9. No ponga los dedos, el cabello u otras partes del cuerpo cerca del eje y la parte posterior del cabezal de masaje para evitar pellizcos y daños.

Nota

1. Mantenga la pistola de masaje alejada de líquidos o fuentes de calor, y mantenga sus rejillas de ventilación libres de polvo.
2. Una vez completa la carga, desenchufe el cargador.
3. No use el producto mientras se carga.
4. Use el producto de acuerdo con las instrucciones.
5. Antes de cada uso, verifique con cuidado si el producto puede usarse normalmente de acuerdo con las instrucciones de operación del manual.


Advertencia

El producto no se puede usar en ninguna de las siguientes situaciones sin el consentimiento previo del médico: embarazo, complicaciones diabéticas (como neuropatía o lesión retiniana), uso de marcapasos, cirugía reciente, epilepsia o migraña, hernia de disco, espondilolistesis, diastasis vertebral, o spondylolisis, cirugía reciente de reemplazo articular o DIU, aguja de metal o placa de acero.


CONTENUTI

1. Cosa c'è nella scatola	33
2. Introduzione della pistola per massaggio	33
3. Come si usa	34
• Uso della pistola da massaggio	34
• Uso della funzione di temporizzazione	34
• Scegli l'angolo della maniglia	34
• Scegli le testine	35
• Carica	37
4. Informazioni sui parametri	38
5. Manutenzione	38
6. Precauzioni per l'uso	38


Cosa c'è nella scatola



Pistola di massaggio
Urikar Pro 3 x1




Testine di massaggio x6



Adattatore di
alimentazione x1




Manuale utente x1



Borsetta x1

Introduzione della pistola per massaggio

- ① Testina di massaggio
- ② Manico ruotabile
- ③ Indicatore di alimentazione
- ④ Interruttore di alimentazione
- ⑤ Porta di ingresso CC
- ⑥ Indicatore della batteria
- ⑦ Display del tempo
- ⑧ Display del livello di velocità
- ⑨ Pulsante velocità ^
- ⑩ Pulsante velocità v
- ⑪ Pulsante Avvio / Pausa



Come si usa

● Uso della pistola da massaggio

1. Inserire la testina massaggiante, accendere l'alimentazione, il display mostra "--". L'indicatore di alimentazione lampeggia in blu, a indicare che la pistola per massaggio è accesa.

2. Premere brevemente "⊙" per avviare / mettere in pausa il dispositivo.

3. Utilizzare il pulsante di velocità "v" o "∧" per regolare il livello di velocità desiderato (0-30 marce).

Nota: Premere a lungo "∧" per aumentare continuamente la velocità, Premere a lungo "v" per diminuire continuamente la velocità. Se si preme "v" fino allo "00" più basso, la macchina smetterà di funzionare ed entrerà in modalità standby. Il "Timer" sul display rappresenta il tempo dall'inizio alla fine del massaggio, in minuti (il tempo di utilizzo consigliato è di 15 minuti ogni volta). "Speed" sta per grado di velocità e il dispositivo ha gradi di velocità 0-30.

4. Se non lo si utilizza per molto tempo, spegnere l'interruttore di alimentazione.

● Uso della funzione di temporizzazione



1. Avviare automaticamente il tempo della pistola per massaggio (in minuti).

2. Spegnerne l'interruttore di alimentazione o entrare nello stato di standby, l'ora verrà reimpostata e visualizzata come "--".

3. Il tempo massimo è 99 (minuti).

● Scegli l'angolo della maniglia



Come mostrato nell'immagine a destra, la maniglia può essere ruotata di 180° per facilitare il massaggio dei muscoli della schiena.



● Scegli le testine


1. Installazione della testa di massaggio

Allineare la testina massaggiante con la scanalatura sulla parte anteriore della pistola massaggiante, quindi inserirla.




2. Introduzione delle testine massaggianti


A. Testa a sfera: Forza uniforme e morbida adatta al massaggio e al rilassamento dei muscoli di tutto il corpo. (Dotato di una guaina in silicone per pelli sensibili, più facile da pulire)




B. Testa a forma di U: Adatta a spalle, vertebre cervicali e muscoli bilaterali.



C. Testa di proiettile: Adatta per tendini, agopuntori ecc.



D. Testa a forma di D: Adatta per massaggio schiena, cervicale e vita.



E. Testa della presa d'aria: Adatta per massaggiare ossa e parti sensibili.




F. Testa piatta: Adatta per il rilassamento e la plasticità di varie parti muscolari del corpo.

● Ricarica

1. Come caricare

Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso per connettersi alla porta di ricarica della pistola per massaggio.

Nota: Durante la ricarica, l'indicatore di alimentazione è sempre blu.



2. Descrizione dell'indicatore della batteria


Sul display sono presenti quattro indicatori della batteria, ciascuno dei quali rappresenta il 25% della batteria.

Quando la potenza è inferiore al 10%, l'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso;

Quando la potenza è inferiore al 25%, l'indicatore di alimentazione è sempre rosso;

Quando la carica della batteria è completa al 50%, la prima e la seconda spia di alimentazione sono sempre blu e la terza spia di alimentazione lampeggia;

Dopo che la batteria è completamente carica, le spie della batteria sono tutte blu.



< 25%



50%



100%

Informazioni sui parametri

Nome: Pistola di massaggio

Marchio: Urikar

Modello: Pro 3

Dimensioni: 18,65 × 26,99 × 6,8 cm / 7,34 × 10,63 × 2,68 pollici

Tensione in ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz

Tipo di velocità: 30 livelli

Alimentazione: 2600 mAh

Modalità di visualizzazione: Display sensibile al tocco

Manutenzione

1. Pulire la superficie dell'apparecchiatura con un panno umido, quindi asciugare con un panno morbido.
2. Quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo o si è in viaggio, metterla nella borsetta per favore. Si prega di caricarla completamente prima di usarla nella prossima volta.
3. Deve essere conservato in un luogo asciutto e ben ventilato senza gas corrosivi.
4. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, deve essere pulito, riposto nella scatola e caricato una volta ogni sei mesi.
5. Questa apparecchiatura è adatta per il trasporto di automobili, treni, navi e aeroplani.
6. Il prodotto deve essere fissato durante il trasporto per evitare forti vibrazioni, urti, rotolamento e caduta. E sollevalo, mettilo delicatamente e previene la pioggia.

Precauzioni per l'uso

Per ridurre la possibilità di malfunzionamenti, scosse elettriche, lesioni, incendi, morte e danni alle apparecchiature, prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente tutte le descrizioni del prodotto e le avvertenze in questo manuale.

Nota:

1. È vietato l'utilizzo da parte di minorenni. In caso di lesioni, non utilizzare questo prodotto. Consultare il proprio medico prima di utilizzare questo dispositivo in caso di lesioni muscolari.
2. È vietato l'uso sulla superficie della pelle non asciutta e non pulita. Può essere utilizzato attraverso i vestiti. Premere delicatamente e muovere sulla pelle per circa 60 secondi per parte.
3. È vietato usarlo sopra il collo e parti con minore copertura muscolare. È vietato utilizzarlo sulle ossa e utilizzare questo prodotto solo sui tessuti molli del corpo quando non provoca dolore.

4. È vietato usarlo in caso di livido, dolore o fastidio.
5. È vietato inserire oggetti nei fori di raffreddamento del motore.
6. È vietato immergere il prodotto in acqua e l'acqua non può entrare nell'apparecchiatura dai fori di raffreddamento del motore.
7. È vietato utilizzare altri caricatori per la ricarica, è necessario utilizzare il caricatore fornito dalla nostra azienda.
8. È vietato smontare questo prodotto in qualsiasi modo.
9. Non consentire alle dita, ai capelli o ad altre parti del corpo di avvicinarsi al cuscinetto nella parte anteriore della pistola per massaggio per evitare pizzicamenti.

Suggerisci:

1. Tenere lontano da liquidi o fonti di calore e mantenere le prese d'aria libere dalla polvere.
2. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie.
3. Non è possibile utilizzare questo prodotto durante la ricarica.
4. Utilizzare questo prodotto secondo le istruzioni per l'uso.
5. Prima di ogni utilizzo, controllare attentamente se il prodotto può essere utilizzato normalmente secondo il metodo di funzionamento di questo libro.


Questioni importanti:

Non è possibile utilizzare questo prodotto in nessuna delle seguenti situazioni senza il consenso del proprio medico. Gravidanza, complicanze del diabete (come neuropatia o lesione retinica), utilizzo di un pacemaker, recente intervento chirurgico, epilessia o emicrania, ernia del disco, avanzamento vertebrale, distacco vertebrale o articolazioni rigide, recente intervento di sostituzione articolare Oppure IUD, ago di metallo o piastra di acciaio per qualsiasi problema di salute. Queste controindicazioni non significano che non è possibile utilizzare questo prodotto. Si consiglia di consultare un medico prima di utilizzarlo.

目次

1. パッケージ内容	41
2. Pro 3の紹介	41
3. 使用方法	42
• Pro 3の使用	42
• タイマー機能の使用	42
• ハンドルの角度の選択	42
• マッサージヘッドの選択	43
• 充電	45
4. パラメータ情報	46
5. メンテナンス	46
6. 使用上の注意	46


パッケージ内容



Urikar マッサージガン Pro 3 x 1




マッサージヘッド x 6



充電器 x 1




ユーザマニュアル x 1



スーツケース x 1

Pro 3の紹介

- ① マッサージヘッド
- ② 回転可能なハンドル
- ③ 電源インジケータ
- ④ 電源スイッチ
- ⑤ DC 入力ポート
- ⑥ バッテリーインジケータ
- ⑦ タイミング表示
- ⑧ スピードレベル表示
- ⑨ スピード ^ ボタン
- ⑩ スピード v ボタン
- ⑪ スタート / 一時停止ボタン



使用方法

● AT1 の使用


1. 適切なマッサージヘッドを挿入し、電源をオンにすると、ディスプレイに2行の線「--」が表示され、青い電源インジケータが丸で点滅し、デバイスの電源がオンになったことを示します。

2. 「◎」を短く押して、デバイスを起動 / 一時停止します。

3. スピードボタン「v」または「^」を使用して、希望のスピードレベル(0~30ギア)を調整します。

注：速度を上げるには「^」を長押しし、速度を下げるには「v」を長押しします。「v」を最低の「00」まで押すと、マッサージガンは動作を停止し、スタンバイモードになります。表示画面は、マッサージの開始から終了までの時間を分単位で表します（一般ユーザーは15分を使用することをお勧めします）。「速度」はスピードギアを表し、デバイスには0~30のギアがあります。

4. 長時間使用しない場合は、電源スイッチをオフにしてください。



● タイマー機能の使用


1. マッサージガンが作動し始めた後、自動的に計時します。(単位：分)

2. 電源スイッチを押し、スタンバイ状態になると、時刻がリセットされ、「--」と表示されます。

3. 最大時間カウントは「99」(単位：分)です。

● ハンドルの角度の選択






右の写真のように、ハンドルを180°回転させて角度を変えることができるので、背中の筋肉をマッサージするのは便利です。



● マッサージヘッドを選択

1. マッサージヘッドの取り付け


マッサージヘッドの凸状の溝をスプレーガンの溝に合わせ、押して挿入します。




2. マッサージヘッドの紹介

A. ボールヘッド：均一で柔らかな強度は、全身の筋肉マッサージとリラクセスに適しています。


B. U字型ヘッド：肩、頸椎、両側の筋肉に適しています。



C. 円柱型ヘッド：腿、ツボなどに適しています。



D. D字型ヘッド：背中、頸椎、腰部のマッサージに適しています。



E. エアプラグヘッド：骨や敏感な部分のマッサージに適しています。




F. 平たいヘッド：体の各部位の筋肉をマッサージして筋肉の塑性を強めることに適します。

● 充電

1. 充電方法

デバイスの充電ポートと電源を接続するには、付属の電源アダプターを使用してください。

注：充電中は、青い充電状態インジケータが常にオンになります。



2. バッテリーインジケータの説明


ディスプレイには4つの青いグリッドがあり、各グリッドは電力の25%を表し、対応するインジケータライトが充電範囲で点滅します。

電力が10%未満になると、最初のバッテリーインジケータと電源インジケータが赤く点滅します。


電力が25%未満の場合、最初のバッテリーインジケータと電力インジケータは常に赤いです。

電力が50%になると、1番目と2番目のバッテリーインジケータライトは常に青色になり、3番目のバッテリーインジケータが点滅します。


バッテリーが完全に充電されると、バッテリーインジケータライトはすべて青色になります。



< 25%



50%



100%

パラメータ情報

品名：マッサージガン

ブランド：Urikar

モデル：Pro 3

サイズ：18.65×26.99×6.8CM / 7.34×10.63×2.68 インチ

入力電圧：110-240V、50 / 60Hz

スピードレベル：30 段階スピード

電源：2600 mAh

表示方法：タッチセンシング

メンテナンス

1. 軽く湿ったタオルでマッサージガンの表面を拭き、柔らかい布で拭いてください。
2. 長期間の保管や長期旅行の際は、マッサージガンをストックケースに入れてください。使用前に十分充電してください。
3. マッサージガンを風通しがよく、乾燥した、腐食性ガスがない環境に保管してください。
4. 長期間使用しない場合は、清潔にして包装して保管し、半年ごとに充電する必要があります。
5. マッサージガンは自動車、列車、汽船、飛行機の運送に適しています。
6. 製品は、激しい振動、衝突、転がり、落下を防ぐために輸送中に固定する必要があります。また、上向きに置いて、直射日光を避け、防水にも注意してください。

使用上の注意

故障、電撃、けが、火災、死亡、設備損傷のリスクを低減するために、本製品を使用する前に、本マニュアルの説明と警告をよく読んでください。

禁止

1. 未成年者による使用は禁じられています。けがをした場合は、本製品を使用しないでください。筋肉が損傷している場合、製品を使用する前に医師にご相談ください。
2. 乾燥せず、不潔な肌表面での使用を禁止します。服に使うことができます。各パーツを約 60 秒間、軽く押し肌の上を動かしてください。
3. 首や筋肉の被覆が少ない部分や骨の上に使用することは禁止されています。本製品は体の柔らかい組織にのみ使用され、痛みや不快感を引き起こしません。

4. あざ、痛み、不快感がある場合は使用を禁じます。
5. モーターの通風孔に物を入れないでください。
6. 製品を水に浸すことは禁止されています。
7. 充電に他の充電器を使用することは禁止されています。当社が提供する充電器を使用しなければなりません。
8. 本製品を分解することは禁じられています。
9. けがを防ぐために指、髪の毛、体の他の部分はマッサージヘッドの軸線と背中に接近しないでください。

注意

1. 液体や熱源から遠ざけ、通気口にはこりが付着しないようにします。
2. 充電が完了したあと、充電器を取り外してください。
3. 充電中はこの製品を使用しないでください。
4. 本製品を使用説明書に従ってご使用ください。
5. ご使用前に、本書に記載されている操作方法に従って、製品が正常に使用できることを確認してください。

注意

本製品は、医師の事前の同意なしに、次の状況で使用することはできません。

妊娠、糖尿病合併症（神経障害や網膜損傷など）、ペースメーカーの着用、最近の手術、てんかんまたは片頭痛、椎間板ヘルニア、椎骨の前進、椎骨の剥離、または硬い関節、最近の関節置換術または、IUD、金属針、鋼板で健康上の問題が発生した場合これらの禁忌は、この製品を使用できないことを意味するものではありません。使用する前に医師に相談することをお勧めします。

urikar



support@urikar.com



www.urikar.com



[@UrikarOfficial](https://www.instagram.com/UrikarOfficial)