







**LET'S MOVE**



## SVENSKA

### Let's Move utomhusrollator.

Vi gratulerar er till att ha köpt vår nya utomhusrollator som kommer att göra livet lite lättare, behagligare och säkrare.

För att göra det lättare för er att bli bekant med rollatorn är det viktigt att ni studerar denna bruksanvisning.

Rollatorn hjälper er att gå och röra er utomhus. Ni kan också använda den att sitta på vid vila under en promenad. Glöm i så fall inte att aktivera parkeringsbromsen – läge 3 på bilden till höger.

För att korsa trottoarkanter och andra hinder, gå i rätt vinkel mot trottoarkanten för att rollatorn inte ska bli ostadig då den korsar kanten.

Sitsen är avsedd endast för att sitta på, inte för att transportera exempelvis barn eller föremål. Placera inte tunga föremål som stora lådor, möbler eller liknande på sitsen.

Väskan finns att få som tillbehör. Den kan tas loss från rollatorn och användas som shoppingväska eller liknande eller för att ta med lätta föremål som frukt, garn, en termos, en bok och liknande.

**Skötsel:** Rengör rollatorn med ljummet vatten och lite rengöringsmedel. Ställ inte rollatorn på ställen där det är hett eller fuktigt.

#### Garanti:

Vi erbjuder ett års garanti. Garantin täcker inte slittdelar som vajrar och hjul.

#### Utfällning.

(Se bilder på sidan 2!)

1. Ställ rollatorn upp. Fäll ut genom att dra sidorna från varandra.

2. Kontrollera att rollatorn är helt utfälld och att låskroken under sitsen hakar fast.


#### Hopfällning.

3. Lyft sitsen i mitten så att låskroken under sitsen hakas loss och rollatorn fälls ihop. Tryck sidorna mot varandra om det behövs.

#### Justering av handtagshöjd.


4. Lossa de två justeringsskruvarna. Ställ in handtagshöjden och dra fast skruvarna.

Följ höjdmärkningarna på röret. (Figur 4 sidan 2!)



#### Bromsfunktioner.

1. I läge 1 rullar rollatorn fritt.
2. För att bromsa rollatorn, dra handtaget uppåt till läge 2.
3. För att parkera, tryck handtaget nedåt till läge 3, där bromsen låser.



#### Justering av broms.

1. Bromsarna justeras med justeringsskruven vid bromshandtaget (A).
  2. Vajerspänningen justeras genom att man vrid justeringsskruven (B-C).
- Om bromsen är för lös, vrid i riktning (B).  
Om bromsen är för hård, vrid i riktning (C).

#### Tekniska data:

Testad enligt ISO 11199-2:2005 för en maximal användarvikt på 130 kg.



Max. bredd	58 cm.
Längd	65 cm.
Vikt	5.4 kg.
Handtagshöjd justerbar från	78 – 93 cm.
Sitthöjd	60 cm.
Framhjulsdiameter	20 cm.
Bakhjulsdiameter	20 cm.
Max last i väskan	12 kg.

## DANSK

### Let's Move udendørs rollator.

Tillykke med købet af Deres nye udendørs rollator, der vil gøre livet lettere, mere komfortabel og mere sikker.

For at gøre det nemmere for dig at blive fortrolig med rollator, er det vigtigt, at du læser denne manual.

Rollatoren hjælper dig med at gå og bevæge dig udenfor. Du kan også bruge den til siddepause under en gåtur. Husk at aktivere parkeringsbremsen - position 3 på billedet til højre.

For at krydse kantsten og andre forhindringer skal du flytte rollatoren vinkelret på kantstenen, så rollatoren ikke bliver ustabil, når den krydser kanten.

Stolen er kun beregnet til at sidde på, og ikke til transport, såsom børn eller objekter. Undlad at placere tunge genstande såsom store kasser, møbler eller lignende på sædet.

Tasken fås som tilbehør. Den kan tages af rollatoren og bruges som indkøbspose eller lignende.

**Pleje:** Rengør rollatoren med lunkent vand og lidt rengøringsmiddel. Stil ikke rollatoren på steder, hvor det er varmt eller fugtigt.

#### Garanti:

Vi tilbyder et års garanti. Garantien dækker ikke sliddele som ledninger og hjul.

#### Fold ud.

(Se billeder på side 2!)


1. Stil rollatoren op. Fold ud ved at trække siderne fra hinanden.
2. Sørg for, at rollatoren er helt udfoldet, og at låse krogen under sædet går i hak.

#### Klap sammen.

3. Løft sædet i midten, så krogen under sædet falder ud af hak og rollatoren folder sammen. Tryk på siderne, hvis det er nødvendigt.

#### Justering af håndtags højden.

4. Løsn de to justeringsskruer. Juster håndtag højde og spænd skruerne. Følg højde aftegningerne på røret. (Figur 4 side 2!)




#### Bremse funktioner.

I tilstand 1 ruller rollatoren frit.

For at bremse rollatoren, trækkes i håndtaget op til position 2.

For at parkere, skal du skubbe håndtaget ned til position 3, hvor bremsen låses.



#### Justering af bremsen.

Bremserne justeres med justeringsskruen ved bremsegabet (A). Wire spændingen justeres ved at dreje på justerskruen (B-C).

Hvis bremsen er for løs, drejes der i denne retning (B).

Hvis bremsen er for hård, drejes der i denne retning (C).

#### Teknisk data:



Testet i henhold til ISO 11199-2:2005 for maksimal brugervægt på 130 kg.

Max. bredde	58 cm.
Længde	65 cm.
Vægt	5.4 kg.
Højde på justerbart håndtag	78 – 93 cm.
Sædehøjde	60 cm.
Forhjul diameter	20 cm.
Baghjul diameter	20 cm.
Tasker kapacitet	12 kg.

## ENGLISH

### Let's Move Outdoor Walker.

Congratulations to you for purchasing your new outdoor rollator that will make your life a little easier, more pleasant and more safe.

To make it easier for you to get familiar with your rollator it is important that you study this manual.

The rollator helps you to walk and move outdoors. You can also use it to sit on when you want to rest during a walk. Then do not forget to activate the parking brake – position 3 on the picture to the right.

To cross curbs and other obstacles, walk in a straight angle to the curb for the rollator not to become unsteady as it crosses the edge.

The seat is designed only to sit on, not for transport of for instance children or objects. Do not put heavy objects like large boxes, pieces of furniture etc. on the seat.

The basket is available as an accessory, it can be taken off the rollator and can be used as a shopping bag or alike, also for bringing light objects like fruit, yarn, a thermos, a book and such.

**Maintenance:** Clean the rollator with not too hot water and a little detergent. Don't put the rollator in hot places or where it is very damp.

#### Warranty:

We provide a one year warranty. It does not cover wear parts like wires and wheels.

#### How to unfold.

(See pictures on page 2!)


1. Rollator standing. Unfold the rollator by pushing the two sides apart from each other.
2. Make sure that the rollator is fully unfolded and the locking hook under the seat snaps in place.

#### How to fold.

3. Lift the seat in the middle and the locking hook under the seat is released and the rollator is folded. Press the sides together if needed.


#### Handle height adjustment.

4. Loosen the two adjustment screws. Adjust the handle height and tighten screws. Follow the markings on the tube. (Picture 4 page 2!)



#### Brake functions.

1. In position 1 the rollator is rolling freely.
2. To brake the rollator pull the handle up to position 2.
3. For parking brake push handle down to position 3, where the brake locks.



#### Brake adjustment.

1. The brakes are adjusted with the adjustment screw at the brake handle (A).
2. Adjustment of the wire tension is done by turning the adjustment screw (B-C). If the brake is too loose, turn in direction (B). If the brake is too hard turn in direction (C).

#### Technical data:



Tested according to ISO 11199-2:2005 for a maximum user weight of 130 kg.

Max. width	58 cm.
Length	65 cm.
Weight	5.4 kg.
Handle height adjustable from	78 – 93 cm.
Seat height	60 cm.
Front wheel diameter	20 cm.
Rear wheel diameter	20 cm.
Max. bag load	12 kg.

## NEDERLANDS

### Let's Move rollator voor gebruik buitenshuis.

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe rollator. Let's shop maakt uw leven iets gemakkelijker, veiliger en zorgt voor meer comfort.

Voor het gebruik van de rollator is het van belang dat u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorneemt. De rollator helpt u om buitenshuis beter te kunnen lopen. U kunt hem ook gebruiken als zitplaats tijdens de wandeling. Vergeet dan echter niet om de parkeerrem te activeren – stand 3 op de afbeelding rechts.

Voor het passeren van stoepranden en andere hindernissen, loopt u in een rechte hoek richting trottoirkant, zodat de rollator niet in schuine positie komt. De zitting is alleen bedoel om op te gaan zitten, dus niet voor het transport van kinderen of voorwerpen. Plaats geen zware voorwerpen zoals dozen, meubels of iets dergelijks op de zitting van de rollator.

**Onderhoud:** U kunt de rollator reinigen met niet te heet water en eventueel wat afwasmiddel. Zet de rollator niet op een hete of erg vochtige plaats.

#### Garantie:

De garantietermijn is 1 jaar. Slijtage, door middel van gebruik, aan b.v. wielen en kabels valt niet onder de garantie.

#### Uitvouwen.

(Zie de afbeeldingen op pag. 2)


1. Zet de rollator rechtop voor u, steunend op de wielen. Vouw de rollator uit door de beide zijanten van elkaar af te bewegen.
2. Verzeker u ervan dat de rollator geheel uitgeklaapt is en dat de vergrendelhaak onder de zitting vastgeklikt is.

#### Opvouwen.

3. Trek de zitting in het midden omhoog; de vergrendelhaak onder de zitting zal loskomen en de rollator wordt opgevouwen. Duw zondig de zijanten meer naar elkaar toe.


#### Hoogteverstelling.

4. Draai de klemmschroeven voor de handgrepen los. Stel de handgrepen in op de gewenste hoogte en draai de schroeven. Houd rekening met de markeringen op de buizen. (Afbeelding 4 pag. 2!)



#### Remfunctie.

1. Remhandgrepen in positie 1: de wielen kunnen vrij draaien.
2. Remmen: trek de remhandgrepen omhoog naar positie 2.
3. Parkeerremmen: duw de remhandgrepen geheel omlaag naar positie 3.



#### Remmen afstellen.

1. De remkracht wordt ingesteld met de stelschroeven op de remhandgrepen (A)
- 2: Draai de stelschroeven linksom of rechtsom tot de remkracht ingesteld is zoals gewenst. Door de stelschroef in de richting B te draaien wordt de remkracht groter. Als u de stelschroef in de richting C draait vermindert de remkracht.

#### Technische gegevens:

Getest volgens ISO 11199-2:2005   
voor maximum gebruikersgewicht 130 kg.

Grootste breedte	58 cm.
Lengte	65 cm.
Gewicht	5.4 kg.
Hoogte duwhandgrepen verstelbaar van	78 – 93 cm.
Zithoogte	60 cm.
Diameter voorwielen	20 cm.
Diameter achterwielen	20 cm.
Belasting tas (optioneel).	12 kg.

## FRANÇAIS

### Déambulateur Let's Move pour utilisation à l'extérieur.

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau déambulateur Let's Move. Il vous rendra la vie plus facile, plus agréable et plus sûre. Afin de vous familiariser plus facilement avec le déambulateur, il est important de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Le déambulateur vous aide à marcher et à vous déplacer à l'extérieur. Vous pouvez également vous asseoir sur l'assise pour vous reposer lors d'une promenade. Dans ce cas, ne pas oublier d'actionner les freins de stationnement – position 3 sur l'image de droite. Pour franchir les trottoirs et autres obstacles, se placer perpendiculairement au bord du trottoir pour que le déambulateur ne se déstabilise pas au moment du franchissement.

Le siège est conçu uniquement pour s'asseoir dessus, et non pour transporter, par exemple, des enfants ou des objets. Ne pas placer d'objets lourds, comme de gros paquets, des meubles ou autres sur le siège.

**Entretien :** Nettoyez le déambulateur avec de l'eau pas trop chaude et un petit peu de détergent. Ne pas placer le déambulateur dans un endroit chaud ou un endroit très humide.

#### Garantie :

Nous offrons un an de garantie. La garantie ne couvre pas l'usure comme par exemple l'usure normale des cables ou des roues.

#### Comment déplier.

(voir images page 2!)

1. Le déambulateur est fermé droit devant vous. Dépliez le déambulateur en écartant les deux cotés l'un de l'autre.


2. Assurez-vous que le déambulateur soit complètement déplié et que l'accroche en dessous du siège soit bien accrochée.

#### Comment plier.

3. Soulevez le milieu du siège jusqu'à ce que le déambulateur soit plié. L'accroche en dessous du siège se défait automatiquement. Poussez les deux cotés l'un vers l'autre si cela est nécessaire pour complètement plier le déambulateur.


#### Ajuster la hauteur des poignées.

4. Dévissez les boulons d'attache des poignées. Ajustez les poignées à la bonne hauteur et revissez les boulons. Suivez les marques sur les tubes pour ajuster.



#### Fonctionnement des freins.

1. En position 1 le déambulateur roule librement.
2. Pour freiner le déambulateur, tirez la manette vers la position 2.
3. Pour la position freins parking, poussez la manette vers la position 3, jusqu'à ce que la manette soit bloquée.



#### Réglage des freins.

1. Les freins peuvent être réglé avec les boulons de réglage à la manette des freins (A).
2. Pour régler la tension des cables, tournez les boulons de réglage (B-C).  
Si le frein est trop détendu, tournez dans la direction (B).  
Si le frein est trop tendu, tournez dans la direction (C).

#### Fiche technique:

Testé selon la norme ISO 11199-2:2005 pour un poids max de l'utilisateur de 130kg.	
Largeur max.	
Longueur	65 cm.
Poids	5.4 kg.
Hauteur des poignées réglable de	78 – 93 cm.
Hauteur du siège	60 cm.
Diamètre des roues avant	20 cm.
Diamètre des roues arrière	20 cm.
Charge max du sac	12 kg.

## ITALIANO

### Let's Move deambulatore da esterni.

Ci congratuliamo con lei per il suo nuovo Rollator Let's Move, che le renderà la vita più facile, confortevole e sicura.

Per familiarizzarsi con il Rollator, è importante leggere attentamente e comprendere appieno le presenti istruzioni d'uso.

Il deambulatore/Rollator aiuta a camminare e a muoversi fuori di casa. Può essere usato anche per sedersi e riposarsi durante le passeggiate. In questi casi è molto importante ricordare di attivare il freno di stazionamento – posizione 3 nell'immagine a destra.

I bordi del marciapiede e altri ostacoli da superare vanno affrontati ad angolo retto, affinché il Rollator non perda stabilità nella fase di superamento. La seduta è progettata esclusivamente per sedersi sopra, e non per trasportare per esempio bambini o oggetti. Non deve essere nemmeno usata per appoggiarvi oggetti pesanti come scatole grandi, mobili o cose simili.

**Manutenzione:** Lavare il deambulatore con acqua calda non bollente e poco detergente. Non mettere il deambulatore in ambiente eccessivamente umidi.

#### Garanzia:

Viene fornita una garanzia di un anno. Non comprende parti usurabili come i cavi e le ruote.

#### Come aprire il deambulatore.

(Vedere le figure a pagina 2!)


1. Con il deambulatore in verticale, spingere i due lati uno da una parte e uno dall'altra.
2. Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto e il gancetto di chiusura sotto il sedile faccia "click" nella sua sede.

#### Come chiudere il deambulatore.

3. Sollevare la seduta dal mezzo liberando il gancetto di serraggio della parte inferiore del sedile, così facendo si può chiudere. Se necessario fare pressione ai lati.


#### Regolazione altezza maniglie.

4. Allentare le due viti per la regolazione. Regolare l'altezza delle maniglie e poi stringere le viti. Regolare secondo i segni sul tubo. (Figure 4 a pagina 2!)



#### Funzionamento dei freni.

1. Nella posizione 1 il deambulatore gira liberamente.
2. Per frenare il deambulatore tirare le maniglie verso l'alto in posizione 2.
3. Per il freno di stazionamento spingere la maniglia verso il basso in posizione 3, dove i freni si bloccano.



#### Regolazione dei freni.

1. La regolazione dei freni si effettua con la vite di regolazione posta sulla maniglia del freno (A).
2. La regolazione della tensione del cavo si ottiene girando la vite di regolazione (B-C). Se il freno è troppo allentato, girare in direzione (B). Se il freno è stretto troppo girare in direzione (C).

#### Dati tecnici:

Testato secondo  
ISO 11199-2:2005 per un  
peso massimo dell'utente di 130 kg.



Larghezza massima	58 cm.
Lunghezza	65 cm.
Peso	5.4 kg.
Altezza maniglie regolabili da	78 – 93 cm.
Altezza seduta	60 cm.
Diametro ruote frontali	20 cm.
Diametro ruote posteriori	20 cm.
Carico Borsa massimo	12 kg.



## DEUTSCH

### Let's Move – Der Rollator für den Außenbereich.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung sich für unseren Outdoor-Rollator entschieden zu haben. Unser Let's Move wird Sie sicher und einfach bei all Ihren Aktivitäten begleiten.

Um sich mit diesem Produkt einfach und schnell vertraut zu machen, lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung durch.

Durch den Let's Move Rollator werden Ihre Alltags - bedürfnisse auch im Außenbereich unterstützt. Durch seine Eigenschaften ist es Ihnen möglich während eines längeren Spaziergangs, kurz auf Ihrem Let's Move Rollator zu verweilen. In diesem Fall ist es notwendig, dass die Bremsen in Parkstellung arretiert sind. Siehe Pos. 3 im Bild rechts.

Der Sitz ist nur fürs Sitzen in Parkstellung ausgelegt. Bitte befördern Sie keine Personen, Kinder oder Gegenstände auf Ihrem Let's Move Rollator.

Zum Überqueren von Bordsteinkanten oder anderen Hindernissen muss der Rollator in einem rechten Winkel an die Kante herangefahren werden, damit die Stabilität bei der Überquerung nicht beeinträchtigt wird.

Als Zubehör ist eine Tasche verfügbar. Diese ist abnehmbar und kann bequem als Einkaufstasche, zum mitführen kleiner Dinge wie Früchte, Wasserflasche oder einem Buch benutzt werden.

#### Wartung:


Regelmäßige Sicherheitsprüfungen gewährleisten eine sichere Funktion und einwandfreie Anwendung. Achten Sie darauf, dass keine Teile beschädigt sind.

Eine Reparatur darf nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Es dürfen nur original Zubehör- und Ersatzteile von Trust Care verwendet werden.

Entfernen Sie keine Bauteile vom Rollator und verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht von Trust Care zugelassen wurden, da sonst die sichere Funktion des Rollators nicht mehr gewährleistet ist.


Nutzen Sie den Rollator nicht in einer besonders heißen Umgebung, z.B. Sauna und nicht in einer feuchten Umgebung, z.B. Dusche.

Aus hygienischen Gründen wird eine regelmäßige Reinigung des Rollators und des Tablett empfohlen. Die Reinigung kann mit warmen Wasser und handelsüblichem Reinigungsmittel (z.B. „Dax Alcolgel“) erfolgen. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach einer kompletten Liste geeigneter Reinigungsmittel und – möglichkeiten.



#### Funktion der Bremsen.

1. In Position 1 lässt sich der Rollator frei in alle Richtungen bewegen.
2. Um den Rollator zu bremsen, ziehen Sie die Bremsgriffe nach oben in Position 2.
3. Um den Rollator abzustellen drücken Sie die Bremsgriffe nach unten in Pos. 3. In der Parkstellung rasten die Hebel spürbar ein.



#### Einstellung der Bremse.

1. Die Bremsen sind mit einer Schraube ausgestattet, die eine Feineinstellung der Bremsen ermöglicht (A).
2. Durch drehen der Feinjustierschraube können sie die Bremswirkung nach Bedarf einstellen (B-C). Wenn die Bremse zu locker ist drehen Sie in Richtung (B). Ist die Bremse zu fest drehen Sie in Richtung (C).

#### Technische Daten:

Getestet nach ISO 11199-2:2005  
für ein max. Benutzergewicht von 130 kg.



Max. Breite	58 cm.
Länge	65 cm.
Gewicht	5,4 kg.
Griff höhenverstellbar von	78 – 93 cm.
Sitzfläche Höhe	60 cm.
Räder Durchmesser, vorne	20 cm.
Räder Durchmesser, hintere	20 cm.
Korbzuladung	12 kg.

## DEUTSCH

### **Vorbereitung für den Wiedereinsatz.**

Der Rollator Let's Move ist nach einer Aufbereitung für den Wiedereinsatz geeignet.

Trust Care empfiehlt vor dem Wiedereinsatz folgende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen:

Prüfen und kontrollieren Sie, ob alle Teile sicher und einwandfrei funktionieren. Defekte oder beschädigte Teile sollten ausgetauscht werden.

Alle Bauteile, die mit Haut in Kontakt kommen sollten desinfiziert werden.

Der Rollator sollte für eine komplette Desinfektion mit warmen Wasser und handelsüblichem Desinfektionsmittel, z.B. Dax Alcolgel 85 behandelt werden.

### **1. Indikation.**

Der Rollator dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken sich auszuruhen oder zu pausieren.

### **2. Kontraindikation.**

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei

Wahrnehmungsstörungen

Starken Gleichgewichtsstörungen

Sitzunfähigkeit

### **Garantie:**

Auf dieses Produkt wird ein Jahr Garantie gewährt. Diese beinhaltet nicht Verschleißteile wie Kabel und Räder oder eine nicht fachgerechte Benutzung.

### **Einfaches Aufklappen.**

(Siehe Bilder auf Seite 2)

1. Der Rollator ist aufgebaut. Um den Rollator aufzuklappen drücken Sie die beiden Seiten auseinander.
2. Stellen Sie sicher, dass der Rollator komplett aufgeklappt ist. Unter dem Sitz befindet sich ein Verschluss, der hörbar einrastet.

### **Einfaches Zusammenklappen.**


Den Sitz in der Mitte anheben und den Verschluss lösen. Der Rollator faltet sich von alleine zusammen. Falls es nötig sein soll drücken sie die beiden Seiten zur Mitte.

### **Höhenverstellung.**

Lösen Sie die zwei Schrauben zur Höhenverstellung. Die Griffe lassen sich nun in die gewünschte Höhe verstellen. Wenn die optimale Höhe erreicht ist, müssen die Schrauben zur Höhenverstellung wieder fest angezogen werden. Achten Sie auf die Markierung am Rohr. (Siehe Bild 4 auf Seite 2).

## MATERIAL

1. Handgrip - TPR
2. Handle Cover - N630
3. Brake Lever - N630
4. Handle Tube - Aluminum
5. Seat Frame - Steel
6. Frame - Aluminum
7. Front Fork - N630
8. Rear Fork - N630
9. Tires - TPR
10. Wheel rim - PP
11. Seat - PVC + Nylon
12. Bushing for handle - PA
13. Folding cross - Steel



### Återvinning / Genbrug / Recycling / Recycling / Recycling / Riciclaggio / Recyclage

Denna produkt skall återvinnas i enlighet med nationella riktlinjer.

Dette produkt skal genbruges i overensstemmelse med nationale retningslinjer.

This product should be recycled in accordance with national guidelines.

Dit product moet worden gerecycled in overeenstemming met de nationale richtlijnen.

Dieses Produkt sollte gemäß den nationalen Richtlinien recycelt werden.

Questo prodotto deve essere riciclato in conformità con le linee guida nazionali.

Ce produit doit être recyclé conformément aux directives nationales.



**Let's Frisbee**



**Let's Sing**



**Let's Shower**



**Let's Enjoy**



**Let's Step**



**Let's Go**





**Let's Twist Again**




reddot award 2014  
winner



# TRUST CARE

[www.trustcare.se](http://www.trustcare.se)

Trust Care  
Skrittgatan 8B  
21377 Malmö, Sweden  
Tel.: +46 40 15 61 20  
[info@trustcare.se](mailto:info@trustcare.se)



Rev003 Oct 2019