


Bedienungsanleitung

1. Funktionen

- 1) LCD Anzeige – leicht ablesbar
- 2) Geeignet für Messungen unter den Achseln, oral und rektal
- 3) Energiesparende automatische Ausschaltfunktion
- 4) Geeignet für Kinder: Kein Quecksilber, kein Glas

2. Teile und Funktionen



3. Nutzung

- 1) Desinfizieren Sie die Spitze des Gerätes mit Ethylalkohol.
- 2) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.
- 3) Sobald Lo°C auf dem Display erscheint, können Sie das Gerät ansetzen.
- 4) Halten Sie das Thermometer in der Messposition bis der Signalton ertönt. Sie können nun das Ergebnis ablesen.

HINWEIS: Um das letzte Messergebnis abzurufen, drücken und halten Sie den Ein-/Ausschalter für 5 Sekunden gedrückt während das Thermometer ausgeschaltet ist.

4. Messmethoden

Oral
Platzieren Sie die Spitze unter Zunge des Patienten und weisen Sie den Patienten an, während der Messung den Mund geschlossen zu halten. Normaltemperatur oral: 37°C

Unter den Achseln
Trocknen Sie die Achselhöhle des Patienten mit einem Handtuch. Platzieren Sie die Spitze in der Achselhöhle des Patienten und drücken Sie den Arm fest seitlich an den Körper des Patienten. Normaltemperatur unter den Achseln: 36,7°C

Rektal
Fetten Sie die Spitze mit etwas wasserlöslichem Gleitgel ein. Führen Sie die Spitze vorsichtig etwa 1cm in das Rektum des Patienten ein. Normaltemperatur rektal: 36,7°C

5. Batteriewechsel

Wenn die Batterie schwächer wird, erscheint das Batteriesymbol im Display .

- 1) Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
- 2) Nutzen Sie einen Zahnstocher oder einen isolierten, nichtmetallischen Gegenstand um die Batterien herauszunehmen.
- 3) Legen Sie die neuen Batterien mit der positiven Seite nach oben zeigend ein.
- 4) Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

HINWEIS: Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien sicher.

WARNUNG: Batterien nicht ins Feuer werfen. Dies kann zu Explosionen führen.

6. Vorsichtsmaßnahmen

- 1) Werfen Sie das Gerät nicht herunter oder setzen es Erschütterungen aus.
- 2) Nur die Spitze des Gerätes ist wasserdicht. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 3) Vermeiden Sie den Kontakt des Thermometers mit Verdünnungs- oder chemischen Lösungsmitteln.
- 4) Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- 5) Biegen Sie das Thermometer nicht.
- 6) Nehmen Sie das Gerät außer zum Batterietausch nicht auseinander.