



Massage Therapy Concepts



**Por favor lea cuidadosamente las
Instrucciones antes de usar
este dispositivo**

Tabla de Contenidos

Funciones y Características	2
Principio	3
Indicaciones de Uso	4
Beneficios Clave	5
Accesorios	6
Funcionamiento.....	6
Descripción de las Funciones de los Botones.....	8
Descripción de las Modalidades	10
Reglas Generales para el Uso de Electrodo s	13
Principios de Aplicación	14
Carga de Batería.....	16
Condiciones de Almacenamiento	16
Cuidado y Mantenimiento.....	17
Precauciones de Seguridad	18
Advertencias.....	19
Reacciones Adversas.....	19
Solución de Problemas	20
Definiciones	22
Especificaciones.....	23
Garantía	24

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Dos canales de Electroterapia de Estimulación
- 12 modalidades
- 20 opciones de intensidad
- Gran pantalla LCD con iluminación de fondo
- Temporizador ajustable hasta por 60 minutos
- 4 almohadillas en el cuerpo al mismo tiempo
- Batería de litio recargable de gran capacidad.

- Función de bloqueo de intensidad para ayudar a prevenir el aumento accidental de intensidad mientras la unidad se mantiene en un bolsillo o en un cinturón.

PRINCIPIO

¿Sufre de dolor, tensión muscular, estrés o mala circulación??

Este dispositivo puede relajar rápidamente los músculos tensos y aliviar el dolor. Es un dispositivo moderno para realizar terapias diarias en el hogar que utiliza la última tecnología bioeléctrica. Está diseñado para proporcionar sensaciones relajantes y profundas en áreas donde necesita alivio. Relájese, siéntase bien y rejuvenezca su cuerpo y alma.

No viva más con tensiones físicas y mentales que no son nada saludables.

Este dispositivo TENS EMS/PMS funciona con una batería de litio recargable y puede aplicar 4 almohadillas. Ayuda a aliviar dolores y molestias menores de nervios y músculos. Consta de dos componentes principales, específicamente, el Estimulador Electrónico de Nervios Transcutáneo y el Estimulador de Músculos Electrónico/ Estimulador de Músculos de Carga que generan las señales de estimulación requeridas, y 2 juegos de cables con almohadillas de electrodos. Este dispositivo se debe usar para aliviar temporalmente el dolor asociado con lesiones y molestias en los nervios y músculos en la parte inferior de la espalda, las extremidades superiores (brazo) y las extremidades inferiores (pierna) debido a la tensión provocada por el ejercicio o las actividades normales del trabajo doméstico.

INDICACIONES DE USO

TENS y EMS/PMS:

Para ser utilizados en el alivio temporal del dolor asociado con molestias y lesiones en los nervios y músculos del hombro, cintura, espalda, cuello, extremidades superiores (brazos), extremidades inferiores (piernas). Seleccione las modalidades TENS: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12. Seleccione las modalidades EMS: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12

Estimulador Muscular Eléctrico:

Está dirigido a estimular los grupos musculares y mejorar la circulación sanguínea. Seleccione la modalidad 10 para el desarrollo del cuerpo o 11 para la pérdida de peso.

La modalidad 12 es una de modalidad de combinación automática.

BENEFICIOS CLAVE

- Rápida Acción - aunque la velocidad y el grado de respuesta varían entre personas, muchos usuarios reportan resultados positivos después de 10-20 minutos de uso.
- Alternativa Saludable que Siempre está Disponible - no hay medicamentos ni sustancias químicas involucradas en esta forma efectiva de alivio del dolor. Tiene acceso a esta mejoría las 24 horas del día, todos los días. Puede usar el dispositivo con la frecuencia que desee.
- Portátil - su tamaño de bolsillo le permite recibir tratamiento en cualquier lugar a su conveniencia.
- Rentable - el dispositivo le ahorrará tiempo y dinero, además de mejorar su vida diaria.
- Fácil de usar - dispositivo fácil de usar que es sencillo de manejar.
- Terapia en el hogar - con este dispositivo, usted puede controlar su salud y bienestar y tener acceso a la terapia en cualquier momento en la comodidad de su hogar.
- Regalo de Salud - todos, jóvenes y personas mayores, sufren de algún tipo de tensión muscular. Usted puede ayudarse a sí mismo y a otros con un regalo para la salud y el bienestar.
- Alivio efectivo – este dispositivo proporciona resultados efectivos. La tecnología avanzada envía múltiples ondas eléctricas terapéuticas pre configuradas a través de los electrodos. Estas ondas estimulan la combinación de técnicas de alivio del dolor de tejidos profundos y diversos movimientos musculares, mitigando la tensión muscular.

ACCESORIOS


- Unidad de control
- 1 juego de almohadillas pequeñas de electrodos adhesivos de una cara (1.6 pulgadas por 1.2 pulgadas)
- 1 juego de almohadillas grandes de electrodos adhesivos de una cara (3 pulgadas por 1.9 pulgadas)
- 1 juego de almohadillas de electrodos adhesivos de una cara extra largos (2 pulgadas por 4 pulgadas)
- 2 cables de electrodos con 2 conductores.
- 1 manual de instrucciones
- Cable de extensión USB
- Adaptador AC/DC
- Diagrama de puntos de acupuntura
- 1 porta almohadillas

FUNCIONAMIENTO






1. Es posible que el dispositivo requiera ser cargado hasta por aproximadamente una hora antes de su primer uso y cuando el nivel de la batería sea bajo.
2. Conecte el cable al puerto de salida en la parte superior del dispositivo
3. Conecte un par de almohadillas a un cable conductor doble ajustándolas.
4. Retire la película protectora y coloque las dos almohadillas en el músculo, asegurándose de que ambas almohadillas estén en la piel y no se superpongan entre sí.
5. Encienda el dispositivo a través del interruptor de encendido/apagado.
6. Cuando lo haya encendido, se iniciará en Modo 1.

7. Para cambiar las modalidades, presione el botón M. Una vez que haya seleccionado un modo, aumente gradualmente la intensidad presionando el botón "+" (vea el diagrama N°9). Para disminuir la intensidad, presione el botón "-" (vea el diagrama N°10).
8. Para ajustar la hora, presione el botón T desde 10 minutos hasta 60 minutos. El ajuste de tiempo predeterminado está configurado en 20 minutos.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES



DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES

1.  Configuración del tiempo: toque el ícono de la hora para ajustar el tiempo a 10, 20, 30, 40, 50 o 60 minutos.
2. **A B** Botón de cambio de salida A o B: toque el icono A para cambiar de A a B o toque el icono B para cambiar de B a A.
3.  Icono de bloqueo de seguridad: presione el símbolo una vez para bloquear la pantalla y deshabilitar la función de la pantalla táctil; presione nuevamente para desbloquear la pantalla y habilitar la función de la pantalla táctil. Cuando está bloqueado, el icono  se ilumina de forma intermitente.
4. Salida A.
5. Puerto USB para cargar la batería.
6. Salida B.
7. Botón de ENCENDIDO/APAGADO: Mantenga presionado el botón "encendido/apagado" durante 6 segundos para encender/apagar el dispositivo "
8. Indicador del nivel de batería 
9. Botón de aumento de intensidad: 10 bar/20 niveles de intensidad ajustables.
Presione el botón de intensidad + una vez para aumentar al 1 nivel. Presione de 1-20 veces para aumentar la intensidad hasta el nivel más alto 20.
10. Botón de disminución de intensidad: 10 bar/20 niveles de intensidad ajustables. Presione la tecla de intensidad - una vez para disminuir 1 nivel. Presione 1- 20 veces para disminuir la intensidad hasta el nivel más bajo 0.
11. Configuración de la modalidad: puede seleccionar cualquier icono de las 12 modalidades terapéuticas en la pantalla táctil.
12. Botón de ajuste de tiempo.
13.  Botón de pausa: detiene todas las funciones
14. Botón de cambio de salida A/B

DESCRIPCIÓN DE MODALIDADES

- Le sugerimos que inicialmente pruebe usando cada una de las modalidades. La modalidad o combinación de modalidades que le brinda las sensaciones y el confort más deseables es el más apropiado para su uso.
- La intensidad debe establecerse a un nivel en el que sentirá alguna vibración muscular y movimientos musculares involuntarios. Debe configurarse para brindarle una intensidad 'agradable' y no debe ser dolorosa.
- El tiempo de aplicación debe ser de al menos 10 a 20 minutos.
- La frecuencia de la aplicación debe ser de una a tres veces por día.

DESCRIPCIÓN DE MODALIDADES

Modo	Nombre	Descripción	Funcionalidad
1	Tui Na	La simulación de Tui Na es un tratamiento corporal directo que abre el flujo de Qi a través de los meridianos.	Es especialmente efectivo para los dolores articulares, la ciática, los espasmos musculares y el dolor en la espalda, el cuello y los hombros. También ayuda a enfermedades crónicas como el insomnio, el estreñimiento, los dolores de cabeza y la tensión asociada con el estrés.
2	Acupuntura	La simulación de acupuntura proporciona la misma sensación sin agujas, al utilizar pulsos electrónicos para lograr la sensación de diferentes profundidades de agujas.	Al estimular puntos de acupuntura específicos, corrige los desequilibrios en el flujo de Qi a través de canales conocidos como meridianos. Por favor lea el diagrama de acupuntura.
3	Tapping	La simulación de Tapping está dirigido a producir una sensación de punzación fuerte que recorre sus músculos, lo cual puede brindarle una sensación de fortalecimiento y revitalización.	Es especialmente efectivo para la relajación muscular.
4	Gua Sha	La simulación Gua Sha con un ajuste de baja frecuencia proporciona al usuario una sensación de presión y rasguño. Gua Sha libera elementos no saludables de las áreas lesionadas y estimula el flujo sanguíneo y la curación.	Gua Sha es efectivo en trastornos agudos y crónicos de órganos internos. Los pacientes pueden ver un alivio inmediato a sus síntomas de dolor, rigidez, fiebre, escalofríos, tos, sibilancias, náuseas y vómitos, entre otros.
5	Cupping	La simulación cupping, estimulación relativamente constante que contrae los músculos.	El cupping se utiliza para aliviar dolores de espalda y cuello, músculos rígidos, ansiedad, fatiga, migrañas, reumatismo e incluso reducción de la celulitis, entre otras.
6	Shiatsu	La simulación Shiatsu, es un tipo de medicina alternativa que consiste en presión con los dedos y la palma de la mano, estiramientos y otras técnicas de masaje.	Shiatsu puede ayudar a facilitar la curación de muchas dolencias menores. Desde dolores de cabeza y dolor de espalda hasta problemas digestivos, sinusales y de la piel.

7	Presión	Es la manipulación de capas superficiales y profundas de músculo y tejido conectivo mediante diversas técnicas.	Puede mejorar la función, ayudar en el proceso de curación, disminuir la actividad del reflejo muscular, inhibir la excitabilidad de las neuronas motoras, promover la relajación y bienestar, y como actividad recreativa.
8	Dolor de Espalda	Usa vibraciones de baja frecuencia para estimular la circulación de la sangre y aliviar el dolor.	Específicamente utilizado para la espalda baja.
9	Masaje de Tejido Profundo	La terapia de masaje de tejido profundo es similar a un masaje sueco, pero la estimulación de presión más profunda es beneficiosa para liberar la tensión muscular crónica	El masaje de tejido profundo puede proporcionar alivio del dolor y la rigidez asociados con las lesiones deportivas, traumatismo cervical, la osteoartritis, los espasmos musculares, la fibromialgia y las lesiones por esfuerzo como el síndrome del túnel carpiano.
10	Desarrollo del Cuerpo	La aplicación de corriente eléctrica a los músculos hace que los músculos se contraigan. La estimulación repetida de los músculos con electricidad puede dar como resultado músculos que se fortalecen y tonificar en cierta medida.	La estimulación muscular eléctrica ayuda a la reducción muscular, a la relajación de los espasmos musculares, a aumentar el rango de movimiento, a la recuperación de lesiones y a la recuperación postoperatoria.
11	Pérdida de Peso	Combinación de acupuntura y otras formas de ondas.	Ayuda a perder peso, tonificar, reafirmar y fortalecer los músculos abdominales, de la espalda, los muslos, los brazos, etc.
12	Combinación	Combinación automática de varias modalidades para la relajación	Relajación completa del cuerpo después del entrenamiento: ejercicios y estado físico o después de un día de trabajo arduo.

REGLAS GENERALES PARA EL USO DE ELECTRODOS

1. Utilice electrodos únicamente suministrados por el fabricante.
2. No utilice los electrodos en diferentes personas. Cada usuario debe tener su propio juego.
3. Apague siempre el dispositivo antes de retirar o mover los electrodos.
4. Lave bien la piel y luego séquela antes de aplicar los electrodos. Se recomienda usar hisopos con alcohol o alcohol solo. Coloque las almohadillas sobre la piel asegurándose de que estén separadas al menos 2 cm entre sí.
5. Aplique firmemente toda la superficie de los electrodos a la piel. No utilice electrodos que no se adhieran correctamente a la piel o solo se adhieran parcialmente.
6. En caso de enrojecimiento de la piel debajo de los electrodos después de la estimulación, no lo use nuevamente en la misma área si el enrojecimiento de la piel aún es evidente.
7. Se recomienda usar las almohadillas más largas para áreas más grandes como los músculos de los hombros, la cintura, el abdomen y las piernas. Use almohadillas pequeñas para áreas más pequeñas como los músculos del antebrazo, articulaciones, entre otras.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN

1. Encuentre el punto exacto del dolor: coloque las almohadillas en esta posición. El diagrama de acupuntura también puede servir como una guía para la colocación específica de las almohadillas para cada dolencia.
2. Ajuste la intensidad gradualmente: es más efectivo alcanzar el nivel de intensidad más alto que pueda soportar.
3. La duración recomendada de la aplicación es de 2 a 3 veces por día durante 40 a 60 minutos por aplicación, durante 10 días para cada programa
4. Las almohadillas se pueden colocar de dos maneras:
 - Modo doble: con las 2 almohadillas una al lado de la otra en el mismo lado del cuerpo y ambas relativamente cerca.
 - Modo opuesto: con las 2 almohadillas en un lugar similar pero a ambos lados del cuerpo, es decir, el hombro delantero y trasero.



ESPALDA BAJA
Modalidades 1,4, 5, 6, 7,
10, 11



CIATICO
Modalidades 1, 2,
3, 4, 5



DELTOIDES

Coloque una almohadilla en la parte delantera y otra en la parte posterior del músculo.
Modalidades 2, 3, 4



PARTE SUPERIOR DEL BRAZO

Coloque **ambas** almohadillas a cada lado de la región donde siente dolor. Modalidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10



CODOS

Coloque **ambas** almohadillas a cada lado de la articulación con el dolor.
Modalidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11



MUSLOS DE LA CADERA

Coloque **ambas** almohadillas a cada lado del área con dolor.
Modalidades 1, 2, 3, 4, 6, 7




RODILLAS

Coloque **ambas** almohadillas por encima de la rodilla o por encima y por debajo de la articulación con dolor. Modalidades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11



PANTORILLAS

Coloque **ambas** almohadillas en la pantorrilla /pierna donde siente dolor. (No coloque la almohadilla del electrodo simultáneamente en las pantorrillas de ambas piernas.)
Modalidades 1, 2, 4, 5, 6



TOBILLO/PIE

Coloque almohadillas según la ilustración, a la izquierda, para el dolor en la parte exterior del tobillo / pie. Coloque las almohadillas para el dolor en el interior de su tobillo/pie.

Modalidades 1, 2, 3, 6, 7, 12



ABDOMEN/HOMBROS

Modalidades 1, 4, 5, 6

CARGA DE BATERIA

- El dispositivo tiene una batería interna de litio recargable que se puede cargar a través de una toma de pared estándar o a través del puerto USB de su computadora.
- Es posible que el dispositivo también deba cargarse si la pantalla está borrosa, las sensaciones son débiles o si no se visualizada nada en la pantalla cuando está encendida.
- Normalmente se tarda alrededor de 4 horas cargar la batería.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura de Almacenamiento:

- 20 °C a 60 °C, - 4 °F a 140 °F

Humedad relativa máxima: 80%

Presión atmosférica: 80KPa a 105KPa

Evite almacenar en áreas de alta temperatura, alta humedad o luz solar directa.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Asegúrese de que su piel esté libre de suciedad, aceite o lociones.
2. Antes de aplicar las almohadillas, coloque unas gotas de agua en sus dedos y frótelas a ambas. Esto ayudará a que las almohadillas mantengan su adhesividad. Cuando haya terminado de usar el dispositivo, “apáguelo”.
3. Retire las almohadillas.
4. No las deseche. No las limpie con un paño o servilleta. No las laves con detergente o agua caliente.
5. Lave ligeramente las almohadillas, seque y coloque la película protectora nuevamente sobre las almohadillas o coloque las almohadillas en su soporte.
6. Retire el cable del dispositivo y vuelva a colocarlo en la caja junto con el equipo hasta su próximo uso.
7. Almacene el dispositivo en un lugar fresco y seco.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Uselo bajo las instrucciones de su médico.
- No utilice este dispositivo cerca de equipos de terapia de onda corta, ya que su salida puede ser inestable.
- No utilice electrodos cerca del corazón.
- Por favor, deje de usarlo inmediatamente si siente su cuerpo o dispositivo anormales.
- El tiempo de tratamiento no debe exceder los 60 minutos.
- Si mueve, retira o cambia la posición de las almohadillas de electrodos, apáguelo primero.
- No use el dispositivo si tiene alguna de las siguientes afecciones médicas:
 1. Un marcapasos cardíaco implantado, un desfibrilador u otro dispositivo metálico o electrónico implantado.
 2. No usar si está embarazada.
 3. Tiene epilepsia.

Se recomienda que consulte a su médico antes de usar si:

1. Ha sido diagnosticado con cáncer.
2. Ha sufrido un trauma agudo o un procedimiento quirúrgico reciente.
3. Tiene problemas cardíacos o cardiopatía congénita
4. Tiene una hernia abdominal.
5. Tiene trombosis venosa.

Este dispositivo está diseñado para ser usado por adultos, es posible usarlo en niños, solo bajo la supervisión de un adulto.

ADVERTENCIAS

1. La estimulación no debe aplicarse directamente en las sienes, en los ojos, incluyendo la boca, en la parte frontal del cuello (especialmente en el seno carotideo), ni colocarse sobre el tórax y la parte superior de la espalda o pasar por el corazón.
2. No lo utilice en genitales o zonas de la piel con lesiones.
3. Aplique las almohadillas de electrodos solo en la piel normal, intacta y limpia. No aplique sobre heridas abiertas o sobre áreas inflamadas o infectadas.
4. Nunca use el dispositivo mientras conduce, opera maquinaria o durante actividades en las que las contracciones musculares involuntarias puedan poner en peligro a otros.
5. No utilice el dispositivo en la bañera o ducha.
6. Nunca sumerja el dispositivo en ningún líquido.
7. Nunca use el dispositivo mientras duerme.
8. Este dispositivo solo debe utilizarse con los accesorios proporcionados por el fabricante.
9. No desarme ni repare el dispositivo usted mismo.
10. Manténgalo alejado de la televisión, la radio y otros equipos electrónicos.

REACCIONES ADVERSAS

Si experimenta irritación en la piel, quemaduras debajo de las almohadillas de electrodos aplicadas a la piel o cualquier otra reacción adversa, el tratamiento debe interrumpirse inmediatamente. Debe consultar con su médico acerca del uso del dispositivo a futuro.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1P: El dispositivo no está encendido o no puedo ver nada en la pantalla.

R: Asegúrese de que el dispositivo se haya cargado completamente.

2P: El dispositivo parece no estar cargando:

R:

- Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado en la unidad de un lado y conectado en el adaptador AC a la toma eléctrica en el otro lado.
- Aísle si hay un problema con el cable USB o el adaptador AC conectando el cable USB del dispositivo a un puerto USB en una computadora.

3P: La unidad está encendida, pero no siento ninguna sensación de las almohadillas:

R:

Verifique que los cables estén conectados firmemente en el puerto de la unidad y sujetos a las almohadillas conductoras.

Asegúrese de que está utilizando 2 almohadillas para un cable, de lo contrario no habrá corriente eléctrica.

Asegúrese de que las 2 almohadillas estén colocadas una cerca de la otra, es decir, que no estén en distintas extremidades o estén demasiado separadas.

4P: El dispositivo está encendido, pero no siento ninguna sensación en mis pies:

R: Es posible que deba ajustar el dispositivo a un nivel mucho más alto para sentir la sensación en sus pies, especialmente si tiene mala circulación o daño en los nervios.

5P: Solo funciona un puerto en el Dispositivo:

R: Aísle el problema probando otro cable conductor y un conjunto de almohadillas que sepa que funcionan en el puerto con el problema.

6P: Una almohadilla se siente más fuerte que la otra:

R: Esto es normal ya que las diferentes áreas del cuerpo reaccionan de formas distintas, solo asegúrese de que las almohadillas estén haciendo un buen contacto.

7P: Durante el uso, en la piel se siente una sensación de ardor dolorosa o la estimulación se ha debilitado:

R:

- Asegúrese de que las almohadillas adhesivas de gel se adhieran firmemente, esto es importante.
- Verifique que las almohadillas no estén demasiado secas y necesiten reemplazo.

DEFINICIONES

¿Que es un Unidad TENS?

TENS significa (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) que se usa mayormente para afecciones del dolor relacionadas con los nervios (afecciones agudas y crónicas). Las máquinas TENS funcionan mediante el envío de pulsos estimulantes a través de la superficie de la piel y a lo largo de las cadenas nerviosas. Utilizan corriente eléctrica de bajo voltaje para aliviar el dolor. Pueden ayudar en muchas áreas del cuerpo, como es el caso del dolor de espalda y de cuello, que puede ser causado por un trauma o tensión continua. El cuerpo responde a tal dolor o lesión con la protección muscular, un intento de inmovilizar el área dolorosa apretando los músculos que rodean la lesión. La protección muscular dificulta la circulación en el área afectada.

La disminución en el suministro de sangre conduce a una disminución en el metabolismo con una acumulación de desechos corporales. La terapia TENS puede ayudar a romper este ciclo de dolor y ayudar en el proceso normal de curación. Además, los pulsos estimulantes ayudan a evitar que las señales del dolor lleguen al cerebro. Los dispositivos Tens también ayudan a estimular su cuerpo para producir niveles más altos de sus propios analgésicos naturales, llamados "Endorfinas".

DEFINICIONES

¿Qué es un Dispositivo EMS?

E.M.S. significa (Estimulación Muscular Eléctrica) que se utiliza principalmente para prevenir o reducir la atrofia muscular. La atrofia es el debilitamiento y la pérdida del tono muscular, que generalmente se experimenta después de las cirugías o lesiones. Se ha demostrado que los EMS son un medio efectivo para prevenir la atrofia muscular. Los EMS también ayudan al aumentar el flujo de sangre a los músculos, aumentar el rango de movimiento, aumentar la fuerza muscular y mejorar la resistencia muscular. Los EMS tienen propiedades de manejo del dolor para ayudar al músculo asociado con el dolor, como un músculo espástico, molestias musculares o músculos contraídos.

ESPECIFICACIONES

Nombre: Tens / EMS

Tipo de dispositivo: TE2017

Fuente de alimentación: 5V

Potencia de entrada: CA 110 ~ 240V

Frecuencia de pulso: 0 ~ 75 HZ

Ancho de pulso: 78us

Max. corriente de salida: 0-55V

Humedad de temperatura de funcionamiento: <85%

Humedad de temperatura de transporte
y almacenamiento: -4 - 104F (-20 - 40C)

Peso neto de la unidad: 94 g

Tamaño de la unidad: 125 * 65 * 12.2 mm

GARANTÍA

Garantía (Limitada de 1 año)

Para su seguridad y para evitar cualquier daño a la propiedad, lea este manual con cuidado y úselo como se indica. La garantía del fabricante no tiene validez en las siguientes circunstancias, pero no se limita a:

1. Mantenimiento o **modificación** inadecuada o incorrecta.
2. Accidente, mal uso, abuso, contaminación u otras causas externas.
- 3. El uso de adaptadores y accesorios no especificados.**
4. Pérdida o daño en tránsito.
5. Daños que se producen como resultado de que no se hayan seguido las instrucciones

Esta garantía no se aplica a piezas desechables o consumibles y no se extiende a ningún producto del cual se haya eliminado el número de serie.

Conserve estas instrucciones

Garantía limitada de un (1) año desde la fecha de compra. Massage Therapy Concepts garantiza este producto contra defectos en materiales y/o mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra por parte del comprador original ("Período de garantía"). Si surge un defecto y se recibe un reclamo válido dentro del Período de garantía, como opción, Massage Therapy Concepts puede: 1) reparar el defecto sin cargo, utilizando piezas de repuesto nuevas o reparadas, o 2) reemplazará el producto con un producto nuevo que es al menos funcionalmente equivalente al productor original. Un producto o pieza de reemplazo, incluida una pieza instalable por el usuario y instalada de

acuerdo con las instrucciones proporcionadas por Massage Therapy Concepts, asume la garantía restante del producto original. Cuando se intercambia un producto o pieza, cualquier artículo de reemplazo se convierte en su propiedad y el artículo reemplazado se convierte en propiedad de Massage Therapy Concepts.

Obtención del Servicio: para obtener el servicio de garantía, envíe un correo electrónico al Servicio de garantía limitada de Massage Therapy Concepts en Support@MassageTherapyConcepts.com. Se requiere un recibo de compra. Todas las reparaciones y reemplazos deben ser autorizados por adelantado. Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta variarán. Usted es responsable de la entrega y del costo de entrega del producto o de cualquier pieza al centro de servicio autorizado de Massage Therapy Concepts para su reemplazo, según nuestras instrucciones.

Limites y Exclusiones: la cobertura de esta Garantía se limita a los Estados Unidos de América, incluidos el Distrito de Columbia y los Territorios de los Estados Unidos de Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Esta Garantía limitada se aplica solo a los productos fabricados por Massage Therapy Concepts que pueden identificarse con la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo de "Massage Therapy Concepts" que se adjunta a ellos o a su embalaje. La garantía limitada no se aplica a ningún producto que no sea de Massage Therapy Concepts. Los fabricantes o proveedores que no sean Conceptos de terapias de masajes pueden proporcionar sus propias garantías al comprador, pero Massage Therapy Concepts, en la medida que la ley lo permite, ofrecen estos productos "tal cual". Esta garantía no se aplica a: a) daños causados por fallas al seguir las instrucciones relacionadas con el uso del producto o la instalación de componentes; b) daños causados por accidente, abuso,

mal uso, incendios, inundaciones, terremotos u otras causas externas; c) daño causado por el servicio realizado por cualquier persona que no sea representante de Massage Therapy Concepts; d) accesorios utilizados junto con un producto cubierto; e) un producto o pieza que ha sido modificada para alterar la funcionalidad o capacidad; f) artículos destinados a ser reemplazado periódicamente por el comprador durante la vida útil del producto incluyendo, sin limitaciones, baterías o bombillas; g) cualquier producto vendido "tal cual", incluidos, sin limitaciones, modelos de demostración de pisos y artículos restaurados; o h) un producto que se utiliza comercialmente o con un propósito comercial.

MESSAGE THERAPY CONCEPTS NO SE HARA RESPONSABLE POR DAÑOS CASUALES O SIGNIFICATIVOS QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO O QUE SURJAN DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, MESSAGE THERAPY CONCEPTS DESCONOCE CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O IMPLÍCITAS INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y GARANTÍAS CONTRA DEFECTOS OCULTOS O LATENTES. SI MESSAGE THERAPY CONCEPTS NO PUEDE DESCONOCER LEGAMENTE LAS GARANTÍAS RELAMENTARIAS O IMPLÍCITAS, ENTONCES HASTA EL GRADO PERMITIDO POR LA LEY, TODAS ESTAS GARANTÍAS SE LIMITARÁN EN LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA EXPRESS.

Algunos estados rechazan la exclusión o limitación de daños casuales o significativos o la duración de una garantía

implícita, por lo que las exclusiones o limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro.



Massage Therapy Concepts
Chatham, NJ
USA