

RobiComb® Instruction Manual

Facing the facts....

Lice and nits are a pain to deal with. There is no quick solution – it takes time and patience to completely eradicate an infestation. But the good news is the RobiComb® is here to help.

The RobiComb® is an electronic lice zapping comb. It emits a very low energy electric charge that will kill or disable adult lice on contact so they can't reproduce or lay eggs. It is also designed to zap mature lice eggs.

The RobiComb® should replace all chemical treatments; it is effective and safe when used as directed. Most lice have become resistant to the harsh chemicals used in most common treatments but they can never become resistant to the RobiComb®.

What the RobiComb® can do:

- **Kill or disable lice on contact.**
- **Zap large nits.**
- **Detect lice.**

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE ROBICOMB®!!!

FOR BEST RESULTS read the instructions and watch our instructional videos by going to www.lice-guard.com or by scanning the QR code below.



How to use video

Directions for Use:

Step 1: Preparing for use

- Place 1 AA battery in the battery compartment .
- Dry hair completely- RobiComb® must be used on DRY HAIR ONLY.
- Detangle knots- Before using the RobiComb®, long hair should be combed through with a regular brush or comb to untangle any knots.

Step 2: Effectively using the RobiComb®

- Divide hair into small sections: Use hair clips to separate combed hair from the uncombed.
- To turn on: Push the switch to the "ON" position. The RobiComb® makes a continuous high pitched humming sound when working.
- Hold in the correct position: Hold unit with the word "RobiComb®" facing up and with the comb at a 45 degree angle to the roots of the hair.
- Comb close to the scalp: Start at the scalp and pull comb through one inch of hair length (where lice live).
- Humming sound indicator: As you comb the hair, the humming sound will stop momentarily every time a louse, an egg is destroyed or anything such as hair-product build-up or dandruff is large enough to break the connection between the teeth. Brush lice or objects out of combing unit teeth with the special enclosed brush and the humming sound will resume. Resume combing.
- Length of treatment may vary depending on type of hair. Switch off and clean combing unit when treatment is completed.

Step 3: Complete the treatment cycle

- Comb infested hair daily for up to two weeks in order to detect and kill any new lice which have hatched since you began treatment. By treating daily and killing lice before they reach the age of reproduction, you put an end to the infestation cycle.

Warnings:

- Consult with a physician before using RobiComb® on an infant or toddler.
- Avoid contact with eyes, ears or mouth as well as other sensitive areas. Touching both sides of the combing unit may result in tingling sensation which some children may find unpleasant.

- Do not use RobiComb® on sores or broken skin.
- RobiComb® is intended for head hair only.
- RobiComb® should be handled with care
- Persons who suffer from epilepsy or seizure disorders, heart disease, or persons with a pace-maker or other neuro-stimulators should consult with a physician before using RobiComb®.

Clean & Store the RobiComb®:

- Always clean before beginning treatment on another child or storing.
- To clean, remove the combing unit (metal teeth) and gently brush clean. The combing unit can also be washed by dipping the small cleaning brush in isopropyl alcohol and brushing the teeth.
- Let the teeth air dry completely.
- Store in a dry place; preferably not in the bathroom.
- Remove battery if not in use for extended period of time.



How to care video

For any issues or questions please call our USA customer service hotline at 1-888-994-8213, Monday through Friday 8 AM to 8 PM EST or go to www.lice-guard.com.

Troubleshooting:

| PROBLEM | SOLUTION |
|---|---|
| If comb shuts off when touches hair... | Dry hair and combing unit completely |
| If no buzzing is heard when RobiComb® is turned on... | Clean RobiComb® (see cleaning guide) and make sure no debris is caught in between the comb's teeth Ensure that none of the comb's teeth are touching, especially the teeth on the end. If any teeth are touching, gently pry them apart. Insert fresh battery with "+" matching "+" on the RobiComb® Dry combing unit completely |
| If buzzing is silent with combing unit removed... | Remove battery and gently clean metal connections and battery (do not wash) Gently pry metal connections out a little to make better contact with battery Dry combing unit completely |


More Tips and Advice for using the RobiComb®:

| DO | DON'T |
|---|---|
| Visit our website for videos, tips, and additional information. | Use on wet hair or in humid conditions. |
| Use a brand new battery for best results. | Bring the RobiComb® in contact with eyes, ears, or mouth. |
| Store RobiComb® in a DRY place. | |

The RobiComb® main parts:



Correct angle to hold RobiComb®:



Español

La realidad ...

Los piojos son una plaga muy molesta y no existe una solución rápida, toma tiempo y paciencia erradicar por completo una infestación. La buena noticia es que ya existe el RobiComb® para ayudar en esta tarea.

El RobiComb® es un peine electrónico que elimina los piojos emitiendo una descarga eléctrica muy baja pero suficiente para matar o inhabilitar al piojo al contacto, por lo que ya no se podrán reproducir ni poner huevos. También elimina liendres maduras.

El RobiComb® puede reemplazar a todos los tratamientos químicos; es muy efectivo y seguro cuando se usa según las instrucciones. Los piojos se han vuelto resistentes a los químicos y tóxicos que se utilizan como ingredientes de los tratamientos más comunes, pero nunca se podrán volver inmunes al RobiComb®.

El RobiComb®:

- **Mata o inhabilita piojos al contacto**
- **Elimina liendres grandes**
- **Detecta piojos**

LEER CON ATENCIÓN ANTES DE USAR EL ROBICOMB !!!
PARA MEJORES RESULTADOS favor de leer las instrucciones y ver los videos de uso en nuestra web www.lice-guard.com. También puedes verlos escaneando este código QR:



video/ instrucciones

Instrucciones de Uso

Paso 1. Antes de usarse

- Inserta una pila AA en el compartimento de batería.
- El cabello debe estar completamente seco.
- Desenreda el cabello. Es recomendable que antes de usar el RobiComb® en cabello largo, uses tu cepillo o peine común para desenredarlo totalmente.

Paso 2. Cómo usar el RobiComb® correctamente

- Divide el cabello en pequeñas secciones. Puedes ayudarte con broches para separar las secciones en que ya utilizaste el RobiComb®.
- Encender el RobiComb®: Empuja el botón a la posición ON. El RobiComb® hará un zumbido continuo al estar encendido.
- Es importante que el RobiComb® esté en la posición correcta: siempre debe estar la palabra 'RobiComb®' hacia arriba y utilizarlo en una posición de ángulo de 45 grados con respecto a la raíz del cabello.

- Comienza junto al cuero cabelludo y desliza el peine tres centímetros por el cabello (allí es donde viven los piojos)
- Al estar peinando el zumbido del RobiComb® se detendrá momentáneamente cada vez que elimine un piojo o una liendre; es importante hacer notar que el zumbido también se detendrá cuando alguna partícula extraña quede atorada entre los dientes del peine (caspa, residuos de gel, etc) Sólo limpia los dientes con el cepillito que viene incluido y se reanuda el zumbido. Sigue con el peinado.
- La duración del tratamiento será variable dependiendo del tipo y largo de cabello. Recuerda apagar y limpiar el peine después de cada uso.

Paso 3. Completar el tratamiento

- Usa el RobiComb® diariamente hasta por dos semanas para detectar y eliminar cualquier nuevo piojo que haya nacido durante esas dos semanas. Al seguir estas instrucciones estarás eliminando los piojos antes de que alcancen su etapa reproductiva y así terminarás con el ciclo de infestación.

Precauciones:

- Consulta a tu médico antes de usar el RobiComb® en un niño pequeño.
- Evita el contacto con los ojos, oídos o boca así como en otras áreas sensibles. Si tocas ambos lados de los dientes del peine al mismo tiempo se podrá sentir una sensación de hormigueo, lo cual puede resultar desagradable.
- No uses el RobiComb® en pieles con llagas o heridas.
- Utilizar solamente en el cabello de la cabeza.
- Utilizar el RobiComb® según las instrucciones.
- Las personas que sufren de epilepsia o trastornos convulsivos, enfermedades del corazón, o las personas con un marcapasos u otros neuro-estimulantes deben consultar con un médico antes de usar el RobiComb®.

Cuidados y Almacenaje:

- Limpia siempre el RobiComb® antes de iniciar el tratamiento en una nueva persona o antes de guardarlo.
- Para limpiarlo, quita el cartucho de dientes de metal y cepíllalo fuertemente. También puedes mojar el cepillito con alcohol para limpiar los dientes.
- Deja secar el cartucho de dientes completamente.
- Guarda el RobiComb® en un lugar seco, de preferencia fuera del cuarto de baño.
- Quita la batería del RobiComb® si no lo vas a utilizar por un período largo de tiempo.



video/ cuidados

¿Comentarios o preguntas? contacta a tu distribuidor local o visita nuestra página web en "Contact Us!"
www.lice-guard.com

Solución a problemas:

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|--|
| Si el peine se apaga cuando toca el cabello... | Seca completamente el cabello y los dientes del peine |
| Si no escuchas un zumbido cuando enciendes el RobiComb® ... | Limpia el RobiComb® (ver la guía de cuidados y almacenaje) Cambia la batería por una nueva con el símbolo "+" en el lado correcto Seca completamente los dientes del peine |
| | Quita la batería y cuidadosamente limpia la pila y las terminales de metal (sin mojar) |

Ajusta las terminales de metal con cuidado con el fin de que hagan mejor contacto con la pila



Más Tips y sugerencias para el uso de tu RobiComb®

| SI | NO |
|--|---|
| Visita nuestra web donde podrás encontrar videos, tips e información adicional | Utilizarlo húmedo o mojado |
| Te recomendamos utilizar una batería nueva cuando necesites hacer un reemplazo | Poner en contacto el RobiComb® con ojos, nariz o boca |
| Guarda tu RobiComb® en un lugar SECO | |

Piezas del RobiComb®:




Cubierta de la batería

Cartucho de dientes (combinez unit)

Base para cartucho de dientes

Ángulo peinado correcta:



Français

Regardons les faits en face Les poux sont pénibles. Il n'y a pas de solution rapide – il faut être patient et prendre le temps pour éradiquer complètement une infestation. Mais la bonne nouvelle est que le RobiComb® est ici pour nous aider. Le RobiComb® est un peigne électronique qui élimine les poux. Il émet une charge électrique très faible qui tue ou mute les poux adulte au contact, afin qu'ils ne puissent pas se reproduire ou pondre d'œuf. Il est aussi conçu pour éliminer les œufs de pou arrivés à maturité. Le RobiComb® devrait remplacer tous les produits chimiques ; il est efficace et sûr quand il est utilisé correctement. La plupart des poux

sont résistants aux produits chimiques nocifs utilisés dans les traitements ordinaires, mais ils ne peuvent résister au RobiComb®.

Le RobiComb® peut :

- Tuer ou éliminer les poux au contact.
- Mutiller les grands poux.
- Détecter les poux.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE ROBICOMB® !!!

POUR DE MEILLEURS RESULTATS, lire la notice et regardez les videos éducatives sur le site www.lice-guard.com ou en scannant le code QR ci-dessous.



video/ utilisation

Instructions d'Utilisation :

Etape 1 : Préparer à l'utilisation

- Insérez 1 pile AA dans le compartiment prévu à cet effet.
- Séchez les cheveux totalement - RobiComb® doit être utilisé sur CHEVEUX SECS UNIQUEMENT.
- Démêler les nœuds – Avant d'utiliser RobiComb®, les cheveux longs doivent être démêlés soigneusement avec un peigne.

Etape 2 : Utilisation efficace du RobiComb®

- Séparez les cheveux en petites sections : utilisez des épingles pour séparer les cheveux peignés et ceux non-peignés.
- Pour allumer : Glissez l'interrupteur en position 'ON'. Le RobiComb® émet un bourdonnement de manière continue lorsque allumé.
- Tenir correctement : Tenez le peigne avec l'inscription « RobiComb® » vers le haut et le peigne incliné à 45 degrés vers les racines des cheveux.
- Peignez proche du cuir chevelu : Commencez au cuir chevelu et peignez 3 cm de cheveux (là où les poux demeurent).
- Bourdonnement : Lors de l'utilisation, le bourdonnement s'arrête momentanément chaque fois qu'un pou ou un œuf est détruit, ou lorsque des pellicules ou autre dépôt dans les cheveux sont coincés dans le peigne. Brossez les poux ou autres objets du peigne avec la brosse fournie et spécialement conçue à cet effet. Le bourdonnement reprend et vous pouvez continuer à peigner.
- La durée du traitement varie selon le type de cheveux. Eteignez le peigne et nettoyez-le après chaque utilisation.

Etape 3: Complétez le traitement

- Peignez les cheveux infestés chaque jour pendant deux semaines afin de détecter et tuer les nouveaux poux qui ont éclos depuis le traitement précédent. En traitant chaque jour et tuant les poux avant qu'ils n'atteignent l'âge de se reproduire, vous mettez fin au cycle d'infestation.

Précautions :

- Consulter un médecin avant d'utiliser sur un bébé ou enfant de moins de deux ans.
- Eviter tout contact avec les yeux, la bouche, les oreilles et les autres parties sensibles. Toucher les deux côtés du peigne en même temps peut provoquer une sensation de picotement que certains enfants n'aiment pas.

- Ne pas utiliser RobiComb® sur des plaies ou une peau irritée.
- Le RobiComb® est fait pour les cheveux uniquement.
- Le RobiComb® doit être manipulé avec précaution.
- Les individus souffrant d'épilepsie, de maladie cardiaque, ou ayant un pacemaker ou d'autres appareils ne doivent pas utiliser le RobiComb® sans consulter un médecin au préalable

Nettoyer et Ranger le RobiComb® :

- Nettoyez toujours le peigne après chaque utilisation et avant de l'utiliser sur un autre enfant.
- Pour le nettoyer, retirez le peigne (bloc de dents métalliques) et brossez-le doucement. Le peigne peut également être nettoyé avec la brosse en la trempant au préalable dans de l'alcool isopropylique.
- Laisser les dents sécher entièrement.
- Ranger dans un endroit sec ; de préférence pas dans la salle de bains.
- Retirez la pile si vous n'allez pas utiliser le peigne pour une durée prolongée.



vidéo/ nettoyage

Si vous avez une question ou un problème, veuillez contacter le distributeur local, ou rendez-vous sur notre site internet sur la page « Contact Us ! » www.lice-guard.com

Dépannage :

| PROBLEME | SOLUTION |
|---|---|
| Si le peigne s'éteint lorsqu'il touche les cheveux ... | Séchez les cheveux et le peigne entièrement |
| Si le peigne n'émet pas de bourdonnement lorsqu'il est allumé ... | Nettoyez le RobiComb® (voir instructions) Insérez une nouvelle pile avec le '+' aligné sur le '+' du RobiComb® Séchez le peigne entièrement |
| Si le bourdonnement est absent lorsque le peigne est détaché ... | Retirez la pile et nettoyez doucement les connexions métalliques et la pile (ne pas laver) Dégager légèrement les connexions métalliques pour assurer un meilleur contact avec la pile Séchez le peigne entièrement |

Autres astuces et Recommandations pour l'utilisation du RobiComb®

| FAIRE | NE PAS FAIRE |
|--|--|
| Rendre visite au site internet pour des vidéos, astuces et des informations supplémentaires. | Utiliser sur des cheveux mouillés ou dans des conditions humides. |
| Utiliser une nouvelle pile pour de meilleurs résultats. | Mettre en contact le RobiComb® avec les yeux, les oreilles ou la bouche. |
| Ranger le RobiComb® dans un endroit SEC. | |

Les éléments principaux du RobiComb®:




Le couvercle de la pile

Le peigne

Le boîtier à peigne


Angle de peignage correcte:



Lifetime Guarantee:

To get your lifetime guarantee go to: www.lice-guard.com/guarantee.
Note: Applies only in the USA and must be submitted within 1 year of purchase date.

LiceGuard LLC
590 Hillside Ave,
Needham MA 02494 USA



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

