


Fitting Guidelines: DO NOT USE this product without reading and understanding the instructions inside. Consult a healthcare professional for use instructions. Hold Cane with the hand opposite weak or injured side, 6" outside body (not right beside). Elbows should be bent 15° - 20° when pressing down (30° without pressure).

Consignes d'ajustement: NE PAS UTILISER ce produit avant d'avoir lu et compris le mode d'emploi. Consulter un professionnel de la santé pour savoir comment l'utiliser. Tenir la canne avec la main opposée au côté faible ou blessée, à 15 cm (6 po) du corps (et non tout juste à côté). Les coudes doivent être pliés selon un angle de 15 à 20 degrés au moment d'appliquer la pression (30 degrés sans pression).

Directrices de ajuste: NO USE este producto sin antes leer y entender las instrucciones que contiene. Consulte con un profesional de servicios de atención médica acerca de las instrucciones de uso. Sustenga el bastón con la mano contraria al lado débil o lesionado, a 6" de distancia del cuerpo (no muy pegado a él). Los hombros deben inclinarse entre 15° y 20° al hacer presión (30° si no hace presión).



Carex Health Brands
PO Box 2526
Sioux Falls, SD 57101
Phone 800.526.8051
www.carex.com
Made in China
Fabriqué en China
Hecho en China
40-A52000_04 ©2014



Soft Grip® Walking Cane Canne de marche Bastón



Reduces
pressure on
wrist

Réduit la
pression sur
le poignet

Reduce la
presión en
la muñeca



**Weight
Capacity:**
250 lbs

**Capacité
de poids:**
113,4 kg

**Capacidad
de peso:**
113.4 kg



Carex Health Brands

DO NOT use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, before attempting to use this equipment, otherwise injury may occur.

Check rubber tip for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tip immediately.

Carex Canes provide mobility assistance for individuals weighing up to 250 pounds. Canes are designed to provide support, increased stability and assistance while walking. Canes are NOT designed to support the full weight of individuals or to be used for lifting or leverage.

Before use ensure that the snap button fully protrudes through adjustment hole of the cane, this ensures that the cane is securely locked in position. Without doing so a fall could result, causing bodily injury and/or damage to the cane.

NE PAS utiliser cet équipement sans avoir préalablement lu et compris ce mode d'emploi. Si vous ne pouvez comprendre les mises en garde, avertissements ou consignes, prière de contacter un professionnel de la santé avant d'utiliser cet équipement, sans quoi une blessure peut survenir.

Vérifier que l'embout en caoutchouc n'est pas déchiré, craquelé ou usé. Si l'une de ces conditions est présente, remplacer immédiatement l'embout en caoutchouc.

Les cannes Carex procurent une aide à la mobilité aux personnes pesant jusqu'à 113,4 kg (250 lb). Les cannes sont conçues pour fournir le soutien, la stabilité accrue et l'aide nécessaires pour marcher. Les cannes NE sont

PAS conçues pour soutenir la totalité du poids d'une personne, ou pour la soulever ou faire lever.

Avant d'utiliser la canne, veiller à ce que le bouton-pression ressorte complètement du trou d'ajustement de la canne, afin que celle-ci soit bien verrouillée en place. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une chute causant des blessures et/ou endommageant la canne.

NO use este equipo sin antes leer y entender estas instrucciones. Si no logra entender las advertencias, las precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de servicios de atención médica antes de intentar usar este equipo; de lo contrario, se puede producir una lesión. Siempre consulte con su médico o terapeuta para determinar el ajuste y uso adecuados.

Verifique las puntas de goma para descartar roturas, rasgaduras, grietas o desgaste. Si se detecta alguna de estas condiciones, reemplace las puntas de goma de inmediato.

Los bastones de Carex brindan asistencia en la movilidad para personas con un peso de hasta 250 libras. Los bastones están diseñados para dar soporte, mayor estabilidad y asistencia al caminar. Los bastones NO están diseñados para soportar el peso total de la persona o para utilizarlo como medio de elevación o palanca.

Antes de usarlo, verifique que el broche de presión sobresalga completamente a través del orificio de ajuste del bastón. Esto asegura que el bastón está bloqueado firmemente en su posición. Si no lo hace, podría causar una caída, provocando lesiones corporales o daños en el bastón.