


CONTENTS: 1 Thermometer, 1 Battery, 1 Owner's Manual, 1 Storage Case



- WARNING:**
- Read instructions thoroughly before using digital thermometer.
 - Choking Hazard: Thermometer cap and battery may be fatal if swallowed. **DO NOT** allow children to use this device without parental supervision.
 - DO NOT** use thermometer in ear. Designed use is for oral, rectal, or armpit (axilla) readings only.
 - DO NOT** place thermometer battery near extreme heat as it may explode.
 - Remove battery from the device when not in operation for a long time.
 - The use of temperature readings for self-diagnosis is dangerous. Consult your doctor for the interpretation of results. Self-diagnosis may lead to the worsening of existing disease conditions.
 - DO NOT** attempt measurements when the thermometer is wet as inaccurate readings may result.
 - DO NOT** bite the thermometer. Doing so may lead to breakage and/or injury.
 - DO NOT** attempt to disassemble or repair the thermometer. Doing so may result in inaccurate readings.
 - After each use, disinfect the thermometer especially in case the device is used by more than one person.
 - DO NOT** force the thermometer into the rectum. Stop insertion and abort the measurement when pain is present. Failure to do so may lead to injury.
 - DO NOT** use thermometer orally after being used rectally.
 - For children who are two years old or younger, please **DO NOT** use the devices orally.
 - If the unit has been stored at temperatures over 104°F (50°C), leave it in 41°F – 104°F (5°C – 40°C) ambient temperature for about 15 minutes before using it.
 - Babies younger than 6 months old should see a doctor when they have a fever.
 - Use of a new disposable cover is recommended; **DO NOT** reuse disposable covers.
 - DO NOT** smoke or eat/drink anything hot or cold for 10 minutes before taking an oral temperature.
 - ALWAYS** stay with your child when a thermometer is in place.

- PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING**
- This digital thermometer provides a quick and highly accurate reading of an individual's body temperature. The digital thermometer is intended to measure the human body's temperature in regular mode orally, rectally or under the arm, and the device is reusable for clinical or home use on people of all ages. To better understand its functions and to provide years of dependable results, please read **ALL** instructions first.

- PRECAUTION:**
- The performance of the device may be degraded should one or more of the following occur:
- Operation outside the manufacturer's slated temperature and humidity range.
 - Storage outside the manufacturer's slated temperature and humidity range.
 - Mechanical shock (for example, being dropped).
 - Patient temperature is below ambient temperature.
 - Portable and mobile RF communications can affect the device. The device needs special pre-cautions regarding EMC.
 - Keep thermometer away from Magnetic Resonance equipment.

SPECIFICATIONS:

Type: Digital Thermometer (Not Predictive)
Measure Range: 90.0°F -109.9°F (32.0°C -42.9°C)
(C°/F chosen by manufacturer)

Accuracy: ±0.2°F(±0.1°C) during 95.9°F ~ 107.6°F (35.5°C ~ 42.0°C) at 64.4°F ~ 82.4°F (18°C ~ 28°C) ambient operating range ±0.4°F(±0.2°C) for other measuring and ambient operating range


Operating mode: Direct Mode
Display: Liquid crystal display, 3 1/2 digits
Memory: For storing the last measured value
Battery: One 1.5 V DC. button battery (size LR41 or SR41, UCC 392)

Battery life: Approx. 200 hours
Dimension: 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm (L x W x H)
Weight: Approx. 10 grams including battery
Ambient operating range: Temperature: -4°F ~ 131°F(-20°C ~ 55°C)
Relative humidity: 15% ~ 95%RH
Atmospheric Pressure : 800hPa ~ 1060hPa
Ingress Protection Rating: IP22
Classification: Type BF

Storage and transportation condition: 15% ~ 95%RH
Relative humidity: 800hPa ~ 1060hPa
Atmospheric Pressure : 1P22
Classification: Type BF




- DIRECTIONS**
- Press the On/Off Button next to LCD display. A tone will sound as the screen shows 188.8% followed by last recorded temperature. After showing the self-test temperature, the thermometer is now in the testing mode. ***Note:** If the measured temperature is less than 90°F or 32°C, the LCD will display Lo, if the measured temperature is higher than 109.9°F or 42.9°C, the LCD will display Hi.

- Position thermometer in desired location (mouth, rectum, or armpit.)
 - Oral Use: Place thermometer under tongue as indicated by "↖" position shown in Figure 2. Close your mouth and breathe evenly through the nose to prevent the measurement from being influenced by inhaled/exhaled air. Normal temperature between 95.9°F - 99.5°F (35.5°C to 37.5°C).
 - Rectal Use: Lubricate silver probe tip with petroleum jelly for easy insertion. Gently insert sensor approximately 1 cm (less than 1/2 ") into rectum. Normal temperature between 97.9°F - 100.4°F (36.6°C to 38°C).
 - Armpit Use: Wipe armpit dry. Place probe in armpit and keep arm pressed firmly at side. From a medical viewpoint, this method will always provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are required. Normal temperature between 94.5°F - 99.1°F (34.7°C - 37.3°C).



- The degree sign flashes throughout the testing process. When flashing stops an alarm will beep for approximately 10 seconds. The measured reading will appear on the LCD simultaneously. Keep the thermometer in place until it beeps. The measurement continues even after the alarm notification. The displayed temperature will not change when thermometer is removed from its testing position. ***Note:** Normally the alarms are "Bi-Bi-Bi-Bi-"; Alarm beeps more rapidly when temperature reaches 100°F (37.8°C) or higher, and the alarms are "Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi-".
- To prolong battery life, press the On/Off Button to turn unit off after testing is complete. If no action is taken, the unit will automatically shut off after around 10 minutes.
- Clean and disinfect the thermometer and then store the thermometer in its protective case.

- BATTERY REPLACEMENT**
- Replace battery when "■" appears in the lower right corner of LCD display.
 - Pull battery cover off as shown in Figure 3.
 - Gently pull out plastic circuit board with battery chamber approximately 1 cm (slightly less than 1/2") (See Figure 4).
 - Use pointed object such as a pen to remove old battery. Discard battery lawfully. Replace with new 1.5V DC button type LR41 or SR41, UCC392, or equivalent. Be sure battery is installed with "+" polarity facing up (See Figure 5).
 - Slide battery chamber back into place and attach cover.



- CLEANING AND DISINFECTION**
- Use of probe covers is recommended to help avoid spreading germs, and to keep the thermometer clean. The thermometer should be cleaned after use even when probe covers are used.
 - Clean the thermometer using isopropyl alcohol or soap and water, being careful not to wet the window or multi-function button.
 - Store the unit in the protective case while not in use.
 - DO NOT** store or keep in direct sunlight, or in high temperatures.
 - DO NOT** drop the thermometer, as this may break the unit.
 - To prevent damage to the thermometer please note and observe the following:
 - DO NOT** use benzene, paint thinner, gasoline or other strong solvents to clean the thermometer.
 - DO NOT** use ultrasonic washing to clean the thermometer.

- FCC INFORMATION**
- Caution:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.
- *Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the distance between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CALIBRATION


The thermometer is initially calibrated at the time of manufacture. If the thermometer is used according to the use instruction, periodic readjustment is not required. However, we recommend checking calibration every two years or whenever clinical accuracy of the thermometer is in question. Turn on the thermometer and insert into the water bath which the temperature is steady. ASTM laboratory accuracy requirements in the display range of 98.6 to 102.2 °F (37.0 to 39.0 °C) for electronic thermometers is ±0.2°F (±0.1 °C). The above recommendations do not supersede the legal requirements. The user must always comply with legal requirements for the control of the measurement, functionality, and accuracy of the device which are required by the scope of relevant laws, directives or ordinances where the device is used.

COMPASSHEALTH
Manufactured for / Fabricado por:
Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130
www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263
Made in China / Hecho en China
42-70033B_06 © 2018

FRONT

BACK

CONTENIDO: 1 termómetro, 1 batería, 1 el manual de usuario, 1 estuche para almacenamiento



- ADVERTENCIA:**
- Lea las instrucciones minuciosamente antes de usar el termómetro digital.
 - Peligro de asfixia: La tapa y la batería del termómetro pueden ser fatales si se ingieren. **NO** permita que los niños usen este dispositivo sin la supervisión de un adulto.
 - NO** lo use en el oído. Está diseñado solamente para lecturas orales, rectales y de axila.
 - NO** acerque la batería del termómetro al calor extremo, pues puede explotar.
 - Retire la batería del dispositivo si no lo usará por un largo período.
 - Usar las lecturas de temperatura para el autodiagnóstico es peligroso. Consulte a su médico para interpretar los resultados. El autodiagnóstico puede conducir al empeoramiento de las enfermedades existentes.
 - NO** intente realizar mediciones cuando el termómetro esté húmedo, pues pueden darse lecturas imprecisas.
 - NO** muerda el termómetro. Hacerlo puede provocar roturas o lesiones.
 - NO** intente desarmar ni reparar el termómetro. Esto puede causar lecturas inexactas.
 - Después de cada uso, desinfecte el termómetro, especialmente en caso de que el dispositivo sea utilizado por más de una persona. Para evitar daños al termómetro, tenga en cuenta y observe lo siguiente:
 - NO** fuerce el termómetro en el recto. Detenga la inserción y aborte la medición si hay dolor presente. No hacerlo puede provocar lesiones.
 - NO** use el termómetro por vía oral después de haber sido utilizado por vía rectal.
 - En el caso de niños de dos años o menos, **NO** use los dispositivos de forma oral.
 - Si la unidad se ha almacenado a temperaturas superiores a 104 °F (40 °C), déjela a una temperatura ambiente de 41 °F a 104 °F (5 °C - 40 °C) durante unos 15 minutos antes de usarlo.
 - Los bebés menores de 6 meses deben ver a un médico cuando tienen fiebre.
 - Se recomienda el uso de una nueva cubierta desechable; **NO** reutilizar las cubiertas desechables.
 - NO** fume ni coma / beba nada caliente o frío durante 10 minutos antes de tomar una temperatura oral.
 - Siempre quédese con su hijo cuando haya un termómetro en su lugar.

- INSTRUCCIONES**
- Presione el botón on/off que está junto a la pantalla LCD para encender la unidad. La pantalla mostrará brevemente 188.8% with backlit and beep tone. con retroiluminación y un tono de pitido. Seguido por la última temperatura Lo°F or Lo°C (si no se almacena ninguna lectura en la memoria), el termómetro ahora se encuentra en el modo de prueba. ***Nota:** si la temperatura medida es inferior a 90 °F o 32 °C, la pantalla LCD mostrará Lo, si la temperatura medida es superior a 109.9 °F o 42.9 °C, la pantalla LCD mostrará Hi.
 - Coloque el termómetro en la ubicación deseada (boca, recto o axila).
 - Uso oral: Coloque el termómetro debajo de la lengua como se indica en la posición "↖" que se muestra en la Figura 2. Cierre la boca y respire uniformemente a través de la nariz para evitar que la medición sea influenciada por el aire inhalado o exhalado. La temperatura normal está entre 95.9°F y 99.5°F (35.5°C y 37.5°C).
 - Uso rectal: Lubrique la punta de la sonda de plasma con vaselina para una inserción fácil. Inserte suavemente el sensor 1 cm aproximadamente (menos de 1/2 in) en el recto. La temperatura normal está entre 97.9°F y 100.4°F (36.6°C y 38°C).
 - Uso en la axila: Limpie la axila en seco. Coloque la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente en el costado. Desde un punto de vista médico, este método siempre proporcionará lecturas inexactas y no se debe usar si requiere mediciones precisas. La temperatura normal está entre 94.5°F y 99.1°F (34.7°C y 37.3°C).

LEA CUIDADOSAMENTE ANTES DE USARLO

Este termómetro digital proporciona una lectura rápida y altamente precisa de la temperatura corporal de un individuo. El termómetro digital está diseñado para medir la temperatura del cuerpo humano en modo regular por vía oral, rectal o debajo del brazo. El dispositivo es reutilizable para uso clínico o doméstico en personas de todas las edades. Para entender mejor sus funciones y obtener años de resultados confiables, lea primero todas las instrucciones.

- PRECAUCIONES:**
- El rendimiento del dispositivo puede degradarse si se da una o más de las siguientes situaciones:
- Se opera fuera del rango de temperatura y humedad programado del fabricante.
 - Se almacena fuera del rango de temperatura y humedad programado del fabricante.
 - Hay un choque mecánico (por ejemplo, una prueba de caída).
 - La temperatura del paciente está por debajo de la temperatura ambiente.
 - Las comunicaciones por RF portátiles y móviles pueden afectar el dispositivo. El dispositivo necesita precauciones especiales con respecto a la EMC.
 - Mantenga el termómetro alejado del equipo de resonancia magnética.

ESPECIFICACIONES:

Tipo: Termómetro digital (no predictivo)
Rango de medida: 90.0°F -109.9°F (32.0°C -42.9°C)
(C°/F los elige el fabricante)


Exactitud: ±0.2°F(±0.1°C) during 95.9°F ~ 107.6°F (35.5°C ~ 42.0°C) at 64.4°F ~ 82.4°F (18°C ~ 28°C) a rango de funcionamiento ambiental ±0.4°F(±0.2°C) para otras edidas y rangos de funcionamiento ambiental

Modo operativo: Modo directo
Pantalla: Pantalla de cristal líquido, 3 1/2 dígitos
Memoria: Para almacenar el último valor medido
Batería: Una batería de botón de 1.5 V DC. (tamaño LR4 para SR41, UCC 392)

Duración de la batería: Aprox. 200 hours
Dimensiones: 13.9cm x 2.2cm x 1.3cm (lar. x an. x al.)
Peso: Aprox. 10 gramos con la batería incluida
Rango de funcionamiento ambiental: Temperatura: 41°F ~ 104°F(5°C-40°C)
Humedad relativa: 15% ~ 95%RH
Presión atmosférica: 800hPa ~ 1060hPa
Temperatura: -4°F ~ 131°F(-20°C ~ 55°C) y transporte 15% ~ 95%RH
800hPa ~ 1060hPa




Condiciones de almacenamiento: Humedad relativa: 15% ~ 95%RH
Presión atmosférica: 800hPa ~ 1060hPa
Calificación de protección de ingreso: IP22
Clasificación: Tipo BF

- INSTRUCCIONES**
- Presione el botón on/off que está junto a la pantalla LCD para encender la unidad. La pantalla mostrará brevemente 188.8% with backlit and beep tone. con retroiluminación y un tono de pitido. Seguido por la última temperatura Lo°F or Lo°C (si no se almacena ninguna lectura en la memoria), el termómetro ahora se encuentra en el modo de prueba. ***Nota:** si la temperatura medida es inferior a 90 °F o 32 °C, la pantalla LCD mostrará Lo, si la temperatura medida es superior a 109.9 °F o 42.9 °C, la pantalla LCD mostrará Hi.
 - Coloque el termómetro en la ubicación deseada (boca, recto o axila).
 - Uso oral: Coloque el termómetro debajo de la lengua como se indica en la posición "↖" que se muestra en la Figura 2. Cierre la boca y respire uniformemente a través de la nariz para evitar que la medición sea influenciada por el aire inhalado o exhalado. La temperatura normal está entre 95.9°F y 99.5°F (35.5°C y 37.5°C).
 - Uso rectal: Lubrique la punta de la sonda de plasma con vaselina para una inserción fácil. Inserte suavemente el sensor 1 cm aproximadamente (menos de 1/2 in) en el recto. La temperatura normal está entre 97.9°F y 100.4°F (36.6°C y 38°C).
 - Uso en la axila: Limpie la axila en seco. Coloque la sonda en la axila y mantenga el brazo presionado firmemente en el costado. Desde un punto de vista médico, este método siempre proporcionará lecturas inexactas y no se debe usar si requiere mediciones precisas. La temperatura normal está entre 94.5°F y 99.1°F (34.7°C y 37.3°C).



- The degree sign flashes throughout the testing process. When flashing stops an alarm will beep for approximately 10 seconds. The measured reading will appear on the LCD simultaneously. Keep the thermometer in place until it beeps. The measurement continues even after the alarm notification. The displayed temperature will not change when thermometer is removed from its testing position. ***Note:** Normally the alarms are "Bi-Bi-Bi-Bi-"; Alarm beeps more rapidly when temperature reaches 100°F (37.8°C) or higher, and the alarms are "Bi-Bi-Bi-----Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi-".
- To prolong battery life, press the On/Off Button to turn unit off after testing is complete. If no action is taken, the unit will automatically shut off after around 10 minutes.
- Clean and disinfect the thermometer and then store the thermometer in its protective case.

- CAMBIO DE BATERÍA**
- Cambie la batería cuando aparezca "■" en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD.
 - Retire la cubierta de batería como se muestra en la Figura 3.
 - Saque suavemente la tabla de plástico del circuito con la cámara de la batería aproximadamente 1 cm (un poco menos de 1/2 in) (ver Figura 4).
 - Use un objeto puntiagudo, como un bolígrafo, para quitar la batería vieja. Deseche la batería de acuerdo a la Ley. Reemplace con una nueva de tipo botón de 1.5V DC LR41 o SR41, UCC392 o equivalente. Asegúrese de que la batería esté instalada con la polaridad "+" hacia arriba (Ver Figura 5).
 - Deslice el compartimiento de la batería nuevamente en su lugar y coloque la cubierta.



- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN**
- El uso de los capuchones plásticos es recomendado para ayudar prevenir la expansión de los microbios, y mantener el termómetro limpio. El termómetro debería ser limpiado hasta después de usar los capuchones plásticos.
 - Limpie el termómetro usando alcohol o jabón y agua.
 - Guarde la unidad en el catcho proyectivo mientras no está en uso.
 - No guarde ó mantenga la unidad directo a la luz del sol, 6 en atlas temperaturas.
 - No deje caer el termómetro, esto puede romper la unidad.
 - Para evitar daños al termómetro, tenga en cuenta y observe lo siguiente:
 - No utilice benceno, diluyente de pintura, gasolina u otros solventes fuertes para limpiar el termómetro.
 - No utilice lavado ultrasónico para limpiar el termómetro.

INFORMACIÓN DE FCC

Precaución: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

***Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, en conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si este equipo causa interferencia dañina con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experimentado en radio o TV para obtener ayuda.

CALIBRACIÓN

El termómetro se calibra inicialmente en el momento de la fabricación. Si el termómetro se usa de acuerdo con las instrucciones de uso, no se requiere un reajuste periódico. Sin embargo, recomendamos verificar la calibración cada dos años o cada vez que se cuestione la exactitud clínica del termómetro. Encienda el termómetro e insértelo en un baño de agua con una temperatura constante. Los requisitos de precisión del laboratorio ASTM en el rango de visualización de 98.6 a 102.2 °F (37.0 a 39.0 °C) para los termómetros electrónicos son de ± 0.2 °F (± 0.1 °C). Las recomendaciones anteriores no reemplazan los requisitos legales. El usuario siempre debe cumplir con los requisitos legales para el control de la medición, la funcionalidad y la precisión del dispositivo que se requieren de acuerdo al alcance de las leyes, directivas u ordenanzas relevantes en donde se usa el dispositivo.

COMPASSHEALTH
Manufactured for / Fabricado por:
Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130
www.compasshealthbrands.com
Phone / Teléfono 800.376.7263
Made in China / Hecho en China
42-70033B_06 © 2018

COMPASSHEALTH

CONTACT: 781.871.2710
FILE NAME: APX_70033B_INST_06.eps
FACTORY: Sejoy
DATE: August 30, 2018

PRINTING INFORMATION

MATERIAL: -
FINISH: -
SIZE INCHES: 8.5" h x 11" w
SIZE MM: -

COLOR LEGEND: 5 Color

Cyan PMS 288
Magenta
Yellow
Black

ARTWORK STATUS

READER ONLY
 FINAL ARTWORK