

KÄYTTÖOHJE SAVILÄMPÖPAKKAUS

11106 Savilämpöpakkaus 28 x 35 cm, sininen

11107 Savilämpöpakkaus 56 x 35 cm, sininen

Sisälllys: Luonnonsavea muovifoliossa.

Käyttö:	Lämpöpakkauksena kudosten ja lihasten lämmittämiseen.
----------------	---

Käyttöalue: Subakuutit ja krooniset reumaattiset oireet, postakuutit liikuntaelinten traumat, toiminnalliset verenkiertohäiriöt, kivun lievittäminen.

Kontraindikaatiot:

Akuutit tulehdukselliset, akuuttien traumojen jälkeen, verenvuoto, ödeema, verenkiertohäiriöt, kuume, tuntohäiriöt, laajat haavat ja akuutit ihotaudit ja lämpöallergia.

Käyttöohjeet:

Lämmitä pakkaus vesihauteessa noin 60 °C – lämpöpakkauksikattilassa. Pakkaus saavuttaa sopivan lämpötilan noin 30 minuutissa. Optimaalinen käyttölämpötila iholla on 48-52 °C. Pakkausta ei saa lämmittää missään tapauksissa yli 70 °C. Huomioikaa lämpöpakkauksikattilan omat käyttöohjeet ja käytä ohjeiden mukaisesti.

Pakkausta ei saa asetta iholle ennen pakkauksen lämpötilan kontrollointia, palovammariskin vuoksi.

Pakkauksen lämmönluovutuskyky kestää noin 30 minuuttia. Käytön jälkeen huuhtelee pakkaus vedellä ja pese tarvittaessa perusteellisemmin miedolla pesuaineella. Huuhtelee pakkaus aina huolellisesti. Voimakkaita ja alkoholia sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää puhdistuksessa, koska ne vaurioittavat pintamateriaalia. Käsittele pakkausta huolellisesti ja ohjaa asiakasta asettumaan varovasti pakkauksen päälle, jotta materiaali ja saumat eivät rikkoudu virheellisen käytön vuoksi.

Takuu:	1 vuosi. Takuu ei ole voimassa, jos pakkausta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti.
---------------	--

Fysioline Oy

Live Well.

Arvionkatu 2 / 33840 Tampere / FINLAND

Tel. +358 3 2350 700

VAT: FI0927611-8

www.fysioline.fi

info@fysioline.fi