


611 PLUS Blood Pressure Monitor

UA-611

 Instruction Manual
 ORIGINAL
 1WMPD4002687B


Congratulations on purchasing a state-of-the-art A&D blood pressure monitor, one of the most advanced monitors available today. Designed for ease of use and accuracy, this device will facilitate your daily blood pressure regimen. We recommend that you read through this manual carefully before using the device for the first time.


PRELIMINARY REMARKS

- This device conforms to the European Directive 93/42 EEC for Medical Products. This is made evident by the CE 0123 mark of conformity. (0123: The reference number to the involved notified body)
- The device is designed for use on adults only. Do not use on newborns or infants.
- This device is intended for home healthcare environment.
- This device is designed to measure blood pressure and pulse rate of people for diagnosis.


PRECAUTIONS

- Precision components are used in the construction of this device. Extremes in temperature, humidity, direct sunlight, shock or dust should be avoided.
- Clean the device and cuff with a dry, soft cloth or a cloth dampened with water and a neutral detergent. Never use alcohol, benzene, thinner or other harsh chemicals to clean the device or cuff.
- Avoid tightly folding the cuff or storing the hose tightly twisted for long periods, as such treatment may shorten the life of the components.
- The device and cuff are not water resistant. Prevent rain, sweat and water from soiling the device and cuff.
- Measurements may be distorted if the device is used close to televisions, microwave ovens, cellular telephones, X-ray or other devices with strong electrical fields.
- When reusing the device, confirm that the device is clean.
- Used equipment, parts and batteries are not treated as ordinary household waste, and must be disposed of according to the applicable local regulations.
- Do not modify the device. It may cause accidents or damage to the device.
- To measure blood pressure, the arm must be squeezed by the cuff hard enough to temporarily stop blood flow through the artery. This may cause pain, numbness or a temporary red mark to the arm. This condition will appear especially when measurement is repeated successively. Any pain, numbness, or red marks will disappear with time.
- People who have a severe circulatory deficit in the arm must consult a doctor before using the device, to avoid medical problems.
- Do not self-diagnose the measurement results and start treatment by yourself. Always consult your doctor for evaluation of the results and treatment.
- Do not apply cuff on an arm with other medical equipment attached. Neither equipment may function properly.
- Do not apply the cuff on an arm with an unhealed wound.
- Do not apply the cuff on an arm receiving an intravenous drip or blood transfusion. It may cause injury or accidents.
- Do not use the device where flammable gases such as anesthetic gases are present. It may cause an explosion.
- Do not use the device in highly concentrated oxygen environments, such as a high-pressure oxygen chamber or an oxygen tent. It may cause a fire or explosion.
- Do not excessively bend or squeeze the air hose.

MONITOR COMPONENTS



DISPLAY



SYMBOL IDENTIFICATION

Symbols printed on the device case:

Symbol	Function / Meaning	Recommended Action
●	Standby and turn the device on	Set the ● mark on the artery of the upper arm or in line with the ring finger on the inside of the arm.
▲	Index	_____
REF	Catalog number	_____
M	Proper fit range for the medium cuff. It's printed on the cuff.	_____
—	Over range printed on the medium cuff and AccuFit™ Plus cuff.	Use the large cuff instead of the medium cuff or the AccuFit™ Plus cuff.
W	Proper fit range for the AccuFit™ Plus cuff. It's printed on the AccuFit™ Plus cuff.	_____
L	Proper fit range for the large cuff. It's printed on the large cuff and AccuFit™ Plus cuff.	_____
S	Under range printed on the medium cuff and AccuFit™ Plus cuff.	_____
M	Under range printed on the large cuff.	Use the medium cuff instead of the large cuff.
LOT	Lot number	_____

CUFF SYMBOL IDENTIFICATION


Symbols printed on the cuff:

Symbol	Function/Meaning	Recommended Action
●	Artery position mark	Set the ● mark on the artery of the upper arm or in line with the ring finger on the inside of the arm.
▲	Index	_____
REF	Catalog number	_____
M	Proper fit range for the medium cuff. It's printed on the cuff.	_____
—	Over range printed on the medium cuff and AccuFit™ Plus cuff.	Use the large cuff instead of the medium cuff or the AccuFit™ Plus cuff.
W	Proper fit range for the AccuFit™ Plus cuff. It's printed on the AccuFit™ Plus cuff.	_____
L	Proper fit range for the large cuff. It's printed on the large cuff and AccuFit™ Plus cuff.	_____
S	Under range printed on the medium cuff and AccuFit™ Plus cuff.	_____
M	Under range printed on the large cuff.	Use the medium cuff instead of the large cuff.
LOT	Lot number	_____

Measurement with a Desired Systolic Pressure

If your systolic pressure is expected to exceed 230 mmHg, use this procedure.

1. Place the cuff on the arm (preferably the left arm).
2. Press the ○ button.
3. During the zero blinks, press and hold the ○ button until a number about 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure appears.
4. When the desired number is reached, release the ○ button to start measurement. Then continue to measure your blood pressure as described in the previous section.




TIPS FOR TAKING READINGS

- Sit down in a comfortable position. Place the arm to be used for the measurement on a table or other support so that the center of the cuff will be at the same height as your heart.
- Relax before taking a measurement. If you are excited or depressed by emotional stress, the measurement will reflect this stress as a higher (or lower) than normal blood pressure reading and the pulse reading will usually be faster than normal.
- An individual's blood pressure varies constantly, depending on what you are doing and what you have eaten. What you drink can have a very strong and rapid effect on your blood pressure.
- This device bases its measurements on the heartbeat. If you have a very weak or irregular heartbeat, the device may have difficulty determining your blood pressure.
- Should the device detect a condition that is abnormal, it will stop the measurement and display an error symbol. Refer to the section titled Display Symbols for the description of the symbols.
- This device is intended for use by adults only. Consult with your physician before using this device on a child. A child should not use this device unattended.

APPLYING THE ARM CUFF

1. Wrap the cuff around the upper arm, about 1 to 2 cm above the inside of the elbow, as shown.
2. Constriction of the upper arm, caused by rolling up a shirt sleeve, may prevent accurate readings.
3. Confirm that the index ▲ points within the proper fit range.



HOW TO TAKE ACCURATE MEASUREMENTS


- For the most accurate blood pressure measurement:
- Sit comfortably on a chair. Rest your arm on the table. Do not cross your legs. Keep your feet on the floor and straighten your back.
 - Relax for several minutes before measurement.
 - Place the center of the cuff at the same level as your heart.
 - Remain still and keep quiet during measurement.
 - Do not measure immediately after physical exercise or a bath. Rest for twenty or thirty minutes before taking the measurement.
 - Try to measure your blood pressure at the same time every day.

DURING MEASUREMENT

- During measurement, it is normal for the cuff to feel very tight. (Do not be alarmed).
- AFTER MEASUREMENT**
- After measurement, press the START button to turn the device off. After one minute of non-operation, the device will turn off automatically.
 - Remove the cuff and record your data.

TAKING A MEASUREMENT

- Model UA-611 is designed to detect the pulse and to inflate the cuff to a systolic pressure level automatically.
- If your systolic pressure is expected to exceed 230 mmHg, read "Measurement With A Desired Systolic Pressure" below.
- Normal Measurement**
1. Place the cuff on the arm (preferably the left arm). Sit quietly during measurement.
 2. Press the ○ button. All of the display segments are displayed. Zero is displayed blinking briefly. Then the display changes, as indicated in the figure at the right, as the measurement begins. The cuff starts to inflate. It is normal for the cuff to feel very tight. A pressure bar indicator is displayed, as in the figure at the right, during inflation.
 3. When inflation is complete, deflation starts automatically and the ● (heart mark) blinks, indicating that the measurement is in progress. Once the pulse is detected, the mark blinks with each pulse beat.
 4. If an appropriate pressure is not obtained, the device starts to inflate again automatically.
 5. When the measurement is complete, the cuff exhausts the remaining air and deflates completely.
 6. Press the ○ button again to turn off the power.
- Note:** Model UA-611 is provided with an automatic power shut-off function.



TROUBLESHOOTING

Problem	Possible Reason	Recommended Action
Nothing appears on the display, even when the power is turned on.	Batteries are drained.	Replace all batteries with new ones.
Battery terminals are not in the correct position.	Reinstall the batteries with negative and positive terminals matching those indicated on the battery compartment.	
The cuff does not inflate.	Battery voltage is too low. (LOW BATTERY mark) blinks. If the batteries are drained completely, the mark does not appear.	Replace all batteries with new ones.
The cuff is not applied properly.	Apply the cuff correctly.	
You moved your arm or body during measurement.	Make sure you remain still and quiet during measurement.	
The device does not measure.	Sit comfortably and still. Place your arm on a table with your palm facing upward and the cuff at the same level as your heart.	
The cuff position is not correct.	If you have a very weak or irregular heartbeat, the device may have difficulty in determining your blood pressure.	
Other	Remove the batteries. Place them back properly and take another measurement.	

Note: If the actions described above do not solve the problem, contact the dealer. Do not attempt to open or repair this product, as any attempt to do so will make your warranty invalid.

MAINTENANCE

Do not open the device. It uses delicate electrical components and an intricate air unit that could be damaged. If you cannot fix the problem using the troubleshooting instructions, contact the authorized dealer in your area or our customer service department. A&D customer service will provide technical information, spare parts and units to authorized dealers. It is generally recommended to have the monitor inspected every 2 years to ensure proper functioning and accuracy.

SPECIFICATIONS

MODEL	UA-611
MEASUREMENT METHOD	Oscillometric measurement
MEASUREMENT RANGE	Pressure: 0 - 299 mmHg Systolic pressure: 60 - 279 mmHg Diastolic pressure: 40 - 200 mmHg Pulse: 40 - 180 beats / minute
MEASUREMENT ACCURACY	Pressure: ±3 mmHg Pulse: ±5 %
POWER SUPPLY	4 x 1.5V batteries (R6P, LR6 or AA)
NUMBER OF MEASUREMENTS	Approx. 700 times LR6 (alkaline batteries) Approx. 200 times R6P (manganese batteries) With pressure value 180 mmHg, room temperature 23 °C
CLASSIFICATION	Internally powered ME equipment (Supplied by batteries). Continuous operation mode.
CLINICAL TEST	According to ANSI / AAMI SP-10 1992
EMC	IEC 60601-1-2: 2007
MEMORY	Last 15 measurements
OPERATING CONDITIONS	50 °F to 104 °F / 15 % RH to 85 % RH +10 °C to +40 °C / 15 % RH to 85 % RH 800 to 1060hPa
TRANSPORT/STORAGE CONDITIONS	-4 °F to 140 °F / 10 % RH to 95 % RH -20 °C to +60 °C / 10 % RH to 95 % RH
DIMENSIONS	Approx. 3.8" (W) x 2.7" (H) x 5.1" (D)
WEIGHT	Approx. 9.1 oz., excluding the batteries
INGRESS PROTECTION	Device: IP21
APPLIED PART	Cuff Type BF
USEFUL LIFE	Device: 5 years (when used six times a day) Cuff: 2 years (when used six times a day)

Note: Specifications are subject to change without prior notice.
EMC table information is listed on our website:
http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_en.pdf

Accessories sold separately

Part Number	Cuff Size	Arm Size
UA-420	AccuFit™ Plus Cuff	8.6"-16.5" (22-42cm)
UA-290	Medium Cuff	9.0"-14.6" (23-37cm)
UA-291	Large Cuff	12.2"-17.7" (31-45cm)

Arm size: The circumference at the biceps.

WARRANTY

This blood pressure monitor and cuff carries different warranties in different countries of purchase. Please see below for warranty length and contact information where you purchased this product.

In the United States of America:

5 year warranty
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131 U.S.A.
www.andmedical.com
1-888-726-9966

In Canada:

5 year warranty
Distributed in Canada by:
Auto Control Medical, Inc.
6695 Millcreek Drive, Unit 6
Mississauga, Ontario, L5N 5R8 Canada
www.lifesourcecanada.com
1-800-461-0991

In Latin America:

No warranty
Manufactured for:
A&D Medical
A division of A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
Toll-Free: 1-888-726-9966
www.andmedical.com


CONTACT INFORMATION

Distributed by:
A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
1-888-726-9966
www.andmedical.com

©2014 A&D Medical. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.
I-MAN-UA-611-072016<br

611 PLUS Monitor De Presión Arterial

UA-611

Manual De Instrucciones
TRADUCCIÓN
1WMPD4002687B



Felicidades por la compra del monitor de presión arterial A&D de última generación, uno de los monitores más avanzados actualmente disponibles en el mercado. Este dispositivo, diseñado para permitir precisión y uso sencillo, le facilitará su régimen diario de control de la presión arterial. Le recomendamos que lea este manual en su totalidad y con atención antes de usarlo por primera vez.

OBSERVACIONES PRELIMINARES

- Este dispositivo cumple con la Directiva Europea 93/42 EEC para Productos Médicos. Esto se comprueba mediante la marca de conformidad CE 0123 (0123: el número de referencia al organismo notificado en cuestión)
- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado únicamente en adultos. No se puede utilizar en recién nacidos o bebés.
- Este dispositivo está diseñado para uso casero personal.
- Este dispositivo está diseñado para medir la presión arterial y la frecuencia del pulso de las personas a diagnosticar.

PRECAUCIONES

- Para la construcción de este dispositivo se han utilizado componentes de precisión. Evite los golpes, el polvo, la luz solar directa, la humedad o las temperaturas extremas.
- Limpie el dispositivo y el brazalete con un paño seco y suave o un paño humedecido con agua y un detergente neutro. Nunca limpie el dispositivo o el brazalete con alcohol, bencina, solvente ni otros productos químicos agresivos.
- Evite doblar fuertemente el brazalete o guardar la manguera doblada fuertemente durante largos períodos de tiempo, ya que se podría acortar la vida útil de los componentes.
- El dispositivo y el brazalete no son impermeables. Evite el contacto con la lluvia, el sudor y el agua.
- Si el dispositivo se utiliza cerca de televisores, hornos microondas, teléfonos celulares, rayos X u otros dispositivos con campos eléctricos fuertes es posible que las mediciones se distorsionen.
- Cuando vuelva a utilizar el dispositivo, asegúrese de que esté limpio.
- Los equipos, las piezas y las pilas usadas no se tratan como desechos domésticos comunes, sino que deben desecharse según las normativas locales vigentes.
- No modifique el dispositivo. Puede provocar accidentes o dañar el dispositivo.
- Para medir la presión arterial, el brazalete debe apretar el brazo con fuerza suficiente como para detener temporalmente el flujo de sangre a través de la arteria. Esto puede provocar dolor, entumecimiento o dejar una marca pasajera de color rojo en el brazo. Esto sucederá especialmente al repetir sucesivamente la medición. Después de un tiempo desaparecerá todo dolor, entumecimiento o marcas rojas.
- Las personas que sufren de una deficiencia circulatoria grave en el brazo deben consultar a un médico antes de utilizar el dispositivo para evitar problemas de salud.
- No se autodiagnóstique según los resultados de las mediciones ni comience un tratamiento por su cuenta. Siempre consulte a su médico para evaluar los resultados y el tratamiento.
- No aplique el brazalete en el brazo si tiene otro equipamiento médico conectado. Alguno de los dos equipos podría funcionar incorrectamente.
- No coloque el brazalete en un brazo con una herida sin curar.
- No coloque el brazalete en un brazo que esté recibiendo goteo intravenoso o una transfusión de sangre. Podría provocar lesiones o accidentes.
- No utilice el dispositivo en lugares con presencia de gases inflamables (por ejemplo, gases anestésicos). Puede provocar una explosión.
- No utilice el dispositivo en ambientes con alta concentración de oxígeno, como por ejemplo, una cámara de oxígeno a alta presión o una carpa de oxígeno. Puede provocar un incendio o una explosión.
- No doble ni exprima excesivamente la manguera de aire.

COMPONENTES DEL MONITOR

PANTALLA

IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS


Símbolos impresos en el estuche del dispositivo:

Símbolos	Función/Significado	Acción recomendada
●	Encendido y modo en espera	Coloque la marca ● en la arteria de la parte superior del brazo o en la misma línea que el dedo anular en la parte interna del brazo.
SYS.	La presión arterial sistólica se mide en mmHg	—
DIA	La presión arterial diastólica se mide en mmHg	—
PUL./min.	Pulsaciones por minuto	—
(+) R6P AA (-)	Guía de colocación de las pilas	—
—	Corriente continua	—
■	Tipo BF: El dispositivo, el brazalete y los tubos están diseñados para proteger especialmente al usuario de las descargas eléctricas	—
CE 0123	Etiqueta de dispositivo médico según directiva de la CE	—
EC REP	Representante en la UE	—
Fabricante	—	—
2014/wl	Fecha de fabricación	—
R	Etiqueta RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)	—
SN	Número de serie	—
●	Consulte el manual o folleto de instrucciones	—


SÍMBOLOS DE EL BRAZALETE

Símbolos que aparecen en el brazalete:

Símbolos	Función/Significado	Acción recomendada
●	Marca de posición arterial	Coloque la marca ● en la arteria de la parte superior del brazo o en la misma línea que el dedo anular en la parte interna del brazo.
▲	Índice	—
REF	Número de catálogo	—
M	Rango de calce adecuado para el brazalete mediano.	—
(L)	Pro encima del rango impreso en el brazalete mediano y el brazalete AccuFit™ Plus.	Utilice el brazalete grande en lugar del mediano o del AccuFit™ Plus.
W	Rango de calce adecuado para el brazalete AccuFit™ Plus. Está impreso en el brazalete AccuFit™ Plus.	—
L	Rango de calce adecuado para el brazalete grande. Está impreso en el brazalete grande y en el brazalete AccuFit™ Plus.	—
(S)	Pro debajo del rango impreso en el brazalete mediano y el brazalete AccuFit™ Plus.	—
(M)	Pro debajo del rango impreso en el brazalete grande.	Use el brazalete mediano en lugar del grande.
LOT	Número de lote	—


COLOCACIÓN DEL BRAZALETE EN EL BRAZO

1. Enrolle el brazalete alrededor del brazo, aproximadamente 1 a 2 cm por encima del codo, tal como se indica en la figura.



Coloque el brazalete directamente sobre la piel, debido a que la ropa puede generar un pulso débil que podría provocar errores en la medición.

2. Al oprimir la parte superior del brazo, por ejemplo, al subirse las mangas de la camisa, la lectura puede perder precisión.
3. Verifique que el índice ▲ apunte dentro del rango de calce adecuado.

CÓMO TOMAR MEDICIONES PRECISAS

Para obtener una medición exacta de la presión arterial:

- Siéntese cómodamente en una silla. Coloque el brazo en la mesa. No cruce las piernas. Mantenga los pies bien apoyados en el suelo y enderece la espalda.
- Descanse durante varios minutos antes de realizar la medición.
- Coloque el centro del brazalete al nivel del corazón.
- Quédese quieto y no hable durante la medición.
- No mida la presión inmediatamente después de haber realizado ejercicios físicos o de haberse bañado. Descanse durante veinte o treinta minutos antes de realizar la medición.
- Intente medirse la presión arterial a la misma hora todos los días.

DURANTE LA MEDICIÓN

Durante la medición es normal sentir que el brazalete está muy ajustado. (No se asuste).

DESPUÉS DE LA MEDICIÓN

- Despues de la medición, presione el botón INICIAR para apagar el dispositivo. Despues de un minuto de inactividad, el dispositivo se apagará automáticamente.
- Quite el brazalete y registre sus datos.


CÓMO MEDIR LA PRESIÓN

El modelo UA-611 está diseñado para detectar el pulso e inflar el brazalete hasta alcanzar automáticamente un cierto nivel de presión sistólica.

Si su presión sistólica debe superar los 230 mmHg, lea "Medición con una presión sistólica determinada", que se encuentra a continuación.

Medición Normal

- Coloque el brazalete en el brazo (preferentemente en el brazo izquierdo). Siéntese y no se mueva durante la medición.
- Presione el botón (INICIAR). La pantalla mostrará todos los segmentos. Cero aparece con un breve parpadeo.




Luego, la visualización cambia, como se indica en la figura de la derecha, al comenzar la medición. El brazalete comienza a recibir aire. Es normal sentir que el brazalete está muy ajustado. Al inflar el brazalete, aparecerá un indicador de barras de presión, como se indica en la figura de la derecha.

- Nota:** Si desea detener el ingreso de aire en cualquier momento, presione nuevamente el botón.
3. Cuando se termina de inflar el brazalete, el aire comienza a salir automáticamente y el (símbolo del corazón) parpadea, indicando que la medición está en curso. Una vez detectado el pulso, el símbolo parpadea con cada latido.



- Nota:** Si no se obtiene una medición adecuada de la presión, el dispositivo comienza automáticamente a inflar el brazalete otra vez.
4. Cuando la medición finaliza, en la pantalla aparecen las lecturas de presión sistólica y diastólica, y la frecuencia del pulso. El brazalete libera el aire restante y se desinfla completamente.
5. Presione el botón (nuevamente para apagar el dispositivo).




Nota: El modelo UA-611 tiene una función de apagado automático.

Medición con una presión sistólica determinada

Si su presión sistólica debe superar los 230 mmHg, utilice este procedimiento.

- Coloque el brazalete en el brazo (preferentemente en el brazo izquierdo).
- Presione el botón ().
- Mientras el cero parpadea, mantenga presionado el botón (hasta que aparezca un número de entre 30 y 40 mmHg superior al número de la presión sistólica esperada.
- Cuando alcance el número deseado, suelte el botón (para comenzar con la medición. Luego, mida la presión arterial como se describe en la página anterior.


CONSEJOS PARA REALIZAR MEDICIONES

- Siéntese en una posición cómoda. Coloque el brazo que vaya a utilizar para la medición en una mesa o en otro soporte de manera que el centro del brazalete quede a la altura del corazón.
- Descanse antes de realizar una medición. Si está emocionado o deprimido por una tensión nerviosa, la medición reflejará esta tensión con una lectura de la presión arterial mayor (o menor) que la normal y las pulsaciones serán más rápidas de lo normal.
- La presión arterial de un individuo varía constantemente según lo que esté haciendo y lo que haya comido. Lo que bebe puede tener un efecto muy fuerte y rápido en la presión arterial.

- Este dispositivo mide la presión según los latidos. Si las pulsaciones son muy débiles o irregulares, el dispositivo puede tener inconvenientes para determinar la presión arterial.


- Si el dispositivo detectara un estado anormal, detendrá la medición y aparecerá un símbolo de error. Consulte la sección con el título Símbolos de la pantalla para ver la descripción de los símbolos.

- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado solamente por adultos. Consulte a su médico antes de utilizar este dispositivo en un niño. Los niños no deben utilizar este dispositivo sin supervisión.


REGISTROS DE LA MEMORIA

Este dispositivo guarda automáticamente en la memoria hasta quince mediciones de presión arterial y de pulso. Se asignan números a los datos guardados en orden regresivo, a partir de la medición más reciente hasta la más antigua. Los datos más antiguos aparecen como "no / ". Cuando esté leyendo datos almacenados en memoria, aparecerá una letra M en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

1. Cuando no aparezca nada en pantalla, mantenga presionado el botón (para ver los datos almacenados.
 2. Suelte el botón cuando aparezcan los datos promedio.
 3. El número de los datos y los datos almacenados aparecen automáticamente en orden a partir de la última medición.
 4. La pantalla se apagará automáticamente después de que aparezcan los datos.
- Nota:** Si presiona el botón (cuando está recuperando los datos, el dispositivo se apagará.


CÓMO VACIAR LA MEMORIA

1. Cuando apague el dispositivo, mantenga presionado el botón (hasta que aparezca "Lr no".
2. Seleccione "Lr YES" para borrar los datos.
3. El símbolo M parpadea para indicar que los datos se han borrado.
4. El dispositivo se apaga automáticamente.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Motivo Posible	Acción Recomendada
La pantalla no muestra nada, incluso con el dispositivo encendido.	Las pilas están agotadas.	Reemplace todas las pilas por otras nuevas.
Los terminales de las pilas no están en la posición correcta.	Coloque nuevamente las pilas haciendo coincidir los terminales negativo y positivo con los indicados en el compartimento de las pilas.	
El brazalete no se infla.	El voltaje de las pilas es demasiado bajo o (símbolo de BATERÍA BAJA) parpadea. Si las pilas están agotadas por completo, el símbolo no aparece.	Reemplace todas las pilas por otras nuevas.
El aire comienza a ingresar.	El brazalete no está colocado correctamente.	Coloque el brazalete correctamente.
Presurizando.	Movió el brazo o el cuerpo durante la medición.	Asegúrese de estar quieto y en silencio durante la medición.
El dispositivo no realiza la medición.	La posición del brazalete no es la correcta.	Siéntese cómodo y quieto. Coloque el brazo en una mesa con la palma hacia arriba y el brazalete al nivel del corazón.
Presión sistólica	Si las pulsaciones son muy débiles o irregulares, el dispositivo puede tener inconvenientes para determinar la presión arterial.	
Presión diastólica		
Clasificación de la JNC7		
Frecuencia del pulso		
Liberar el aire restante automáticamente		
Apagar con el botón INICIAR		

Nota: Si las acciones descritas anteriormente no resuelven el problema, comuníquese con el representante. No intente abrir ni reparar este producto, ya que cualquier intento de hacerlo anulará la garantía.