



Rhino[®]

180 kg / 100 g
400 lb / 0.2 lb

Capacidad Máxima / División Mínima
Maximum Capacity / Minimum Division
Capacidade Máxima / Divisão Mínima

Báscula Inteligente para Peso Corporal

Smart Body Fat Scale / Balança Inteligente para Peso Corporal

- **Monitorea tu progreso semanal, mensual y anual**

Monitor your weekly, monthly and yearly progress / Monitore seu progresso semanal, mensal e anual

- **Modo de pesaje para bebés**

Baby weighing mode / Modo de pesagem para bebês

- **Conexión bluetooth 4.0**

Bluetooth 4.0 connection / Com conexão bluetooth 4.0

- **Configura hasta 24 usuarios**

Set up 24 users / Configure até 24 usuários



IMPORTANTE

ATTENTION / ATENÇÃO

Lea este manual antes de encender la báscula.
Read this manual before turning on the scale.
Leia este manual antes de ligar a balança.



Descarga la aplicación escaneando el código QR

Download the app scanning the QR code

Faça o download do aplicativo escaneando o código

MANUAL DE USO

USER MANUAL

MÓDELO: BABAIN-180NG

MODEL: BABAIN-180NG



Sistema Operativo iOS
iOS Operating System / Sistema Operacional iOS



Sistema Operativo Android
Android Operating System / Sistema Operacional Android



Funciona con 3 Vcc (2 baterías AAA de 1,5 Vcc)
2 pcs x AAA batteries (1.5 V)
Funciona com 2 pilhas AAA de 1,5 Vcc (3 Vcc)



Encendido y apagado automático
Automatic on and off
Liga e desliga automaticamente

MX Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la balanza BABAIN-180NG ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la balanza RHINO BABAIN-180NG y le será útil en cualquier futura referencia.







US You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BABAIN-180NG scale was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BABAIN-180NG will be useful for future reference.

BR Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade. A balança BABAIN-180NG foi fabricada com padrões de qualidade norteamericanos. Conserve este manual de uso, o qual o ajudará a compreender a operação da balança RHINO BABAIN-180NG e será útil para quaisquer futuras referências.

PRECAUCIONES

1. La pantalla mostrará "Lo" cuando sea necesario reemplazar las baterías.
2. La pantalla mostrará "Err" cuando se sobrecargue la báscula.
3. Remueva el sobrepeso para evitar daños.
4. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
5. Solamente para uso doméstico.
6. NO USAR para fines comerciales.

ADVERTENCIAS

-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe la báscula.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula durante su uso.
-  No deje expuesta su báscula a goteo o salpicadura de líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media 

Capacidad: Máx: 180 kg Min: 2 kg

d=e: 100 g d_r: 100 g Lim: 270 kg

Alimentación: 3 Vcc (2 BateríasAAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operación: 0 °C a 40 °C

GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios (manual y 2 pilas AAA).
2. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada, asegúrese de colocar correctamente las baterías. cualquier movimiento por mínimo que sea puede afectar la exactitud.
3. Coloque los pies en el centro de la báscula .


En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

ADVERTENCIA DE USO

1. NO se utilice con implantes médicos como marcapasos.
2. NO se pare en el borde de la báscula ni salte sobre ella
3. NO sobrecargue la báscula (Máx 180 kg / 400 lb)
4. NO deje caer la báscula ni los objetos sobre ella , ya que esto podría dañar los sensores.
5. NO recomendado para mujeres embarazadas .
6. Cualquier medida obtenida con este dispositivo es solo para referencia y no debe considerarse como una opinión médica.
7. Siempre coloque la báscula en una superficie dura, seca y plana antes de la medición
8. Asegúrese de que sus pies estén secos antes de pisar la bascula.
9. Retire baterías si la báscula no es utilizada por un periodo prolongado de tiempo.
10. El usuario menor a 6 años, solo usar función de peso, sin IMC (índice de masa corporal) y grasa corporal, datos etc.
11. El usuario mayor de 10 años, usar solo peso y función de IMC, sin grasa corporal, datos etc.

COLOCACION DE BATERIAS


1. Abra la tapa que se encuentra debajo de la báscula como se observa en el diagrama.
2. Instale las baterías tomando en cuenta la polaridad que indica en el compartimento.
3. Coloque nuevamente la tapa del compartimento de baterías.



FUNCIONAMIENTO

1. Para asegurar la precisión de la báscula, colóquela sobre una superficie dura y plana.

Nota. Evite colocarla sobre una superficie resbalosa.



2. Suba con cuidado a la báscula, se encenderá automáticamente. Manténgase sobre la báscula sin

moverse hasta que a parezca el peso en la pantalla, cuando los números en el display parpadeen 3 veces y enseguida se queden fijos dos veces indicará su peso.




SÍMBOLOS DE INDICACIÓN

Lo	Batería baja; Cambiar las baterías.
Err	Sobrecarga.
C	Un error a ocurrido durante la medición; Baje de a báscula y repita el proceso.

CAMBIAR UNIDAD DE MEDIDA

El botón de cambio de unidades se encuentra en la parte posterior de la báscula **[UNIT]**, como se muestra en el diagrama. Con el botón **[UNIT]** podrá cambiar la unidad de medida, de kilogramos (**kg**) a libras (**lb**) y viceversa.



DESCARGA LA APLICACIÓN

Para usar la aplicación **FITDAYS** primero tendrá que descargar la aplicación a su teléfono inteligente. Lo puede hacer desde Google Play o App Store.

NOTA: La aplicación es compatible sólo con los sistemas operativos IOS 8.0 o superior Android 5.0 o superior y sólo soporta un dispositivo smartphone a la vez.

1. Posteriormente descargada la aplicación revise que su bluetooth este encendido.
2. Ingrese a la aplicación desde su teléfono o tableta y registre

3. Lea y acepte las políticas de privacidad.
4. Añada datos personales como sexo, edad, la altura etc (Ingresar datos incorrectos puede resultar en mediciones inexactas).



COMO USAR LA APLICACIÓN

Toque con el pie la báscula para activar la pantalla. Espere hasta que la pantalla muestre 0.0 (kg / lb).

Con su aplicación abierta en la pantalla principal colóquese con sus pies descalzos encima de las barras de metal.

NOTA: Debe colocar los pies descalzos sobre las barras metálicas.

Si subes a la báscula con calcetines o zapatos, solo se mostrará el peso y el IMC (índice de masa corporal) en la página principal.



El número en la pantalla parpadeará mientras la báscula analiza los datos.

Continúa de pie sobre la báscula hasta que tu peso en el círculo de la aplicación sean estables, enseguida la aplicación te mostrará los datos obtenidos.


Podrás encontrar los resultados de peso, BMI (tasa metabólico basal), grasa corporal, grasa visceral; agua corporal musculo esquelético, masa muscular, edad corporal, proteína, grasa subcutánea, frecuencia muscular, pérdida de grasa y BMR (tasa metabólico basal con kilocalorías) También puedes ver tus resultados recientes, por semana, mes ó año.

USUARIO

Agregue o cambie de usuario haciendo clic en mi perfil o bien haga clic en nuevo usuario.

La báscula y la app reconoce la variación de resultados, y le brinda la opción de realizar el cambio de usuario si los datos son distintos al usuario seleccionado.


NOTA. Cada cuenta puede soportar 24 usuarios.



MODO PESAJE DE BEBÉ

1. Haga clic en opciones, después, seleccione el **Modo Bebé**.

2. Suba a la báscula para que la aplicación determine su peso antes de cargar al bebé.



3. Después de que registre su peso, cargue al bebé y espere a que se establezca la báscula para obtener el peso del bebé en la aplicación.



PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL CUERPO DEL EQUIPO

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Bluetooth no conectado	<p>La báscula ya cuenta con el bluetooth activado una vez encendida.</p> <p>Compruebe la versión de IOS de su teléfono inteligente debe ser IOS superior a 8.0 o superior / Android 5.0 o superior</p> <p>Reinicie su dispositivo móvil</p> <p>Remueva las baterías de la báscula y colóquelas nuevamente</p> <p>Verificar bluetooth encendido del teléfono.</p> <p>Activar su ubicación en el teléfono para una conexión correcta a la aplicación.</p> <p>NOTA: La báscula solo soporta un dispositivo smartphone a la vez</p>
No se miden datos de grasa corporal	<p>El usuario debe estar descalzo para medir la grasa corporal</p> <p>Asegurese de que la báscula y sus pies estén secos</p>
La báscula está produciendo pesos inconsistentes	<p>Compruebe si la báscula está en una superficie dura y plana.</p> <p>Revise cada pie del sensor para asegurese que no haya nada pegado en la parte inferior del mismo</p>
La aplicación muestra la proporción incorrecta de músculo	<p>La configuración del parámetro del cuerpo es incorrecta, verifique para asegurarse que ingreso correctamente los datos de sexo, edad y altura</p>
La báscula no se enciende.	<p>Retire las pilas y vuelva a ponerlas. asegúrese de insertar las baterías en la dirección correcta.</p> <p>Realizar el cambio de baterías</p>

You have purchased a RHINO product, which guarantees quality and durability, since the BABAIN-180NG scale was manufactured according to American quality standards. Keep this instruction manual, it will help you understand the operation of the RHINO BABAIN-180NG will be useful for future reference.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Max Capacity: 180 kg / 400 lb

Division: 100 g / 0.2 lb

Power: 2 batteries AAA (1,5 V included)

Temperature: 32 °F to 284 °F

QUICK USE GUIDE







1. Remove the scale from its packaging, make sure it's in perfect conditions and that includes all its accessories (manual and 2 AAA batteries).
2. Place the scale on stable and leveled surface, be sure to place batteries correctly any movement no matter how small can affect accuracy.
3. Place your feet in the center of the scale.

PRECAUTIONS

1. The display will show "Lo" when it is necessary to replace the batteries.

2. The display will show "Err" when the scale is overloaded.
3. Remove excess weight to avoid damage.
4. Place the scale in a cool, dry place.
5. For domestic use only.
6. DO NOT USE for commercial purposes.

WARNINGS

-  Do not open the scale yourself or the warranty will be void.
-  To clean the scale use a damp cloth or sponge, never a direct stream of water.
-  Protect the scale from insects, do not spray, only solid products against insects.
-  Do not drop the scale suddenly.
-  Do not direct air flow from fans or heaters directly to the scale during use.
-  Do not expose your scale to dripping or splashing liquids.

If you need technical assistance, go to one of the authorized Rhino service centers.

WARNING

DO NOT use with medical implants as pacemakers.

DO NOT stand on the edge of the scale or jump on it.

DO NOT overload the scale (MAX 180 kg / 400 lb).

DO NOT drop the scale or objects on it, as this could damage the sensors.

NOT recommended for women pregnant.

Any measurement obtained with this device is for reference only and should not be considered as a medical opinion.

Always place the scale on a hard, dry and flat surface before of measurement

Make sure your feet are dry before stepping on the scale.


Remove batteries if scale is not used for an extended period of time.

The user under 6 years old, just use weight function without BMI (body mass index) and body fat, data.

The user over 10 years old, just use only weight and BMI function, no body fat, data etc.

BATTERY PLACEMENT


1. Open the lid underneath the scale as shown in the diagram.
2. Install the batteries taking into account the polarity indicated in the compartment.
3. Replace the battery compartment cover.



OPERATION

1. To ensure the accuracy of the scale, place it on a hard, flat surface.

Note. Avoid placing it on a slippery surface.




2. Gently step on the scale, it will turn on automatically. Stay on the scale without

move until the weight appears in the display, when the numbers on the display flash 3 times and then remain fixed, it will indicate its weight.



WEIGHT UNIT CHANGE

The unit change button is located underneath the scale **[UNIT]**, as shown in the diagram. With the button **[UNIT]** you can change the unit of measurement, kilograms (**kg**) to pounds (**lb**) and vice versa.



INDICATION SYMBOLS

Lo	Low battery; Change batteries.
Err	Overload.
C	An error has occurred during measurement; Get off the scale and repeat the process.



DOWNLOAD THE APP

To use FITDAYS app you must to download the app to your smartphone. You can do it from Google Play or App Store.

NOTE: The app is compatible only with IOS 8.0 or higher Android 5.0 or higher operating systems and only supports one smartphone device at a time

1. After downloading the app, check that your bluetooth is turned on.
2. Enter the app from your phone or tablet and register your email.

3. Read and accept the privacy policies.
4. Add personal data like sex, age, height etc (Enter incorrect data may result in inaccurate measurements).




HOW TO USE THE APP

Kick the scale to activate the display. Wait until the display shows 0.0 (kg / lb).

With your app open on the home screen, place your bare feet on top of the metal bars.

NOTE: You must place your bare feet on the metal bars.

If you step on the scale with socks or shoes, only the weight and BMI (body mass index) will be displayed on the main page.



The numbers in the screen will be blinking while the scale is analyzing data.

Keep your feet on the scale till the weight showed in the app be stable then the scale will show the obtained information.

you will find the result such as BMI, visceral fat, body water skeletal muscle, muscle mass, body age, protein, subcutaneous fat, muscle frequency, fat loss and BMR. Also you can see the weekly, monthly and year result.



USER


Add or change users by clicking on my profile or click on new user.

The scale and the app recognize the variation of results, and gives you the option to change the user if the data is different from the selected user.

NOTE. Each account can support 24 users.

BABY WEIGHING MODE

1. Click options, then select **Baby Mode** in the app.
2. Get on the scale so the app is determined its weight before carrying the baby.



3. After I register your weight, hold the baby and wait stabilize the scale to get the baby's weight on the application.



TEAM BODY PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTIONS
Bluetooth not connected	<p>The scale already has bluetooth activated once turned on.</p> <p>Check the IOS version of your smartphone must be IOS higher than 8.0 or higher / Android 5.0 or higher.</p> <p>Restart your mobile device.</p> <p>Remove the batteries from the scale and put them back.</p> <p>Verify that in your phone Bluetooth connection is turned on.</p> <p>Verify that location is activated on phone for a correct connection to the App.</p> <p>NOTE: The scale only supports one smartphone device at a time.</p>
Body fat data is not measured	<p>User must be barefoot to measure body fat.</p> <p>Make sure the scale and your feet are dry.</p>
The scale is producing inconsistent weights	<p>Check if the scale is on a hard flat surface.</p> <p>Check each foot of the sensor to make sure nothing is stuck to the bottom of the sensor.</p>
The app shows the wrong ratio of muscle	<p>The body parameter setting is incorrect, check to make sure I correctly enter the sex, age and height data.</p>
The scale does not turn on.	<p>Remove the batteries and put them back. be sure to insert the batteries into the correct address.</p> <p>Carry out the battery change.</p>

Você adquiriu um produto RHINO, o qual garante qualidade e durabilidade. A balança BABAIN-180NG foi fabricada com padrões de qualidade norte-americanos.

Conserve este manual de uso, o qual o ajudará a compreender a operação da balança RHINO BABAIN-180NG e será útil para quaisquer futuras referências.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Precisão: Média (III)

Capacidade: Máx: 180 kg Mín: 2 kg

d=e= 100 g d_r: 100 g Lim: 270 kg

Alimentação: 3 Vcc

(2 Pilhas AAA de 1.5 Vcc)

Temperatura de Operação: 0 °C a 40 °C

GUIA RÁPIDO DE USO







1. Retire a balança da embalagem, certifique-se de que esteja em perfeito estado e que estejam incluídos todos os acessórios.
2. Coloque a balança em uma superfície plana e rígida. A precisão pode ser afetada se a balança for apoiada em tapetes, carpetes ou qualquer tipo de piso que não seja duro.
3. De preferência, coloque os pés no centro da balança. Aguarde enquanto a balança está processando seu peso. Não se apoie em nada enquanto estiver sendo pesado.

PRECAUÇÕES

1. A tela mostrará “Lo” quando for necessário substituir as pilhas.

2. A tela mostrará “Err” quando a balança estiver obrecarregada. Remova o sobrepeso para não danificar.
3. Coloque a balança em um lugar fresco e seco.
4. Para uso familiarmente. **NÃO USAR** para fins comerciais.
5. Limpe o produto com um pano suave, levemente úmido (não molhado).
6. Não mergulhe a balança na água.

ATENÇÃO

-  Não abra a balança ou perderá a garantia.
-  Para limpar a balança use um pano ou uma esponja úmida, nunca jogue água diretamente.
-  Proteja a balança de insetos, não utilize aerossol, somente produtos sólidos contra insetos.
-  Não deixe a balança cair e bater.
-  Não direcione o fluxo de ar de ventiladores ou aquecedores diretamente para a balança.
-  Não deixe a balança exposta a líquidos que possam gotejar ou espirrar.


Se você precisar de assistência técnica, entre em contato com um dos centros de serviço autorizados da Rhino.

CUIDADOS DE USO

1. NÃO use com implantes médicos como marcapasso.
2. NÃO fique de pé na beira da balança nem pule em cima.
3. NÃO sobrecarregue a balança (MÁX. 180 kg / 400 lbs).
4. NÃO deixe cair a balança nem objetos sobre ela, já que isto pode danificar os sensores.
5. NÃO é recomendado o uso para mulheres grávidas.
6. Qualquer medida obtida com este dispositivo servirá somente para referência e não deve ser considerado como uma opinião médica.
7. Coloque sempre a balança em uma superfície dura, seca e plana antes de pesar.
8. Assegure-se de que os pés estejam bem secos antes de pisar na balança.
9. Retire as pilhas, caso não for usar o aparelho por um tempo longo.
10. O usuário menor de 6 anos, só deve usar a função de peso, sem IMC (Índice de Massa Corpórea) nem gordura corporal, dados, etc .
11. O usuário superior de 10 anos, só deve usar peso e função de IMC, sem gordura corporal, dados, etc.

COLOCAR AS PILHAS


1. Abra a tampa que está na parte de baixo da balança, como observa na imagem.
2. Instale as pilhas, tomando em conta a polaridade que indica no compartimento.
3. Coloque novamente a tampa do compartimento das pilhas.



FUNCIONAMENTO

1. Para assegurar o correto funcionamento da balança, coloque-a em cima de uma superfície dura e plana.

Observação: Evite colocar a balança em cima de uma superfície que possa escorregar.



2. Suba com cuidado na balança, ela ligará automaticamente.

Aguarde até aparecer o peso na tela.

Os números vão piscar 3 vezes e depois ficarão fixos na tela, indicando seu peso.




MENSAGENS DE ALERTA

Lo	Indica que há sobrepeso na balança.
Err	Indica que a pilha está fraca. Troque as pilhas.
C	Se a tela mostrar a letra "C" depois de pesar, significa que o peso mostrado na tela tem algum erro e deverá pesar novamente.

ALTERAR UNIDADE DE MEDIDA

O botão para mudar as unidades fica em cima da balança **[UNIT]**, como mostra a imagem. Como botão **[UNIT]** poderá mudar a unidade de medida, de quilogramas (**kg**) a libras (**lb**) e vice-versa.

Tecla **[UNIT]**



BAIXE O APLICATIVO

Para usar o aplicativo **FITDAYS**, primeiro faça o download no seu smartphone no Google Play ou App Store



Sistema Operacional
iOS




Sistema Operacional
Android

OBSERVAÇÃO: O aplicativo é compatível somente com os sistemas operacionais IOS 8.0 ou superior e Android 5.0 ou superior e só suporta um dispositivo smartphone por vez.

1. Depois de baixar o aplicativo, ligue o bluetooth.
2. Acesse o aplicativo do seu telefone ou tablete e registre-se.

3. Leia e aceite as políticas de privacidade

4. Acrescentes eus dados pessoais, como sexo, idade, altura (ingressard ados incorretos pode resultar em medidas não exatas).



COMO USAR O APLICATIVO


Toque a balança com o pé para ativar a tela

Espre até a tela mostrar 0.0 (kg / lb).

Com seu aplicativo aberto na tela principal, fique com os pés descalços em cima das barras de metal.

OBSERVAÇÃO: Deve colocar os pés descalços sobre as barras metálicas.

Caso suba na balança com meias ou sapatos, só mostrará o peso eo IMC (índice de massa corpórea) na página principal .



O número na tela piscará enquanto a balança analisa os dados.

Continue de pé em cima da balança até o seu peso ficar estável, em seguida, o aplicativo mostrará os dados obtidos.

Poderá encontrar os resultados de peso, BMI (taxa metabólica basal), gordura corporal, gordura visceral; água corporal músculo esquelética, massa muscular, idade corporal, proteína, gordura subcutânea, frequência muscular, perda de gordura e BMR (taxa metabólica basal com quilocalorias). Também poderá ver os resultados recentes, por semana, mês ou ano.



USUÁRIO

Inclua ou mude de usuário clicando em meu perfil ou clicando em novo usuário.


A balança eo aplicativo reconhecem a variação de resultados, eo ferece a opção de realizar a mudança de usuário, caso os dados sejam diferentes ao usuário selecionado.

OBSERVAÇÃO: Cada conta suporta até 24 usuários.


MODE DE PESAGEM PARA BEBÉ

1. Clique em opções, depois, selecione o “MODE DE PESAGEM PARA BEBÉ”.

2. Suba na balança para que o aplicativo determine seu peso antes de carregar o bebê.



3. Depois de ter registrado seu peso, carregue o bebê e espere até a balança ficar estável para obter o peso do bebê no aplicativo.



PROBLEMAS E SOLUÇÕES DO EQUIPAMENTO

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Bluetooth não conectado	<p>A balança já tem o bluetooth ativado uma vez ligada.</p> <p>Comprove a versão do IOS do seu smartphone deve ser IOS 8.0 ou superior / Android 5.0 ou superior.</p> <p>Reinicie seu dispositivo móvel.</p> <p>Comprove de que o Bluetooth está ativado em seu smartphone.</p> <p>Ative sua localização no smartphone para uma conexão correta com o aplicativo</p> <p>Remova as pilhas da balança e coloque-as novamente.</p>
Não consigo medir dados de gordura corporal	<p>O usuário deve ficar descalço para medir a gordura corporal.</p> <p>Assegure-se de que a balança e os seus pés estejam secos.</p>
A balança está produzindo pesos inconsistentes	<p>Comprove se a balança está em uma superfície dura e plana.</p> <p>Verifique cada pé do sensor para assegurar-se de que não há nada colado na parte inferior.</p>
O aplicativo mostra a proporção incorreta de músculo.	<p>A configuração do parâmetro do corpo é incorreta, verifique para assegurar-se que colocou corretamente os dados de sexo, idade, altura.</p>
A balança não liga.	<p>Retire as pilhas e coloque-as novamente.</p> <p>Assegure-se de encaixar as pilhas na direção correta.</p> <p>Faça a troca da bateria</p>

PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BABAH-RHINO marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año contra defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, deberá presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no está sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación. El remplazo de accesorios o componentes internos por desgaste natural o por el uso propio del equipo, así como cualquier mantenimiento preventivo, cambio de aceite o grasa fabricante quedan excluidos de esta garantía.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el sello de garantía se encuentre violado por parte del usuario.
- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que la acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 800 377 8242, o acuda a nuestro Centro al Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tlalpán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: servicio@rhino.mx

La presente garantía es otorgada por:
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Altzapán 2A Sección, Altzapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977
R.F.C. RMA070613AY7
Tel.: (55) 4429 0229

WARRANTY

Rhino Maquinaria warrants to customers who purchase any Rhino products from an authorized seller that Rhino products will be free of defects in workmanship for the duration of 1 year from the date of purchase.

During the 1 year warranty period, Rhino Maquinaria will replace the product that has a manufacturing defect as long as it has been determined by Rhino Maquinaria.

This warranty does not apply to defects caused by misuse or alterations of the product, nor does it apply if the damage was caused by repairs or service provided or attempted by anyone other than Rhino Maquinaria.

To make this warranty effective, you must first contact our Customer Service by dialing (619) 393-1079 or by mail to info@rhinoglobal.net, once you have contacted our Customer Service they will request from you a warranty claim by email.

Rhino Maquinaria will review the warranty claim. If the warranty claim is found to be valid, please return the product with a copy of the invoice and order ID to the of the invoice and order ID to the indicate address.

Upon receiving the product, Rhino Maquinaria will send a replacement product to customer's address.

GARANTIA

O equipamento BABAH-RHINO marca RHINO que você adquiriu possui garantia de 1 ano a partir da data de aquisição e só terá validade mediante a APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, onde indicará o nome do comprador, a data da compra e o estabelecimento comercial que vendeu o produto.

A garantia não cobre despesas de envio a retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau uso do aparelho e outras despesas aqui não especificadas.

- O fabricante se obriga a consertar o aparelho no período da garantia, dentro de 30 dias contados da data do recebimento do aparelho para executar reparos.
- O fabricante se reserva o direito de substituir o aparelho defeituoso por outro novo, caso (faltar necessário, e esse critério é tão somente ao julgamento do fabricante).

Todos os reparos efetuados dentro do período de garantia não prorrogam o prazo da mesma. A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional (Brasil).

Esta garantia não cobre danos por uso indevido ou impróprio, mesmo que não seja intencional, por queda do aparelho, exposição direta à umidade, água, sol ou por vazamento de bateria.

Não serão trocados, em nenhuma hipótese, produtos que apresentarem o vício riscado, assim como também a plataforma de balança riscada ou danificada.

A expectativa de duração das pilhas, em condições de uso normal, é de aproximadamente de 3 meses a 1 ano. Considera-se como uso normal da balança de 1 a 5 pesagens por dia.

Por se tratar de produto eletrônico que se desgasta com o uso frequente, as pilhas não estão cobertas pela garantia.

Caso haja algum problema técnico, favor verificar primeiramente a bateria. Se o aparelho ainda não estiver funcionando, entre em contato com Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A assistência técnica está centralizada no Estado de São Paulo, sendo certo que todo produto que apresentar defeito dentro do período de garantia deverá ser enviado para conserto via correio.

Esta garantia é outorgada por: RHINO BRASIL
CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 789, Assis
SP CEP: 19.806-031
e-mail: sac@rhinoobr.com

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:

(55) 4429 0229 en la CDMX o del interior de la República Mexicana: 800 377 8242

Correo electrónico: servicio@rhino.mx

Customer Service: (619) 393-1079

e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

A assistência técnica e a garantia estão limitadas somente ao território nacional Brasil

e-mail: sac@rhinoobr.com

Importado por:

Rhino Maquinaria S.A. de C.V.
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4
Lomas de Altzapán 2A Sección, Altzapán de Zaragoza
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: (55) 4429 0229
R.F.C. RMA070613AY7. Manufacturado en China
e-mail: info@rhino.mx - www.rhino.mx

Imported by:

Rhino Maquinaria
2695 CUSTOMHOUSE CT
SAN DIEGO CA 92154-7645
TAX ID: 212506-02441 Made in China
Customer Service: (619) 393-1079
e-mail: info@rhinoglobal.net - www.rhinoglobal.net

Importado por:

RHINO BRASIL
CNPJ 27.239.645/0001-38
Rua Carlos Gomes, 789, Assis
SP CEP: 19.806-031
Manufacturado na China
e-mail: sac@rhinoobr.com

Sello del distribuidor

Dealer stamp

Carimbo do vendedor



rhino.mx/centros-de-servicio-rhino