

6. Aide à la lecture des résultats

Si vous avez besoin d'aide pour interpréter vos lectures de cétone, veuillez visiter ketobm.com/results

Erreurs

*Si le message « E02 » apparaît lors de vos premières lectures, veuillez regarder les instructions vidéo disponibles sur ketobm.com/help Veillez à tenir la bandelette au centre et à éviter tout contact avec la partie où se trouve le port sanguin. Si votre processus est identique et que vous recevez toujours des lectures d'erreur, veuillez contacter support@ketobm.com pour obtenir de l'aide.

*Si vos premières lectures sont élevées (supérieures à 4,0 ou HI) et que vous n'êtes pas à jeun, il se peut que votre bandelette soit mal calibrée. Essayez une autre bandelette et si les lectures anormales persistent, contactez support@ketobm.com pour obtenir de l'aide.

Pour toutes questions ou aide, rendez-vous sur :
KetoBM.com

ou envoyez-nous un e-mail à :
support@ketobm.com

Guide de démarrage rapide



Instructions vidéos disponible sur :
ketobm.com/help

1. Lavez-vous les mains

Lavez vos mains à l'eau et au savon. Rincez et séchez soigneusement.

2. Préparez l'autopiqueur



3. Insérez la bandelette dans le lecteur

La flèche de la bandelette étant tournée vers vous et pointant vers le bas en direction du lecteur, insérez fermement la bandelette jusqu'à ce que le lecteur émette un bip et s'allume. Le moniteur affiche 880 et un symbole de goutte de sang clignotant apparaît au bas de l'écran.



4. Prélevez une goutte de sang

Placez l'autopiqueur sur le côté du bout de votre doigt. Appuyez sur le bouton pour piquer votre doigt. Si nécessaire, pressez doucement votre doigt pour aider à former une goutte de sang.



5. Appliquez la goutte de sang sur la bandelette de test

Appliquez la goutte de sang sur le bord de la bandelette jusqu'à ce que le moniteur émette un bip. Cela déclenche un compte à rebours et votre résultat de cétone s'affiche en 10 secondes.

