

ENGLISH

Congratulations on purchasing your TriPollar Stop VX2 device!

You have taken the first step toward flawless beautiful skin!
This user manual describes the TriPollar Stop VX2 product and how to use it.

Supplementary information to be found at:
www.tripollar.com | cn.pollogen.com

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCING TRIPOLLAR STOP VX2	6
• OVERVIEW	
• THE TRIPOLLAR STOP VX2 KIT	
USING TRIPOLLAR STOP VX2	8
• THE TRIPOLLAR STOP VX2 DEVICE	
• BEFORE YOU BEGIN	
• TREATING YOUR SKIN	
• RECOMMENDED TREATMENT GUIDELINES	
TROUBLESHOOTING	15
CUSTOMER SUPPORT	15
TECHNICAL SPECIFICATIONS	17
APPENDIX	18

IMPORTANT NOTICE

© Pollogen Ltd. All rights reserved.

Design and technical specifications are subject to change without prior notice. Manufactured by Pollogen Ltd.

Patented technology.

The names Pollogen, TriPollar and Stop are registered trademarks of Pollogen Ltd.

All intellectual property rights in this publication are owned by Pollogen Ltd. and protected by applicable copyright laws and international treaty provisions. Pollogen Ltd. retains all rights not expressly granted. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or used to make any derivative work without prior written approval by Pollogen Ltd.

All other trademarks are the property of their respective owners. Other company and brand products and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

SAFETY

Important: Be sure to read the entire user manual prior to use of the product. Always adhere to all warnings and cautions. Be sure to follow all safety precautions below when using the TriPollar Stop VX2 product. To learn more about TriPollar technology, visit our website at: www.tripollar.com | cn.pollogen.com.

WARNINGS AND CAUTIONS

TriPollar Stop VX2 is an electrical device that must be used properly. To reduce the risk of injury from electric shock, adhere to all warnings and cautions below:

- Do not touch the device should it fall into water. Unplug the device immediately with dry hands.
- Do not place or store the device near any source of water, such as a sink or bathtub.
- Do not submerge the device under water.
- When plugged in, do not leave the device unattended.
- Before use, ensure that the system and its power supply do not show any visible damage. Do not operate if the electric cord is damaged or if the system is disassembled.
- Only use the device with the electric cord and power supply provided.
- Keep the device out of the reach of children.
- Be sure that your hands are completely dry when operating the device.
- Turn the device OFF and then unplug the power supply from the electrical outlet after use or before cleaning and maintenance.
- Use the device for personal use only.

- Use only TriPollar Preparation Gel during treatment according to its instructions for use.
- Do not use TriPollar Preparation Gel after its expiration date.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use this device for its intended purpose, as described in this manual.
- Do not use the device over eyelids, closed eyes, thyroid area, lips, ears, breasts or genital areas.
- The sensation while using the device should be warm and pleasant. If you experience discomfort, discontinue use immediately & consult service.
- The use of this product may cause discomfort or adverse effects on people with allergic constitution, people with skin diseases and allergic dermatitis, people with sensitive skin, etc. If adverse effects occur during use, you should stop using this appliance immediately.
- In case the device or the power supply generates excessive heat disconnect power supply from the electrical outlet & consult service.

Failure to follow the instructions in this manual may cause damage or burns to your skin.

DO NOT USE THE DEVICE IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY TO YOU:

- Are under 18 years of age.
- Have a pacemaker or internal defibrillator.
- Have metal implants in the treatment area, such as gold threads. This does not apply to dental fillings or implants, which present no problem.
- Currently have cancer or a history of cancer, especially skin cancer or premalignant moles.
- Have severe concurrent conditions, such as cardiac disorders.
- Are pregnant or nursing.
- Have an impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS, or are using immunosuppressive medications.
- Have any disease that is stimulated by heat, such as, but not limited to, recurrent Herpes Simplex (within the treatment area).
- Have any active skin condition within the treatment area, such as, but not limited to, sores, psoriasis, eczema or a rash.
- Have a history of keloid scarring, abnormal wound healing or fragile skin.
- Have had any surgical procedure, laser resurfacing or deep chemical peeling within the treatment area within the past three months or are still undergoing a process to complete healing.
- Have permanent fillers within the treatment area.
If you have temporary dermal fillers within the treatment area or threads, consult your physician.
- Have had Botox administered in the treatment area within the past three months.
- Have suspicious lesions within the treatment area.
- Currently use medications, herbal preparations, vitamins or food supplements that may cause fragile or dry skin.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

The following side effects are rare. However, should they occur, they are usually temporary. If any of the following conditions appear and last more than 24 hours, consult your physician:

- Pain
- Damage to natural skin texture (crusting, blistering, burns, fragile skin, bruising)
- Mild headache

For other aesthetic procedures or should you have any uncertainty regarding potential side effects, consult your physician before using the device.

INTRODUCING TRIPOLLAR STOP VX2

OVERVIEW

TriPollar Stop VX2 presents the **latest in RF technology at the comfort of your home**. TriPollar Stop VX2 device is intended for increasing and accelerating collagen production in the skin to achieve skin tightening and rejuvenating effect.

TECHNOLOGY

The revolutionary TriPollar Stop VX2 combines two effective technologies - the groundbreaking TriPollar Multi-RF technology (RF) and Dynamic Muscle Activation (DMA) that work simultaneously to deliver non-invasive collagen remodeling and muscle activity, as well as skin tightening and treatment of wrinkles.

HOW DOES IT WORK?

TriPollar Stop VX2 affects homogeneously all layers of the dermis and the superficial muscle layer, for faster, safer and more effective treatment. It delivers aesthetic results that are both immediate and long-lasting.

TriPollar Stop VX2 reaches the effective temperature quickly with its proprietary Turbo function. Thanks to this unique function shorter treatment would still have the best results.

TriPollar Stop VX2 users enjoy the combined benefits of a unique non-conductive gel that ensures the delivery of focused RF energy into the right layers of the dermis using the newly designed electrodes. The temperature sensor ensures an effective and safe treatment while stimulating dermal activity that accelerates the natural production of collagen, the protein responsible for the skin's smooth and supple texture.

Simultaneously, DMA targets the SMAS layer (superficial muscular aponeurotic system), toning and lifting it by stimulating gentle muscle contractions inducing a "face lift" effect.

Using TriPollar Stop VX2 regularly according to its recommended treatment can effectively postpone the signs of aging.

THE TRIPOLLAR STOP VX2 KIT

The TriPollar Stop VX2 kit contains the following components:

1. TRIPOLLAR STOP VX2 DEVICE (FIG.1)
2. TRIPOLLAR STOP VX2 POWER SUPPLY AND ELECTRIC CORD (FIG.2)
3. TRIPOLLAR PREPARATION GEL (FIG.3), MAY BE PROVIDED SEPARATELY IN SOME REGIONS.
4. After the container has been opened, the gel can be used for up to 12 months.
Important: It is recommended to perform a patch test 24 hours prior to initial use. See page 10 for details.
5. TRIPOLLAR STOP VX2 USER MANUAL AND INTERNATIONAL WARRANTY (FIG.4)




FIG.1




FIG.2



FIG.3



FIG.4

USING TRIPOLLAR STOP VX2

THE TRIPOLLAR STOP VX2 DEVICE

TriPollar Stop VX2 focuses RF (Radio Frequency) energy deep into the dermis. The TriPollar Stop VX2 DMA technology targets the SMAS layer, as shown below.





FIG. 6 SHOWS THE COMPONENTS COMPRISING THE TRIPOLLAR STOP VX2 DEVICE

FIG. 6



BEFORE YOU BEGIN

Before using the TriPollar Stop VX2 device, do the following:

1. Open the box containing the device, and remove the device and its power supply.
2. Connect the power supply to the device (FIG.7)
3. Plug the power supply into an electrical outlet (FIG.8)
4. Remove the TriPollar Preparation Gel from its box.

Important: Before using the device for the first time, it is recommended to perform a patch test 24 hours prior to initial use. To do so, apply a small amount of TriPollar Preparation Gel to the inner arm and treat the area with the TriPollar Stop VX2 device. Ensure that the skin does not have a negative reaction to the gel or treatment.

5. Remove the protective cover from the device.




FIG.7




FIG.8

TREATING YOUR SKIN

To treat your skin using the TriPollar Stop VX2 device:

1. Cleanse and dry the treatment area.
2. Apply a very thin, even layer of TriPollar Preparation Gel over the entire treatment areas. This gel must be used during the entire treatment session. Your skin may feel a warm sensation when the gel is applied.
3. Turn the device ON by pressing the Power button (FIG.9). **Important:** All Leds should turn on briefly, followed by a steady single white led – this insures all Leds are operational. **Note:** A long press of the Power button turns the device OFF.
4. Select the RF power setting (Low/Medium/High) that is most comfortable for you. When the white indicator light shows a single white light illuminated (FIG.10), the device is operating at the Low power level. You can press the Power button again to change the power level (Fig.11, Fig.12) the white LEDs will light up according to the level chosen.

Important: During your first treatment session, it's recommended to use the Low power setting and then adjust the power level according to your skin's tolerance for subsequent treatments.




FIG.9




FIG.10




FIG.11





FIG.12

Treatment:

5. Divide the face to 3 treatment areas (FIG.13):
 - Right cheek
 - Left cheek
 - Forehead
6. Place the device on your skin, make sure to apply a slight pressure in order to assure a full contact between the electrodes and the skin.
7. Once the device is placed on the skin, the Turbo RF will start. Turbo RF will be initiated once at the beginning of the treatment or if a new level or mode is chosen.


8. Start moving the device in a very slow circular motion on a small part of your treatment area (approximately twice the size of the treatment head), slowly heating your skin to the optimal temperature (FIG.14).

Important: Be sure to constantly move the device slowly over the skin to ensure proper heating of the treated area. Do not keep the device on one place without movement.

9. Once the orange indicator light illuminates followed by a 'beep' sound, you have reached the optimal temperature. Continue the same slow circular motion for a few moments and then gradually enlarge your movements in the treatment area. Proceed with this technique covering the entire treatment area, making sure the orange indicator light is illuminated as much as possible during the treatment. As you move from one treatment area to another (FIG.13), the orange indicator light may turn-off if the temperature of the skin is not warm enough.
10. Continue working on the entire treatment area in a slow circular motion **for 3-4 minutes**. Make sure to maintain a uniform heating while covering the entire treatment area. Treatment can be augmented by "lifting" movements from the jaw line upwards toward your cheeks.
11. Once you finished the 3-4 minutes of treatment, you can proceed to the next treatment area repeating steps 6-10.
12. For jaw line treatment switch to RF + DMA mode by pressing on the DMA button . Make sure that the Blue indicator light turns ON. The DMA level will start to operate according to the last RF level chosen. You can press the Power button again to change the RF+DMA power level, the white LEDs will light up according to the level chosen. It's recommended to start at the Low RF+DMA.

Important: Use the RF + DMA mode ONLY on the jaw line area (FIG.15).

Do not use on other facial areas.



13. Start moving the device using a very slow linear motions along the jaw line.
14. To ensure optimal results, use the device for 3-4 minutes on each side. After the entire treatment area has been treated, the treatment session is complete. As a natural result of the treatment, the skin may show some redness (erythema) and minor skin swelling (edema) in the treatment area. Both should disappear after a short time.
15. Press the Power button for two seconds to turn the device OFF.
16. Unplug the power supply from the electrical outlet.
17. Gently remove the TriPollar Preparation Gel from your skin and wash your face thoroughly. You can apply a moisturizer if desired.
18. Clean the electrodes of the device with a damp cloth or paper towel and cover the device tip with its protective cover.

Warning: Do not submerge the TriPollar Stop VX2 device under water.

SAFETY MECHANISM:

The device's automatic temperature-optimization mechanism protects the skin from overheating. When the skin has reached the maximal temperature, the energy source will shut down automatically.

Important:

The orange light is ON when the skin temperature in the treatment area is sufficiently heated and is OFF when it is not.

RECOMMENDED TREATMENT GUIDELINES

The following treatment guidelines are recommended for using the TriPollar Stop VX2 device:

- Treating the entire face takes up to 15 minutes. For shorter treatment times focus on selected areas of concern. Treatment times differ for each person.
- Facial DMA treatment takes approximately 10 minutes.
- For optimal results, use the TriPollar Stop VX2 device 2-3 times a week for a period of 6-8 weeks.
- Make sure that you allow at least one day in between treatments on the same treatment area.
- To maintain long-term results after finishing the full course of treatments, we recommend that you use your TriPollar Stop VX2 device 2-4 times a month or as needed.
- If the orange indicator light and sound indicators still do not appear within 5 minutes, or if you do not feel any heating, try moving the device as slowly as possible without stopping the motion. Slow, circular, constant movements are more effective than rapid movements. The slower the movement, the faster the treatment area heats internally.
- If the orange indicator light and sound indicators do not appear after 3–5 minutes, select a higher power level. If the indicators still do not appear after increasing to the High power setting, try moving the device more slowly, without stopping the motion.
- If the orange indicator light and sound indicators turn ON immediately or if you feel excessive heat, select a lower power level.

TROUBLESHOOTING

If your TriPollar Stop VX2 device is not working, take the following steps before contacting the service center:

- Ensure that you have **removed** the device's protective cover.
- Make sure that the electric cord is securely connected to the device and the Power supply adapter is firmly connected.
- Press the Power button and verify that the white indicator light illuminates.
- Ensure that you applied TriPollar Preparation Gel according to instructions described in this manual. The TriPollar Stop VX2 device does not work properly when the preparation gel is not applied.
- If orange, white or/and blue indicator lights do not illuminate when power button is pressed, contact the customer support.
- In case headlight LEDs blinking white or orange, discontinue use immediately & consult service.

CUSTOMER SUPPORT

For service, refer to the store where you purchased the TriPollar Stop VX2 device or visit our website at: www.tripollar.com | cn.polloegen.com. When contacting a local service center, have the device serial number ready. The serial number is located on the top panel of the device. Customer satisfaction is our top priority. To help us provide you with the best support possible, please send us your comments and suggestions. Contact information is provided on the back cover of this manual, or you can contact us via our website (see above).

WARRANTY TERMS

This product has been subjected to strict quality control performed by the manufacturer. For this reason, the distributor in your country guarantees proper function of your product for 24 months from date of actual purchase. If you use the device properly, follow all instructions outlined in the user manual, you can enjoy the product to your ultimate satisfaction.

This policy warrants the support that the distributor provides for the device, should it happen that failures attributable to manufacturing defects be found. In such case, you shall be entitled to make full use of the benefits of this warranty. This implies the reason and replacement of parts, free of charge (regarding both service and parts) at any Authorized Service Center. Within its validity term, you are entitled to make use of the warranty if necessary to have a fully enjoyable product, provided the above-indicated conditions are fully met. This warranty is valid for the device marketed by the distributor in your country.

The warranty is not valid when:

1. Amendments in the warranty policy, sales receipt or invoice, or the absence of any of these original documents.
2. Damage or deterioration of the device due to improper use or if the device has been modified or repaired by an unauthorized third party.
3. Damage of the product due to defects incurred during transportation, such as bumps, bangs or improper handling.
4. Damage due to humidity or any kind of liquids, foreign bodies inside the device or the use of unapproved, unadvised accessories with the device contradictory to the user manual.
5. When the device is not used in accordance with the respective user manual or with its supplied accessories.
6. Partial or total damage or loss of the device, due to natural disasters (such as earthquakes, floods, fire, lightning, etc.), force majeure or accident.
7. Damage to the device after being subjected to high dust environments, humidity or application of excessive voltage from the power inlet.
8. If the product's serial number has been amended or erased.
9. To cosmetic damage, including but not limited to scratches and dents.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TABLE 1

Technical Specifications

Weight:	94gm
Physical Dimensions:	H=154mm L=40mm W=60mm
TriPollar RF Frequency:	0.85, 1.0, 1.15 \pm 10% MHZ

TABLE 2

Operating conditions

Temperature:	+5C to +30C
Humidity:	20RH to 80RH
Rating:	100~240VAC, 0.4A, 50/60Hz VDC 8V 1.5A

TABLE 3

Transport and Storage

Temperature:	0°C to 40°C
Humidity:	10RH to 90RH

TABLE 4

Electrical Safety

Power supply is classified as Class II double insulation

APPENDIX

Restriction of Hazardous Substance Material Declaration

IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SJ/T 11364

Part Name	Hazardous Substances					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
THERMISTOR	X	•	•	•	•	•
OTHER	•	•	•	•	•	•

- x Indicates that the named hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this component may be above the limit requirement of GB/T 26572. The restricted materials are used in accordance with manufacturing needs. Use of such materials has no impact on the device's safety and no harmful effect on device users. **This declaration is included to remind device users that the device must be disposed of reasonably and in accordance with the environmental policy of your locale.**
- Indicates that the named hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this component is below the limit requirement of GB/T 26572.

FRANÇAIS

Félicitations pour l'achat de votre appareil TriPollar Stop VX2!

Vous avez fait le premier pas vers une belle peau sans défaut!
Ce manuel d'utilisation décrit le produit TriPollar Stop VX2 et la manière de l'utiliser.

Des informations supplémentaires sont disponibles à l'adresse suivante
www.tripollar.com | cn.polloegen.com

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION TRIPOLLAR STOP VX2	24
• VUE D'ENSEMBLE	
• LE KIT TRIPPOLAR STOP VX2	
UTILISER TRIPPOLAR STOP VX2	26
• L'APPAREIL TRIPPOLAR STOP VX2	
• AVANT DE COMMENCER	
• TRAITEMENT DE VOTRE PEAU	
• RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT	
DÉPANNAGE	33
SUPPORT CLIENT	33
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	35
ANNEXE	36

AVIS IMPORTANT

© Pollogen Ltd. Tous droits réservés.

La conception et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Fabriqué par Pollogen Ltd.

Technologie brevetée.

Les noms Pollogen, TriPollar et Stop sont des marques enregistrées de Pollogen Ltd.

Tous les droits de propriété intellectuelle de cette publication sont la propriété de Pollogen Ltd. et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur applicables et les dispositions des traités internationaux. Pollogen Ltd. conserve tous les droits non expressément accordés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou utilisée pour réaliser un travail dérivé sans l'accord écrit préalable de Pollogen Ltd.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les autres noms de produits et de services de sociétés et de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

SÉCURITÉ

Important: Veuillez à lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez toujours les avertissements et les mises en garde. Veuillez à respecter toutes les précautions de sécurité ci-dessous lorsque vous utilisez le produit TriPollar Stop VX2. Pour en savoir plus sur la technologie TriPollar, visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.tripollar.com | cn.pollogen.com.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

TriPollar Stop VX2 est un appareil électrique qui doit être utilisé correctement. Pour réduire le risque de blessure par choc électrique, respectez tous les avertissements et précautions ci-dessous:

- Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez immédiatement l'appareil avec des mains sèches.
- Ne placez pas ou ne stockez pas l'appareil près d'une source d'eau, telle qu'un évier ou une baignoire.
- N'immergez pas l'appareil sous l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le système et son alimentation électrique ne présentent aucun dommage visible.
Ne pas utiliser si le cordon électrique est endommagé ou si le système est démonté.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le cordon électrique et le dispositif d'alimentation fournis.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Veuillez à ce que vos mains soient complètement sèches lorsque vous utilisez l'appareil.

- Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation de la prise électrique après utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.
- N'utilisez l'appareil que pour l'usage personnel.
- Utilisez uniquement TriPollar Preparation Gel pendant le traitement conformément à son mode d'emploi.
- N'utilisez pas TriPollar Preparation Gel après sa date de péremption.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, les yeux fermés, la thyroïde, les lèvres, les oreilles, les seins ou les parties génitales.
- La sensation pendant l'utilisation de l'appareil doit être chaude et agréable. Si vous ressentez un inconfort, arrêtez immédiatement l'utilisation et consultez le service après-vente.
- L'utilisation de ce produit peut provoquer une gêne ou des effets indésirables chez les personnes de constitution allergique, les personnes souffrant de maladies de la peau et de dermatite allergique, les personnes à la peau sensible, etc. Si des effets indésirables se produisent pendant l'utilisation, vous devez cesser immédiatement d'utiliser cet appareil.
- Si l'appareil ou l'alimentation génère une chaleur excessive, débranchez l'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente.
Si vous ne suivez pas les instructions de ce manuel, vous risquez d'endommager ou de brûler votre peau.

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SI L'UNE DES SITUATIONS SUIVANTES VOUS CONCERNE:

- Vous avez moins de 18 ans.
- Vous portez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne.
- Vous avez des implants métalliques dans la zone de traitement, tels que des fils d'or. Ceci ne s'applique pas aux plombages ou aux implants dentaires, qui ne présentent aucun problème.
- Vous avez actuellement cancer ou des antécédents de cancer, en particulier cancer de la peau ou des grains de beauté prémalins.
- Vous souffrez d'affections concomitantes graves, telles que des troubles cardiaques.
- Vous êtes enceinte ou vous allaitez.
- Vous avez un système immunitaire déficient en raison de maladies immunosuppressives telles que le SIDA, ou vous utilisez des médicaments immunosuppresseurs.
- Vous souffrez d'une maladie qui est stimulée par la chaleur, telle que, mais sans s'y limiter, l'herpès simplex récurrent (dans la zone de traitement).
- Vous avez une affection cutanée active dans la zone de traitement, telle que, mais non limitée à, des plaies, du psoriasis, de l'eczéma ou une éruption cutanée.
- Vous avez des antécédents de cicatrices chéloïdes, de cicatrisation anormale ou de peau fragile.

- Vous avez subi une intervention chirurgicale, un resurfaçage au laser ou un peeling chimique profond dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois ou vous êtes toujours en cours de guérison.
- Vous avez des produits de remplissage permanents dans la zone de traitement.
Si vous avez reçu des produits de comblement dermique temporaires dans la zone de traitement ou des fils, consultez votre médecin.
- Vous avez reçu du Botox dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois.
- Vous avez des lésions suspectes dans la zone de traitement.
- Vous utilisez actuellement des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des compléments alimentaires susceptibles de rendre la peau fragile ou sèche.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Les effets secondaires suivants sont rares. Toutefois, s'ils se produisent, ils sont généralement temporaires. Si l'un des états suivants apparaît et dure plus de 24 heures, consultez votre médecin :

- Douleur
- Dégradation de la texture naturelle de la peau (croûtes, cloques, brûlures, peau fragile, ecchymoses)
- Maux de tête légers

Pour d'autres procédures esthétiques ou en cas d'incertitude quant aux effets secondaires potentiels, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

PRÉSENTATION TRIPOLLAR STOP VX2

VUE D'ENSEMBLE

TriPollar Stop VX2 présente la **toute dernière technologie RF dans le confort de votre maison**. L'appareil TriPollar Stop VX2 est destiné à augmenter et à accélérer la production de collagène dans la peau pour obtenir un effet de resserrement et de rajeunissement de la peau.

TECHNOLOGIE

L'appareil révolutionnaire TriPollar Stop VX2 combine deux technologies efficaces : la technologie révolutionnaire TriPollar Multi-RF (RF) et l'activation musculaire dynamique (DMA) qui fonctionnent simultanément pour assurer un remodelage non invasif du collagène et de l'activité musculaire, ainsi que le resserrement de la peau et le traitement des rides.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?

TriPollar Stop VX2 affecte de manière homogène toutes les couches du derme et la couche musculaire superficielle, pour un traitement plus rapide, plus sûr et plus efficace. Il offre des résultats esthétiques à la fois immédiats et durables.

TriPollar Stop VX2 atteint rapidement la température effective grâce à sa fonction Turbo exclusive. Grâce à cette fonction unique, un traitement plus court permet d'obtenir les meilleurs résultats.

Les utilisateurs du TriPollar Stop VX2 profitent des avantages combinés d'un gel non conducteur unique qui garantit l'acheminement de l'énergie RF focalisée dans les bonnes couches du derme grâce aux électrodes nouvellement conçues. Le capteur de température garantit un traitement efficace et sûr tout en stimulant l'activité dermique qui accélère la production naturelle de collagène, la protéine responsable de la texture lisse et souple de la peau.

Simultanément, la DMA cible la couche SMAS (système aponévrotique musculaire superficiel), la rendant plus tonique et la soulevant en stimulant de légères contractions musculaires induisant un effet "lifting".

L'utilisation régulière de TriPollar Stop VX2 selon le traitement recommandé peut retarder efficacement les signes du vieillissement.

LE KIT TRIPOLLAR STOP VX2

Le kit TriPollar Stop VX2 contient les composants suivants :

1. APPAREIL TRIPOLLAR STOP VX2 (FIG.1)
2. ALIMENTATION ET CORDON ÉLECTRIQUE DE L'APPAREIL TRIPOLLAR STOP VX2 (FIG.2)
3. TRIPOLLAR PREPARATION GEL (FIG.3), PEUT ÊTRE FOURNI SÉPARÉMENT DANS CERTAINES RÉGIONS.
4. Après l'ouverture du récipient, le gel peut être utilisé jusqu'à 12 mois.

Important: Il est recommandé d'effectuer un test épicutané 24 heures avant la première utilisation.
V Voir page 28 pour plus de détails.

5. MANUEL DE L'UTILISATEUR ET GARANTIE INTERNATIONALE TRIPOLLAR STOP VX2 (FIG.4)





FIG.1




FIG.2



FIG.3




FIG.4

UTILISER TRIPPOLAR STOP VX2


L'APPAREIL TRIPPOLLAR STOP VX2

TriPollar Stop VX2 concentre l'énergie RF (radiofréquence) en profondeur dans le derme. La technologie DMA TriPollar Stop VX2 cible la couche SMAS, comme illustré ci-dessous.



LA FIG.6 MONTRE LES COMPOSANTS DE L'APPAREIL TRIPOLLAR STOP VX2

FIG.6



AVANT DE COMMENCER

Avant d'utiliser l'appareil TriPollar Stop VX2, procédez comme suit:

1. Ouvrez la boîte contenant l'appareil dispositif, et retirez-le ainsi que son alimentation.
2. Connectez le bloc d'alimentation à l'appareil (FIG.7).
3. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique (FIG.8).
4. Retirez TriPollar Preparation Gel de sa boîte.
5. **Important:** Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test épicutané 24 heures avant la première utilisation. Pour ce faire, appliquez une petite quantité de TriPollar Preparation Gel sur la face interne du bras et traitez la zone avec l'appareil TriPollar Stop VX2. Assurez-vous que la peau ne présente pas de réaction négative au gel ou au traitement.




FIG.7




FIG.8

TRAITEMENT DE VOTRE PEAU

Pour traiter votre peau à l'aide de l'appareil TriPollar Stop VX2 :

1. Nettoyez et séchez la zone de traitement.
2. Appliquez une couche très fine et uniforme de Tripollar Preparation Gel sur l'ensemble des zones à traiter. Ce gel doit être utilisé pendant toute la durée de la séance de traitement. Votre peau peut ressentir une sensation de chaleur lors de l'application du gel.
3. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (FIG.9).

Important: Toutes les Leds doivent s'allumer brièvement, suivies d'une seule led blanche stable - ceci assure que toutes les Leds sont opérationnelles. Remarque: Une pression longue sur le bouton d'alimentation éteint l'appareil.

4. Sélectionnez le réglage de la puissance RF (Faible/ Moyenne/Haute) qui vous convient le mieux. Lorsque le témoin lumineux blanc affiche une seule lumière blanche allumée (FIG.10), l'appareil fonctionne au niveau de puissance Faible. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton Power pour modifier le niveau de puissance (Fig.11, Fig.12) ; les voyants blancs s'allument en fonction du niveau choisi.

Important: Lors de votre première séance de traitement, il est recommandé d'utiliser le réglage de puissance faible, puis d'ajuster le niveau de puissance en fonction de la tolérance de votre peau pour les traitements suivants.




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12

Traitement :

5. Divisez le visage en 3 zones de traitement (FIG.13) :

- Joue droite
- Joue gauche
- Front

6. Placez l'appareil sur votre peau, assurez-vous d'appliquer une légère pression afin d'assurer un contact complet entre les électrodes et la peau.
7. Une fois le dispositif placé sur la peau, le Turbo RF démarre. Le Turbo RF sera lancé une fois au début du traitement ou si un nouveau niveau ou mode est choisi.
8. Commencez à déplacer l'appareil dans un mouvement circulaire très lent sur une petite partie de votre zone de traitement (environ deux fois la taille de la tête de traitement), chauffant lentement votre peau jusqu'à la température optimale (FIG.14).

Important: Veillez à déplacer constamment et lentement l'appareil sur la peau pour assurer un chauffage correct de la zone traitée. Ne gardez pas l'appareil en place sans le bouger.

9. Lorsque le voyant lumineux orange s'allume suivi d'un 'bip' sonore, vous avez atteint la température optimale. Continuez le même mouvement circulaire lent pendant quelques instants, puis élargissez progressivement vos mouvements dans la zone de traitement. Procédez de la sorte en couvrant toute la zone de traitement, en veillant à ce que le voyant lumineux orange soit allumé autant que possible pendant le traitement. Lorsque vous passez d'une zone de traitement à une autre (FIG.13), le voyant lumineux orange peut s'éteindre si la température de la peau n'est pas assez élevée.
10. Continuez à travailler sur toute la zone de traitement en effectuant un lent mouvement circulaire **de 3-4 minutes**. Veillez à maintenir un chauffage uniforme tout en couvrant l'ensemble de la zone de traitement. Le traitement peut être renforcé par des mouvements de "lifting" de la ligne de la mâchoire vers les joues.
11. Une fois que vous avez terminé les 3-4 minutes de traitement, vous pouvez passer à la zone de traitement suivante en répétant les étapes 6-10.

12. Pour le traitement de la ligne de la mâchoire, passez en mode RF + DMA en appuyant sur le bouton DMA (Q) Assurez-vous que le témoin lumineux bleu s'allume.

Le niveau DMA commence à fonctionner en fonction du dernier niveau RF choisi. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton Power pour changer le niveau de puissance RF+DMA, les LEDs blanches s'allument en fonction du niveau choisi. Il est recommandé de commencer par le niveau faible de RF+DMA.

Important: Utilisez le mode RF + DMA UNIQUEMENT sur la zone de la ligne des mâchoires (FIG.15).

Ne l'utilisez pas sur d'autres zones du visage.



FIG.13

ZONES
DE TRAITEMENT

FIG.14



FIG.15

13. Commencez à déplacer l'appareil en effectuant des mouvements linéaires très lents le long de la ligne de la mâchoire.
14. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez l'appareil 3-4 minutes de chaque côté. Une fois que toute la zone de traitement a été traitée, la séance de traitement est terminée. Comme résultat naturel du traitement, la peau peut présenter une certaine rougeur (érythème) et un léger gonflement (œdème) dans la zone traitée. Ces deux phénomènes devraient disparaître au bout d'un certain temps.
15. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.
16. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
17. Retirez délicatement le TriPollar Preparation Gel de votre peau et lavez soigneusement votre visage. Vous pouvez appliquer une crème hydratante si vous le souhaitez.
18. Nettoyez les électrodes de l'appareil à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette en papier humide et recouvrez l'embout de l'appareil avec sa housse de protection.

Avertissement: Ne pas immerger l'appareil TriPollar Stop VX2 dans l'eau.

MÉCANISME DE SÉCURITÉ:

Le mécanisme d'optimisation automatique de la température de l'appareil protège la peau contre la surchauffe. Lorsque la peau a atteint la température maximale, la source d'énergie s'arrête automatiquement.

Important:

Le voyant orange est allumé lorsque la température de la peau dans la zone de traitement est suffisamment élevée et il est éteint dans le cas contraire.

RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT

Les recommandations de traitement suivantes s'appliquent à l'utilisation de l'appareil TriPollar Stop VX2:

- Traiter l'ensemble du visage prend jusqu'à 15 minutes. Pour des durées de traitement plus courtes, concentrez-vous sur certaines zones préoccupantes. La durée du traitement varie selon les personnes.
- Le traitement DMA du visage dure environ 10 minutes.
- Pour des résultats optimaux, utilisez l'appareil TriPollar Stop VX2 2 à 3 fois par semaine pendant une période de 6 à 8 semaines.
- Veillez à respecter un intervalle d'au moins un jour entre deux traitements sur la même zone de traitement.
- Pour maintenir les résultats à long terme après avoir terminé la série complète de traitements, nous vous recommandons d'utiliser votre dispositif Stop VX2 de TriPollar 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins.
- Si le voyant lumineux orange et les indicateurs sonores n'apparaissent toujours pas au bout de 5 minutes, ou si vous ne ressentez aucun réchauffement, essayez de déplacer l'appareil aussi lentement que possible sans arrêter le mouvement. Les mouvements lents, circulaires et constants sont plus efficaces que les mouvements rapides. Plus le mouvement est lent, plus la zone de traitement se réchauffe rapidement à l'intérieur.
- Si le témoin lumineux orange et les indicateurs sonores n'apparaissent pas après 3 à 5 minutes, sélectionnez un niveau de puissance plus élevé. Si les indicateurs n'apparaissent toujours pas après avoir augmenté le niveau de puissance, essayez de déplacer l'appareil plus lentement, sans arrêter le mouvement.
- Si le voyant orange et les indicateurs sonores s'allument immédiatement ou si vous ressentez une chaleur excessive, sélectionnez un niveau de puissance inférieur.

DÉPANNAGE

Si votre appareil TriPollar Stop VX2 ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes avant de contacter le centre de service :

- Vérifiez que vous avez retiré le couvercle de protection de l'appareil.
- Vérifiez que le cordon électrique est bien connecté à l'appareil et que l'adaptateur d'alimentation est bien branché.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et vérifiez que le témoin lumineux blanc s'allume.
- Vérifiez que vous avez appliqué TriPollar Preparation Gel conformément aux instructions décrites dans ce manuel. L'appareil TriPollar Stop VX2 ne fonctionne pas correctement lorsque le gel de préparation n'est pas appliqué.
- Si les voyants lumineux orange, blanc ou/et bleu ne s'allument pas lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, contactez le support client.
- Si les voyants lumineux blancs ou orange clignotent, cessez immédiatement l'utilisation et consultez le service après-vente.

SUPPORT CLIENT

Pour bénéficier du service, adressez-vous au magasin où vous avez acheté le dispositif d'arrêt VX2 de TriPollar ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.tripollar.com | cn.pollogen.com. Lorsque vous contactez un centre de service local, préparez le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série est situé sur le panneau supérieur de l'appareil. La satisfaction du client est notre priorité absolue. Pour nous aider à vous fournir la meilleure assistance possible, veuillez nous envoyer vos commentaires et suggestions. Les informations de contact sont fournies sur la couverture arrière de ce manuel, ou vous

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit a été soumis à un contrôle de qualité strict effectué par le fabricant. Pour cette raison, le distributeur de votre pays garantit le bon fonctionnement de votre produit pendant 24 mois à compter de la date d'achat effective. Si vous utilisez l'appareil correctement, en suivant toutes les instructions décrites dans le manuel d'utilisation, vous pourrez profiter du produit à votre entière satisfaction.

Cette politique garantit l'assistance que le distributeur fournit pour l'appareil, s'il arrivait que des défaillances imputables à des défauts de fabrication soient constatées. Dans ce cas, vous aurez le droit d'utiliser pleinement les avantages de cette garantie. Cela implique la raison et le remplacement des pièces, sans frais (concernant à la fois le service et les pièces) dans n'importe quel centre de service agréé. Pendant sa durée de validité, vous êtes en droit de faire appel à la garantie si cela s'avère nécessaire pour profiter pleinement du produit, sous réserve que les conditions susmentionnées soient pleinement remplies. Cette garantie est valable pour l'appareil commercialisé par le distributeur dans votre pays.

La garantie n'est pas valable lorsque :

1. Modifications de la politique de garantie, du ticket de caisse ou de la facture, ou absence de l'un de ces documents originaux.
2. Dégâts ou détérioration de l'appareil dus à une utilisation inappropriée ou si l'appareil a été modifié ou réparé par un tiers non autorisé.
3. Dégâts du produit dus à des défauts survenus pendant le transport, tels que des chocs, des coups ou une manipulation incorrecte.
4. Dégâts dus à l'humidité ou à tout type de liquide, à des corps étrangers à l'intérieur de l'appareil ou à l'utilisation d'accessoires non approuvés et non recommandés avec l'appareil, en contradiction avec le manuel d'utilisation.
5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé conformément au manuel d'utilisation correspondant ou avec les accessoires fournis.
6. Dégâts partiels ou totaux ou perte de l'appareil, dus à des catastrophes naturelles (telles que tremblements de terre, inondations, incendies, foudre, etc.), à des cas de force majeure ou à des accidents.
7. Dégâts causés à l'appareil après avoir été soumis à des environnements très poussiéreux, à l'humidité ou à l'application d'une tension excessive à partir de la prise d'alimentation.
8. Si le numéro de série du produit a été modifié ou effacé.
9. Dégâts esthétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les rayures et les bosses.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TABLEAU 1

Spécifications techniques

Poids:	94gm
Dimensions physiques:	H=154mm L=40mm W=60mm
Fréquence RF TriPollar:	0.85, 1.0, 1.15 \pm 10% MHZ

TABLEAU 2

Conditions de fonctionnement

Température:	+5C to +30C
Humidité:	20RH to 80RH
Valeur nominale:	100~240VAC, 0.4A, 50/60Hz VDC 8V 1.5A

TABLEAU 3

Transport et stockage

Température:	0°C to 40°C
Humidité:	10RH to 90RH

TABLEAU 4

Sécurité électrique

L'alimentation électrique est classée en Classe II à double isolation

ANNEXE

Déclaration de restriction des substances dangereuses

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA SJ/T 11364

Nom de la pièce	Substances dangereuses					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
ROYAUME-UNI AC PIN	X	•	•	•	•	•
UE AC PIN	X	•	•	•	•	•
THERMISTOR	X	•	•	•	•	•
AUTRE	•	•	•	•	•	•

- x Indique que la substance dangereuse nommée contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour ce composant peut être supérieure à la limite requise par la norme GB/T 26572. Les matériaux restreints sont utilisés conformément aux besoins de la fabrication. L'utilisation de ces matériaux n'a aucun impact sur la sécurité de l'appareil et aucun effet nocif sur les utilisateurs de l'appareil. Cette déclaration est incluse pour rappeler aux utilisateurs de l'appareil que celui-ci doit être mis au rebut de manière raisonnable et conformément à la politique environnementale de votre région.
- Indique que la substance dangereuse nommée contenue dans tous les matériaux homogènes de ce composant est inférieure à la limite requise par la norme GB/T 26572.

ESPAÑOL

¡Saludes por la compra del dispositivo TriPollar Stop VX2!

Has dado el primer paso hacia una piel hermosa y sin imperfecciones.

Este manual de usuario describe el dispositivo TriPollar Stop VX2 y cómo utilizarlo.

Puede encontrar más información en el sitio web:

www.tripollar.com | cn.pollogen.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN DEL TRIPOLAR STOP VX2	42
• VISIÓN GENERAL	
• EL KIT DE TRIPOLAR STOP VX2	
UTILIZANDO TRIPOLAR STOP VX2	44
• EL DISPOSITIVO TRIPOLAR STOP VX2	
• ANTES DE INICIAR	
• TRATAMIENTO DE LA PIEL	
• VÍAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS	
(SOLUCIÓN) RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	51
ASISTENCIA AL CLIENTE	51
DETALLES TÉCNICAS	53
ANEXO	54

AVISO IMPORTANTE

© Pollogen Ltd. Todos los derechos son reservados.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Fabricado por Pollogen Ltd.

Tecnología patentada.

Los nombres Pollogen, TriPollar y Stop son marcas registradas de Pollogen Ltd.

Todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación son propiedad de Pollogen Ltd. y están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y las disposiciones de los tratados internacionales. Pollogen Ltd. se reserva todos los derechos no concedidos expresamente. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida en cualquier forma o utilizada para hacer un trabajo derivado sin el permiso previo por escrito de Pollogen Ltd.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Otros nombres de productos y servicios de empresas y marcas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

SEGURIDAD

Importante: Asegúrese de leer todo el manual del usuario antes de utilizar el producto. Respete siempre todas las advertencias y precauciones. Asegúrese de seguir todas las precauciones de seguridad indicadas a continuación cuando utilice el producto TriPollar Stop VX2. Para obtener más información sobre la tecnología TriPollar, visite nuestro sitio web en: www.tripollar.com | cn.pollogen.com

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

El TriPollar Stop VX2 es un dispositivo eléctrico que debe utilizarse correctamente. Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica, respete todas las advertencias y precauciones que se indican a continuación:

- No toque el dispositivo si se cae al agua. Desenchufe el aparato inmediatamente con las manos secas.
- No coloque ni guarde el dispositivo cerca de ninguna fuente de agua, como un fregadero o una bañera.
- No sumerja el dispositivo bajo el agua.
- Cuando esté enchufado, no deje el aparato sin cuidado.
- Antes de utilizarlo, asegúrese de que el sistema y su fuente de alimentación no presentan perjuicios visibles.
No lo utilice si el cable eléctrico está dañado o si el sistema está desmontado.
- Utilice el aparato sólo con el cable eléctrico y la fuente de alimentación suministrados.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos están completamente secas cuando utilice el aparato.

- Apague el aparato y desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente después de utilizarlo o antes de limpiarlo y realizar su mantenimiento.
- Maneje el dispositivo sólo para uso personal.
- Maneje sólo el Gel de Preparación TriPollar durante el tratamiento de acuerdo con sus instrucciones de uso.
- No maneje el Gel de Preparación TriPollar después de su fecha de caducidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Maneje este dispositivo únicamente para el fin previsto, tal y como se describe en este manual.
- No maneje el dispositivo sobre los párpados, los ojos cerrados, la zona de la tiroides, los labios, las orejas, los pechos o las zonas genitales.
- La sensación al utilizar el aparato debe ser cálida y agradable. Si experimenta molestias, interrumpa su uso inmediatamente y consulte al servicio técnico.
- La usanza de este producto puede causar molestias o efectos adversos en personas con constitución alérgica, personas con enfermedades de la piel y dermatitis alérgica, personas con piel sensible, etc. Si se producen efectos adversos durante el uso, debe dejar de utilizar este aparato inmediatamente.
- En caso de que el aparato o la fuente de alimentación generen un calor excesivo, desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente y consulte al servicio técnico.

El incumplimiento de las instrucciones de este manual puede causar daños o quemaduras en la piel.

NO UTILICE EL DISPOSITIVO SI SE DA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS

- Es menor de 18 años.
- Tiene un marcapasos o un desfibrilador interno.
- Tiene implantes metálicos en la zona de tratamiento, como hilos de oro. Esto no se aplica a los empastes o implantes dentales, que no presentan ningún problema.
- Tiene actualmente cáncer o antecedentes de cáncer, especialmente cáncer de piel o lunares premalignos.
- Tienen afecciones concurrentes graves, como trastornos cardíacos.
- Están embarazada o en período de lactancia.
- Tiene el sistema inmunitario deteriorado debido a enfermedades inmunosupresoras, como el SIDA, o están utilizando medicamentos inmunosupresores.
- Tiene alguna enfermedad estimulada por el calor, como, por ejemplo, el herpes simple recurrente (dentro de la zona de tratamiento).
- Tiene alguna enfermedad activa de la piel dentro de la zona de tratamiento, como, por ejemplo, llagas, psoriasis, eczema o sarpullido.
- Tiene antecedentes de cicatrices queloides, cicatrización anormal de heridas o piel frágil.
- Se han sometido a cualquier procedimiento quirúrgico, rejuvenecimiento con láser o exfoliación química profunda en la zona de tratamiento en los últimos tres meses o todavía están en proceso de completar la curación.
- Tiene rellenos permanentes en la zona de tratamiento.
Si tiene rellenos dérmicos temporales dentro de la zona de tratamiento o hilos, consulte a su médico.

- Se ha administrado Botox en la zona de tratamiento en los últimos tres meses.
- Si tiene lesiones sospechosas dentro de la zona de tratamiento.
- Están tomando actualmente medicamentos, preparados de hierbas, vitaminas o suplementos alimenticios que puedan causar fragilidad o sequedad en la piel.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los siguientes efectos secundarios son poco habituales. Sin embargo, si se producen, suelen ser temporales. Si aparece alguno de los siguientes y dura más de 24 horas, consulte a su médico:

- Dolor
- Daños en la textura natural de la piel (costras, ampollas, quemaduras, piel frágil, hematomas)
- Dolor de cabeza leve

Para otros procedimientos estéticos o si tiene alguna duda sobre los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de utilizar el aparato.

PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO TRIPOLAR STOP VX2

VISIÓN GENERAL

TriPollar Stop VX2 presenta lo último en tecnología RF en la comodidad de su hogar. El dispositivo TriPollar Stop VX2 está diseñado para aumentar y acelerar la producción de colágeno en la piel para lograr un efecto de estiramiento y rejuvenecimiento de la piel.

TECNOLOGÍA

El revolucionario TriPollar Stop VX2 combina dos tecnologías efectivas: la innovadora tecnología TriPollar Multi-RF (RF) y Dynamic Muscle Activation (DMA) que funcionan simultáneamente para brindar una remodelación de colágeno y actividad muscular no invasivas, así como también estiramiento de la piel y tratamiento de arrugas.

¿CÓMO FUNCIONA?

TriPollar Stop VX2 actúa de forma homogénea en todas las capas de la dermis y la capa muscular superficial, para un tratamiento más rápido, seguro y eficaz. Ofrece resultados estéticos inmediatos y duraderos.

TriPollar Stop VX2 alcanza la temperatura efectiva rápidamente con su función Turbo patentada. Gracias a esta función única, un tratamiento más corto aún tendría los mejores resultados.

Los usuarios de TriPollar Stop VX2 disfrutan de los beneficios combinados de un gel no conductor único que garantiza la entrega de energía RF enfocada en las capas correctas de la dermis utilizando los electrodos de nuevo diseño. El sensor de temperatura garantiza un tratamiento eficaz y seguro al tiempo que estimula la actividad dérmica que acelera la producción natural de colágeno, la proteína responsable de la textura suave y flexible de la piel.

Simultáneamente, DMA se dirige a la capa SMAS (sistema aponeurótico muscular superficial), tonificándola y levantándola, estimulando contracciones musculares dóciles que inducen un efecto de "estiramiento facial".

El uso regular de TriPollar Stop VX2 según el tratamiento recomendado puede posponer eficazmente los signos del envejecimiento.

EL KIT TRIPOLLAR STOP VX2

El kit TriPollar Stop VX2 contiene los siguientes componentes:

1. EL DISPOSITIVO TRIPOLLAR STOP VX2 (FIG.1)
2. LA ALIMENTACIÓN Y CABLE ELÉCTRICO TRIPOLLAR STOP VX2 (FIG.2)
3. EL GEL DE PREPARACIÓN TRIPOLLAR (FIG. 3), SE PUEDE PROPORCIONAR POR SEPARADO EN ALGUNAS REGIONES.
4. Después de abrir el envase, el gel se puede usar hasta por 12 meses.
Importante: Se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del uso inicial. Vea la página 46 para más detalles.
5. MANUAL DE USUARIO TRIPOLLAR STOP VX2 Y GARANTÍA INTERNACIONAL (FIG.4)





FIG.1




FIG.2



FIG.3




FIG.4

UTILIZANDO EL DISPOSITIVO TRIPOLLAR STOP VX2


EL DISPOSITIVO TRIPOLLAR STOP VX2

TriPollar Stop VX2 concentra la energía de RF (radiofrecuencia) en lo más profundo de la dermis. La tecnología DMA de TriPollar Stop VX2 se dirige a la capa SMAS, como se muestra a continuación.



LA FIG. 6 MUESTRA LOS COMPONENTES DEL DISPOSITIVO TRIPOLLAR STOP VX2

FIG.6



ANTES DE EMPEZAR

Antes de utilizar el dispositivo TriPollar Stop VX2, haga lo siguiente:

1. Abra la caja que contiene el dispositivo y retire el dispositivo y su fuente de alimentación.
2. Conecte la fuente de alimentación al dispositivo (FIG.7)
3. Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente (FIG.8)
4. Saque el Gel de Preparación TriPollar de su caja.
5. **Importante:** Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del uso inicial. Para ello, aplique una pequeña cantidad de gel de preparación TriPollar en la parte interior del brazo y trate la zona con el dispositivo TriPollar Stop VX2. Asegúrese de que la piel no tiene una reacción negativa al gel o al tratamiento.




FIG.7





FIG.8

TRATAMIENTO DE LA PIEL

Para tratar su piel con el dispositivo TriPollar Stop VX2:

1. Limpie y seque la zona de tratamiento.
2. Aplique una capa muy fina y uniforme de Gel de Preparación TriPollar sobre toda la zona de tratamiento. Este gel debe utilizarse durante toda la sesión de tratamiento. Su piel puede sentir una sensación de calor cuando se aplica el gel.
3. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido (FIG.9). Importante: Todos los Leds deben encenderse brevemente, seguidos de un único led blanco fijo - esto asegura que todos los Leds están operativos. Comentario: Una pulsación larga del botón de encendido apaga el dispositivo.
4. Elija el ajuste de potencia de RF (Baja/Media/Alta) que le resulte más cómodo. Cuando el indicador luminoso blanco muestra una sola luz blanca iluminada (FIG.10), el dispositivo está funcionando en el nivel de potencia Bajo. Puede volver a pulsar el botón de encendido para cambiar el nivel de potencia (Fig.11, Fig.12) los LEDs blancos se iluminarán según el nivel elegido.

Importante: Durante su primera sesión de tratamiento, se recomienda utilizar el ajuste de potencia Baja y luego ajustar el nivel de potencia de acuerdo con la tolerancia de su piel para los tratamientos posteriores.



Tratamiento:

5. Divida la cara en 3 zonas de tratamiento (FIG.13):

- Pómulo derecho
- Pómulo izquierdo
- Parte delantera de la cabeza

6. Coloque el dispositivo en su piel, asegúrese de aplicar una ligera presión para asegurar un contacto completo entre los electrodos y la piel.
7. Una vez colocado el dispositivo sobre la piel, se iniciará el Turbo RF. El Turbo RF se iniciará una vez al principio del tratamiento o si se elige un nuevo nivel o modo.
8. Empiece a mover el aparato con un movimiento circular muy lento en una pequeña parte de su zona de tratamiento (aproximadamente el doble del tamaño del cabezal de tratamiento), calentando lentamente su piel hasta alcanzar la temperatura óptima (FIG.14).

Importante: Asegúrese de mover constantemente el dispositivo de forma lenta sobre la piel para garantizar un calentamiento adecuado de la zona tratada. No mantenga el aparato en un lugar sin movimiento.

9. Una vez que la luz indicadora naranja se ilumina seguida de un sonido "bip", ha alcanzado la temperatura óptima. Continúe con el mismo movimiento circular lento durante unos instantes y luego amplíe gradualmente sus movimientos en la zona de tratamiento. Proceda con esta técnica cubriendo toda la zona de tratamiento, asegurándose de que la luz indicadora naranja se ilumina lo máximo posible durante el tratamiento. Al pasar de una zona de tratamiento a otra (FIG.13), la luz indicadora naranja puede apagarse si la temperatura de la piel no es lo suficientemente cálida.
10. Continúe trabajando en toda la zona de tratamiento con un movimiento circular lento durante **3-4 minutos**. Asegúrese de mantener un calentamiento uniforme mientras cubre toda la zona de tratamiento. El tratamiento puede aumentarse con movimientos de "elevación" desde la línea de la mandíbula hacia las mejillas.
11. Una vez terminados los 3-4 minutos de tratamiento, puede pasar a la siguiente zona de tratamiento repitiendo los pasos 6-10.

12. Para el tratamiento de la línea de la mandíbula, cambie al modo RF + DMA pulsando el botón DMA Q) Asegúrese de que el indicador luminoso azul se enciende. El nivel DMA comenzará a funcionar según el último nivel de RF elegido. Puede pulsar de nuevo el botón de encendido para cambiar el nivel de potencia RF+DMA, los LEDs blancos se iluminarán según el nivel elegido. Se recomienda empezar en el nivel bajo de RF+DMA.

Importante: Utilice el modo RF + DMA SÓLO en la zona de la línea de la mandíbula (FIG.15).



FIG.13

TRATAMIENTO
ÁREAS DE
TRATAMIENTO



FIG.14



FIG.15

13. Empiece a mover el aparato con movimientos lineales muy lentos a lo largo de la línea de la mandíbula.
14. Para garantizar unos resultados óptimos, utilice el aparato durante 3-4 minutos en cada lado. Una vez tratada toda la zona de tratamiento, la sesión de tratamiento ha finalizado. Como resultado natural del tratamiento, la piel puede mostrar cierto enrojecimiento (eritema) y una pequeña hinchazón (edema) en la zona tratada. Ambos deberían desaparecer al poco tiempo.
15. Pulse el botón de encendido durante dos segundos para apagar el aparato.
16. Desconecte la fuente de alimentación de la toma de corriente.
17. Retire suavemente el Gel de Preparación TriPollar de su piel y lávese bien la cara. Puede aplicar una crema hidratante si lo desea.
18. Limpie los electrodos del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y cubra la punta del dispositivo con su cubierta protectora.

Aviso: No sumerja el dispositivo TriPollar Stop VX2 bajo el agua.

MECANISMOS DE SIGUREDAD:

El mecanismo automático de optimización de la temperatura del dispositivo protege la piel del sobrecalentamiento. Cuando la piel ha alcanzado la temperatura máxima, la fuente de energía se apaga automáticamente.

Importante:

La luz naranja está encendida cuando la temperatura de la piel en la zona de tratamiento está suficientemente calentada y se apaga cuando no lo está.

PAUTAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS

Se recomiendan las siguientes pautas de tratamiento para usar el dispositivo TriPollar Stop VX2:

- El tratamiento de todo el rostro lleva hasta 15 minutos. Para tiempos de tratamiento más cortos, concéntrese en las áreas de interés seleccionadas. Los tiempos de tratamiento difieren para cada persona.
- El tratamiento facial con DMA dura aproximadamente 10 minutos.
- Para obtener resultados óptimos, use el dispositivo TriPollar Stop VX2 2 o 3 veces por semana durante un período de 6 a 8 semanas.
- Asegúrese de permitir al menos un día entre tratamientos en la misma área de tratamiento.
- Para mantener los resultados a largo plazo después de terminar el curso completo de tratamientos, le recomendamos que use su dispositivo TriPollar Stop VX2 de 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.
- Si la luz indicadora naranja y los indicadores de sonido aún no aparecen en 5 minutos, o si no siente ningún calor, intente mover el dispositivo lo más lentamente posible sin detener el movimiento. Los movimientos lentos, circulares y constantes son más efectivos que los movimientos rápidos. Cuanto más lento sea el movimiento, más rápido se calentará internamente el área de tratamiento.
- Si la luz indicadora naranja y los indicadores de sonido no aparecen después de 3 a 5 minutos, seleccione un nivel de potencia más alto. Si los indicadores aún no aparecen después de aumentar a la configuración de potencia alta, intente mover el dispositivo más lentamente, sin detener el movimiento.
- Si la luz indicadora naranja y los indicadores de sonido se encienden inmediatamente o si siente un calor excesivo, seleccione un nivel de potencia más bajo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su dispositivo TriPollar Stop VX2 no funciona, siga los siguientes pasos antes de comunicarse con el centro de servicio:

- Asegúrese de haber **retirado** la cubierta protectora del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté bien conectado al dispositivo y que el adaptador de fuente de alimentación esté firmemente conectado.
- Presione el botón de encendido y verifique que la luz indicadora blanca se ilumine.
- Asegúrese de aplicar el gel de preparación TriPollar según las instrucciones descritas en este manual. El dispositivo TriPollar Stop VX2 no funciona correctamente cuando no se aplica el gel de preparación.
- Si las luces indicadoras naranja, blanca o azul no se encienden cuando se presiona el botón de encendido, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
- En caso de que los LED de los faros parpadeen en blanco o naranja, suspenda el uso inmediatamente y consulte al servicio técnico.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Para obtener servicio, consulte la tienda donde compró el dispositivo TriPollar Stop VX2 o visite nuestro sitio web en: www.tripollar.com | cn.pollogen.com . Cuando se notifique con un centro de servicio local, tenga a mano el número de serie del dispositivo. El número de serie se encuentra en el panel superior del dispositivo. La satisfacción del cliente es nuestra principal prioridad. Para ayudarnos a brindarle el mejor soporte posible, envíenos sus comentarios y sugerencias. La información de contacto se proporciona en la contraportada de este manual, o puede comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web (ver arriba).

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a un estricto control de calidad realizado por el fabricante. Por este motivo, el distribuidor en su país garantiza el correcto funcionamiento de su producto durante 24 meses a partir de la fecha de compra efectiva. Si usa el dispositivo correctamente, siga todas las instrucciones descritas en el manual del usuario, podrá disfrutar del producto a su máxima satisfacción.

Esta política garantiza el soporte que el distribuidor brinda al dispositivo, en caso de que se encuentren fallas atribuibles a defectos de fabricación. En tal caso, tendrá derecho a hacer pleno uso de los beneficios de esta garantía. Esto implica el motivo y reposición de repuestos, sin cargo (tanto de servicio como de repuestos) en cualquier Centro de Servicio Acreditado. Dentro de su plazo de validez, usted tiene derecho a hacer uso de la garantía si es necesario para disfrutar plenamente del producto, siempre que se cumplan plenamente las condiciones antes indicadas. Esta garantía es válida para el dispositivo comercializado por el distribuidor en su país.

La garantía no es válida cuando:

1. Modificaciones en la póliza de garantía, recibo de venta o factura, o la ausencia de cualquiera de estos documentos originales.
2. Daño o deterioro del dispositivo debido a un uso inadecuado o si el dispositivo ha sido modificado o reparado por un tercero no autorizado.
3. Daños en el producto debido a defectos producidos durante el transporte, tales como golpes, golpes o manejo inadecuado.
4. Daños debidos a la humedad o cualquier tipo de líquido, cuerpos extraños en el interior del dispositivo o el uso de accesorios no aprobados y no recomendados con el dispositivo en contradicción con el manual del usuario.
5. Cuando el dispositivo no se utiliza de acuerdo con el manual de usuario respectivo o con los accesorios suministrados.
6. Pérdida o daño parcial o total del dispositivo, debido a desastres naturales (como terremotos, inundaciones, incendios, rayos, etc.), fuerza mayor o accidente.
7. Daños en el dispositivo después de haber estado expuesto a ambientes con mucho polvo, humedad o aplicación de voltaje excesivo
8. Si el número de serie del producto ha sido modificado o borrado.
9. A los daños cosméticos, incluidos, entre otros, los arañazos y las abolladuras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TABLA 1

Especificaciones técnicas

Peso:	94gm
Dimensiones físicas:	H=154mm L=40mm W=60mm
Frecuencia de RF TriPollar:	0.85, 1.0, 1.15 \pm 10% MHZ

TABLA 2

Condiciones de funcionamiento

Temperatura:	+5C a +30C
Humedad:	20RH a 80RH
Capacidad de carga:	100~240VAC, 0.4A, 50/60Hz VDC 8V 1.5A

TABLA 3

Transporte y almacenamiento

Temperatura:	0°C a 40°C
Humedad:	10RH a 90RH

TABLA 4

Seguridad eléctrica

La fuente de alimentación está clasificada como Clase II de doble aislamiento

ANEXO

Declaración de restricción de materiales de sustancias peligrosas

DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE SJ/T 11364

Nombre de la pieza	Sustancias peligrosas					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODO	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
TERMISTOR	X	•	•	•	•	•
OTROS	•	•	•	•	•	•

- x Indica que la sustancia peligrosa nombrada contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para este componente puede estar por encima del requisito de límite de GB/T 26572. Los materiales restringidos se utilizan de acuerdo con las necesidades de fabricación. El uso de dichos materiales no tiene ningún impacto en la seguridad del dispositivo ni ningún efecto perjudicial para los usuarios de este. Esta declaración se incluye para recordar a los usuarios del dispositivo que éste debe eliminarse de forma razonable y de acuerdo con la política medioambiental de su localidad.
- Indica que la sustancia peligrosa nombrada contenida en todos los materiales homogéneos para este componente está por debajo del requisito de límite de GB/T 26572.

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres TriPollar Stop VX2-Geräts!

Sie haben den ersten Schritt zu einer makellosen, schönen Haut getan!
Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das TriPollar Stop VX2-Produkt und
seine Verwendung.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter:
www.tripollar.com | cn.polloegen.com

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG VON TRIPOLLAR STOP VX2	60
• ÜBERBLICK	
• DAS TRIPOLLAR STOP VX2-KIT	
VERWENDUNG VON TRIPOLLAR STOP VX2	62
• DAS GERÄT TRIPOLLAR STOP VX2	
• BEVOR SIE BEGINNEN	
• BEHANDLUNG IHRER HAUT	
• EMPFOHLENE BEHANDLUNGSRICHTLINIEN	
FEHLERBEHEBUNG	69
KUNDENDIENST	69
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	71
APPENDIX	72

WICHTIGER HINWEIS

© Pollogen Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Das Design und die technischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hergestellt von Pollogen Ltd.

Patentertechnologie.

Die Namen Pollogen, TriPollar und Stop sind eingetragene Marken von Pollogen Ltd.

Alle Rechte am geistigen Eigentum in dieser Veröffentlichung sind Eigentum von Pollogen Ltd. und durch die geltenden Urheberrechtsgesetze und internationalen Verträge geschützt. Pollogen Ltd. behält sich alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Pollogen Ltd.

In irgendeiner Form reproduziert oder zur Erstellung eines abgeleiteten Werks verwendet werden. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Andere Firmen- und Markenprodukte und Dienstleistungsamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

SICHERHEIT

Wichtig: Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts unbedingt die gesamte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie stets alle Warn- und Vorsichtshinweise. Beachten Sie bei der Verwendung des TriPollar Stop VX2-Produkts unbedingt alle unten aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen. Wenn Sie mehr über die TriPollar-Technologie erfahren möchten, besuchen Sie unsere englische Website unter: www.tripollar.com | cn.pollogen.com.

WARN- UND VORSICHTSHINWEISE

TriPollar Stop VX2 ist ein elektrisches Gerät, das ordnungsgemäß verwendet werden muss. Um die Gefahr von Verletzungen durch Stromschlag zu verringern, beachten Sie alle nachstehenden Warn- und Vorsichtshinweise:

- Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser fällt. Ziehen Sie das Gerät sofort mit trockenen Händen aus der Steckdose.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle, wie z. B. einem Waschbecken oder einer Badewanne.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass das System und seine Stromversorgung keine sichtbaren Schäden aufweisen.

Nehmen Sie das System nicht in Betrieb, wenn das Stromkabel beschädigt oder das System demontiert ist.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Kabel und der Stromversorgung.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände bei der Bedienung des Geräts völlig trocken sind.

- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung und Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den persönlichen Gebrauch.
- Verwenden Sie TriPollar® Preparation Gel während der Behandlung gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Verwenden Sie TriPollar Preparation Gel nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht über Augenlidern, geschlossenen Augen, im Bereich der Schilddrüse, Lippen, Ohren, Brüsten oder im Genitalbereich.
- Das Gefühl bei der Verwendung des Geräts sollte warm und angenehm sein. Wenn Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Die Verwendung dieses Produkts kann bei Personen mit allergischer Konstitution, bei Personen mit Hautkrankheiten und allergischer Dermatitis, bei Personen mit empfindlicher Haut usw. Unbehagen oder unerwünschte Wirkungen hervorrufen. Wenn während des Gebrauchs unerwünschte Wirkungen auftreten, sollten Sie die Verwendung dieses Geräts sofort einstellen.
- Falls das Gerät oder das Netzteil übermäßige Hitze entwickelt, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Schäden oder Verbrennungen an Ihrer Haut führen.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN EINER DER FOLGENDEN PUNKTE AUF SIE ZUTRIFFT:

Sie sind unter 18 Jahre alt.

- Sie haben einen Herzschrittmacher oder einen internen Defibrillator.
- Sie haben Metallimplantate im Behandlungsbereich, z. B. Goldfäden. Dies gilt nicht für Zahnfüllungen oder Implantate, die kein Problem darstellen.
- Sie haben derzeit Krebs oder eine Krebserkrankung in der Vorgeschichte, insbesondere Hautkrebs oder prä-maligne Muttermale.
- Sie haben schwere Begleiterkrankungen, wie z. B. Herzprobleme.
- Sie sind schwanger oder stillen.
- Sie haben ein geschwächtes Immunsystem aufgrund von immunsuppressiven Krankheiten wie AIDS oder nehmen immunsuppressive Medikamente ein.
- Sie leiden an einer Krankheit, die durch Hitze stimuliert wird, wie z. B. rezidivierender Herpes simplex (im Behandlungsbereich).
- Sie haben eine aktive Hauterkrankung im Behandlungsbereich, wie z. B. Wunden, Schuppenflechte, Ekzeme oder Ausschlag.
- Sie haben eine Vorgeschichte mit Keloidnarben, abnormaler Wundheilung oder empfindlicher Haut.
- Sie haben in den letzten drei Monaten einen chirurgischen Eingriff, ein Laser-Resurfacing oder ein chemisches Tiefenpeeling im Behandlungsbereich durchgeführt oder befinden sich noch in einem Heilungsprozess.

- Sie haben permanente Filler im Behandlungsbereich.
Wenn Sie vorübergehend Dermalfiller im Behandlungsbereich oder in den Fäden haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Sie haben sich innerhalb der letzten drei Monate Botox im Behandlungsbereich verabreicht lassen.
- Sie haben verdächtige Läsionen im Behandlungsbereich.
- Sie nehmen derzeit Medikamente, pflanzliche Präparate, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel ein, die empfindliche oder trockene Haut verursachen können.

MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Die folgenden Nebenwirkungen sind selten. Falls sie dennoch auftreten, sind sie in der Regel vorübergehend. Wenn eine der folgenden Beschwerden auftritt und länger als 24 Stunden anhält, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen:

- Schmerz
- Schädigung der natürlichen Hautstruktur (Krustenbildung, Blasenbildung, Verbrennungen, brüchige Haut, Blutergüsse)
- Leichter Kopfschmerz

Bei anderen ästhetischen Eingriffen oder bei Unsicherheiten bezüglich möglicher Nebenwirkungen konsultieren Sie bitte vor der Anwendung des Geräts Ihren Arzt.

EINFÜHRUNG VON TRIPOLLAR STOP VX2

ÜBERBLICK

TriPollar Stop VX2 bietet die neueste RF-Technologie, die Sie bequem von zu Hause aus nutzen können. Das Gerät TriPollar Stop VX2 ist für die Erhöhung und Beschleunigung der Kollagenproduktion in der Haut bestimmt, um einen hautstraffenden und verjüngenden Effekt zu erzielen.

TECHNOLOGIE

Das revolutionäre TriPollar Stop VX2 kombiniert zwei effektive Technologien - die bahnbrechende TriPollar Multi-RF-Technologie (RF) und die Dynamische Muskelaktivierung (DMA), die gleichzeitig für einen nicht-invasiven Kollagenaufbau und eine Muskelaktivierung sowie für eine Hautstraffung und Faltenbehandlung sorgen.

WIE FUNKTIONIERT ES?

TriPollar Stop VX2 wirkt homogen auf alle Schichten der Dermis und die oberflächliche Muskelschicht, um eine schnellere, sicherere und wirksamere Behandlung zu ermöglichen. Es liefert ästhetische Ergebnisse auf professionellem Niveau, die sowohl sofort als auch lang anhaltend sind.

TriPollar Stop VX2 erreicht mit seiner proprietären Turbo-Funktion schnell die effektive Temperatur. Dank dieser einzigartigen Funktion werden auch bei kürzeren Behandlungen die besten Ergebnisse erzielt.

Die Benutzer von TriPollar Stop VX2 profitieren von den kombinierten Vorteilen eines einzigartigen, nicht leitenden Gels, das die Abgabe der fokussierten HF-Energie in die richtigen Schichten der Dermis mithilfe der neu entwickelten Elektroden gewährleistet. Der Temperatursensor sorgt für eine wirksame und sichere Behandlung und stimuliert gleichzeitig die Hautaktivität, die natürliche Produktion von Kollagen, dem Protein, das für die glatte und geschmeidige Textur der Haut verantwortlich ist, beschleunigt.

Gleichzeitig zielt DMA auf die SMAS-Schicht (oberflächliches muskuläres Aponeurotisches System) ab und strafft diese durch die Stimulierung sanfter Muskelkontraktionen, die einen "Facelift"-Effekt bewirken.

VERWENDUNG VON TRIPOLLAR STOP VX2

DAS GERÄT TRIPOLLAR STOP VX2

TriPollar Stop VX2 bündelt RF-Energie (Radiofrequenz) tief in der Dermis. Die TriPollar Stop VX2 DMA-Technologie zielt auf die SMAS-Schicht, wie unten dargestellt.





ABB. 6 ZEIGT DIE KOMPONENTEN DES GERÄTS TRIPOLLAR STOP VX2

ABB.6

1. GERÄTEKÖRPER
2. BEHANDLUNGSKOPF
3. ELEKTRODE
4. TEMPERATURSENSOR
5. BEDIENFELD
6. STROMVERSORGUNGSANSCHLUSS
7. ORANGE ANZEIGELEUCHTE
8. ON/OFF-TASTE
9. DMA-TASTE
10. NIEDRIGE RF / NIEDRIGE RF UND DMA
11. MITTEL RF/ MITTEL RF UND DMA
12. HOHE RF/ HOHE RF UND DMA
13. SCHUTZABDECKUNG



BEVOR SIE BEGINNEN

Vor der Verwendung des TriPollar Stop VX2-Geräts sollten Sie folgende Schritte durchführen:

1. Öffnen Sie die Verpackung, in der sich das Gerät befindet, und nehmen Sie das Gerät und sein Netzteil heraus.
2. Schließen Sie das Netzteil an das Gerät an (ABB.7)
3. Schließen Sie das Netzteil an eine Steckdose an (ABB.8)
4. Nehmen Sie das TriPollar Preparation Gel aus seiner Verpackung. **Wichtig:** Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie 24 Stunden vor der ersten Anwendung einen Patch-Test durchführen. Tragen Sie dazu eine kleine Menge TriPollar Preparation Gel auf den Innenarm auf und behandeln Sie den Bereich mit dem TriPollar Stop VX2-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Haut keine negative Reaktion auf das Gel oder die Behandlung zeigt.
5. Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Gerät.




ABB.7




ABB.8

BEHANDLUNG IHRER HAUT

Um Ihre Haut mit dem TriPollar Stop VX2-Gerät zu behandeln:

1. Reinigen und trocknen Sie den Behandlungsbereich.
2. Tragen Sie eine sehr dünne, gleichmäßige Schicht des TriPollar® Preparation Gel auf den gesamten Behandlungsbereich (Gesicht und/oder Hals) auf. Dieses Gel muss während der gesamten Behandlungssitzung verwendet werden. Ihre Haut kann sich beim Auftragen des Gels warm anfühlen.
3. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Einschalttaste ein (ABB.9) Wichtig: Alle LEDs sollten kurz aufleuchten, gefolgt von einer einzelnen weißen LED, die konstant leuchtet - so wird sichergestellt, dass alle LEDs funktionieren. Hinweis: Durch langes Drücken der Einschalttaste wird das Gerät ausgeschaltet.
4. Wählen Sie die für Sie angenehmste Einstellung der HF-Leistung (niedrig/mittel/hoch). Wenn die weiße Kontrollleuchte nur ein einziges weißes Licht anzeigt (ABB.10), arbeitet das Gerät auf der niedrigen Leistungsstufe. Sie können die Einschalttaste erneut drücken, um die Leistungsstufe zu ändern (Abb.11, Abb.12). Die weißen LEDs leuchten je nach gewählter Stufe. **Wichtig:** Es wird empfohlen, bei der ersten Behandlung die niedrige Leistungsstufe zu verwenden und die Leistung bei den folgenden Behandlungen an die Toleranz Ihrer Haut anzupassen.




ABB.9




ABB.10




ABB.11




ABB.12

Behandlung:

5. Len Sie das Gesicht in 3 Behandlungsbereiche ein (ABB.13):
 - Rechte Wange
 - Linke Waage
 - Stirn
6. Legen Sie das Gerät auf Ihre Haut und üben Sie einen leichten Druck aus, um einen vollständigen Kontakt zwischen den Elektroden und der Haut zu gewährleisten.
7. Sobald das Gerät auf der Haut platziert ist, beginnt der Turbo RF. Turbo RF wird einmal zu Beginn der Behandlung oder bei Auswahl einer neuen Stufe oder eines neuen Modus aktiviert.
8. Beginnen Sie damit, das Gerät in sehr langsamen, kreisenden Bewegungen auf einem

kleinen Teil Ihres Behandlungsbereichs (etwa doppelt so groß wie der Behandlungskopf) zu bewegen, um Ihre Haut langsam auf die optimale Temperatur zu erwärmen (ABB.14).

Wichtig: Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät immer wieder langsam über die Haut bewegen, um eine gute Erwärmung der behandelten Stelle zu gewährleisten. Halten Sie das Gerät nicht an einer Stelle ohne Bewegung.

9. Sobald die orangefarbene Kontrollleuchte aufleuchtet und ein Piepton ertönt, haben Sie die optimale Temperatur erreicht. Führen Sie die gleichen langsamen kreisförmigen Bewegungen einige Augenblicke lang fort und erweitern Sie dann allmählich Ihre Bewegungen im Behandlungsbereich. Fahren Sie mit dieser Technik für den gesamten Behandlungsbereich fort und achten Sie darauf, dass die orangefarbene Kontrollleuchte während der Behandlung so weit wie möglich leuchtet. Wenn Sie von einem Behandlungsbereich zu einem anderen wechseln (ABB.13), kann die orangefarbene Kontrollleuchte erlöschen, wenn die Hauttemperatur nicht warm genug ist.
10. Tragen Sie die Behandlung in langsamen, kreisenden Bewegungen 3-4 Minuten lang auf die gesamte Behandlungsfläche auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Erwärmung, während Sie den gesamten Behandlungsbereich abdecken. Die Behandlung kann durch "Lifting"-Bewegungen von der Kieferlinie nach oben in Richtung Wangen verstärkt werden.
11. Sobald Sie die 3-4 Minuten Behandlung beendet haben, können Sie mit dem nächsten Behandlungsbereich fortfahren und die Schritte 6-10 wiederholen.
12. Für die Kieferbehandlung schalten Sie in den Modus RF + DMA, indem Sie die DMA-Taste drücken. Q Vergewissern Sie sich, dass die blaue Kontrollleuchte leuchtet. Die DMA-Ebene wird entsprechend der zuletzt gewählten HF-Ebene aktiviert. Sie können die Einschalttaste erneut drücken, um die RF+DMA-Leistungsstufe zu ändern; die weißen LEDs leuchten entsprechend der gewählten Stufe auf. Es wird empfohlen, mit dem niedrigen RF+DMA-Wert zu beginnen.

Wichtig: Verwenden Sie den Modus RF + DMA NUR im Bereich der Kieferlinie (ABB.15).

Nicht auf anderen Gesichtsbereichen anwenden.



ABB.13



ABB.14



ABB.15

13. Beginnen Sie, das Gerät mit sehr langsamen linearen Bewegungen entlang der Kieferlinie zu bewegen.
14. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Gerät 3-4 Minuten lang auf jeder Seite. Nachdem der gesamte Behandlungsbereich behandelt wurde, ist die Behandlung abgeschlossen. Als natürliche Folge der Behandlung kann die Haut im Behandlungsbereich eine leichte Rötung (Erythem) und eine kleine Schwellung (Ödem) aufweisen. Nach kurzer Zeit sollten beide verschwinden.
15. Drücken Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.
16. Ziehen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose.
17. Entfernen Sie das TriPollar Preparation Gel vorsichtig von Ihrer Haut und waschen Sie Ihr Gesicht gründlich. Falls gewünscht, können Sie eine Feuchtigkeitscreme auftragen.
18. Reinigen Sie die Elektroden des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und decken Sie die Gerätespitze mit der Schutzhülle ab.

Warnung: Tauchen Sie das TriPollar Stop VX2-Gerät nicht unter Wasser.

SICHERHEITSMCHANISMUS:

Der automatische Mechanismus der Temperaturoptimierung des Geräts schützt die Haut vor Überhitzung. Wenn die Haut die maximale Temperatur erreicht hat, wird die Energiequelle automatisch abgeschaltet.

Wichtig:

Das orangefarbene Licht ist ON, wenn die Hauttemperatur im Behandlungsbereich ausreichend erwärmt ist, und OFF, wenn dies nicht der Fall ist.

EMPFOHLENE BEHANDLUNGSRICHTLINIEN

Die folgenden Behandlungsrichtlinien werden für die Verwendung des TriPollar Stop VX2-Geräts empfohlen:

- Die Behandlung des gesamten Gesichts dauert bis zu 15 Minuten. Für kürzere Behandlungszeiten konzentrieren Sie sich auf ausgewählte Problembereiche. Die Behandlungszeiten sind von Person zu Person unterschiedlich.
- Die DMA-Gesichtsbehandlung dauert etwa 10 Minuten.
- Für optimale Ergebnisse verwenden Sie das TriPollar Stop VX2 Gerät 2-3 Mal pro Woche über einen Zeitraum von 6-8 Wochen.
- Sorgen Sie dafür, dass zwischen den Behandlungen desselben Behandlungsbereichs mindestens ein Tag liegt.
- Um die langfristigen Ergebnisse nach Abschluss der gesamten Behandlungsreihe zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr TriPollar Stop VX2-Gerät 2-4 Mal pro Monat oder nach Bedarf zu verwenden.
- Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte und die akustischen Anzeigen nicht innerhalb von 5 Minuten erscheinen oder wenn Sie keine Erwärmung spüren, versuchen Sie, das Gerät so langsam wie möglich zu bewegen, ohne die Bewegung anzuhalten. Langsame, kreisförmige, gleichmäßige Bewegungen sind wirksamer als schnelle Bewegungen. Je langsamer die Bewegung, desto schneller erwärmt sich der Behandlungsbereich von innen.
- Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte und die akustischen Anzeigen nicht nach 3-5 Minuten erscheinen, wählen Sie eine höhere Leistungsstufe. Wenn die Anzeigen auch nach Erreichen der hohen Leistungsstufe nicht erscheinen, versuchen Sie, das Gerät langsamer zu bewegen, ohne die Bewegung anzuhalten.
- Wenn die orangefarbene Kontrollleuchte und die Tonanzeigen sofort aufleuchten oder wenn Sie eine übermäßige Hitze spüren, wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Ihr TriPollar Stop VX2-Gerät nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie sich an das Service-Center wenden:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schutzabdeckung des Geräts **entfernt haben**.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel fest mit dem Gerät verbunden ist und der Stromversorgungsadapter fest angeschlossen ist.
- Drücken Sie die Einschalttaste und vergewissern Sie sich, dass die weiße Kontrollleuchte leuchtet.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das TriPollar Preparation Geel gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen aufgetragen haben. Das Gerät TriPollar Stop VX2 funktioniert nicht richtig, wenn das Präparationsgel nicht aufgetragen wird.
- Wenn die orange, weiße oder/und blaue Anzeige nicht aufleuchtet, wenn die Einschalttaste gedrückt wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Wenn die Scheinwerfer-LEDs weiß oder orange blinken, stellen Sie den Betrieb sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

KUNDENDIENST

Wenden Sie sich an das Geschäft, in dem Sie das TriPollar Stop VX2-Gerät gekauft haben, oder besuchen Sie unsere Website unter: **www.tripollar.com | cn.pollogen.com**. Wenn Sie sich an ein lokales Servicezentrum wenden, halten Sie die Seriennummer des Geräts bereit. Die Seriennummer befindet sich auf der Oberseite des Geräts. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere oberste Priorität. Damit wir Ihnen den bestmöglichen Support bieten können, bitten wir Sie, uns Ihre Kommentare und Vorschläge mitzuteilen. Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite dieses Handbuchs, oder Sie können uns über unsere Website kontaktieren (siehe oben).

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt wurde einer strengen Qualitätskontrolle durch den Hersteller unterzogen. Aus diesem Grund garantiert der Händler in Ihrem Land die einwandfreie Funktion Ihres Produkts für 24 Monate ab dem tatsächlichen Kaufdatum. Wenn Sie das Gerät ordnungsgemäß verwenden und alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung befolgen, können Sie das Produkt zu Ihrer vollsten Zufriedenheit nutzen.

Diese Richtlinie garantiert den Support, den der Händler für das Gerät bereitstellt, sollte es zu Ausfällen kommen, die auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. In diesem Fall sind Sie berechtigt, die Vorteile dieser Garantie in vollem Umfang in Anspruch zu nehmen. Dies beinhaltet die kostenlose Reparatur und den Austausch von Teilen (sowohl in Bezug auf den Service als auch auf die Teile) in jedem autorisierten Service-Center. Innerhalb des Gültigkeitszeitraums sind Sie berechtigt, die Garantie in Anspruch zu nehmen, wenn dies notwendig ist, um ein voll funktionsfähiges Produkt zu erhalten, vorausgesetzt, die oben genannten Bedingungen sind vollständig erfüllt. Diese Garantie gilt für das Gerät, das vom Händler in Ihrem Land vertrieben wird.

Die Garantie ist nicht gültig, wenn:

1. Änderungen in der Garantieerklärung, dem Kaufbeleg oder der Rechnung oder das Fehlen eines dieser Originaldokumente.
2. Beschädigung oder Verschlechterung des Geräts aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch oder wenn das Gerät von einem nicht autorisierten Dritten verändert oder repariert wurde.
3. Beschädigung des Produkts aufgrund von Defekten, die während des Transports entstanden sind, wie Stöße, Schläge oder unsachgemäße Handhabung.
4. Beschädigung durch Feuchtigkeit oder jegliche Art von Flüssigkeiten, Fremdkörper im Inneren des Geräts oder die Verwendung von nicht zugelassenem, nicht empfohlenem Zubehör mit dem Gerät, das im Widerspruch zur Bedienungsanleitung steht.
5. Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Benutzerhandbuch oder mit dem mitgelieferten Zubehör verwendet wird.
6. Teilweise oder vollständige Beschädigung oder Verlust des Geräts aufgrund von Naturkatastrophen (wie Erdbeben, Überschwemmungen, Feuer, Blitzschlag usw.), höherer Gewalt oder Unfall.
7. Beschädigung des Geräts, nachdem es einer staubigen Umgebung, hoher Luftfeuchtigkeit oder einer zu hohen Spannung am Netzanschluss ausgesetzt war.
8. Wenn die Seriennummer des Produkts geändert oder gelöscht wurde.
9. Für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer und Beulen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

TABELLE 1

Technische Spezifikationen

Gewicht:	94gm
Physikalische Abmessungen:	H=154mm L=40mm W=60mm
TriPollar RF Frequenz:	0.85, 1.0, 1.15 \pm 10% MHz

TABELLE 2

Betriebsbedingungen

Temperatur:	+5C bis +30C
Luftfeuchtigkeit:	20RH bis 80RH
Leistung:	100~240VAC, 0.4A, 50/60Hz VDC 8V 1.5A

TABELLE 3

Transport und Lagerung

Temperatur:	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	10RH bis 90RH

TABELLE 4

Elektrische Sicherheit

Die Stromversorgung ist als doppelt isoliert der Klasse II eingestuft.

APPENDIX

Erklärung zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe

IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN BESTIMMUNGEN VON SJ/T 11364

Part Name	Hazardous Substances					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
GB WECHSELSTROM PIN	X	•	•	•	•	•
EU WECHSELSTROM PIN	X	•	•	•	•	•
THERMISTOR	X	•	•	•	•	•
ANDERE	•	•	•	•	•	•

- x Zeigt an, dass der genannte gefährliche Stoff, der in mindestens einem der für dieses Bauteil verwendeten homogenen Werkstoffe enthalten ist, die Grenzwertanforderungen von GB/T 26572 überschreiten kann. Die eingeschränkten Materialien werden in Übereinstimmung mit den Herstellungsanforderungen verwendet. Die Verwendung dieser Materialien hat keinen Einfluss auf die Sicherheit des Geräts und keine schädlichen Auswirkungen auf die Benutzer des Geräts.

Diese Erklärung soll die Benutzer des Geräts daran erinnern, dass das Gerät auf vernünftige Weise und in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien Ihres Standorts entsorgt werden muss.

- Zeigt an, dass die genannte gefährliche Substanz, die in allen homogenen Materialien für diese Komponente enthalten ist, unterhalb der Grenzwertanforderung von GB/T 26572 liegt.

简体中文

感谢您购买 TriPollar Stop VX2 美容仪！

它就是您拥有无瑕美肌的第一步！

在本用户手册中，您将了解 TriPollar Stop VX2 产品及其使用方法。

更多详细信息请参考官网：www.tripollar.com | cn.pollogen.com

目录

TRIPOLLAR STOP VX2 介绍	78
• 概述	
• TRIPOLLAR STOP VX2 组件	
如何使用 TRIPOLLAR STOP VX2	80
• TRIPOLLAR STOP VX2 美容仪	
• 使用前准备	
• 皮肤治疗	
• 推荐皮肤治疗方法	
故障排除	87
客户支持	87
技术规格	89
附录	90

重要注意事项

© Pollogen Ltd. 版权所有

设计和技术规格如有更改，恕不另行通知。Pollogen Ltd. 制造。
专利技术。

Pollogen、TriPollar 和 Stop 名称均为 Pollogen Ltd. 的注册商标。

本出版物中的所有知识产权均归 Pollogen Ltd. 所有，受适用版权法和国际条约规定的保护。Pollogen Ltd. 保留所有未明述合法权利。未经 Pollogen Ltd. 提前书面批准，不得以任何形式复制本出版物的任何部分或用于制作任何衍生品。

所有其他商标均为各相关所有者的财产。其他公司和品牌产品和服务名称为相关所有方的商标或注册商标。

安全性

重要提示：在使用产品前，请务必阅读用户手册的完整内容。请始终遵循所有警告信息和注意事项。使用 TriPollar Stop VX2 产品时，请务必遵守以下安全预防措施。如需了解有关 TriPollar 技术的更多信息，请访问我们的网站：www.tripollar.com | cn.pollogen.com。

⚠ 警告信息和注意事项

TriPollar Stop VX2 美容仪是一种必须正确使用的电子设备。为减少触电受伤的风险，请遵守以下所有警告信息和注意事项

- 如果美容仪落入水中，请勿触摸，立刻拔下美容仪插头，但必须确保手部干燥。
- 请勿将美容仪放置或存放在水源附近，例如水槽或浴缸。
- 请勿将美容仪浸入水中。
- 插入电源后，请勿让美容仪处于无人看管的状态。
- 使用前请检查系统及其电源，确保没有任何肉眼可见的损坏。
如果电线损坏或系统已被拆卸，请勿进行任何操作。
- 只能用美容仪附带的电源线和电源美容仪。
- 请将美容仪放在儿童接触不到的位置。
- 操作美容仪时请确保手完全干燥。
- 使用后或进行清洁和维护前，请确保美容仪关闭，然后从电源插座上拔下电源插头。
- 该美容仪仅用于个人治疗。

- 在进行治疗期间，请按照使用说明使用 TriPollar 制备凝胶。
- 请注意 TriPollar 制备凝胶的保质期，过期勿用。

安全指南

- 本美容仪只能用于本手册所述的预期目的。
- 请勿将其用于眼睑、甲状腺部位、嘴唇、耳朵、乳房或生殖器部位，请勿在闭上双眼后将其用于眼部。
- 使用该美容仪时，应该有温暖而舒适的体感。如有任何不适感，请立即停用并咨询客服。
- 如果您为过敏体质，或有皮肤病、过敏性皮炎和皮肤敏感等问题，使用本品可能造成不适或不良影响。如出现这种情况，请立即停止使用。
- 如果发现美容仪或电源过热，请拔下插头断开电源，咨询客服。

不遵守本手册说明使用，可能会伤害或灼伤您的皮肤。

如果您属于以下某种情况，请勿使用本美容仪：

- 未满 18 岁。
 - 体内安装有心脏起搏器或内部除颤器。
 - 身体的治疗部位有植入金属（例如金线），但牙科填充物或植入物不适用于本条注意事项。
 - 癌症患者或曾患有癌症，尤其是皮肤癌或可能存在癌变的皮肤痣。
 - 患有严重的并发性疾病，例如心脏病。
 - 正在怀孕或哺乳。
 - 因艾滋病等免疫抑制性疾病导致免疫系统受损，或正在使用免疫抑制类药物。
 - 患有热刺激导致的疾病，包括但不限于复发性单纯疱疹（在治疗部位内）。
 - 在治疗部位范围内，存在正处于发病期的皮肤疾病，例如但不限于疮疡、牛皮癣、湿疹或皮疹。
 - 曾有瘢痕疙瘩、伤口愈合异常或皮肤易受伤病史。
 - 在过去三个月内，治疗部位内曾进行过外科手术、激光换肤或深层化学换肤，或正处于愈合过程。
 - 在治疗部位内有永久性填充物。
- 如果在您的治疗部位内有临时真皮填充剂或医用线，请咨询您的医生。
- 过去三个月内，治疗部位曾注射过肉毒杆菌毒素。
 - 治疗部位内有可疑病变。
 - 正在服用可能导致皮肤脆弱或干燥的药物、中草药、维生素或食品补剂。

可能的副作用

以下副作用极少发生。即使发生，通常也只是暂时现象。如果您出现以下任何情况并持续超过 24 小时，请咨询您的医生：

- 疼痛
- 伤害皮肤的天然状态（结痂、起泡、烧伤、皮肤易受伤、瘀伤）
- 轻度头痛

如您需要进行其他类型的美容治疗，或您对已知的潜在副作用有任何不确定性，请在使用美容仪前咨询您的医生。

TRIPOLLAR STOP VX2 介绍

概述

TriPollar Stop VX2 采用了最新射频技术,让您在家中就可以轻松进行美容治疗。这款美容仪可加快皮肤中的胶原蛋白生成速度,达到紧致和恢复皮肤活力的理想效果。

技术

TriPollar Stop VX2 是一款突破性的美容仪器,结合两种高效美容技术——开创性的 TriPollar 多射频技术(RF)和动态肌肉激活技术(DMA),两者发挥协同效果,以无创方式重塑胶原蛋白结构和肌肉活动,实现皮肤紧致和去皱的非凡功效。

工作原理

TriPollar Stop VX2 可均匀作用于所有皮肤层和浅层肌肉,实现更快、更安全、更高效的治疗效果。它不仅可以快速实现理想的美容效果,还可以将其长久保持。

TriPollar Stop VX2 的专有 Turbo 功能可迅速达到有效温度。这种独特的功能确保在较短的治疗时间内仍可实现最佳效果。

TriPollar Stop VX2 采用全新设计的电极,搭配独特的非导电凝胶,可将聚合的射频能量输送到正确的真皮层,达到最大化效果。温度传感器可确保高效安全的治疗,同时刺激皮肤活性,加速胶原蛋白的自然生成过程。众所周知,胶原蛋白是实现光滑柔软皮肤的重要蛋白质。

与此同时,DMA 技术可针对 SMAS 皮肤层(浅表肌肉腱膜层),通过温和地刺激肌肉收缩调理和提升这层皮肤,产生面部提升的效果。

根据推荐的治疗方法定期使用 TriPollar Stop VX2 美容仪,可有效延缓衰老迹象。

TRIPOLLAR STOP VX2 美容仪装箱单

TriPollar Stop VX2 装箱单中包括：

1. TRIPOLLAR STOP VX2 美容仪 (图 1)
2. TRIPOLLAR STOP VX2 电源和电源线(图 2)
3. TRIPOLLAR 制备凝胶 (图 3)。某些地区可能单独提供。
4. 凝胶在打开容器后最长可使用 12 个月。重要提示：建议在首次使用前 24 小时进行局部测试。更多详细信息见第 82 页。
5. TRIPOLLAR STOP VX2 用户手册和国际保修 (图 4)




图.1




图.2



图.3



图.4

如何使用 TRIPOLLAR STOP VX2

TRIPOLLAR STOP VX2 美容仪

TriPollar Stop VX2 可将射频能量聚焦到真皮深处。

TriPollar Stop VX2 DMA 技术可针对面部浅表肌肉腱膜层(SMAS)，如下所示。

1. TRIPOLLAR STOP VX2 治疗头

2. 表皮层

3. 真皮层

4. TRIPOLLAR STOP VX2 的功率可直抵真皮深处

5. 皮下组织

6. 穿透真皮层层，均匀感应热量

7. SMAS (浅表肌肉腱膜层)





图 6 显示了 TRIPOLLAR STOP VX2 美容仪的组成部分

图.6



开始前

使用 TriPollar Stop VX2 美容仪前，请进行以下操作：

1. 打开美容仪的包装盒，取出美容仪及其电源。
2. 将美容仪连接电源（图 7）
3. 将电源插入电源插座（图 8）
4. 从包装盒中取出 TriPollar 制备凝胶。

重要提示：建议在首次使用本美容仪前 24 小时，进行局部测试。具体方法为：将少量 TriPollar 凝胶涂抹在手臂内侧，使用 TriPollar Stop VX2 美容仪在这小块部位进行操作。确保皮肤对凝胶或治疗不会出现负面反应。

5. 将美容仪的保护盖取下。




图.7




图.8

皮肤治疗

使用 TriPollar Stop VX2 美容仪治疗您的皮肤：

1. 清洁并擦干治疗部位。
2. 在整个治疗部位均匀薄涂一层 TriPollar 凝胶。
在整个治疗期间，必须全程使用这种凝胶。涂抹凝胶时，皮肤可能会产生温暖感。
3. 按下电源按钮，打开美容仪（图 9）。重要提示：所有 LED 灯应短暂亮起，然后是单个白色 LED 常亮，这样做可确保所有 LED 灯都可操作。注意事项：如需关闭美容仪，请长按电源按钮。
4. 选择最适合您的射频功率设置（低/中/高）。白色指示灯显示单一白灯亮起时（图 10），表示美容仪正以低功率级别运行。再次按下电源按钮可更改功率级别（图 11、图 12），白色 LED 等将根据所选级别亮起。

重要提示：首次治疗期间，建议使用低功率设置，然后根据皮肤情况，调整功率水平，确保后续治疗的耐受性。




图.9




图.10




图.11




图.12

治疗：

5. 面部分为 3 个治疗区域（图 13）：

- 右脸颊
- 左脸颊
- 前额

6. 将美容仪放在皮肤上，施加轻微压力，确保电极和皮肤之间完全接触。
7. 将美容仪放在皮肤上后，将启动涡轮射频。涡轮射频将在治疗开始时、或选择了新级别或模式时启动一次。
8. 在治疗部位的一小部分（约为治疗头大小的两倍），以非常缓慢的画圈动作移动美容仪，慢慢将皮肤加热到最佳温度（图 14）。

重要提示：请持续在皮肤上缓慢移动美容仪，确保对治疗区域适当加热。请勿将美容仪放在一个位置不动。

9. 橙色指示灯亮起并发出“哔”声时，代表已达到最佳温度。继续进行相同的缓慢画圈动作，片刻后逐渐扩大在治疗区域的动作范围。继续用这种方法，将动作范围覆盖整个治疗区域，在治疗过程中尽可能多地让橙色指示灯亮起。从一个治疗区域移动到另一个治疗区域时（图 13），如果皮肤温度不够热，橙色指示灯可能会熄灭。
10. 继续缓慢地在整个治疗区域进行画圈动作，持续 3-4 分钟。在覆盖整个治疗区域时要保持均匀加热。为强化治疗效果，可从下颌线部位向上，朝脸颊部位做出“提升”动作。
11. 完成 3-4 分钟的治疗后，可继续在下一个治疗区域重复步骤 6-10。
12. 在进行下颌线治疗时，按 DMA 按钮可切换到 RF + DMA 模式 确保蓝色指示灯亮^⑤起。

美容仪将根据最后选择的 RF 级别，运行相应级别的 DMA 再次按下电源按钮可更改 RF+DMA 级别（图 11、图 12），

白色 LED 等将根据所选级别亮起。建议从低级别 RF+DMA 开始。

重要提示：RF + DMA 模式仅用于下颌线区域（图 15）。请勿用于其他面部区域。



13. 以非常缓慢的直线运动，沿下颌线开始移动美容仪。
14. 为确保达到最佳效果，请在每侧使用美容仪 3-4 分钟。在对整个治疗区域进行治疗后，即代表治疗过程完成。在结束治疗后，治疗区域的皮肤可能会出现一定程度的发红（红斑）和轻微肿胀（水肿），这是治疗的自然现象，应在短时间内消失。
15. 如需关闭美容仪，长按电源按钮两秒钟。
16. 从电源插座拔下电源。
17. 动作轻缓地将 TriPollar 凝胶从面部去除，然后彻底清洗面部。如果需要，可以使用保湿霜。
18. 用湿布或纸巾清洁美容仪的电极头，将保护盖扣回美容仪的头部。

警告：请勿将 TriPollar Stop VX2 美容仪浸入水中。

安全设计：

该美容仪配备了自动温度优化设计，可防止皮肤过热。皮肤达到设置的最高温度时，能量源将自动关闭。

重要提示：

治疗区域的皮肤已充分加热并达到适合温度时，橙色灯亮；否则它会熄灭。

推荐的治疗指南

在使用 TriPollar Stop VX2 美容仪时，请遵循以下治疗指南：

- 整个面部的治疗时间最多为 15 分钟。如果治疗时间较短，应侧重于某一选定区域。治疗时间因人而异。
- 面部 DMA 治疗大约需要 10 分钟。
- 为获得最佳效果，建议每周使用 TriPollar Stop VX2 美容仪 2-3 次，持续 6-8 周。
- 但每个区域的治疗至少应间隔一天。
- 为了在完成整个治疗后长久保持效果，建议每月使用 TriPollar Stop VX2 美容仪 2-4 次，或根据需要使用。
- 如果 5 分钟内没有看到橙色指示灯和声音指示灯，或者没有任何发热感觉，请尝试在不停止动作的情况下，尽可能缓慢地移动美容仪。缓慢持续的画圈动作，比快速动作更有效。运动越慢，治疗区域内的加热速度越快。
- 如果 3-5 分钟后未出现橙色指示灯和声音指示灯，请选择更高功率级别。如果提高到高功率设置后仍未看到指示灯，请不要停止动作，尝试以更慢的速度移动美容仪。
- 如果橙色指示灯和声音指示灯立即亮起或感觉过热，请选择较低的功率级别。

故障排除

- 如果您的 TriPollar Stop VX2 美容仪无法正常工作，请在联系服务中心前确认以下各项：
- 确保美容仪的保护盖已卸下。
- 确保电源线已稳固连接美容仪，电源适配器已牢固连接。
- 按下电源按钮，确认白色指示灯亮起。
- 按照本手册中的说明使用 TriPollar 凝胶。TriPollar Stop VX2 美容仪必须使用专用凝胶，否则无法正常工作。如果按下电源按钮时，橙色、白色或/和蓝色指示灯未亮起，请联系客户支持。
- 如果前照灯 LED 闪烁白色或橙色，请立即停止使用并咨询客服。

客户支持

如需客服帮助，请咨询您购买 TriPollar Stop VX2 美容仪的商店或访问我们的网站：

www.tripollar.com | cn.pollogen.com. 您在联系当地服务中心时，请准备好美容仪序列号。序列号位于美容仪的顶部面板处。我们致力于让所有客户满意。为了帮助我们为您提供最佳支持，欢迎反馈您的意见和建议。联系方式见本手册封底，您也可以通过我们的网站联系我们（见上文）。

保修条款

本产品在生产过程中遵循严格的质量控制标准。所以您所在国家的经销商才有信心保证：您的产品自购买当日起 24 个月内可正常运行。如果您以正确方式使用该美容仪，遵循用户手册中所有说明，您就可以充分享受该产品的所有益处。

如果发现任何制造缺陷导致的故障，根据本政策，经销商将为您美容仪提供售后支持服务。在这种情况下，您有权获得您在本保修政策中享有的权利，适用于因上述原因而在任何一家授权服务中心免费（服务和零件）更换零件。如果在保修有效期内且完全满足上述条件，您有权在必要的情况下获得让您完全满意的产品。此保修政策适用于您所在国家经销商销售的本美容仪。

以下情况将导致保修无效：

1. 对保修政策、销售收据或发票进行修改，或确实任何此类原始文件。
2. 由于使用不当或未授权第三方对美容仪进行改装或维修，导致美容仪损坏或老化。
3. 因运输过程中发生碰撞、撞击或搬运不当等问题，导致产品损坏。
4. 由于潮湿、任何类型液体或美容仪内部异物导致的损坏；或因使用方法不符合用户手册要求，或选择不建议使用的配件，导致美容仪损坏。
5. 未按照相应的用户手册或装箱单附件使用美容仪
6. 由于自然灾害（如地震、洪水、火灾、雷电等）、不可抗力或事故造成美容仪部分或全部损坏或丢失。
7. 因多尘环境、潮湿或电源输入电压过大导致美容仪损坏。
8. 产品的序列号被修改或擦除。
9. 外观损坏，包括但不限于划痕和凹痕。

技术规格

表 1

技术规格

重量:	94g
尺寸:	高=154mm 长=40mm 宽=60mm
TriPollar 射频频率:	0.85, 1.0, 1.15 \pm 10% MHz

表 2

运行条件

温度:	+5C to +30C
湿度:	20RH 至 80RH
额定电压电流:	100~240VAC, 0.4A, 50/60Hz VDC 8V 1.5A

表 3

运输和储存条件

温度:	0° C 至 40° C
湿度:	10RH 至 90RH

表 4

电气安全

电源分类为 II 类双重绝缘

附录

有害物质申报限制

须符合 SJ/T 11364 规定

零件名称	有害物质					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
热敏电阻	X	•	•	•	•	•
其他	•	•	•	•	•	•

- x 表示该部件使用的至少一种均质材料中，所含有害物质可能高于 GB/T 26572 的限量要求。

根据制造需要使用限制材料。使用此类材料不会影响美容仪的安全性，也不会对美容仪用户造成有害影响。包含此声明是为了提醒美容仪用户，必须根据您所在地区的环境政策合理处置美容仪。

- 表示该部件使用的至少一种均质材料中，所含有害物质可能高于 GB/T 26572 的限量要求。