



INTELLIGENT
BIOLOGY™

TRI

POLLAR®

USER MANUAL

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

中文简体

DESIRE

FACIAL RENEWAL AND
REJUVENATION DEVICE

ENGLISH

Congratulations on purchasing your TriPollar® Desire device!

You have taken the first step toward flawless beautiful skin!
This user manual describes the TriPollar® Desire product and how to use it.

Supplementary information to be found at:
www.tripollar.com

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCING TRIPOLLAR® DESIRE	5
• OVERVIEW	
• THE TRIPOLLAR® DESIRE KIT	
USING TRIPOLLAR® DESIRE	7
• THE TRIPOLLAR® DESIRE DEVICE	
• BEFORE YOU BEGIN	
• TREATING YOUR SKIN	
• RECOMMENDED TREATMENT GUIDELINES	
TROUBLESHOOTING	14
CUSTOMER SUPPORT	14
TECHNICAL SPECIFICATIONS	15
APPENDIX	16

IMPORTANT NOTICE

© Pollogen Ltd. All rights reserved.

Design and technical specifications are subject to change without prior notice. Manufactured by Pollogen Ltd. Patented technology.

The names Pollogen and TriPollar are registered trademarks of Pollogen Ltd.

All intellectual property rights in this publication are owned by Pollogen Ltd. and protected by applicable copyright laws and international treaty provisions. Pollogen Ltd. retains all rights not expressly granted. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or used to make any derivative work without prior written approval by Pollogen Ltd.

All other trademarks are the property of their respective owners. Other company and brand products and service names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

SAFETY

Important: Be sure to read the entire user manual prior to use of the product. Always adhere to all warnings and cautions. Be sure to follow all safety precautions below when using the TriPollar® Desire product.

To learn more about TriPollar technology, visit our English website at: www.tripollar.com

WARNINGS AND CAUTIONS

TriPollar® Desire is an electrical device that must be used properly. To reduce the risk of injury from electric shock, adhere to all warnings and cautions below:

- Do not touch the device should it fall into water. Unplug the device immediately with dry hands.
- Do not place or store the device near any source of water, such as a sink or bathtub.
- Do not submerge the device under water.
- When plugged in, do not leave the device unattended.
- Before use, ensure that the system and its power supply do not show any visible damage. Do not operate if the electric cord is damaged or if the system is disassembled.
- Only use the device with the electric cord and power supply provided.
- Keep the device out of the reach of children.
- Be sure that your hands are completely dry when operating the device.
- Turn the device OFF and then unplug the power supply from the electrical outlet after use or before cleaning and maintenance.
- Use TriPollar® Preparation Gel during treatment according to its instructions for use.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only use this device for its intended purpose, as described in this manual.
- Do not use the device over eyelids, closed eyes, thyroid area, lips, ears, breasts or genital areas.
- The sensation while using the device should be warm and pleasant. If you experience discomfort, discontinue use immediately.

Failure to follow the instructions in this manual may cause damage or burns to your skin.

DO NOT USE THE DEVICE IF ANY OF THE FOLLOWING APPLY TO YOU:

- Under 18 years of age.
- Have a pacemaker or internal defibrillator.
- Have metal implants in the treatment area, such as gold threads. This does not apply to dental fillings or implants, which present no problem.
- Currently have cancer or a history of cancer, especially skin cancer or premalignant moles.
- Have severe concurrent conditions, such as cardiac disorders.
- Pregnant or nursing.
- Have an autoimmune disease or impaired immune system due to immunosuppressive diseases such as AIDS, or are using immunosuppressive medications.
- Have any disease that is stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex (within the treated area).
- Have any active skin condition within the treated area, such as sores, psoriasis, eczema or a rash.
- Have a history of keloid scarring, abnormal wound healing or fragile skin.
- Have had any surgical procedure, laser resurfacing or deep chemical peeling within the treated area within the past three months or are still undergoing a process to complete healing.
- Have permanent fillers within the treated area.
If you have temporary dermal fillers within the treated area, consult your physician before using the device.
- Have had Botox administered in the treated area within the past three months.
- Have suspicious lesions within the treated area.
- Currently use medications, herbal preparations, vitamins or food supplements that may cause fragile or dry skin.

POSSIBLE SIDE EFFECTS

The following side effects are rare. However, should they occur, they are usually temporary. If any of the following conditions appear and last more than 24 hours after treatment, consult your physician:

- Pain
- Damage to natural skin texture (crusting, blistering, burns, fragile skin, bruising)
- Mild headache

For other aesthetic procedures or if you have any uncertainties regarding potential side effects, consult your physician before using the device.

INTRODUCING TRIPOLLAR® DESIRE

This chapter introduces the TriPollar® Desire product and describes its components.

OVERVIEW

TriPollar® Desire – The Next Generation of Turbo RF Home Treatments

TriPollar® Desire presents the latest in RF (Radio Frequency) technology at the comfort of your home. Based on the groundbreaking TriPollar® Multi-RF technology, TriPollar® Desire affects all layers of the dermis homogeneously for faster, safer, more focused and effective treatment. It delivers professional-level aesthetic results that are both immediately visible and long-lasting. TriPollar Desire reaches the effective temperature quickly with its proprietary Turbo function. Thanks to this unique function shorter treatment would still have the best results. TriPollar® Desire users enjoy the combined benefits of a unique gel that ensures the delivery of focused RF energy into the right layers of the dermis using the newly designed electrodes. A proprietary and innovative temperature sensor ensures an effective and safe treatment while stimulating dermal activity that accelerates the natural production of collagen, the protein responsible for the skin's smooth and supple texture. Using TriPollar® Desire regularly according to its treatment protocol can effectively postpone the signs of aging.

THE TRIPOLLAR® DESIRE KIT

The TriPollar® DESIRE kit contains the following components:

1. TRIPOLLAR® DESIRE KIT (FIG.1)
2. TRIPOLLAR® DESIRE DEVICE (FIG.2)
3. TRIPOLLAR® DESIRE POWER SUPPLY AND POWER CORD (FIG.3)
4. TRIPOLLAR® DESIRE ELECTRICAL OUTLET ADAPTERS (FIG.4)
5. TRIPOLLAR® PREPARATION GEL (FIG.5)

After the container has been opened, the gel can be used for up to 12 months after first use.

Important: It is recommended to perform a patch test 24 hours prior to initial use. See page 9 for details.

6. TRIPOLLAR® DESIRE USER MANUAL AND WARRENTY POLICY (FIG.6)



FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5



FIG.6

USING TRIPOLLAR® DESIRE

This chapter describes the TriPollar® Desire device and how to use it.

THE TRIPOLLAR® DESIRE DEVICE

TriPollar® Desire is a facial renewal and rejuvenation device. The device is used to increase and accelerate collagen production in your skin for rejuvenation effect.

TriPollar® Desire focuses heat deep within the dermis of your skin, as shown below.





FIG.8 SHOWS THE COMPONENTS COMPRISING THE TRIPOLLAR® DESIRE DEVICE.

1. DEVICE BODY
2. TREATMENT HEAD
3. ELECTRODE
4. TEMPERATURE SENSOR
5. CONTROL PANEL
6. POWER SUPPLY CONNECTION
7. ORANGE INDICATOR LIGHT
8. ON/OFF BUTTON
9. LOW RF
10. MEDIUM RF
11. HIGH RF
12. PROTECTIVE COVER



BEFORE YOU BEGIN

Before using the TriPollar® Desire device, do the following.

1. Open the box containing the device, and remove the device and its power supply.
2. Insert the adapter into the slot of the power supply (Fig.9)
3. Slightly push and turn the adapter in the slot of the PS, until it securely "clicks into place" and cannot be removed easily (Fig. 10)
4. Connect the power supply to the device (Fig.11)
5. Plug the power supply into an electrical outlet (Fig.12)
6. Remove the TriPollar® Preparation Gel from its box.
Important: Before using the device for the first time, it is recommended to perform a patch test 24 hours prior to initial use. To do so, apply a small amount of TriPollar® Preparation Gel to the inner arm and treat the area with the TriPollar® Desire device. Ensure that the skin does not have a negative reaction to the gel or treatment.
7. Remove the protective cover from the device.

You are now ready to treat your skin using TriPollar® Desire, as described on page 10.




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12

TREATING YOUR SKIN

To treat your skin using the TriPollar® Desire device:

1. Cleanse and dry the treated area.
2. Apply a very thin, even layer of TriPollar® Preparation Gel over the entire treatment area. This gel must be used during the entire treatment session. Your skin may feel a warm sensation when the gel is applied.
3. Turn the device ON by pressing the Power button (Fig.13). Make sure that the white led turns ON.
Tip: A long press of the Power button turns the device OFF.
4. Select the power level (Low/Medium/High) that is most comfortable for you. When the white led shows a single light illuminated (Fig.14), the device is operating at the Low power level. You can press the Power button again to change to the power level (Fig.15, Fig.16) the white LEDs will light up according to the level chosen.




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16


Important: During your first treatment session, we recommend that you use the Low power setting and then adjust the power level according to your skin's tolerance for subsequent treatments.

Treatment:

5. Divide the face into 3 optional treatment areas (Fig.17):
 - Right cheek
 - Left cheek
 - Forehead
6. Place the device on your skin, make sure to apply a slight pressure in order to assure a full contact between the electrodes and the skin and then start moving the device slowly in a circular motion.
7. Once the device is placed on the skin, the Turbo RF will start. Turbo RF will be initiated once at the beginning of the treatment or if a new level is chosen (Low RF, Medium RF, High RF).

Important: Be sure to constantly move the device slowly over the skin to ensure proper heating of the treated area. Do not leave the device in one place without movement.

8. Once the orange indicator light illuminates followed by a 'beep' sound, you have reached the optimal temperature. Continue the same slow circular motion for a few moments and then gradually enlarge your movements to cover a wider treatment area.
Proceed with this technique covering the entire treatment area, making sure the orange indicator light is illuminated as much as possible during the treatment.
9. Continue working on the entire treatment area in a slow circular motion **for 3-4 minutes**. Make sure to maintain a uniform heating while covering the entire treatment area. Treatment can be augmented by "lifting" movements from the jaw line upwards toward your cheeks (Fig.19).
10. Once you finished the treatment area, you can proceed to the next treatment area repeating steps 6-9.



11. As a natural result of the treatment, the skin may show some redness (erythema) and minor skin swelling (edema) in the treatment area. Both should disappear after a short time.
12. Press the Power button for two seconds to turn the device OFF.
13. Unplug the power supply from the electrical outlet.
14. Gently remove the TriPollar® Preparation Gel from your skin and wash your face. You can apply a moisturizer if desired.
15. Clean the electrodes of the device with a damp cloth or paper towel and cover the device tip with its protective cover.

Warning: Do not submerge the TriPollar® Desire device under water.

SAFETY MECHANISM:

The device's automatic temperature-optimization mechanism protects the skin from overheating. When the skin has reached the maximal temperature, the energy source will shut down automatically. The indication is - power level LEDs turn off. The device automatically turns the energy source back ON, when the skin temperature drops below the maximal temperature.

Important:

The orange light turns ON when the temperature of the skin in the treatment area is sufficiently heated.

DESCRIPTION	LED STATUS
Device is on/Low RF level	1 white lights
Device is on/Mid RF level	2 white lights
Device is on/High RF	3 white lights
Optimal temperature reached	Constant orange light
Overheat protection	White leds turn off + constant orange light

RECOMMENDED TREATMENT GUIDELINES

The following treatment guidelines are recommended for using the TriPollar® Desire device:

- Treating the entire face takes 12-15 minutes. For shorter treatment times focus on selected areas of concern. Treatment times differ for each person.
- For optimal results, use the TriPollar® Desire device 2-3 times a week for a period of 6-8 weeks.
- Make sure that you allow at least one day in between treatments on the same treatment area.
- To maintain long-term results after completing the full course of treatments, we recommend that you use your TriPollar® Desire device 2-4 times a month or as needed.
- If the orange light/ sound indicators do not appear within five minutes, or if you do not feel any heating, try moving the device as slowly as possible without stopping the motion. Slow, circular, constant movements are more effective than rapid movements. The slower the movement, the faster the treatment area heats internally.
- If the orange indicator light turn ON immediately or if you feel excessive heat, select a lower power level.
- If the orange indicator light and sound indicator do not appear after 3–5 minutes, select a higher power level. If the indicators still do not appear after increasing to the High power setting, try moving the device slower, without stopping the motion.

TROUBLESHOOTING

This chapter describes how to troubleshoot problems that may arise when using the TriPollar® Desire device.

If your TriPollar® Desire device is not working, take the following steps before contacting the service center:

- Ensure that you have removed the device's protective cover.
- Make sure that the electric cord is securely connected to the device and the Power supply adapter is firmly connected.
- Press the Power button and verify that the white LED indicator light illuminates.
- Ensure that you applied TriPollar® Preparation Gel according to instructions described in this manual. The Tripollar® Desire device does not work properly when the preparation gel is not applied.

CUSTOMER SUPPORT

This chapter provides customer support contact information for the Tripollar® Desire device.

For service, refer to the store where you purchased the TriPollar® Desire device or visit our website at: **www.tripollar.com**. When contacting a local service center, have the device serial number ready. The serial number is located on the top panel of the device. Customer satisfaction is our top priority. To help us provide you with the best support possible, please send us your comments and suggestions. Contact information is provided on the back cover of this manual, or you can contact us via our website (see above).

TECHNICAL SPECIFICATIONS

This chapter presents the specifications for the TriPollar® Desire system.

TABLE 1

Technical Specifications

Weight:	85gm
Physical Dimensions:	H=146mm L=40mm W=58mm
TriPollar RF Frequency:	0.82/1/1.115 MHz

TABLE 2

Operating conditions

Temperature:	+5°C to +30°C
Humidity:	20RH to 80RH
Rating:	100~240V AC, 1.5A, 50/60Hz DC 8V 1.5A

TABLE 3

Transport and Storage

Temperature:	-10°C to 60°C
Humidity:	MAX 95RH

TABLE 4

Electrical Safety

Power supply is classified as Class II double insulation

APPENDIX

This appendix provides the hazardous materials declaration for the TriPollar® Desire device.

Restriction of Hazardous Substance Material Declaration

TABLE 5 IS IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF SJ/T 11364

Part Name	Hazardous Substances					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
THERMISTOR	X	•	•	•	•	•
OTHER	•	•	•	•	•	•

- x Indicates that the named hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this component may be above the limit requirement of GB/T 26572. The restricted materials are used in accordance with manufacturing needs. Use of such materials has no impact on the device's safety and no harmful effect on device users. **This declaration is included to remind device users that the device must be disposed of reasonably and in accordance with the environmental policy of your locale.**
- Indicates that the named hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this component is below the limit requirement of GB/T 26572.

FRANÇAIS

Félicitations pour l'achat de votre appareil TriPollar® Desire!

Vous avez fait le premier pas vers une belle peau impeccable!
Ce manuel d'utilisation décrit le produit TriPollar® Desire et comment l'utiliser.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur:
www.tripollar.com

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION DE TRIPOLLAR® DESIRE	21
• APERÇU	
• LE KIT DESIRE TRIPOLLAR®	
UTILISATION DE TRIPOLLAR® DESIRE	23
• L'APPAREIL TRIPOLLAR® DESIRE	
• AVANT QUE TU COMMENCES	
• TRAITER VOTRE PEAU	
• LIGNES DIRECTRICES DE TRAITEMENT RECOMMANDÉES	
DÉPANNAGE	30
ASSISTANCE CLIENTÈLE	30
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	31
ANNEXE	32

AVIS IMPORTANT

© Pollogen Ltd. Tous droits réservés.

La conception et les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. Fabriqué par Pollogen Ltd. Technologie brevetée.

Les noms Pollogen et TriPollar sont des marques déposées de Pollogen Ltd. Tous les droits de propriété intellectuelle de cette publication sont la propriété de Pollogen Ltd. et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur applicables et les dispositions des traités internationaux. Pollogen Ltd. conserve tous les droits non expressément accordés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou utilisée pour réaliser des travaux dérivés sans l'approbation écrite préalable de Pollogen Ltd.

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Les autres noms de produits et services de société et de marque sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

SÉCURITÉ

Important : assurez-vous de lire l'intégralité du manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Respectez toujours tous les avertissements et mises en garde. Assurez-vous de suivre toutes les précautions de sécurité ci-dessous lors de l'utilisation du produit TriPollar® Desire.

Pour en savoir plus sur la technologie TriPollar, visitez notre site Web en anglais à l'adresse: www.tripollar.com

(I) AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

TriPollar® Desire est un appareil électrique qui doit être utilisé correctement. Pour réduire le risque de blessure par électrocution, respectez tous les avertissements et mises en garde ci-dessous:

- Ne touchez pas l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez immédiatement l'appareil avec les mains sèches.
- Ne placez pas et ne stockez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau, telle qu'un évier ou une baignoire.
- N'immergez pas l'appareil sous l'eau.
- Lorsqu'il est branché, ne laissez pas l'appareil sans surveillance.
- Avant utilisation, assurez-vous que le système et son alimentation ne présentent aucun dommage visible. Ne pas faire fonctionner si le cordon électrique est endommagé ou si le système est démonté.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le cordon électrique et l'alimentation fournis.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que vos mains sont complètement sèches lorsque vous utilisez l'appareil.
- Éteignez l'appareil, puis débranchez l'alimentation électrique de la prise électrique

après utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.

- Utilisez le gel de préparation TriPollar® pendant le traitement conformément à son mode d'emploi.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- N'utilisez cet appareil que dans le but pour lequel il a été conçu, tel que décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, les yeux fermés, la thyroïde, les lèvres, les oreilles, les seins ou les parties génitales.
- La sensation lors de l'utilisation de l'appareil doit être chaude et agréable. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement l'utilisation.

Le non-respect des instructions de ce manuel peut causer des dommages ou des brûlures à votre peau.

N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL SI L'UNE DES CONDITIONS SUIVANTES S'APPLIQUENT À VOUS:

- Vous avez moins de 18 ans.
- Vous avez un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur interne.
- Vous avez des implants métalliques dans la zone de traitement, tels que des fils d'or. Cela ne s'applique pas aux obturations ou implants dentaires, qui ne posent aucun problème.
- Vous avez actuellement un cancer ou des antécédents de cancer, en particulier un cancer de la peau ou des grains de beauté prémalins.
- Vous souffrez d'affections concomitantes sévères, telles que des troubles cardiaques.
- Vous êtes enceinte ou allaitante.
- Vous avez une maladie auto-immune ou un système immunitaire affaibli en raison de maladies immunosuppressives telles que le SIDA, ou vous utilisez des médicaments immunosuppresseurs.
- Vous souffrez d'une maladie stimulée par la chaleur, telle que l'herpès simplex récurrent (dans la zone traitée).
- Vous présentez une affection cutanée active dans la zone traitée, comme des plaies, du psoriasis, de l'eczéma ou une éruption cutanée.
- Vous avez des antécédents de cicatrices chéloïdes, de cicatrisation anormale ou de peau fragile.
- Vous avez subi une intervention chirurgicale, un resurfaçage au laser ou un peeling chimique profond dans la zone traitée au cours des trois derniers mois ou sont toujours en cours de guérison complète.
- Vous avez des charges permanentes dans la zone traitée.
Si vous avez des produits de comblement cutané temporaires dans la zone traitée, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Vous avez eu du Botox administré dans la zone traitée au cours des trois derniers mois.
- Vous avez des lésions suspectes dans la zone traitée.
- Vous utilisez actuellement des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des compléments alimentaires qui peuvent rendre la peau fragile ou sèche.

EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Les effets secondaires suivants sont rares. Cependant, s'ils se produisent, ils sont généralement temporaires. Si l'une des conditions suivantes apparaît et dure plus de 24 heures après le traitement, consultez votre médecin :

- Douleur
- Dommages à la texture naturelle de la peau (croûtes, cloques, brûlures, peau fragile, ecchymoses)
- Maux de tête légers

Pour d'autres procédures esthétiques ou si vous avez des incertitudes concernant les effets secondaires potentiels, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

PRÉSENTATION DU TRIPOLLAR® DESIRE

Ce chapitre présente le produit TriPollar® Desire et décrit ses composants.

APERÇU

TriPollar® Desire - La prochaine génération de traitements à domicile Turbo RF
TriPollar® Desire présente la dernière technologie RF (radiofréquence) dans le confort de votre maison. Basé sur la technologie révolutionnaire TriPollar® Multi-RF, TriPollar® Desire affecte toutes les couches du derme de manière homogène pour un traitement plus rapide, plus sûr, plus ciblé et efficace. Il fournit des résultats esthétiques de niveau professionnel qui sont à la fois immédiatement visibles et durables. TriPollar Desire atteint rapidement la température effective grâce à sa fonction Turbo exclusive. Grâce à cette fonction unique, un traitement plus court aurait toujours les meilleurs résultats. Les utilisateurs de TriPollar® Desire bénéficient des avantages combinés d'un gel unique qui assure la fourniture d'énergie RF focalisée dans les bonnes couches du derme à l'aide des électrodes nouvellement conçues. Un capteur de température exclusif et innovant assure un traitement efficace et sûr tout en stimulant l'activité cutanée qui accélère la production naturelle de collagène, la protéine responsable de la texture lisse et souple de la peau. L'utilisation régulière de TriPollar® Desire selon son protocole de traitement permet de retarder efficacement les signes du vieillissement.

LE KIT DESIRE TRIPOLLAR®

Le kit TriPollar® DESIRE contient les composants suivants :

1. KIT TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.1)
2. DISPOSITIF TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.2)
3. ALIMENTATION ET CORDON D'ALIMENTATION TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.3)
4. ADAPTATEURS DE PRISE ÉLECTRIQUE TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.4)
5. GEL DE PRÉPARATION TRIPOLLAR® (FIG.5)
Une fois le récipient ouvert, le gel peut être utilisé jusqu'à 12 mois après la première utilisation.
Important : il est recommandé d'effectuer un test épicutané 24 heures avant la première utilisation. Voir page 25 pour plus de détails.
6. MANUEL D'UTILISATION ET POLITIQUE DE GARANTIE TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.6)



FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5



FIG.6


UTILISER TRIPOLLAR® DESIRE

Ce chapitre décrit l'appareil TriPollar® Desire et comment l'utiliser.

L'APPAREIL TRIPOLLAR® DESIRE


TriPollar® Desire est un appareil de renouvellement et de rajeunissement du visage. L'appareil est utilisé pour augmenter et accélérer la production de collagène dans votre peau pour un effet de rajeunissement.

TriPollar® Desire concentre la chaleur au plus profond du derme de votre peau, comme illustré ci-dessous.



LA FIG.8 MONTRE LES COMPOSANTS COMPRENANT L'APPAREIL TRIPOLLAR® DESIRE.

1. LE CORPS DE L'APPAREIL
2. LA TÊTE DE TRAITEMENT
3. L' ÉLECTRODE
4. LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
5. LE PANNEAU DE COMMANDE
6. LA CONNEXION À
L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
7. LE VOYANT INDICATEUR
ORANGE
8. LE BOUTON MARCHÉ / ARRÊT
9. FAIBLE RF
10. RF MOYEN
11. RF ÉLEVÉ
12. LA COUVERCLE DE PROTECTION



AVANT QUE VOUS COMMENCEZ

Avant d'utiliser l'appareil TriPollar® Desire, procédez comme suit.

1. Ouvrez la boîte contenant l'appareil et retirez l'appareil et son alimentation.
2. Insérez l'adaptateur dans la fente du bloc d'alimentation (Fig.9)
3. Poussez légèrement et tournez l'adaptateur dans la fente du PS, jusqu'à ce qu'il «s'enclenche» en toute sécurité et ne puisse pas être retiré facilement (Fig.10)
4. Connectez l'alimentation électrique à l'appareil (Fig.11)
5. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise électrique (Fig.12)
6. Retirez le gel de préparation TriPollar® de sa boîte.

Important: avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est recommandé d'effectuer un test épicutané 24 heures avant la première utilisation. Pour ce faire, appliquez une petite quantité de gel de préparation TriPollar® sur l'intérieur du bras et traitez la zone avec l'appareil TriPollar® Desire. Assurez-vous que la peau n'a pas de réaction négative au gel ou au traitement.

7. Retirez le couvercle de protection de l'appareil.

Vous êtes maintenant prêt à traiter votre peau avec TriPollar® Desire, comme décrit à la page 26.




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12

TRAITER VOTRE PEAU

Pour traiter votre peau avec l'appareil TriPollar® Desire:

1. Nettoyez et séchez la zone traitée.
2. Appliquez une couche très fine et uniforme de TriPollar® Preparation Gel sur toute la zone à traiter. Ce gel doit être utilisé pendant toute la séance de traitement. Votre peau peut ressentir une sensation de chaleur lors de l'application du gel.
3. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation (Fig.13). Assurez-vous que le voyant blanc s'allume.

Conseil: une pression longue sur le bouton d'alimentation éteint l'appareil.

4. Sélectionnez le niveau de puissance (faible / moyen / élevé) qui vous convient le mieux. Lorsque la led blanche montre une seule lumière allumée (Fig.14), l'appareil fonctionne au niveau de puissance faible. Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour passer au niveau de puissance (Fig.15, Fig.16) les LED blanches s'allumeront en fonction du niveau choisi.




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16


Important: lors de votre première séance de traitement, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre Faible puissance puis d'ajuster le niveau de puissance en fonction de la tolérance de votre peau pour les traitements ultérieurs.

Traitement:

5. Divisez le visage en 3 zones de traitement optionnelles (Fig.17):
 - Joue droite
 - Joue gauche
 - Front
6. Placez l'appareil sur votre peau, assurez-vous d'appliquer une légère pression afin d'assurer un contact complet entre les électrodes et la peau, puis commencez à déplacer l'appareil lentement dans un mouvement circulaire.
7. Une fois l'appareil placé sur la peau, le Turbo RF démarre. La Turbo RF sera initiée une fois au début du traitement ou si un nouveau niveau est choisi (Low RF, Medium RF, High RF).

Important: assurez-vous de constamment déplacer lentement l'appareil sur la peau pour assurer un chauffage adéquat de la zone traitée. Ne laissez pas l'appareil au même endroit sans bouger.

8. Une fois que le voyant orange s'allume suivi d'un bip sonore, vous avez atteint la température optimale. Continuez le même mouvement circulaire lent pendant quelques instants puis agrandissez progressivement vos mouvements pour couvrir une zone de traitement plus large.
Procédez avec cette technique couvrant toute la zone de traitement, en vous assurant que le voyant orange est éclairé autant que possible pendant le traitement.
9. Continuez à travailler sur toute la zone de traitement dans un mouvement circulaire lent pendant **3-4 minutes**. Assurez-vous de maintenir un chauffage uniforme tout en couvrant toute la zone de traitement. Le traitement peut être complété par des mouvements de «levage» de la mâchoire vers le haut vers vos joues (Fig.19).
10. Une fois que vous avez terminé la zone de traitement, vous pouvez passer à la zone de traitement suivante en répétant les étapes 6 à 9.



11. En raison du résultat naturel du traitement, la peau peut présenter des rougeurs (érythème) et un léger gonflement de la peau (œdème) dans la zone de traitement. Les deux devraient disparaître après un court laps de temps.
12. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant deux secondes pour éteindre l'appareil.
13. Débranchez l'alimentation électrique de la prise électrique.
14. Retirez délicatement le gel de préparation TriPollar® de votre peau et lavez votre visage. Vous pouvez appliquer une crème hydratante si vous le souhaitez.
15. Nettoyez les électrodes de l'appareil avec un chiffon humide ou une serviette en papier et couvrez l'embout de l'appareil avec son couvercle de protection.

Avertissement: ne plongez pas l'appareil TriPollar® Desire sous l'eau.

MÉCANISME DE SÉCURITÉ:

Le mécanisme d'optimisation automatique de la température de l'appareil protège le peau de la surchauffe. Lorsque la peau a atteint la température maximale, la source d'énergie s'éteint automatiquement. L'indication est - les voyants de niveau de puissance s'éteignent.

L'appareil rallume automatiquement la source d'énergie lorsque la température de la peau descend en dessous de la température maximale.

Important:

La lumière orange s'allume lorsque la température de la peau dans la zone de traitement est suffisamment chauffée.

DESCRIPTION	ÉTAT DE LA LED
L'appareil est allumé / faible niveau RF	1 lumières blanches
L'appareil est allumé / moyen niveau RF	2 lumières blanches
L'appareil est allumé / Haut RF	3 lumières blanches
Température optimale atteinte	Lumière orange constante
Protection contre la surchauffe	Les LED blanches s'éteignent + lumière orange constante

DIRECTIVES DE TRAITEMENT RECOMMANDÉES

Les directives de traitement suivantes sont recommandées pour l'utilisation de l'appareil TriPollar® Desire:

- Le traitement de l'ensemble du visage prend 12 à 15 minutes. Pour des temps de traitement plus courts, concentrez-vous sur certains domaines de préoccupation. Les temps de traitement diffèrent pour chaque personne.
- Pour des résultats optimaux, utilisez l'appareil TriPollar® Desire 2 à 3 fois par semaine pendant une période de 6 à 8 semaines.
- Assurez-vous de prévoir au moins une journée entre les traitements sur la même zone de traitement.
- Pour maintenir des résultats à long terme après avoir terminé le cycle complet de traitements, nous vous recommandons d'utiliser votre appareil TriPollar® Desire 2 à 4 fois par mois ou au besoin.
- Si le voyant orange/ les indicateurs sonores n'apparaissent pas dans les cinq minutes, ou si vous ne ressentez aucune chaleur, essayez de déplacer l'appareil aussi lentement que possible sans arrêter le mouvement. Les mouvements lents, circulaires et constants sont plus efficaces que les mouvements rapides. Plus le mouvement est lent, plus la zone de traitement chauffe rapidement.
- Si le voyant orange s'allume immédiatement ou si vous ressentez une chaleur excessive, sélectionnez un niveau de puissance inférieur.
- Si le témoin lumineux orange et le témoin sonore n'apparaissent pas après 3 à 5 minutes, sélectionnez un niveau de puissance plus élevé. Si les indicateurs n'apparaissent toujours pas après avoir augmenté le paramètre Puissance élevée, essayez de déplacer l'appareil plus lentement, sans arrêter le mouvement.

DÉPANNAGE

Ce chapitre décrit comment résoudre les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation de l'appareil TriPollar® Desire.

Si votre appareil TriPollar® Desire ne fonctionne pas, procédez comme suit avant de contacter le centre de service:

- Assurez-vous que vous avez retiré le couvercle de protection de l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon électrique est correctement connecté à l'appareil et que l'adaptateur d'alimentation est fermement connecté.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et vérifiez que le voyant LED blanc s'allume.
- Assurez-vous que vous avez appliqué le gel de préparation TriPollar® conformément aux instructions décrites dans ce manuel. L'appareil TriPollar® Desire ne fonctionne pas correctement lorsque le gel de préparation n'est pas appliqué.

SERVICE CLIENT

Ce chapitre fournit les informations de contact du support client pour l'appareil TriPollar® Desire.

Pour le service, reportez-vous au magasin où vous avez acheté l'appareil TriPollar® Desire ou visitez notre site web à: **www.tripollar.com**. Lorsque vous contactez un centre de service local, préparez le numéro de série de l'appareil. Le numéro de série se trouve sur le panneau supérieur de l'appareil. La satisfaction du client est notre première priorité. Pour nous aider à vous fournir le meilleur soutien possible, veuillez nous envoyer vos commentaires et suggestions. Les coordonnées sont fournies sur la couverture arrière de ce manuel, ou vous pouvez nous contacter via notre site Web (voir ci-dessus).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ce chapitre présente les spécifications du système TriPollar® Desire.

TABLEAU 1

Spécifications techniques

Poids:	85gr
Dimensions physiques:	H = 146 mm L = 40 mm l = 58 mm
Fréquence RF TriPollar:	0.82/1/1.115 MHz

TABLEAU 2

Des conditions de fonctionnement

Température:	+ 5 ° C à + 30 ° C
Humidité:	20RH à 80RH
Évaluation:	100 ~ 240V AC, 1.5A, 50 / 60Hz DC 8V 1,5 A

TABLEAU 3

Transport et stockage

Température:	-10 ° C à 60 ° C
Humidité:	MAX 95RH

TABLEAU 4

Sécurité électrique

L'alimentation est classée comme double isolation de classe II

ANNEXE

Cette annexe fournit la déclaration de matières dangereuses pour l'appareil TriPollar® Desire.

Restriction de la déclaration de substances dangereuses

LE TABLEAU 5 EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE SJ / T 11364

Nom de la partie	Substance dangereuse					
	PB	HG	CD	CR ⁶⁺	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
THERMISTANCE	X	•	•	•	•	•
AUTRES	•	•	•	•	•	•

- x On indique que la substance dangereuse nommée contenue dans au moins un des matériaux homogènes utilisés pour ce composant peut être au-dessus de l'exigence limite de GB / T 26572. Les matériaux restreints sont utilisés conformément aux besoins de fabrication. L'utilisation de tels matériaux n'a aucun impact sur la sécurité de l'appareil et aucun effet nocif sur les utilisateurs de l'appareil. **Cette déclaration est incluse pour rappeler aux utilisateurs de l'appareil que l'appareil doit être éliminé de manière raisonnable et conformément à la politique environnementale de votre région.**
- On indique que la substance dangereuse nommée contenue dans tous les matériaux homogènes pour ce composant est inférieure à l'exigence limite de GB / T 26572.

ESPAÑOL

¡Felicitaciones por la compra de su dispositivo TriPollar® Desire!

¡Has dado el primer paso hacia una piel hermosa e impecable!
Este manual de usuario describe el producto TriPollar® Desire y cómo usarlo.

Información adicional está disponible en:
www.tripollar.com

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN DE TRIPOLLAR® DESIRE	37
• VISIÓN GENERAL	
• EL KIT DESIRE TRIPOLLAR®	
USO DE TRIPOLLAR® DESIRE	39
• EL DISPOSITIVO DESIRE TRIPOLLAR®	
• ANTES DE QUE EMPIECES	
• TRATA SU PIEL	
• PAUTAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	46
ATENCIÓN AL CLIENTE	46
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	47
APÉNDICE	48

AVISO IMPORTANTE

© Pollogen Ltd. Todos los derechos reservados.

El diseño y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Fabricado por Pollogen Ltd. Tecnología patentada.

Los nombres Pollogen y TriPollar son marcas comerciales registradas de Pollogen Ltd. Todos los derechos de propiedad intelectual de esta publicación pertenecen a Pollogen Ltd. y están protegidos por las leyes de derechos de autor aplicables y las disposiciones de los tratados internacionales. Pollogen Ltd. retiene todos los derechos no otorgados expresamente. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse de ninguna forma ni utilizarse para trabajos derivados sin la aprobación previa por escrito de Pollogen Ltd.

Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Otros nombres de empresas y marcas de productos y servicios son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

SEGURIDAD

Importante: asegúrese de leer todo el manual del usuario antes de utilizar el producto. Obedezca siempre todas las advertencias y precauciones. Asegúrese de seguir todas las precauciones de seguridad a continuación cuando use el producto TriPollar® Desire.

Para obtener más información sobre la tecnología TriPollar, visite nuestro sitio web en inglés en: www.tripollar.com

(!) ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

TriPollar® Desire es un dispositivo eléctrico que debe usarse correctamente. Para reducir el riesgo de lesiones por descarga eléctrica, siga todas las advertencias y precauciones a continuación:

- No toque el dispositivo si cae al agua. Desenchufe inmediatamente el aparato con las manos secas.
- No coloque ni almacene el dispositivo cerca de una fuente de agua, como un fregadero o una bañera.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Cuando esté enchufado, no deje el dispositivo desatendido.
- Antes de usar, asegúrese de que el sistema y su fuente de alimentación no presenten daños visibles. No lo utilice si el cable de alimentación está dañado o el sistema está desmontado.
- Utilice el dispositivo solo con el cable de alimentación y la fuente de alimentación suministrados.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas cuando utilice el dispositivo.

- Apague el aparato, luego desenchufe la fuente de alimentación del tomacorriente después de su uso o antes de la limpieza y el mantenimiento.
- Use TriPollar® Preparation Gel durante el tratamiento de acuerdo con sus instrucciones de uso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice este dispositivo sólo para el propósito para el que fue diseñado, como se describe en este manual.
- No use el dispositivo en los párpados, ojos cerrados, tiroides, labios, oídos, senos o genitales.
- La sensación al utilizar el dispositivo debe ser cálida y agradable. Si siente alguna molestia, deje de usarlo inmediatamente.

No seguir las instrucciones de este manual puede causar daños o quemaduras en la piel.

NO USE EL APARATO SI SE APLICA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- Es menor de 18 años.
- Tiene un marcapasos o un desfibrilador interno.
- Tiene implantes de metal en el área de tratamiento, como hilos de oro. Esto no se aplica a los empastes o implantes dentales, que no son un problema.
- Actualmente tiene cáncer o antecedentes de cáncer, especialmente cáncer de piel o lunares premalínicos.
- Tiene condiciones concomitantes graves, como problemas cardíacos.
- Está embarazada o amamantando.
- Tiene una enfermedad autoinmune o un sistema inmunológico debilitado debido a enfermedades inmunosupresoras como el SIDA, o está usando medicamentos inmunosupresores.
- Tiene una enfermedad estimulada por el calor, como herpes simple recurrente (en el área tratada).
- Tiene una afección cutánea activa en el área tratada, como llagas, psoriasis, eccema o erupción.
- Tiene antecedentes de cicatrices queloides, cicatrices anormales o piel frágil.
- Ha tenido una cirugía, rejuvenecimiento con láser o una exfoliación química profunda en el área tratada en los últimos tres meses o aún se encuentra en recuperación completa.
- Tienes cargas permanentes en la zona tratada.
Si tiene rellenos cutáneos temporales en el área tratada, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- Le han administrado Botox en el área tratada en los últimos tres meses.
- Tiene lesiones sospechosas en la zona tratada.
- Actualmente está usando medicamentos, preparados a base de hierbas, vitaminas o complementos alimenticios que pueden hacer que la piel se vuelva quebradiza o seca.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Los siguientes efectos secundarios son raros. Sin embargo, si ocurren, generalmente son temporales. Si aparece alguna de las siguientes condiciones y dura más de 24 horas después del tratamiento, consulte a su médico:

- Dolor
- Daño a la textura natural de la piel (costras, ampollas, quemaduras, piel frágil, hematomas)
- Dolores de cabeza leves

Para otros procedimientos cosméticos o si no está seguro de los posibles efectos secundarios, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.

PRESENTACIÓN DE TRIPOLLAR® DESIRE

Este capítulo presenta el producto TriPollar® Desire y describe sus componentes.

VISIÓN GENERAL

TriPollar® Desire: la próxima generación de tratamientos domésticos Turbo RF. TriPollar® Desire presenta la última tecnología de RF (radiofrecuencia) en la comodidad de su hogar. Basado en la revolucionaria tecnología TriPollar® Multi-RF, TriPollar® Desire afecta todas las capas de la dermis de manera uniforme para un tratamiento más rápido, más seguro, más específico y efectivo. Proporciona resultados estéticos de nivel profesional que son inmediatamente visibles y duraderos. TriPollar Desire alcanza rápidamente la temperatura efectiva gracias a su exclusiva función Turbo. Con esta característica única, un tratamiento más corto siempre tendría los mejores resultados. Los usuarios de TriPollar® Desire disfrutan de los beneficios combinados de un gel único que asegura la entrega de energía de RF enfocada en las capas correctas de la dermis utilizando los electrodos de nuevo diseño. Un sensor de temperatura exclusivo e innovador garantiza un tratamiento eficaz y seguro al tiempo que estimula la actividad de la piel que acelera la producción natural de colágeno, la proteína responsable de la textura suave y flexible de la piel. El uso regular de TriPollar® Desire de acuerdo con su protocolo de tratamiento retrasa eficazmente los signos del envejecimiento.

EL KIT DESIRE TRIPOLLAR®

El kit TriPollar® DESIRE contiene los siguientes componentes:

1. KIT DESIRE TRIPOLLAR® (FIG.1)
 2. DISPOSITIVO DESIRE TRIPOLLAR® (FIG. 2)
 3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y CABLE DESIRE TRIPOLLAR® (FIG. 3)
 4. ADAPTADORES TRIPOLLAR® DESIRE SOCKET (FIG. 4)
 5. GEL DE PREPARACIÓN TRIPOLLAR® (FIG. 5)
- Una vez que se abre el envase, el gel se puede usar hasta 12 meses después del primer uso.
- Importante:** se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del primer uso.
- Consulte la página 41 para obtener más detalles.
6. MANUAL DEL USUARIO Y POLÍTICA DE GARANTÍA DE TRIPOLLAR® DESIRE (FIG.6)



FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4



FIG.5



FIG.6


USANDO TRIPOLLAR® DESIRE

Este capítulo describe el dispositivo TriPollar® Desire y cómo usarlo.

EL DISPOSITIVO DESIRE TRIPOLLAR®


TriPollar® Desire es un dispositivo de renovación y rejuvenecimiento facial. El dispositivo se utiliza para aumentar y acelerar la producción de colágeno en la piel para un efecto rejuvenecedor.

TriPollar® Desire concentra el calor en lo profundo de la dermis de su piel, como se muestra a continuación.



LA FIGURA 8 MUESTRA LOS COMPONENTES INCLUYENDO LA UNIDAD DESIRE TRIPOLLAR®

1. EL CUERPO DEL APARATO
2. EL CABEZAL DE TRATAMIENTO
3. EL ELECTRODO
4. EL SENSOR DE TEMPERATURA
5. EL PANEL DE CONTROL
6. LA CONEXIÓN AL SUMINISTRO ELÉCTRICO
7. LA LUZ INDICADORA NARANJA
8. EL BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
9. RF BAJA
10. RF MOYEN
11. RF ÉLEVÉ
12. LA CUBIERTA PROTECTORA



ANTES DE QUE EMPIECES

Antes de usar el dispositivo TriPollar® Desire, haga lo siguiente.

1. Abra la caja que contiene el dispositivo y retire el dispositivo y su fuente de alimentación.
2. Inserte el adaptador en la ranura de la fuente de alimentación (Fig.9)
3. Empuje y gire ligeramente el adaptador en la ranura de la PS, hasta que “encaje” firmemente y no se pueda quitar fácilmente (Fig. 10).
4. Conecte la fuente de alimentación al dispositivo (Fig.11)
5. Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente (Fig.12)
6. Saque el gel de preparación TriPollar® de su caja.

Importante: antes de usar el dispositivo por primera vez, se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del primer uso. Para hacer esto, aplique una pequeña cantidad de TriPollar® Preparation Gel en el interior del brazo y trate el área con el dispositivo TriPollar® Desire. Asegúrese de que la piel no tenga una reacción negativa al gel o al tratamiento.

7. Retire la cubierta protectora del dispositivo.

Ahora está listo para tratar su piel con TriPollar® Desire, como se describe en la página 42.




FIG.9




FIG.10




FIG.11




FIG.12

TRATA TU PIEL

Para tratar su piel con el dispositivo TriPollar® Desire:

1. Limpiar y secar la zona tratada.
2. Aplique una capa muy fina y uniforme de TriPollar® Preparation Gel sobre toda el área a tratar. Este gel debe usarse durante toda la sesión de tratamiento. Su piel puede sentir una sensación de calor al aplicar el gel.
3. Encienda el dispositivo presionando el botón de encendido (Fig.13). Asegúrese de que se encienda la luz blanca.

Consejo: una pulsación larga del botón de encendido apaga el dispositivo.

4. Seleccione el nivel de potencia (bajo / medio / alto) que más le convenga. Cuando el LED blanco muestra solo una luz encendida (Fig. 14), el dispositivo está funcionando a bajo nivel de potencia. Puede presionar el botón de encendido nuevamente para cambiar al nivel de potencia (Fig. 15, Fig. 16), los LED blancos se iluminarán según el nivel elegido.




FIG.13




FIG.14




FIG.15




FIG.16


Important: lors de votre première séance de traitement, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre Faible puissance puis d'ajuster le niveau de puissance en fonction de la tolérance de votre peau pour les traitements ultérieurs.

Tratamiento:

5. Divida el rostro en 3 áreas de tratamiento opcionales (Fig.17):
 - Mejilla derecha
 - Mejilla izquierda
 - Frente
6. Coloque el dispositivo sobre su piel, asegúrese de aplicar una ligera presión para asegurar un contacto completo entre los electrodos y la piel, luego comience a mover el dispositivo lentamente con un movimiento circular.
7. Una vez que el dispositivo se coloca sobre la piel, se inicia el Turbo RF. Turbo RF se iniciará una vez al inicio del tratamiento o si se elige un nuevo nivel (RF baja, RF media, RF alta).

Importante: asegúrese de mover constantemente el dispositivo lentamente sobre la piel para garantizar un calentamiento adecuado del área tratada. No deje el dispositivo en el mismo lugar sin moverlo.

8. Una vez que se enciende la luz naranja seguida de un pitido, ha alcanzado la temperatura óptima. Continúe con el mismo movimiento circular lento durante unos momentos y luego expanda gradualmente sus movimientos para cubrir un área de tratamiento más grande. Continúe con esta técnica cubriendo toda el área de tratamiento, asegurándose de que la luz ámbar se ilumine tanto como sea posible durante el tratamiento.
9. Continúe trabajando sobre toda el área de tratamiento con un movimiento circular lento durante **3-4 minutos**. Asegúrese de mantener un calentamiento uniforme mientras cubre toda el área de tratamiento. El tratamiento se puede completar con movimientos de "elevación" de la mandíbula hacia las mejillas (Figura 19).
10. Una vez que haya completado el área de tratamiento, puede pasar a la siguiente área de tratamiento repitiendo los pasos del 6 al 9.



11. Debido al resultado natural del tratamiento, la piel puede presentar enrojecimiento (eritema) y una ligera hinchazón de la piel (edema) en la zona de tratamiento. Ambos deberían desaparecer al poco tiempo.
12. Presione el botón de encendido durante dos segundos para apagar el dispositivo.
13. Desenchufe la fuente de alimentación del tomacorriente.
14. Quite suavemente el gel de preparación TriPollar® de su piel y lávese la cara. Puede aplicar crema hidratante si lo desea.
15. Limpie los electrodos del instrumento con un paño húmedo o una toalla de papel y cubra la boquilla del instrumento con su cubierta protectora.

Advertencia: No sumerja el dispositivo TriPollar® Desire bajo el agua.

MECANISMO DE SEGURIDAD:

El mecanismo automático de optimización de temperatura del dispositivo protege el piel por sobrecalentamiento. Cuando la piel alcanza la temperatura máxima, la fuente de alimentación se apaga automáticamente. La indicación es: los indicadores de nivel de potencia se apagan.

El dispositivo vuelve a encender automáticamente la fuente de alimentación cuando la temperatura de la piel desciende por debajo de la temperatura máxima.

Importante:

La luz naranja se enciende cuando la temperatura de la piel en el área de tratamiento se calienta lo suficiente.

DESCRIPCIÓN	ESTADO DEL LED
El dispositivo está encendido / luces bajo RF	1 luce blanca
El dispositivo está encendido / nivel medio RF	2 luces blancas
El dispositivo está encendido / RF alta	3 luces blancas
Temperatura óptima alcanzada	Luz naranja constante
Protección contra sobrecalentamiento	Los LED blancos se apagan + luz ámbar constante

PAUTAS DE TRATAMIENTO RECOMENDADAS

Se recomiendan las siguientes pautas de tratamiento para el uso del dispositivo TriPollar® Desire:

- El tratamiento de todo el rostro tarda de 12 a 15 minutos. Para tiempos de procesamiento más cortos, concéntrese en ciertas áreas de interés. Los tiempos de procesamiento difieren para cada persona.
- Para obtener mejores resultados, use el dispositivo TriPollar® Desire 2-3 veces por semana durante un período de 6-8 semanas.
- Asegúrese de dejar al menos un día entre tratamientos en la misma área de tratamiento.
- Para mantener resultados a largo plazo después de completar el ciclo completo de tratamientos, recomendamos usar su dispositivo TriPollar® Desire de 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.
- Si los indicadores de luz ámbar / sonido no aparecen en cinco minutos, o si no siente ningún calor, intente mover el dispositivo lo más lentamente posible sin detener el movimiento. Los movimientos lentos, circulares y constantes son más efectivos que los movimientos rápidos. Cuanto más lento sea el movimiento, más rápido se calienta el área de tratamiento.
- Si la luz naranja se enciende inmediatamente o si siente un calor excesivo, seleccione un nivel de potencia más bajo.
- Si la luz indicadora naranja y el zumbador no aparecen después de 3 a 5 minutos, seleccione un nivel de potencia más alto. Si los indicadores aún no aparecen después de aumentar la configuración de Alta potencia, intente mover el dispositivo más lentamente, sin detener el movimiento.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este capítulo describe cómo resolver los problemas que pueden surgir al usar el dispositivo TriPollar® Desire.

Si su dispositivo TriPollar® Desire no funciona, haga lo siguiente antes de comunicarse con el centro de servicio:

- Asegúrese de haber quitado la cubierta protectora del dispositivo.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente al dispositivo y que el adaptador de alimentación esté bien conectado.
- Presione el botón de encendido y verifique que el indicador LED blanco se encienda.
- Asegúrese de haber aplicado el gel de preparación TriPollar® de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual. El dispositivo TriPollar® Desire no funciona correctamente cuando no se aplica el gel de preparación.

SERVICIO AL CLIENTE

Este capítulo proporciona información de contacto de soporte al cliente para el dispositivo TriPollar® Desire.

Para obtener servicio, consulte la tienda donde compró el dispositivo TriPollar® Desire o visite nuestro sitio web en: **www.tripollar.com**. Cuando se comunique con un centro de servicio local, tenga a mano el número de serie del dispositivo. El número de serie se puede encontrar en el panel superior del dispositivo. La satisfacción del cliente es nuestra primera prioridad. Para ayudarnos a brindarle el mejor soporte posible, envíenos sus comentarios y sugerencias. Los detalles de contacto se proporcionan en la contraportada de este manual, o puede contactarnos a través de nuestro sitio web (ver arriba).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este capítulo presenta las especificaciones del sistema TriPollar® Desire.

TABLA 1

Especificaciones técnicas

Peso:	85gr
Dimensiones físicas:	H = 146 mm L = 40 mm I = 58 mm
Frecuencia de RF TriPollar:	0.82/1/1.115 MHz

TABLA 2

Condiciones de operación

Temperatura:	+ 5 ° C a + 30 ° C
Humedad:	20RH a 80RH
Clasificación:	100 ~ 240 V CA, 1,5 A, 50/60 Hz CC 8 V 1,5 A

TABLA 3

Transporte y almacenamiento

Temperatura:	-10 ° C a 60 ° C
Humedad:	MAX 95RH

TABLA 4

Seguridad ELECTRICA

La fuente de alimentación está clasificada como clase II con doble aislamiento

ANEXO

Este apéndice proporciona la declaración de materiales peligrosos para el dispositivo TriPollar® Desire.

Restricción de la declaración de sustancias peligrosas

CUADRO 5 CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE SJ / T 11364

Nombre de la parte	Sustancia peligrosa					
	PB	HG	CD	CR6+	PBB	PBDE
DIODE	X	•	•	•	•	•
MOSFET	X	•	•	•	•	•
UK AC PIN	X	•	•	•	•	•
EU AC PIN	X	•	•	•	•	•
TERMISTOR	X	•	•	•	•	•
OTRO	•	•	•	•	•	•

- x Se indica que la sustancia peligrosa mencionada contenida en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para ese componente puede estar por encima del requisito límite de GB / T 26572. Los materiales restringidos se utilizan de acuerdo con las necesidades de fabricación. El uso de dichos materiales no tiene ningún impacto en la seguridad del dispositivo y no tiene efectos nocivos para los usuarios del dispositivo. **Esta declaración se incluye para recordar a los usuarios del dispositivo que el dispositivo debe desecharse de manera razonable y de acuerdo con la política ambiental de su región.**
- Se informa que la sustancia peligrosa mencionada contenida en todos los materiales homogéneos para este componente es menor que el requisito límite de GB / T 26572.

简体中文

感谢您购买**TriPollar® Desire**美容仪！

您已向完美无瑕的肌肤迈出第一步！

请仔细阅读本用户手册，了解TriPollar® Desire产品以及如何使用该产品。

有关补充信息，请访问：www.tripollar.com

目录

TRIPOLLAR® DESIRE简介	53
• 综述	
• TRIPOLLAR® DESIRE配件	
使用TRIPOLLAR® DESIRE	55
• TRIPOLLAR® DESIRE美容仪	
• 使用前须知	
• 护理肌肤	
• 推荐使用方案	
故障排除	62
客户支持	62
技术规格	63
附录	64

重要信息

© Pollogen Ltd.版权所有。

设计和技术规格如有变更，恕不另行通知。采用Pollogen Ltd.公司的专利技术制造。

Pollogen和TriPollar均为Pollogen Ltd.公司的注册商标。

本手册中的所有知识产权均归Pollogen Ltd.所有，并受适用的版权法和国际条约规定的保护。Pollogen Ltd.保留所有未明确授予的权利。未经Pollogen Ltd.的事先书面批准，不得以任何形式复制本出版物的任何部分，也不得将其用于制作任何衍生作品。

所有其他商标均为其各自所有者的财产。其他公司和品牌产品及服务名称均属其各自所有者的商标或注册商标。

安全

重要提示：在使用产品前，请务必完整阅读本用户手册。始终遵守所有警告和注意事项。使用TriPollar® Desire产品时，务必遵守所有安全防护措施。

如需了解更多有关TriPollar技术的信息，请访问我们的英文版网站：www.tripollar.com

警告和注意事项

TriPollar® Desire是一款电气设备，须正确使用。为减少电击受伤风险，请遵守以下所有警告和注意事项：

- 如果仪器掉入水中，请勿触摸仪器。请立即用干爽双手拔下仪器插头。
- 请勿将本仪器放置或存放在任何水源附近，如水槽或浴缸。
- 请勿将本仪器浸入水中。
- 插上电源时，请勿让仪器处于无人看管的状态。
- 使用前，请确保仪器系统及其电源没有任何明显的损坏。如果电源线已损坏或系统已拆解，请勿使用。
- 请仅使用本仪器配套的电源线和电源适配器。
- 请将仪器放在儿童不能接触的地方。
- 操作仪器时，请确保双手干爽。
- 使用后或清洁和维护前，请关闭仪器，然后从电源插座上拔下电源插头。
- 请在使用过程中按照使用说明来使用TriPollar® 专用凝胶。

安全须知

- 请仅按照本手册中所述的预期用途使用本仪器。
- 请勿在眼睑、闭着的双眼、甲状腺部位、嘴唇、耳朵、乳房或生殖器部位使用本仪器。
- 使用设备时的感觉应该温暖而愉悦的。如有不适，请立即停止使用。

如未遵守本手册中的说明，可能会导致皮肤受损或烧伤。

如果您有以下情况，请勿使用仪器：

- 18岁以下。
 - 体内安装了心脏起搏器或内部除颤器。
 - 在使用区域有金属植入物，如金线。补牙或种植牙不在此例，因其不会产生任何问题。
 - 目前患有癌症或有过癌症史，尤其是皮肤癌或癌前痣。
 - 患有严重的并发症，如心血管疾病。
 - 孕期或哺乳期。
 - 患有自身免疫性疾病或因艾滋病等免疫抑制性疾病导致的免疫系统受损，或正在使用免疫抑制剂药物。
 - 患有受热刺激的疾病，例如复发性单纯疱疹（使用区域内）。
 - 在使用区域内有任何活跃性皮肤病，如溃疡、银屑病、湿疹或皮疹。
 - 有瘢痕疙瘩、伤口愈合异常或皮肤脆弱病史。
 - 使用区域在过去三个月内进行过任何外科手术、激光焕肤术或深层化学焕肤术，或者仍在完全愈合过程中。
 - 使用区域内有永久填充物。
- 如果使用区域内有临时的皮下填充剂，请在使用仪器前咨询您的医生。
- 过去三个月内曾在使用区域注射过肉毒素。
 - 使用区域内有可疑病变。
 - 目前正在使用可能导致皮肤脆弱或干燥的药物、草药制剂、维生素或膳食补充剂。

可能的副作用

以下副作用十分罕见。如有发生，通常也是暂时的。如果在使用仪器后出现以下任何一种情况并持续超过24小时，请咨询您的医生：

- 疼痛
- 皮肤自然质感受损（结痂、起泡、烧伤、皮肤脆弱、淤青）
- 轻微头痛

如有关于其他美容手术或潜在副作用的疑问，请在使用仪器前咨询您的医生。

TRIPOLLAR® DESIRE简介

本章介绍TriPollar® Desire产品及其组件。

综述

TriPollar® Desire - 下一代Turbo射频家用美容仪

TriPollar® Desire让您在家中即可舒适地享受最新的RF（射频）技术。基于突破性的TriPollar®多极射频技术，TriPollar® Desire 可以均匀地作用于所有真皮层，以提供更快速、更安全、更聚焦和更有效的护理。该美容仪可以提供专业级美容效果，不仅即时可见，而且持久。借助其专有的Turbo功能，TriPollar® Desire可以快速达到有效温度。由于这一独特功能，使用较短时间仍能达到出色的效果。TriPollar® Desire用户可享受搭配使用独家研制的凝胶所带来的好处，凝胶可确保使用新设计的电极头将聚焦的射频能量传送到正确的真皮层。这款仪器配备专有的创新温度传感器，可确保使用安全有效，同时刺激真皮活动，加速胶原蛋白的自然生成。胶原蛋白是一种保持皮肤光滑柔软的蛋白质。根据推荐的使用手法定期使用TriPollar® Desire，能够有效延缓衰老迹象。

TRIPOLLAR® DESIRE配件

TriPollar® Desire官方标配:

1. TRIPOLLAR® DESIRE配件 (图1)
 2. TRIPOLLAR® DESIRE美容仪 (图2)
 3. TRIPOLLAR® DESIRE电源适配器和电源线 (图3)
 4. TRIPOLLAR® DESIRE电源插座适配器 (图4)
 5. TRIPOLLAR® 专用凝胶 (图5)
- 打开凝胶管首次使用后, 凝胶保质期为12个月。**重要提示:** 建议在初次使用前24小时进行局部测试。
请参见第57页以了解详情。
6. TRIPOLLAR® DESIRE用户手册和保修政策 (图6)



图1




图2




图3




图4



图5



图6

使用TRIPOLLAR® DESIRE

请仔细阅读本章，了解TriPollar® Desire美容仪以及如何使用该仪器。

TRIPOLLAR® DESIRE美容仪

TriPollar® Desire是一款面部焕肤和嫩肤仪器。该仪器可用于增加和加速皮肤胶原蛋白的生成，以达到嫩肤效果。

TriPollar® Desire可将热量精准聚焦在皮肤真皮层，如下所示。





图8显示TRIPOLLAR® DESIRE美容仪的各个构件。

1. 仪器机身
2. 皮肤接触面
3. 电极头
4. 温度传感器
5. 控制面板
6. 电源接口
7. 橙色指示灯
8. 开/关按钮
9. 射频低档
10. 射频中档
11. 射频高档
12. 保护盖



用前须知

使用TriPollar® Desire美容仪之前，请执行以下操作。

1. 打开装有仪器的包装盒，然后取出仪器及其电源。
2. 将适配器插入电源插槽（图9）
3. 轻轻推动适配器并将其转到电源插槽中，直到适配器牢固地“卡入到位”，无法轻松拔下为止（图10）
4. 将电源连接到仪器（图11）
5. 将电源插头插入电源插座（图12）
6. 从包装盒中取出TriPollar®专用凝胶。

重要提示：建议在首次使用仪器前24小时进行局部测试。为此，请在手臂内侧涂抹少量TriPollar®专用凝胶，然后在该区域使用TriPollar® Desire美容仪。确保皮肤对凝胶或仪器没有不良反应。

7. 取下仪器保护盖。

现在，您可以在自己的皮肤上使用TriPollar® Desire，如第58页所述。




图9




图10




图11




图12

护理肌肤

要使用TriPollar® Desire美容仪护理您的肌肤，请执行以下操作：

1. 清洁并擦干使用区域的皮肤。
2. 在整个使用区域均匀涂上一层薄薄的TriPollar®专用凝胶。在整个使用过程中，都必须使用该凝胶。涂上凝胶后，皮肤可能会有些许温热感。
3. 按下开关按钮即可打开仪器（图13）。确保白色LED指示灯点亮。

温馨提示：长按开关按钮即关闭仪器。

4. 选择您感觉最舒服的能量强度（低档/中档/高档）。当有一个白色LED指示灯点亮时（图14），即表示仪器在低档能量强度下工作。您可以再次按下开关按钮以更改能量强度（图15、图16）；根据所选强度，相应数量的白色LED指示灯将点亮。




图13




图14




图15




图16

重要提示：在首次使用期间，我们建议您使用低档能量设置，然后根据皮肤对后续使用情况的耐受度来调整能量强度。

使用：

5. 将面部分为3个可选的使用区域（图17）：
 - 右脸
 - 左脸
 - 前额
6. 将仪器放在皮肤上，务必轻轻按压以确保电极头与皮肤完全接触，然后以打圈动作开始缓慢移动仪器。
7. 将仪器放在皮肤上后，Turbo射频将启动。Turbo 开始使用或选择新的能量强度（低档射频、中档射频、高档射频）。

重要提示：务必在皮肤上不停地缓慢移动仪器，以确保适当加热使用区域。

请勿将仪器静止停 留在一个部位。

8. 在发出“哔”的指示音后，橙色指示灯亮起，即表示您的皮肤已达到最佳温度。请继续缓慢打圈移动，片刻后逐渐扩大移动范围，以覆盖更大的使用区域。
继续在整个使用区域使用此手法，确保橙色指示灯尽可能多地亮起。
9. 请继续以缓慢打圈动作在整个使用区域使用3-4分钟。确保均匀发热，同时覆盖整个使用区域。
从下颌轮廓朝面颊做向上“提拉”动作（图19），可增强使用效果。
10. 对某个使用区域完成护理后，可以重复步骤6-9继续护理下一个使用区域。



图17

使用
区域

图18



图19

11. 在仪器使用过程中，使用区域的皮肤可能会出现泛红（红斑）和轻微肿胀（水肿），这是正常现象。这些情况通常会在短时间内消失。
12. 按下开关按钮两秒钟即可关闭仪器。
13. 从电源插座上拔下电源插头。
14. 轻柔擦除皮肤上的TriPollar®专用凝胶，然后冲洗脸部。必要时可以涂抹润肤霜。
15. 用湿布或纸巾清洁仪器的电极头，并盖上保护盖。
警告：请勿将TriPollar® Desire美容仪浸入水中。

安全机制：

仪器的自动温度优化机制可防止

皮肤被过度加热。当皮肤达到最高使用温度时，能量源会自动关闭。这时能量强度LED指示灯将熄灭。

当皮肤温度下降至低于最高使用温度时，仪器将自动重新打开能量源。

重要提示：

当使用区域的皮肤温度足够高时，橙色指示灯将点亮。

描述	LED指示灯状态
仪器已打开/处于低档射频强度	1个白色指示灯
仪器已打开/处于中档射频强度	2个白色指示灯
仪器已打开/处于高档射频强度	3个白色指示灯
已达到最佳使用温度	橙色指示灯常亮
过热保护	白色LED指示灯熄灭且橙色指示灯常亮

推荐使用方案

使用TriPollar® Desire美容仪时，建议采用以下使用方案：

- 在整个脸部使用12-15分钟。要缩短使用时间，请重点在选定问题区域使用仪器。使用时间将因人而异。
- 为了达到最佳效果，请每周使用TriPollar® Desire美容仪2-3次，坚持6-8周。
- 确保同一使用区域的间隔使用时间至少为一天。
- 要在使用完整疗程后长期维持效果，我们建议您每个月使用TriPollar® Desire 2-4次或按需使用。
- 如果橙色指示灯/ 声动指示器在五分钟内没有出现提示，或您未感到有热度，请尝试尽可能缓慢移动仪器，但不要停止打圈动作。缓慢而持续打圈，会比快速移动更加有效。动作越慢，使用区域内部的加热速度越快。
- 如果橙色指示灯立即点亮或您感觉热度过高，请选择较低的能量强度。
- 如果橙色指示灯和声音指示器在3-5分钟后未出现提示，请选择更高的能量强度。如果换到高档能量强度后指示器仍未出现提示，请尝试减慢仪器移动速度，但不要停止打圈动作。

故障排除

请仔细阅读本章，了解如何对使用TriPollar® Desire美容仪时可能出现的问题进行故障排除。

如果您的TriPollar® Desire美容仪不能正常工作，请先执行以下步骤，然后再联系客服中心：

- 确保您已取下仪器保护盖。
- 确保电源线已安全连接到仪器，并且电源适配器已牢固连接。
- 按下开关按钮并验证白色LED指示灯是否点亮。
- 确保您已按照本手册中所述的说明涂抹了TriPollar®专用凝胶。在未涂抹专用凝胶的情况下，TriPollar® Desire美容仪无法正常工作。

客户支持

本章提供TriPollar® Desire美容仪的客户支持联系信息。如需服务，请前往您购买TriPollar® Desire美容仪的商店或访问我们的网站：

www.tripollar.com。联系本地服务中心时，请准备好仪器序列号。序列号位于仪器的顶部面板上。客户满意是我们的最高追求。为了让我们更好地为您服务，请向我们提供您的意见和建议。联系信息请参见本手册封底，您也可以通过网站（见上文）与我们联系。

技术规格

本章提供TriPollar® Desire美容仪的规格信息。

表 1

技术规格	
重量:	85GM
物理尺寸:	高度=146MM 长度=40MM 宽度=58MM
TriPollar射频频率:	0.82/1/1.115 MHZ
	DC 8V 1.5A

表 2

工作条件	
温度:	+5°C至+30°C
湿度:	20RH至80RH
额定值:	100~240V AC、1.5A、50/60HZ

表 3

运输和储存	
温度:	-10°C至60°C
湿度:	最高95RH

表 4

电气安全	
电源分类为II级双重绝缘	

附录

本附录提供TriPollar® Desire美容仪的有害物质声明。

有害物质材料限制声明

表5 符合SJ/T 11364的规定

部件名称	限用物质					
	铅PB	汞HG	镉CD	六价铬CR ⁶⁺	多溴联苯PBB	多溴二苯醚PBDE
二极管	X	•	•	•	•	•
晶体管	X	•	•	•	•	•
英规AC插头座	X	•	•	•	•	•
欧规AC插头座	X	•	•	•	•	•
温度传感器	X	•	•	•	•	•
其他	•	•	•	•	•	•

- x 表示该部件所用的至少一种均质材料中含有的指定有害物质可能高于GB/T 26572的限值要求。限制材料的使用是出于生产过程的需要。使用这些材料对仪器的安全性没有影响，对仪器用户也没有有害影响。**本声明旨在提醒仪器用户，必须根据用户所在地区的环保政策妥善弃置本仪器。**
- 表示该部件所有均质材料中含有的相关有害物质低于GB/T 26572的限值要求。