


VITAMIN D

Vitamin D refers to a group of fat-soluble secosteroids responsible for increasing intestinal absorption of calcium, iron, phosphorus, magnesium, phosphate and zinc.

The Vitamin D test is an immunoassay based on the principle of competitive binding. During testing, the mixture migrates upward on the membrane chromatographically by capillary action. The membrane is pre-coated with 25 (OH) D antigens on the test line region of the strip.

CONTENT

* The number of the testing devices of the kit may vary. For the exact number of tests contained, please refer to the "content" section on the external box.



LIMITATIONS

- 1) The VITAMIN D TEST provides only a semi-quantitative analytical result. A secondary analytical method must be used to confirm the result.
- 2) It is possible that technical or procedural errors, as well as other interfering substances in the whole blood specimen may cause erroneous results.
- 3) As with all diagnostic tests, all results must be considered with other clinical information available to the physician.
- 4) Other clinically available tests are required if questionable results are obtained.

PRECAUTIONS

1. For self-testing in vitro diagnostic use only.
2. Do not eat, drink or smoke in the area where the specimens or kits are handled.
3. Store in a dry place at 2-30°C (36-86°F), avoiding areas of excess moisture. If the foil packaging is damaged or has been opened, please do not use. The test is stable through the expiration date printed on the sealed pouch.
4. This test kit is intended to be used as a preliminary test only and repeatedly abnormal results should be discussed with doctor or medical professional.
5. Follow the indicated time strictly, using only the specified quantities of blood and diluent.
6. Use the test only once. Do not dismantle and touch the test window of the test cassette.
7. The kit must not be frozen or used after the expiration date printed on the package.
8. Keep out of the reach of children.
9. The test is not recommended for people who take anti-coagulant medications (blood thinners) or people suffering from haemophilia.
11. After using, please dispose of all components according to your local waste disposal laws. Ask your pharmacist for advice.
12. If you test another person, handle the blood samples as if containing a blood-borne infectious agent. Wear disposable gloves during use.


DEUTSCH

Vitamin D gehört zu einer Gruppe fettlöslicher Secosteroide, die für die Erhöhung der Aufnahme von Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphat und Zink über den Darm verantwortlich sind. Der Blutspiegel von Vitamin D ist ein Immunoassay, der auf dem Prinzip der kompetitiven Bindung beruht. Während des Tests wandert das Gemisch nach oben auf der Membran durch Kapillarkräfte chromatographisch aufwärts. Die Membran ist im Testlinienbereich des Streifens mit 25(OH)D-Antigenen vorbeschichtet.

Der Vitamin D Test ist ein Immunoassay, der auf dem Prinzip der kompetitiven Bindung beruht. Während des Tests wandert das Gemisch nach oben auf der Membran durch Kapillarkräfte chromatographisch aufwärts. Die Membran ist im Testlinienbereich des Streifens mit 25(OH)D-Antigenen vorbeschichtet.

INHALT

* Die Anzahl der Testgeräte des Kits kann variieren. Die genaue Anzahl der enthaltenen Tests entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Inhalt" auf der externen Box.



EINSCHRÄNKUNGEN

- 1) Der Vitamin D TEST liefert nur ein semiquantitatives Analyseergebnis. Um ein bestätigtes Ergebnis zu erhalten, muss eine zusätzliche Analysemethode verwendet werden.
- 2) Es ist möglich, dass technische oder verfahrensbedingte Fehler ebenso wie sonstige interferierende Substanzen in der Vollblutprobe zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
- 3) Wie bei allen diagnostischen Tests müssen alle Ergebnisse mit den anderen klinischen Informationen abgeglichen werden, die dem Arzt zur Verfügung stehen.
- 4) Falls mögliche Ergebnisse erzielt werden, sind andere verfügbare klinische Tests erforderlich.

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Nur zur Verwendung als in-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung.
2. In dem Bereich, in dem die Proben oder Testkits gehandhabt werden, nicht essen, trinken oder rauchen.
3. An einem trockenen Ort bei 2-30 °C (36-86 °F) lagern und Bereiche mit übermäßiger Feuchtigkeit vermeiden. Wenn die Folienverpackung beschädigt oder geöffnet ist, bitte nicht verwenden. Der Test ist bis zu dem auf dem versiegelten Beutel oder auf dem Etikett der Packung angegebenen Verfallsdatum stabil.
4. Dieses Testkit ist nur zur Verwendung als Vorabtest gedacht und wiederholt abnormale Ergebnisse sollten mit dem Arzt oder medizinischem Fachpersonal besprochen werden.
5. Die angegebene Zeit ist genau zu befolgen, und die angegebenen Blut- und Verdünnungsmittelmengen genau einhalten.
6. Den Test nur einmal verwenden. Testkassette nicht zerlegen und das Testfenster der Testkassette nicht berühren.
7. Das Testkit darf nicht eingefroren werden. Das Testkit darf nach dem auf der Verpackung aufgedruckten Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.
8. Der Test ist nur für die äußerliche Anwendung bestimmter Personen geeignet.
9. Nicht für Personen empfohlen, die Medikamente einnehmen, die das Blut verflüssigen (Antikoagulantien) oder für Personen, die an Hämophilie leiden.
11. Nach dem Gebrauch sind alle Komponenten in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu entsorgen. Fragen Sie Ihren Apotheker.
12. Behandeln Sie die Blutproben im Falle der Durchführung des Tests an einer anderen Person wie potentielle Überträger von Infektionskrankheiten und tragen Sie bei der Verwendung Einweghandschuhe.


FRANCAIS

La vitamine D se réfère à un groupe de stéroïdes solubles dans la graisse responsable pour augmenter l'absorption intestinale de calcium, de fer, de magnésium, de phosphore et de zinc. La concentration sanguine de vitamine D est un immunoessai basé sur le principe de la liaison compétitive. Pendant le test, le mélange migre vers le haut sur la membrane chromatographiquement par action capillaire. La membrane est pré-révisée avec des antigènes 25 (OH) D sur la région de la bande.

Le Vitamin D Test est un immunoessai basé sur le principe de la liaison compétitive. Pendant le test, le mélange migre vers le haut sur la membrane chromatographiquement par action capillaire. La membrane est pré-révisée avec des antigènes 25 (OH) D sur la région de la bande.

CONTENU

* Le nombre des dispositifs de essai du kit peut varier. Pour connaître le nombre exact de tests contenus, veuillez vous référer à la section "contenu" de la boîte externe.



RESTRICTIONS

- 1) Le VITAMIN D TEST fournit uniquement un résultat analytique semi-quantitatif. Une méthode d'analyse secondaire doit être utilisée pour obtenir un résultat confirmé.
- 2) Il est possible que des erreurs techniques ou des produits erronés dans l'échantillon de sang total puissent influencer le test et entraîner des résultats erronés.
- 3) Comme avec tous les tests diagnostiques, tous les résultats doivent être considérés avec d'autres informations cliniques à la disposition du médecin.
- 4) D'autres tests disponibles cliniquement sont requis en cas d'obtention de résultats contestables.

PRÉCAUTIONS

1. Pour usage diagnostique in vitro d'auto-test uniquement.
2. Ne pas manger, boire ni fumer dans la zone de manipulation des échantillons ou des kits.
3. Conserver au sec à 2-30 °C (36-86 °F), en évitant les zones excessivement humides. Si la feuille d'emballage est abîmée ou a été ouverte, veuillez ne pas l'utiliser. Le test est stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur le sachet scellé ou sur l'étiquette de la boîte. Le test doit rester dans le sachet scellé jusqu'à son utilisation. NE PAS CONGELER. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption.
4. Ce kit de test est conçu pour être utilisé uniquement comme test préliminaire. En cas de résultats anormaux à plusieurs reprises, il faut consulter un médecin ou un professionnel de la santé.
5. Suivez scrupuleusement la durée indiquée, en respectant les quantités indiquées de sang et de diluant. N'utilisez le test qu'une seule fois. Ne démontez pas et ne touchez pas la fenêtre de test de la cassette.
6. Utilisez le test qu'une seule fois. Ne démontez pas et ne touchez pas la fenêtre de test de la cassette.
7. Le kit ne doit pas être congelé ou être utilisé après la date de péremption imprimée sur l'emballage.
8. Conservez hors de portée des enfants.
9. Le test est réservé à un usage externe. NE PAS AVALER.
10. Son utilisation est déconseillée aux personnes qui prennent des médicaments rendant le sang plus fluide (anticoagulants) ou aux personnes souffrant de problèmes d'hémophilie.
11. Après utilisation, éliminer tous les composants selon les normes locales en vigueur, demander conseil au pharmacien.
12. Si l'on effectue le test sur une autre personne, manipuler les échantillons de sang en manipulant les échantillons de sang comme s'ils contenaient un agent infectieux, porter des gants jetables lors de l'utilisation.


ITALIANO

La vitamina D appartiene a un gruppo di secosteroidi liposolubili responsabili dell'aumento dell'assorbimento intestinale di calcio, ferro, magnesio, fosfato e zinco. La concentrazione ematica di vitamina D (che comprende D2 e D3) è considerata il migliore indicatore del livello di vitamina D nell'organismo. Il deficit di vitamina D viene oggi riconosciuto come un'epidemia a livello mondiale. I rischi per la salute associati al deficit di vitamina D sono molto più gravi di quanto si ritenesse in precedenza. Il deficit di vitamina D è stato correlato a diverse patologie gravi: osteoporosi, osteoartrite, sclerosi multipla, patologie cardiovascolari, complicanze in gravidanza, diabete, depressione, icteri, sindrome da affaticamento, innumerevoli altri tipi di cancro, malattie immunitarie, Alzheimer, obesità e magrezza, ecc. Pertanto, oggi la rilevazione del livello di vitamina D viene considerato un "test di screening medicalmente necessario", e il mantenimento di livelli sufficientemente alti di vitamina D è necessario per migliorare la salute delle ossa, la salute e il benessere dell'organismo.

Il Vitamin D Test è un immunoassaggio basato sul principio del legame protetto competitivo. Durante il test, la miscela migra chromatograficamente verso l'alto sulla membrana per azione capillare. La membrana è pre-rivestita con antigeni 25 (OH) D sulla regione della linea di test della striscia.

CONTENUTO

* Il numero di dispositivi test della confezione può variare. Per conoscere il numero esatto di test contenuti, consultare la sezione "contenuto" posta sull'esterno della confezione acquistata.



LIMITAZIONI

- 1) Il VITAMIN D TEST offre solo un risultato analitico semi-quantitativo. Per confermare il risultato è necessario far effettuare altri test analitici.
- 2) È possibile che sia errori tecnici o procedurali, sia altre sostanze che interferiscono con il campione di sangue, possano causare errori nei risultati.
- 3) Come avviene per tutti i test diagnostici, tutti i risultati devono essere interpretati attentamente alle altre informazioni cliniche disponibili al medico curante.
- 4) In caso di risultati dubbi è necessario effettuare altre analisi cliniche disponibili.

PRECAUZIONI

1. Solo per l'auto-test diagnostico in vitro.
2. Non consumare cibo o bevande e non fumare nell'area di preparazione dei campioni di del kit.
3. Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 2 e 30 °C (36-86 °F), evitare le aree che possono essere umide. Non usare il kit se il sacchetto di alluminio risulta danneggiato o aperto. Il test è stabile fino alla data di scadenza stampata sull'involucro sigillato o sull'etichetta dell'astuccio esterno. Il test deve restare nell'involucro sigillato fino al suo utilizzo. NON CONGELARE. Non utilizzare oltre la data di scadenza.
4. Questo kit di test è inteso per l'uso unicamente come test preliminare e risultati anomali ripetuti devono essere discussi con un medico o uno specialista.
5. Seguire rigorosamente le tempistiche indicate, rispettando le quantità indicate di sangue e diluente.
6. Usare il test una sola volta. Non smontare e toccare la finestra di test della cassetta.
7. Il kit non deve essere congelato o utilizzato dopo la data di scadenza stampata sulla confezione.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Il test è solo per uso esterno. NON INGERIRE.
10. Non consigliare l'utilizzo a persone che assumono medicinali che rendono il sangue più fluido (anticoagulanti) o persone che hanno problemi di emofilia.
11. Dopo l'uso, smaltire tutti i componenti secondo le vigenti norme locali, chiedere consiglio al vostro farmacista.
12. Nel caso in cui si stia effettuando il test ad un'altra persona, manipolare i campioni di sangue come potenzialmente malattie infettive, indossare guanti monouso durante l'utilizzo.

BIBLIOGRAPHY / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHIE / BIBLIOGRAPHIE

1. Holick MF (March 2006). "High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health." *Mayo Clinic Proceedings*. 81 (3): 353–73.
2. Eriksen EF, Glerup H (2002). Vitamin D deficiency and aging: implications for general health and osteoporosis. *Biogerontology*. 3 (1-2): 73-7.
3. Grant WB, Holick MF (June 2005). Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: a review. *Alternative Medicine Review*.10 (2): 94-111.
4. Moyad MA. Vitamin D: a rapid review. *DermatolNurs*. 2009, 21:25-30.

antiseptic cleanser gauze: 70% Alcohol
Gaze zur antiseptischen Reinigung der Haut: 70% Alcohol
compresse pour un nettoyage antiseptique : 70% Alcool
garza detergente antisettica: 70% Alcol

Vitrex Medical A/S
Vasokær 6-B
DK-2730 Herlev
Denmark

SterLiance Medical (Suzhou) Inc.
No. 68 Litanghe Road
Xiangcheng
21517 Suzhou 215133 - China

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Lancet / Lanzette / Bloc auto-piqueur / Lancetta

STERILE R

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLES / SIMBOLOGIA

IVD In vitro diagnostic device
In-Vitro-Diagnostikum
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Dispositivo medico-diagnostico in vitro

REF List number
Katalognummer
Code produit
Codice prodotto

CONT Content
Inhalt
Contenu
Contenuto

CE CE marking
CE-Kennzeichnung
Marquage CE
Marchio CE

LEGAL MANUFACTURER
Legal manufacturer
Hersteller
Fabricant
Fabbricante

STERILE R Sterilised using irradiation
Sterilisation durch Bestrahlung
Méthode de stérilisation utilisant l'irradiation
Sterilizzato mediante radiazioni

LOT Lot number
Chargenbezeichnung
Code du lot
Lotto Prodotto

TEMPERATURE LIMITS
Temperature limits
Temperaturbegrenzung
Limites de température
Limiti di temperatura

DO NOT REUSE
Do not reuse
Nicht wiederverwenden
Ne pas réutiliser
Non riutilizzare

AUTHORISED REPRESENTATIVE
Authorised Representative in the European Community
Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft
Mandatario dans la Communauté européenne
Mandatario nella Comunità Europea

Test your health

PRIMA LAB SA
Via Antonio Monti 7
CH-6828 Balerna - SWITZERLAND

QARAD EC-REP BV
Pas 257
2440 Geel - Belgium

+41 61 61 605 1030
support@primallabsa.ch
primallabsa.ch

100066

100066_IFU_11_5_0_03/2022

Registered trademarks.

ENGLISH

DIRECTIONS FOR USE

- 1) Wash hands with soap and warm water, rinse with clean water and allow to dry. If this is not possible, use the provided gauze as an alternative.
2) Prepare the necessary material as follows: open the aluminium pouch, take out only the test cassette and throw away the desiccant bag.
3) Carefully rotate the protective cap of the sterile lancet 360° without pulling it.
4) Carefully massage the finger chosen for the puncture...
5) Holding the hand down, massage the finger until a large drop of blood forms.
6) Take the pipette without pressing the bulb.
7) Deposit the blood collected into the Specimen well (S) of the cassette...
8) Wait for the blood to be totally dispensed in the well.
9) Wait for the colored line(s) to appear. Read results at 10 minutes.

RESULTS INTERPRETATION

Please refer to the illustration and compare the T line intensity with "Vitamin D color card" provided with the kit. As control system, a colored line will always appear in the control line region indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

DEFICIENT 0-10 (ng/ml) 0-25 (nmol/l)
INSUFFICIENT 10-30 (ng/ml) 25-75 (nmol/l)
SUFFICIENT 30-100 (ng/ml) 75-250 (nmol/l)
EXCESS >100 (ng/ml) >250 (nmol/l)
INVALID

FA.Q. - QUESTIONS AND ANSWERS

HOW DOES THE VITAMIN D TEST WORK? In medicine, a 25-hydroxy vitamin D is the main storage form of vitamin D in the body. Therefore, the overall status of vitamin D can be determined by detecting the content of 25-hydroxy vitamin D.
WHEN SHOULD THE TEST BE USED? The clinical application of vitamin D is mainly for diagnosis, treatment and monitoring of rickets (children), osteomalacia, postmenopausal osteoporosis and renal osteopathy.
CAN THE RESULT BE INCORRECT? The results are accurate as far as the instructions are carefully respected.

HOW TO INTERPRET THE TEST IF THE COLOR AND THE INTENSITY OF THE LINES ARE DIFFERENT? Please refer to the illustration and compare the T line intensity with "Vitamin D Color card" provided with the kit.
WHAT DO I HAVE TO DO IF THE RESULT IS DEFICIENT OR INSUFFICIENT? If the result is deficient or insufficient, it means that the vitamin D level in blood is less than 30ng/mL and that you should consult a physician to show the test result.
WHAT DO I HAVE TO DO IF THE RESULT IS SUFFICIENT? If the result is sufficient, it means that the vitamin D level is higher than or equal to 30ng/mL and is within the normal range.

DEUTSCH

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1) Hände mit Seife und warmem Wasser waschen, mit frischem Wasser abspülen und trocken lassen.
2) Bereiten Sie das erforderliche Material wie folgt vor: Öffnen Sie den Aluminiumbeutel, nehmen Sie nur die Testkassette heraus und werfen Sie den Trockenmittelbeutel weg.
3) Die Schutzkappe der sterilen Lanzette vorsichtig um 360° drehen, ohne zu ziehen.
4) Massieren Sie vorsichtig den für die Punktion gewählten Finger (empfohlen wird die Seite des Ringfingers).
5) Halten Sie die Hand nach unten und massieren Sie den Finger, bis sich ein großer Bluttröpfchen bildet.
6) Nehmen Sie die Pipette, ohne den Ballon zu drücken.
7) Geben Sie das entnommene Blut in die Probenvertiefung (S) der Kassette.
8) Warten Sie 2 Tropfen Puffer in die Puffervertiefung (B) der Kassette und schalten Sie den Zeitmesser ein.
9) Warten Sie, bis die farbige/n Linie(n) erscheint/en. Lesen Sie die Ergebnisse nach 10 Minuten ab.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Bitte nehmen Sie Bezug auf die Abbildung und vergleichen Sie die Intensität der T-Linie mit der „Vitamin D color card“, die mit dem Testkit mitgeliefert wird. Zur Verfahrenskontrolle erscheint immer eine farbige Linie im Kontrolllinienbereich. Dies zeigt an, dass genug Probenmaterial verwendet wurde und dass die Dochtwirkung der Membran einwandfrei funktionierte.

DEFIZIT 0-10 (ng/ml) 0-25 (nmol/l)
UNZUREICHEND 10-30 (ng/ml) 25-75 (nmol/l)
AUSREICHEND 30-100 (ng/ml) 75-250 (nmol/l)
ÜBERSCHUSS >100 (ng/ml) >250 (nmol/l)
UNGÜLTIG

FA.Q. - FRAGEN UND ANTWORTEN

WIE FUNKTIONIERT DER VITAMIN-D-TEST? 25-Hydroxy-Vitamin D ist in der Medizin die Hauptspeicherform für Vitamin D im menschlichen Körper. Daher kann der gesamte Vitamin-D-Status durch den Nachweis des Gehaltes an 25-Hydroxy-Vitamin D bestimmt werden.
WIE IST DER TEST ZU INTERPRETIEREN, WENN FARBE UND INTENSITÄT DER LINIEN UNTERSCHIEDLICH SIND? Bitte nehmen Sie Bezug auf die Abbildung und vergleichen Sie die Intensität der T-Linie mit der „Vitamin D color card“, die mit dem Testkit mitgeliefert wird.
WAS MUSS ICH TUN, WENN DAS ERGEBNIS „MANGELHAFT“ ODER „UNZUREICHEND“ IST? Wie das Ergebnis mangelhaft oder unzureichend ist, bedeutet dies, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut weniger als 30 ng/ml beträgt und das Sie einen Arzt konsultieren und ihm das Testergebnis zeigen sollten.
WAS MUSS ICH TUN, WENN DAS ERGEBNIS „AUSREICHEND“ IST? Wenn das Ergebnis ausreichend ist, bedeutet dies, dass der Vitamin-D-Spiegel höher oder gleich 30 ng/ml ist und im normalen Bereich liegt.

nologischer Prinzipien. Für solche Tests, die auf immunologischen Prinzipien beruhen, wird stets empfohlen, den Arzt zu konsultieren.
WAS MUSS ICH TUN, WENN DAS ERGEBNIS „MANGELHAFT“ ODER „UNZUREICHEND“ IST? Wie das Ergebnis mangelhaft oder unzureichend ist, bedeutet dies, dass der Vitamin-D-Spiegel im Blut weniger als 30 ng/ml beträgt und das Sie einen Arzt konsultieren und ihm das Testergebnis zeigen sollten.
WAS MUSS ICH TUN, WENN DAS ERGEBNIS „AUSREICHEND“ IST? Wenn das Ergebnis ausreichend ist, bedeutet dies, dass der Vitamin-D-Spiegel höher oder gleich 30 ng/ml ist und im normalen Bereich liegt.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

- 1) Lavez-vous les mains à l'eau chaude et au savon, rincez-les à l'eau claire et laissez-les sécher.
2) Préparez le matériel nécessaire comme suit : ouvrez le sachet en aluminium, ne sortez que la cassette et jetez le sachet dessiccant.
3) Tourner le bouchon protecteur de l'autopiqueur de 360° en faisant attention et sans le tirer.
4) Massez délicatement le doigt choisi pour la piqûre (le côté de l'annulaire est recommandé).
5) En tenant la main vers le bas, massez le doigt jusqu'à ce qu'une grosse goutte de sang se forme.
6) Prenez la pipette sans appuyer sur le bulbe.
7) Versez le sang collecté dans le puits des échantillons (S) de la cassette.
8) Attendez que le sang soit entièrement à l'intérieur du puits.
9) Attendez que la ou les bandes colorées apparaissent. Lisez les résultats au bout de 10 minutes.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Veillez vous référer à l'illustration et comparer l'intensité de la ligne T avec la « Vitamin D color card » fournie avec le kit. En tant que système de contrôle, une bande colorée apparaîtra toujours au niveau de la zone de bande témoin, indiquant qu'un volume adéquat d'échantillon a été ajouté et que la membrane est imprégnée.

DÉFICIT 0-10 (ng/ml) 0-25 (nmol/l)
INSUFFISANT 10-30 (ng/ml) 25-75 (nmol/l)
SUFFISANT 30-100 (ng/ml) 75-250 (nmol/l)
EXCESSIF >100 (ng/ml) >250 (nmol/l)
NON VALIDE

FA.Q. - QUESTIONS ET RÉPONSES

COMMENT LE TEST DE LA VITAMINE D FONCTIONNE-T-IL ? En médecine, une 25-hydroxy vitamine D est la principale forme de stockage de la vitamine D dans le corps.
COMMENT INTERPRÉTER LE TEST SI LA COULEUR ET L'INTENSITÉ DES LIGNES SONT DIFFÉRENTES ? Veuillez vous référer à l'illustration et comparer l'intensité de la ligne T avec la « Vitamin D color card » fournie avec le kit.
QUE DOIS-JE FAIRE SI LE RÉSULTAT INDIQUE UN DÉFICIT OU UNE INSUFFISANCE ? Si le résultat indique un déficit ou une insuffisance, cela veut dire que le niveau de vitamine D dans le sang est inférieur à 30 ng/ml et que vous devez consulter un médecin pour lui montrer le résultat du test.
QUE DOIS-JE FAIRE SI LE RÉSULTAT INDIQUE UN NIVEAU SUFFISANT ? Si le résultat est suffisant, cela veut dire que le niveau de vitamine D est supérieur ou égal à 30 ng/ml et se trouve dans la plage normale.

il existe des probabilités de faux résultats dans de rares cas. Il est toujours recommandé de consulter un médecin pour de tels tests basés sur des principes immunologiques.
COMMENT INTERPRÉTER LE TEST SI LA COULEUR ET L'INTENSITÉ DES LIGNES SONT DIFFÉRENTES ? Veuillez vous référer à l'illustration et comparer l'intensité de la ligne T avec la « Vitamin D color card » fournie avec le kit.
QUE DOIS-JE FAIRE SI LE RÉSULTAT INDIQUE UN DÉFICIT OU UNE INSUFFISANCE ? Si le résultat indique un déficit ou une insuffisance, cela veut dire que le niveau de vitamine D dans le sang est inférieur à 30 ng/ml et que vous devez consulter un médecin pour lui montrer le résultat du test.
QUE DOIS-JE FAIRE SI LE RÉSULTAT INDIQUE UN NIVEAU SUFFISANT ? Si le résultat est suffisant, cela veut dire que le niveau de vitamine D est supérieur ou égal à 30 ng/ml et se trouve dans la plage normale.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1) Lavare le mani con acqua calda e sapone, sciacquare con acqua pulita e asciugare oppure utilizzare la garza detergente fornita.
2) Predisporre il materiale necessario come segue: aprire la busta di alluminio, prendere solo la cassetta e buttare via la bustina essiccante.
3) Ruotare la bustina di plastica contenente la pipetta.
4) Massaggiare con cura la falange scelta per la puntura (è consigliabile il lato dell'anulare).
5) Mantenendo la mano rivolta verso il basso, massaggiare il dito finché si forma una grande goccia di sangue.
6) Prendere la pipetta senza premere il bulbo.
7) Dispensare il sangue raccolto nel pozzetto dei campioni (S) della cassetta spremendo il bulbo del contagocce capillare.
8) Attendere che il sangue venga distribuito tutto nel pozzetto.
9) Attendere che compaia la/e linea colorata/e. Leggere i risultati dopo 10 minuti.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Fare riferimento all'illustrazione e confrontare l'intensità della linea T con la "Vitamin D color card" fornita nel kit. Come sistema di controllo, nella regione della linea di controllo comparirà sempre una linea colorata che indica che è stata aggiunta la quantità corretta di campione e che la membrana l'ha assorbito correttamente.

DEFICIT 0-10 (ng/ml) 0-25 (nmol/l)
INSUFFICIENTE 10-30 (ng/ml) 25-75 (nmol/l)
SUFFICIENTE 30-100 (ng/ml) 75-250 (nmol/l)
ECESSIVO >100 (ng/ml) >250 (nmol/l)
NON VALIDO

FA.Q. - DOMANDE E RISPOSTE

COME FUNZIONA IL TEST DELLA VITAMINA D? In medicina, la 25-idrossivitamin D è il principale sistema di accumulo della vitamina D nell'organismo.
COME INTERPRETARE IL TEST SE IL COLORE E L'INTENSITÀ DELLE LINEE SONO DIVERSI? Fare riferimento all'illustrazione e confrontare l'intensità della linea T con la "Vitamin D color card" fornita nel kit.
SE LEGGO I RISULTATI DOPO 20 MINUTI, SARANNO CONSIDERATI AFFIDABILI? No. Il risultato deve essere letto 10 minuti esatti dopo aver aggiunto il diluente.
COSA DEVO FARE SE IL RISULTATO È DEFICIT O INSUFFICIENTE? Se il risultato è deficit o insufficiente, significa che il livello di vitamina D nel sangue è inferiore a 30ng/ml e che dovrete consultare un medico e mostrarli il risultato del test.
COSA DEVO FARE SE IL RISULTATO È SUFFICIENTE? Se il risultato è sufficiente, significa che il livello di vitamina D è pari o superiore a 30ng/ml e rientra nell'intervallo normale.

in rari casi esiste la possibilità di falsi risultati. Con i test basati su principi immunologici si raccomanda sempre un consulto con il proprio medico.
COME INTERPRETARE IL TEST SE IL COLORE E L'INTENSITÀ DELLE LINEE SONO DIVERSI? Fare riferimento all'illustrazione e confrontare l'intensità della linea T con la "Vitamin D color card" fornita nel kit.
SE LEGGO I RISULTATI DOPO 20 MINUTI, SARANNO CONSIDERATI AFFIDABILI? No. Il risultato deve essere letto 10 minuti esatti dopo aver aggiunto il diluente.
COSA DEVO FARE SE IL RISULTATO È DEFICIT O INSUFFICIENTE? Se il risultato è deficit o insufficiente, significa che il livello di vitamina D nel sangue è inferiore a 30ng/ml e che dovrete consultare un medico e mostrarli il risultato del test.
COSA DEVO FARE SE IL RISULTATO È SUFFICIENTE? Se il risultato è sufficiente, significa che il livello di vitamina D è pari o superiore a 30ng/ml e rientra nell'intervallo normale.