



ENGLISH

DRUG TEST

Self-Test for the detection of 6 drugs in urine:
Morphine, Amphetamine, Cocaine, Marijuana, Methamphetamine and Methadone

Selbstest zur Ermittlung von 6 Betäubungsmitteln im Urin:
Morphin, Kokain, Marihuana, Amphetamin, Methamphetamine, und Methadon

Autotest pour la détection de 6 drogues d'abus dans les urines: Morphine, Cocaine, Marijuana, Amphetamine, Méthamphetamine, et Méthadone

Self-Test per la rilevazione di 6 Droghie d'abuso nelle urine:
Morfina, Cocaina, Marijuana, Anfetamina, Metanfetamina e Metadone

INSTRUCTIONS FOR USE
GEBRAUCHSANWEISUNG
NOTICE D'UTILISATION
ISTRUZIONI PER L'USO

Test	Cut-off (ng/mL)	Time permanence in urine after exposure
Amphetamine (AMP1000)	1000	4 to 24 hours
Cocaine (COC 300)	300	24 to 48 hours
Kokain (COC 300)	300	3 to 10 days
Marijuana	50	3 to 10 days
Methadone (MTD 300)	300	3 to 5 days
Methamphetamine (MET 500)	500	2 to 10 days
Morphine (MOP 300)	300	3 to 5 days

PRINCIPLE OF THE TEST

The DRUG TEST Panel is a rapid urine screening test that can be performed without the use of an instrument. The test utilizes monoclonal antibodies to specifically detect elevated levels of specific drugs in urine. The speed and sensitivity of the immunochromatographic techniques have made themselves the most relevant methods for drugs of abuse screening. The DRUG TEST Panel will generate a colored line in the specific test region because of the dispstick because of the region's drug-positive urine specimen will saturate all the binding sites of the antibody. Therefore, the colored line will not form in the test region's drug competition, while a drug-negative urine specimen will generate a line in the test region because of the absence of drug competition. To serve as procedural control, a colored line will always appear at the control region, indicating that proper volume of specimen has been added and membrane wicking has occurred.

KIT CONTENT

Materials provided

1 Test cassette

1 Instructions for Use

Materials needed but not provided

Urine collection cup

Timer

- 1) The DRUG TEST Panel provides only a qualitative, preliminary analytical result.
- 2) There is a possibility that technical or procedural errors, as well as interfering substances in the urine specimen may cause a positive result.
- 3) A positive result does not indicate level or intoxication or concentration in urine.
- 4) Negative result may not necessarily indicate drug-free urine. Negative results can be obtained when drug is present but below the cut-off level of the test.
- 5) This test does not distinguish between drugs of abuse and certain medications.

LIMITAZIONI

Materiali forniti

1 Cassette

1 Istruzioni per l'uso

Materiali necessari ma non forniti

Cronometro

Concettore per la raccolta delle urine

PRECAUTIONS

1. The assay is designed for use with human urine only. Fresh urine specimens should be used, and the urine does not require any special handling or pretreatment.
2. Carefully read the instructions before performing the test. The test is only interpretable if the instructions are carefully respected.
3. Keep out of the reach of children.
4. The test Panel should remain in the sealed pouch until use.
5. Do not use after the expiry date printed on the label and on the protective pouch.
6. Make sure you correctly follow the "time" instructions when carrying out the test and observing the results.
7. After use, all components can be disposed according to local regulations; all specimen should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
8. The test kits should be kept away from direct sunlight, moisture and heat.
9. In case of difficulties in color identification (such as Daltonism), ask for help in test reading.
10. External use only. DO NOT SWALLOW.

MULTI-DROEGE RAPID TEST

DEUTSCH

A rapid self-test for the simultaneous, qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in human urine. The DRUG TEST is a rapid chromatographic immunoassay for the qualitative detection of multiple drugs and drug metabolites in urine. Their permanence in urine and their detectable levels are expressed in the following table:

Test	Nachweisgrenze (ng/mL)	Verweilzeit im Urin
Amphetamin (AMP1000)	1000	4 bis 24 Stunden
Kokain (COC 300)	300	24 bis 48 Stunden
Marijuana	50	3 bis 10 Tage
Methadon (MTD 300)	300	3 bis 5 Tage
Methamphetamine (MET 500)	500	2 bis 10 Tage
Morphin (MOP 300)	300	3 bis 5 Tage

TESTPRINZIPIEN

Dieser Assay liefert nur vorläufige, analytische Testergebnisse. Weitere klinische Erwägungen und eine professionelle Beurteilung müssen bei jedem Probestich herangezogen werden, insbesondere wenn der Test ein vorläufiges positives Ergebnis liefert. Dieser Assay liefert nur vorläufige, analytische Testergebnisse. Weitere klinische Erwägungen und eine professionelle Beurteilung müssen bei jedem Probestich herangezogen werden, insbesondere wenn der Test ein vorläufiges positives Ergebnis liefert. Ein Schnelltest zur gleichzeitigen, qualitativen Erkennung mehrerer Drogen und Drogenstoffwechselprodukte in menschlichem Urin. Die Druggentest ist ein chromatographisches Immunoassay für den qualitativen Nachweis von mehreren Drogen und deren Metaboliten im Urin. Die Verweilzeit im Urin und die Nachweislevels sind in der folgenden Übersichtstabelle angegeben:

PACKUNGSGEHALT

Material für 1 Test

1 Kassette

1 Gebrauchsanweisung

Benötigte, aber nicht mitgelieferte Materialien:

Stoppuhr

Uringablatz

EINSCHRÄNKUNGEN

- 1) Der Test ist ausschließlich für den Gebrauch mit menschlichem Urin bestimmt. Es sollten frische Urinproben verwendet werden und der Urin benötigt keine besondere Handhabung oder Vorbehandlung.
- 2) Vor der Durchführung des Tests aufmerksam die Gebrauchsanweisung lesen. Der Test liefert nur dann zuverlässige Resultate, wenn die Anleitungen genau befolgt werden.
- 3) Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- 4) Die Testkassette sollte bis zum Gebrauch im versiegelten Beutel bleiben.
- 5) Die Testkassette nach dem auf dem Etikett und dem Schutubeutel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- 6) Vergewissern Sie sich, dass die „Zeit“ Anweisungen bei der Durchführung des Tests und beim Ablesen der Resultate genau befolgt werden.
- 7) Die Benutzte Testkassette sollte unter Beachtung der geltenden örtlichen Gesundheitsvorschriften entsorgt werden. Alle Proben sollten als potentiell gesundheitsgefährdend betrachtet werden und sollten wie infektiöses Material behandelt werden.
- 8) Die Test-Kits vor direktem Sonnenlicht, Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- 9) Bei Schwierigkeiten mit dem Farbschauen (wie Farblindheit) ist beim Ablesen des Resultats um Hilfe zu bitten.
10. Nur für die äußerliche Anwendung. NICHT VERSCHLUCKEN.

VORSICHTMASSNAHMEN

FRANÇAIS

TEST RAPIDE MULTIDROGUE

Un auto-test rapide pour la détection simultanée et qualitative de plusieurs drogues et métabolites de drogues dans l'urine humaine. Le test de dépistage de drogues peut également être utilisé par les professionnels de la santé, y compris les professionnels du laboratoire. Le DRUG TEST Panel est un immunoessai chromatographique rapide pour la détection qualitative de plusieurs drogues et métabolites de drogues dans l'urine. Leur permanence dans l'urine et leurs niveaux de détection sont exprimés dans le tableau suivant :

Test	Valeur de seuil (ng/mL)	Permanence dans l'urine
Amphetamine (AMP1000)	1000	4 à 24 heures
Cocaine (COC 300)	300	24 à 48 heures
Marijuana	50	3 à 10 jours
Méthadone (MTD 300)	300	3 à 5 jours
Méthamphetamine (MET 500)	500	2 à 10 jours
Morphine (MOP 300)	300	3 à 5 jours

PRINCIPE DU TEST

Le DRUG TEST Panel est un test rapide de dépistage urinaire qui peut être effectué sans instrument. Ce test utilise des anticorps monoclonaux pour détecter spécifiquement des niveaux élevés de drogues spécifiques dans l'urine. La rapidité et la sensibilité du test permettent de détecter des drogues et leurs produits de dégradation dans l'urine. La vitesse et la sensibilité des techniques immunochromatographiques ont fait d'elles-mêmes les méthodes les plus pertinentes pour le dépistage des drogues d'abus. Le DRUG TEST Panel génère une bande colorée visible avec le conjugué de la drogue-pré-coincubée dans la zone de test de la bandelette réactive spécifique. La présence de drogue à une concentration supérieure à la valeur de seuil assurera tous les points pour la drogue en produisant une bande colorée dans la zone de test de la bandelette en raison de la compétition de la drogue avec la bandelette. En tant que contrôle interne de bon fonctionnement de la procédure, une bande colorée apparaîtra toujours au niveau de la zone témoin, indiquant qu'un volume adéquat d'échantillon a été ajouté et que la fabrication de compétition avec la drogue est assurée et que le contrôle interne de bon fonctionnement de la procédure, une bande colorée apparaîtra toujours au niveau de la zone témoin, indiquant qu'un volume adéquat d'échantillon a été ajouté et que la fabrication de compétition avec la drogue est assurée et que le contrôle interne de bon fonctionnement de la procédure, une bande colorée apparaîtra toujours au niveau de la zone témoin, indiquant qu'un volume adéquat d'échantillon a été ajouté et que la fabrication de compétition avec la drogue, alors qu'un échantillon de l'urine négatif pour la drogue produira une bande dans la zone de test en raison de la présence de la drogue non spécifique dans la zone de test de la bandelette en raison de la compétition de la drogue avec la bandelette. Le DRUG TEST Panel fournira un résultat analytique préliminaire de haute qualité.

RESTRICCTIONS

Matériel fourni

1 Notice d'accompagnement

1 Kit de test

Matériel nécessaire mais non fourni

Minuteur

Cobélet d'urine

1. Le test est conçu uniquement pour une utilisation avec de l'urine humaine. Utilisez des échantillons d'urine fraîche et l'urine ne nécessite aucune manipulation ou prétraitement particulier.
2. Lire attentivement les instructions avant d'effectuer le test. Le test ne peut être interprété que si les instructions sont soigneusement respectées.
3. Conserver hors de portée des enfants.
4. Le kit de test doit rester dans le sachet scellé jusqu'à son utilisation.
5. Ne pas utiliser après la date de péremption imprimée sur l'étiquette et le sachet de protection.
6. Assurer de suivre correctement les instructions de temps lors de l'exécution du test et d'observer les résultats.
7. Après utilisation, tous les composants doivent être éliminés conformément aux réglementations locales; tous les échantillons doivent être considérés comme potentiellement dangereux et manipulés de la même manière qu'un agent infectieux.
8. Les kits de test doivent être tenus à l'écart de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur. Le matériel doit être traité comme matériau contaminé.
9. En cas de difficultés à identifier les couleurs (le daltonisme, par exemple), demandez de l'aide pour la lecture du test.
10. Usage externe uniquement. NE PAS AVALER.

PRECAUTIONS

1. The test is designed for use with human urine only. Fresh urine specimens should be used, and the urine does not require any special handling or pretreatment.
2. Carefully read the instructions before performing the test. The test is only interpretable if the instructions are carefully respected.
3. Keep out of the reach of children.
4. The test Panel should remain in the sealed pouch until use.
5. Do not use after the expiry date printed on the label and on the protective pouch.
6. Make sure you correctly follow the "time" instructions when carrying out the test and observing the results.
7. After use, all components should be disposed according to local regulations; all specimens should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
8. The test kits should be kept away from direct sunlight, moisture and heat.
9. In case of difficulties in color identification (such as Daltonism), ask for help in test reading.
10. External use only. DO NOT SWALLOW.

ITALIANO

TEST RAPIDO MULTIDROGHE

Self-test rapido per la rilevazione immediata e qualitativa di diversi tipi di droghie e metaboliti della drogha in campioni di urina umana. Indicato anche per uso professionale e per risurazioni point-of-care. Il DRUG TEST è un self-test rapido per la determinazione qualitativa di sei tipi di droghie e dei loro metaboliti in campioni di urina umana. La loro permanenza in urina e i livelli rilevabili sono espressi nel seguente tavolo:

Test	Cut-off (ng/mL)	Tempo di permanenza nelle urine dopo il consumo
Anfetamina (AMP1000)	1000	da 4 a 24 ore
Cocaina (COC 300)	300	da 24 a 48 ore
Marijuana	50	da 3 a 10 giorni
Metadone (MTD 300)	300	da 3 a 5 giorni
Metanfetamina (MET 500)	500	da 2 a 10 giorni
Morfina (MOP 300)	300	da 3 a 5 giorni

PRINCIPIO DEL TEST

Il DRUG TEST è un self-test rapido che può essere effettuato senza l'utilizzo di strumentazione. Il test utilizza anticorpi monoclonali per la rilevazione specifica di livelli elevati di droghie specifiche in campioni di urina. La velocità e la sensibilità delle tecniche immunochromatografiche hanno reso queste i principali metodi utilizzati per lo screening dell'abuso di droghie. Durante il test, il campione di urina scorte per azione capillare. Un certo tipo di drogha se presente in una quantità inferiore alla soglia di rilevazione, non saturerà i siti di legame del suo anticorpo specifico. L'anticorpo reagirà quindi con il complesso coniugato droga-proteina e una banda visibile si svilupperà nella regione di test associata al specifico metabolita. La presenza della droga in una quantità superiore a quella che saturerà i siti di legame dell'anticorpo, di conseguenza la banda di test non si svilupperà. Un campione di urina positivo per una specifica drogha non genererà una banda colorata nella regione di test. Una banda colorata generata da una drogha negativa genera una banda colorata nella regione di test proprio a causa dell'assenza di competizione tra droghie, mentre un campione di urina negativa genera una banda colorata nella regione di test proprio a causa della presenza di competizione con la drogha. Un risultato positivo non indica necessariamente un'intossicazione o un'elevata concentrazione nelle urine. Un risultato negativo non indica necessariamente che le droghie non siano presenti nelle urine. Questo test non è in grado di distinguere tra droghie di consumo e alcuni medicinali simili.

CONTENUTO DEL KIT

Materiali forniti

1 Cassetta di test

1 Istruzioni per l'uso

Materiali necessari ma non forniti

Cronometro

Concettore per la raccolta delle urine

1. Il test è indicato per essere effettuato con campioni di urina umana. Devono essere utilizzati campioni freschi di urina, che non devono essere sottoposti a trattamenti speciali.
2. Leggere attentamente le istruzioni prima di effettuare il test. Il test è interpretabile solo se le istruzioni sono accuratamente rispettate.
3. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
4. Il test deve rimanere nella bustina sigillata fino al momento dell'utilizzo.
5. Non utilizzare oltre la data di scadenza.
6. Assicurarsi di seguire correttamente le indicazioni di "tempo" sia durante l'esecuzione del test sia per l'interpretazione del risultato.
7. Dopo l'uso, tutti i componenti del kit devono essere smaltiti secondo le regole locali di smaltimento; tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente rischiosi e gestiti come agenti infettivi.
8. Tenere il test lontano da fonti di luce diretta, umidità e calore.
9. In caso di difficoltà nell'interpretazione dei risultati (ad esempio per Daltonismo), chiedere aiuto.
10. Per uso esterno. NON INGERIRE.

PRECAUTIONI

1. The assay is designed for use with human urine only. Fresh urine specimens should be used, and the urine does not require any special handling or pretreatment.
2. Carefully read the instructions before performing the test. The test is only interpretable if the instructions are carefully respected.
3. Keep out of the reach of children.
4. The test Panel should remain in the sealed pouch until use.
5. Do not use after the expiry date printed on the label and on the protective pouch.
6. Make sure you correctly follow the "time" instructions when carrying out the test and observing the results.
7. After use, all components can be disposed according to local regulations; all specimen should be considered potentially hazardous and handled in the same manner as an infectious agent.
8. The test kits should be kept away from direct sunlight, moisture and heat.
9. In case of difficulties in color identification (such as Daltonism), ask for help in test reading.
10. External use only. DO NOT SWALLOW.

Registered trademarks.

REF 19806

19806_IFU_11_1.4 06/2022

Test your health

PRIMA LAB SA
Via Antonio Monti 7
CH-6828 Balerna - SWITZERLAND
+41 91 61 605 1030
support@primalabsa.ch
primalabsa.ch

LEGAL MANUFACTURER
Hersteller
Fabricant
Fabbricante

DO NOT REUSE
Nicht wiederverwenden
Ne pas réutiliser
Non utilizzare

REF List number
Katalognummer
Code produit
Codice prodotto

LOT Lot number
Chargenbezeichnung
Code du lot
Lotto Prodotto

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung
Consulter le mode d'emploi
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso

EXPIRY DATE (LAST DAY OF THE MONTH)
Verwendbar bis (letzter Tag des Monat)
Utiliser jusqu'au (dernier jour du mois)
Utilizzare entro (ultimo giorno del mese)

TEMPERATURE LIMITS
Temperaturbegrenzung
Limites de température
Limiti di temperatura


SPECIMEN HANDLING AND STORAGE

The urine specimen should be collected in a clean and dry container. Urine collected at any time of the day may be used. Urine specimens exhibiting visible precipitates should be centrifuged, filtered, or allowed to settle to obtain a clear specimen for testing...

TEST PROCEDURE

Allow the test and the urine specimen, and/or controls to reach room temperature (15–30 °C) before testing.

- 1) Bring the pouch to room temperature before opening it. Remove the test panel from the sealed pouch and use it within one hour. 2) Remove the cap. 3) With the arrow pointing toward the urine specimen, immerse the test panel vertically in the urine specimen for at least 10 to 15 seconds...



RESULTS INTERPRETATION

RESULT SHOULD BE READ AT 5 MINUTES. DO NOT INTERPRET THE RESULT AFTER 10 MINUTES. The shade of the colored lines(s) in the Test region (T) may vary.

The result should be considered negative whenever there is even a faint line. Please refer to the illustration



NEGATIVE

A colored line appears in the Control region (C) and no line appears in the Test region (T). This negative result means that the concentrations in the urine sample are below the designated cut-off levels for a particular drug tested.



POSITIVE

A colored line appears in the Control region (C) and NO line appears in the Test region (T). The positive result means that the drug concentration in the urine sample is greater than the designated cut-off for a specific drug.



NON VALID

No line appears in the Control region (C). Insufficient specimen volume or incorrect procedural techniques are the most likely reasons for Control line failure. Read the directions again and repeat the test with a new test card. If the result is still invalid, contact your manufacturer.



Amphetamine (AMP) Amphetamine is a potent central nervous system (CNS) stimulant that is used in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), narcolepsy, and obesity but it is also available on the illicit market. Amphetamines are chemically related to the human body's natural catecholamines: epinephrine and norepinephrine.

Cocaine (COC) Cocaine is a potent central nervous system stimulant and a local anesthetic. Initially, it brings about extreme energy and restlessness while gradually resulting in tremors, over-sensitivity and spasms.

Marijuana (THC) THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) is the primary active ingredient in cannabis (marijuana). When smoked or orally administered, THC produces euphoric effects. Users have impaired short-term memory and slowed learning.

Methadone (MTD) Methadone is a narcotic analgesic prescribed for the management of moderate to severe pain and for the treatment of opiate dependence (Heroin, Vicodin, Percocet, Morphine). The pharmacology of oral methadone is very different from IV methadone.

Methamphetamine (MET) Methamphetamine is an addictive stimulant drug that strongly activates certain systems in the brain. Methamphetamine is closely related chemically to amphetamine, but the central nervous system effects of methamphetamine are greater.

Morphine (MOP) Opiate refers to any drug that is derived from the opium poppy, including the natural products, morphine and codeine, and the semi-synthetic drugs such as heroin. Opioid is more general, referring to any drug that acts on the opioid receptor.

The effects of Methamphetamine generally last 2-4 hours and the drug have a half-life of 9-24 hours in the body. Methamphetamine is excreted in the urine primarily as Amphetamine, and oxidized and deaminated derivatives.


URINPROBE UND LAGERUNG DER PROBEN

Die Urinprobe muss in sauberen und trockenen Probengefäßen gesammelt werden. Es kann zu jeglicher Tageszeit gesammelter Urin verwendet werden. Urinproben, die Präzipitate aufweisen, sollten zentrifugiert, gefiltert und stehen gelassen werden, um eine klare Probe für die Testdurchführung zu erhalten.

TESTDURCHFÜHRUNG

Testkassette, Urinprobe und/oder Kontrolllösungen vor Testbeginn Raumtemperatur (15 – 30 °C) erreichen lassen.

- 1) Bringen Sie den Folienbeutel auf Raumtemperatur, bevor Sie diesen öffnen. Entnehmen Sie die Testkassette aus dem versiegelten Folienbeutel und verwenden Sie den Test innerhalb einer Stunde. 2) Entfernen Sie die Verschlusskappe. 3) Tauchen Sie die Testkassette mit in Richtung der Urinprobe weisendem Pfeil für mindestens 10 bis 15 Sekunden senkrecht in die Urinprobe.



INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

DAS TESTERGEBNIS SOLLTE NACH 5 MINUTEN ABGELESEN WERDEN. LESEN SIE DIE ERGEBNISSE NICHT NACH MEHR ALS 10 MINUTEN AB. Die Intensität der gefärbten Linie/n in der Testregion (T) kann variieren.

Auch eine schwache Linie sollte als negatives Ergebnis betrachtet werden. Achten Sie bitte auf die Abbildung.



NEGATIV

Eine gefärbte Linie erscheint in der Kontrollregion (C) und gefärbte Linien erscheinen in der Testregion (T). Das negative Ergebnis bedeutet, dass die Konzentration der getesteten Droge unter der nachweisbaren Grenze liegt.



POSITIV

Eine gefärbte Linie erscheint in der Kontrollregion (C) und KEINE Linie erscheint in der Testregion (T). Das positive Ergebnis bedeutet, dass die Konzentration der getesteten Droge über der nachweisbaren Grenze der spezifischen Droge liegt.



UNGÜLTIG

Es erscheint keine Linie in der Kontrollregion (C). Unzureichendes Probenvolumen oder inkorrekte Verfahrenstechnik sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kontrolllinie.



Amphetamin (AMP) Amphetamin ist ein potentes Stimulus des zentralen Nervensystems (ZNS) und wird zur Behandlung von Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Narcolepsie und Übergewicht verwendet, ist aber auch illegal erhältlich.

Kokain (COC) Kokain ist ein wirksames Stimulus des Zentralen Nervensystems und ein lokales Betäubungsmittel. Zu Beginn tritt eine extreme Energie und Ruhelosigkeit auf, die übergeht zu Symptomen wie Zittern, Überempfindlichkeit und Krämpfe.

Marihuana (THC) THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) ist der Hauptwirkstoff in Cannabis (Marihuana). Wenn es geracht oder oral eingenommen wird, entsteht ein euphorisches Gefühl.

Methadon (MTD) Methadon ist ein Narkoanalgetikum, das zur Behandlung mittelstarker bis starker Schmerzen und zur Behandlung von Opiatabhängigkeit (Heroin, Vicodin, Percocet, Morphin) verordnet wird.

Methamphetamin (MET) Methamphetamin ist eine abhängig machende stimulierende Droge, die bestimmte Systeme im Gehirn stark aktiviert. Methamphetamin ist chemisch eng verwandt mit Amphetamin, aber die Auswirkungen von Methamphetamin auf das zentrale Nervensystem sind größer.

Morphin (MOP) Als Opiat wird jede Droge bezeichnet, die aus dem Schlafmohn gewonnen wird, einschließlich der natürlichen Produkte Morphin und Codein sowie der halbsynthetischen Droge Heroin.

The effects of Amphetamine generally last 2-4 hours and the drug have a half-life of 9-24 hours in the body. Amphetamine is excreted in the urine primarily as Amphetamine, and oxidized and deaminated derivatives.


TEST D'URINE AVEC STOCKAGE DES ÉCHANTILLONS

L'échantillon d'urine doit être recueilli dans un récipient propre et sec. Il est possible d'utiliser l'urine recueillie à tout moment de la journée. Les échantillons d'urine présentant des précipités visibles doivent être centrifugés, filtrés ou laissés à sédimenter pour obtenir un échantillon limpide à tester.

PROCÉDURE DU TEST

Laisser le kit de test et l'échantillon d'urine et/ou les témoins revenir à température ambiante (15–30 °C) avant de réaliser le test.

- 1) Ramener le sachet à température ambiante avant de l'ouvrir. Retirer le kit de test du sachet scellé et l'utiliser dans l'heure qui suit. 2) Retirer le capuchon. 3) Avec la flèche pointant vers l'échantillon d'urine, immerger le kit de test verticalement dans l'échantillon urinaire pendant au moins 10 à 15 secondes...



INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

LIRE LE RÉSULTAT DE LA BANDELETTE APRÈS 5 MINUTES. NE PAS INTERPRÉTER LE RÉSULTAT APRÈS 10 MINUTES. La nuance des bandes colorées dans la région de test (T) peut varier.

Le résultat doit être considéré comme négatif même lorsqu'une bande est pâle. Se référer à l'illustration.



NÉGATIF

Une bande colorée apparaît dans la zone témoin (C) et des bandes colorées apparaissent dans la zone de test (T). Ce résultat négatif indique que les concentrations dans l'échantillon d'urine sont inférieures aux valeurs de seuil définies pour une drogue spécifique testée.



POSITIF

Une bande colorée apparaît dans la zone témoin (C) et AUCUNE bande n'apparaît dans la zone de test (T). Ce résultat positif indique que la concentration de drogue dans l'échantillon d'urine est supérieure à la valeur de seuil définie pour une drogue spécifique.



NON VALIDE

Aucune ligne n'apparaît dans la zone témoin (C). Un volume d'échantillon insuffisant ou des techniques de procédure incorrectes sont les raisons les plus probables pour expliquer la non-apparition de la bande témoin.



Amphetamine (AMP) L'amphétamine est un puissant stimulant du système nerveux central (SNC) utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), de la narcolepsie et de l'obésité, mais il est aussi disponible sur le marché illicite.

Cocaïne (COC) La cocaïne est un puissant stimulant du système nerveux central et un anesthésique local. Initialement, elle entraîne une énergie et une agitation extrêmes tout en provoquant progressivement des tremblements, une hypersensibilité et des spasmes.

Marijuana (THC) Le THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) est le principal ingrédient actif du cannabis (marijuana). Fumé ou administré par voie orale, le THC produit des effets euphoriques.

Méthadone (MTD) La méthadone est un analgésique narcotique prescrit pour la gestion de la douleur modérée à sévère et pour le traitement de la dépendance aux opiacés (héroïne, Vicodin, Percocet, morphine).

Méthamphétamine (MET) La méthamphétamine est une drogue stimulante addictive qui active fortement certains systèmes dans le cerveau. La méthamphétamine est étroitement liée chimiquement à l'amphétamine, mais les effets de la méthamphétamine sur le système nerveux central sont plus importants.

Morphine (MOP) L'opiacé fait référence aux drogues dérivées du pavot à opium, y compris les produits naturels, la morphine et la codéine, et aux drogues semi-synthétiques telles que l'héroïne.

The effects of Amphetamine generally last 2-4 hours and the drug have a half-life of 9-24 hours in the body. Amphetamine is excreted in the urine primarily as Amphetamine, and oxidized and deaminated derivatives.


RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

Il campione di urina deve essere raccolto in un contenitore pulito ed asciutto. Si può utilizzare urina raccolta in qualsiasi momento della giornata. Campioni di urina con visibili particelle sospese dovrebbero essere centrifugati, filtrati o lasciati stabilizzarsi in modo da ottenere un campione limpido.

PROCEDURA DEL TEST

Lasciar raggiungere al campione e/o ai controlli la temperatura ambiente (15–30 °C) prima di effettuare il test.

- 1) Portare la bustina di alluminio a temperatura ambiente prima di aprirla. Estrarre la cassetta del test dalla bustina e utilizzarla entro un'ora. 2) Rimuovere il tappo della cassetta di test. 3) Afferrando la cassetta del test con le frecce inferiori in direzione del campione di urina, immergere la cassetta tenendola verticale nel campione di urina per almeno 10 secondi, fino a 15. Immergere gli stick al massimo fino alle linee ondulate, senza mai oltrepassare le frecce stampate sulla cassetta.



INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

LEGGERE I RISULTATI DOPO 5 MINUTI. NON INTERPRETARE I RISULTATI DOPO 10 MINUTI. L'intensità delle bande nella regione di Test può variare. Il risultato deve essere considerato positivo indipendentemente dall'intensità della banda di Test.

Riferirsi all'illustrazione.



NEGATIVO

Appaiono due bande colorate, una nella regione di controllo (C) e una nella regione di test (T). Questo risultato indica che la concentrazione delle drogue analizzate è inferiore ai livelli di soglia stabiliti.



POSITIVO

Una banda colorata si sviluppa nella regione di Controllo (C) e nessuna banda appare nella regione di Test (T). Un risultato positivo indica che la concentrazione delle drogue nelle urine è superiore ai livelli di soglia stabiliti.



INVALIDO

Non appare nessuna linea nella regione di Controllo (C). Un volume insufficiente di campione o una procedura non corretta sono i principali motivi alla base di un risultato invalido.



Amfetamina (AMP) L'amfetamina è un potente stimolante del sistema nervoso centrale (CNS) utilizzato nel trattamento del disturbo di iperattività da deficit di attenzione (ADHD), narcolessia e obesità, ma è anche disponibile nel mercato illegale.

Cocaína (COC) La Cocaína è un potente stimolante del sistema nervoso centrale e un anestetico locale. In un primo momento porta una sensazione di elevata energia e iperattività, che gradualmente porta a tremori, ipersensibilità e spasmi.

Marihuana (THC) Il THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) è il principale componente attivo della Cannabis (Marijuana). Viene fumato o assunto per via orale, il THC produce euforia.

Métadone (MTD) Il Metadone è un narcotico analgesico prescritto per il trattamento del dolore da moderato ad acuto e per la cura della dipendenza da oppiacei (Eroina, Vicodina, Percocet, Morfina).

Métamfetamina (MET) La metanfetamina è una droga addiziva stimolante che attiva fortemente certe aree del cervello. La Metanfetamina è chimicamente molto simile all'Amfetamina, ma produce effetti più pesanti sul sistema nervoso centrale.

Morfina (MOP) Il termine «Oppiacei» si riferisce ad ogni tipo di droga che deriva dal papavero, inclusi i derivati naturali (morfina e codina) e quelli semisintetici, come l'eroina.

The effects of Amphetamine generally last 2-4 hours and the drug have a half-life of 9-24 hours in the body. Amphetamine is excreted in the urine primarily as Amphetamine, and oxidized and deaminated derivatives.