

**DURONIC**  
Creative Consumer Products



## BS201 - Bathroom Scales

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



**Contents**

<b>English Manual</b>	<b>5</b>
<b>Manuel d'utilisation en Français</b>	<b>13</b>
<b>Gebrauchsanleitung auf Deutsch</b>	<b>21</b>
<b>Manual de Instrucciones en Español</b>	<b>29</b>
<b>Manuale D'istruzioni In Italiano</b>	<b>37</b>



**English Manual**

## Specification

1. Capacity: 180kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Units: kg / lb / st: lb
3. Unit Conversion: Unit conversion button
4. Division: 0.1kg / 0.2lb/1 lb
5. Power: 3V (2 x battery AAA 1.5V)
6. Step-on
7. Auto switch-off function
8. User profile No: 8 persons (P1-P8)
9. Main feature: Current weight compare with last weight
10. Automatic identification function
11. Automatic identification range: 2kg (weight is below 100kg), 3kg (weight is above 100kg)
12. Full display when power is on:




## Install Or Replace The Battery

This appliance works with 2 x 1.5V AAA batteries. To install batteries, remove the cover of the battery housing on the bottom of the scale, install the battery in under correct positive and negative plate and then slide the cover back on. The scale will then be ready for use.




## Unit Conversion

Press the UNIT button on the back of the scale to select unit of measurement. The default unit is Kg. Key: kg=kilogram, lb=pound, st =stone



## First Weighing


When using the scale for the first time, place the scale on flat, even and stable ground/surface. Please avoid uneven and carpeted surfaces. Once the user steps on to the scale, the weight will calculate and then be displayed in blue, this will indicate the weight has been recorded.



**NOTE:** For the first use, an individual's current weight will be displayed and then recorded as a user.

## Weight & Comparison


A) When a user's current weight is less than the last recorded weight, the display will be shown in green to indicate weight loss.



B) When a user's current weight is the same as the last recorded weight, the display will be shown in blue.



C) When a user's current weight is greater than their last recorded weight, a red light will display. It will also indicate the exact difference in weight between the last recorded weight and the current weight.



## Automatic Identification Function

The automatic identification range functions as follow: if the weight is below 100 kg, the device will identify any weight difference of up to 2kg. If the weight is above 100kg, the device will identify any weight difference of up to 3kg. Automatic identification allows an individual to be recognized automatically within a 2kg weight range. For example if P1 is set to 50kg and an individual weighing 50-52kg steps on to the scale, the user will automatically be recognized as P1. However, if an individual weighs 52.1kg, a new user profile will be created.

## Delete User Profile

If you want to remove all user weight profiles, press and hold the UNIT key on the bottom, until it displays the symbol 'dEL' on the screen, this means all current user profiles have been deleted.




## Error Indication

A) Overload indication:

If the "Err" symbol appears on the LCD screen, it means that the maximum weight accepted by your scale is exceeded. Please remove the object from the platform to prevent any damage to the scale.

B) Low battery indication

If the "LO" symbol is displayed on the LCD screen, it means that the battery of your scale is low and should be replaced soon. Please dispose of the old batteries in an environmentally friendly way



## Reminder & Tips

1. Please ensure before use that the scale is on a flat, even and stable surface.
2. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
3. This scale is not waterproof, therefore should not be exposed to moisture or submerged under water.
4. Clean the scale with a slightly damp cloth. Do not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
5. Please remove the batteries if the scale is not to be used for a long period of time.
6. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
7. Children should be supervised to ensure that they do not cause any harm to themselves or the appliance.
8. Before you use the scales for the first time, please carefully unpack the appliance and remove all packaging material. Keep the material (plastic bag and cardboard) out of reach of children. Remove the batteries from the protective packaging and insert with the correct polarity.
9. Self-calibration: When using the scales for the first time, or when changing its position or location, the scale should be restarted twice and must be free of any objects and materials to enable accurate measurements. The scales must be placed on a flat, even surface for the calibration to be successful.

# Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company. Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



This product is fitted with BS:1363 plug and fuse  
Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



#### Information on waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

## Follow Us



[duronicon.com](http://duronicon.com)



[duronicon](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duroniconmedia](https://www.instagram.com/duroniconmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duroniconmedia](https://twitter.com/duroniconmedia)



**Manuel d'utilisation en français**

## Spécifications

1. Capacité maximum: 180 kg / 397 lb / 28 st: 5lb
2. Unités: kg / lb / st: lb
3. Touche de changement d'unités de mesure
4. Précision : 0.1kg / 0.2lb/1 lb
5. Alimentation: 2 piles AAA - 1.5V / total 3V
6. Démarrage automatique dès qu'un poids est détecté
7. Extinction automatique
8. Nombres d'utilisateurs: 8 personnes - (P1-P8)
9. Fonction principale: compare le poids actuel au poids précédent
10. Automatic identification function
11. Fonctionnement de l'identification automatique: 2 kg si le poids est inférieur à 100 kg, 3 kg si le poids est supérieur à 100 kg
12. Allumage de l'affichage dès démarrage de la balance




## Installation et remplacement des piles

Ce produit fonctionne avec deux piles AAA de 1.5 V. Pour installer de nouvelles piles, enlevez le couvercle de la batterie placée au dos du pèse-personne puis placez les nouvelles piles en respectant la polarité correspondante. La balance sera alors prête à l'utilisation.




## Conversion de l'unité

Pressez la touche UNIT située au dos de la balance pour sélectionner l'unité de mesure. L'unité par défaut est le kilogramme (kg), la livre (lb), les stones (st).



## Première pesée


Lorsque vous utilisez le pèse-personne pour la première fois, placez l'unité sur une surface plate et stable. Evitez les surfaces instables, les sols mous et les tapis. Lorsque l'utilisateur monte sur la balance, le poids se calculera et s'affichera en bleu. Ceci indiquera que le poids a été enregistré.



Note : le poids de l'utilisateur s'enregistrera lors de la première utilisation.

## Poids et comparaison


- A) Lorsque le poids d'un utilisateur est inférieur au dernier poids connu, l'affichage affichera une couleur verte pour indiquer une perte de poids.



- B) Lorsque le poids d'un utilisateur est similaire au dernier poids connu, l'affichage affichera une couleur bleue.



- C) Lorsque le poids d'un utilisateur est supérieur au dernier poids connu, l'affichage indiquera le poids avec une couleur rouge pour indiquer une prise de poids. La différence entre les deux poids s'affichera également.



## Identification automatique

L'identification automatique fonctionne de la manière suivante: si le poids est inférieur à 100 kg, l'appareil identifiera les différences de poids à hauteur de 2 kg; si le poids est supérieur à 100 kg, l'appareil identifiera les différences de poids à hauteur de 3 kg.

La fonction d'identification automatique permet de reconnaître les différents utilisateurs en fonction de leur poids (différence 2 kg). Si l'utilisateur P1 est paramétré à 50 kg et qu'un individu pesant 50-52 kg monte sur la balance, celui-ci sera directement reconnu comme l'utilisateur P1. Si toutefois l'individu pèse 52.1 kg, un nouveau profil sera créé.

## Suppression d'un profil

Si vous souhaitez supprimer les profils enregistrés, maintenez la touche « UNIT » pressée jusqu'à ce que le message « DEL » s'affiche sur l'écran. Ceci confirme que tous les profils ont été supprimés.



## Messages d'information

A) Indicateur de surcharge:

La différence entre le poids idéal et le poids actuel est trop élevée.

B) Indicateur de faible batterie:

orsque "Lo" s'affiche, la balance s'éteindra après quelques secondes. Veuillez changer les piles.



## Rappels et astuces

1. Assurez-vous que le pèse-personne soit placé sur une surface plate et dure. Evitez de le placer sur une surface molle ou sur un tapis.
2. La surface du pèse-personne sera glissante si humide. Assurez-vous que la surface et vos pieds soient secs avant d'utiliser ce produit.
3. Ce pèse-personne n'est pas imperméable. N'exposez pas ce produit à l'humidité.
4. Nettoyez le pèse-personne avec un tissu sec et doux. N'utilisez pas de détergents ou de produits abrasifs pour nettoyer ce produit.
5. Veuillez enlever les piles du pèse-personne s'il n'est pas utilisé durant une période prolongée.
6. Ce produit est prévu pour un usage domestique uniquement.
7. Les enfants doivent rester sous supervision lorsqu'ils utilisent ce produit afin d'éviter qu'ils ne jouent avec ce produit.
8. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez suivre les recommandations suivantes:  
Enlevez l'emballage et toutes les pièces protectrices du produit. Gardez le matériel hors de portée des enfants. Enlevez les piles de leur emballage puis insérez-les en respectant la polarité.
9. Calibration automatique : lorsque vous utilisez la balance pour la première fois ou lorsque vous changez sa position, l'unité doit être redémarrée deux fois sans aucun poids afin de permettre au pèse-personne de se calibrer. La balance doit être placée sur une surface plate et stable afin que la calibration soit précise.

# Garantie

## Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originale d'achat. Si ce produit était endommagé en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé

au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions :

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Ce produit est fourni avec une prise européenne  
Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez prendre tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

Suivez-nous sur



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



**Gebrauchsanleitung auf Deutsch**

## Eigenschaften

1. Kapazität: 180kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Einheiten: kg / lb / st: lb
3. Einheitsumwandlung mit der Einheitstaste
4. Genauigkeit: 0.1kg / 0.2lb/1 lb
5. Leistung: 3V (2 x Batterie AAA 1.5V)
6. Step-on
7. Automatische Ausschaltfunktion
8. Benutzerprofile für bis zu 8 Personen
9. Hauptfunktion: Vergleich des aktuellen Gewichts mit dem vorherigen.
10. Automatische Identifikationsfunktion
11. Automatische Identifikationsbereich: 2kg (Gewicht ist unter 100kg),  
3kg (Gewicht ist über 100kg)
12. Beim Einschalten wird das komplette Display erscheinen:



## Installieren oder Ersetzen der Batterie


Diese Waage funktioniert mit 2x 1.5V AAA Batterien. Entfernen Sie den Deckel vom Batteriefach auf der Unterseite der Waage. Setzen Sie die Batterie unter Berücksichtigung der Pole in das Gerät und schließen Sie den Deckel. Die Waage ist nun anwendungsbereit.



## Gewichtsumwandlung

Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit durch ein Drücken der 'Unit'-Taste (z.dt. Einheit) auf der Unterseite. Die Standardeinstellung ist Kilogram. Weitere Einheiten sind Pfund (lb) und Stone (st).

Drücken



## Bei der ersten Benutzung


Platzieren Sie die Waage auf einem flachen, ebenen und stabilen Boden. Vermeiden Sie unebenen Boden (z.B. unterschiedlich hohe Fliesen) und Teppich. Sobald Sie sich auf die Waage begeben wird Ihr Gewicht berechnet und in blauen Ziffern angezeigt und das Ergebnis gleichzeitig gespeichert.




Hinweis: Bei der ersten Benutzung wird das Gewicht gespeichert und als Benutzer festgelegt.

## Wiegen & Vergleichen


- A) Wenn das Messergebnis kleiner ist als das vorherige aufgezeichnete Gewicht wird es in grün angezeigt, um auf den Gewichtsverlust hinzuweisen.



- B) Wenn das Messergebnis des Anwenders gleich geblieben ist wird es in blau angezeigt.



- C) Wann das aktuelle Gewicht vom Anwender höher ist als beim letzten Mal, wird es in rot angezeigt und die Differenz angezeigt.



## Automatische Identifikationsfunktion

Die automatische Identifikation funktioniert wie folgt: Wenn das Gewicht unter 100kg ist, wird das Gerät jegliche Differenz bis zu 2kg erkennen. Ist das Gewicht über 100kg, wird das Gerät bis zu 3 kg Differenz erkennen. Durch die Identifikationsfunktion wird der Benutzer wiedererkannt. Der Spielraum beträgt hier bis zu 2kg Unterschied. Zum Beispiel, wenn das P1 Profil auf 50kg gespeichert ist und jemand benutzt die Waage der zwischen 50-52kg ist, wird dieser als P1 erkannt. Ist die Person jedoch 52,1kg, wird ein neues Profil erstellt und als P2 gespeichert.

## Benutzerprofil löschen

Wenn Sie alle Profile löschen möchten, halten Sie die „Unit“ Taste auf der Rückseite der Waage gedrückt, bis 'dEL' (delete, z.Dt. Löschen) erscheint. Dies bedeutet, dass alle vorhandenen Profile gelöscht wurden.

Drücken



## Fehlermeldung

### A) Überlastungsanzeige

Die Anzeige 'Err' (für Error, z.Dt. Fehler) zeigt an, dass das zulässige Maximalgewicht erreicht wurde. Bitte entfernen Sie jegliches Gewicht von der Waage, um einen Schaden zu vermeiden.

### B) Batterieanzeige

Die Anzeige 'Lo' (low, z.Dt. schwach) weist Sie darauf hin, dass die Batterien fast leer sind. Ersetzen Sie die Batterien und entsorgen Sie diese umweltgerecht.



## Hinweise und Tipps

1. Bitte gehen Sie sicher, dass die Waage auf einer stabilen und flachen Oberfläche steht.
2. Die Oberfläche der Waage wird rutschig, wenn sie nass ist. Nutzen Sie sie ausschließlich mit trockenen Füßen.
3. Diese Waage ist nicht wasserfest. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser.
4. Benutzen Sie für die Reinigung ein Tuch und vermeiden Sie Chemikalien.
5. Bitte entfernen Sie die Batterie, wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet.
7. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
8. Bevor Sie die Waage benutzen, entfernen Sie vorsichtig die Verpackung. Halten Sie die Verpackung fern von Kindern. Setzen Sie die Batterie korrekt ein.
9. Bei der ersten Verwendung der Waage oder beim Wechsel des Ortes muss die Waage zweimal neu gestartet werden.

# Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

**HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT**

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt wird mit dem Kaufnachweis zurückgegeben.
2. Das Produkt wird stets unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt.
3. Es wird ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfaltung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss. Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

## Follow Us



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



**Manual De Instrucciones En Español**


## Especificaciones

1. Capacidad: 180kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Unidades de peso: kg / lb / st: lb
3. Conversión de unidades: Botón unidad de conversión
4. Graduación: 0.1kg / 0.2lb/1 lb
5. Potencia: 3V (2 baterías AAA 1.5V)
6. Peso al pesarse
7. Función auto apaga
8. Número de perfiles: 8 Personas (P1-P8)
9. Característica principal: compara el peso actual con el último peso
10. Función de identificación automática
11. Rango de identificación automática: 2kg (el peso está por debajo de 100kg),  
3kg (el peso es superior a 100kg)
12. Pantalla completa cuando está encendido




## Instalación o cambio de baterías

Este aparato báscula con 2 pilas AAA de x1.5V. Para instalar las baterías, quite la tapa del compartimento de la batería en la parte inferior, instale las baterías correctamente en placa positiva y negativa y luego deslice la tapa. La báscula entonces estará lista para su uso.




## Conversión de unidades

Presione UNIT, situado en la parte trasera de la báscula para cambiar unidad de peso. La Unidad predeterminada es kg=kilogramos, lb=libras, st =stone



## Primer Peso


Cuando utilice la báscula por primera vez, coloque la báscula sobre una superficie dura e estable. Por favor evitar superficies irregulares y moquetas. Una vez que el usuario suba a la báscula el peso se calculará y entonces se mostrará en azul, esto indicará que el peso se ha registrado.



NOTA: Para la primera vez que se utiliza, el peso actual mostrará y será registrado como un nuevo usuario.

## Peso y comparación


- A) Cuando el peso es menos del peso que fue registrada la última vez, el peso mostrara en color verde indicando que ha perdido peso.



- B) Cuando el peso es igual al peso que fue registrada la última vez, el peso mostrara en color azul.



- C) Cuando el peso es mayor del peso que fue registrada la última vez, el peso mostrara en color rojo indicando la diferencia entre el peso anterior con el peso actual.



## Función de identificación automática

El rango de la identificación automática funciona de la siguiente manera: Si el peso está por debajo de 100 kg, el dispositivo identificará cualquier diferencia de peso de hasta 2kg. Si el peso es superior a 100kg, el dispositivo identificar cualquier diferencia de peso de hasta 3kg.

Esta función permite al usuario ser reconocido automáticamente dentro de un rango de peso de 2kg. Por ejemplo, si P1 pesa 50Kg y el peso del usuario esta entre 50-52kg, la báscula reconocerá automáticamente como P1. Sin embargo, si un individuo pesa 52.1 kg, se creará un nuevo perfil de usuario.

## Borrar perfiles

Si desea eliminar todos los perfiles de los usuario, mantenga oprimiendo la tecla de la unidad en la parte inferior, hasta que aparezca el símbolo 'dEL' en la pantalla, esto significa que todos los perfiles de usuarios han sido borrados.



## Indicación de Error

A) Indicación sobrecarga

Si el símbolo "Err" aparece en la pantalla LCD, significa que el peso máximo ha sobrepasado. Por favor bájese de la báscula para prevenir cualquier daño a la báscula.

B) Indicación de batería baja.

Si el símbolo "LO" aparece en la pantalla LCD, significa que las baterías están bajas y deben ser reemplazadas. Asegúrese de desecharse de la mejor manera posible.



## Recordatorio y consejos

1. Asegúrese de que la escala es en una superficie plana, uniforme y firme.
2. La superficie de la báscula será resbaloso si esta mojado. Por favor, asegúrese de que el vidrio y los pies estén secos antes de usar.
3. Esta báscula no es resistente al agua. No exponga a la humedad.
4. Limpie la báscula con una tela ligeramente húmeda. No use ningún reactivo de limpieza químico/abrasivo para limpiar la báscula.
5. Por favor remueva las baterías, si la báscula esta siendo usada durante un período largo.
6. El aparato está destinado únicamente a uso doméstico dentro del hogar.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Antes de usar el aparato por primera vez, realice lo siguiente:  
Desembale con cuidado el aparato y retire todo el material de embalaje. Mantener el material (bolsa de plástico y cartón) fuera del alcance de los niños. Inserte las baterías que estan dentro del embalaje de protección y asegúrese de queear la polaridad correcta.
9. Calibración Automática: Cuando se utilice la báscula por primera vez o al cambiar su posición o ubicación, la báscula debe ser reiniciada dos veces y debe estar libre de objetos y materiales para permitir mediciones precisas. La báscula debe colocarse en una superficie plana, uniforme para que la calibración tenga éxito.

# Garantía

Garantía de servicio después de venta

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Este exprimidor dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido. El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarlo según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable ah llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Este producto esta equipado con enchufe/fusible Europeo  
Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos y electrónicos:

Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como equipos residuos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Cualquier producto marcado (RAEE) no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos (RAEE) y llévelo al sitio de residuos de su Autoridad Local, donde será aceptado de forma gratuita.

Si los clientes desechan los residuos eléctricos y electrónicos correctamente, ayudar a ahorrar valiosos recursos y prevenir los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos

## SIGANOS



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)



**Manuale D'istruzioni In Italiano**


## Caratteristiche

1. Portata massima: 180kg / 397lb / 28st: 5lb
2. Unità di misura: kg / lb / st: lb
3. Conversione unità: Tasto conversione unità
4. Precisione: 0.1kg / 0.2lb/1 lb
5. Alimentazione: 3V (2 x Pile AAA 1.5V)
6. Accensione automatica con rilevamento peso
7. Funzione spegnimento automatico
8. Numero massimo di utenti: 8 Utenti (P1-P8)
9. Caratteristica principale: Confronto tra il peso rilevato e l'ultima misurazione
10. Funzione di identificazione automatica
11. Intervallo di identificazione automatica:
  - 2kg (il peso è inferiore a 100kg)
  - 3kg (il peso è superiore a 100kg)
12. Display visualizzato quando accesa:




## Inserire o cambiare le pile

Questo apparecchio è alimentato da 2 pile tipo AAA 1.5V. Per inserire le pile, rimuovere il coperchio del vano pile sotto la bilancia, inserire le pile facendo attenzione ad inserire correttamente i poli e riposizionare il coperchio per chiudere il vano pile. Ora la vostra bilancia è pronta all'uso.




## Conversione dell'unità di misura

Premere il pulsante UNIT posizionato sul retro della bilancia per cambiare unità di misura (kg/lb/st). L'unità di default è in kg, kg=Chilogrammi, lb=Libbre, st=Pietre



## Prima misurazione


Quando si utilizza la bilancia per la prima volta, posizionare la bilancia su di una superficie solida e piatta. Si prega di non posizionarsi sopra superfici tappezzate. Una volta che si sale sulla pedana, il peso verrà rilevato e mostrato in colore blu; ciò significa che il peso è stato memorizzato.



NB: Per il primo utilizzo, verrà visualizzato il peso rilevato e quindi salvato come utente.

## Misurazione e confronto


- A) Quando il peso attuale dell'utente è inferiore rispetto all'ultima misurazione, il peso verrà mostrato sul display in colore verde per indicare una perdita di peso.



- B) Quando il peso attuale dell'utente è uguale all'ultima misurazione, il peso verrà mostrato sul display in colore blu.



- C) Quando il peso attuale dell'utente è superiore rispetto all'ultima misurazione, il peso verrà mostrato sul display in colore rosso. La bilancia indicherà inoltre, la differenza esatta tra l'ultima misurazione ed il peso attuale.



## Funzione di identificazione automatica

L'intervallo di identificazione automatica funziona come segue: se il peso è inferiore di 100kg, l'apparecchio identificherà qualsiasi differenza di peso fino a 2kg. Se il peso è superiore a 100kg, l'apparecchio identificherà qualsiasi differenza di peso fino a 3kg.

L'identificazione automatica permette di riconoscere automaticamente il peso dell'utente tra un intervallo di 2kg. Per esempio, se P1 è impostato a 50kg ed una persona che pesa 50-52kg sale sulla pedana, la bilancia riconoscerà automaticamente la persona come P1. Tuttavia, se la persona pesa 52.1kg verrà creato un nuovo profilo utente.

## Eliminare un profilo utente

Se si desidera eliminare tutti i profili utente registrati, premere e tenere premuto il tasto UNIT sul retro finché non compare il simbolo 'dEL' sullo schermo; ciò significa che tutti i profili presenti sono stati eliminati.



## Messaggi di errore

A) Indicatore di sovrappeso:

Se il simbolo "Err" appare sullo schermo, ciò significa che la portata massima della bilancia è stata superata. Si prega di rimuovere il peso in eccesso dalla bilancia per evitare danni alla stessa.

B) Indicatore di batteria scarica:

Se il simbolo "LO" appare sullo schermo, ciò significa che le pile della vostra bilancia sono scariche e vanno cambiate. Si prega di smaltire le vecchie pile rispettando l'ambiente.



## Raccomandazioni e consigli

1. Please ensure before use that the scale is on a flat, even and stable surface.
2. La superficie della bilancia può essere scivoloso se bagnata. Si prega di assicurarsi di avere entrambi i piedi asciutti prima di salire sulla pedana.
3. La bilancia non è impermeabile, perciò non va esposta ad umidità o immersa in acqua o alcun liquido.
4. Pulire la bilancia con un panno umido. Non utilizzare agenti chimici o detersivi abrasivi per pulire la bilancia
5. Rimuovere le pile se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
6. La bilancia è intesa per un utilizzo solamente a scopo domestico.
7. I bambini vanno supervisionati quando in prossimità della bilancia per evitare danni a essi ed all'oggetto.
8. Prima di utilizzare la bilancia per la prima volta, si prega di togliere accuratamente l'imballo e conservarlo. Tenere l'imballo (sacchetto di plastica e cartone) fuori dalla portata dei bambini. Rimuovere le pile dalla confezione e inserirle correttamente.
9. Auto-calibrazione: Quando si utilizza la bilancia per la prima volta, o quando la si sposta, la bilancia va riavviata due volte e non avere nulla sulla pedana per assicurare una corretta misurazione. La bilancia va posizionata su una superficie solida e piatta affinché la auto-calibrazione abbia successo.

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
  2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
  3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
  4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
  5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
  6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
  7. Termini validi in tutta l'unione europea \*Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito [www.duronic.com](http://www.duronic.com)
- Corretto smaltimento del prodotto.



Questo prodotto è inclusivo di spina certificata BS importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente. Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Follow Us



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronic)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

**DURONIC**