

DURONIC

Creative Consumer Electronics



Bathroom Scales - BS401

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	15
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	25
Manual de Instrucciones en Español	35
Manuale D'istruzioni In Italiano	45

English Manual


Specification

1. Capacity - 180 kg / 397lb
2. Units - kg / lb
3. Unit conversion - Unit conversion key
4. Division - 0.1kg / 0.2lb
5. Power - 3V (2xbattery AAA 1,5V)
6. Keys for setting target weight - SET /UP /DOWN
7. Target weight range - 10Kg,150Kg or 22Lb - 330LB
8. Numbers of users - 8 persons - (P1-P8)
9. Automatic identification function
10. Automatic identification range - 2Kg
11. Previous Measurements
12. Auto step-on or manual switch on
13. Auto off function
14. Error indications



Unit Conversion

Press the UNIT button on the back of the scale to select measuring unit(kg/lb).
The default unit is Kg, kg=kilograms, lb=pounds



NOTE :When using the scales for the first time, or when changing its position or location, the scale should be restarted twice and should be free of objects and on a firm, flat surface to ensure accurate measurements. This is for calibrating the scale. If you do not perform these measures, measurements may be incorrect.

Setting Target Weight

1. Press SET enter into setting mode. Then press SET key again. The LCD screen display user No.

When the screen displays the user No, press UP(▲) /DOWN(▼) to choose the user No. (P1-P8), Press SET for confirmation.



2. When the screen displays the target weight, press UP(▲) /DOWN (▼) to set the user's target weight. Press SET for confirmation.



3. After setting your target weight ,you must measure your weight before the scale automatically turns off. After you take the first measurement ,the scale will automatically memorize your weight and target weight. When you use the scales next time it will automatically identify the user based on weight and there is no need to set the user information again (unless there are multiple users of the same weight).

Measuring The Weight

1. Place the scales on a firm, flat surface and stand on the scale to measure your weight. The scale will start automatically and then begin flashing whilst it measures your weight and identifies the user No. and target weight. The scale will identify your target weight and compare your current weight with your previous weight to decide what color backlight to display (green, yellow or red). If the current weight is close to your target weight within +/-0.1kg, the green backlight will display; If current weight is far away from the target weight, the backlight will display according to below situations. A. Users who want to lose weight must set their target weight lower than their current weight.

- When the current weight is less than the previous weight a yellow backlight light

- When the current weight is more than the previous weight a red backlight will display;

B. Users who want to gain weight must set their target weight more than their current weight.

* When the current weight is more than the previous weight a yellow backlight will display;

* When the current weight is less than the previous weight a red backlight will display;

2. The scale will automatically identify users and the display the target weight.

3. Then display will show the difference between the user weight and the target weight.



4-1.



4-2.



4-3.

4. If the display shows a minus sign in front of the difference weight it means that the user weight

is less than the target weight, for example, the user weight is 80Kg and the target weight is 90Kg;

the difference is -10.0Kg. If there is no minus sign showing in front of the weight difference it means

that the user's weight is more than the target weight.

5. If the scale cannot identify the user, it is because the weights of two users are within 2.0kg of each other. The LCD screen will display two or more user No. press the UP(▲) / DOWN(▼) button to choose the correct user No.



Previous Measurements

1. Press SET key to switch on the scale. Then press SET key again, The LCD screen will display user No. flickering , press UP(▲) /DOWN(▼) to choose the user No. which you wish to query.P1-P8.



2. After you have finished selecting the user No. wait for 3 seconds, the screen will automatically display the user's target weight and the user's previous weight.



3. Users can press the UP(▲) /DOWN(▼) keys to change the user No.. If press SET key again, then enter to setting target weight mode.

Weigh Only

Step onto the scale and it will automatically turn on. Stand still with your weight evenly distributed between both legs. The scale will display your weight.



Errors Indication

1. Overload indication and Low battery indication.



2. The difference between the weight and the target weight is too high or too low.



Reminder And Tips

1. Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpet or soft surfaces.
2. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
3. This scale is not waterproof. Do not expose to moisture.
4. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
5. Please remove the batteries, if the scale is not to be used for a long period.
6. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. Before you use the appliance for the first time, please do as follows: carefully unpack the appliance and remove all the packaging material. Keep the material (plastic bag and cardboard) out of reach of children. Remove the batteries from the protective packaging and insert with the correct polarity.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company.

Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Information on waste Disposal for Consumers of
Electrical & Electronic Equipment.

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment, (WEEE).

Any WEEE marked products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used.

For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge.

If customers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment, of any hazardous materials that the waste may contain.

Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en français


Spécifications

1. Capacité maximum: 180.0kg
2. Units - kg / lb
3. Unités de mesures: kg/lb/st:lb
4. Précision: 0.1kg/0.2lb/1lb
5. Alimentation: 2 piles AAA - 1.5V / total 3V
6. Touche de modification des paramètres - SET /BAS /HAUT
7. Différence du poids idéal: 10Kg ou 22Lb
8. Nombres d'utilisateurs: 8 personnes - (P1-P8)
9. Fonction d'identification automatique
10. Identification de l'utilisateur sur base d'une différence de poids de 2 kg
11. Paramétrage du poids idéal
12. Démarrage automatique dès qu'un poids est détecté
13. Extinction automatique
14. Rétro-éclairage avec code couleur



Changer l'unité de mesure

L'unité de mesure par défaut est le kilogramme. Pressez la touche UNIT pour changer l'unité de mesure désirée.



Note :

Lorsque vous utilisez ce pèse-personne pour la première fois ou lorsque vous changez la position du pèse-personne, ce produit doit être redémarré deux fois à vide pour permettre le calibrage des capteurs, les mesures pourraient autrement être faussées.

Paramétrer le poids idéal

1. Pressez « SET » pour entrer dans le mode paramétrage. Pressez ensuite la touche « SET » à nouveau, l'écran affichera alors le numéro d'utilisateur qui clignotera. Pressez la touche haut ou bas pour choisir le numéro d'utilisateur (P1-P8).

Pressez la touche « SET » pour confirmer.



2. Le poids idéal clignote. Paramétrez ce poids en fonction de votre objectif en pressant la touche haut ou bas. Pressez « SET » pour confirmer.



3. Après avoir paramétré le poids idéal, il est nécessaire de se peser avant que le pèse-personne ne s'éteigne afin de mémoriser votre poids par rapport au poids idéal. Lorsque vous vous peserez les prochaines fois, la balance détectera automatiquement l'utilisateur concerné grâce au poids paramétré et enregistré. Il ne sera pas nécessaire de paramétrer vos informations à nouveau à moins que plusieurs utilisateurs présentent un poids similaire.

Instructions d'utilisation

1. Assurez-vous que le pèse-personne soit posé sur une surface plane et dure avant de vous peser. La balance s'allumera ensuite automatiquement, l'affichera clignotera alors le temps que votre poids soit calculé et que la balance identifie l'utilisateur et le poids idéal. La balance comparera ensuite le poids idéal par rapport au poids actuel afin de décider la couleur du rétro-éclairage (vert, jaune et rouge). Si le poids actuel est proche du poids idéal (± 0.1 kg), le rétro-éclairage vert s'allume. Si le poids actuel est supérieur au poids idéal, la couleur du rétro-éclairage dépendra des situations détaillées ci-dessous.

a) Code couleur de l'utilisateur qui souhaite perdre du poids :

- lorsque le poids actuel est inférieur au poids précédemment mesuré, le rétro-éclairage sera jaune.

- lorsque le poids actuel est supérieur au poids précédemment mesuré, le rétro-éclairage sera rouge.

b) Code couleur de l'utilisateur qui souhaite prendre du poids, (le poids idéal est supérieur au poids actuel) : Lorsque le poids actuel est supérieur au poids précédent, le rétro-éclairage jaune s'affichera.

Lorsque le poids actuel est inférieur au poids précédent, le rétro-éclairage rouge s'affichera.

L'affichage indiquera ensuite la différence entre le poids de l'utilisateur et le poids idéal.



4-1.



4-2.



4-3.

4. Si l'affichage indique un signe – devant la différence de poids, le poids de l'utilisateur est inférieur au poids idéal. Si l'utilisateur pèse par exemple 80 kg et que le poids idéal est de 90 kg, la différence est de -10 kg. Si l'affichage n'indique aucun signe – devant la différence de poids, le poids de l'utilisateur est supérieur au poids idéal.

5. Si le pèse-personne ne peut identifier l'un des utilisateurs enregistré en raison d'une trop petite différence entre l'utilisateur P1 et P2 (-2 kg), l'affichage LCD affichera plusieurs utilisateurs. Pressez la touche du haut ou du bas pour sélectionner l'utilisateur voulu.



Mémorisation automatique des mesures précédents

Pressez la touche « SET » pour allumer la balance puis pressez cette même touche une seconde fois afin d'entrer dans le mode paramétrage. Le numéro d'utilisateur clignotera, pressez la touche du haut ou du bas pour sélectionner l'utilisateur voulu (P1-P8).



2. Après avoir sélectionné l'utilisateur concerné, attendez 3 secondes, l'affichage indiquera alors automatiquement le poids idéal et le dernier poids mesuré.



3. Pressez les touches du haut et du bas afin de changer le numéro d'utilisateur. Si la touche « SET » est pressée de nouveau, vous entrerez alors dans le mode de paramétrage de l'utilisateur sélectionné.

Mode pesée uniquement

Ce pèse-personne possède également une fonction de pesée sans mémorisation ou reconnaissance automatique de l'utilisateur. Si le poids mesuré n'est pas similaire ou si la différence est supérieure à 2 kg par rapport au poids enregistré des différents utilisateurs paramétrés, le rétro-éclairage s'illumine en bleu.



Messages d'information

1. Indicateur de faible batterie: lorsque "Lo" s'affiche, la balance s'éteindra après quelques secondes. Veuillez changer les piles.



2. La différence entre le poids idéal et le poids actuel est trop élevée.



Rappels et astuces

1. Assurez-vous que le pèse-personne soit placé sur une surface plate et dure. Evitez de le placer sur une surface molle ou sur un tapis.
2. La surface du pèse-personne sera glissante si humide. Assurez-vous que la surface et vos pieds soient secs avant d'utiliser ce produit.
3. Ce pèse-personne n'est pas imperméable. N'exposez pas ce produit à l'humidité.
4. Nettoyez le pèse-personne avec un tissu sec et doux. N'utilisez pas de détergents ou de produits abrasifs pour nettoyer ce produit.
5. Veuillez enlever les piles du pèse-personne s'il n'est pas utilisé durant une période prolongée.
6. Ce produit est prévu pour un usage domestique uniquement.
7. Les enfants doivent rester sous supervision lorsqu'ils utilisent ce produit afin d'éviter qu'ils ne jouent avec ce produit.
8. Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez suivre les recommandations suivantes:
Enlevez l'emballage et toutes les pièces protectrices du produit. Gardez le matériel hors de portée des enfants. Enlevez les piles de leur emballage puis insérez-les en respectant la polarité.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance.

Cette centrifugeuse vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originale d'achat. Si ce produit était endommagé en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé

au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions :

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Ce symbole apparaît sur le produit et/ou les documents accompagnant ce produit pour indiquer que pour procéder à la destruction de ce produit, celui-ci doit être traité comme un déchet électrique et électronique (WEEE). Les produits marqués WEEE ne doivent être mélangés avec les déchets ménagers et doivent être séparés pour traitement et recyclage des composants. Afin de traiter et recycler ce produit, veuillez prendre tous les composants marqués WEEE au site de recyclage le plus proche où ce produit sera repris gratuitement. Si les clients jettent les déchets électriques et électroniques WEEE correctement, ce geste aidera la préservation des ressources précieuses et prévient les potentiels effets négatifs que ces composants ou tout autre composant dangereux ont sur la santé humaine et l'environnement.

Suivez-nous sur



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch


Spezifikationen

1. Kapazität: 180kg/ 397lb
2. Gewichtseinheiten: kg/ lb
3. Einheitenumrechnung: Umrechnungs-Taste
4. Genauigkeit: 0.1kg / 0.2lb
5. Leistung: 3V (2 x AAA Batterien 1,5V)
6. Zielgewicht wählen: SET/ UP/ DOWN
7. Zielgewichtsumfang: 10kg - 150kg/ 22lb - 330lb
8. Profilanzahl: 8 Personen (P1-P8)
9. Automatische Erkennungsfunktion
10. Automatischer Erkennungsbereich: 2kg
11. Automatische oder manuelle An- und Ausschaltung



Einheitenumrechnung

Drücken Sie 'UNIT' auf der Rückseite der Waage, um die Gewichtseinheit auszuwählen; kg oder lb. Die Standardeinheit ist Kilogramm.



Hinweis: Starten Sie die Waage zwischen Messungen neu, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse genau sind.

Zielgewicht einstellen

1. Drücken Sie Set um in das Einstellungsmenü zu gelangen. Drücken Sie den Knopf erneut, woraufhin das Display die Profilnummern anzeigt. Wählen Sie mithilfe der UP ▲ und DOWN ▼ -Tasten Ihr Benutzerprofil. Bestätigen Sie mit ‚SET‘.



2. Wenn GOAL (z.Dt. Ziel) auf dem Display erscheint, wählen Sie anhand der UP ▲ und DOWN ▼ -Tasten Ihr Zielgewicht. Drücken Sie Set zur Bestätigung.



3. Wiegen Sie sich, nachdem Sie Ihr Zielgewicht bestätigt haben, bevor die Waage sich automatisch ausschaltet. Nach dieser ersten Messung wird Ihr aktuelles Gewicht und das Zielgewicht automatisch gespeichert und beim nächsten Mal wird Sie anhand dieser Messung automatisch mit Ihrem Profil identifiziert.

Gewichtsmessung und -vergleich

1. Platzieren Sie die Waage auf einem harten, flachen Boden und stellen Sie sich darauf, woraufhin sie sich automatisch anstellen wird. Während Ihr Gewicht berechnet und das Profil mitsamt dem Zielgewicht identifiziert wird, blinkt das Display. Ein Vergleich zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Gewicht wird gezogen: Wenn Ihr aktuelles Gewicht $\pm 0.1\text{kg}$ vom Zielgewicht entfernt liegt, leuchtet das Display grün. Sollte das Zielgewicht sehr vom aktuellen Gewicht abweichen, ist die Farbe wie folgt:

A. Benutzer, die Gewicht verlieren möchten und deren Zielgewicht niedriger ist als ihr aktuelles Gewicht:


- Wenn das aktuelle Gewicht geringer ist als das vorherige leuchtet das Display gelb
- Wenn das aktuelle Gewicht größer ist als das vorherige leuchtet das Display rot

B. Benutzer, die an Gewicht zunehmen möchten und deren Zielgewicht höher ist als ihr aktuelles Gewicht:

- Wenn das aktuelle Gewicht größer ist als das vorherige leuchtet das Display gelb
- Wenn das aktuelle Gewicht kleiner ist als das vorherige leuchtet das Display rot

2. Der Benutzer wird automatisch identifiziert und sein Zielgewicht angezeigt

3. Daraufhin wird die Differenz zwischen dem aktuellen und dem Zielgewicht angezeigt




4. Wenn vor der Differenz ein Minuszeichen angezeigt wird, ist das aktuelle Gewicht des Benutzers weniger als das Zielgewicht. Der Benutzer wiegt zum Beispiel 80kg und sein Zielgewicht ist 90kg; die Differenz wäre -10kg . Wenn kein Minuszeichen angezeigt wird, ist das Gewicht des Benutzers größer als das Zielgewicht.

5. Die Benutzeridentifikation kann fehlschlagen, wenn die Gewichte von zwei Benutzern zu ähnlich sind. Verwenden Sie die 'UP' und 'DOWN'-Tasten, um den richtigen Benutzer zu wählen.



4-4.



4-5.

Vorherige Messungen

1. Schalten Sie die Waage anhand der ,Set'-Taste an. Drücken Sie die Taste erneut, woraufhin das Display die Benutzerprofile aufblinken lässt. Drücken Sie 'UP' und 'DOWN', um Ihr Benutzerprofil auszuwählen.



2. Warten Sie 3 Sekunden, nachdem Sie Ihre Profilnummer ausgewählt haben, woraufhin das Zielgewicht (GOAL) des Benutzers sowie seine letzte Messung automatisch angezeigt wird.



3. In dem Sie die ‚Set‘-Taste erneut drücken, können Sie ein Zielgewicht eingeben.

Einfache Gewichtsmessung

Durch ein Auftreten auf die Waage schaltet sich diese automatisch ein. Stehen Sie während der Messung still und achten Sie darauf, dass Ihr Gewicht gleichmäßig auf beiden Füßen verteilt ist. Daraufhin wird ihr Gewicht angezeigt.



Fehlermeldungen

1. Die Anzeige bei Überlastung und bei schwachem Batteriestand ist wie folgt:



2. Die Anzeige, wenn der Unterschied zwischen dem aktuellen Gewicht und dem Zielgewicht zu hoch (Error High) oder zu niedrig (Error Low) ist, ist wie folgt:



Wichtige und nützliche Hinweise

1. Stellen Sie sicher, dass die Waage auf einem harten, flachen Boden positioniert ist. Vermeiden Sie Teppiche und unebene Oberflächen, da diese zu ungenauen Messergebnissen führen.
2. Die Oberfläche der Waage ist bei Nässe rutschig. Stellen Sie sicher, dass sowohl Waage als auch Ihre Füße vor dem Gebrauch trocken sind.
3. Diese Waage ist nicht wasserfest.
4. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie weder Chemikalien noch Reinigungsmittel.
5. Entfernen Sie die Batterien, wenn die Waage für eine längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
6. Diese Waage ist ausschließlich für den Heimgebrauch.
7. Beaufsichtigen Sie Kinder im Umgang mit der Waage.
8. Starten Sie die Waage zwischen Messungen neu um sicherzustellen, dass die Ergebnisse genau sind.

Gewährleistung

Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkten, bietet 1 Jahr Gewährleistung.

HINWEIS: DIESE BEDINGUNGEN BEEINFLUSSEN IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER NICHT

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen produziert und aus hochwertigen Materialien hergestellt, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, kann eine langlebige Lebensdauer erwartet werden.

Das Produkt hat eine Gewährleistung von einem Jahr ab Kaufdatum. Beim Auftreten eines Schadens, der von fehlerhaften Materialien oder Verarbeitung verursacht wurde, sollte das defekte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Die Erstattung oder Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

1. Das Produkt wird mit dem Kaufnachweis zurückgegeben.
2. Das Produkt wird stets unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt.
3. Es wird ausschließlich für den Hausgebrauch genutzt worden sein.
4. Natürliche Abnutzung oder Verschleiß, mutwillige Beschädigung, Missbrauch, Vernachlässigung und unsachgemäße Reparaturen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd übernimmt keine Verantwortung für zufällige oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Information über Abfallagerung für Verbraucher von elektronischen Geräten. Dieses Zeichen auf dem Produkt und/oder auf mitgelieferte Dokumenten zeigt, dass, wenn eine Entsorgung erfolgt, das Gerät an einer Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Sammelstelle (WEEE) abgegeben werden muss. Um eine weitere Behandlung und Weiterverarbeitung der Materialien zu gewährleisten dürfen diese WEEE-markierten Produkte nicht mit dem Hausmüll vermischt werden.

Für die korrekte Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwendung geben Sie alle WEEE-markierten Produkte zur kommunalen Abfallbeseitigungsanlage. Dort können Sie diese kostenlos abgeben.

Wenn die Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten korrekt durchgeführt wird, tragen Sie zur Gewinnung von wertvollen Ressourcen bei, sowie einer möglichen Vermeidung von negativen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt.

Folgen Sie uns



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manual de instrucciones en Español


Especificaciones

1. Capacidad - 180 kg / 397lb
2. Unidades de peso - kg / lb
3. Conversión unidad - Tecla de conversión
4. Graduación- 0.1kg / 0.2lb
5. Alimentación - 3V (2xbaterías AAA 1,5V)
6. Teclas para configurar peso deseado - SET /UP /DOWN
7. Variedad de peso - 10Kg,150Kg o 22Lb - 330LB
8. Número de usuarios - 8 personas - (P1-P8)
9. Función de identificación automática
10. Rango de identificación automática - 2Kg
11. Memoria, consulta de peso anteriores
12. Pulse SET para encender o simplemente suba en la plataforma de la báscula para encender
13. Función auto apaga
14. Cuando enciende se prende todo



Conversión de unidad

Presione el botón UNIT en la parte posterior de la báscula y seleccione la unidad de medición (KG/LB). La unidad por defecto es de KG kilogramos – LB libras



NOTA: Cuando utilice la báscula por primera vez o cuando cambie su posición o ubicación, debe ser reiniciados dos veces y debe estar libres de objetos para asegurar medidas precisas. Esto es para calibrar la báscula sobre una superficie firme y plana. Si no se lleva a cabo estas medidas, las mediciones pueden ser incorrectas.

Ajuste del peso deseado

1. Presione SET para entrar en modo de configuración. Luego presione SET otra vez. El número de usuario mostrara en la pantalla LCD y puede seleccionar presionando los botones Up (▲) /Down (▼) entre (P1-P8) Presione SET para confirmar.



2. Cuando la pantalla LCD muestra el peso deseado, presione UP (▲) / Down (▼) para establecer la meta del peso que el usuario desea alcanzar. Presione SET para confirmar.



3. Después de haber configurado el peso que desea alcanzar, debe medirse antes que se auto apague, después de la primera medición, la báscula memorizara automáticamente el peso y el peso que desea alcanzar, la báscula después identificara a cada usuario dependiendo su peso, no hay necesidad de configurar sus medidas nuevamente (al menos que haiga múltiples usuarios del mismo peso).

Medición del peso

1. Coloque la báscula sobre una superficie firme, plana y súbase en la báscula para medir su peso, la báscula encenderá automáticamente y medirá su peso identificándole el número de usuario y peso que desea alcanzar. La báscula identificará el peso deseado y comparará con el peso actualmente para decidir que color de luz indicar (verde, amarillo o rojo). Si el peso actual esta cerca del peso que desea tener entre +/- 0.1kg la pantalla indicará una luz verde; si el peso actual está lejos del peso deseado, la luz indicará dependiendo estas situaciones A. B. A, para usuarios que deseen perder peso (configurar un peso deseado menor al peso actual).

* Cuando el peso corriente sea menos que el último peso una luz del fondo luminoso amarilla mostrará;

* Cuando el peso corriente sea más que el último peso un fondo luminoso rojo mostrará;



B. Para usuarios que desean aumentar de peso (configurar el peso deseado superior al peso actual).

* Cuando el peso actual sea más que el último peso una luz luminosa color amarillo mostrará;

* Cuando el peso actual sea menos que el último peso una luz del fondo luminoso color rojo mostrará;

2. La báscula automáticamente identificará los usuarios y en la pantalla el peso deseado mostrará.

3. Entonces mostrará la diferencia entre el peso del usuario con el peso deseado.



4. Si aparece un signo menos (-) delante del peso de diferencia, significa que el peso del usuario es menor que el peso deseado, por ejemplo, el peso es 80Kg y el peso meta es 90Kg; la diferencia es -10.0 Kg. Si no hay ningún signo de menos que muestra frente a la diferencia de peso es que el peso del usuario es mayor que el peso deseado.

5. Si la báscula no identifica al usuario debido a la diferencia de peso del usuario P1 y P2, es que la diferencia esta entre 2,0kg. La pantalla LCD mostrará dos o más usuarios. Presione el boton UP (▲) / DOWN (▼) para elegir el usuario correcto.



Consulta del peso deseado y valor del peso anterior.

1. Presione SET para encender la báscula. Luego presione SET otra vez. El número de usuario mostrara en la pantalla LCD y puede seleccionar presionando los botones Up (▲) /Down (▼) entre (P1-P8) Presione SET para confirmar.



2. Una vez haya terminado de seleccionar el usuario, espere 3 segundos, la pantalla mostrará automáticamente el peso deseado del usuario y el valor del peso del usuario de la última vez.



3. El usuarios puede presionar las teclas UP (▲) /DOWN (▼) para cambiar el usuario. Si pulsa la tecla SET otra vez, entonces entrara al modo de configuracion.

Medición rápida

La báscula tiene una función medida rapida, solamente tiene que subir a la plataforma de la báscula, antes de usar, si no entra en modo configurar para configurar información del usuario o el peso actual del usuario no es el mismo o similar al peso de cualquier otro usuario ya pre-configurado dentro de 2kg, será solo para medicion con una luz de fondo azul, asegurese de estar descalso y asegurese de distribuir uniformemente el peso en ambas piernas. La báscula comenzará a medir su peso inmediatamente y mostrará su peso. Una vez finalizado el peso del usuario puede bajar de la báscula y apagara autpmaticamente.



Errores

1. Indicación de sobrecarga y baja baterías.



2. La diferencia entre el peso actual y el peso deseado es muy alto (ErrH) o muy bajo (ErrL).



Recordatorio y consejos

1. Asegúrese de que la escala es en una superficie plana, uniforme y firme. Evitar alfombras o superficies blandas.
2. La superficie de la báscula será resbaloso si esta mojado. Por favor, asegúrese de que el vidrio y los pies estén secos antes de usar.
3. Esta báscula no es resistente al agua. No exponga a la humedad.
4. Limpie la báscula con una tela ligeramente húmeda. No use ningún reactivo de limpieza químico/abrasivo para limpiar la báscula.
5. Por favor remueva las baterías, si la báscula esta siendo usada durante un período largo.
6. El aparato está destinado únicamente a uso doméstico dentro del hogar.
7. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
8. Antes de usar el aparato por primera vez, realice lo siguiente:
Desembale con cuidado el aparato y retire todo el material de embalaje. Mantener el material (bolsa de plástico y cartón) fuera del alcance de los niños. Inserte las baterías que estan dentro del embalaje de protección y asegúrese de queear la polaridad correcta.

Garantía

NOTA.: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas o control de calidad de procedimientos y utilizando la más alta calidad de materiales, para garantizar confiabilidad y un excelente rendimiento. Dará servicio muy bueno y duradero, siempre y cuando se utilice correctamente y manteniéndolo.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un defecto material o mano de obra, el producto defectuoso debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Los productos de Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

- 1) El producto debe ser devuelto al vendedor con el comprobante de compra original.
- 2) El producto debe ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones contenidas en este manual.
- 3) Debe utilizarse únicamente para propósitos domésticos.
- 4) No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
- 5) Shine-Mart Ltd no tiene ninguna responsabilidad por pérdida o daño accidental o consecuencial.
- 6) Shine-Mart Ltd no son responsables de llevar a cabo cualquier tipo de reparación, en virtud de la garantía.
- 7) Valido en el Reino Unido y Europa.



Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Información sobre la eliminación de residuos para los consumidores de equipos eléctricos/ electrónico. Esta marca en un producto y/o documentos adjuntos indica que cuando se va a desechar, se debe tratar como residuos eléctricos/electrónico (WEEE). Cualquier producto marcado WEEE no debe ser mezclado con la basura doméstica, sino separado para el tratamiento, recuperación y reciclaje de los materiales utilizados.

Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclaje; por favor, tome todos los productos WEEE y llévelo a su sitio de desechos Local autoridad cívica, donde será aceptado de forma gratuita

Si los clientes disponen de residuos eléctricos/electrónico correctamente, ayudaran a ahorrar valiosos recursos y prevenir los potenciales efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, de materiales peligrosos que pueden contener los residuos.

SÍGANOS



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuale D'istruzioni In Italiano


Caratteristiche

1. Portata massima - 180 kg / 397lb
2. Unità - kg / lb
3. Unità di conversione – pulsante conversion unit:
4. Graduazione - 0.1kg / 0.2lb
5. Alimentazione - 3V (2 batterie AAA 1,5V)
6. Pulsanti di selezione - SET /UP /DOWN
7. Intervalli di peso ideale - 10Kg,150Kg or 22Lb - 330LB
8. Slot di memoria - 8 utenti - (P1-P8)
9. Funzione di identificazione automatico
10. Intervallo di identificazione automatico: 2.0kg
11. Memorizzazione delle misurazioni e visualizzazione dei valori salvati.
12. Accensione automatica
13. funzione spegnimento automatico
14. Display: LCD, con retroilluminazione led blu



Conversione dell'unità

Premere il pulsante UNIT posizionato sul retro della bilancia per cambiare unità di misura (kg/lb). L'unità di default è in kg, kg=kilogrammi, lb=Libbre



NB: Si prega di posizionare la bilancia su una superficie solida e piatta dopo aver selezionato l'unità; quindi si può iniziare la misurazione seguendo il procedimento per la misurazione descritta di seguito. Se non si esegue alcuna operazione, la bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi.

Selezionare il peso ideale

1. Premere SET per entrare nelle impostazioni. Premendo nuovamente SET il display mostrerà il numero dell'utente. Quindi, premere I pulsanti Su ▲ / Giù ▼ per selezionare le misurazioni riguardo a l'utente. (P1-P8), Premere SET per confermare.



2. Quando il display mostrerà il peso ideale, premere Su (▲) / Giù (▼) per selezionare il peso ideale dell'utente. Premere SET per confermare.



3. Dopo aver selezionato il vostro peso ideale, bisogna immediatamente salire sulla piattaforma per iniziare la misurazione prima che la bilancia si spenga. Dopo la prima misurazione, la bilancia memorizzerà automaticamente il vostro peso attuale ed il vostro peso ideale; Per le successive misurazioni la bilancia identificherà automaticamente l'utente basandosi sul peso rilevato.

Misurare il proprio peso

Posizionare la bilancia su di una superficie piana e solida, a salire sulla piattaforma per iniziare a misurare il proprio peso; la bilancia si accenderà automaticamente e lampeggerà mentre sarà in corso la misurazione identificando l'utente ed il peso ideale. La bilancia identificherà il vostro peso ideale comparandolo con la misurazione appena effettuata e l'ultima registrata per decidere quale colore mostrare sullo sfondo del display (verde, giallo, rosso). Se la misurazione appena effettuata si avvicina al peso ideale con una differenza di +/-0.1kg, il display si illuminerà di verde. Se la misurazione appena effettuata è molto diversa dal peso ideale, il display si illuminerà secondo le seguenti casi A o B. A. Per utenti che vogliono perdere peso (Ovvero il peso ideale è minore del peso appena rilevato.)

* Quando il peso corrente è minore rispetto all'ultima misurazione, il display si illuminerà di giallo;

* Quando il peso corrente è maggiore rispetto all'ultima misurazione il display si illuminerà di rosso.




B. Per utenti che vogliono guadagnare peso (Ovvero il peso ideale è maggiore del peso appena rilevato),

* Quando il peso corrente è maggiore rispetto all'ultima misurazione il display si illuminerà di giallo;

* Quando il peso corrente è minore rispetto all'ultima misurazione, il display si illuminerà di rosso;

2. La bilancia identificherà automaticamente l'utente e mostrerà il peso ideale.

3. Il display mostrerà la differenza tra il peso rilevato ed il peso ideale.



4. Se il display mostra il segno “-“ davanti alla differenza tra i pesi rilevati, significa che il peso dell'utente è minore rispetto al peso ideale. Per esempio il peso corrente è 80kg ed il peso ideale è 90kg, la differenza è di 10.0 kg. Se nessun segno “-“ è mostrato significa che il peso misurato è superior al peso ideale.

5. Se la bilancia non riesce ad identificare l'utente perchè la differenza tra il peso di P1 e P2 è minore di 2.0 kg, il display mostrerà il numero di entrambi gli utenti, premere il pulsante SU / GIU' per selezionare l'utente corretto.



Visualizzare il peso ideale e l'ultima misurazione effettuata.

1. Premere SET per accendere la bilancia. Quindi premere ancora SET, sul display lampeggerà il numero utente, premere SU / Giù per selezionare il numero dell'utente di cui si vogliono visualizzare le misurazioni.



2. Dopo aver selezionato il numero dell'utente, attendere 3 secondi, e il display mostrerà automaticamente, il peso ideale e l'ultima misurazione effettuata.



3. L'utente può premere SU / Giù per cambiare il numero utente. Se si preme nuovamente SET, si può impostare un nuovo peso ideale.

Misurazione del peso

La bilancia ha una funzione di accensione automatica salendo sulla pedana. Se, prima dell'uso, non si ha impostato nessuna informazione riguardo all'utente o il peso corrente non corrisponde a nessuna delle precedenti misurazioni (con una differenza di +- 2KG), la bilancia mostrerà solamente il peso rilevato con un led blu sul display. Salire sulla pedana a piedi scalzi. Stare eretti distribuendo il peso equamente su entrambe le gambe. La bilancia inizierà la misurazione immediatamente e mostrerà il peso sul display dopo qualche istante. Dopo essere scesi dalla pedana, la bilancia si spegnerà dopo qualche secondo di inattività.



Messaggi di errore

1. Indicatore di sovraccarico e indicatore di batteria scarica.



2. La differenza tra il peso corrente ed il peso ideale è troppo grande o troppo piccolo.



Promemoria e consigli

1. Assicurarsi che la bilancia sia poggiata su una superficie solida e piatta. Evitare tappeti o altre superfici soffici.
2. La superficie della bilancia risulterà scivolosa se bagnata. Si prega di assicurarsi che sia la superficie che i propri piedi siano asciutti prima dell'uso.
3. Questa bilancia non è impermeabile. Non immergerla in alcun liquido.
4. Pulire la bilancia con un panno bagnato. Non utilizzare nessun detersivo abrasivo per pulire la bilancia
5. Si prega di rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
6. L'apparecchio è inteso per un utilizzo puramente a scopo domestico.
7. I bambini vanno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
8. Seguire le seguenti disposizioni quando si utilizza la bilancia per la prima volta: Togliere la bilancia attentamente dall'imballo rimuovendo tutte le parti volatili. Tenere i materiali come plastica e cartone, lontano dalla portata dei bambini. Rimuovere le batterie dalla confezione protettiva e inserirle con la corretta polarità.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Questo segno su un prodotto o su documenti indica che quando deve essere smaltito, deve essere trattato come i rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) Tutti i prodotti marcati WEEE non devono essere buttati nei rifiuti domestici generici, ma separati per il trattamento, il recupero e il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio; si prega di portare tutti i prodotti marcati WEEE al Vostro centro smaltimenti rifiuti autorizzato, dove saranno accettati gratuitamente. Se i consumatori sono propensi allo smaltimento corretto di rifiuti elettrici ed elettronici, aiuteranno a salvare risorse importanti e a prevenire i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente di tutti i materiali pericolosi che i rifiuti possono contenere.

Seguici su



[duronic.com](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

