



## Bathroom Scales - BS701

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



[duronic.com](http://duronic.com)



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UCduronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

## Contents

<b>English Manual</b>	<b>5</b>
<b>Manuel d'utilisation en Français</b>	<b>9</b>
<b>Gebrauchsanleitung auf Deutsch</b>	<b>13</b>
<b>Manual de Instrucciones en Español</b>	<b>17</b>
<b>Manuale D'istruzioni In Italiano</b>	<b>21</b>

**English Manual**

## Specifications

- Auto ON/OFF
- Weight Units: kg, lb, st:lb
- Capacity,: 150kg/330lb/23st:8lb
- Graduation: 0.1kg/0.2lb/0.2lb
- Overload indication: “\_ \_ \_ \_”
- Low battery indications “Lo”
- Power supply: 1 x CR2032 battery

## Battery Changing

1. Ensure the +/- terminals are the correct way around.
2. Release the battery from the compartment if necessary.
3. Please remove the insulating strip before use.




## Reminder

- Do not use scale on carpet.
- In order to ensure weighing accuracy, after moving the scale please wait for it to turn off before standing on the platform again.

## Operation Instructions

1. Press UNIT key to switch on and select unit.
2. Place the scale on a solid, flat surface.
3. Stand on the scale. The weight will appear on the LCD screen after the weight is steady.
4. The scales will automatically turn off after 10 seconds if without any operation.
5. Please do not put any items on the scales when not in use.

## LCD Display



## Function Keys



**Manuel d'utilisation en Français**

## Spécifications:

- Allumage et extinction automatique
- Unités de mesures : kilogrammes, livres, stones
- Capacité: 150kg / 330 livres / 23 stones
- Précision: 0.1kg/0.2lb/0.2lb
- Indicateur de surcharge: “ \_ \_ \_ \_ ”
- Indicateur de batterie faible: “Lo”
- Alimenté par 1 pile CR2032

## Changement de la pile

1. Assurez-vous que la pile soit placée dans le bon sens.
2. Enlevez la pile du compartiment si nécessaire.
3. Veuillez enlever la protection placée sous la pile avant utilisation.




## Rappel

- N'utilisez pas cet appareil sur les tapis.
- Afin d'obtenir une mesure exacte de votre poids lorsque vous bougez l'appareil, veuillez attendre que le pèse-personne s'éteigne avant de vous peser, le poids de la balance s'ajouterait autrement au votre.

## Instructions d'utilisation

1. Pressez la touche « UNIT » au dos de l'appareil et sélectionnez l'unité de poids désirée.
2. Placez le pèse-personne sur une surface solide et stable. Laissez le pèse-personne s'éteindre automatiquement.
3. Placez-vous sur la balance directement. Celle-ci affiche le poids sur l'écran LCD puis s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
4. Si aucune mesure n'est effectuée, l'appareil s'éteindra automatiquement après 10 secondes.
5. Lorsque vous n'utilisez pas la balance, ne placez aucun objet sur la balance.

## Affichage LCD



## Fonctions clés



**Gebrauchsanleitung auf Deutsch**

## Spezifikationen

- Automatische Ein- und Ausfunktion
- Gewichtseinheiten: kg, lb, st:lb
- Kapazität: 150kg/ 330lb/ 23st:8lb
- Graduierung 0.1kg/0.2lb/0.2lb
- Überlastungs-Anzeiger: “\_ \_ \_ \_”
- Anzeige für schwache Batterie “Lo”
- Stromversorgung: 1 x CR2032 Batterie

## Batteriewechsel

1. Stellen Sie sicher, dass die +/- Pole korrekt eingelegt sind.
2. Entfernen Sie den Isolierstreifen vor der ersten Benutzung.




## Hinweise

- Verwenden Sie die Waage auf ebenen Boden, und nicht auf weichen Untergründen, da dies zu ungenauen Ergebnissen führen kann.
- Schalten Sie die Waage aus oder warten Sie, bis sie sich ausgeschaltet hat, nachdem sie bewegt wurde, bevor Sie sie verwenden.

## Betriebsanzeige

1. Drücken die UNIT-Taste, um das Gerät anzuschalten.
2. Verwenden Sie die Waage auf einer soliden, flachen Oberfläche.
3. Das Gewicht wird gezeigt werden, sobald es stetig ist.
4. Nach 10 Sekunden Inaktivität, schaltet sich die Waage automatisch aus.
5. Nutzen Sie die Waage bei Nichtgebrauch nicht zur Lagerung, stellen Sie nichts darauf ab.

## LCD-Anzeige



## Funktionstasten





**Manual De Instrucciones En Español**

## Especificaciones

- Automáticamente ON/OFF
- Unidades de peso: kg, lb, st:lb
- Capacidad,: 150kg/330lb/23st:8lb
- Graduación: 0.1kg/0.2lb/0.2lb
- Indicación de sobrecarga: “ \_ \_ \_ \_ ”
- Indicaciones de batería baja “Lo”
- Fuente de poder: 1 x CR2032  
batería

## Cambio De Batería

1. Asegure que los terminales +/- estén en la manera correcta.
2. Retire la batería del compartimento si es necesario.
3. Por favor, retire la cinta aislante antes de su uso.




## Recordatorio

- No utilice la báscula sobre alfombras.
- Con el fin de asegurar la precisión de pesaje, después de mover la báscula por favor espere a que se apague antes de volver a utilizar.

## Instrucciones de funcionamiento

1. Presione el botón UNIDAD para encender y seleccionar la unidad.
2. Coloque la báscula sobre una superficie sólida y plana.
3. Párese sobre la báscula. El peso aparecerá en la pantalla LCD después de que el peso sea constante.
4. La báscula se apagará automáticamente después de 10 segundos si no esta en uso.
5. Por favor no ponga ningún artículo sobre las báscula cuando no este en uso.

## Pantalla LCD



## Teclas de función



**Manuale D'istruzioni In Italiano**

## Specificazioni

- Auto ON/OFF
- Unità di misurazione: kg, lb, st:lb -
- Portata: 150kg/330lb/23st:8lb -
- Graduazione: 0.1kg/0.2lb/0.2lb
- Indicatore di sovraccarico: “ \_ \_ \_ \_ ”
- Indicatore di batteria esaurita “Lo”
- alimentazione: batteria 1 x CR2032

## Cambio della batteria

1. Assicurarsi che le polarità +/- siano inserite correttamente.
2. Se necessario, rimuovere la batteria dall'apposito vano.
3. Rimuovere la striscia isolante prima dell'uso.



## NOTE

- Non utilizzare la bilancia su superfici tappezzate
- Per assicurare una lettura accurata, dopo aver spostato la bilancia attendere che si spenga prima di ripetere la misurazione.

## Istruzioni per l'uso

1. Premere il pulsante UNIT per scegliere l'unità di misura desiderata.
2. posizionare la bilancia su una superficie piana e solida.
3. Salire sulla bilancia. La misurazione apparirà sullo schermo LCD dopo che sarà rilevato un peso stabile.
4. La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 10 secondi se non verranno eseguite altre operazioni.
5. Sirega di non posizionare alcun oggetto sulla bilancia quando non in uso.

## Display LCD



## Pulsanti di settaggio



**DURONIC**