



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 EUA
Tel: 440-942-6161
Fax: 440-942-2257
E-mail: volk@volk.com

EC REP

Representante UE:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Alemanha
E-mail: info@riester.de
Telefone: +49 74 77/92 70-0
Fax: +49 74 77/92 70-0



Lentes do Oftalmoscópio Indireto Binocular de Utilização Única Volk®1 (BIO)

- ESTÉRIL. ESTERILIZADO COM GÁS ÓXIDO DE ETILENO.
- PARA UTILIZAÇÃO ÚNICA SOMENTE.
- NÃO UTILIZE SE O PACOTE ESTIVER ABERTO OU DANIFICADO.
- A LEI FEDERAL (EUA) RESTRINGE ESSE DISPOSITIVO PARA VENDA POR OU SOB PRESCRIÇÃO DE UM MÉDICO.

PORTUGUÊS: INSTRUÇÕES PARA USO

INDICAÇÕES PARA USO

As Lentes do Oftalmoscópio Indireto Binocular de Utilização Única Volk®1 (BIO) são indicadas para visualização e terapia a laser da retina humana (fundo ocular) usando um oftalmoscópio indireto binocular.

ESPECIFICAÇÕES

Produto	Código do produto	Ampliação	Campo de visualização	Fator de ampliação do ponto do laser	Distância de trabalho	Revestimento antirreflexo a laser
20D de Utilização Única Volk®1	V20LCD	3.13	45° / 58°	0.32	47 mm	Sim
28D de Utilização Única Volk®1	V28LCD	2.27	54° / 70°	0.44	30 mm	Sim



AVISOS

1. Não mergulhe o dispositivo em um produto descontaminante antes do uso.
2. Inspeccione as superfícies ópticas para garantir que estejam livres de qualquer dano (por exemplo, lascas, arranhões etc.). Não utilize ou conserte se o dispositivo estiver danificado.



PRECAUÇÕES

1. Não tente usar as Lentes do Oftalmoscópio Indireto Binocular de Utilização Única Volk®1 (BIO) antes de ler completamente e entender essas instruções de uso.
2. Devem ser usadas por um médico licenciado em um método consistente com outro diagnóstico de não contato oftálmico de imagem indireta e lentes de cirurgia a laser.
3. O pacote estéril e as lentes devem ser inspecionados antes do uso.
4. Lentes do Oftalmoscópio Indireto Binocular de Utilização Única Volk®1 (BIO) são voltadas para utilização de um único paciente apenas.
5. Não reesterilize e reutilize.
6. O dispositivo é embalado e esterilizado para utilização única. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. Reutilizar, reprocessar ou reesterilizar podem criar um risco de contaminação e/ou causar infecção de paciente ou infecção cruzada, incluindo, sem se limitar, a transmissão de doenças infecciosas de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode levar a danos, doença ou até a morte do paciente.

DATA DE VALIDADE

Use o dispositivo antes da data de validade, na etiqueta do pacote.

INSTRUÇÕES SUGERIDAS PARA USO

1. Remova as lentes da embalagem e coloque-as em uma área de trabalho esterilizada.
2. Manuseie o dispositivo somente pelo anel de retenção para evitar o contato com superfícies ópticas das lentes.
3. O Revestimento do laser antirreflexo BBAR da Volks é otimizado para imagem de diagnóstico, assim como procedimentos de laser de comprimento de onda infravermelha próxima e visível (por exemplo, argônio e diodo).
4. Ao calcular o tamanho do ponto no site de tratamento, a configuração do ponto do laser pode ser multiplicada pelo Fator de Ampliação do Laser apropriado. Consulte a tabela de Especificações para localizar o Fator de Ampliação do Laser para as lentes que estão sendo usadas.



Esterilizar com óxido de etileno



Não reutilize



Consulte as Instruções de Uso para obter informações de cuidado importantes



Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta



Data de validade



Número do lote



Número de referência



Fabricante



Representante autorizado da comunidade europeia