



**Volk Optical Inc.**  
7893 Enterprise Drive  
Mentor, OH 44060 USA  
Tel: 440-942-6161  
Fax: 440-942-2257  
E-mail: volk@volk.com

**EC REP EU-Vertegenwoordiger:**  
Rudolf Riestler GmbH  
Bruckstraße 31  
72417 Jungingen, Duitsland  
E-Mail: [info@riester.de](mailto:info@riester.de)  
Tel.: +49 74 77 / 92 70-0  
Fax: +49 74 77 / 92 70-0



## Volk®1-goniolenzen voor eenmalig gebruik

- STERIEL. GESTERILISEERD MET ETHYLEENOXIDEGAS.
- VOOR EENMALIG GEBRUIK.
- NIET GEBRUIKEN ALS DE VERPAKKING IS GEOPEND OF BESCHADIGD.
- DE AMERIKAANSE FEDERALE WETGEVING VERBIEDT DAT DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT DOOR OF NAMENS DOKTOREN.

## NEDERLANDS: GEBRUIKSINSTRUCTIES

### GEBRUIKSINSTRUCTIES

De Volk®1-goniolenzen voor eenmalig gebruik zijn bedoeld voor gebruik als diagnostische contactlenzen voor oogonderzoeken (inclusief onderzoek van de voorste oogkamer, het trabeculaire netwerk, het centrale netvlies en het perifere netvlies) en voor gebruik bij de behandeling van intraoculaire afwijkingen.

### SPECIFICATIES

Product	Vergroting	Aantal spiegels	Laserpuntvergrotings factor	Antireflectielasercotting
Volk®1-gonio met vier spiegels voor eenmalig gebruik (V4MIRD)	1,00	4	1,00	Niet-gecoat
Volk®1 gonio met drie spiegels voor eenmalig gebruik (V3MIRD)	1.00	3	1.00	Niet-gecoat
Volk®1 SLT voor eenmalig gebruik (VSLTD)	1.00	1	1.00	Niet-gecoat



### WAARSCHUWINGEN

1. Dompel het product voor gebruik niet onder in een ontsmettend middel.
2. Inspecteer de contactoppervlakken om te controleren of er geen sprake is van schade (hoekjes eruit, krassen, etc.). Gebruik of repareer het product niet wanneer het is beschadigd.



### VOORZORGSMAATREGELEN

1. Gebruik de Volk®1-goniolenzen voor eenmalig gebruik pas wanneer u deze gebruiksinstructies volledig hebt gelezen en u ze begrijpt.
2. Moet worden gebruikt door een geregistreerd arts op dezelfde wijze als andere directe oogspiegelcontactlenzen voor laserbehandelingen en diagnostiek.
3. De steriele verpakking en lens moeten worden geïnspecteerd voorafgaand aan het gebruik.
4. De Volk®1-goniolenzen voor eenmalig gebruik mogen slechts voor één patiënt worden gebruikt.
5. Het product mag niet worden gesteriliseerd en hergebruikt.
6. Het product is slechts voor eenmalig gebruik verpakt en gesteriliseerd. Niet hergebruiken, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren. Bij hergebruik, opnieuw verwerken of opnieuw steriliseren bestaat het risico op vervuiling en/of infectieoverdracht en infecties, inclusief, maar niet beperkt tot, de overdracht van besmettelijke ziekten van de ene patiënt naar de andere. Vervuiling van het product kan bij de patiënt leiden tot letsel, ziekte en overlijden.

### "TE GEBRUIKEN TOT"-DATUM

Gebruik het product vóór de "Te gebruiken tot"-datum op het etiket.

### AANBEVOLEN GEBRUIKSMETHODE

1. Verwijder de lens uit de verpakking en plaats deze in een steriele werkomgeving.
2. Bij normale contactlenzen moet methylcellulose of een andere viskeuze oplossing worden toegepast op het contactoppervlak (d.w.z. tussen het cornea en het product).
3. Wanneer de puntgrootte wordt berekend op de behandellocatie, moet de laserpuntinstelling worden vermenigvuldigd met de juiste laservergrotingsfactor. Zie de specificatietabel om de juiste laservergrotingsfactor te vinden voor de lens die u gebruikt.



Gesteriliseerd met ethyleenoxide



Niet gebruiken



Lees de gebruiksinstructies voor meer informatie over belangrijke waarschuwingen



Niet gebruiken als de verpakking is geopend of beschadigd



Te gebruiken tot



Batchnummer



Referentienummer



Producent



Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap

**Gratis:** 800-345-8655 (VS) **Tel.nummer:** 440-942-6161 **Fax:** 440-942-2257 **E-mail:** [volk@volk.com](mailto:volk@volk.com)