



Volk Optical Inc.
7893 Enterprise Drive
Mentor, OH 44060 USA (США)
Тел.: 440-942-6161
Факс: 440-942-2257
Адрес электронной почты:
volk@volk.com

EC REP

Представитель в ЕС:
Rudolf Riester GmbH
Bruckstraße 31
72417 Jungingen, Germany (Германия)
Эл. почта: info@riester.de
Тел.: +49 74 77 / 92 70-0
Факс: +49 74 77 / 92 70-70



Однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии

- СТИРИЛЬНО. СТИРИЛИЗОВАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИЛЕНОКСИДА.
- ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ, ЕСЛИ УПАКОВКА ВСКРЫТА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНА.
- СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ США ПРОДАЖА ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ РАЗРЕШЕНА ТОЛЬКО ВРАЧУ ИЛИ ПО ЗАКАЗУ ВРАЧА.

РУССКИЙ ЯЗЫК: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Однодневные линзы Volk®1 предназначены для использования в качестве диагностических контактных линз при обследовании глаза (включая переднюю камеру глаза, трабекулярную сеть, центральную и периферическую зоны сетчатки), а также при лечении внутриглазных патологий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие	Увеличение	Количество зеркала	Коэффициент увеличения лазерного пятна	Антиотражающее лазерное покрытие
Однодневная 4-зеркальная линза Volk®1 для гониоскопии (V4MIRD)	1,00	4	1,00	Без покрытия
Однодневная 3-зеркальная линза Volk®1 для гониоскопии (V3MIRD)	1,00	3	1,00	Без покрытия
Однодневная SLT Volk®1 для гониоскопии (VSLTD)	1,00	1	1,00	Без покрытия



ВНИМАНИЕ!

1. Запрещается перед использованием помещать изделие в дезинфицирующее вещество.
2. Проверить контактную поверхность (поверхности) и убедиться, что на ней (на них) отсутствуют дефекты (например, сколы, царапины и т. п.). Запрещается использовать или восстанавливать поврежденное изделие.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Запрещается использовать однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии, не прочитав полностью и не усвоив эту инструкцию к применению.
2. Предназначены для использования лицензированными врачами по методу, подходящему для прочих офтальмоскопических прямых контактных лазерных и диагностических линз.
3. Перед использованием следует проверить стерильную упаковку и линзу.
4. Однодневные линзы Volk®1 для гониоскопии предназначены для использования только у одного пациента.
5. Запрещается повторная стерилизация и повторное использование.
6. Изделие упаковано и стерилизовано только для однократного применения. Запрещается повторно использовать, обрабатывать и повторно стерилизовать изделие. Повторное использование, обработка или повторная стерилизация может создать опасность заражения и/или повлечь за собой заражение или перекрестное заражение пациента, в том числе передачу инфекционного заболевания (заболевания) от одного пациента к другому. Заражение изделия может привести к травмированию, заболеванию или смерти пациента.

СРОК ГОДНОСТИ

Использовать изделие до наступления даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Извлеките линзу из упаковки и поместите ее на стерильную рабочую поверхность.
2. Контактные линзы со стандартной контактной жидкостью требуют применения метилцеллюлозы или аналогичного вязкого контактного раствора на вогнутой контактирующей поверхности линзы (т. е. между роговицей и изделием).
3. При расчете размера пятна в зоне операции необходимо умножить размер лазерного пятна при регулировке на соответствующий коэффициент увеличения лазера. В таблице характеристик приведены соответствующие коэффициенты увеличения лазера для используемых линз.



Стерилизовано с использованием этиленоксида.



Не подлежит повторной стерилизации.



Предостережения см. в Инструкции к применению.



Запрещается использовать изделие, если упаковка повреждена или вскрыта.



Дата окончания срока годности



Номер партии



Номер заказа



Производитель



Уполномоченный представитель компании в Европейском сообществе.

Номер телефона для бесплатных звонков: 800-345-8655 (США) Телефон: 440-942-6161 Факс: 440-942-2257 Адрес электронной почты: volk@volk.com