

# Neck & Shoulder Shiatsu Massager



## Warnings

- **Read all instructions thoroughly and retain for future reference.**
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance using adapter IVP1200-2000 supplied.
- If the power lead or AC/DC adapter are damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard. Contact Customer Care to arrange a replacement.
- Do NOT use this appliance if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged.
- Do not leave the device unattended. Turn off before you leave the room.
- Do NOT immerse in water.

## Know your unit

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1 Massage pillow | 5 Heat      |
| 2 Controls       | 6 Speed     |
| 3 Arm loops      | 7 Direction |
| 4 Power adapter  | 8 On/Off    |

## How to use

- Connect the power adapter and plug into the mains supply.
- Place on the area you wish to massage and press the On/Off button.  
**Note:** The massage will last for 15 minutes before automatically turning off.
- Pressing the On/Off button again will turn the unit off.

### DIRECTION:

- Pressing the Direction button will change the direction of rotating massage heads.

### SPEED:

- To select between the 3 speed levels (low, medium & high) press the SPEED button.

- **Note:** To increase intensity apply pressure through the Arm Loops.

### HEAT:

- Pressing the Heat button will turn the heat On/Off.

## After Use

- You may experience a little muscle stiffness after first use. This will ease and lessen with regular use.


## Cleaning & Maintenance

- Unplug the device and clean the unit using a soft damp cloth, allow to air dry

## Important Information


There are no user serviceable parts inside the appliance.


## Disposal

 The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill. This product is classed as Electrical or Electronic Equipment so please ensure that at the end of the life of this product it is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. It must NOT be disposed of with household waste.

## Specifications

Model: BT-MANS  
Input: 12V  2000mAh

 Read these instructions carefully before use and then retain for future use.

 This product is for indoor use only.

 This unit complies with current EU product legislation.

 Adapter IVP1200-2000  
100-240V 50/60Hz  
0.5A(UK) 0.7A(EU)

 The appliance must only be supplied at the extra low safety voltage indicated on the rating plate.

 Alternating current

 Direct current

 Centre pin positive

**UK  
CA**

## Guarantee

To register your two year guarantee online, visit: [www.bodi-tek.co.uk/warranty](http://www.bodi-tek.co.uk/warranty)

## Customer Care

If you have any questions, please contact us at: [online@bodi-tek.co.uk](mailto:online@bodi-tek.co.uk)

©The Dezac Group Ltd 2021, PO Box 17, Cheltenham Spa, England GL53 7ET.  
[www.bodi-tek.co.uk](http://www.bodi-tek.co.uk)

## Waarschuwingen

• **Neem alle instructies grondig door en bewaar ze voor later gebruik.**

• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als ze de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd tenzij ze onder toezicht staan.

• Dit apparaat mag enkel worden gebruikt bij een extra lage spanning zoals aangeduid op het apparaat met gebruik van de meegeleverde adapter IVP1200-2000.

• Als het netsnoer of de AC/DC-adapter is beschadigd, moet dit door de fabrikant, de tussenpersoon of vergelijkbare gekwalificeerde persoon worden vervangen om zo gevaar te voorkomen. Neem contact op met de klantenservice om uw apparaat te laten vervangen.

• Gebruik dit product NIET als het niet behoorlijk werkt, of als het gevallen of beschadigd is.

• Laat het apparaat nooit onbewaakt achter. Schakel het apparaat uit alvorens de ruimte te verlaten.

• NIET onderdompelen in water.

## Ken uw apparaat

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 Massagekussen | 5 Warmte   |
| 2 Bediening     | 6 Snelheid |
| 3 Armlussen     | 7 Richting |
| 4 Stroomadapter | 8 Aan/Uit  |

## Hoe te gebruiken

• Sluit de adapter aan en steek de stekker in het stopcontact.

• Plaats op de zone die u wenst te masseren en druk op de Aan/Uit-knop.

**Opmerking:** De massage zal 15 minuten duren en dan automatisch uitschakelen.

• Als u het apparaat wilt uitzetten, druk u nog een keer op de Aan/Uit-knop.

### RICHTING:

• Door te drukken op de richtingknop verandert de draairichting van de massagekoppen.

### SNELHEID:

• Druk op de knop SNELHEID om te kiezen tussen de drie snelheden (laag, gemiddeld en hoog).

**Opmerking:** Voer via de armlussen druk uit om de intensiteit aan te verhogen.

### WARMTE:

• Door te drukken op de warmtekноп schakelt u de warmte in/uit.

## NA GEBRUIK

• Het kan zijn dat uw spieren wat stijf zijn na het eerste gebruik. Dit zal beteren en zal verminderen bij regelmatig gebruik.

## Reiniging en Onderhoud

• Ontkoppel het apparaat en maak de eenheid schoon met een zachte, vochtige doek en laat drogen

## Belangrijke informatie

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of vervangen.

## Verwijdering

De richtlijn betreffende het afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (2012/19/EU) werd ingevoerd om producten te recyclen volgens de beste recuperatie- en recyclingtechnieken, om het milieu te beschermen, gevaarlijke stoffen te behandelen en de steeds groter wordende stortplaatsen te vermijden. Dit product is geklasseerd als Elektrisch of Elektronisch toestel. Zorg er dus voor dat het product op de juiste manier wordt verwijderd, in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke overheid. Het mag NIET met het huisvuil worden weggegooid.

## Specificaties

Model: BT-MANS  
Input: 12 V  $\equiv$  2000 mAh



Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze voor later gebruik.



Dit apparaat voldoet aan de huidige EU-productwetgeving.



Het product mag alleen worden geleverd met de extra lage spanning die op het typeplaatje is aangegeven.



Gelijkstroom



Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Adapter IVP1200-2000  
100-240 V 50/60 Hz  
0,5A(UK) 0,7A(EU)



AC



Middenpin positief



## Garantie

Om uw twee jaar garantie online te registreren, gaat u naar:

[www.bodi-tek.co.uk/warranty](http://www.bodi-tek.co.uk/warranty)

## Klantenservice

Met vragen kunt u terecht op: [online@bodi-tek.co.uk](mailto:online@bodi-tek.co.uk)

© The Dezac Group Ltd 2021, PO Box 17, Cheltenham Spa, Engeland GL53 7ET.

[www.bodi-tek.co.uk](http://www.bodi-tek.co.uk)

## Advertencias

• **Lea todas las instrucciones atentamente y guárdelas para futuras referencias.**

• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores, además de por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones asociadas con el uso seguro del aparato y entiendan los peligros asociados con el uso del mismo. No permita que los niños jueguen con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben realizarlas los niños a menos que estén supervisados.

• Este aparato solamente es apto para su uso con una alimentación de baja tensión tal como se indica en el aparato utilizando el adaptador DZ036HL120300V provisto.

• Si el cable de alimentación o el adaptador CA/CC están dañados debe ser reemplazado por el fabricante, su agente autorizado o persona semejantemente cualificada para evitar cualquier peligro. Póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente para organizar la sustitución del aparato.

• NO utilice el aparato si no funciona correctamente o si se ha dejado caer o está dañado en forma alguna.

• No deje el aparato desatendido. Apáguelo antes de salir del cuarto.

• NO sumerja el aparato en agua.

## Conozca la unidad

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1 Almohada de masaje       | 5 Calor             |
| 2 Mandos                   | 6 Velocidad         |
| 3 Soportes para los brazos | 7 Dirección         |
| 4 Adaptador de corriente   | 8 Encendido/Apagado |

## Sobre el modo de empleo

• Conecte el adaptador de corriente y enchúfelo en la alimentación a la red.

• Colóquelo sobre la zona que desee masajear y enciéndalo pulsando el botón de encendido/apagado.

**Aviso:** El masaje durará 15 minutos antes de apagarse automáticamente

• Pulsar el botón de encendido/apagado apagará la unidad.

### DIRECCIÓN

• Al pulsar el botón de dirección cambiará la dirección de la rotación de los cabezales de masaje.

### VELOCIDAD:

• Para seleccionar entre los 3 niveles de velocidad (bajo, medio y alto) pulse el botón de VELOCIDAD.

**Aviso:** Para incrementar la intensidad aplique presión a través de las sujeciones para los brazos.

### CALOR:

• Al pulsar el botón de calor apagará y encenderá el calor.

## Después de usar

• Podrá experimentar rigidez muscular ligera después de usar por primera vez. Esto se aliviará y se reducirá con el uso regular.

## Limpieza y mantenimiento

• Desenchufe el aparato y limpie la unidad con un paño suave húmedo, deje que se seque al aire.

## Información importante

Dentro de la unidad no hay ninguna parte que pueda servir al usuario.

## Eliminación



La Directiva de la Unión Europea (2012/19/UE) relativa a los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha sido desarrollada al objeto de reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles de recuperación y reciclaje para minimizar el impacto sobre el medio ambiente, tratar cualquier sustancia peligrosa y evitar el uso cada vez más frecuente de vertederos. Este producto se ha clasificado como equipamiento eléctrico o electrónico, así que asegúrese de que, al final de la vida útil del producto, este se elimine de la forma adecuada conforme a los requisitos fijados por la autoridad local. No se deberá desechar con la basura doméstica.

## Especificaciones

Modelo: BT-MANS  
Entrada: 12 V  $\equiv$  2000 mAh



Lea con atención estas instrucciones antes de usar y guárdelas para un uso futuro.



Esta unidad cumple con la legislación sobre productos vigente de la UE.



El producto solo debe suministrarse a la tensión extra baja indicada en la placa del fabricante



Corriente continua



Este producto es para uso interior solamente.



Adaptador IVP1200-2000  
100-240 V 50/60 Hz  
0,5 A(RU) 0,7 A(UE)



Corriente alterna



Patilla central positivo



## Garantía

Para registrar la garantía de dos años en línea visite:

[www.bodi-tek.co.uk/warranty](http://www.bodi-tek.co.uk/warranty) 1-IN-ABTK-EFGD/1.0

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Si desea hacernos alguna consulta, por favor póngase en contacto con nosotros en: [online@bodi-tek.co.uk](mailto:online@bodi-tek.co.uk)

© The Dezac Group Ltd 2021, PO Box 17, Cheltenham Spa, Inglaterra GL53 7ET.  
[www.bodi-tek.co.uk](http://www.bodi-tek.co.uk)