


Instruction Manual


Recommended Use:
Physicians and physical therapists commonly recommend that FIR heat therapy be administered in 30-minute intervals. Additionally, we recommend using our Medium (WHITE light) setting (approximately 109-degrees F/43-degrees C) for optimal relief.

The Universal Wrap is designed to be worn on multiple locations, and is best suited for larger portions of the body, such as the abdomen and back, shoulders, and thighs.

How to Turn on



1. Plug wrap into wall adapter and extension cable or rechargeable 12V battery (sold separately).




2. Power Button.
• Hold down power button for 2-3 seconds to turn on.
• Press to adjust temperature to desired heat settings.
• To turn off, hold down power button for 2-3 seconds.

Warning Notice: Do not double wrap or fold the wrap over on itself when it is turned on.


If you are uncertain about an application or use, please consult your physician.
• Do not use on open wounds, sensitive skin areas, or in the presence of poor circulation.
• Check skin frequently when using this device to avoid overheating the skin.
• Immediately shut off power and stop using if you experience any discomfort while using this device.
• Do not use this device on unsupervised children or any incapacitated person.
• Consult with your physician before use if you are pregnant, have certain medical conditions, or if you experience any pain.

QUESTIONS? Visit www.ventureheat.com for video instruction or contact Customer Service: service@ventureheat.com

12V F.I.R Heat Therapy Neck and Shoulder Wrap Manual




12V F.I.R. Heat Therapy Universal Wrap Manual




12V F.I.R. Heat Therapy Product Specific USER Manual

Ankle Wrap




Shoulder Wrap




Elbow Wrap




Back Wrap




Wrist Wrap




Neck Wrap




Knee Wrap



12V Heat Therapy Neck and Shoulder Wrap Manual




12V F.I.R. Heat Therapy Universal Wrap Manual




F.I.R. Heat Therapy Product Specific USER Manual

Cheville




Epaule




Coude




Dos




Poignet



Cou



Genou




Manuel Bandage Usage recommandé:


Médecins et physiothérapeutes recommandent généralement que la thérapie IRL soit administrée pendant des intervalles de 30 minutes. Pour un soulagement maximal, nous vous recommandons en plus, d'utiliser notre paramètre Moyen (lumière blanche) (environ 109 degrés F/43 degrés C).

Universal Wrap est conçu pour être porté à divers endroits mais il est plus adapté aux grandes parties du corps comme l'abdomen et

Comment l'allumer



1. Branchez le bandage à la prise murale et au câble ou à une batterie rechargeable 12 V (vendue séparément).



2. Bouton d'alimentation.
• Pour allumer, maintenir le bouton d'alimentation 2-3 secondes.
• Appuyer pour régler la température à la chaleur souhaitée.
• Pour éteindre, maintenir le bouton d'alimentation 2-3 secondes.

Avertissement: Ne faites pas plusieurs tours et ne pliez pas le bandage sur lui-même une fois allumé.

Si vous ne savez comment appliquer ou utiliser, veuillez consulter votre médecin.
• Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes, des zones sensibles de la peau ou en cas de mauvaise circulation.
• Lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez régulièrement la peau pour éviter toute surchauffe.
• En cas de souci lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez l'éteindre immédiatement et ne plus l'utiliser.
• N'utilisez pas cet appareil sur des enfants ou sur une personne inapte sans surveillance.
• Si vous êtes enceinte, souffrez de douleur ou avez quelques soucis médicaux, veuillez consulter le médecin avant usage.

DES QUESTIONS ? Allez voir une vidéo sur www.ventureheat.com instruction or contact Customer Service: service@ventureheat.com