

JOHNNY LOCO MANUAL

This manual shows how to remove the metal ring when preparing an optical frame.

Please select your language:


[ENGLISH](#) | [NEDERLANDS](#) | [DEUTSCH](#) | [FRANÇAIS](#) | [ESPAÑOL](#)

Johnny Loco[®]

JOHNNY LOCO MANUAL (EN)

This manual shows how to remove the metal ring when preparing an optical frame.
If you need assistance, please contact Johnny Loco Eyewear.

eyewear@johnny-loco.com
[+31 20 3445928](tel:+31203445928)



STEP 1

In order to remove the demo lens and metal insert in one go, please widen your pressure point by using three fingers (index, middle and ring finger) as shown on the image instead of one. Put pressure on all three fingers removing the lens and insert from back to front until you hear a 'click'. You could slightly heat up the acetate to help, but please be aware that the metal does not get too hot while doing so.

STEP 2

Remove the metal insert from the frame and replace or adjust the lens as you would on a regular metal frame.



STEP 3


Replace the new lens and metal insert by using the spacing on the back of the acetate frame as reference to line up the lens correctly. Simply use two thumbs as shown on the image to push the lens and insert back (from front to back) in one go, until you hear a 'click'. No heating is required, this is a cold insert.

JOHNNY LOCO MANUAL (NL)

Deze handleiding laat zien hoe u het demoglas, inclusief metalen ring, uit een acetaat montuur verwijderd. Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met Johnny Loco Eyewear.

eyewear@johnny-loco.com

+31 20 3445928




STAP 1

Om het demoglas en de metalen ring in één handomdraai te kunnen verwijderen, gebruikt u drie vingers tegelijk – uw wijsvinger, middelvinger en ringvinger. Zet gelijkmatige druk op alle drie uw vingers en duw het demoglas, inclusief de metalen ring, uit het montuur totdat u 'klik' hoort. Het is verstandig om het acetaat eerst iets te verwarmen.

STAP 2

Verwijder het demoglas met de metalen ring nu uit het montuur, zoals u dat gewend bent te doen bij reguliere monturen.



STAP 3

Plaats het glas met de metalen ring terug in het montuur met behulp van de ruimte in het acetaat als referentiekader. Gebruik uw duimen om het glas met de metalen ring terug in het montuur te plaatsen – van voor naar achter en in één beweging tot u wederom 'klik' hoort. U hoeft het montuur niet te verwarmen bij het terugplaatsen.


Johnny Loco[®]

JOHNNY LOCO MANUAL (DE)

Diese Anleitung zeigt, wie der Metallring bei der Vorbereitung eines optischen Rahmens entfernt wird. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Johnny Loco Eyewear.

eyewear@johnny-loco.com

[+31 20 3445928](tel:+31203445928)



SCHRITT 1

Um das Demoglas und den Metallring in einem Schritt zu entfernen, verwenden Sie jeweils drei Finger - Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger. Üben Sie mit allen drei Fingern gleichmäßigen Druck aus und drücken Sie das Demoglas einschließlich des Metallrings aus dem Rahmen, bis Sie ein „Klicken“ hören. Es ist ratsam, das Acetat zunächst leicht zu erwärmen.

SCHRITT 2

Entfernen Sie nun das Demoglas mit dem Metallring von dem Gestell, wie Sie es von regulären Gestellen gewohnt sind.



SCHRITT 3

Setzen Sie das Glas mit dem Metallring wieder wie gewohnt in die Nut. Nutzen Sie die Aussparung für den Schließblock hierbei als Orientierungshilfe. Setzen Sie das Glas mit dem Metallring mit dem Daumen wieder in den Rahmen ein - von vorne nach hinten und in einer Bewegung, bis Sie wieder das „Klicken“ hören. Sie brauchen das Gestell vor dem Einsetzen nicht zu erwärmen.


Johnny Loco[®]

MANUEL JOHNNY LOCO (FR)

Ce guide montre comment retirer le verre de démonstration, y compris le cercle métallique, d'une monture en acétate. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Johnny Loco Eyewear.

eyewear@johnny-loco.com

[+31 20 3445928](tel:+31203445928)




ÉTAPE 1

Pour retirer le verre de démonstration et le cercle métallique en une seule fois, utilisez trois doigts à la fois - votre index, votre majeur et votre annulaire. Appuyez uniformément sur vos trois doigts et poussez le verre de démonstration, y compris le cercle métallique, hors de la monture jusqu'à ce que vous entendiez un „clic“. Il est conseillé de chauffer légèrement l'acétate au préalable.

ÉTAPE 2

Retirez maintenant le verre de démonstration avec l'anneau métallique de la monture, comme vous avez l'habitude de le faire avec les montures traditionnelles.



ÉTAPE 3


Remplacez la lentille avec le cercle métallique dans la monture en utilisant la cavité dans l'acétate comme cadre de référence. Utilisez vos pouces pour replacer la lentille avec le cercle métallique dans la monture - de l'avant vers l'arrière et en un seul mouvement jusqu'à ce que vous entendiez à nouveau le „clic“. Il n'est pas nécessaire de chauffer la lunette à ce stade.

Johnny Loco[®]

MANUAL JOHNNY LOCO (ES)

Este manual muestra como retirar el aro metálico para realizar el montaje de las lentes graduadas.
Si necesitas ayuda, ponte en contacto con Johnny Loco Eyewear.

eyewear@johnny-loco.com
[+31 20 3445928](tel:+31203445928)



PASO 1

Para retirar la lente de demostración y el aro metálico de una sola vez, aplique presión utilizando tres dedos, como se muestra en la imagen, en lugar de uno. Presione de atrás hacia delante hasta oír un “clic”. Puede calentarse ligeramente la montura para ayudarse. Mejor calentar con aire y no en exceso.

PASO 2

Una vez retirado el aro metálico de la montura realizar el montaje como si se tratara de una montura metálica normal.



PASO 3

Vuelva a colocar de nuevo la lente con el aro metálico insertando primero la parte temporal del aro. Presionar la lente y el aro como la imagen de delante hacia atrás hasta que el aro quede bien encajado. Mejor no calentar la montura.