



Servetele neoform[®] RTF

www.drweigert.com

ready to fill



Dispenser pentru servetele de unica folosinta pentru utilizare cu dezinfectanti de suprafete

Galeata de plastic cu rola de servetele

Domenii de aplicare:

- Curatarea si dezinfectarea suprafetelor, aparatelor si a dispozitivelor si echipamentelor medicale in combinatie cu dezinfectantii de suprafete potriviti de la Dr. Weigert pentru utilizare in spitale, camine de batrani, domenii chimice si farmaceutice, laboratoare cat si in companii de procesare a alimentelor si bucatarii profesionale.

Spectrul de performanta:

- Multifunctional, compatibil cu o gama larga de dezinfectanti de suprafete Dr. Weigert, demonstrat prin testul EN 16615.
- Actiunea dezinfectanta a servetelelor imbibate pe durata maxima de valabilitate de 28 de zile a fost demonstrata folosind testul EN 16615.
- Sistemul de dispenser stabil impreuna cu ruloul de servetele integrat si manerul stabil asigura o folosire simpla, sigura si usoara.
- Siguranta igienica inalta datorita sistemului resigilabil ce previne uscarea si contaminarea.
- Indeplineste – in combinatie cu dezinfectantii de suprafete mentionati mai jos – cerintele pentru “recomandare de control a punctelor critice in utilizarea sistemelor de dispenser de servetele cu sistem de pre-inmuiere pentru dezinfectarea suprafetelor” de VAH¹

Proprietati speciale:

- Servetele de unica folosinta absorbante, nu lasa scame si sunt rezistente la rupere pentru rezultate optime.
- Deschidere special proiectata in forma de picatura ce permite o separare usoara intre servetelele de unica folosinta care astfel ajuta la o resigare usoara.
- Sistemul de dispenser de servetele economiseste timp si reprocessarea costisitoare.
- Inchidere sigilata.
- Cutiile se pot suprapune cu usurinta si economisesc spatiu.

Aplicare si dozare:

1. Inainte de a pregati sistemul de dispenser de servetele gata de utilizare, dezinfectati mainile si purtati manusi de protectie.
2. Indepartati capacul dispenserului de servetele deschizand sigiliul. Apoi turnati incet central cel putin 2.25 L de solutie dezinfectanta de suprafete gata de folosire, respectiv, cel putin 2.5 L de solutie de aplicare produs Dr. Weigert in concentratia necesara in concordanta cu recomandarile de aplicare.
3. Trageti primul servetel din centrul ruloului de servetele prin deschiderea capacului de dispenser, trageti-l pana la capatul conic al deschiderii, il rupeti si il aruncati.
4. Puneti capacul pe galeata si inchideti bine. Completati informatiile de pregatire pe sistemul de dispenser de servetele (nume produs, data pregatirii, concentratia, data expirarii). Dupa 30 de min servetelele sunt complet imbibate si gata de folosire.
5. Stergeti cu grija suprafetele ce urmeaza a fi dezinfectate cu servetelele imbibate neoform. Pentru o dezinfectare sigura asigurati-va ca suprafetele sunt complet udate si respectati timpul de contact specific al produsului. Apoi aruncati servetelul.
6. Pastrati dispenserul de servetele inchis bine, dupa ce extrageti servetelele impregnate.
7. Sistem de eliminare: dupa epuizarea produsului sau expirarea acestuia, reciclati in mod adecvat servetelele, orice rest de produs precum si dispenserul.

Servetelele neoform imbibate pot fi folosite pana la 28 de zile daca sistemul de dispenser este inchis corect.



Compatibilitate:

Servetele neoform gata de utilizare cu sistemul de dispenser pot fi folosite impreuna cu urmatoorii dezinfectanti de suprafete Dr. Weigert:

- neoform Rapid
- neoform K plus
- neoform MED FF
- neoseptal Spray

Va rugam sa urmariti cu atentie recomandarile de aplicare oferite in fisa tehnica a dezinfectantului de suprafete respectiv.

Note despre aplicare:

- Doar pentru uz profesional.
- Nu este potrivit pentru ingrijirea bebelusilor.
- Nu este potrivit pentru dezinfectarea mainilor.
- Nu aruncati in facilitati sanitare.
- **Nu folositi servete uscate.**

Date tehnice:

Material	100 % PET
Servetele pe rola	115
Greutate rola	425 g
Dimensiune servetele	30 x 25 cm

Depozitare:

Protejati de praf, umiditate si lumina directa soarelui. Depozitati containerul inchis la temperatura camerei. Este recomandat sa nu depozitati containerul pentru mai mult de 5 ani.

Pericol si fraze de precautie:

Eliminati doar cand containerul este gol si inchis. Pentru eliminarea reziduurilor de produs va rugam sa faceti referire la Fisa de Siguranta a produsului utilizat.

MB 4213/2-2

Ultima actualizare: 07/2020